

Produktbeschreibung





















HandyBelt wird als Unterstützung beim Transfer verwendet. In der Regel wird der Gurt dem Pflegebedürftigen angelegt, und der Pfleger verwendet den Gurt als Unterstützung beim Transfer. Alternativ kann er sowohl dem Pflegebedürftigen als auch dem Pfleger angelegt werden, sodass der Pflegebedürftige den Gurt beim Transfer auch zum Abstützen verwenden kann.

WICHTIG!

Der Transfer eines Pflegebedürftigen ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung. Wichtig ist, den Inhalt der Gebrauchsanleitung vollständig zu verstehen. Diese Vorrichtung darf nur von geschultem Personal bedient werden. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör für den Transfer geeignet ist. Gehen Sie bei der Verwendung mit Sorgfalt und Vorsicht vor. Als Pfleger sind Sie jederzeit für die Sicherheit des Pflegebedürftigen verantwortlich. Sie müssen sich über die Fähigkeit des Pflegebedürftigen, den Transfer zu meistern, im Klaren sein. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an den Hersteller oder an den Zulieferer.

Erläuterung der Symbole

Diese Symbole finden Sie in diesem Dokument und/oder am Produkt.

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|  | Achtung. Dieses Symbol wird für Arbeitsschritte verwendet, die mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt durchzuführen sind. |
|  | Vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung lesen |
|  | CE-Kennzeichen |
|  | Rechtmäßiger Hersteller |
|  | Herstellungsdatum |
|  | Produktreferenz |
|  | Seriennummer |
|  | Medizinprodukt |
|  | Nicht chemisch reinigen |
|  | Nicht bügeln |
|  | Trocknen im Wäschetrockner |
|  | Nicht im Trockner trocknen |
|  | Waschen Das Symbol wird immer mit der empfohlenen Temperatur in °C und °F dargestellt. |
|  | Ohne Latex |
|  | Periodische Inspektion |
|  | Nicht bleichen |
|  | Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten |
|  | Symbol weist nach oben und befindet sich an der Außenseite des Geräts. |
|  | Symbol befindet sich an der Außenseite des Geräts. |
|  <small>(01) 0100887761997127 (11) JBM/MTT (21) 012345678910</small> | GS1 Datenmatrix-Barcode, der folgende Informationen enthalten kann: (01) Global Trade Item Number (GTIN) (11) Produktionsdatum (21) Seriennummer |

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie vor der Verwendung bitte folgende Punkte:

- Planen Sie den Transfer, damit dieser so sicher und reibungslos wie möglich durchgeführt werden kann.
- Eine verantwortliche Person in Ihrer Einrichtung sollte von Fall zu Fall entscheiden, ob einer oder mehrere Pfleger nötig sind.
- Der Pflegebedürftige sollte die Anweisungen verstehen und befolgen, damit er während des Aufstehens einem natürlichen Bewegungsablauf folgen kann.
- Der Pflegebedürftige sollte uneingeschränkte Kopf- und Rumpfstabilität haben und aufrecht sitzen können. Bei Gehübungen ist es auch wichtig, dass der Pflegebedürftige beim Stehen ein gutes Gleichgewicht hat und beim Gehen die Füße unabhängig bewegen kann.
- Stellen Sie vor dem Transfer sicher, dass der HandyBelt korrekt angelegt ist.
- Der HandyBelt ist keine Hebehilfe. Die Griffe sind nicht zum Heben vorgesehen.
- Um die Belastung auf den Pfleger zu minimieren, sollte der Pfleger im Falle eines Sturzes des Pflegebedürftigen nicht durch eigene Anstrengung versuchen, diesen in einer stehenden Position zu halten. Stattdessen empfehlen wir, den Pflegebedürftigen in einer gleichmäßigen Bewegung auf den Boden abzusenken. Vergessen Sie nicht, die Griffe loszulassen, um Quetschungen an den Händen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie stets ergonomisch. Machen Sie sich die Fähigkeit des Pflegebedürftigen, sich aktiv am Hebevorgang beteiligen zu können, zunutze.

 Medizintechnisches Produkt der Klasse I

Produktänderungen

Die Produkte von Liko werden ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen. Wenden Sie sich für eine Beratung sowie Informationen hinsichtlich eventueller Produktneuerungen an Ihre Liko-Vertretung.

Design and Quality by Liko in Sweden

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist nach ISO 9001 sowie nach ISO 13485, deren Entsprechung für Medizinproduktehersteller, zertifiziert.

Das Umweltmanagement von Liko ist nach ISO 14001 zertifiziert.

Hinweis für Benutzer und/oder Pflegebedürftige in der EU

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten sind, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Pflegebedürftige ansässig sind.

Pflege und Wartung

Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung. Überprüfen Sie folgende Punkte auf Verschleiß und Beschädigung:

- Gewebe
- Hebebänder
- Nähte
- Griffe
- Sicherheitsschnalle

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bitte an den Hersteller oder Zulieferer.

Waschanleitung: Siehe Produktetikett.

Zu erwartende Lebensdauer

Gemäß dieser Gebrauchsanweisung sollte das Produkt regelmäßig überprüft werden, insbesondere nach jeder Reinigung. Achten Sie dabei besonders auf Verschleiß und Schäden an Nähten, Gurten/Griffen, Gewebe und/oder Gewebeeigenschaften. Verwenden Sie das Produkt gemäß diesen Anweisungen und gemäß den Anweisungen zur Pflege und Wartung. Das Produkt bleibt während seiner Lebensdauer zuverlässig, solange es Inspektionen besteht.


Recyclinganleitungen

Das gesamte Produkt muss als brennbarer Abfall sortiert werden.


Hill-Rom beurteilt Anleitungen und bietet den Benutzern Hilfestellung bei der sicheren Handhabung und Entsorgung der Hebehilfsmittel, um Verletzungen wie Schnitte, Einstiche in die Haut und Abschürfungen zu vermeiden und um alle erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen des Medizinprodukts nach dem Gebrauch und vor der Entsorgung durchzuführen. Die Kunden müssen im Hinblick auf die sichere Entsorgung von Medizinprodukten und Zubehör alle staatlichen, nationalen, regionalen und/oder örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten.

Im Zweifelsfall muss sich der Benutzer des Hebehilfsmittels zunächst an den Technischen Support von Hill-Rom wenden, um Anleitungen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.

Anlegen






Abnehmen




Anwendungsbereiche

Aufstehen aus einer sitzenden Position, Transfer von sitzender zu sitzender Position und Unterstützung beim Stehen/Gehen.



HandyBelt – Übersicht



| Bezeichnung | Art.-Nr. | Größe | Größenangabe (A) | Anzahl der Griffe (B) | Länge (C/D) |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Liko TransferGürtel Fix | 3760014 | S Small | Orange | 7 | 60/100 cm |
| Liko TransferGürtel Fix | 3760015 | M Medium | Gelb | 9 | 75/120 cm |
| Liko TransferGürtel Fix | 3760016 | L Large | Blau | 11 | 90/140 cm |
| Liko TransferGürtel Fix | 3760017 | XL Extra Large | Schwarz | 13 | 110/180 cm |

Material: Polyester

Das Gewebe des HandyBelt besteht aus nicht flammhemmenden Materialien.

Max. Tragfähigkeit: Jeder Griff kann einer Last von bis zu 30 kg standhalten.

Produktalternativen

Der Transfervorgang darf nicht zu anstrengend für den Pfleger sein. Wenn der Pflegebedürftige mehr Unterstützung benötigt, empfiehlt Liko andere Produkte aus unserem umfangreichen Sortiment an Aufsteh- und Gehhilfen.

Produktalternativen im Liko-Sortiment:

Sabina Aufstehlifter

Liko LiftPants zusammen mit einem Lifter

Liko MasterVest zusammen mit einem Lifter



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre Vägen 100
975 92 Luleå, Schweden
+46 (0) 920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

