

Description du produit





















HandyBelt est utilisé pour l'aide au transfert. Le plus souvent, la ceinture est mise en place sur le patient, puis le soignant utilise la ceinture comme aide au transfert. Il est également possible de la mettre en place sur le patient et le soignant afin que le patient puisse également utiliser la ceinture comme soutien lors du transfert.

IMPORTANT !

Le transfert d'un patient comporte toujours un certain niveau de risque. Lire au préalable la notice d'utilisation. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Assurez-vous que l'accessoire est adapté au transfert. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé de la capacité de ce dernier à supporter le transfert. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement. Utilisé lorsqu'une plus grande attention est nécessaire.
	Lire au préalable la notice d'utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Identifiant de produit
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas repasser
	Sèche-linge
	Ne pas utiliser de sèche-linge
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.
	Sans latex
	Inspection périodique
	Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série

Consignes de sécurité

Avant utilisation, gardez les points suivants à l'esprit :

- préparez l'opération de transfert afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- un responsable au sein de votre établissement doit déterminer, au cas par cas, si le patient doit être assisté d'un ou de plusieurs soignants.
- le patient doit comprendre et suivre les instructions pour pouvoir être amené à un mouvement naturel pendant la verticalisation.
- le patient doit avoir la tête et le torse stables et être en mesure de s'asseoir le dos bien droit. Lors de l'entraînement à la marche, il est également important que le patient bénéficie d'un bon équilibre en station debout et qu'il puisse bouger ses pieds séparément en marchant.
- avant le transfert, vérifiez que la ceinture HandyBelt est correctement mise en place.
- HandyBelt n'est pas une aide au levage et ses poignées de manœuvre ne sont pas prévues pour le levage.
- pour minimiser l'effort pour le soignant en cas de chute du patient, il est important que celui-ci n'essaye pas de maintenir lui-même le patient en position debout. Nous recommandons plutôt au soignant d'abaisser le patient vers le sol, avec un mouvement régulier. N'oubliez pas de lâcher les poignées de manœuvre pour éviter les blessures aux mains par écrasement chez le soignant.
- travaillez toujours de façon ergonomique. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.

 Dispositif médical de classe I

Modifications des produits

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Liko pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001, gage de qualité, ainsi que ISO 13485, son équivalent pour les dispositifs médicaux. Liko est également certifié ISO 14001 pour le respect de l'environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Précautions d'utilisation et entretien

Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- tissu
- sangles
- coutures
- poignées de manœuvre
- boucle de sécurité

N'utilisez pas de produits endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Instructions de lavage : veuillez consulter l'étiquette du produit.

Durée de vie estimée

Conformément à cette notice d'utilisation, ce produit doit être contrôlé régulièrement, en particulier après son lavage. Portez une attention particulière à l'usure et aux dommages au niveau des coutures, des sangles/poignées de manœuvre, des tissus et/ou des propriétés du tissu. Utilisé conformément à ces instructions et aux précautions d'utilisation et d'entretien, ce produit aura une durée de vie utile continue tant que les contrôles seront favorables.


Instructions de recyclage

L'ensemble du produit doit être jeté en tant que déchet combustible.


Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.

En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

Mise en place






Retrait




Domaines d'utilisation

Passage de la position assise à la position debout, passage de la position assise à la position assise et aide à la station debout et à la marche.



Présentation de HandyBelt



Désignation	Art. n°	Taille	Indication de taille (A)	Nombre de poignées de manœuvre (B)	Longueur (C/D)
HandyBelt	3760014	S Petit	Orange	7	60/100 cm (24/39 pouces)
HandyBelt	3760015	M Moyen	Jaune	9	75/120 cm (30/47 pouces)
HandyBelt	3760016	L Large	Bleu	11	90/140 cm (35/55 pouces)
HandyBelt	3760017	XL Extra Large	Noir	13	110/180 cm (43/71 pouces)

Matériau : polyester

Le tissu de HandyBelt est fabriqué à partir de matériaux non ignifuges.

Charge maximale : chaque poignée de manœuvre peut supporter jusqu'à 30 kg/66 livres.

Produits alternatifs

Il est important de s'assurer que l'opération de transfert n'est pas trop pénible pour le soignant. Si le patient a besoin de plus de soutien, Liko recommande d'autres produits issus de sa vaste gamme d'aides à la verticalisation et à la marche.

Produits alternatifs de la gamme Liko :

Verticalisateur Sabina

LiftPants Liko, en combinaison avec un lève-personnes

MasterVest Liko, en combinaison avec un lève-personnes



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suède
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom