

Gaminio aprašymas





















„HandyBelt“ diržas naudojamas prilaikyti perkeliant. Dažniausiai diržas naudojamas pacientui, o slaugytojas jį naudoja kaip pagalbines priemones perkeliant. Kitu atveju, jį gali naudoti tiek pacientas, tiek slaugytojas, kad pacientas taip pat galėtų prisilaikyti už diržo perkeliant.

SVARBU!

Perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Įsitinkite, kad priedą galima naudoti perkeliant. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Naudokite, kai reikia būti ypač atsargiems ir dėmesingiems.
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Gaminio identifikatorius
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Nevalyti chemiškai
	Nelyginti
	Galima džiovinėti būgninėje džiovyklėje
	Nedžiovinėti būgninėje džiovyklėje
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F
	Be latekso
	Periodinė patikra
	Nebalinti
	Džiovinėti ant virvės šešėlyje
	Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje.
	Simbolis įrangos išorėje.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) MMmmDD (21) 012345678910</small>	GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

Saugumo nurodymai

⚠️ Prieš naudodami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.

- Suplanuokite perkėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Atsakingas jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Pacientas turi suprasti ir vadovautis instrukcijomis, kad stebėtų natūralią judesio seką kėlimo metu.
- Pacientas turi gebėti laikyti galvą ir juosmenį stabiliai bei stačiai sėdėti. Mokant vaikščioti, taip pat svarbu, kad pacientas gerai laikytų pusiausvyrą stovėdamas ir gebėtų eidamas atskirai perkelti savo pėdas.
- Prieš perkeldami patikrinkite, ar tinkamai apjuosta „HandyBelt“ diržu.
- „HandyBelt“ nėra pagalbinė kėlimo priemonė, o rankenos nėra skirtos kelti.
- Siekiant kaip galima mažiau apkrauti slaugytoją tuo atveju, jei pacientas nukristų, svarbu, kad slaugytojas savo jėga nelaikytų paciento stovinčio. Vietoje to slaugytojui rekomenduojama tolygiu judesiu nuleisti pacientą ant grindų. Nepamirškite atlaisvinti rankenų, kad nebūtų sužalotos slaugytojo rankos jas suspaudus.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.

CE I klasės medicinos prietaisas

Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasilikame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Liko“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicininių prietaisų pramonei, ISO 13485. „Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkos standartą ISO 14001.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Techninė ir kita priežiūra

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite gaminį. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinį
- dirželius
- siūles
- rankenas
- saugos sagtį

⚠️ Nenaudokite apgadintų gaminių.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Skalbimo nurodymai: žr. gaminio etiketę.

Numatyta eksploataavimo trukmė

Šį gaminį reikia reguliariai tikrinti laikantis šio instrukcijų vadovo, ypač nuplovus. Ypatingai atidžiai reikia apžiūrėti, ar nenusidėvėjusios arba nepažeistos siūlės, dirželiai / rankenos, audinys ir (arba) nepakitusios audinio savybės. Naudokite vadovaudamiesi šiomis bei techninės ir kitos priežiūros instrukcijomis. Gaminį galima naudoti tol, kol jis po patikros pripažįstamas tinkamu naudoti.


Perdirbimo instrukcijos

Visas gaminyt turėtų būti rūšiuojamas kaip degios atliekos.


„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrodinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.

Kilus abejonų, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.

Uždėjimas






Atjungimas




Naudojimo sritys

Pakėlimas iš sėdimos į stovimą padėtį, perkėlimas iš sėdimos į sėdimą padėtį ir prilaikymas stovint / einant.



„HandyBelt“ apžvalga



Pavadinimas	Gaminio Nr.	Dydis	Dyžio ženklinimas (A)	Rankenų skaičius (B)	Ilgis (C/D)
„HandyBelt“	3760014	S mažas	Oranžinis	7	60/100 cm (24 col. /39 col.)
„HandyBelt“	3760015	M vidutinis	Geltonas	9	75/120 cm (30 col. /47 col.)
„HandyBelt“	3760016	L didelis	Mėlynas	11	90/140 cm (35 col. /55 col.)
„HandyBelt“	3760017	XL ypač didelis	Juodas	13	110/180 cm (43 col. /71 col.)

Medžiaga: poliesteris

„HandyBelt“ audinys pagamintas iš nedegių, ugniai atsparių medžiagų.

Didžiausia apkrova: Kiekviena rankena gali atlaikyti iki 30 kg apkrovą.

Alternatyvūs gaminiai

Svarbu užtikrinti, kad perkėlimo operacija nebūtų per sunki slaugytojui. Jei pacientui reikėtų daugiau atramos, bendrovė „Liko“ rekomenduoja naudoti kitus gaminius iš plataus kėlimo ir ėjimo pagalbinių priemonių asortimento.

Alternatyvūs gaminiai iš „Liko“ asortimento:

„Sabina“ pakėlimo iš sėdimos padėties priemonė;

„Liko LiftPants“, naudojama su paciento keltuviu;

„Liko MasterVest“, naudojama kartu su paciento keltuviu.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom