


# Nosidło Liko™ ComfortSling Plus, mod. 300, 350



## Instrukcja obsługi



Mod. 300



Mod. 350

## Opis produktu

Nosidło Liko ComfortSling Plus zapewnia wygodną pozycję siedzącą i umożliwia bezpieczne przenoszenie pacjenta, przykładowo pomiędzy łóżkiem a wózkiem inwalidzkim. Nosidło dopasowuje się do ciała pacjenta i nie wymaga indywidualnej regulacji. Prawdopodobnie dopasowane i ostrożnie założone nosidło ComfortSling Plus zapewni pacjentowi wygodę i poczucie bezpieczeństwa oraz odpowiednie podparcie pleców i głowy (mod. 350).

Nosidło ComfortSling Plus jest łatwe do podkładania i usuwania, ponieważ podczas podkładania pacjent znajduje się w pozycji leżącej, a po zakończeniu przenoszenia nosidło pozostaje na wózku. Kiedy pacjent jest gotowy do powrotu do łóżka, nosidło znajduje się już we właściwej pozycji. Pętle

nośne można wówczas w łatwy sposób połączyć z uchwytem nośnym, a cała czynność podnoszenia jest wykonywana przez podnośnik.

Nosidło ComfortSling Plus sprawdzi się u szczególnie wrażliwych pacjentów cierpiących na bóle mięśni i/lub stawów. Nosidło ComfortSling Plus jest odpowiednie również dla pacjentów po amputacji kończyn, ponieważ zapewnia podparcie w całym obszarze siedziska.

Nosidła ComfortSling Plus High (mod. 350) wyposażone są we wbudowane podparcie głowy i zapewniają pacjentowi wygodną pozycję siedzącą odchyloną do tyłu. Nosidło to jest odpowiednie dla pacjentów z niską stabilizacją głowy i tułowia.

*W niniejszej instrukcji osoba podnoszona jest nazywana pacjentem, natomiast osoba podnosząca – opiekunem.*

### WAŻNE!





















Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika oraz akcesoriów do podnoszenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcji obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Należy upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są przeznaczone do użytku z danym podnośnikiem. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. Podczas podnoszenia opiekun musi mieć na uwadze stan pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

# Spis treści

Opis symboli .....	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Serwis i konserwacja .....	5
Budowa .....	5
Mocowanie nosidła do różnych uchwytów nośnych .....	6
Mocowanie nosidła ComfortSling Plus do uchwytu nośnego z czterema hakami (uchwyty podwójne i krzyżowe) .....	7
Podnoszenie z pozycji leżącej .....	7
Powrót do pozycji leżącej .....	8
Wyjmowanie nosidła .....	8
Podnoszenie z podłogi .....	8
Przenoszenie pacjenta na wózek inwalidzki .....	9
Podnoszenie pacjenta z wózka inwalidzkiego .....	9
Różne pozycje siedzące zależnie od typu uchwytu nośnego .....	9
Różne uchwyty nośne .....	10
Akcesoria .....	10
Informacje ogólne na temat nosidła Liko™ ComfortSling Plus, mod. 300, 350 .....	11
Zalecane kombinacje .....	12

## Opis symboli

Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na wyrobie.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi
	Oznaczenie CE
	Producent odpowiedzialny
	Data produkcji
	Identyfikator wyrobu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Nie czyścić chemicznie
	Nie prasować
	Suszenie w suszarce bębnowej
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Czyszczenie Symbol jest zawsze połączony z zalecaną temperaturą w °C i °F.
	Nie zawiera lateksu
	Przeglądy okresowe
	Nie wybielać
	Pozostawić do wyschnięcia w cieniu
	Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części wyrobu
	Symbol na zewnętrznej części wyrobu
	Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje: (01) Globalny numer jednostki handlowej (11) Data produkcji (21) Numer seryjny

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### **Przed przystąpieniem do podnoszenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:**

- Osoba decyzyjna powinna zdecydować, czy w danym przypadku potrzebna jest większa liczba opiekunów.
- Należy upewnić się, że model, rozmiar, tkanina i konstrukcja wybranego nosidła odpowiadają potrzebom pacjenta.
- Ze względów bezpieczeństwa i w celu zachowania higieny u każdego pacjenta należy stosować osobne nosidła.
- Zaplanować podnoszenie, tak aby mogło ono zostać przeprowadzone jak najsprawniej i najbezpieczniej.
- Upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są zawieszane w pionie i można je swobodnie przesuwać.
- Uchwyty nośne firmy Liko są wyposażone w zatrzaski. Mimo to należy zachować szczególną ostrożność. Przed podniesieniem pacjenta z danej powierzchni, ale po pełnym napięciu pasów, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo zamocowane do haków uchwyty nośnego.
- Przed przystąpieniem do przenoszenia należy upewnić się, że pacjent siedzi bezpiecznie w nosidle.
- Nie należy podnosić pacjenta na wysokość większą niż wystarczająca do jego przeniesienia.
- Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas podnoszenia.
- Należy upewnić się, że koła wózka inwalidzkiego, łóżka lub wózka transportowego są zablokowane podczas podnoszenia/przenoszenia.
- Należy zawsze pracować zgodnie z zasadami ergonomii. Należy zachęcać pacjenta do aktywnej współpracy podczas podnoszenia.
- Kiedy nosidło nie jest używane, należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 **Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwyty nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta.**

 **Ręczne obracanie pacjenta w łóżku może spowodować obrażenia ciała opiekuna.**

 Wyrób medyczny klasy I

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Wyrób może być objęty jednym lub większą liczbą patentów. Patrz powyższa strona internetowa.**

Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

### **Zmiany w wyrobie**

Wyroby Liko® są stale udoskonalane i z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji wyrobów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hill-Rom.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Firma Liko posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jego odpowiednik dla wyrobów medycznych, ISO 13485. Firma Liko posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

### **Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE**

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

## Serwis i konserwacja

Nosidło należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń i zużycia:

- Tkanina
- Pasy
- Szwy
- Pętle

**⚠ Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.**

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

**Instrukcje dotyczące czyszczenia:** są dostępne na etykiecie nosidła oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”.

### Przeglądy okresowe

Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktów tego typu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hill-Rom.

### Okres eksploatacji produktu

Okres eksploatacji produktu wynosi od 1 roku do 3 lat przy normalnym użytkowaniu. Okres eksploatacji produktu zależy od rodzaju materiału, częstotliwości użytkowania, stosowanej procedury czyszczenia oraz wagi podnoszonych pacjentów. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hill-Rom.



### Wskazówki dotyczące utylizacji

Całe nosidło, w tym listwy, materiał wyściółki itd., należy utylizować jako odpady łatwopalne.

Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i usuwania swoich wyrobów w celu zapobiegania obrażeniom, takim jak skaleczenia, przebicia skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego usunięciem. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych.
















W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hill-Rom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznego usuwania.

## Budowa




1. Górna pętla nośna
2. Etykieta produktu
3. Numer seryjny
4. Etykieta: przeglądy okresowe
5. Etykieta: oznaczenie indywidualne (użytkownik)
6. Środkowy pas tylny (oznaczenie rozmiaru)
7. Uchwyt
8. Dolna pętla nośna
9. Dolna krawędź
10. Miękkie podparcie głowy (mod. 350)


## Mocowanie nosidla do różnych uchwytów nośnych

Uchwyt nośny	Pętle nosidla mocowane do haków uchwytu nośnego	Prawidłowo
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

### Źle!




## Mocowanie nosidła ComfortSling Plus do uchwyty nośnego z czterema hakami (uchwyty podwójne i krzyżowe)



## Podnoszenie z pozycji leżącej


Należy zwracać uwagę na własną postawę w trakcie pracy w takim samym stopniu, co na wygodę pacjenta. Należy korzystać z funkcji podnoszenia i opuszczania łóżka.



Obrócić pacjenta w swoją stronę, aby nie spadł z łóżka. Umieścić krawędź nosidła jak najgłębiej pod pacjentem w taki sposób, aby dolna krawędź znalazła się tuż poniżej zgięć w kolanach pacjenta.

Złożyć nosidło kilka razy tak, aby po ostrożnym obróceniu pacjenta środkowy pas tylny nosidła znalazł się pod kręgosłupem.





Delikatnie wyciągnąć nosidło po drugiej stronie ciała pacjenta. Upewnić się, że pacjent leży na środku nosidła. W razie konieczności poprawić pozycję pacjenta. Dolna krawędź nosidła powinna znajdować się tuż poniżej zgięć w kolanach pacjenta.

Podnieść podparcie pleców. Najpierw połączyć z uchwytem nośnym górne pętle nośne, a następnie dolne pętle nośne. Instrukcje dotyczące mocowania pętli nośnych do różnych uchwytów nośnych znajdują się na stronach 6–7. Podnieść pacjenta. Po podniesieniu pacjenta dolna krawędź nosidła znajdzie się około 0–10 cm powyżej zgięć w kolanach.

**Inny sposób zakładania nosidła:** w przypadku pacjentów, których nie można obracać, do umieszczenia nosidła pod leżącym pacjentem można zastosować maty poślizgowe. Umieścić dwie maty poślizgowe pod pacjentem i wsunąć nosidło pomiędzy maty. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Hill-Rom.

## Powrót do pozycji leżącej

Należy zwracać uwagę na własną postawę w trakcie pracy w takim samym stopniu, co na wygodę pacjenta. Należy korzystać z funkcji podnoszenia i opuszczania łóżka. Opuścić pacjenta na łóżko i odłączyć pętle nośne nosidła od uchwyty nośnego.

## Wymywanie nosidła



Złożyć nosidło i jak najgłębiej wsunąć je pod pacjenta.

Ostrożnie obrócić pacjenta do siebie. **Wskazówka:** pacjenta łatwiej jest obrócić za pomocą nosidła. Delikatnie wyciągnąć nosidło.


## Podnoszenie z podłogi

Do podnoszenia pacjentów z podłogi zaleca się użycie nosidła Liko ComfortSling Plus High, mod. 350, które zapewnia dobre podparcie głowy pacjenta.



## Przenoszenie pacjenta na wózek inwalidzki

Podczas sadzania pacjenta na wózku inwalidzkim ważne jest, aby umiejscowić go na tyle głęboko, aby siedział wygodnie. Można to zrobić na kilka sposobów.



Aby sadzanie pacjenta na wózku inwalidzkim przebiegało sprawniej, w trakcie opuszczania pacjenta wózek można odchylić do tyłu. Pod koniec opuszczania pośladki pacjenta powinny ześlizgnąć się po podparciu pleców. Monitorować położenie wózka poprzez oparcie stopy na elemencie przeciwwyrotnym.

Podczas opuszczania można również przytrzymywać pacjenta pod kolanami, lekko popychając w głąb wózka, aby docisnąć pośladki do podparcia pleców. Jeśli nosidło posiada uchwyt, można go użyć do wyznaczenia odpowiedniego kierunku.

Po opuszczeniu pacjenta na krzesło lub wózek inwalidzki odłączyć pętlę nośną od uchwytu nośnego i zwinąć nosidło tak, aby nie przeszkadzało.


**⚠ UWAGA! Pociągnięcie uchwytów z nadmierną siłą może doprowadzić do rozerwania nosidła. Uchwytów tych nie należy używać do podnoszenia pacjenta!**

## Podnoszenie pacjenta z wózka inwalidzkiego

**⚠ Przed przystąpieniem do przenoszenia pacjenta z wózka inwalidzkiego należy upewnić się, że nosidło jest założone prawidłowo.** Czasami pacjent siedzący w nosidle na wózku może przesunąć się do przodu. Aby podnoszenie było bezpieczne, nosidło powinno sięgać przynajmniej do połowy ud. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy ręcznie skorygować pozycję pacjenta.

## Różne pozycje siedzące zależnie od typu uchwytu nośnego

Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300



1. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300 w połączeniu z uchwytem nośnym Liko Universal SlingBar 450 zapewnia wyprostowaną pozycję siedzącą.


2. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300 w połączeniu z podwójnym uchwytem nośnym 670 zapewnia nieznacznie odchyloną pozycję siedzącą i dodatkową przestrzeń na ramiona.

3. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300 w połączeniu z krzyżowym uchwytem nośnym Liko Sling Cross-bar 450 lub 670 zapewnia odchyloną pozycję siedzącą, w której kąt pomiędzy udami a tułowiem pacjenta jest większy. Krzyżowy uchwyt nośny Cross-bar 670 zapewnia również dodatkową przestrzeń na ramiona.

Taką samą pozycję można uzyskać dzięki zastosowaniu uchwytu nośnego Liko Universal SlingBar 450 w połączeniu z bocznymi uchwytami nośnymi SideBars.

**⚠ W przypadku kombinacji opisanych w punkcie 3 należy zawsze stosować do górnych pętli nośnych pętlę wydłużającą Extension Loop o długości 12 cm. Podczas podnoszenia należy upewnić się, że dolna krawędź nosidła znajduje się na poziomie zgięć kolan pacjenta. Dotyczy to również sytuacji, w których nosidło stosowane jest w połączeniu ze starszym modelem krzyżowego uchwytu nośnego Liko Sling Cross-bar.**

## Nosidło Liko ComfortSling Plus High, mod. 350



1. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 350 w połączeniu z uchwytem nośnym Liko Universal SlingBar 450 zapewnia wygodną odchyloną pozycję siedzącą.


2. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 350 w połączeniu z podwójnym uchwytem nośnym 670 zapewnia odchyloną pozycję siedzącą, w której kąt pomiędzy udami a tułowiem pacjenta jest większy, oraz dodatkową przestrzeń na ramiona.

3. Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 350 w połączeniu z krzyżowym uchwytem nośnym Liko Sling Cross-bar 450 lub 670 zapewnia odchyloną pozycję siedzącą. Krzyżowy uchwyt nośny Cross-bar 670 zapewnia również dodatkową przestrzeń na ramiona.


Taką samą pozycję można uzyskać dzięki zastosowaniu uchwyty nośnego Liko Universal Slingbar 450 w połączeniu z bocznymi uchwytami nośnymi SideBars.

⚠ W przypadku kombinacji opisanych w punkcie 3 należy **zawsze** stosować do górnych pętli nośnych pętle wydłużające Extension Loop o długości 12 cm. Podczas podnoszenia należy upewnić się, że dolna krawędź nosidła znajduje się na poziomie zgięć kolan pacjenta. Dotyczy to również sytuacji, w których nosidło stosowane jest w połączeniu ze starszym modelem krzyżowego uchwyty nośnego Liko Sling Cross-bar.


## Różne uchwyty nośne




**Uchwyt nośny Universal SlingBar 450\***  
Nr prod. 3156075




**Uchwyt nośny SlingGuard 450\***  
Nr prod. 3308020




**Podwójny uchwyt nośny Universal TwinBar 670\***  
Nr prod. 3156077




**Podwójny uchwyt nośny SlingGuard 670 Twin\***  
Nr prod. 3308040



**Krzyżowy uchwyt nośny Sling Cross-bar 450\***  
Nr prod. 3156021



**Krzyżowy uchwyt nośny Sling Cross-bar 670\***  
Nr prod. 3156018




**Uchwyty boczne Universal SideBars 450**  
Nr prod. 3156079

\* Dostępnych jest kilka modeli uchwytów nośnych; patrz lista produktów firmy Liko.

## Aksesoria

- Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 12 cm
- Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 22 cm
- Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 12 cm
- Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 22 cm

- Nr prod. 3691102
- Nr prod. 3691103
- Nr prod. 3691302
- Nr prod. 3691303



## Informacje ogólne na temat nosidła Liko™ ComfortSling Plus, mod. 300, 350


Produkt	Nr prod.	Rozmiar		Maksymalne obciążenie <sup>1</sup>
Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300	35300304	S	Mały	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300	35300305	M	Średni	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300	35300306	L	Duży	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus, mod. 300	35300307	XL	Bardzo duży	300 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus High, mod. 350	35350304	S	Mały	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus High, mod. 350	35350305	M	Średni	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus High, mod. 350	35350306	L	Duży	200 kg
Nosidło Liko ComfortSling Plus High, mod. 350	35350307	XL	Bardzo duży	300 kg

<sup>1</sup>W celu utrzymania maksymalnego obciążenia należy stosować podnośnik / akcesoria przeznaczone do przenoszenia takiego samego lub większego obciążenia.

Rozmiar	Model	Waga pacjenta <sup>2</sup>	Szerokość (A)	Wysokość (B)
300	S Mały	25–50 kg	47 cm	85 cm
300	M Średni	40–80 kg	56 cm	100 cm
300	L Duży	70–110 kg	78 cm	121 cm
300	XL Bardzo duży	> 100 kg	80 cm	128 cm
350	S Mały	25–50 kg	47 cm	120 cm
350	M Średni	40–80 kg	56 cm	136 cm
350	L Duży	70–110 kg	67 cm	145 cm
350	XL Bardzo duży	> 100 kg	67 cm	153 cm

<sup>2</sup>Podana waga pacjenta stanowi tylko wskazówkę – dopuszczalne są odchylenia.

**W przypadku pacjentów o słabym napięciu mięśniowym, nadmiernie zapadających się w nosidło ComfortSling, należy rozważyć zastosowanie nosidła o mniejszym rozmiarze.**



### Materiał

Nosidło ComfortSling Plus jest wykonane z siatki poliestrowej.

## Zalecane kombinacje

Zalecane kombinacje nosidła Liko™ ComfortSling Plus i uchwytów nośnych firmy Liko:	Mini 220	Uchwyt nośny Sling bar 350 <sup>4</sup>	Uchwyt nośny Sling bar 450 <sup>2</sup>	Uchwyt nośny Sling bar 600 <sup>5</sup>	Uchwyty podwójne Twin bars 670 <sup>3</sup>	Krzyżowy uchwyt nośny Sling Cross-bar 450	Krzyżowy uchwyt nośny Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
ComfortSling Plus, mod. 300 S	2	1	1	4	4	1 <sup>1</sup>	4	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, mod. 300 M	2	2	1	2	1	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, mod. 300 L	3	2	1	1	1	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, mod. 300 XL	3	3	2	1	1	2 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, mod. 350 S	2	1	1	4	4	1 <sup>1</sup>	4	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus High, mod. 350 M	3	2	1	1	1	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus High, mod. 350 L	3	2	1	1	1	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
ComfortSling Plus High, mod. 350 XL	3	3	2	1	1	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>

**Objaśnienie:** 1 = Zalecane, 2 = Możliwe, 3 = Niezalecane, 4 = Nieodpowiednie

- <sup>1</sup> ⚠ Należy zawsze stosować do górnych pętli nośnych pętle wydłużające Extension Loop o długości 12 cm. Gdy pacjent siedzi w nosidle, dolna krawędź nosidła powinna znajdować się w okolicy zgięć w kolanach.
- <sup>2</sup> Termin „uchwyt nośny Sling bar 450” odnosi się do uchwytu nośnego Universal SlingBar 450, nr prod. 3156075, 3156085 i 3156095, uchwytu nośnego SlingBar Standard 450, nr prod. 3156001, 3156003, 3156007 i 3156016 oraz uchwytu nośnego SlingGuard 450, nr prod. 3308020 i 3308520.
- <sup>3</sup> Termin „uchwyty podwójne Twin bars 670” odnosi się do podwójnego uchwytu nośnego Universal TwinBar 670, nr prod. 3156077 i 3156087 oraz podwójnego uchwytu nośnego SlingGuard 670 Twin, nr prod. 3308040 i 3308540.
- <sup>4</sup> Termin „uchwyt nośny Sling bar 350” odnosi się do uchwytu nośnego Universal SlingBar 350, nr prod. 3156074, 3156084 i 3156094.
- <sup>5</sup> Termin „uchwyt nośny Sling bar 600” odnosi się do uchwytu nośnego Universal SlingBar 600, nr prod. 3156076 i 3156086.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych kombinacji nosideł z uchwytami nośnymi Liko, należy skontaktować się z firmą Hill-Rom.

### Inne kombinacje

Łączenie akcesoriów/produktów innych niż zalecane przez firmę Liko może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Szwecja  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**