

Descripción del producto

Los Liko Extension Loops se han diseñado para realizar ajustes sencillos en la gama de accesorios de Liko. Se fijan a los lazos de cinta y a las cintas de lazo para ajustar la longitud según sea necesario.

Los Extension Loop están disponibles en dos longitudes diferentes y en color verde o gris. La longitud que elija dependerá del calibre del ajuste que desee realizar.





















En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.

IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o el proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.


Símbolo	Descripción
	Advertencia: esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizarla.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Producto sanitario
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No secar en secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No usar lejía
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo
	Símbolo en la parte exterior del equipo
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie


Instrucciones de seguridad

Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Tenga en cuenta que la geometría del arnés cambia cuando se enganchan Extension Loops a lazos de cinta individuales. Un cambio en la geometría del arnés puede afectar a la seguridad, por lo que se debe tener cuidado durante la fase de prueba, la cual debe llevarla a cabo un médico prescriptor autorizado.
- Compruebe que los Extension Loops están enganchados de manera correcta al arnés/accesorios de elevación antes de cada elevación. Preste especial atención después del lavado.
- Aunque las perchas Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.

 Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

 Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

 Producto sanitario de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para el sector de los productos sanitarios ISO 13485. Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe el producto antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Cintas
- Costuras

⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Instrucciones de lavado: Consulte la etiqueta del Extension Loop y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si los productos se utilizan o se lavan con más frecuencia de lo normal. Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Tiempo de vida útil estimado

Si está fabricado con cincha de poliéster verde, el producto tiene un tiempo de vida útil estimado de 5 años. Si está fabricado con poliéster gris, el producto tiene un tiempo de vida útil estimado de 3 años. El tiempo de vida útil estimado se basa en 10 usos al día y un lavado a la semana, según las instrucciones de lavado. Hill-Rom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.


Instrucciones de reciclaje

Todo el Extension Loop debe clasificarse como residuo combustible.


Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Montaje




Áreas de uso




1. Incrementar la distancia entre la cabeza y la percha

Extienda **todos** los lazos de cinta del arnés/accesorio de elevación para aumentar la distancia de la cabeza del paciente con respecto a la percha. Tenga en cuenta que cuanto más largos sean los lazos de extensión utilizados, mayor será la altura de construcción del arnés, lo que puede dificultar la elevación hasta el nivel deseado.




2. Simplificar el enganche a la percha

Si los lazos de cinta del arnés/accesorio de elevación no llegan hasta la percha, extienda **todos** los lazos de cinta para facilitar todavía más el enganche. Una extensión excesiva puede dificultar la elevación del paciente hasta el nivel deseado.




3. Aumentar la verticalidad de la posición sentada

Al enganchar los soportes de piernas a un arnés superpuesto bajo ambas piernas, a veces puede que tenga que extender los lazos de los soportes de piernas para lograr una posición sentada más vertical.




4. Disminuir la flexión en la cadera

Extienda el lazo del soporte de piernas del arnés para lograr un mayor ángulo en la cadera. Esto se puede hacer en cualquiera de los dos lazos del soporte de piernas o en ambos si fuera necesario.



5. Ajustar la longitud de las cintas de lazo


Si fuesen demasiado cortas, extienda las cintas de lazo del arnés/accesorio de elevación. El Extension Loop puede engancharse a uno de los lazos exteriores de la cinta de lazo según sea necesario.



6. Usar junto con Comfort Sling Plus/ Comfort Sling

Siempre que se combinen Comfort Sling Plus (modelo 300/310/350/360) o Comfort Sling (modelo 30/31/35/36) con las perchas cruzadas o las barras laterales de Liko, deberán extenderse los lazos de cinta superiores de los arneses. Esta combinación proporciona una posición sentada más reclinada con una menor flexión en la articulación de la cadera. Consulte la guía de instrucciones de los arneses.

Resumen de Liko™ Extension Loop



Nombre	N.º de prod.	Extensión	Carga máxima
Extension Loop, verde, 12 cm	3691102	12 cm (5 pulg.)	150 kg (330 lb)/lazo
Extension Loop, verde, 22 cm	3691103	22 cm (9 pulg.)	150 kg (330 lb)/lazo
Extension Loop, gris, 12 cm	3691302	12 cm (5 pulg.)	150 kg (330 lb)/lazo
Extension Loop, gris, 22 cm	3691303	22 cm (9 pulg.)	150 kg (330 lb)/lazo

Combinaciones aprobadas

Los Liko Extension Loop deben utilizarse exclusivamente con la gama de accesorios de elevación de Liko. Se han aprobado las combinaciones con los siguientes accesorios de elevación de acuerdo con las áreas de uso (1-6) descritas en la página 5.

	Área de uso 1*	Área de uso 2*	Áreas de uso 3	Áreas de uso 4	Áreas de uso 5	Áreas de uso 6
Universal Sling, modelo 00/02	2	2	2	2	4	4
Ultra Sling, modelo 06 (consulte la guía de instrucciones del producto)	-	-	-	-	-	-
Original Sling, modelo 10/11	2	2	2	2	4	4
Original High Back Sling, modelo 20/21	2	2	2	2	4	4
Silhouette Sling, modelo 22	2	2	2	2	4	4
Solo High Back Sling, modelo 25	2	2	2	2	4	4
Soft Original High Back Sling, modelo 26	2	2	2	2	4	4
Comfort Sling, modelo 30/31/35/36	2	2	4	4	4	1
Comfort Sling Plus, modelo 300/310/350/360	2	2	4	4	4	1
Hygiene Sling, modelo 40/41/45/46	2	4	3	3	2	4
HygieneVest, modelo 50/55	2	4	2	2	2	4
MasterVest, modelo 60/64	2	4	4	4	2	4
Vest for Standing Shell, modelo 67	2	2	4	4	2	4
Amputee Sling, modelo 70/75	2	2	3	3**	4	4
Lift Pants, modelo 92	2	4	4	4	2	4
Ultra Lift Pants, modelo 920	2	4	4	4	2	4
Liko Straps, n.º de prod. 3590115	3	3	4	4	4	4
Head Support	2	2	4	4	4	4
Stat RepoSheet Original	4	4	4	4	4	4
Sabina (accesorios)						
SupportVest, modelo 91	4	2	4	4	4	4
Solo SupportVest, modelo 911	4	2	4	4	4	4
SafetyVest, modelo 93/94	4	2	4	4	2	4
ComfortVest, modelo 95	4	2	4	4	2	4
Seatstrap	4	2	4	4	2	4
Camilla (accesorios)						
LiftSheet Octo, modelo 83	4	2	4	4	4	4
Solo Octo LiftSheet, modelo 83	4	2	4	4	4	4
LiftStrap Octo, modelo 83	4	2	4	4	4	4
Cross Strap Octo, modelo 83	4	2	4	4	4	4
LiftSheet XL, modelo 84	4	2	4	4	4	4
LiftStrap XL, modelo 84	4	2	4	4	4	4

Explicación: 1 = Debe usarse 2 = Puede usarse 3 = Puede usarse, pero debe tenerse en cuenta que la geometría del arnés ha cambiado 4 = No relevante/No recomendado

* Extienda todos los lazos de cinta del producto.

** Con soportes de piernas cruzados.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

