


Instrukcijų vadovas



Mod. 45

Gaminio aprašas

Šis instrukcijų vadovas taikomas „Liko HygieneSling“ su „SafetyBelt“, bet toliau tekste vartosime tik pavadinimą „Liko HygieneSling“.

„Liko HygieneSling“ buvo sukurtas siekiant padėti aprenkti ir nurengti pacientą keliant keltuvais ant klozeto ir nuo jo. Slaugytojams dažnai būna sunku ir sudėtinga atlikti tokias kėlimo operacijas. Naudojant „HygieneSling“ aprenkti ir nurengti galima atliekant pačią kėlimo operaciją, nes aplink diržo sėdimąją vietą yra didelė anga.

Patirtis parodė, kad „HygieneSling“ taip pat galima naudoti pacientams, dėvintiems ilgas kelnes ar sijonus ir pėdkelnes.

„Liko HygieneSling“ paprasta uždėti, netgi jei yra nedaug vietos aplink vežimėlį.

„Liko HygieneSling“ dažnai yra tinkamiausias variantas pacientams, turintiems tam tikrą nejudumo laipsnį.

„HygieneSling“ pagamintas iš žalio poliesterio, o kojų atramos sutvirtintos ir paminkštintos kordinio velveto audiniu.

Pacientas turi gebėti santykinai gerai išlaikyti liemenį ir galvą, kad galėtų patogiai ir saugiai sėdėti „HygieneSling“. Prasto raumenų tonuso pacientus rekomenduojama kelti mažesniu „HygieneSling“ ar „HygieneVest“, mod. 55.

Pacientams, kurie linkę susmukti dirže, apsauginis diržas paskirsto spaudimą ir keliant papildomai prilaiko.

„HygieneSling“ galima naudoti kartu su visais „Liko“ lubiniais ir mobiliaisiais keltuvais. Galite rinktis iš lubinių keltuvų „LikoGuard™“, „Likorall™“ ir „Multirall™“ arba mobiliųjų keltuvų „Golvo™“, „Viking™“, „Uno™“ ir „Liko™ M220/M230“.

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas slaugytoju.

SVARBU!





















Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir kėlimo priedų instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Patikrinkite, ar kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuvui. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Turinys

| | |
|---|----|
| Simbolių aprašas..... | 3 |
| Saugumo nurodymai | 4 |
| Techninė ir kita priežiūra | 5 |
| Apibrėžimai | 5 |
| Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių | 6 |
| Kaip pritvirtinti diržą „HygieneSling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai laikikliai) | 7 |
| Kėlimas iš vežimėlio ant klozeto | 8 |
| Grąžinimas nuo klozeto į vežimėlį | 9 |
| Patarimai bandomajam pritaikymui..... | 10 |
| Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai | 10 |
| Sutrumpinta padėtis | 11 |
| „SafetyBelt“ aprašas | 11 |
| Dirželio ilgio pritaikymas pagal paciento apimtį | 12 |
| Kiti diržai, skirti kelti ant klozeto ir nuo jo | 12 |
| Apžvalga, „Liko™ HygieneSling“, mod. 45..... | 13 |
| Rekomenduojami deriniai | 13 |

Simbolių aprašas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

| Simbolis | Aprašas |
|---|---|
|  | Ispėjimas. Šiuo atveju reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys. |
|  | Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą |
|  | CE ženklas |
|  | Oficialus gamintojas |
|  | Pagaminimo data |
|  | Gaminio identifikatorius |
|  | Serijos numeris |
|  | Medicinos prietaisas |
|  | Nevalyti chemiškai |
|  | Nelyginti |
|  | Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje |
|  | Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje |
|  | Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F |
|  | Be latekso |
|  | Periodinė patikra |
|  | Nebalinti |
|  | Džiovinti ant virvės šešėlyje |
|  | Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje |
|  | Simbolis įrangos išorėje |
|  | GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris |

Saugumo nurodymai

Prieš keldami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.

- Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Įsitinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
- Bendra maksimali keltuvo sistemos apkrova visada nustatoma pagal sistemos gaminį, kurio nurodyta maksimali apkrova yra mažiausia.
- Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
- Suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Patikrinkite, ar keltuvo priedas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti.
- Nors „Liko“ diržų laikikliai yra su apsauginiais fiksatoriais, būtina elgtis ypač atsargiai. Prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, kai dirželiai yra visiškai ištempti, įsitinkite, kad dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablių.
- Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitinkite, kad jis saugiai sėdi.
- Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau, nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūroms atlikti.
- Ne kelkite už rankenų! Rankenas veikiant per didelį jėgą, gali suplyšti diržas.
- Keliant jokia būdu negalima palikti paciento be priežiūros.
- Įsitinkite, kad atliekant kėlimo ar perkėlimo operaciją vežimėlio, lovos, medicininio vežimėlio ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.
- Kai diržas nėra naudojamas, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.
- Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą.

Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio gali būti smarkiai sužalotas pacientas.

Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas.

 I klasės medicinos prietaisais

PATENTAS: www.hillrom.com/patents

Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. prieš tai pateikiamą interneto adresą.

„Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstymo laukiančių patentinių paraiškų savininkės.

Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicinos prietaisų pramonei ISO 13485. „Liko“ taip pat suteiktas sertifikatas pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Techninė ir kita priežiūra

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinį
- dirželius
- siūles
- kilpas

⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Skalbimo nurodymai: žr. diržo gaminio etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“.

Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Dažniau tikrinti reikia, jei gaminys naudojamas ar plaunamas dažniau, nei įprasta. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

Numatyta eksploataavimo trukmė

Įprastai naudojant, numatyta gaminio eksploataavimo trukmė yra 1–5 metai. Numatyta eksploataavimo trukmė skiriasi priklausomai nuo audinio, naudojimo dažnio, plovimo procedūros ir laikomo svorio.


Perdirbimo instrukcijos

Visas diržas, įskaitant juosteles, paminkštinimo medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos.













„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (arba) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.

Kilus abejonų, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.


Apibrėžimai




Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių

| Diržo laikiklis | Diržo kilpos užkabinaš ant diržo laikiklio kablių | Teisingai |
|---|--|---|
|  <p>„SlingGuard™“</p> |  |  |
|  <p>Universalus</p> |  |  |
|  <p>„SlingGuard™ Twin“</p> |  |  |
|  <p>„Universal Twin“</p> |  |  |

Neteisingai!




Kaip pritvirtinti diržą „HygieneSling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai laikikliai)



Kėlimas iš vežimėlio ant klozeto


Iš pradžių išnagrinėkite saugos diržo aprašą bei instrukcijas ir jo reguliavimą. Pasiruoškite nurengti pacientą iš pradžių atsegdami sagas ir užtrauktukus.



Patieskite „HygieneSling“ po pacientu, kad pusė gaminio etiketės būtų po nugara. Paminkštintas viršutinis kraštas turi būti po pat pažastimis.

1. Dešinįjį kilpos dirželį perkiškite per kairįjį D formos žiedą. Kairįjį kilpos dirželį perkiškite per dešinįjį D formos žiedą.
2. Išbandykite atitinkamas kilpas, tuo pačiu metu traukdami „HygieneSling“ viršutinio dirželio kilpą ir vieną iš kilpos dirželio kilpų, kaip parodyta pirmiau paveikslėlyje.

Padėkite kojų atramas po paciento šlaunimis. Sukryžiuokite kojų atramas praverdami vieną kojų atramos kilpą pro kitą.



Pastumkite diržo laikiklį pirmyn ir iš pradžių prijunkite kilpos dirželius. Tada prijunkite viršutinio dirželio kilpas ir paskiausiai kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių.


Pakelkite pacientą. Kuo žemiau nuleiskite paciento kelnes.

Pasodinkite ant klozeto. Patraukite kojų atramas į šalį ir dar labiau nuleiskite paciento kelnes, kad būtų patogiau.

Grąžinimas nuo klozeto į vežimėlį

Toliau pateiksime du paciento ap rengimo apsilankius tualete būdus.
Varianto tinkamumas priklauso nuo paciento fizinės būklės ir drabužių.

1 variantas: kojų atramos kelnių išorėje. Tinka, kai kelnės neelastingos.




Pakelkite kelnes kuo aukščiau, arčiau tarpkojo.

Padėkite kojų atramas po kojomis, bet kelnių išorėje. Sujunkite visas kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

Jeigu naudojamas šlapimo nelaikymo paketas, įdėkite jį į vietą prieš užmaudami kelnes. Perkelkite pacientą ir nuleiskite į kėdę.

2 variantas: iš pradžių kojų atramos, kelnės išorėje. Šis būdas tinkamas, kai kelnių audinys neelastingas.



Uždėkite „HygieneSling“ vadovaudamiesi 8 psl. pateiktomis instrukcijomis. Sujunkite visas kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą. Jei naudojamas šlapimo nelaikymo paketas, įdėkite jį į vietą tarp sukryžiuotų kojų atramų.


Užtraukite kelnes ant sėdynės ir diržo, kai pacientas dar sėdi „HygieneSling“. Nuleiskite į kėdę.

Atkabinkite diržą nuo diržo laikiklio. Atsargiai ištraukite kojų atramas iš kelnių ir nuimkite „HygieneSling“.

Patarimai bandomajam pritaikymui

⚠ Sėdima padėtis priklauso nuo to, kur padedamos kojų atramos po paciento kojomis. Silpno raumenų tonuso asmenis reikia pasodinti stačiau, kad kirkšnys būtų aukščiau ir jie dirže nesėdėtų per žemai.

Silpno raumenų tonuso pacientai įprastai geriau sėdi mažesniame „HygieneSling“. Stipraus raumenų tonuso asmenims taikoma priešinga taisyklė. Jie geriau sėdi didesniame „HygieneSling“, kai nugaros atrama yra pakankamai aukšta, o kojų atramos yra pakankamai arti kelių linkių.



Daugeliu atvejų, o ypač, kai pacientų raumenynas yra silpnas, kojų atramas reikia dėti kuo arčiau tarpkojo.


Gero raumenų tonuso asmeniui kojų atramas galima padėti arčiau kelių. Taip lengviau aprengti ir nurengti bei sumažinamas raumenų spastiškumas.

Kai kojų atramos padėtos per arti prie kelių ir (ar) diržas per didelis, sėdėjimo padėtis yra įdubusi ir nepatogi. Pamėginkite naudoti mažesnę diržą.

Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.


Toliau pateikiami bendri patarimai, nes tie patys principai galioja keliems diržo modeliams.



Sukryžiuotos kojų atramos.

Dažniausias diržo uždėjimo būdas. Viena kojų atramos kilpa prakišama per kitą prieš pritvirtinant kilpas prie diržo laikiklio.

Kai kuriems pacientams, pvz., kuriems amputuotos galūnės, gali būti naudinga perkišti kojų atramų kilpas per metalinius D formos žiedus, prieš tvirtinant jas prie diržo laikiklio. Taip kojų atramos nenuslys į priekį ant kojų.



Kiekviena kojų atrama tvirtinama prie diržo laikiklio atskirai.

Tai gali tikti, keliant pacientus, kurių lyties organai yra ypač jautrūs.

⚠ Padidėjusi išslydimo rizika.



Sutrumpinta padėtis


Tam tikrais atvejais gali būti naudinga sutrumpinti kojų atramų kilpas, kad pacientas patogiai sėdėtų dirže. Sutrumpinta padėtis gali būti naudojama laikinai, siekiant išbandyti reikiamą ilgį, tačiau naudojant per ilgai gali būti pažeisti siūlių sutvirtinimai. Jei norite sutrumpinti kojų atramos kilpą ilgesniam laikui, rekomenduojama surišti kilpos mazgą, taip sutrumpinant apie 10 cm. Tokiu atveju išorinė kojų atramos kilpa turi būti tvirtinama prie diržo laikiklio.

„SafetyBelt“ aprašas

Saugos diržas papildomai prilaiko silpno raumenų tonuso pacientus. Diržas prilaiko viršutinę paciento kūno dalį, kuri keliant linkusi susmukti dirže.

Tačiau saugos diržo negalima prisegti taip tvirtai, kad jau pradžioje pakeltų paciento kūną, t. y. saugos diržas neturi kelti prieš pradendant kelti „HygieneSling“ viršutinio dirželio kilpoms. Jeigu taip nutiktų, pacientas gali netinkamai atsilošti atgal.

Kilpos dirželių reguliavimas




Kilpos dirželius reikia sukryžiuoti ir perkišti per D formos žiedus, prieš užkabinant pasirinktą dirželio kilpą ant diržo laikiklio.

Aplink kūno viršutinę dalį apjuosiamų kilpos dirželių įtempimas priklauso nuo to, kurios kilpos prikabintos prie diržo laikiklio. Bandydami kelti su skirtingomis kilpomis tuo pat metu, kai naudojamos „HygieneSling“ viršutinio dirželio kilpos, galite įvertinti, kurioje padėtyje yra tinkamas įtempimas. Naudojant vidinę kilpą įtempimas stipriau, o naudojant išorinę – silpniau.

Tinkamai suregulavus, kilpos dirželių įtempimas šiek tiek mažesnis nei „HygieneSling“ viršutinio dirželio kilpų.


Kilpų spaustukai

Šis praktiškas priedas naudojamas tam tikram asmeniui naudotoms kilpoms pažymėti. Slaugytojams tada būna lengviau pasirinkti tinkamą kilpą, tvirtinamą prie diržo laikiklio.



Dirželio ilgio pritaikymas pagal paciento apimtį

Jeigu reikalinga optimaliam funkcionavimui, liemens diržo ilgį galima pritaikyti pagal paciento apimtį.



Būdas A: ypač liesiems pacientams


Ištraukite kilpos dirželius iš vidinio diržo kilpų, prieš perkirdami juos per metalinius žiedus.

Taip galėsite maksimaliai įtempti.

Būdas B: vidutinio sudėjimo pacientams

Ištraukite tik vieną kilpos dirželį iš vidinio diržo kilpos.

Sukryžiuokite kilpos dirželius ir perkirkite per metalinius žiedus.



Būdas C: stambesniems pacientams

Perkirkite kilpos dirželius per vidinio ir išorinio diržų kilpas, prieš perkirdami juos per metalinius žiedus.

Naudingas patarimas. Norint pritaikyti dar didesnėms apimtims, kilpos dirželius galima pailginti naudojant ilginamąsias kilpas „Liko Extension Loop“.

Kiti diržai, skirti kelti ant klozeto ir nuo jo

Iš pateikiamo diržų asortimento galima išsirinkti daug modelių, tinkamų kelti, kai reikia pasinaudoti tualetu. Daugiau informacijos žr. www.hillrom.com. Pateikiami galimi alternatyvūs diržų pavyzdžiai.

„Liko HygieneSling with Belt“, mod. 41

„Liko HygieneVest™ High Back“, mod. 55

„Liko MasterVest™“, mod. 60

„Liko MasterVest™“ su priekiniu užsegimu, mod. 64

Priedai

Kilpų spaustukai

Kilpų spaustukai, raudoni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, oranžiniai, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, geltoni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, mėlyni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, juodi, 4 vnt.


Gam. Nr. 3666033

Gam. Nr. 3666034

Gam. Nr. 3666035

Gam. Nr. 3666036

Gam. Nr. 3666037



Ilginamosios kilpos „Extension Loop“

„Extension Loop“, žalia, 12 cm

„Extension Loop“, žalia, 22 cm

„Extension Loop“, pilka, 12 cm

„Extension Loop“, pilka, 22 cm

Gam. Nr. 3691102

Gam. Nr. 3691103

Gam. Nr. 3691302

Gam. Nr. 3691303



Apžvalga, „Liko™ HygieneSling“, mod. 45

| Gaminys | Gam. Nr. | Dydis | Paciento svoris ¹ | Maks. apkrova ² |
|---------------------|----------|-------|------------------------------|----------------------------|
| „Liko HygieneSling“ | 3545134 | S | 25–50 kg | 200 kg |
| „Liko HygieneSling“ | 3545135 | M | 40–90 kg | 200 kg |
| „Liko HygieneSling“ | 3545136 | L | 80–120 kg | 200 kg |
| „Liko HygieneSling“ | 3545137 | XL | >100 kg | 300 kg |

¹ Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.

² Maksimaliai apkrovai išlaikyti reikalingas keltuvas ir (ar) priedai, skirti tai pačiai arba didesnei apkrovai.

Medžiaga: „HygieneSling“ yra gaminamas iš poliesterio.

Rekomenduojami deriniai

| Rekomenduojami deriniai naudojant „Liko HygieneSling“ ir „Liko“ diržų laikiklius: | „Mini 220“ | Diržų laikikliai 350 ³ | „Standard 450“ | Diržų laikikliai 450 ¹ | Diržų laikikliai 600 ⁴ | Poriniai laikikliai 670 ² |
|---|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| „Liko HygieneSling“, mod. 45, S | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| „Liko HygieneSling“, mod. 45, M | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| „Liko HygieneSling“, mod. 45, L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| „Liko HygieneSling“, mod. 45, XL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

¹ Diržų laikikliai 450 tinka su „Universal SlingBar 450“, gam. Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, taip pat „SlingGuard 450“, gam. Nr. 3308020 ir 3308520.

² Poriniai laikikliai 670 – tai „Universal TwinBar 670“, gam. Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat „SlingGuard 670 Twin“, gam. Nr. 3308040 ir 3308540.

³ Diržų laikikliai 350 tinka su „Universal SlingBar 350“, gam. Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094.

⁴ Diržų laikikliai „Sling bar 600“ tinka su „Universal SlingBar 600“, gam. Nr. 3156076 ir 3156086.

Deriniai su „Liko HygieneSling“ ir kryžminiu laikikliu, kryžminiu laikikliu 450/670 ar šoniniais laikikliais nėra tinkami.


Paiškinimas: 1 = rekomenduojama, 2 = gali veikti, 3 = nepatartina, 4 = netinkama

Kiti deriniai

Kitų priedų ir (ar) gaminių, nei rekomenduoja „Liko“, deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

