


## Instrukciju rokasgrāmata



Mod. 45

## Izstrādājuma apraksts

Šī instrukciju rokasgrāmata attiecas uz Liko slingu „HygieneSling with SafetyBelt”, bet turpmāk tekstā ir lietots tikai nosaukums „Liko HygieneSling”.

Liko HygieneSling ir izstrādāts, lai atvieglotu pacienta apģērbšanu un noģērbšanu saistībā ar pārceļšanu uz tualeti un no tās. Aprūpētājiem šādas pacelšanas darbības bieži vien ir grūtas un sarežģītas. Izmantojot HygieneSling, pacientu var apģērbt un noģērbt ceļšanas laikā, jo slinga „sēdekļi” ir liels atvērums.

Pieredze liecina, ka HygieneSling ir piemērots arī pacientiem, kuri valkā garās bikses vai svārkus un zeķbikses.

Liko HygieneSling ir viegli uzlikt, pat ja vieta ap ratiņkrēslu ir ļoti ierobežota.

Šis slings nereti ir vispiemērotākā alternatīva pacientiem ar noteiktu stīvuma pakāpi.

HygieneSling ir izgatavots no zaļa poliestera auduma, bet kāju balsti ir stiegoti un polsterēti ar velveta audumu.

Pacientam ir jābūt samērā stabilam torsam un galvai, lai varētu ērti un droši sēdēt slingā HygieneSling. Pacientiem ar vāju muskuļu tonusu ieteicams izmantot mazāku HygieneSling izmēru vai HygieneVest, mod. 55.

Pacientiem, kuri mēdz slingā noslīgt uz leju, drošības josta sadala spiedienu un nodrošina papildu atbalstu pacelšanas laikā.

Slingu HygieneSling var izmantot ar visiem Liko iekārtajiem un mobilajiem pacelājumiem. Varat izvēlēties iekārtos pacelājus LikoGuard™, Likorall™ un Multirall™ vai mobilos pacelājus Golvo™, Viking™, Uno™ un Liko™ M220/M230.

*Šajā dokumentā ir lietoti šādi termini: persona, kura tiek pacelta, ir „pacients”, savukārt persona, kura palīdz pacientam, ir „aprūpētājs”.*

 **SVARĪGI!**





















Pacienta pacelšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatas gan par pacienta ceļšanu, gan ceļšanas piederumiem. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatu saturu. Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Pārlicinieties, vai ceļšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam pacelājam. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums ir jābūt informētam par pacienta spējām izturēt pacelšanu. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

# Saturs

Simbolu apraksts .....	3
Drošības instrukcijas .....	4
Tehniskā apkope un uzturēšana .....	5
Definīcijas .....	5
Slinga piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem .....	6
Slinga HygieneSling piestiprināšana pie slinga stieņa ar četriem āķiem (dubultstieņa) .....	7
Pārcelšana no ratiņkrēsla uz tualeti.....	8
Pārcelšana atpakaļ no tualetes poda uz ratiņkrēslu .....	9
Padomi piemērišanai .....	10
Dažādi kāju balstu savienošanas veidi .....	10
Saīsināts stāvoklis .....	11
Drošības jostas apraksts .....	11
Siksnas garuma pielāgošana pacienta apkārtmēram .....	12
Alternatīvi slingi pārcelšanai uz tualeti un no tās .....	12
Pārskats par Liko™ HygieneSling, mod. 45 .....	13
Ieteicamās kombinācijas .....	13

## Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Apraksts
	Uzmanību! Šajā situācijā ir nepieciešama īpaša rūpība un uzmanība
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu
	CE zīme
	Likumīgais ražotājs
	Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators
	Sērijas numurs
	Medicīniska ierīce
	Neveikt sauso tīrīšanu
	Negludināt
	Žāvēt veļas žāvētājā
	Nežāvēt veļas žāvētājā
	Mazgāšana Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F.
	Nesatur lateksu
	Regulārās pārbaudes
	Nebalināt
	Žāvēt uz veļas auklas ēnā
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē
	Simbols izstrādājuma ārpusē
	GS1 Datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālās tirdzniecības preces numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs


# Drošības instrukcijas

## Pirms pacelšanas ir jāpatur prātā šādi aspekti:

- atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā ir jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji;
- pārbaudiet, vai izvēlētais slings atbilst pacienta vajadzībām modeļa, izmēra, auduma un konstrukcijas ziņā;
- kopējo maksimālo slodzi pacelēja sistēmai vienmēr nosaka, ņemot vērā izstrādājumu, kuram sistēmā ir vismazākā noteiktā maksimālā slodze;
- drošības un higiēnas apsvērumu dēļ izmantojiet individuālus slingus;
- pirms pacelšanas plānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk;
- pārbaudiet, vai pacelšanas piederums karājas vertikāli un var brīvi kustēties;
- lai gan Liko slinga stieņi ir aprīkoti ar fiksatoriem, ir jāievēro īpaša piesardzība. Kad siksnas ir pilnībā nostieptas, bet pacients vēl nav pacelts no apakšā esošās virsmas, pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi piestiprinātas pie slinga stieņa āķiem;
- pirms pacienta pārvietošanas uz citu vietu pārbaudiet, vai pacients droši sēž slingā;
- nekad neceliet pacientu augstāk virs apakšā esošās virsmas, nekā nepieciešams pacelšanai un pārvietošanai;
- pacelšanai neizmantojiet rokturus! Pārmērīgs spēks uz rokturiem var saplēst slingu;
- nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas brīdī;
- pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u.c. riteni;
- vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās;
- kad slings netiek lietots, novietojiet to vietā, kur uz to iedarbojas tieši saules stari;
- pēc pacienta pārvietošanas slingu ir ieteicams noņemt.

 Pie slinga stieņa nepareizi piestiprināts slings var izraisīt smagu pacienta savainojumu.

 Manuāla pacienta pagriešana gultā var aprūpētājam radīt savainojumus.

 I klases medicīnas ierīce

**PATENTS: [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Var ietvert vienu vai vairākus patentus. Skatiet iepriekš norādīto interneta adresi.**

Hill-Rom uzņēmumi ir Eiropas, ASV un citu valstu patentu un iesniegto patenta pieteikumu īpašnieki.

## Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu jaunumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko kvalitāte ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnas ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. Liko ir sertificēts arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

## Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

## Tehniskā apkope un uzturēšana

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- siksnas;
- šuves;
- cilpas.

**⚠ Nelietojiet bojātus celšanas piederumus!**

Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

**Mazgāšanas instrukcijas:** skatiet slinga izstrādājuma etiķeti un pievienoto pielikumu „Liko slingu tehniskā apkope un uzturēšana”.

### Regulārās pārbaudes

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izstrādājums tiek lietots vai mazgāts biežāk nekā parasti, iespējams, pārbaudes ir jāveic biežāk. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hill-Rom pārstāvi.

### Paredzētais kalpošanas laiks

Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 1–5 gadi normālas lietošanas apstākļos. Paredzētais kalpošanas laiks ir atkarīgs no auduma, lietošanas biežuma, mazgāšanas procedūras un nestā svara.


### Norādījumi par pārstrādi

Viss slings, tostarp sloksnes, polsterējuma materiāls utt., ir jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.













Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par drošu ierīču izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst savainojumus, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus, punkciju, skrāpējumus, un par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, štata, reģionālie un/vai vietējie likumi un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošas likvidēšanas protokolliem.


## Definīcijas




## Slinga piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem

Slinga stienis	Slinga cilpas pie slinga stieņa āķiem	Pareizi
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		

### Nepareizi!




# Slinga HygieneSling piestiprināšana pie slinga stieņa ar četriem āķiem (dubultstieņa)



## Pārcelšana no ratiņkrēsla uz tualeti


Vispirms izlasiet drošības jostas aprakstu un regulēšanas instrukcijas. Sagatavojieties pacienta noģērbšanai, vispirms attaisot pogas un rāvējslēdzējus.



Novietojiet HygieneSling aiz pacienta tā, lai izstrādājuma etiķete būtu vērsta uz āru un atrastos apmēram muguras vidū. Mīkstajai polsterētajai augšējai malai ir jābūt tieši zem pacienta padusēm.

1. Izveriet labo cilpu siksnu cauri kreisajam D-gredzenam. Izveriet kreiso cilpu siksnu cauri labajam D-gredzenam.
2. Izmēģiniet atbilstošās cilpas, vienlaicīgi pavelkot HygieneSling augšējās siksnas cilpu un vienu no cilpu siksnas cilpām, kā norādīts attēlā.

Novietojiet kāju balstus zem pacienta augšstilbiem. Sakrustojiet kāju balstus, izverot vienu kāju balsta cilpu caur otru.



Pārvietojiet slinga stieni uz priekšu un vispirms pievienojiet cilpu siksnas. Pēc tam pievienojiet augšējās siksnas cilpas un visbeidzot — kāju balsta cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē.

Paceliet pacientu. Novelciet pacienta apakšbikses, cik tālu iespējams.


Nolaidiet pacientu uz tualetes poda. Pavirziet kāju balstu uz malām un nolaidiet pacienta apakšbikses vēl zemāk, lai nodrošinātu labāku piekļuvi.



## Pārcelšana atpakaļ no tualetes poda uz ratiņkrēslu

Tālāk ir aprakstīti divi veidi, kā saģērbt pacientu pēc tualetes apmeklējuma. Vispiemērotākā alternatīva ir atkarīga no pacienta fiziskā stāvokļa un apģērba.

**1. iespēja.** Kāju balsti atrodas ārpus biksēm. Šī iespēja ir piemērota, ja bikses nav elastīgas.




Uzvelciet bikses pēc iespējas augstāk cirkšņu virzienā.

Palieciet kāju balstus zem kājām, bet ārpus biksēm. Pievienojiet visas cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē. Paceliet pacientu.

Ja nepieciešams, pirms bikšu uzvilšanas ievietojiet apakšbiksēs urīna/fekāliju nesaturēšanas paketi. Veiciet pārvietošanu un nolaidiet pacientu ratiņkrēslā.

**2. iespēja.** Vispirms kāju balsti — bikses ir ārpusē. Šī metode ir piemērota, ja bikses ir no elastīga auduma.



Uzlieciet HygieneSling atbilstoši 8. lpp. minētajām instrukcijām. Pievienojiet visas cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē. Paceliet pacientu. Ja ir jālieto urīna/fekāliju nesaturēšanas pakete, ievietojiet to sakrustoto kāju balstu iekšpusē.


Savelciet bikses uz augšu pāri sēžamvietai un slingam, kamēr pacients vēl sēž HygieneSling slingā. Nolaidiet pacientu krēslā.

Atvienojiet slingu no slinga stieņa. Uzmanīgi izvelciet kāju balstus no biksēm un noņemiet slingu.

## Padomi piemērišanai

⚠ Sēdēšanas pozīcija ir atkarīga no tā, kur zem pacienta kājām novieto kāju balstus. Pacienti ar vāju muskuļu tonusu tie ir jānovieto augstu cirkšņu virzienā, lai pacients slingā nesēdētu pārāk zemu.

Pacienti ar vāju muskuļu tonusu parasti ir ērtāk sēdēt mazāka izmēra HygieneSling, savukārt pacientiem ar augstu muskuļu tonusu ir pretēji. Viņiem ērtāk ir sēdēt lielākā HygieneSling, ja muguras balsts ir novietots pietiekami augstu un kāju balsti atrodas pietiekami tuvu ceļgalu locītavām.



Vairumā gadījumu, jo īpaši pacientiem ar vāju muskulatūru, kāju balsti ir jānovieto pēc iespējas tuvāk cirkšņiem.


Ja pacientam ir labs muskuļu tonuss, kāju balstus var novietot tuvāk ceļiem. Tas atvieglo apģērbšanu un noģērbšanu un palīdz mazināt spazmas.

Pārāk dziļa un neērta sēdēšanas poza rodas tādēļ, ka kāju balsti atrodas pārāk tuvu ceļiem un/vai slings ir pārāk liels. Izmēģiniet mazāka izmēra slingu.

### Dažādi kāju balstu savienošanas veidi

Pirms savienošanas veida izvēles ir jāveic atsevišķs novērtējums, lai noteiktu iespējamus riskus.


Tālāk ir sniegta vispārīga informācija, jo uz dažādiem slinga modeļiem attiecas vienādi principi.



#### Sakrustoti kāju balsti.

Visparastākais slinga uzlikšanas veids. Pirms cilpu pievienošanas slinga stienim vienu kājas balsta cilpu izver cauri otrai kājas balsta cilpai.

Dažiem pacientiem, piemēram, ar amputētiem locekļiem, kāju balstu cilpas pirms to piestiprināšanas pie slinga stieņa var būt labāk izvērt cauri metāla D-gredzeniem. Tādējādi kāju balsti nevar noslidēt kāju virzienā.



#### Katrs kājas balsts atsevišķi savienots ar slinga stieni.

Tas var būt vēlams, paceļot pacientus ar īpaši jutīgām ģenitālijām.

⚠ Palielināts izslīdēšanas risks.



## Saīsināts stāvoklis


Dažos gadījumos ir vēlams saīsināt kāju balstu cilpu, lai pacients pareizi sēdētu slingā. Saīsināto stāvokli var izmantot īslaicīgi, lai pārbaudītu pareizo garumu, bet tā ilgstoša lietošana var bojāt nošuves. Ja tomēr vēlaties saīsināt kāju balstu cilpu ilgtermiņa lietošanai, ieteicams sasiet cilpu mezglā, saīsinot to par apmēram 10 cm. Šādā gadījumā slinga stienim ir jāpievieno ārējā kāju balsta cilpa.

## Drošības jostas apraksts

Drošības josta nodrošina papildu atbalstu pacientiem ar vāju muskuļu tonusu. Josta balsta ķermeņa augšdaļu pacientiem, kuri mēdz slingā noslidēt uz leju pacelšanas laikā.

Tomēr drošības jostu nedrīkst pievilkt tik cieši, ka tā jau pirms pacelšanas paceļ pacienta ķermeni, proti, drošības josta nedrīkst sākt celšanu pirms HygieneSling augšējās siksnas cilpām. Ja tā notiek, tas var izraisīt pacienta nepareizu sasvēršanos uz atpakaļ.

## Cilpu siksnu regulēšana




Cilpu siksnas ir jāsakrusto un jāizver cauri D-gredzeniem pirms izvēlēta siksnas cilpa tiek piestiprināta pie slinga stieņa.

Tas, cik cieši cilpu siksnas ir jānosprīgo ap ķermeņa augšdaļu, ir atkarīgs no cilpām, kuras ir pieāķētas pie cilpu stieņa. Izmēģinot pacelšanu ar dažādām cilpām, kuras izmanto vienlaikus ar HygieneSling augšējās siksnas cilpām, var noteikt, kura pozīcija nodrošina pareizo nosprīgojumu. Iekšējā cilpa pastiprina sprīgumu, bet ārējā cilpa sprīgumu samazina. **Pareizi noregulētas cilpu siksnas nodrošina nedaudz mazāku nosprīgojumu nekā HygieneSling augšējās siksnas cilpas.**


## Cilpu piespraudes

Šo praktisko piederumu izmanto, lai atzīmētu cilpas, kuras tika pielaiktas konkrētajai personai. Tas aprūpētājiem atvieglo pareizās cilpas izvēli, lai piestiprinātu slinga stieni.



## Siksnas garuma pielāgošana pacienta apkārtmēram

Ja nepieciešams optimālai darbībai, vidukļa jostas garumu var pielāgot pacienta apkārtmēram.



### A variants: ļoti tieviem pacientiem


Izvelciet cilpu siksnas ārā no iekšējām jostas cilpām pirms tās izvelkat cauri metāla gredzeniem.

Tas nodrošina maksimālo nospirojumu.

### B variants: vidēja izmēra pacientiem

Izvelciet tikai vienu cilpu siksnu no iekšējās jostas cilpas.

Sakrustojiet cilpu siksnas un izveriet tās cauri metāla gredzeniem.



### C variants: lielākiem pacientiem

Izveriet cilpu siksnas cauri iekšējām un ārējām jostas cilpām pirms tās izvelkat cauri metāla gredzeniem.

**Vērtīgs ieteikums.** Lai pielāgotu slingu pacientiem ar vēl lielāku ķermeņa apkārtmēru, cilpu siksnas var pagarināt ar pagarinājuma cilpām Liko Extension Loops.

## Alternatīvi slingi pārceļšanai uz tualeti un no tās

Mūsu piedāvātajā plašajā slingu klāstā ir daudzi modeļi, ko var izmantot ar tualetes lietošanu saistītās pacelšanas situācijās. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.hillrom.com](http://www.hillrom.com). Tālāk ir norādīti iespējamo alternatīvo slingu piemēri.

Liko HygieneSling with Belt, mod. 41

Liko HygieneVest™ High Back, mod. 55

Liko MasterVest™, mod. 60

Liko MasterVest™ ar priekšas aizdari, mod. 64

## Piederumi

### Cilpu piespraudes

Cilpu piespraudes, sarkanas, 4 gab.

Cilpu piespraudes, oranžas, 4 gab.

Cilpu piespraudes, dzeltenas, 4 gab.

Cilpu piespraudes, zilas, 4 gab.

Cilpu piespraudes, melnas, 4 gab.


Izstr. Nr. 3666033

Izstr. Nr. 3666034

Izstr. Nr. 3666035

Izstr. Nr. 3666036

Izstr. Nr. 3666037



### Pagarinājuma cilpa

Pagarinājuma cilpa, zaļa, 12 cm

Pagarinājuma cilpa, zaļa, 22 cm

Pagarinājuma cilpa, pelēka, 12 cm


Pagarinājuma cilpa, pelēka, 22 cm

Izstr. Nr. 3691102

Izstr. Nr. 3691103

Izstr. Nr. 3691302

Izstr. Nr. 3691303



-2 = 12 cm

-3 = 22 cm

## Pārskats par Liko™ HygieneSling, mod. 45

Izstrādājums	Izstr. Nr.	Izmērs	Pacienta svars <sup>1</sup>	Maks. slodze <sup>2</sup>
Liko HygieneSling	3545134	S	25–50 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545135	M	40–90 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545136	L	80–120 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545137	XL	>100 kg	300 kg

<sup>1</sup> Norādītais pacienta svars ir tikai orientējošs — ir pieļaujamas atkāpes.

<sup>2</sup> Maksimālās slodzes saglabāšanai ir nepieciešams tādai pašai vai lielākai slodzei paredzēts pacēlājs/piederumi.

**Materiāls:** HygieneSling ir izgatavots no poliestera.

### Ieteicamās kombinācijas

Ieteicamās kombinācijas, izmantojot slingu Liko HygieneSling ar Liko slinga stieņiem	Mini 220	Sling bars 350 <sup>3</sup>	Standard 450	Sling bars 450 <sup>1</sup>	Sling bars 600 <sup>4</sup>	Twin bars 670 <sup>2</sup>
Liko HygieneSling, mod. 45, S	1	1	2	1	3	4
Liko HygieneSling, mod. 45, M	1	1	1	1	3	3
Liko HygieneSling, mod. 45, L	1	1	1	1	2	2
Liko HygieneSling, mod. 45, XL	2	1	1	1	2	2

<sup>1</sup> Slinga stieņi „Sling bars 450” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 450” (izstr. Nr. 3156075, 3156085 un 3156095), kā arī uz izstrādājumu „SlingGuard 450” (izstr. Nr. 3308020 un 3308520).

<sup>2</sup> „Twin bars 670” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal TwinBar 670” (izstr. Nr. 3156077 un 3156087), kā arī uz „SlingGuard 670 Twin” (izstr. Nr. 3308040 un 3308540).

<sup>3</sup> „Sling bars 350” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 350” (izstr. Nr. 3156074, 3156084 un 3156094).

<sup>4</sup> „Sling bars 600” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 600” (izstr. Nr. 3156076 un 3156086).

Liko HygieneSling kombinācijas ar šķērsstieni, „Cross-bar 450/670” vai sānu stieņiem nav piemērotas.


**Paskaidrojums:** 1 = ieteicams, 2 = var derēt, 3 = nav ieteicams, 4 = nav piemērots

### Citas kombinācijas

Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis uzņēmums Liko, var radīt risku pacienta drošībai.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sviedrija  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

