

### Opis produktu

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest została opracowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas podnoszenia i transferu pacjenta z i do toalety.

W kwestii funkcjonalności i bezpieczeństwa kamizelka higieniczna HygieneVest zapewnia wyjątkowe korzyści, dzięki którym doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których nie można zastosować żadnego innego rozwiązania. Zewnętrzna część kamizelki higienicznej HygieneVest otacza górną część ciała i zapewnia jej podparcie podczas podnoszenia. Duży otwór w obrębie siedziska zapewnia swobodę podczas zdejmowania i zakładania odzieży na dolną część ciała podczas korzystania z toalety.

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest zapewnia stabilną, wyprostowaną pozycję siedzącą. Kamizelki higieniczne HygieneVest mogą również używać osoby z poważnymi zaburzeniami ruchowymi lub cierpiące na spastyczność.

Procedura podnoszenia z użyciem kamizelki higienicznej HygieneVest jest wygodna i bezpieczna nawet dla pacjentów o ograniczonej stabilności tułowia czy niskim tonusie mięśniowym.

Kamizelka higieniczna HygieneVest przeznaczona jest do podnoszenia osób w pozycji siedzącej.

Niemal w pełni wyprostowana pozycja siedząca ułatwia przenoszenie pacjenta z i do toalety, a także sadzanie go na wózku inwalidzkim.

Z uwagi na fakt, że kamizelka higieniczna HygieneVest nie okala bioder, jest idealnym rozwiązaniem do przenoszenia pacjentów z lub na profilowane na zamówienie siedziska oraz wąskie wózki inwalidzkie.

Kamizelka higieniczna HygieneVest jest wykonana z zielonego poliestru, a podpórki pod nogi są wzmocnione i wyłożone sztruksem.

*W niniejszej instrukcji osoba podnoszona jest nazywana pacjentem, natomiast osoba podnosząca – opiekunem.*

#### WAŻNE!





















Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika oraz akcesoriów do podnoszenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcji obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Należy upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są przeznaczone do użytku z danym podnośnikiem. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. Podczas podnoszenia opiekun musi mieć na uwadze stan pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

# Spis treści

Opis symboli .....	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Serwis i konserwacja .....	5
Budowa .....	5
Mocowanie nosidła do różnych uchwytów nośnych .....	6
Mocowanie kamizelki higienicznej HygieneVest do podwójnego uchwytu.....	7
Transfer z wózka inwalidzkiego do toalety .....	7
Transfer z toalety na wózek inwalidzki .....	9
Zakładanie kamizelki higienicznej.....	9
Dobór właściwego rozmiaru.....	9
Regulacja pętli nośnych .....	10
Pozycjonowanie podparć pod nogi.....	11
Aksesoria .....	11
Opis kamizelki higienicznej Liko™ HygieneVest, mod. 55.....	12
Zalecane kombinacje .....	12

## Opis symboli

Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na produkcie.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności.
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi
	Oznaczenie CE
	Producent odpowiedzialny
	Data produkcji
	Identyfikator wyrobu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Nie czyścić chemicznie
	Nie prasować
	Suszenie w suszarce bębnowej
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Mycie Symbol jest zawsze połączony z zalecaną temperaturą w °C i °F.
	Nie zawiera lateksu
	Przeglądy okresowe
	Nie wybielać
	Pozostawić do wyschnięcia w cieniu
	Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części urządzenia.
	Symbol na zewnętrznej części urządzenia.
	Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje: (01) Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) (11) Data produkcji (21) Numer seryjny

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### **Przed przystąpieniem do podnoszenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:**

- Osoba decyzyjna powinna zdecydować, czy potrzebna jest większa liczba opiekunów.
- Ze względów bezpieczeństwa i w celu zachowania higieny należy stosować osobne nosidła dla każdego pacjenta.
- Zaplanować podnoszenie, aby było ono przeprowadzone możliwie najsprawniej i najbezpieczniej.
- Upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są swobodnie zawieszane w pionie.
- Uchwyty nośne firmy Liko są wyposażone w zatrzaski. Mimo to należy zachować szczególną ostrożność. Przed podniesieniem pacjenta z danej powierzchni, ale po pełnym napięciu pasów, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo zamocowane do haków uchwyty nośnego.
- Nie należy podnosić pacjenta na wysokość większą niż wystarczająca do wykonania transferu.
- Przed rozpoczęciem procedury podnoszenia należy upewnić się, że pacjent siedzi bezpiecznie w nosidle.
- Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas podnoszenia.
- Należy upewnić się, że koła wózka inwalidzkiego, łóżka lub wózka transportowego są zablokowane podczas podnoszenia/transferu.
- Należy zawsze pracować zgodnie z zasadami ergonomii. Należy zachęcać pacjenta do aktywnej współpracy podczas podnoszenia.
- Zaleca się zdjęcie nosidła po przeniesieniu pacjenta.
- Kiedy nosidło nie jest używane, należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 **Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwyty nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta.**

 **Ręczne obracanie pacjenta w łóżku może spowodować obrażenia ciała opiekuna.**

 Wyrób medyczny klasy I

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów. Patrz powyższa strona internetowa.**

Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

### **Zmiany w produkcji**

Produkty firmy Liko są stale udoskonalane i z tego względu zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hill-Rom.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Firma Liko posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jego odpowiednik dla wyrobów medycznych ISO 13485. Firma Liko posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

### **Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE**

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

## Serwis i konserwacja

Nosidło należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:

- Tkanina
- Pasy
- Szwy
- Pętle

**⚠ Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.**

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

**Instrukcje dotyczące czyszczenia:** są dostępne na etykiecie nosidła oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”.

### Przeglądy okresowe

Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktów tego typu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hill-Rom.

### Przewidywany okres eksploatacji wyrobu

Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi od 1 roku do 5 lat przy normalnym użytkowaniu. Okres eksploatacji wyrobu zależy od rodzaju tkaniny, częstotliwości użytkowania, stosowanej procedury czyszczenia oraz wagi podnoszonych pacjentów.


### Wskazówki dotyczące utylizacji

Całe nosidło, w tym listwy, materiał wyściółki itd., należy utylizować jako odpady łatwopalne.

Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i utylizacji swoich wyrobów w celu zapobiegania urazom, takim jak skaleczenia, przebicie skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego utylizacją. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych.













W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hill-Rom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznej utylizacji.

## Definicje




1. Listwy usztywniające
2. Podparcie głowy
3. Etykieta produktu
4. Numer seryjny
5. Etykieta: Przeglądy okresowe
6. Etykieta: Oznaczenie indywidualne (użytkownik)
7. Oznaczenie rozmiaru
8. Pas naramienny
9. Metalowe pierścienie w kształcie litery „D”
10. Podparcie pod nogi
11. Dolna krawędź
12. Pętla nośna
13. Pętla nośna podparcia pod nogi


## Mocowanie nosidla do różnych uchwytów nośnych

Uchwyt nośny	Pętle nosidla mocowane do haków uchwytu nośnego	Prawidłowo
 <p data-bbox="140 495 411 533">Uchwyt SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="161 786 392 824">Uchwyt Universal</p>		
 <p data-bbox="161 1050 392 1122">Podwójny uchwyt SlingGuard™ Twin</p>		
 <p data-bbox="161 1352 392 1424">Podwójny uchwyt Universal Twin</p>		

### Źle!




## Mocowanie kamizelki higienicznej HygieneVest do podwójnego uchwytu nośnego



## Transfer z wózka inwalidzkiego do toalety

Rozpocząć od rozpięcia guzików lub suwaków w odzieży pacjenta.




Założyć pacjentowi kamizelkę tak, aby etykieta produktu była skierowana na zewnątrz. Ramiona pacjenta przełożyć przez pasy naramienne.

Przeprowadzić prawą pętlę nośną przez lewy pierścień w kształcie litery „D”. Przeprowadzić lewą pętlę nośną przez prawy pierścień w kształcie litery „D”.

Umieścić podparcia pod nogi pod udami pacjenta i skrzyżować ich pętle nośne.






Przymocować pętle nośne do uchwytu nośnego, korzystając z właściwej pętli (zob. strona 10).

Połączyć skrzyżowane pętle podparcia pod nogi z uchwytem nośnym. Można to zrobić na dwa sposoby (zob. strona 10).

Teraz można przymocować pasy naramienne do uchwytu nośnego. Instrukcje dotyczące mocowania pętli nośnych do różnych uchwytów znajdują się na stronach 6–7.

**⚠ Ważne!**

Kamizelka higieniczna HygieneVest przeznaczona jest do przenoszenia osób w pozycji siedzącej. Przenoszenie pacjenta z pozycji horyzontalnej może skutkować szybszym zużyciem pasów naramiennych. **Pasy naramienne należy zawsze mocować do uchwytu nośnego w ostatniej kolejności.**



Ostrożnie podnieść podnośnik. Upewnić się, że nacisk na górną część ciała pacjenta jest rozłożony równomiernie. Jeśli jest inaczej, opuścić nosidło i dokonać niezbędnej regulacji. Zob. strona 10.

Zsunąć odzież na tyle, na ile to możliwe, i opuścić pacjenta na muszlę klozetową. Odpiąć podparcia pod nogi i jeszcze bardziej zsunąć odzież. Kamizelka zewnętrzna może pozostać wokół górnej części ciała pacjenta w celu zapewnienia podparcia. Niekiedy (np. w przypadku kobiet) wskazane może być pozostawienie połączonych z uchwytem nośnym podparć pod nogi podczas wizyty w toalecie.



## Transfer z toalety na wózek inwalidzki

Poniżej opisano dwie metody zakładania odzieży po wizycie pacjenta w toalecie. Podczas wyboru metody należy uwzględnić stan pacjenta oraz rodzaj odzieży.

**Metoda 1:** Podparcia pod nogi zakładane na odzież. Metoda przeznaczona dla pacjentów bez elastycznych spodni.




Podciągnąć spodnie jak najbliżej kroczka.

Umieścić podparcia pod nogi pod udami, jednak na zewnątrz spodni. Przymocować wszystkie pętle nośne (zob. strona 10). Podnieść pacjenta.

W razie potrzeby umieścić w spodniach (przed podciągnięciem ich do poziomu bioder) pieluchomajtki. Przenieść pacjenta i umieścić go na wózku.

**Metoda 2:** Podparcia pod nogi pod spodniami. Metoda przeznaczona dla pacjentów z elastycznymi spodniami.



Przymocować wszystkie pętle nośne (zob. strona 8). Podnieść pacjenta. W razie potrzeby w podparciach pod nogi umieścić pieluchomajtki.

Gdy pacjent siedzi w nosidle, naciągnąć spodnie na biodra i podparcia pod nogi. Umieścić pacjenta na wózku inwalidzkim.


Odłączyć pętle nośne. Ostrożnie wyjąć podparcia pod nogi ze spodni i zdjąć kamizelkę higieniczną HygieneVest.

## Zakładanie kamizelki higienicznej

Ważne jest, aby szerokość kamizelki higienicznej HygieneVest była odpowiednio dobrana do obwodu klatki piersiowej pacjenta. Rozkład nacisku na klatkę piersiową zależy od szerokości uchwytu nośnego. Należy wypróbować różne konfiguracje.

### Dobór właściwego rozmiaru

Sprawdzić odstęp pomiędzy przednimi krawędziami zapiętej kamizelki. Odstęp ten różni się w zależności od rozmiaru kamizelki – powinien wynosić od 5 cm do 30 cm. Im większy rozmiar, tym większy odstęp.



Zbyt mały rozmiar. Odstęp jest zbyt duży, a pętle nośne są krótsze od pasów naramiennych po uniesieniu ich do góry.

Zbyt duży rozmiar. Metalowe pierścienie w kształcie litery „D” stykają się ze sobą i kamizelki nie można zacisnąć za pomocą pętli nośnych.

## Regulacja pętli nośnych


Dopasowanie kamizelki wokół klatki piersiowej uzależnione jest od tego, która z pętli mocowana jest do uchwytu nośnego. W celu uzyskania optymalnego dopasowania kamizelki można przeprowadzić kilka prób podnoszenia, używając różnych pętli w połączeniu z pasami naramiennymi.

Jeśli kamizelka przesuwa się do góry, należy użyć jednej z wewnętrznych pętli lub dobrać kamizelkę o mniejszym rozmiarze.

Jeśli kamizelka zbyt mocno uciska klatkę piersiową, należy użyć pętli zewnętrznej lub kamizelki o większym rozmiarze.


W przypadku szczupłych pacjentów należy korzystać z pętli wewnętrznej, zaś w przypadku pacjentów otyłych – zewnętrznej (jeśli w obu przypadkach stosowana jest kamizelka o tym samym rozmiarze).

Po odpowiedniej regulacji pętli nośnych pasy naramienne i pętle nośne powinny być jednakowo napięte podczas procedury podnoszenia.



### Sprawdzanie dopasowania pętli nośnych

Stanąc za pacjentem i zawiesić pasy naramienne oraz pętle nośne na swoich kciukach. Unieść kciuki do oporu. Dopasowanie pętli jest prawidłowe, gdy pasy naramienne oraz pętle nośne są jednakowo napięte.



### Regulacja podparć pod nogi


Na ogół regulacji podparć pod nogi dokonuje się w oparciu o wzrost pacjenta. W przypadku niskich pacjentów do uchwytu nośnego należy zamocować wewnętrzne pętle podparć pod nogi. Pozwala to zazwyczaj uzyskać pozycję siedzącą bardziej odchyloną do tyłu.

W celu uzyskania optymalnego dopasowania należy wypróbować różne konfiguracje.

**Wskazówka:** Zamiast mocować pętle wewnętrzne, można związać pętle nośne podparć pod nogi.

Zapewnia wyprostowaną pozycję siedzącą. Konfiguracja przeznaczona dla większości pacjentów.

Konfiguracja przeznaczona dla niższych pacjentów.




### Klipsy do pętli nośnych

Ten praktyczny dodatek pozwala oznaczyć właściwe pętle dobrane odpowiednio do danego pacjenta.

Ułatwia to opiekunowi przymocowanie właściwej pętli do uchwytu nośnego.

## Pozycjonowanie podparć pod nogi

⚠ Odpowiednia pozycja siedząca pacjenta w nosidle zależy od tego, **gdzie** pod udami zostaną umieszczone podparcia pod nogi. W przypadku pacjentów z niskim napięciem mięśniowym podparcia pod nogi należy umieścić jak najbliżej krocza, aby uniknąć zapadania się pacjenta w nosidle.



Odpowiednie umiejscowienie podparć pod nogi w przypadku większości pacjentów.

W przypadku pacjentów o prawidłowym tonusie mięśniowym podparcia pod nogi można umieścić jak najbliżej kolan.

Jeśli pacjent zapada się w nosidle, podparcia pod nogi należy umieścić bliżej krocza, aby zwiększyć komfort pacjenta.

## Wskazówki:



Jeśli po próbnym dopasowaniu kamizelki higienicznej HygieneVest na stosunkowo szczupłym pacjencie, zgodnie z treścią instrukcji na stronie 10, kamizelka nadal jest zbyt luźna, należy raz skrzyżować pętle nośne (nad pierścieniami w kształcie litery „D”), jak na rysunku, przed przymocowaniem ich do uchwyty nośnego.

W przypadku niektórych pacjentów (np. po amputacji) pomocne może być przeciągnięcie pętli podparć pod nogi przez środek skrzyżowanych górnych pętli nośnych lub przez metalowe pierścienie w kształcie litery „D” przed przymocowaniem ich do uchwyty nośnego. Uniemożliwi to zsuniecie się podparć z nóg.

## Akcesoria

### Wyściółki pasów naramiennych

Nr prod. 3666021

Wyściółki dostępne są jako wyposażenie dodatkowe. Służą one do łagodzenia ucisku wywieranego przez wnętrza pasów naramiennych. Wyściółki posiadają rzepy wzdłuż krawędzi, co umożliwia ich bezproblemowe zakładanie.

### Klipsy do pętli nośnych

Klipsy do pętli nośnych, czerwone, 4 szt.

Nr prod. 3666033

Klipsy do pętli nośnych, pomarańczowe, 4 szt.

Nr prod. 3666034

Klipsy do pętli nośnych, żółte, 4 szt.

Nr prod. 3666035

Klipsy do pętli nośnych, niebieskie, 4 szt.

Nr prod. 3666036

Klipsy do pętli nośnych, czarne, 4 szt.

Nr prod. 3666037

### Pętla wydłużająca Extension Loop

Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 12 cm

Nr prod. 3691102

Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 22 cm




Nr prod. 3691103

Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 12 cm

Nr prod. 3691302

Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 22 cm

Nr prod. 3691303



# Opis kamizelki higienicznej Liko™ HygieneVest, mod. 55

Produkt	Nr prod.	Rozmiar	Masa ciała <sup>1</sup>	Maksymalne obciążenie <sup>2</sup>
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555112	XXS	<20 kg	200 kg
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555113	XS	20–40 kg	200 kg
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555114	S	30–60 kg	200 kg
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555115	M	50–80 kg	200 kg
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555116	L	70–100 kg	200 kg
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest	3555117	XL	90–130 kg	300 kg

<sup>1</sup> Podane wartości masy ciała pacjenta są orientacyjne. Dopuszczalne są odstępstwa od podanych wartości.

<sup>2</sup> W celu utrzymania maksymalnego obciążenia należy stosować podnośnik oraz akcesoria przeznaczone do przenoszenia takiego samego lub większego obciążenia.

## Zalecane kombinacje

Zalecane kombinacje kamizelki higienicznej Liko™ HygieneVest i uchwytów nośnych Liko:		Mini 220	Uchwyt nośny 350 <sup>3</sup>	Uchwyt nośny 450 <sup>1</sup>	Uchwyt nośny 600 <sup>4</sup>	Uchwyt podwójny 670 <sup>2</sup>
HygieneVest, XXS	55	1	1	1	3	4
HygieneVest, XS	55	1	1	1	3	4
HygieneVest, S	55	1	1	1	3	4
HygieneVest High Back, M	55	2	1	1	3	4
HygieneVest High Back, L	55	2	1	1	3	3
HygieneVest High Back, XL	55	2	1	1	2	3

### Legenda:

- 1 Zalecane
- 2 Dopuszczalne
- 3 Niezalecane
- 4 Niewłaściwe

<sup>1</sup> Uchwyt nośny 450 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 450, nr prod. 3156075, 3156085 i 3156095, uchwyt nośny SlingBar Standard 450, nr prod. 3156001, 3156003, 3156007 i 3156016 oraz uchwyt nośny SlingGuard 450, nr prod. 3308020 i 3308520.

<sup>2</sup> Podwójny uchwyt nośny 670 oznacza podwójny uchwyt nośny Universal TwinBar 670, nr prod. 3156077 i 3156087 oraz podwójny uchwyt nośny SlingGuard 670, nr prod. 3308040 i 3308540.

<sup>3</sup> Uchwyt nośny 350 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 350, nr prod. 3156074, 3156084 i 3156094.

<sup>4</sup> Uchwyt nośny 600 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 600, nr prod. 3156076 i 3156086.

Powyższa tabela przedstawia zalecane uchwyty dla danego rozmiaru kamizelki. Stopień ucisku klatki piersiowej pacjenta uzależniony jest od rozmiaru danego uchwytu nośnego. Należy przetestować różne rozmiary i wybrać optymalny.

Kombinacje kamizelki higienicznej Liko HygieneVest z krzyżowymi uchwytami nośnymi Cross-bar, Cross-bar 450/670 czy bocznymi uchwytami nośnymi Side bars nie są możliwe.

## Inne kombinacje

Łączenie akcesoriów/produktów innych niż zalecane przez firmę Liko może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Szwecja  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**