


# Σάκος Liko LiftPants, Μοντ. 92



## Εγχειρίδιο χρήσης



### Περιγραφή προϊόντος

#### Προβλεπόμενη χρήση

Ο σάκος Liko LiftPants διευκολύνει την ασφαλή άσκηση όρθιας θέσης και βάδισης για ασθενείς με αδύναμη ισορροπία και λειτουργία των ποδιών, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση ώστε να κάνουν νέα βήματα. Προορίζεται για χρήση στα ακόλουθα περιβάλλοντα: Υγειονομική περίθαλψη, εντατική φροντίδα, επείγοντα περιστατικά, αποκατάσταση, προσαρμογή και κατ' οίκον υγειονομική περίθαλψη.

Είναι σημαντικό οι ασθενείς να μπορούν να φέρουν βάρος στα πόδια τους. Ο σάκος LiftPants παρέχει ελευθερία κινήσεων, ενώ ανακουφίζει ένα μέρος του βάρους του σώματος. Προσφέρει ασφαλή ανασήκωση, επιτρέποντας στον ασθενή να κινείται από μόνος του χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο γερανός είναι έτοιμος να φέρει όλο το βάρος, έτσι ώστε ο ασθενής και ο φροντιστής να αφιερώσουν την προσοχή τους στην άσκηση χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τις επιπτώσεις ενός λανθασμένου βήματος.

Ο σάκος LiftPants στηρίζει το μεγαλύτερο βάρος στον καβάλο, το οποίο μπορεί να είναι κατάλληλο για ασθενείς που είναι ευαίσθητοι στη πίεση γύρω από το επάνω μέρος του σώματος ή κάτω από τα χέρια. Ένας επενδεδυμένος καβάλος προσφέρει ανακούφιση από την πίεση.

Ο σάκος LiftPants δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές για χρήση σε έγκυες ασθενείς.

#### Μεγέθη

Ο σάκος LiftPants διατίθεται σε μια ποικιλία μεγεθών για διάφορα ύψη και σωματικές διαστάσεις.

#### Κατάλληλοι γερανοί

Ο σάκος LiftPants μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους γερανούς οροφής και τους φορητούς γερανούς της Liko.

Με έναν γερανό οροφής, ο ασθενής μπορεί να κινείται ελεύθερα εντός ολόκληρης της περιοχής ανύψωσης, χρησιμοποιώντας γερανό οροφής LikoGuard, Likorall ή Multirall. Ο σάκος LiftPants μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τους φορητούς γερανούς της Liko. Ιδανικά με τον φορητό γερανό Golvo, Uno ή Viking. Κατά τη διάρκεια της άσκησης με τον σάκο LiftPants, μπορεί να ωφελεί ορισμένους ασθενείς εάν ορισμένο μέρος του βάρους αφαιρείται από τα χέρια. Για παράδειγμα, με υποστήριξη βάδισης (περιπατητήρας, βακτηρίες).

#### Εναλλακτικές

Ως εναλλακτική του σάκου Liko LiftPants, συνιστούμε το Liko MasterVest, Μοντ. 60.

Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθά αναφέρεται ως φροντιστής.



#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης τόσο για τον γερανό όσο και για τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο φροντιστή. Για την εκπαίδευσή του ο φροντιστής πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το Εγχειρίδιο χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την ικανότητα του ασθενούς να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

## Πληροφορίες ασφαλείας

### Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:


- Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύφασμα και τον σχεδιασμό.
- Το συνολικό μέγιστο φορτίο για ένα σύστημα ανύψωσης καθορίζεται πάντα από το προϊόν στο σύστημα που έχει το μικρότερο καθορισμένο μέγιστο φορτίο.
- Για την προστασία της ασφάλειας και της υγιεινής των ασθενών, μην χρησιμοποιείτε τον σάκο για περισσότερους από έναν ασθενείς.
- Σχεδιάστε τον τρόπο ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλά.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ανύψωσης αιωρείται κάθετα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα.
- Παρόλο που οι κρεμάστρες της Liko διαθέτουν μάνταλα, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια όπου βρίσκεται, αλλά μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν συνδεθεί κατάλληλα στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
- Ποτέ μην ανυψώνετε τον ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανύψωσης και μεταφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
- Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.

 Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον ασθενή!

 Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης!


 Ποτέ μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στον σάκο!

 Μην φυλάσσετε τον σάκο σε μέρη όπου θα εκτεθούν απευθείας στο φως του ήλιου ή σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, τζάκι ή ηλεκτρική κουζίνα/φούρνο!

 Μην χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε ή μεταφέρετε τον σάκο κοντά σε κατοικίδια ζώα, παράσιτα ή παιδιά χωρίς επιτήρηση!

 Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον ασθενή!

 Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής και ο φροντιστής παραμένουν μακριά από σημεία μαγκώματος και κινούμενα μέρη κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος ανύψωσης. Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός.

 Αξιολογήστε τους ασθενείς για κίνδυνο παγίδευσης και παρακολουθείτε τους ασθενείς κατάλληλα. Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι και τα άκρα του ασθενούς δεν βρίσκονται μέσα ή ανάμεσα στις θηλιές του σάκου κατά τη διάρκεια της ανύψωσης. Εάν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

 Ο σάκος LiftPants δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές για χρήση σε έγκυες ασθενείς.

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

Είναι δυνατό να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παραπάνω διεύθυνση Internet.

Οι εταιρείες Hillrom είναι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είναι σε εκκρεμότητα, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

### Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hillrom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

### Design and Quality by Liko in Sweden

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485. Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

### Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

## Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή	Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Αυτό το σύμβολο είναι ένα κίτρινο τρίγωνο με μαύρο περίγραμμα και ένα μαύρο θαυμαστικό στο κέντρο.		
	Ανακυκλώσιμο		
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Αυτό το σύμβολο είναι ένας μπλε κύκλος με μια λευκή εικόνα ενός ατόμου που διαβάζει ένα βιβλίο.		
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση		<b>Προσοχή!</b> Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Σήμανση CE. Σήμα συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικού προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I.		
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ελβετία		
	Νόμιμος κατασκευαστής		Ημερομηνία κατασκευής
	Αναγνωριστικό προϊόντος		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Σειριακός αριθμός		Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα		Στέγνωμα σε σκονί υπό σκιά
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα		Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο		Μην πλένετε
	Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων		
	Το σύμβολο πλυσίματος εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.		
	Χωρίς λατέξ		
	Περιοδικός έλεγχος		
	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν (Μόνο σε προϊόντα Solo και ορατό μόνο μετά το πλύσιμο, όταν η χρήση απαγορεύεται)		Όνομα ασθενούς
	Για χρήση σε έναν ασθενή (μόνο σε προϊόντα Solo)		
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.		Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός		

## Φροντίδα και επιθεώρηση

Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές

**⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.**

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

**Οδηγίες πλυσίματος και απολύμανσης:** Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα «Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko».

**Υλικό:** Το εξάρτημα LiftPants είναι κατασκευασμένο από πολυέστερ

**Εάν ο σάκος χρησιμοποιείται για μπάνιο ή ντους:** Μετά τη χρήση στο μπάνιο και στο ντους, ο σάκος πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να στεγνώσει το συντομότερο δυνατό.

### Περιοδικός έλεγχος

Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hillrom στην περιοχή σας.

### Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 3 έτη με κανονική χρήση. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα, τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.




### Οδηγίες ανακύκλωσης

Ολόκληρος ο σάκος, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης κ.λπ., θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμο απόβλητο.

Η Hillrom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να συμβάλει στην αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά) κοψίματα, τρυπήματα του δέρματος, γδαρσίματα, αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hillrom για οδηγίες σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.
















## Ορισμοί




1. Μπροστινός ιμάντας ανάρτησης
2. Θηλιές ιμάντων (μεγέθη S, M και L)
3. Μπροστινό τμήμα
4. Πίσω τμήμα
5. Πίσω ιμάντας ανάρτησης
6. Θηλιές ιμάντων (μόνο για το μέγεθος XL)
7. Σήμανση μεγέθους
8. Σειριακός αριθμός
9. Ετικέτα προϊόντος
10. Ετικέτα: Περιοδικός έλεγχος
11. Ετικέτα: Επισήμανση ατόμου (Belongs to)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Στο μέγεθος XL, οι θηλιές ιμάντων είναι τοποθετημένες στο πίσω τμήμα, όχι στο μπροστινό.


## Πώς να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες

Κρεμάστρα	Θηλιές σάκου σε άγκιστρα κρεμάστρας	Σωστό
 <p data-bbox="287 492 414 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="295 784 406 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="255 1064 454 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="263 1366 438 1400">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="295 1668 406 1702">Cross-bar</p>		

### Λάθος!



## Πώς να συνδέσετε έναν σάκο LiftPants σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες και σταυρωτές κρεμάστρες)



## Πώς να επιλέξετε μέγεθος σάκου

**⚠** Μην επιλέξετε πολύ μεγάλο μέγεθος, καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης.

**⚠** Χρησιμοποιείτε μόνο σάκο που έχει το σωστό μέγεθος για τον ασθενή. Το σωστό μέγεθος πρέπει να αξιολογηθεί από εκπαιδευμένο φροντιστή. Θα μπορούσε να προκληθεί ασφυξία ή παγίδευση του ασθενούς.

Η περιφέρεια του θώρακα του ασθενούς παρέχει καθοδήγηση κατά την επιλογή του μεγέθους του σάκου. Συγκρίνετε τη μέτρηση του θώρακα του ασθενούς (ανατρέξτε στην οδηγία για τη μέτρηση) και τη μέτρηση του σάκου (ανατρέξτε στον πίνακα ή στην οδηγία για τη μέτρηση).

Ανατρέξτε στην περιφέρεια του θώρακα του ασθενούς και του προϊόντος στην παρακάτω εικόνα και στον πίνακα.

Ο σάκος LiftPants θα πρέπει να φτάνει πάνω από το επίπεδο της μέσης, αλλά όχι τόσο ψηλά ώστε να ασκείται πίεση κάτω από τα χέρια. Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να μετρήσετε ξεκινώντας από την πλάτη του ασθενούς, κάτω από την πλευρά του καβάλου και έως το επίπεδο του θώρακα. Ένα βαρύ άτομο μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι ένα ελαφρύτερο άτομο, ακόμη και αν έχουν το ίδιο ύψος. Οδηγίες για το βάρος/ύψος του ασθενούς παρέχονται στην τελευταία σελίδα.

### Μετρήστε τον ασθενή ως εξής:


Μετρήστε ξεκινώντας από το σημείο κάτω από την ωμοπλάτη, προς τα κάτω μέσω της πλαϊνής πλευράς του καβάλου και προς τα πάνω έως τον θώρακα.

### Μετρήσεις, ανατρέξτε στο στοιχείο "Μήκος άκρου κύριου πάνελ" (I), στην ενότητα "Διαστάσεις" στη σελίδα 7:

Μέγεθος σάκου	Ελάχιστη έως μέγιστη περιφέρεια θώρακα	Μήκος άκρου κύριου πάνελ
S	52-94 (20-37)	85 (34)
M	58-116 (23-46)	108 (42)
L	90-142 (35-56)	120
XL	116-168 (46-66)	139 (55)

Όλες οι μετρήσεις είναι σε cm (in).

## Διαστάσεις




Μετρήσεις μεγέθους σε εκατοστά

ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Μέγιστο φορτίο (kg)	Αρ. προϊόντος
S	70	10	17	56	81	10	30	Δ/Ι	85	200	3592324
M	78	10	20	56	102	10	36	Δ/Ι	108	200	3592325
L	108	10	25	56	112	10	41	Δ/Ι	120	200	3592326
XL	Δ/Ι	10	49	56	131	10	48	125	139	500	3592327

Μετρήσεις μεγέθους σε ίντσες

ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Μέγιστο φορτίο (lbs)	Αρ. προϊόντος
S	28	4	7	22	32	4	12	Δ/Ι	34	440	3592324
M	31	4	8	22	40	4	14	Δ/Ι	42	440	3592325
L	43	4	10	22	44	4	16	Δ/Ι	47	440	3592326
XL	Δ/Ι	4	19	22	52	4	19	49	55	1100	3592327

## Εφαρμογή του σάκου LiftPants




Η θέση εκκίνησης για τη χρήση του σάκου LiftPants είναι η καθιστή θέση. Ο ασθενής γέρνει προς τη μία πλευρά ώστε να μπορεί ο φροντιστής να τοποθετήσει τον σάκο LiftPants στο κάθισμα ακριβώς κάτω από τον ασθενή.

Τοποθετήστε τον σάκο LiftPants όσο το δυνατόν πιο κάτω γίνεται από τον ασθενή, με την ετικέτα σήμανσης προς τα κάτω και προς το πίσω μέρος των γλουτών.

Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του σάκου LiftPants προς τα επάνω και ανάμεσα στα πόδια, ώστε οι μιάνες να είναι προσβάσιμοι από το μπροστινό μέρος. Περάστε τους πίσω μιάνες ανάρτησης (μπροστινοί μιάνες ανάρτησης για το μέγεθος XL) μέσα από τις κατάλληλες θηλιές στους μιάνες (βλ. "Προσαρμογή των θηλιών μιάνων" στη σελίδα 9).

Αγκιστρώστε τους πίσω και μπροστινούς μιάνες ανάρτησης στην κρεμάστρα. Οι πιο έξω θηλιές είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Βλ. "Πώς να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες" στη σελίδα 5 και "Πώς να συνδέσετε έναν σάκο LiftPants σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες και σταυρωτές κρεμάστρες)" στη σελίδα 6 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες.



**Πριν από την ανύψωση ασθενούς από την καθιστή θέση:** Ζητήστε από τον ασθενή να μετακινηθεί όσο το δυνατόν πιο μπροστά στην επιφάνεια καθίσματος και να φέρει τα πόδια του όσο το δυνατόν πιο πίσω στο πάτωμα για να σηκωθεί άνετα. Ανυψώστε ελαφρώς τον γερανό, ώστε να εφαρμοστεί τάση στους μιάνες χωρίς να σηκωθεί η θέση του ασθενούς από την υποκείμενη επιφάνεια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η τάση μιάνα στο επάνω μέρος του σώματος είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη για τον ασθενή.

### Θέση βράχυνσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη η βράχυνση των μιάνων ανάρτησης για ψηλότερο ασθενή, προκειμένου να έχει αρκετό χώρο για να σταθεί. Η θέση βράχυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για να ελεγχθεί το σωστό μήκος. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ραφές. Εάν θέλετε να βραχύνετε τους μιάνες ανάρτησης για μακροχρόνια χρήση, συνιστούμε να δέσετε έναν κόμπο στον μιάνα ανάρτησης ώστε να βραχυνθεί περίπου κατά 10 cm. Χρησιμοποιήστε τη θηλιά στο άκρο του μιάνα ανάρτησης, για να συνδέσετε τον μιάνα στην κρεμάστρα

**Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης:** Τραβήξτε τον γερανό προς τα εμπρός στην κατεύθυνση της κίνησης ανύψωσης για να διευκολύνετε τη σωστή και ιδανική μεταφορά βάρους μέχρι ο ασθενής να στέκεται σε πλήρη όρθια θέση και να έχει ισορροπία. Ανυψώστε μόνο όσο ψηλά χρειάζεται για να μπορέσει να ανυψωθεί ο ασθενής και να εξακολουθεί να διατηρεί επαρκή επαφή με το δάπεδο. Όταν χρησιμοποιείτε φορητό γερανό με το LiftPants, χρησιμοποιήστε μόνο στηρίγματα ασθενούς με ονομαστική τιμή υποστήριξης του βάρους του ασθενούς.

## Αφαίρεση του σάκου LiftPants




Χαμηλώστε τον ασθενή σε καθιστή θέση. Απαγκιστρώστε τους μιάνες ανάρτησης από την κρεμάστρα. Αφαιρέστε τους πίσω μιάνες ανάρτησης από τις θηλιές μιάνων.

Αφήστε τον ασθενή να γύρει προς τη μία πλευρά και αφαιρέστε προσεκτικά τον σάκο LiftPants.



## Προσαρμογή των θηλιών ιμάντων

Οι ιμάντες που υποστηρίζουν το επάνω μέρος του σώματος δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαλαροί ούτε πολύ σφιχτοί. Το καλύτερο είναι ένα άνετο τέντωμα.




Για έναν λεπτό ασθενή, οι ιμάντες ανάρτησης μπορούν να περαστούν μέσα από μια εσωτερική θηλιά.

Για έναν βαρύτερο ασθενή, οι ιμάντες ανάρτησης μπορούν να περαστούν μέσα από μια εξωτερική θηλιά.

### Κλιπ θηλιών

Αυτό το πρακτικό εξάρτημα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των θηλιών που δοκιμάστηκαν για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Διευκολύνει τους φροντιστές να επιλέξουν τη σωστή θηλιά για να περάσουν τους ιμάντες ανάρτησης.




## Προαιρετικά εξαρτήματα

### Επενδεδυμένες θήκες για τον ιμάντα ώμου

Αρ. πρ. 3666021

Επενδεδυμένες θήκες ανακούφισης πίεσης για τοποθέτηση στον μπροστινό ή/και τον πίσω ιμάντα ανάρτησης. Οι επενδεδυμένες θήκες συνοδεύονται από Velcro κατά μήκος της μίας διαμήκου πλευράς για εύκολη τοποθέτηση.



### Extension Loop

Τα Extension Loops διατίθενται σε δύο διαφορετικά μήκη και σε χρώμα πράσινο ή γκρι. Το μήκος που θα επιλέξετε εξαρτάται από το πόσο μεγάλη προσαρμογή θέλετε να κάνετε.

Extension Loop, πράσινο, 12 cm

Extension Loop, πράσινο, 22 cm

Extension Loop, γκρι, 12 cm


Extension Loop, γκρι, 22 cm

Αρ. πρ. 3691102

Αρ. πρ. 3691103

Αρ. πρ. 3691302

Αρ. πρ. 3691303



### Κλιπ θηλιών

Κλιπ θηλιών, κόκκινα, 4 τεμ.

Κλιπ θηλιών, πορτοκαλί, 4 τεμ.

Κλιπ θηλιών, κίτρινα, 4 τεμ.

Κλιπ θηλιών, μπλε, 4 τεμ.

Κλιπ θηλιών, μαύρα, 4 τεμ.


Αρ. προϊόντος 3666033

Αρ. προϊόντος 3666034

Αρ. προϊόντος 3666035

Αρ. προϊόντος 3666036

Αρ. προϊόντος 3666037



## Επισκόπηση του σάκου LIKO LiftPants. Μοντ. 92

Προϊόν	Αρ. προϊόντος	Μέγεθος	Βάρος ασθενούς <sup>1</sup>	Ύψος ασθενούς <sup>1</sup>	Μέγιστο φορτίο <sup>2</sup>	Υλικό
LiftPants	3592324	S	20-50 kg	120 - 160 cm	200 kg	Πολυεστερικό δίχτυ
LiftPants	3592325	M	50-85 kg	160 - 180 cm	200 kg	Πολυεστερικό δίχτυ
LiftPants	3592326	L	70-120 kg	170 - 200 cm	200 kg	Πολυεστερικό δίχτυ
LiftPants	3592327	XL	100-500 kg	170 - 210 cm	500 kg	Πολυεστερικό δίχτυ

<sup>1</sup> Τα αναγραφόμενα βάρη/ύψη ασθενούς είναι απλά ενδεικτικά – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

<sup>2</sup> Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

### Συνιστώμενοι συνδυασμοί

Συνιστώμενοι συνδυασμοί σάκου LIKO LiftPants και κρεμαστών της Liko:	Mini SlingBar 220	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling CrossBar 450	Sling Crossbar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
LiftPants, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
LiftPants, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiftPants, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LiftPants, XL*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Ενώ αυτός ο πίνακας χρησιμεύει ως καθοδήγηση, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι διάφορες περιστάσεις ενδέχεται να καταστήσουν ακατάλληλους τους συνδυασμούς σάκου-κρεμάστρας. Οι εγκεκριμένοι συνδυασμοί στον πίνακα πρέπει να αξιολογούνται και να επικυρώνονται από εκπαιδευμένο επαγγελματία του τομέα υγείας.

\* Μέγεθος XL για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα Ultra Lift, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συστήματος Ultra Lift.

Επεξήγηση: ✓ = Συνιστάται

### Άλλοι συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί εξαρτημάτων/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια του ασθενούς.

Τα Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall και Viking είναι εμπορικά σήματα της Baxter International Inc. ή των θυγατρικών της.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom