


## Notkunarleiðbeiningar



### Vörulýsing

#### Tilætluð notkun

**Liko** LiftPants segl hjálpar sjúklingum með skert jafnvægi og fótavirkni að þjálfa sig í að standa upp og ganga og veitir þeim auknið sjálföryggi við að taka ný skref. Það er ætluð til notkunar í eftirfarandi umhverfi: Heilsugæslu, gjörgæslu, bráðamóttöku, endurhæfingu, heimilisaðstoð og heimahjúkrun.

Nauðsynlegt er að sjúklingurinn geti látið þyngd hvíla á fótunum. LiftPants seglið veitir frelsi til hreyfingar ásamt því að léttu eitthvað undir líkamspunga. Það lyftir á öruggan hátt þannig að sjúklingurinn geti hreyft sig sjálfur án þess að eiga á hættu að detta. Við þjálfun er lyftan tilbúin til að bera allan þungann, þannig að sjúklingurinn og umönnunaraðilinn geti einbeitt sér að þjálfuninni án þess að hafa áhyggjur af afleiðingunum af því að skref fari úrskeiðis.

LiftPants segl taka mest af þyngdinni í klofið, sem kann að vera viðeigandi fyrir sjúklinga sem eru viðkvæmir fyrir þrýstingi á og um efri hluta líkamans eða undir handleggjunum. Bólstrað klop léttir á þrýstingnum.

LiftPants seglið hefur ekki verið prófað til notkunar með þunguðum sjúklingum.

#### Stærðir

LiftPants segl eru fáanleg í úrvali stærða til að passa mismunandi hæðar- og líkamsmáli.

#### Hentugar lyftur

Hægt er að nota LiftPants með loft- og hreyfanlegum lyfturum Liko.

Með loftlyftu getur sjúklingurinn hreyft sig um innan alls lyftisvæðisins með því að nota **LikoGuard** loftlyftu, **Likoral** loftlyftu eða **Multiral** loftlyftu. LiftPants-seglið má einnig nota með hreyfanlegum lyftum frá Liko; helst með **Glovo** hreyfanlegri lyftu, **Uno** hreyfanlegri lyftu eða **Viking** hreyfanlegri lyftu. Við þjálfun í LiftPants segli getur verið gott fyrir suma sjúklinga að lyfta einhverju af þunganum með handleggjunum, til dæmis með armhvílum lyftunnar (göngugrind, stöfum).

#### Valkostir

Sem valkost við **Liko** LiftPants seglið mælum við með að nota **Liko** MasterVest, gerð 60.

Í þessu skjali er manneskjan sem verið er að lyfta kölluð sjúklingurinn og manneskjan sem hjálpar henni er kölluð umönnunaraðilinn.



#### MIKILVÆGT!

Lyfting og flutningur sjúklings felur alltaf í sér ákveðna áhættu. Lestu leiðbeiningarnar fyrir bæði sjúklingalyftarann og lyftingaraukabúnað fyrir notkun. Mikilvægt er að skilja til fullnustu innihald leiðbeininganna fyrir notkun. Búnaðurinn skal aðeins notaður af sérþjálfuðum umönnunaraðila. Til að fá þjálfun þarf umönnunaraðilinn að lesa og skilja notkunarleiðbeiningarnar. Gakktu úr skugga um að lyftingaraukabúnaður henti fyrir lyftarann sem verið er að nota. Sýndu gætni og varúð meðan á notkun stendur. Sem umönnunaraðili berð þú ávallt ábyrgð á öryggi sjúklingsins. Þú verður að vera meðvitaður/meðvituð um getu sjúklingsins til að takast á við lyftiaðstæðurnar. Ef eitthvað er óskýrt skaltu hafa samband við framleiðandann eða birginn.

# Öryggisupplýsingar

## **Áður en þú lyftir skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga:**

- Ábyrg manneskja innan þinnar stofnunar ætti að ákveða á grundvelli hvers tilviks fyrir sig hvort þörf er á einum eða fleiri umönnunaraðilum.
- Tryggðu að valið segl mæti þörfum sjúklingsins hvað varðar gerð, stærð, efni og hönnun.
- Heildarhámarksálag fyrir lyftarakerfi er alltaf ákvarðað af þeirri vöru í kerfinu sem hefur lægsta tilgreinda hámarksálagið.
- Til að vernda öryggi og hreinlæti sjúklinga skaltu ekki nota seglið fyrir marga sjúklinga.
- Skipuleggðu lyftiaðgerðina þannig að hægt sé að gera hana eins örugglega og hnökralaust og mögulegt er.
- Gættu þess að fylgihlutur lyftingar hangi lóðrétt og geti hreyfst frjálsglega.
- Þrátt fyrir að Liko herðatré séu búin krækjum verður að sýna sérstaka varúð. Áður en sjúklingnum er lyft af undirliggjandi fleti, en þegar ólarnar hafa verið teygðar út til fulls, skal ganga úr skugga um að ólarnar séu almennilega tengdar við króka herðatrésins.
- Aldrei skal lyfta sjúklingi hærra upp af undirliggjandi fleti en nauðsynlegt er til að ljúka verklagi við lyftingu og flutning.
- Gakktu úr skugga um að hjólin á hjólastólnum, rúminu, sjúkravagninum, o.s.frv., séu læst meðan á lyftingu/flutningi stendur.
- Alltaf skal vinna vinnuvistfræðilega. Notaðu getu sjúklingsins til að taka virkan þátt í aðgerðunum.

## **Röng festing á segli við herðatré getur valdið miklu líkamstjóni hjá sjúklingnum.**

### **Aldrei skilja sjúkling eftir án eftirlits meðan á lyftivinnu stendur!**

### **Skildu aldrei börn eftir án eftirlits í nágrenni við seglið!**

### **Ekki geyma seglið þar sem sólarljós getur skinið á það, eða nálægt hitagjöfum, svo sem ofni, arni eða eldavél/ofni!**


### **Ekki nota, geyma eða flytja segl í nágrenni við gæludýr, meindýr eða eftirlitslaus börn!**

### **Röng festing á segli við herðatré getur valdið miklu líkamstjóni hjá sjúklingnum!**

### **Gakktu úr skugga um að sjúklingur og umönnunaraðili haldi sig fjarri klemmusvæðunum og hreyfanlegum hlutum meðan á lyftingu stendur. Það getur valdið áverkum.**

### **Metið sjúklinga með tilliti til hættu á sjálfhældu og fylgist með sjúklingum á viðeigandi hátt. Gakktu úr skugga um að höfuð og útlimir sjúklings séu ekki í eða á milli seglykkja meðan á lyftingu stendur. Ef það er ekki gert getur það valdið alvarlegum áverkum eða dauða.**

### **LiftPants seglið hefur ekki verið prófað til notkunar með þunguðum sjúklingum.**

 Lækningatæki í flokki I

**EINKALEYFI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Getur verið varið með einu eða fleiri einkaleyfum. Sjá veffang hér að ofan.**

Hillrom-fyrirtækin eru eigendur evrópskra, bandarískra og annarra einkaleyfa og einkaleyfisumsókna í bið.

## **Breytingar á vöru**

Liko vörurnar eru í stöðugri þróun, þess vegna áskiljum við okkur rétt til að gera breytingar á vöru án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Hillrom til að fá ráðleggingar og upplýsingar um uppfærslu á vörum.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**






























Liko er gæðavottað samkvæmt ISO 9001 og jafngildi þess fyrir lækningatækjajafnaðinn ISO 13485. Liko er einnig vottað samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001.

## **Tilkynning til notenda og/eða sjúklinga innan ESB**

Tilkynna skal framleiðanda og lögbæru yfirvaldi um öll alvarleg tilvik sem verða í tengslum við notkun tækisins og lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn dvelur.

## Lýsing tákna

Þessi tákn getur verið að finna í þessu skjali og/eða á vörunni.

Tákn	Lýsing	Tákn	Lýsing
	Viðvörðun: Þessar kringumstæður þarfnast aukinnar varkárni og aðgátar. Þetta tákn er gulur þríhyrningur með svörtum ramma og svörtu upphrópunarmerki í miðjunni.		
	Endurvinnanlegt		
	Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir notkun. Þetta tákn er blár hringur með hvítri mynd af einstaklingi að lesa bók.		
	Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir notkun		<b>Varúð!</b> Flettið upp í notkunarleiðbeiningunum.
	CE-merki. Samræmismarkerki ESB fyrir lækningatæki, lækningatæki í I. flokki.		
	Viðurkenndur fulltrúi í Sviss		
	Löglegur framleiðandi		Framleiðsludagsetning
	Auðkenni vöru		Lækningatæki
	Raðnúmer		Einkvæmt auðkenni tækis
	Má ekki þurrhreinsa		Hengið til þerris í skugga
	Má ekki strauja		Má ekki bleikja
	Má þurrka í þurrkara		Má ekki þvo
	Má ekki þurrka í þurrkara		
	Þvottatáknið er alltaf með ráðlögðu hitastigi í °C og °F.		
	Inniheldur ekki latex		
	Reglubundin skoðun		
	Ekki nota vöru (Aðeins Solo-vörur og aðeins sýnilegt eftir þvott þegar notkun er bönnuð)		Nafn sjúklings
	Notkun fyrir einn sjúkling (aðeins á Solo vörum)		
	Snýr upp á við og tákn utan á búnaði.		Tákn utan á búnaði.
	GS1 Gagnafylkisstrikamerki sem kann að innihalda eftirfarandi upplýsingar. (01) GTIN-númer (e. Global Trade Item Number) (11) Framleiðsludagsetning (21) Raðnúmer		

## Umhirða og eftirlit

Athugaðu seglið fyrir hverja notkun. Athugaðu eftirfarandi atriði með tilliti til slits og skemmda:

- Efni
- Ólar
- Saumar
- Lykkjur

**⚠ Notaðu ekki skemmdan aukabúnað fyrir lyftingar.**

Ef eitthvað er óskýrt skaltu vinsamlegast hafa samband við framleiðanda eða birgðasala.

**Leiðbeiningar varðandi þvott og sóttþreinsun:** Skoðaðu vörumerkimiða seglsins og viðhengdan viðauka „Umhirða og viðhald á Liko seglum“.

**Efni:** LiftPants aukabúnaðurinn er úr pólýester

**Ef seglið er notað fyrir bað eða sturtu:** Eftir notkun í baði og sturtu ætti að setja seglið þar sem það þornar eins fljótt og mögulegt er.

### Reglubundin skoðun

Vöruna þarf að skoða að lágmarki á sex mánaða fresti. Hugsanlega er þörf á tíðari skoðunum ef varan er notuð eða þvegin oft og vanalega. Hafðu samband við fulltrúa Hillrom til að fá verklýsingar.

### Væntanlegur endingartími

Væntanlegur endingartími vörunnar er 3 ár við eðlilega notkun. Væntanlegur endingartími er breytilegur eftir dúk, notkunartíðni, aðferð við þvott og borinni þyngd.




### Leiðbeiningar um endurvinnslu

Alla hluti vestisins, þ.m.t. stoðir, hlífðarefni o.s.frv. skal flokka sem brennanlegan úrgang.

Hillrom metur og býður upp á tilsögn fyrir notendur sína um örugga meðhöndlun og förgun á búnaði sínum til að aðstoða við að koma í veg fyrir líkamstjón, þar með talið, en ekki takmarkað við: skurði, stungur á húð, skrámur, og alla hreinsun og sóttþreinsun á lækningabúnaðinum sem þörf er á eftir notkun og fyrir förgun. Viðskiptavinir skulu fylgja öllum alríkis-, ríkis-, svæðis- og/eða staðarlögum og reglugerðum varðandi örugga förgun á lækningabúnaði og aukabúnaði.

Ef notandi búnaðarins er í vafa skal hann fyrst hafa samband við tækniþjónustu Hillrom til að fá leiðbeiningar um örugga aðferð við förgun.
















## Skilgreiningar




1. Upphengiól að framan
2. Lykkjuól (stærð S, M og L)
3. Framhluti
4. Afturhluti
5. Upphengiól að aftan
6. Lykkjuól (aðeins fyrir stærð XL)
7. Stærðarmerking
8. Raðnúmer
9. Merkimiði vöru
10. Merkimiði: Reglubundin skoðun
11. Merkimiði: Einstaklingsmerking (Tilheyrir)

ATHUGIÐ! Í stærð XL eru lykkjuólarnar settar á afturhlutann, ekki framhlutann.


## Hvernig tengja á segl við mismunandi herðatré

Herðatré	Segllykkjur tengdar við króka á herðatré	Rétt
 <p data-bbox="279 492 422 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="287 784 414 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="247 1064 462 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="255 1366 446 1400">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="295 1668 406 1702">Krossslá</p>		

### Rangt!



## Hvernig tengja á LiftPants-segl við herðatré með 4 krókum (tvíslár og krossslár)



### Hvernig velja á seglstærð

⚠ Veldu ekki of stórt segl þar sem það getur þýtt að nauðsynleg lyftihæð náist ekki.

⚠ Notaðu aðeins segl sem er í réttri stærð fyrir sjúklinginn. Rétt stærð verður að vera metin af þjálfuðum umönnunaraðila. Sjúklingur gæti lent í sjálfheldu eða kafnað.

Brjóstummál sjúklings gefur leiðbeiningar við val á stærð segls. Berðu saman brjóstummálmælingu sjúklings (sjá leiðbeiningar um mælingu) og mælingu á segli (sjá töflu eða leiðbeiningar um mælingu).

Sjá brjóstummál á sjúklingi og vöru í mynd og töflu hér að neðan.

LiftPants-segl ættu að ná upp fyrir mitti, en ekki svo hátt að þrýstingur verði undir handleggjunum. Mælið með málbandi frá baki sjúklings, undir hliðina á klofinu og upp að bringuhæð. Þung manneskja kann að þurfa stærra segl en grönn manneskja, jafnvel þótt báðar séu af sömu hæð. Leiðbeiningar um þyngd/hæð sjúklings má finna á síðustu blaðsíðunni.

#### Mælið sjúklinginn sem hér segir:


Mælið neðan frá herðablaði, niður bakið í gegnum hliðina á klofinu og upp að bringu.

#### Mælingar, vísað í lengd meginborðsbrúnar(I) í „Stærðir“ á síðu 7:

Stærð segls	Lágmarks til hámarks brjóstummál	Lengd brúnar á langhlið
S	52-94 (20-37)	85 (34)
M	58-116 (23-46)	108 (42)
L	90-142 (35-56)	120 (47)
XL	116-168 (46-66)	139 (55)

Allar mælistærðir eru í cm (tommum).

# Stærðir




## Stærðarmælingar í sentimetrum

STÆRÐ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Hámarksálag (kg)	Vörunr.
S	70	10	17	56	81	10	30	Ekki til	85	200	3592324
M	78	10	20	56	102	10	36	Ekki til	108	200	3592325
L	108	10	25	56	112	10	41	Ekki til	120	200	3592326
XL	Ekki til	10	49	56	131	10	48	125	139	500	3592327

## Stærðarmælingar í tommum

STÆRÐ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Hámarksálag (pund)	Vörunr.
S	28	4	7	22	32	4	12	Ekki til	34	440	3592324
M	31	4	8	22	40	4	14	Ekki til	42	440	3592325
L	43	4	10	22	44	4	16	Ekki til	47	440	3592326
XL	Ekki til	4	19	22	52	4	19	49	55	1100	3592327

## LiftPants sett á




Upphafsstaðan fyrir notkun á LiftPants seglinu er sitjandi staða. Sjúklingurinn hallar sér til annarrar hliðar svo að umönnunaraðili geti komið LiftPants seglinu í sætið beint undir sjúklinginn.

Settu LiftPants segl eins langt og mögulegt er undir sjúklinginn, með merkimiðann niður og í átt að baki sætisins.

Togaðu framhluta LiftPants seglsins upp á milli fótanna þannig að ólarnar séu aðgengilegar framan frá. Settu upphengiólur að aftan (upphengiólur að framan fyrir XL stærð) í gegnum viðeigandi lykkjur á lykkjuólunum (sjá „Lykkjuólur stilltar“ á síðu 9).

Kræktu aftari og fremri upphengiólunum á herðatréd. Ystu lykkjurnar eru oftast notaðar. Sjá „Hvernig tengja á segl við mismunandi herðatré“ á síðu 5 og „Hvernig tengja á LiftPants-segl við herðatré með 4 krókum (tvíslár og krossslár)“ á síðu 6 fyrir leiðbeiningar um hvernig á að festa lykkjurnar á seglinu við mismunandi herðatré.



**Áður en sjúklingi er lyft úr sitjandi stöðu:** Láttu sjúklinginn færa sig eins langt fram og hægt er á setuyfirborðinu og færðu fætur hans eins langt aftur á gólfinu og þarf til að hann geti staðið þægilega upp. Hækkaðu lyftuna aðeins svo að ólarnar strekkist án þess að afturhluti sjúklingsins lyftist upp frá setuyfirborðinu og tryggðu um leið að strekking ólanna á efri líkamanum sé eins þægileg fyrir sjúklinginn og hægt er.

**Á meðan verið er að lyfta:** Togaðu lyftuna fram í sömu átt og lyftihreyfingin til að tryggja réttan og ákjósanlegastan þyngdarflutning þar til sjúklingurinn stendur alveg uppréttur og er í jafnvægi. Lyftu eingöngu nógu hátt til að lyfta upp sjúklingnum á meðan hann heldur nægilegri snertingu við gólfíð. Þegar þú notar hreyfanlegan lyftara með LiftPants, notaðu þá aðeins stuðningsstöðir fyrir sjúklinga þola þyngd sjúklings.

### Stytt staða

Í ákveðnum tilfellum er hagkvæmt að stytta upphengiólur til að hærri sjúklingur fái nóg pláss til að standa. Stytta stöðu má nota tímabundið þegar rétt lengd er prófuð, en of mikil notkun getur skemmt saumana. Viljir þú stytta upphengiólur til langs tíma litið er ráðlegt að binda hnút á upphengiólina til að stytta hana um 10 cm (4 tommur). Notaðu lykkjuna á enda upphengiólunnar til að tengja upphengiólina við herðatréið

## LiftPants fjarlægð



Láttu sjúklinginn síga niður í sitjandi stöðu. Taktu upphengiólurnar af herðatréinu. Fjarlægðu aftari upphengiólurnar frá lykkjuólunum.

Láttu sjúklinginn halla sér til hliðar og fjarlægðu LiftPants varlega.



# Lykkjuólar stilltar

Ólarnar sem styðja við efri hluta líkamans ættu hvorki að vera of lausar né of þéttar. Þægileg spennan er best.




Fyrir granna sjúklinga er hægt að setja upphengilykkjurnar í lykkju í gegnum innri lykkju.

Fyrir þyngri sjúklinga er hægt að setja upphengilykkjurnar í lykkju í gegnum ytri lykkju.

## Lykkjuklemmur

Þessi gagnlegi íhlutur er notaður til að merkja lykkjurnar sem hafa verið prófaðar fyrir ákveðna manneskju. Það auðveldar umönnunaraðilum að velja réttu lykkjuna til að setja upphengilykkjurnar í gegnum.




## Valfrjálsir íhlutir

### Bólstruð hulstur fyrir axlaról

Vörunr. 3666021

Prýstingslinandi bólstruð hulstur til að setja á fremri og/eða aftari upphengiólarnar. Bólstruðu hulstrin koma með riflás eftir annarri langhliðinni fyrir auðveldu festingu.



### Framlengingarlykkja

Framlengingarlykkjurnar fást í tveimur mismunandi lengdum og í grænum eða gráum lit. Lengdin sem þú velur fer eftir því hversu mikla stillingu þú vilt gera.

Framlengingarlykkja, græn, 12 cm (5 tommur)

Vörunr. 3691102

Framlengingarlykkja, græn, 22 cm (9 tommur)


Vörunr. 3691103

Framlengingarlykkja, grá, 12 cm (5 tommur)

Vörunr. 3691302

Framlengingarlykkja, grá, 22 cm (9 tommur)

Vörunr. 3691303



### Lykkjuklemmur

Lykkjuklemmur, rauðar, 4 stk.

Vörunr. 3666033

Lykkjuklemmur, appelsínugular, 4 stk.

Vörunr. 3666034

Lykkjuklemmur, gular, 4 stk.


Vörunr. 3666035

Lykkjuklemmur, bláar, 4 stk.

Vörunr. 3666036

Lykkjuklemmur, svartar 4 stk.

Vörunr. 3666037



## Yfirlit yfir LIKO LiftPants segl. Gerð 92

Vara	Vörunr.	Stærð	Þyngd sjúklings <sup>1</sup>	Hæð sjúklings <sup>1</sup>	Hámarksálag <sup>2</sup>	Efni
LiftPants	3592324	S	20-50 kg (44-110 pund)	120 - 160 cm (47-63 tommur)	200 kg (440 pund)	Net úr pólýester
LiftPants	3592325	M	50-85 kg (110-187 pund)	160 - 180 cm (63-71 tommur)	200 kg (440 pund)	Net úr pólýester
LiftPants	3592326	L	70-120 kg (154-264 pund)	170 - 200 cm (67-79 tommur)	200 kg (440 pund)	Net úr pólýester
LiftPants	3592327	XL	100-500 kg (220-1100 pund)	170 - 210 cm (67-83 tommur)	500 kg (1100 pund)	Net úr pólýester

<sup>1</sup> Uppgefin þyngd/hæð sjúklings er aðeins til viðmiðunar – það kunna að vera frávik.

<sup>2</sup> Til að viðhalda hámarksþyngd er þörf á lyftara/aukabúnaði sem ætlaður er fyrir sömu þyngd eða meiri.

### Ráðlagðar samsetningar

Ráðlagðar samsetningar með LIKO LiftPants segli og Liko herðatrjálm:	Mini SlingBar 220	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling CrossBar 450	Sling Crossbar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
LiftPants, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
LiftPants, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiftPants, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LiftPants, XL *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Þó að þessi tafla sé til leiðbeiningar, er mikilvægt að gæta þess að ýmsar aðstæður geta valdið því að samsetningar segla og stanga sé óviðeigandi. Samþykktar samsetningar í fylkinu verða samt að vera metnar og staðfestar af þjálfuðum heilbrigðisstarfsmanni.

\* XL stærð til að nota ásamt Ultra Lift kerfinu, sjá notkunarleiðbeiningar fyrir Ultra Lift kerfi.

**Skýring:** ✓ = Ráðlagt

### Aðrar samsetningar

Samsetning fylgihluta/vara annarra en þeirra sem Liko ráðleggur getur leitt til öryggisáhættu fyrir sjúklinginn.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, og Viking eru vörumerki Baxter International, Inc. eða dótturfyrirtækja þess.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Svíþjóð  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**