

Izstrādājuma apraksts

Paredzētā lietošana

Liko LiftPants slings palīdz droši veikt stāvēšanas un gaitas apmācību pacientiem ar sliktu līdzsvara sajūtu un kāju funkciju, ļaujot pārliecinoši spert jaunus soļus. Izstrādājumu ir paredzēts lietot šādās vidēs: veselības aprūpe, intensīvā aprūpe, neatliekamā palīdzība, rehabilitācija, adaptācija un veselības aprūpe mājās.

Ir svarīgi, lai pacients spētu noturēt svaru uz kājām. LiftPants slings nodrošina kustību brīvību, vienlaikus daļēji mazinot ķermeņa svara nastu. Pacelšana notiek drošā veidā, ļaujot pacientam patstāvīgi pārvietoties bez riska nokrist. Treniņa laikā pacelājs ir gatavs noturēt visu svaru, lai pacients un aprūpētājs varētu veltīt visu uzmanību trenīgam, neraizējoties par sekām nepareizi sperta soļa dēļ.

LiftPants slings lielāko daļu svara balsta iegurnī, un tas var būt piemērots pacientiem, kuri ir jutīgi pret spiedienu ap ķermeņa augšdaļu vai padusēs. Spiedienu mazina iegurņa polsterējums. Nav pārbaudīta LiftPants slinga lietošana pacientēm grūtniecēm.

Izmēri

Ir pieejami dažādi LiftPants slinga izmēri, lai atbilstu pacientiem ar atšķirīgu auguma garuma un ķermeņa apkārtmēru.

Piemēroti pacelāji

LiftPants slingu var lietot kopā ar Liko augšējiem un mobilajiem pacelājiem.

Ar augšējo pacelāju, pacients var brīvi pārvietoties visā pacelšanas zonā, izmantojot **LikoGuard** augšējo pacelāju, **Likorall** augšējo pacelāju vai **Multirall** augšējo pacelāju. LiftPants slingu var lietot arī kopā ar Liko mobilajiem pacelājiem: ideāli piemērots ir **Golvo** mobilais pacelājs, **Uno** mobilais pacelājs vai **Viking** mobilais pacelājs. Trenējoties ar LiftPants slingu, dažiem pacientiem var būt ērtāk, ja daļa svara tiek balstīta ar rokām, piemēram, izmantojot iekšējam paredzētu atbalstu (staigāšanas ratiņi, spieķi).

Alternatīvas

Kā alternatīvu **Liko** LiftPants slingam mēs iesakām **Liko** MasterVest, mod. 60.

Šajā dokumentā persona, kura tiek pacelta, tiek dēvēta par pacientu, bet persona, kura palīdz pacientam, — par aprūpētāju.

SVARĪGI!

Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteikta līmeņa risku. Pirms pacientu pacelēja un celšanas piederumu izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatas saturu. Aprīkojumu drīkst izmantot tikai apmācīti aprūpētāji. Lai tiktu uzskatīts par apmācītu, aprūpētājam ir jāizlasa un jāsaprot instrukciju rokasgrāmata. Pārliecinieties, ka celšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam pacelējam. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums ir jābūt informētam par pacienta spēju izturēt pacelšanu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Drošības informācija

Pirms pacelšanas ir jāņem vērā tālāk norādītie aspekti.

- Atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji.
- Pārbaudiet, vai izvēlētais slings atbilst pacienta vajadzībām modeļa, izmēra, auduma un konstrukcijas ziņā.
- Kopējo maksimālo slodzi pacēlāja sistēmai vienmēr nosaka, ņemot vērā izstrādājumu, kuram sistēmā ir vismazākā noteiktā maksimālā slodze.
- Lai rūpētos par pacienta drošību un higiēnu, nelietojiet slingu vairākiem pacientiem.
- Izplānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk.
- Pārbaudiet, vai pacelšanas piederums karājas vertikāli un var brīvi kustēties.
- Lai gan Liko slinga stieņi ir aprīkoti ar fiksatoriem, ir jāievēro īpaša piesardzība. Kad siksnas ir pilnībā nostieptas, bet pacients vēl nav pacelts no apakšā esošās virsmas, pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi piestiprinātas pie slinga stieņa āķiem.
- Nekad neceliet pacientu augstāk virs apakšā esošās virsmas, nekā nepieciešams pacelšanai un pārvietošanai.
- Pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u.c. riteņi.
- Vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās.

Pie slinga stieņa nepareizi piestiprināts slings pacientam var radīt smagu traumu.

Nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas situācijā.

Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības slinga tuvumā!

Slingu nedrīkst uzglabāt vietās, kur tas ir pakļauts tiešai saules staru vai siltuma avotu iedarbībai, piemēram, pie radiatora, kamīna vai plīts/krāsns.


Slingu nedrīkst lietot, uzglabāt vai transportēt mājdzīvnieku, kaitēkļu vai bez uzraudzības atstātu bērnu klātbūtnē.

Pie slinga stieņa nepareizi piestiprināts slings pacientam var radīt smagu traumu!

Pārliedziniet, ka pacients un aprūpētājs pacelšanas laikā netuvojas iespēšanas punktiem un kustīgām daļām. Iespējamās traumas.

Novērtējiet pacientu iesprūšanas risku un attiecīgi uzraugiet pacientus. Pacelšanas laikā pārliedziniet, ka pacienta galva un ekstremitātes neatrodas slinga cilpās vai starp tām. Neievērojot kādu no šiem norādījumiem, var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.

Nav pārbaudīta LiftPants slinga lietošana pacientēm grūtniecēm.

 I klases medicīniskā ierīce

PATENTS: www.hillrom.com/patents

Izstrādājumu var aizsargāt viens vai vairāki patenti. Skatiet iepriekš norādīto interneta adresi.

Hillrom uzņēmumiem pieder Eiropas, ASV un citi patenti, kā arī iesniegumi par vēl neregistrētiem patentiem.

Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hillrom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnisku ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. Liko ir arī sertificēts saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu ar ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai kurā dzīvo pacients.

Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma var būt izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Brīdinājums. Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība. Šis simbols ir dzeltens trīsstūris ar melnu apmali un melnu izsaukuma zīmi centrā.		
	Pārstrādājami materiāli		
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu. Šis simbols ir zils aplis ar baltu attēlu, kurā persona lasa grāmatu.		
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu		Uzmanību! Izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.
	CE zīme. Eiropas Savienības medicīniskas ierīces atbilstības zīme, I klases medicīniskā ierīce.		
	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē		
	Juridiskais ražotājs		Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators		Medicīniskā ierīce
	Sērijas numurs		Unikāla ierīces identifikācija
	Neveikt ķīmisko tīrīšanu		Žāvēt uz veļas auklas ēnā
	Negludināt		Nebalināt
	Žāvēt veļas žāvētājā		Nemazgāt
	Nežāvēt veļas žāvētājā		
	Mazgāšanas simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F grādos.		
	Nesatur lateksu		
	Regulārā pārbaude		
	Nelietot izstrādājumu (Tikai Solo izstrādājumiem, redzams pēc mazgāšanas, kad lietošana ir aizliegta).		Pacienta vārds
	Lietošanai vienam pacientam (tikai Solo izstrādājumiem)		
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē.		Simbols izstrādājuma ārpusē.
	GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs		

Kopšana un pārbaude

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- siksnas;
- šuves;
- cilpas.

⚠ Nelietojiet bojātus celšanas piederumus.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Tīrīšanas un dezinfekcijas instrukcijas. Skatiet slinga izstrādājuma etiķeti un pievienoto pielikumu "Liko slingu kopšana un uzturēšana".

Materiāls LiftPants piederums ir izgatavots no poliestera.

Ja slingu izmanto, lai mazgātos vannā vai dušā. Pēc lietošanas vannā un dušā slings ir jānovieto tā, lai tas pēc iespējas ātrāk izžūtu.

Regulārā pārbaude

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Var būt nepieciešamas biežākas pārbaudes, ja izstrādājumu izmanto vai mazgā biežāk nekā parasti. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hillrom pārstāvi.

Paredzētais kalpošanas laiks

Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 3 gadi normālas lietošanas apstākļos. Paredzētais kalpošanas laiks ir atkarīgs no auduma, lietošanas biežuma, mazgāšanas procedūras un nestā svara.


♻ Norādījumi par pārstrādi

Viss slings, tostarp lentes, polsterējuma materiāls utt., ir jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.

Hillrom izvērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par ierīču drošu izmantošanu un utilizāciju, lai palīdzētu nepieļaut traumas, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus un pārduršanu, nobrāzumus, kā arī par jebkādu nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās utilizācijas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsažinās ar Hillrom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošu utilizāciju.
















Definīcijas




1. Priekšējā piekares sikсна
2. Cilpu sikсна (S, M un L izmēram)
3. Priekšējā daļa
4. Aizmugurējā daļa
5. Aizmugurējā piekares sikсна
6. Cilpu sikсна (tikai XL izmēram)
7. Izmēra apzīmējums
8. Sērijas numurs
9. Izstrādājuma etiķete
10. Etiķete. Regulārā pārbaude
11. Etiķete. Individuālais marķējums (Belongs to (Pieder))

UZMANĪBU! XL izmēram cilpu siksnas atrodas aizmugurē, nevis priekšā.


Slinga piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem

Slinga stienis	Slinga cilpas pie slinga stieņa āķiem	Pareizi
 <p data-bbox="279 492 422 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="287 784 414 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="247 1064 462 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="255 1366 446 1400">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="287 1668 414 1702">Cross-bar</p>		

Nepareizi!



LiftPants slinga piestiprināšana pie slinga stieņa ar 4 āķiem (dubultstieņiem un šķērsstieņiem)



Slinga izmēra izvēle

⚠ Neizvēlieties pārāk lielu izmēru, jo ar to, iespējams, nevar sasniegt nepieciešamo pacelšanas augstumu.

⚠ Izmantojiet tikai pacientam atbilstoša lieluma slingu. Pareizs lielums jānosaka apmācītam aprūpētājam. Iespējama pacienta iestrēgšana vai asfiksija.

Izvēloties slinga izmēru, jāvadās pēc pacienta krūškurvja apkārtmēra. Salīdziniet pacienta krūškurvja mērījumu (skatiet mērīšanas norādījumus) un slinga mērījumu (skatiet tabulu vai mērīšanas norādījumus).

Skatiet pacienta krūškurvja apkārtmēru un izstrādājuma izmēru attēlā un tabulā tālāk.

Lift Pants slingam jāsniedzas virs jostasvietas, bet ne tik augstu, lai rastos spiediens padusēs. Mēriet ar mērlenti no pacienta mugurpuses zem iegurņa vienā sānā un līdz krūšu līmenim. Smagākam cilvēkam var būt nepieciešams lielāks izmērs nekā slaidam cilvēkam, kaut arī auguma garums abiem cilvēkiem ir vienāds. Norādījumi par pacienta svaru/auguma garumu ir sniegti pēdējā lapā.

Norādījumi par pacienta mērīšanu.


Mēriet no vietas zem lāpstiņas lejup pa muguru, gar iegurņa vienu sānu un uz augšu līdz krūškurvim.

Mērījumi; skatiet galvenā paneļa malas garumu (I) "Izmēri" 7. lpp.

Slinga izmērs	No minimālā līdz maksimālajam krūškurvja apkārtmēram	Galvenā paneļa malas garums
S	52–94	85
M	58–116	108
L	90–142	120
XL	116–168	139

Visi mērījumi norādīti centimetros.

Izmēri




Izmēri centimetros

IZMĒRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Maksimālā slodze (kg)	Izstr. nr.
S	70	10	17	56	81	10	30	Nav piemērojams	85	200	3592324
M	78	10	20	56	102	10	36	Nav piemērojams	108	200	3592325
L	108	10	25	56	112	10	41	Nav piemērojams	120	200	3592326
XL	Nav piemērojams	10	49	56	131	10	48	125	139	500	3592327

Izmēri collās

IZMĒRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Maksimālā slodze (mārc.)	Izstr. nr.
S	28	4	7	22	32	4	12	Nav piemērojams	34	440	3592324
M	31	4	8	22	40	4	14	Nav piemērojams	42	440	3592325
L	43	4	10	22	44	4	16	Nav piemērojams	47	440	3592326
XL	Nav piemērojams	4	19	22	52	4	19	49	55	1100	3592327


LiftPants uzvilšana



Sākuma pozīcija LiftPants slinga lietošanai ir sēdus stāvoklis. Pacientam jānoliecas uz vienu pusi, lai aprūpētājs varētu novietot LiftPants slingu uz sēdekļa tieši zem pacienta. Novietojiet LiftPants slingu tik tālu zem pacienta, cik vien iespējams, un tādā virzienā, lai marķējuma etiķete atrastos uz leju un sēdekļa aizmugurē.

Izvelciet LiftPants slinga priekšējo daļu starp kājām uz augšu, lai no priekšpuses varētu piekļūt siksnām. Izvelciet aizmugurējās piekares siksnas (priekšējās piekares siksnas XL izmēram) caur atbilstošajām cilpu siksnas cilpām (skatiet "Cilpu siksnu regulēšana" 9. lpp.).

Piestipriniet aizmugurējās un priekšējās piekares siksnas pie slinga stieņa. Visbiežāk izmanto vistālākās cilpas. Norādījumus par to, kā piestiprināt slinga cilpas citu veidu slinga stieņiem, skatiet šeit: "Slinga piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem" 5. lpp. un "LiftPants slinga piestiprināšana pie slinga stieņa ar 4 āķiem (dubultstieņiem un šķērsstieņiem)" 6. lpp.



Pirms pacienta piecelšanas no sēdus stāvokļa. Aiciniet pacientu pārvērsties iespējami tālu uz priekšu uz sēdekļa un novietot pēdas uz grīdas tik tālu atpakaļ, cik nepieciešams, lai ērti pieceltos. Nedaudz paceliet pacelēju, lai nosprīgtu siksnas, bet pacients netiktu pacelts no apakšā esošās virsmas, un pārliecinieties, ka siksnu nosprīgojums ķermeņa augšdaļā ir iespējami ērts pacientam.

Pacelšanas laikā. Virziet pacelēju uz priekšu piecelšanās kustības virzienā, lai palīdzētu pareizi un optimāli pārnest svaru, līdz pacients stāv pilnībā stāvus un tur līdzsvaru. Paceliet tikai tik augstu, lai pacients varētu piecelties stāvus un pietiekami balstīties uz grīdas. Ja kopā ar LiftPants izmantojat mobilo pacelēju, lietojiet tikai tādus pacienta balstus, kuru parametri ir piemēroti pacienta svara balstīšanai.

Saīsināta pozīcija

Dažos gadījumos ir lietderīgi garākam pacientam saīsināt piekares siksnas, lai būtu pietiekami daudz vietas, kur piecelties. Saīsināto pozīciju var izmantot īslaicīgi, lai pārbaudītu pareizo garumu, bet tās ilgstoša lietošana var bojāt šuves. Ja vēlaties saīsināt piekares siksnas ilgtermiņa lietošanai, ieteicams sasiet piekares siksnu mezglā, saīsinot to par apmēram 10 cm. Izmantojiet piekares siksnas galā esošo cilpu, lai savienotu piekares siksnu ar slinga stieni.

LiftPants novilkšana




Nolaidiet pacientu sēdus stāvoklī. Atvienojiet piekares siksnas no slinga stieņa. Izņemiet aizmugurējās piekares siksnas no cilpu siksnām.

Pacientam ir jānoliecas uz vienu pusi, lai varētu uzmanīgi noņemt LiftPants.

Cilpu siksnu regulēšana

Siksnas, kas balsta ķermeņa augšdaļu, nedrīkst būt ne pārāk vaļīgas, ne pārāk ciešas. Vispiemērotākais ir komfortabls spriegojums.




Slaidiem pacientiem piekares siksnas var izvilkt caur iekšējo cilpu.

Smagākiem pacientiem piekares siksnas var izvilkt caur ārējo cilpu.

Cilpu piespraudes

Šo praktisko komponentu izmanto, lai atzīmētu cilpas, kuras ir pielaiotas konkrētajam cilvēkam. Tādējādi aprūpētājiem ir vieglāk izvēlēties pareizo cilpu, caur kuru izvilkt piekares siksnas.




Izvēles komponenti

Polsterēti apvalki plecu siksnai

Izstr. nr. 3666021

Spiedienu mazinoši polsterēti apvalki stiprināšanai uz priekšējām un/vai aizmugurējām piekares siksnām. Polsterētajiem apvalkiem ir Velcro stiprinājums visā garumā ērtai uzlikšanai.



Pagarinājuma cilpa

Ir pieejamas divu dažādu garumu pagarinājuma cilpas zaļā vai pelēkā krāsā. Garuma izvēle ir atkarīga no nepieciešamā pielāgojuma.

Pagarinājuma cilpa, zaļa, 12 cm

Izstr. nr. 3691102

Pagarinājuma cilpa, zaļa, 22 cm


Izstr. nr. 3691103

Pagarinājuma cilpa, pelēka, 12 cm

Izstr. nr. 3691302

Pagarinājuma cilpa, pelēka, 22 cm

Izstr. nr. 3691303



Cilpu piespraudes

Cilpu piespraudes, sarkanas, 4 gab.

Izstr. nr. 3666033

Cilpu piespraudes, oranžas, 4 gab.

Izstr. nr. 3666034

Cilpu piespraudes, dzeltenas, 4 gab.


Izstr. nr. 3666035

Cilpu piespraudes, zilas, 4 gab.

Izstr. nr. 3666036

Cilpu piespraudes, melnas, 4 gab.

Izstr. nr. 3666037



Pārskats, LIKO LiftPants slings. Mod. 92

Izstrādājums	Izstr. nr.	Izmērs	Pacienta svars ¹	Pacienta garums ¹	Maksimālā slodze ²	Materiāls
LiftPants	3592324	S	20–50 kg	120–160 cm	200 kg	Poliestera tīkls
LiftPants	3592325	M	50–85 kg	160–180 cm	200 kg	Poliestera tīkls
LiftPants	3592326	L	70–120 kg	170–200 cm	200 kg	Poliestera tīkls
LiftPants	3592327	XL	100–500 kg	170–210 cm	500 kg	Poliestera tīkls

¹ Norādītais pacienta svars/garums ir tikai orientējošs — ir pieļaujamas atkāpes.

² Maksimālās slodzes noturēšanai ir nepieciešams tādai pašai vai lielākai slodzei paredzēts pacēlājs/piederumi.

Ieteicamās kombinācijas

Ieteicamās kombinācijas ar LIKO LiftPants slingu un Liko slinga stieņiem	Mini SlingBar 220	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling CrossBar 450	Sling Crossbar 670	Univ. sānu stieņi + Universal 350	Univ. sānu stieņi + Universal 450
	LiftPants, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
LiftPants, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiftPants, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LiftPants, XL*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Šajā tabulā ir pieejami norādījumi, tomēr jāapzinās, ka dažādos apstākļos slingu un slinga stieņu kombinācijas var būt neatbilstošas. Apmācītam veselības aprūpes speciālistam tik un tā jānovērtē un jāapliecina matricā norādītās apstiprinātās kombinācijas.

* XL izmērs jālieto kombinācijā ar Ultra pacēlāja sistēmu; skatiet Ultra pacēlāja sistēmas instrukciju rokasgrāmatu.

Paskaidrojums. ✓ = ieteicams

Citas kombinācijas

Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis uzņēmums Liko, var radīt risku pacienta drošībai.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall un Viking ir uzņēmuma Baxter International Inc. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zviedrija
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom