



Liko MasterVest Mod. 60, 64




Návod k použití



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60
s popruhy na nohy a
polstrovanými díly

Popis výrobku

Účel použití

Použití je určeno pro následující prostředí: prostředí zdravotní péče, intenzivní péče, oddělení pohotovostní služby, rehabilitace, habilitace a domácí péče.

Liko MasterVest je univerzální patientský vak s širokým spektrem použití, například jako pomůcka při vstávání a chůzi nebo při návštěvách toalety.

MasterVest poskytuje pacientu podporu kolem horní části těla i pod pažemi. Vesta MasterVest lze použít pouze u pacientů, kteří mohou nést část své váhy na vlastních nohou.

Pomocí vesty **Liko MasterVest** lze dosáhnout určitých obtížných cílů, například:

- pacienti získají přiměřenou pomoc při cvičení a při nesení váhy na vlastních nohou a
- ošetřovatelé eliminují rizika spojená se zvedáním těžkých břemen.

Zvedání a přenos pacientů na toaletu a z ní může vést k vážným zraněním ošetřovatele. Vesta MasterVest usnadňuje plynulé a jednoduché transfery na toaletu a z ní.

Vzhledem k tomu, že vesta MasterVest pokrývá pouze trup, je dolní část těla snadno přístupná pro oblékání a svlékání.

MasterVest s předním zapínáním, Mod. 64

Vestu **Liko Master Vest Mod. 64** s předním zapínáním mohou používat pacienti, kteří jsou schopni si vestu obléci a svléci sami.

Vesta MasterVest s předním zapínáním je na hrudi vybaven dvěma nastavitelnými bezpečnostními přezkami. Je také doporučeno je použít v případech, kdy je nutné upravit napětí a regulovat tlak na hrudi.

MasterVest s popruhy na nohy

Popruhy na nohy drží vestu MasterVest na místě a všeobecně se používají při nácviu chůze.

Vhodné zvedáky

Vestu MasterVest je možno používat se všemi stropními a mobilními zvedáky **Liko**. Můžete si vybrat mezi **LikoGuard** stropním zvedákem, **Likorall** stropním zvedákem a **Multirall** stropním zvedákem nebo **Golvo** mobilním zvedákem, **Viking** mobilním zvedákem, **Uno** mobilním zvedákem a **Liko M220/ M230** mobilním zvedákem.

V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

UPOZORNĚNÍ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený ošetřovatel. Pro proškolení ošetřovatele je třeba přečíst si návod k použití a porozumět mu. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřovatel vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Obsah

Účel použití.....	1
Bezpečnostní informace	3
Popis symbolů	4
Péče a kontrola.....	5
Definice	5
Jak vybrat velikost vaku	6
Rozměry.....	7
Způsob upevnění vesty MasterVest k různým závěsným hrazdám.....	8
Způsob upevnění MasterVest k dvojité hrazdě	9
Zvedání z polohy vsedě.....	10
Vyzkoušení vesty Liko MasterVest.....	11
Doporučené zvedací příslušenství	13
Volitelné komponenty	13
Přehled výrobku Liko MasterVest, mod. 60, 64.....	14
Doporučené kombinace	14

Bezpečnostní informace


Před zvedáním mějte na paměti následující body:


- Zodpovědná osoba na vašem pracovišti musí individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jeden nebo více ošetřovatelů.
- Zkontrolujte, zda zvolený patientský vak odpovídá potřebám pacienta, co se týče typu, velikosti, tkaniny a konstrukce.
- Vyzkoušejte zařízení pro nouzové spuštění zvedáku, který používáte, a ujistěte se, že funguje správně.
- Upravte nastavení maximální výšky tak, aby nebylo možné pacienta zvednout příliš vysoko.
- Mezi jednotlivými pacienty vak vyperte, aby byly zajištěny bezpečnostní a hygienické požadavky.
- Předtím, než pacienta zvednete, si naplánujte postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nejpohodlněji.
- Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svise a zda se může volně pohybovat.
- Přestože jsou závěsné hrazdy společnosti Liko vybavené západkami, je nutné postupovat zvláště opatrně: zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy, a to při dostatečném napnutí, avšak předtím, než pacienta zvednete z podkladové plochy.
- Nikdy nezvedejte pacienta nad podkladovou plochu výše, než je nutné k dokončení zvednutí a přesunu.
- Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka.
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.

 Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.

 Ruční otáčení pacienta na lůžku může způsobit poranění ošetřovatelů.

 Pacient i ošetřovatel musí zůstat během zvedání mimo místa sevření a pohyblivé části. Mohlo by dojít k úrazu.

 Vyhodnoťte riziko zachycení pacientů a řádně je sledujte. Ujistěte se, že pacientova hlava a končetiny nejsou během zvedání ve smyčkách nebo mezi nimi. Nedodržení některého z pokynů může mít za následek závažné poranění nebo úmrtí.

 Přiskřípnutí nebo menší zranění může být způsobeno použitím opotřebovaného vaku, pokud je vak na pacienta umístěn nerovnoměrně nebo pokud není opatrně odstraněn.

 Neprovozujte, neukládejte ani nepřpravujte vak v přítomnosti domácích zvířat, mazlíčků nebo dětí bez dozoru!

 Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru!

 Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vaku.

 Neskladujte patientský vak na místech, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, jako je radiátor, krb nebo kamna/trouba!

 Vak nebyl testován pro použití v nastavení zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Přemístěte pacienta na kompatibilní povrch, abyste mohli provést magnetickou rezonanci, a odveďte výrobek z místnosti s magnetickou rezonancí.

 Zdravotnický prostředek třídy I

PATENT www.hillrom.com/patents

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů. Viz výše uvedenou internetovou adresu.

Společnosti skupiny Hillrom jsou vlastníky evropských, amerických a jiných patentů a žádostí o patenty čekajících na schválení.

Změny výrobků

Výrobky Liko® procházejí neustálým vývojem, proto si vyhrazujeme právo na změny výrobků bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobků Liko vám poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko co do kvality splňuje požadavky normy ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485. Liko také splňuje požadavky normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost. Tento symbol je žlutý trojúhelník s černým okrajem a černým vykřičníkem uprostřed.		
	Recyklovatelný		
	Před použitím si prostudujte návod k použití. Tento symbol je modrý kruh s bílým obrazem osoby, která čte knihu.		
	Před použitím si prostudujte návod k použití.		Upozornění! Prostudujte si návod k obsluze.
	Značka CE. Značka shody zdravotnického prostředku s legislativními požadavky Evropské unie, zdravotnický prostředek třídy I.		
	Švýcarský autorizovaný zástupce.		
	Zákonný výrobce		Datum výroby
	Identifikátor produktu		Zdravotnický prostředek
	Sériové číslo		Jedinečná identifikace zařízení
	Nepoužívat suché čištění		Sušte na šňůře ve stínu
	Nežehlete		Nebělte
	Sušení v sušičce		Neperte
	Zákaz sušení v bubnové sušičce		
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.		
	Neobsahuje latex		
	Pravidelné prohlídky		
	Nepoužívat Produkt (Pouze produkty Solo a viditelné po vyprání, je-li použití zakázáno)		Jméno pacienta
	Použití pro jednoho pacienta (pouze na produktech Solo)		
	Směr vzhůru a symbol na vnější části vybavení.		Symbol na vnější části vybavení.
	Čárový kód GS1 Data Matrix, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo		

Péče a kontrola

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- tkanina,
- popruhy,
- švy,
- smyčky,
- přezky.

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokud se patientský vak používá ve vaně nebo ve sprše: Po použití ve vaně nebo ve sprše je nutno vak uložit tak, aby co nejrychleji vyschl.

Pokyny k čištění a dezinfekci: Viz štítek výrobku na patientském vaku a přiložený dodatek „Patientské vaky Liko – péče a údržba“. Bezpečnostní přezky na Mod. 64 musí být při mytí zapnuté.

Materiál: Vesta MasterVest je vyrobena z polyesteru.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky používány nebo čištěny častěji, než je obvyklé. O tyto protokoly požádejte zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Mod. 60: Výrobek má předpokládanou životnost 5 let za normálního používání.

Mod. 64: Výrobek má předpokládanou životnost 4 let za normálního použití

Životnost se liší podle tkaniny, četnosti použití, postupu praní a nošené hmotnosti. Společnost Hillrom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.


Pokyny pro recyklaci

Celý závěsný vak, včetně dlah, výplňového materiálu atd., by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hillrom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředí po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybností se uživatel zařízení musí nejprve obrátit na technickou podporu společnosti Hillrom, aby získal pokyny ohledně protokolů o bezpečné likvidaci.

Definice




Jak vybrat velikost vaku

⚠ Používejte pouze vak, který má pro pacienta odpovídající velikost. Správnou velikost musí posoudit vyškolený ošetřovatel. Mohlo by totiž dojít k zachycení či udušení pacienta.


Vodítkem při výběru velikosti vaku je změření obvodu pacienta a šířky vesty. Porovnejte míry pacienta (viz pokyny k měření) a míry vaku (viz tabulka nebo pokyny k měření).

Obvod hrudníku pacienta změřte následovně:




Změřte obvod hrudníku pacienta (u žen pod poprsím).

Šířku vesty vaku změřte následovně:




Změřte vnější vzdálenost mezi kovovými poutky. Hodnoty měření naleznete také v části „Rozměry“, viz strana 7.


Vyberte správnou velikost:



5–30 cm




více než 30 cm



méně než 5 cm

Vyberte vak s šířkou vesty, která je o 5–30 cm menší, než změřený obvod hrudníku pacienta. Mezera mezi kovovými poutky by měla být 5–30 cm, když je vesta na pacientovi a ramenní popruhy jsou zcela napnuté. U větších vaků může být mezera mezi kovovými poutky větší. Ujistěte se, že jste vybrali správnou velikost vaku a pečlivě upravte popruhy v poutkách.

Rozměry



Rozměry v centimetrech, model 60

Velikost	A	B	C	D	E	Maximální zatížení (kg)	Č. výrobku
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Rozměry v palcích, model 60

Velikost	A	B	C	D	E	Maximální zatížení (lb)	Č. výrobku
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Rozměry v centimetrech, model 64

Velikost	A	B	C	D	E	F	G	Maximální zatížení (kg)	Č. výrobku
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Rozměry v palcích, model 64

Velikost	A	B	C	D	E	F	G	Maximální zatížení (lb)	Č. výrobku
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Způsob upevnění vesty MasterVest k různým závěsným hrazdám

Závěsná hrazda	Smyčky patientského vaku k hákům závěsné hrazdy	Správně
 <p data-bbox="204 495 352 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="204 786 352 819">Univerzální</p>		
 <p data-bbox="172 1070 384 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="180 1368 368 1402">Universal Twin</p>		


Špatně!



Způsob upevnění MasterVest k dvojité hrazdě




Zvedání z polohy vsedě



Vestu MasterVest nasadte zepředu. Paže pacienta provlečte skrze ramenní popruhy.

Za zády: Vedte jednotlivé smyčky popruhů napříč přes záda a vytáhněte je skrz kovový D kroužek na opačné straně, jak je znázorněno na obrázku.

Se závěsnou hrazdou za zády pacienta připevněte smyčky popruhů, použijte vhodné smyčky, viz „Úpravy nastavení smyček popruhů“ na straně 11-12. Připojte ramenní popruhy k závěsné hrazdě. Na stranách 8 až 9 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám.



Před zvedáním: Zkontrolujte, zda jsou nohy pacienta pevně na podlaze, aby na ně mohl přenést váhu při zvedání závěsné hrazdy. Mírně nadzvedněte závěsnou hrazdu, abyste utáhli popruhy (aniž byste zvedli pacienta ze sedadla), a zkontrolujte, zda je rozložení tlaku kolem horní části těla pacienta správné.

Během zvedání: Přesuňte závěsnou hrazdu dopředu, aby se hmotnost pacienta plynule přenášela až do vzpřímené a vyvážené polohy. Mírně spusťte závěsnou tyč, aby se uvolnil tlak kolem hrudníku. Nyní má pacient možnost přenést váhu na nohy a pracovat na rovnováze.

Vyzkoušení vesty LIKO MasterVest

Úpravy nastavení smyček popruhů


Smyčka, kterou zavěsíte na závěsnou hrazdu, určuje, jak moc se vesta utáhne kolem hrudníku.

Pokud vesta sklouzává nahoru, zkuste vnitřní smyčku nebo menší velikost vesty.

Pokud je vesta příliš těsná kolem hrudníku, zkuste vnější smyčku nebo větší velikost vesty.

Pokud by stejnou velikost vyzkoušely dvě různé osoby, u štíhlejší osoby by bylo zapotřebí zvolit vnitřní smyčku, zatímco u silnější osoby by bylo zapotřebí zvolit vnější smyčku. Vesta MasterVest je správně nasazena, pokud jsou smyčky popruhů i ramenní popruhy při zvednutí stejně napnuté.


Testování smyček popruhů



Abyste zjistili, které smyčky zajišťují nejlepší utažení vesty, vyzkoušejte smyčky popruhů tahem za různé smyčky spolu s ramenními popruhy.


Vyzkoušejte správné nastavení smyček popruhů tak, že si stoupnete za pacienta a podržíte ramenní popruhy a smyčky popruhů palci a zvednete je nahoru tak, aby byly oba popruhy napnuté. Vesta MasterVest správně sedí, pokud jsou smyčky popruhů i ramenní popruhy při zvednutí stejně napnuté.

Svorčky smyčky



Toto praktické příslušenství se používá k označení smyček, které byly vyzkoušeny pro určitou osobu. Uspodňuje ošetřovatelům výběr správné smyčky, která se má připojit k závěsné hrazdě.

Tělesný postoj




Též osobě mohou často vyhovovat dvě různé velikosti vesty MasterVest, popruhy však musí být správně seřízeny na každou velikost. Výsledky se liší v závislosti na poloze těla a rozložení tlaku na hrudníku.

A. Širší velikost vesty MasterVest vyžaduje použití jedné z vnitřních smyček na popruhu se smyčkami. Toto uspořádání umožňuje pacientovi předklonit se dopředu a klade větší tlak na spodní přední část hrudníku.

B. Menší velikost vesty MasterVest vyžaduje připojení jedné z vnějších smyček popruhu se smyčkami k závěsné hrazdě, aby bylo dosaženo stejného napnutí na všech čtyřech popruzích. V tomto případě držení těla je vzpřímenější a tlak je rovnoměrněji rozložen kolem hrudníku.



MasterVest s předním zapínáním, Mod. 64



Vesta MasterVest je také dostupná jako model s předním zapínáním.

Přední zapínání vesty MasterVest je vepředu vybaveno dvěma nastavitelnými bezpečnostními přezkami. Vyzkoušejte správnou velikost a polohu popruhů smyčky, i když si pacienti sami oblékli vestu MasterVest. Po správném nastavení vesty MasterVest, může být vesta zavěšena na závěsnou hrazdu, když si ji pacient nasazuje.

- ⚠ Zajistěte, aby si pacient mohl sám rozepnout přezky nebo aby mu při sundávání vesty pomáhal ošetřovatel, aby se předešlo nepohodlí, pokud vesta není po ukončení činnosti sejmuta.
- ⚠ Nejsou-li tříslonové popruhy zajištěny nebo je-li na přezky vyvíjen nadměrný tlak, což způsobí jejich otevření, může se vesta posunout nahoru a způsobit nepohodlí.

Potíže během zkoušení?

Problém: Vesta klouže směrem nahoru pod pacientovy paže.

Upravte nastavení vesty MasterVest podle jednoho z následujících návrhů:


- Upravte nastavení smyčky popruhů za použití vnitřní smyčky.
- Vyberte menší velikost.
- Zkuste použít popruhy na nohy.
- Při zvedání pacienta držte vestu na místě za zády tak, že zatlačíte palci dolů na zkřížené smyčky popruhů.
- Dejte pacientovi pokyn, aby při zvedání držel paže dole.

Doporučené zvedací příslušenství

Prodlužovací pásek

Prodlužovací pásek, zelený, 12 cm
Prodlužovací pásek, zelený, 22 cm
Prodlužovací pásek, šedý, 12 cm
Prodlužovací pásek, šedý, 22 cm

Č. výrobku 3691102
Č. výrobku 3691103
Č. výrobku 3691302
Č. výrobku 3691303




Volitelné komponenty

Leg Harness

Č. výrobku 3666004-06

S vestou **Liko MasterVest** lze použít speciální popruhy na nohy, které napomáhají udržet vestu ve správné pozici na těle a zabraňují tak jejímu sklouznutí. Popruhy na nohy lze nasadit, když pacient sedí, poté, co se pacient postaví můžete upravit a napnutí popruhů na nohy. Popruhy na nohy lze křížit nebo vést rovnoběžně v oblasti rozkroku.

POZNÁMKA! Popruhy na nohy jsou kompatibilní s vestami od výrobního čísla 736166. Podrobnější informace o starších modelech vám poskytne zástupce společnosti Hillrom.




Polstrovaný díl pro ramenní popruh

Č. výrobku 3666021

Polstrované díly jsou dostupné jako příslušenství pomáhající odlehčit tlak na přední ramenní popruhy.


Polstrované díly jsou pro snadné použití na jedné straně vybaveny suchým zipem.



Svorky smyčky

Svorky smyčky, červená, 4 ks
Svorky smyčky, oranžová, 4 ks
Svorky smyčky, žlutá, 4 ks
Svorky smyčky, modrá, 4 ks
Svorky smyčky, černá, 4 ks

Č. výrobku 3666033
Č. výrobku 3666034
Č. výrobku 3666035
Č. výrobku 3666036
Č. výrobku 3666037



Přehled výrobku LIKO MasterVest, mod. 60, 64

Výrobek	Č. výrobku	Velikost	Tělesná hmotnost ¹	Maximální zatížení ²
MasterVest, Mod. 60	3560113	XS	20–40 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 60	3560114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 60	3560115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 60	3560116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 60	3560117	XL	100–130 kg	300 kg
MasterVest, Mod. 60	3560118	XXL	120–300 kg	300 kg
MasterVest, Mod. 64	3564114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 64	3564115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 64	3564116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 64	3564117	XL	100–130 kg	200 kg
MasterVest, Mod. 64	3564118	XXL	120–200 kg	200 kg

¹ Uvedená hmotnost pacienta je pouze informativní – mohou existovat odchylky.

² Aby platilo toto maximální zatížení, musí mít zvedák i příslušenství stejné nebo vyšší povolené zatížení.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace vesty Liko MasterVest a závěsných hrazd Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Univerzální dvojitá hrazda Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vysvětlivky: ✓ = Doporučené

I když tato tabulka slouží jako vodítko, je důležité si uvědomit, že za různých okolností mohou být některé kombinace vaků a závěsných hrazd nevhodné. Schválené kombinace v šabloně musí být vždy přehodnoceny a validovány vyškoleným zdravotnickým pracovníkem.

Různé šířky popruhů vytvářejí různé úrovně tlaku na hrudník. Vyzkoušejte různé alternativy, dokud nenaleznete tu, která nejlépe vyhovuje konkrétnímu pacientovi.

Jiné kombinace

Kombinace s vestou **Liko** MasterVest a Cross-bar, Cross-bar 450/670 nebo Side bars není vhodná.

Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je zde doporučeno společností Liko, s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno a Viking jsou ochranné známky společnosti Baxter International Inc. nebo jejich dceřiných společností.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom