


Liko MasterVest, modelo 60, 64




Instrucciones de uso



Modelo 60



Modelo 64



Modelo 60
con arnés inguinal y
fundas acolchadas

Descripción del producto

Uso previsto

Diseñado para utilizarse en los siguientes entornos: atención sanitaria, cuidados intensivos, salas de urgencias, rehabilitación y habilitación, así como en entornos de asistencia domiciliaria.

Liko MasterVest de es un arnés versátil con una amplia gama de usos; por ejemplo, es útil para permanecer de pie y caminar o ir al baño.

MasterVest proporciona sujeción al paciente por la parte superior del cuerpo y por debajo de los brazos. MasterVest requiere que los pacientes sean capaces de soportar peso parcialmente con las piernas.

Gracias a **Liko** MasterVest, podrá alcanzar ciertos objetivos complicados, como los siguientes:

- Los pacientes reciben una ayuda adecuada para realizar ejercicios y soportar peso con las piernas.
- Los cuidadores evitan levantar cargas pesadas y el riesgo que ello acarrea.

La elevación y el traslado de pacientes hacia y desde el aseo puede provocar graves lesiones a los cuidadores. MasterVest simplifica y facilita estos traslados.

Ya que MasterVest cubre únicamente la parte superior del cuerpo, la parte inferior queda fácilmente accesible para vestirse y desvestirse.

MasterVest con cierre frontal, modelo 64

El modelo con cierre frontal del arnés **Liko** MasterVest, modelo 64, se puede utilizar para pacientes que pueden ponerse y quitarse el chaleco por sí mismos.

El arnés MasterVest con cierre frontal está equipado con dos cierres de seguridad ajustables en el pecho. También se recomienda el uso de los cierres en casos en los que sea necesario ajustar la tensión y regular la presión en el pecho.

MasterVest con arnés inguinal

El arnés inguinal mantiene el MasterVest en su lugar y se utiliza habitualmente para los ejercicios destinados a caminar.

Grúas adecuadas

El arnés MasterVest puede utilizarse con todas las grúas de techo y móviles de **Liko**. Puede elegir entre las grúas de techo **LikoGuard**, **Likorall** y **Multirall** o bien entre las grúas móviles **Golvo**, **Viking**, **Uno** y **Liko M220/M230**.

En este documento, se denomina "paciente" a la persona elevada y "cuidador" a la persona que le asiste.

IMPORTANTE

La elevación y la transferencia de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por cuidadores formados. Para considerarse formado, un cuidador debe leer y entender la guía de instrucciones. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Índice

Uso previsto.....	1
Información de seguridad	3
Descripción de los símbolos	4
Cuidado e inspección.....	5
Definiciones.....	5
Cómo seleccionar la talla del arnés.....	6
Dimensiones.....	7
Cómo enganchar un MasterVest a diferentes perchas.....	8
Cómo enganchar un MasterVest a una percha doble	9
Elevación desde una posición sedente.....	10
Prueba de Liko MasterVest	11
Accesorios de elevación recomendados	13
Componentes opcionales.....	13
Descripción de Liko MasterVest, modelo 60, 64	14
Combinaciones recomendadas	14

Información de seguridad

⚠ Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- Pruebe el dispositivo de bajada de emergencia de la grúa que esté utilizando para asegurarse de que funciona correctamente.
- Ajuste la altura máxima para que no sea posible elevar al paciente a una altura excesiva.
- Para proteger al paciente y garantizar las medidas higiénicas adecuadas, lave el arnés cada vez que cambie de paciente.
- Antes de realizar la elevación, planifíquela para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Antes de realizar la elevación, compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.
- Aunque las perchas Liko están equipadas con pestillos, se debe proceder con especial cuidado: antes de elevar al paciente, y cuando las cintas ya se hayan tensado completamente, asegúrese de que las cintas están correctamente enganchadas a los cierres de la percha.
- No eleve nunca a un paciente por encima de la superficie donde se encuentra más de lo estrictamente necesario para completar la elevación y el traslado.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.

⚠ Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

⚠ Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

⚠ Asegúrese de que el paciente y el cuidador se mantienen alejados de los puntos de atrapamiento y las partes móviles durante una elevación. Se podrían producir lesiones.

⚠ Evalúe el riesgo de atrapamiento del paciente y supervíselo según sea conveniente. Asegúrese de que la cabeza y las extremidades del paciente no queden atrapadas en los lazos del arnés durante una elevación. Si no se cumple alguna de estas recomendaciones, podrían producirse lesiones graves e, incluso, la muerte.

⚠ Se pueden producir pellizcos o lesiones menores si el arnés está desgastado, si no se ha colocado al paciente de forma equilibrada sobre el arnés o si el arnés no se retira con cuidado.

⚠ No utilice, almacene ni traslade el arnés cerca de mascotas, plagas o niños no supervisados.

⚠ Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.

⚠ Nunca deje a niños acercarse al arnés sin supervisión.

⚠ No guarde el arnés en un lugar donde estará expuesto a la luz solar directa o a fuentes de calor, como un radiador, una chimenea o una estufa/horno.

⚠ El arnés no ha sido probado para su uso en entornos de adquisición de imágenes por resonancia magnética (RM). Traslade al paciente a una superficie compatible para una RM y retire el producto de la sala de RM.

CE Producto técnico-médico de clase I

PATENTE www.hillrom.com/patents

Puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente.

Las compañías de Hillrom son las propietarias de las patentes europeas, de los Estados Unidos y otras, así como de las solicitudes de patentes pendientes.

Modificaciones en los productos

Los productos **Liko** están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hillrom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para el sector de los productos sanitarios ISO 13485. Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial. El símbolo es un triángulo amarillo con borde negro y un signo de exclamación negro en el centro.		
	Reciclable		
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto. El símbolo es un círculo azul con una imagen en blanco que representa a una persona leyendo un libro.		
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.		Precaución: Consulte la guía de instrucciones.
	Marca CE. Marca de conformidad del producto sanitario de la Unión Europea, producto sanitario de clase I.		
	Representante autorizado de Suiza		
	Fabricante legal		Fecha de fabricación
	Identificador de producto		Producto sanitario
	Número de serie		Identificación exclusiva del producto
	No limpiar en seco		Tender a la sombra
	No planchar		No usar lejía
	Secar en secadora		No lavar
	No secar en secadora		
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.		
	No contiene látex		
	Inspección periódica		
	No utilizar el producto (solo aparece tras el lavado de los productos Solo, cuando su uso está prohibido)		Nombre del paciente
	Uso para un único paciente (únicamente en productos Solo)		
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo		Símbolo en la parte exterior del equipo
 (01) 0100887761997127 (11) AAMDD (21) 012345678910	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie		

Cuidado e inspección

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y el desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos
- Hebilla

⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Si el arnés se emplea para el baño o la ducha: Una vez usado para el baño o la ducha, el arnés se debe colocar de manera que se seque lo más pronto posible.

Instrucciones de lavado y desinfección: Consulte la etiqueta del producto del arnés y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko". Las hebillas de seguridad del modelo 64 deben estar cerradas durante el lavado.

Material: MasterVest está hecho de poliéster.

Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si los productos se utilizan o se lavan con más frecuencia de lo normal. Para saber más sobre los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hillrom.

Tiempo de vida útil estimado

Modelo 60: El producto tiene una vida útil estimada de 5 años con un uso normal.

Modelo 64: El producto tiene una vida útil estimada de 4 años con un uso normal.

El tiempo de vida útil varía dependiendo del tejido, la frecuencia de uso, el procedimiento de lavado y el peso soportado. Hillrom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.




Instrucciones de reciclaje

Todo el arnés (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

Hillrom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus productos para ayudar a evitar lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y la desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del producto deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

Definiciones




Cómo seleccionar la talla del arnés

⚠ Utilice únicamente el arnés de la talla adecuada para el paciente. La talla adecuada debe determinarla un cuidador con la formación necesaria. Si no, podría producirse atrapamiento o asfixia del paciente.


Las medidas del ancho de la circunferencia del paciente y del ancho del chaleco sirven como referencia para elegir el tamaño del arnés. Compare las medidas del paciente (consulte las instrucciones para realizar las mediciones) con las del arnés (consulte la tabla o las instrucciones sobre mediciones).

Mida la circunferencia del tórax del paciente de la siguiente forma:




Mida la circunferencia alrededor del tórax del paciente (debajo del busto en las mujeres).

Mida la anchura del chaleco del arnés de la siguiente forma:




Mida la distancia exterior entre trabillas metálicas. La medición también se puede encontrar en "Dimensiones", en la página 7.


Elección de la talla correcta:



5-30 cm (2-12 pulg.)




más de 30 cm (12 pulg.)



menos de 5 cm (2 pulg.)

Escoja un arnés cuya anchura del chaleco sea de entre 5-30 cm (2-12 pulg.) menos que la circunferencia del pecho del paciente. El espacio entre las trabillas metálicas debe ser de 5-30 cm (2-12 pulg.) cuando el chaleco está en el paciente y las correas de los hombros están completamente extendidas. El espacio entre trabillas metálicas puede ser mayor con arneses de mayor tamaño. Debe elegir el arnés de tamaño correcto y ajusta cuidadosamente las cintas de lazo.

Dimensiones



Medidas de tallas en centímetros, modelo 60

TALLA	A	B	C	D	E	Carga máxima (kg)	N.º de prod.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Medidas de tallas en pulgadas, modelo 60

TALLA	A	B	C	D	E	Carga máxima (lb)	N.º de prod.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Medidas de tallas en centímetros, modelo 64

TALLA	A	B	C	D	E	F	G	Carga máxima (kg)	N.º de prod.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Medidas de tallas en pulgadas, modelo 64

TALLA	A	B	C	D	E	F	G	Carga máxima (lb)	N.º de prod.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Cómo enganchar un MasterVest a diferentes perchas

Percha	Enganche los lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p data-bbox="209 495 344 524">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="220 786 333 815">Universal</p>		
 <p data-bbox="177 1070 376 1099">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="185 1368 365 1397">Universal Twin</p>		


Incorrecto



Cómo enganchar MasterVest a una percha doble




Elevación desde una posición sedente



Coloque el MasterVest desde la parte delantera. Los brazos del paciente se colocan a través de las cintas para los hombros.

Detrás de la espalda: Pase cada cinta de lazo por la parte posterior y tire de ella a través de la anilla metálica en forma de D del lado opuesto, como se muestra en la ilustración.

Con la percha detrás de la espalda del paciente, seleccione una cinta de lazo adecuada y engánchela; consulte "Ajuste de las cintas de lazo" en la página 11-12. Enganche las cintas de los hombros a la percha. En las páginas 8 y 9 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas.



Antes de realizar la elevación: Compruebe que los pies del paciente están bien colocados en el suelo para que pueda soportar peso a medida que se levanta la percha. Levante ligeramente la percha para que se tensen las cintas (sin levantar al paciente de su asiento) y compruebe que la distribución de presión alrededor de la parte superior del cuerpo del paciente es correcta.

Durante la elevación: Tire de la percha hacia delante para que el peso del paciente se transfiera progresivamente hasta que esté en posición vertical y en equilibrio. Baje ligeramente la percha para aliviar la presión alrededor del pecho. Ahora el paciente puede soportar peso con las piernas y trabajar el equilibrio.

Prueba de LIKO MasterVest

Ajuste de las cintas de lazo


El lazo que se engancha en la percha determina cuánto se aprieta el chaleco alrededor del pecho.

Si el chaleco se desliza hacia arriba, pruebe con un lazo interior o un chaleco de menor talla.

Si el chaleco queda muy apretado al pecho, pruebe con un lazo exterior o un chaleco de mayor talla.

Si dos personas diferentes se probaran un arnés de la misma talla, la persona más delgada necesitaría un lazo interior, mientras que una persona más grande necesitaría un lazo exterior. El MasterVest está correctamente ajustado cuando las cintas de los hombros y las cintas de lazo están igual de tensas al levantar al paciente.


Prueba de las cintas de lazo



Para determinar qué lazos proporcionan el mejor ajuste, pruebe distintas cintas de lazo junto con las cintas de hombro.


Para comprobar que las cintas de lazo están correctamente ajustadas, póngase detrás del paciente, suspenda las cintas de hombro y de lazo con los pulgares y tire hacia arriba hasta que estén tensas. El chaleco MasterVest está correctamente ajustado cuando las cintas de lazo y de hombro quedan igual de tensas durante la elevación.

Clips de lazo



Este práctico accesorio se utiliza para marcar los lazos que se han probado para una determinada persona. De este modo se facilita la elección por parte del cuidador del lazo adecuado para la percha.

Postura corporal




A menudo, dos tallas diferentes de MasterVest pueden ajustarse a la misma persona, pero las cintas de lazo deben ajustarse correctamente según la talla. Los resultados difieren dependiendo de la postura corporal y la distribución de la presión alrededor del pecho.

A. Una talla más grande de MasterVest requiere que use uno de los lazos internos en la cinta de lazo. Este ajuste permite al paciente flexionarse hacia delante y ejerce más presión en la parte frontal inferior del tórax.

B. Una talla más pequeña de MasterVest requiere que se enganche uno de los lazos exteriores de la cinta del lazo a la percha para obtener la misma tensión en las cuatro cintas. En este caso, la postura corporal es más vertical y la presión se distribuye más uniformemente alrededor del pecho.



MasterVest con cierre frontal, modelo 64



MasterVest también está disponible en un modelo con cierre frontal.

El modelo de MasterVest con cierre frontal está equipado con dos hebillas de seguridad ajustables en la parte delantera. Compruebe que la talla del chaleco y que la posición de las cintas de lazo sean adecuadas incluso cuando sean los propios pacientes quienes se colocan el MasterVest. Una vez ajustado correctamente el MasterVest, puede colgarse de la percha mientras el paciente se lo coloca.

- ⚠️ Asegúrese de que el paciente pueda abrir las hebillas por sí mismo o tenga el apoyo de un cuidador para retirar el chaleco para evitar molestias si el chaleco no se retira cuando se completa la actividad.
- ⚠️ Si el arnés inguinal no está cerrado, o se pone demasiada tensión en las hebillas causando que se abran, el chaleco puede deslizarse hacia arriba causando molestias.

¿Algún problema durante la prueba?

Problema: El chaleco se desliza hacia arriba en los brazos del paciente.

Ajuste el MasterVest siguiendo una o más de estas sugerencias:


- Ajuste la cinta de lazo utilizando un lazo interior.
- Seleccione una talla más pequeña.
- Utilice el arnés inguinal.
- Mantenga el chaleco en su posición por detrás de la espalda mientras eleva al paciente, presionando hacia abajo con el pulgar en las cintas de lazo cruzadas.
- Pida al paciente que mantenga los brazos bajados durante la elevación.

Accesorios de elevación recomendados

Extension Loop

Extension Loop, verde, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, verde, 22 cm (9 pulg.)
 Extension Loop, gris, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691102
 N.º de prod. 3691103
 N.º de prod. 3691302
 N.º de prod. 3691303



- 2 = 12 cm (5 pulg.)
 - 3 = 22 cm (9 pulg.)


Componentes opcionales

Arnés inguinal

N.º de prod. 3666004-06

Se puede utilizar un arnés inguinal especial con el **Liko MasterVest** para evitar que el chaleco se deslice hacia arriba del cuerpo. El arnés se puede colocar mientras el paciente está sentado y, después de levantar al paciente, se puede ajustar la posición y la tensión del arnés. Las cintas del arnés pueden estar entrecruzadas o paralelas en entrepierna.

NOTA: El arnés inguinal es compatible con chalecos con números de serie a partir de 736166. Póngase en contacto con un representante de Hillrom para obtener más información sobre modelos anteriores.




Conexión del arnés inguinal

Funda acolchada para cinta de hombro

N.º de prod. 3666021

Las fundas acolchadas están disponibles como un accesorio para ayudar a aliviar la presión de las cintas de los hombros delanteras.


Las fundas acolchadas están equipadas con tiras de velcro en todo un lado para una colocación más sencilla.



Clips de lazo

Clips de lazo, rojo, 4 unidades
 Clips de lazo, naranja, 4 unidades
 Clips de lazo, amarillo, 4 unidades
 Clips de lazo, azul, 4 unidades
 Clips de lazo, negro, 4 piezas

N.º de prod. 3666033
 N.º de prod. 3666034
 N.º de prod. 3666035
 N.º de prod. 3666036
 N.º de prod. 3666037



Descripción de LIKO MasterVest, modelo 60, 64

Producto	N.º de prod.	Talla	Peso corporal ¹	Carga máxima ²
MasterVest, modelo 60	3560113	XS	20-40 kg (44-88 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 60	3560114	S	40-60 kg (88-132 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 60	3560115	M	60-80 kg (132-176 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 60	3560116	L	80-100 kg (176-220 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 60	3560117	XL	100-130 kg (220-286 lb)	300 kg (660 lb)
MasterVest, modelo 60	3560118	XXL	120-300 kg (264-660 lb)	300 kg (660 lb)
MasterVest, modelo 64	3564114	S	40-60 kg (88-132 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 64	3564115	M	60-80 kg (132-176 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 64	3564116	L	80-100 kg (176-220 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 64	3564117	XL	100-130 kg (220-286 lb)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modelo 64	3564118	XXL	120-200 kg (264-440 lb)	200 kg (440 lb)

¹ El peso indicado del paciente es solo orientativo. Puede haber diferencias.

² Para mantener la carga máxima, es necesario utilizar la grúa adecuada o los accesorios destinados para esa misma carga o una carga mayor.

Combinaciones recomendadas

Combinaciones recomendadas de MasterVest y perchas Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Estándar 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Explicación: ✓ = Combinación recomendada

La gráfica sirve como referencia. Cabe destacar que puede haber diversas circunstancias que afecten a la idoneidad de las distintas combinaciones de arnés y percha. Las combinaciones aprobadas en la matriz deben ser evaluadas y validadas por un profesional de la salud con la formación adecuada.

Las diferentes anchuras de las perchas crean diferentes niveles de presión en el pecho. Pruebe varias alternativas hasta que encuentre la que mejor se adapte al paciente.

Otras combinaciones

Las combinaciones de Liko MasterVest con la percha Cross-bar, la percha Cross-bar 450/670 o las perchas laterales no son adecuadas.

La combinación de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno y Viking son marcas comerciales de Baxter International, Inc. o sus filiales.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom