



Liko MasterVest, mudel 60, 64




Kasutusjuhend



Mudel 60



Mudel 64



Mudel 60
jalarakmete ja
pehmedustega

Toote kirjeldus

Kasutusotstarve

Toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes keskkondades: tervishoiuasutused, intensiivraviosakonnad, erakorralise meditsiini osakonnad, taastusravi ja kodune hooldusravi.

Liko MasterVest on universaalne ling, millel on suur hulk kasutusalasid, nt abistamine tõusmisel ja kõndimisel või tualetis käimisel.

MasterVest toetab patsiendi ülakeha ja õlgu. MasterVesti kasutamiseks peab patsient olema võimeline osaliselt oma jalgadele toetuma.

Liko MasterVest võimaldab sooritada mõningaid raskeid toiminguid, nt:

- annab patsiendile piisavalt tuge, et aidata liikuda ja jalgadega keha raskust kanda, ja
- aitab hooldajal vältida suurte raskuste tõstmistega kaasnevat ohtusid.

Patsiendi tõstmise ning WC-potile ja sellelt maha aitamiseega kaasneb hooldaja jaoks raskete kehavigastuste oht. MasterVest võimaldab patsienti sujuvalt ja lihtsasti WC-potile ja sellelt maha teiselada.

Kuna MasterVest katab ainult ülakeha, on alakeha riietumiseks ja riidest lahtivõtmiseks ligipääsetav.

Eestkinnitusega MasterVest, mudel 64

Eestkinnitusega toote **Liko** MasterVest mudelit 64 saavad kasutada patsiendid, kes on ise võimelised endale vesti selga panema ja ära võtma.

Eestkinnitusega MasterVestil on kaks rinnal reguleeritavat turvapannalt. Neid on soovitatav kasutada ka pingutamiseks või lõdvendamiseks ning rinnale avalduva surve reguleerimiseks.

MasterVest jalarakmetega

Jalarakmed hoiavad MasterVesti paigal ja neid kasutatakse tavaliselt kõndimise harjutamiseks.

Sobivad tõstukid

Toode MasterVest on kasutatav kõigi **Liko** lae- ja liikuvtõstukitega. Valida on võimalik järgmiste hulgast: laetõstuk **LikoGuard**, laetõstuk **Likorall** ja laetõstuk **Multirall** või liikuvtõstuk **Golvo**, liikuvtõstuk **Viking**, liikuvtõstuk **Uno** ja liikuvtõstuk **Liko M220/M230** mobile lift.

Selles dokumendis nimetatakse tõstetavat isikut patsiendiks ja teda abistavat isikut hooldajaks.

TÄHTIS!

Patsiendi tõstmine ja liigutamine kätkevad alati teatud tasemel ohtu. Enne kasutamist lugege läbi patsienditõstuki ja tõstetarvikute kasutusjuhendid. Oluline on teha kasutusjuhendite sisu endale selgeks. Seadmeid tohib kasutada üksnes vastava väljaõppe saanud hooldaja. Selleks peab hooldaja lugema tähelepanelikult läbi kasutusjuhendi. Veenduge, et tõstetarvikud oleksid kasutatava tõstuki jaoks sobivad. Olge kasutamise ajal hoolikas ja ettevaatlik. Hooldajana vastutate alati patsiendi ohutuse eest. Tuleb teada, kas patsiendi seisund võimaldab kavandatavat tõstmistoimingut teha. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Sisukord

Sihtotstarve	1
Ohutusteave	3
Sümbolite kirjeldused	4
Hooldus ja kontroll	5
Mõisted	5
Kuidas lingu suurust valida	6
Mõõtmised	7
Lingu kinnitamine erinevate lingulattide külge	8
Toote MasterVest kinnitamine topeltlati Twin Bar külge.....	9
Tõstmine istuvast asendist.....	10
Toote Liko MasterVest proovimine.....	11
Soovitavad tõstetarvikud.....	13
Lisakomponendid	13
Ülevaade: toode Liko MasterVest, mudelid 60, 64.....	14
Soovitavad kombinatsioonid	14

Ohutusteave

Enne tõstmist pöörake tähelepanu järgmisele.


- Teie organisatsiooni vastutav isik peab otsustama iga juhtumi puhul eraldi, kas on tarvis ühte või mitut hooldajat.
- Veenduge, et valitud ling vastab patsiendi vajadustele nii mudeli, suuruse, materjali kui ka ehituse osas.
- Katsetage kasutatava tõstuki hädaolukorras langetamise funktsiooni, et veenduda, et see töötab korralikult.
- Reguleerige maksimaalne tõstekõrgus selliseks, et patsienti poleks võimalik liiga kõrgele tõsta.
- Patsiendi ohutuse ja hügieeni tagamiseks peske lingu pärast ühel ning enne teisel patsiendil kasutamist.
- Mõelge kogu tõstmisprotsess enne tõstmist otsast lõpuni läbi, et see toimuks võimalikult ohutult ja sujuvalt.
- Enne tõstmist kontrollige, et tõstetarvik ripuks vertikaalselt ja saaks vabalt liikuda.
- Kuigi Liko linguladid on varustatud lukkudega, tuleb olla eriti ettevaatlik: enne patsiendi ülestõstmist, kui rihmad on lõpuni pingule tõmbunud, veenduge, et aasad oleksid korralikult lingulati haakide otsas kinni.
- Ärge kunagi tõstke patsienti aluspinnast kõrgemale, kui tõstmiseks ja teisaldamiseks vaja!
- Lukustage ratastooli, voodi, kandraami vms rattad tõstmise/teisaldamise ajaks.
- Töötage alati ergonoomiliselt. Kui patsient on võimeline toimingule kaasa aitama, siis laske tal seda teha.

 **Lingu vale kinnitamine lingulatile võib põhjustada patsiendile raskeid vigastusi.**

 **Patsiendi voodis käsitsi pööramine võib põhjustada hooldajale vigastusi.**

 **Tagage, et patsient ja hooldaja hoiaksid tõstmise ajal pitsumisohtlikest kohtadest ja liikuvatest osadest eemale. Vigastusoht.**

 **Hinnake patsiendi kinnijäämise ohtu ja jälgige patsienti selle suhtes. Veenduge, et patsiendi pea ja jäsemed ei oleks tõstmise ajal lingusilmuste sees ega vahel. Vastasel juhul võivad tekkida rasked vigastused või surm.**

 **Kulunud lingu kasutamine võib põhjustada pigistamist või kergemaid vigastusi, kui ling on paigaldatud patsiendile ebaühtlaselt või kui lingu ei eemaldata ettevaatlikult.**

 **Ärge kasutage, hoiustage ega transportige lingu lemmikloomade, kahjurite või järelevalveta laste läheduses!**

 **Ärge jätke patsienti tõstmise ajaks kunagi järelevalveta!**

 **Ärge kunagi jätke lapsi lingu läheduses järelevalveta!**

 **Ärge hoidke lingu kohas, kus see võib puutuda kokku otsese päikesevalgusega või soojusallikatega, näiteks radiaatori, kamina või pliidi/ahjuga!**

 **Lingulatti ei ole testitud magnetresonantstomograafi (MRT) kasutamise tingimustes. MRT jaoks viige patsient sobivale pinnale ja eemaldage toode MRT-ruumist.**

 Meditsiiniseade, klass I toote

PATENT www.hillrom.com/patents

Toode võib olla kaitstud ühe või mitme patendiga. Vaadake eeltoodud internetiaadressi.

Euroopas, USA-s ja mujal antud ning taotletavad patendid kuuluvad Hillromi ettevõtetele.

Toote muudatused

Liko tooted on pidevas arendustöös, mistõttu jätame endale õiguse teha etteteatamata muudatusi. Tooteuunduste kohta nõu ja teabe saamiseks võtke ühendust ettevõtte Hillrom esindajaga.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko on sertifitseeritud vastavalt kvaliteedistandardile ISO 9001 ja meditsiiniseadmete tööstusharu puhul sellega samaväärsele standardile ISO 13485. Liko on lisaks sertifitseeritud vastavalt keskkonnastandardile ISO 14001.

Teatis kasutajatele ja/või patsientidele EL-is

Kõigist seadmega seoses toimunud ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks oleva liikmesriigi pädevale asutusele.

Sümbolite kirjeldused

Need sümbolid võivad leiduda selles dokumendis ja/või tootel.

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Hoiatus. See olukord nõuab erilist hoolikust ja tähelepanu. See sümbol on kollane kolmnurk, millel on must piirjoon ja mille keskel on must hüüumärk.		
	Ringlusse võetav		
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhend läbi. See sümbol on sinine ring, mille sees on valge inimene, kes loeb raamatut.		
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhend läbi		Tähelepanu! Lugege kasutusjuhend läbi.
	CE-märgis. Euroopa Liidu meditsiiniseadme vastavuse tähis, I klassi meditsiiniseade.		
	Volitatud esindaja Šveitsis		
	Ametlik tootja		Valmistamiskuupäev
	Toote ID		Meditsiiniseade
	Seerianumber		Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
	Keemiline puhastamine keelatud		Kuivatada nõõril varjulises kohas
	Mitte triikida		Mitte pleegitada
	Trummelkuivatus		Mitte pesta
	Trummelkuivatis mitte kuivatada		
	Pesemine Sümbol on alati kombineeritud soovitatava temperatuuriga (°C ja °F).		
	Lateksivaba		
	Korraline ülevaatus		
	Toodet mitte kasutada (üksnes Solo toodetel; ilmub nähtavale pärast pesemist, kui kasutamine on keelatud)		Patsiendi nimi
	Kasutamiseks ühel patsiendil (üksnes Solo toodetel)		
	Suund üles ja sümbol asub seadme välisküljel.		Sümbol asub seadme välisküljel.
	GS1 DataMatrixi vöötkood, mis võib sisaldada järgmist teavet. (01) Globaalse kaubaartikli number (11) Valmistamiskuupäev (21) Seerianumber		

Hooldus ja kontroll

Kontrollige lingu enne iga kasutuskorda. Kontrollige kulumise ja kahjustuste suhtes järgmisi punkte:

- kangas
- rihmad
- õmblused
- aasad
- pandlad

⚠ Ärge kasutage katkisi tõstetarvikuid.

Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Kui lingu kasutatakse duši all või vannis: pärast kasutamist vannis või duši all tuleb ling võimalikult ruttu kuivama panna.

Pesemise ja desinfitseerimise juhised: vaadake lingu andmesilti ja lisa „Liko tõstelinade puhastamine ja hooldamine“. Mudeli 64 turvapandlad tuleb pesemise ajaks sulgeda.

Materjal: MasterVest on valmistatud polüestrist.

Korraline ülevaatus

Toode tuleb vaadata üle vähemalt iga 6 kuu järel. Tooteid, mida kasutatakse või pestakse tavalisest sagedamini, võib olla vaja tihedamini kontrollida. Protokollide asjus võtke ühendust ettevõtte Hillrom esindajaga.

Eeldatav kasutusiga

Mudel 60: tavapärasel kasutamisel on toote eeldatav kasutusiga 5 aastat.

Mudel 64: tavapärasel kasutamisel on toote eeldatav kasutusiga 4 aastat.

Kasutusiga erineb sõltuvalt kangast, kasutustihedusest, pesuviisist ja tõstetavast raskusest. Hillrom soovib toote kasutamist ainult eeldatava kasutusea jooksul.


Ringlussevõtu juhised

Kogu ling, sealhulgas latid, pehmendusmaterjal jne, tuleb sortida põlevjäätmetena.

Ettevõtte Hillrom hindab oma meditsiiniseadmeid ise ja annab kasutajatele juhiseid nende ohutuks käsitsemiseks ja kasutusest kõrvaldamiseks, et ennetada vigastusi, muu hulgas löike- ja torkehaavu, marrastusi, ning annab vajaduse korral juhiseid meditsiiniseadme kasutamise järgseks ning kasutusest kõrvaldamise eelseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kliendid peavad järgima kõiki riiklikke, maakondlikke, piirkondlikke ja/või kohalikke õigusakte meditsiiniseadmete ja -tarvikute jäätmete ohutu kõrvaldamise kohta.

Kahtluse korral peab seadme kasutaja kõigepealt võtma ühendust ettevõtte Hillrom tehnilise toega, et saada juhiseid ohutu kõrvaldamise eeskirjade kohta.

Mõisted




Kuidas linge suurust valida

⚠ Kasutage üksnes linge, mis on patsiendi jaoks sobivas suuruses. Õiget suurust peab hindama vastava väljaõppe saanud hooldaja. Esineb patsiendi kinnijäämise või lämbumise oht.


Lingu suuruse valimisel peaksid kooskõlas olema patsiendi puusaümbermõõt ja vesti laiuse mõõt. Võrrelge patsiendi mõõte (vt mõõtmisjuhiseid) ja linge mõõtu (vt mõõtmistabelit või -juhiseid).

Mõõtke patsiendi rinnaümbermõõtu järgmisel viisil.




Mõõtke patsiendi rinnaümbermõõtu (naistel rindade alt).

Mõõtke linge vesti laiust järgmisel viisil.




Mõõtke metallaaaside vahelist välist kaugust. Mõõtmised on esitatud ka jaotises „Mõõtmed“ (vt lk 7).


Valige õige suurus.



5–30 cm (2–12 tolli);




suurem kui 30 cm (12 tolli)



vähem kui 5 cm (2 tolli)

Valige linge, mille vesti laiuse mõõt on võrreldes patsiendi rinnaümbermõõduga 5–30 cm (2–12 tolli) väiksem. Kui vest on patsiendi seljas ja õlarihmad on lõpuni pingule tõmmatud, peab metallaaaside vahe olema 5–30 cm (2–12 tolli). Suuremate linge puhul võib metallaaaside vahe olla suurem. Kontrollige, et olete valinud õige suurusega linge ja olge metallaaaside reguleerimisel ettevaatlik.

Mõõtmed



Suuruse mõõtmed sentimeetrites, mudel 60

SUURUS	A	B	C	D	E	Maksimaalne kandevõime (kg)	Toote nr
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Suuruse mõõtmed tollides, mudel 60

SUURUS	A	B	C	D	E	Maksimaalne kandevõime (naelades)	Toote nr
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Suuruse mõõtmed sentimeetrites, mudel 64

SUURUS	A	B	C	D	E	F	G	Maksimaalne kandevõime (kg)	Toote nr
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Suuruse mõõtmed tollides, mudel 64

SUURUS	A	B	C	D	E	F	G	Maksimaalne kandevõime (naelades)	Toote nr
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Toote MasterVest kinnitamine erinevate lingulattide külge

Lingulatt	Lingu aasad lingulati haakide külge	Õige
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="213 786 339 819">Universal</p>		
 <p data-bbox="169 1066 384 1099">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1364 373 1397">Universal Twin</p>		


Vale!



Toote MasterVest kinnitamine topeltlati Twin Bar külge




Tõstmine istuvast asendist



Pange MasterVest eest selga. Patsiendi käsivarred pannakse läbi õlarihmade.

Selja taga: tõmmake mõlemad aasarihmad risti üle selja ja vastasküljel asuvast D-rõngast läbi, nagu joonisel näidatud.

Hoidke lingulatti patsiendi selja taga ning kinnitage aasarihmade sobivad aasad, vt „Aasarihmade reguleerimine“ lk 11–12. Kinnitage õlarihmad lingulati külge. Selle kohta, kuidas kinnitada lingu aasu erinevate lingulattide külge, vt lk 8–9.



Enne tõstmist: kontrollige, et patsiendi jalad oleksid kindlalt põrandal, et ta saaks lingulati tõstmisel jalgadele toetuda. Tõstke lingulatti veidi, kuni rihmad tõmbuvad pingule (patsienti istmelt tõstmata), ning kontrollige, et surve jaotuks patsiendi ülakehale õigesti.

Tõstmise ajal: tõmmake lingulatti ettepoole, et patsiendi kehakaal kanduks sujuvalt jalgadele üle, kuni ta seisab püsti ja on tasakaalus. Langetage lingulatti veidi, et survet rindkerele vähendada. Nüüd võib patsient oma jalgadele toetuda ja tasakaalu harjutada.

Toote LIKO MasterVest proovimine

Aasarihmade reguleerimine

Aas, mille kinnitate lingulati külge, määrab, kui pingule vest ümber rinna tõmbub.


Kui vest libiseb üles, proovige alumist aasa või väiksema suurusega vesti.

Kui vest on liiga tihedalt ümber rinna, proovige ülemist aasa või suurema suurusega vesti.

Kui kaks inimest proovivad sama suurust, siis kõhnemal inimesel on vaja sisemist aasa ja suuremal inimesel välimist aasa.

MasterVest on õigesti reguleeritud, kui õlarihmad ja aasarihmad on patsiendi tõstmisel võrdselt pingul.


Aasarihmade proovimine



Et teada saada, millised aasad sobivad kõige paremini, proovige tõmmata aasarihmade erinevatest aasadest koos õlarihmadega.


Aasarihmade sobivuse proovimiseks seiske patsiendi selja taha ning tõstke õlarihmad ja aasarihmad oma põialdega üles, kuni rihmad pingule tõmbuvad. MasterVest istub õigesti, kui aasarihmad ja õlarihmad on tõstmisel võrdselt pingul.

Aasamärgised



Seda praktilist tarvikut kasutatakse konkreetse inimese jaoks sobivate aasade tähistamiseks. See aitab hooldajal valida lingulati külge kinnitamiseks õige aasa.

Kehahoiak




Sageli sobib ühele inimesele mitu MasterVesti suurust, kuid aasarihmad tuleb igale suurusele vastavalt õigesti reguleerida. Saavutatav kehahoiak ja survejaotus ümber rindkere võib olla erinev.

A. Suurema MasterVesti korral tuleb kasutada mõnda aasarihma sisemistest aasadest. Sel juhul saab patsient ette kummarduda ning rohkem survet avaldub rindkere esikülje alaosa.

B. Väiksema MasterVesti korral tuleb kõigi nelja rihma ühtlaseks pingestamiseks kinnitada lingulati külge üks aasarihma välimistest aasadest. Sel juhul on patsiendi kehahoiak püstisem ning survejaotus ümber rindkere ühtlasemalt.



Eestkinnitusega MasterVest, mudel 64



MasterVest on saadaval ka eestkinnitusega versioonis.

Eestkinnitusega MasterVestil on ees kaks reguleeritavat turvapannalt. Proovige, kas vesti suurus on patsiendile sobiv ning kas rihmaasad paigutuvad õigesti ka siis, kui patsient paneb MasterVesti ise selga. Kui MasterVest on õigesti reguleeritud, võite selle lingulatile riputada, et patsient saaks selle ise selga panna.

- ⚠ Veenduge, et patsient suudaks iseseisvalt pandlaid avada või tal oleks abiks hooldaja, kes eemaldab vesti ebamugavustunde ennetamiseks siis, kui vesti ei ole pärast tegevuse lõpetamist eemaldatud.
- ⚠ Juhul kui jalarakmed ei ole suletud või kui pannaltele avaldub liiga palju pinget ning need avanevad, võib vest ülespoole libiseda ja ebamugavustunnet tekitada.

Probleemid proovimise ajal?

Probleem: vest libiseb ülespoole patsiendi kaenla alla.

Reguleerige MasterVesti, võttes arvesse ühte või mitut järgnevat soovitusi:

- Reguleerige aasarihma, kasutades mõnda sisemist aasa.
- Valige väiksem suurus.
- Proovige kasutada jalarakmeid.
- Hoidke patsiendi tõstmise ajal vesti selja tagant paigas, surudes pöidlaga aasarihmade ristumiskohta allapoole.
- Paluge patsiendil tõstmise ajal käsi külgedel hoida.

Soovitatavad tõstetarvikud

Pikendusaaas

Pikendusaaas, roheline, 12 cm (5 tolli)

Pikendusaaas, roheline, 22 cm (9 tolli)

Pikendusaaas, hall, 12 cm (5 tolli)


Pikendusaaas, hall, 22 cm (9 tolli)

Toote nr 3691102

Toote nr 3691103

Toote nr 3691302

Toote nr 3691303



– 2 = 12 cm (5 tolli)

– 3 = 22 cm (9 tolli)

Lisakomponendid

Jalarakmed


Toote nr 3666004-06

Tootega **Liko** MasterVest võib kasutada erilisi jalarakmeid, mis aitavad vältida vesti kehal ülespoole libisemist. Rakmed võib panna jalga istuvale patsiendile ning pärast tõstmist saab nende asendit muuta ja neid pingutada. Rakmete rihmad võib panna kubeme alt läbi risti või paralleelselt.

NB! Jalarakmed sobivad vestidega, mille seerianumber on vähemalt 736166. Varasemate mudelite kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust ettevõtte Hillrom esindusega.



Jalarakmete kinnitamine




Õlarihma pehmendus

Toote nr. 3666021

Pehmendused on saadaval lisatarvikutena, et pehmendada eesmise õlarihmade survet.

Hõlpsaks kasutamiseks on pehmendustel ühel küljel takjakinnitus.



Aasamärgised

Aasamärgis, punane, 4 tk

Aasamärgis, oranž, 4 tk

Aasamärgis, kollane, 4 tk

Aasamärgis, sinine, 4 tk

Aasamärgis, must, 4 tk


Toote nr 3666033

Toote nr 3666034

Toote nr 3666035

Toote nr 3666036

Toote nr 3666037



Ülevaade: toode LIKO MasterVest, mudelid 60, 64

Toode	Toote nr	Suurus	Kehakaal ¹	Kandevõime ²
Toode MasterVest, mudel 60	3560113	XS	20–40 kg (44–88 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 60	3560114	S	40–60 kg (88–132 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 60	3560115	M	60–80 kg (132–176 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 60	3560116	L	80–100 kg (176–220 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 60	3560117	XL	100–130 kg (220–286 naela)	300 kg (660 naela)
Toode MasterVest, mudel 60	3560118	XXL	120–300 kg (264–660 naela)	300 kg (660 naela)
Toode MasterVest, mudel 64	3564114	S	40–60 kg (88–132 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 64	3564115	M	60–80 kg (132–176 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 64	3564116	L	80–100 kg (176–220 naela)	200 kg
Toode MasterVest, mudel 64	3564117	XL	100–130 kg (220–286 naela)	200 kg (440 naela)
Toode MasterVest, mudel 64	3564118	XXL	120–200 kg (264–440 naela)	200 kg (440 naela)

¹ Märgitud patsiendi kehakaal on mõeldud üldiseks juhendumiseks – võib esineda kõrvalekaldeid.

² Märgitud kandevõime kehtib tingimusel, et kasutatakse vähemalt sama suure kandevõimega tõstukit/tõstetarvikuid.

Soovitavad kombinatsioonid

Soovitavad kombinatsioonid, Liko MasterVest koos Liko lingulattidega:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seletus: ✓ = Soovitav

Kuigi käesolev skeem on suuniseks, on oluline teada, et erinevad tingimused võivad põhjustada lingu-lingulati sobimatuse. Heakskiidetud kombinatsioone tabelis peab siiski hindama ja valideerima vastava väljaõppe saanud tervishoiutöötaja.

Erineva laiusega lingulattid avaldavad rindkerele erinevalt survet. Proovige erinevaid, kuni leiate patsiendile sobivaima.

Muud kombinatsioonid

Toote Liko MasterVest ja lingulattide Cross-bar, Cross-bar 450/670 või toote Side bars kombinatsioonid on sobimatud.

Toodete/tarvikute kombinatsioonid, mis pole Liko poolt soovitatud, võivad ohustada patsiendi turvalisust.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno ja Viking on ettevõtte Baxter International Inc. või selle tütarettevõtjate kaubamärgid.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Rootsi
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom