



# Liko MasterVest, modèle 60, 64




## Notice d'utilisation



Modèle 60



Mod. 64



Mod. 60  
avec sangle d'entrejambe  
et protections rembourrées

## Description du produit

### Usage prévu

Prévu pour un usage dans les environnements suivants : Soins de santé, réanimation, services d'urgence, rééducation, adaptation et soins à domicile.

Le harnais **Liko MasterVest** est un harnais polyvalent qui offre une large gamme d'utilisations, par exemple pour aller aux toilettes ou pour aider à se tenir debout et à marcher.

Le harnais MasterVest soutient le patient autour de la partie supérieure du corps, ainsi que sous les bras. Le harnais MasterVest requiert que les patients soient capables de supporter partiellement leur poids sur leurs jambes.

Le harnais **Liko MasterVest** vous permet d'atteindre certains objectifs difficiles à réaliser, par exemple :

- les patients reçoivent une aide adaptée pour faire de l'exercice et porter leur poids sur leurs jambes, et
- les soignants évitent les risques associés au levage de patients lourds.

Le soignant peut subir de graves blessures lorsqu'il soulève et transfère des patients depuis/vers les toilettes. Le harnais MasterVest facilite les transferts simples et fluides depuis/vers les toilettes.

Puisque le harnais MasterVest ne recouvre que la partie

supérieure du corps, la partie inférieure du corps est facilement accessible pour l'habillage et le déshabillage.

### Harnais MasterVest à fermeture frontale, modèle 64

Le harnais à fermeture frontale **Liko MasterVest**, modèle 64, peut être utilisé pour les patients qui sont capables d'enfiler et d'enlever le harnais par eux-mêmes.

Le harnais MasterVest à fermeture frontale est équipé de deux boucles de sécurité réglables sur la poitrine. Celles-ci sont également recommandées dans les cas où il est nécessaire d'ajuster la tension et la pression sur la poitrine.

### Harnais MasterVest avec sangle d'entrejambe

La sangle d'entrejambe maintient le harnais MasterVest en place et est couramment utilisée pour l'entraînement à la marche.

### Lève-personnes compatibles

Le harnais MasterVest est compatible avec tous les lève-personnes plafonniers et mobiles de **Liko**. Vous pouvez choisir entre le lève-personnes plafonnier **LikoGuard**, le lève-personnes plafonnier **Likorall** et le lève-personnes plafonnier **Multirall**, ou le lève-personnes mobile **Golvo**, le lève-personnes mobile **Viking**, le lève-personnes mobile **Uno** et le lève-personnes mobile **Liko M220/M230**.

Dans ce document, la personne levée est appelée « le patient » et celle qui l'aide, « le soignant ».

### IMPORTANT !

Lever et transférer un patient comportent toujours un certain risque. Veuillez lire la notice d'utilisation du lève-personnes ainsi que des accessoires de levage avant utilisation. Il est important de bien comprendre l'intégralité de la notice d'utilisation. Cet équipement ne doit être utilisé que par un soignant formé à cet effet. Pour être dûment formé, un soignant doit lire et comprendre la notice d'utilisation. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez savoir si le patient est en mesure de supporter la procédure de levage. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

# Table des matières

Usage prévu.....	1
Informations de sécurité .....	3
Description des symboles.....	4
Entretien et inspection .....	5
Définitions .....	5
Sélectionner la taille d'un harnais .....	6
Dimensions.....	7
Attacher un harnais MasterVest à divers modèles d'étriers.....	8
Attacher un harnais MasterVest à un étrier double .....	9
Levage depuis une position assise.....	10
Test du harnais <b>Liko</b> MasterVest.....	11
Accessoires recommandés .....	13
Composants en option .....	13
Caractéristiques du harnais <b>Liko</b> MasterVest, modèle 60, 64 .....	14
Combinaisons recommandées .....	14

## Consignes de sécurité


### Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :


- Un responsable au sein de votre établissement doit déterminer, au cas par cas, si le patient doit être assisté d'un ou de plusieurs soignants.
- Veillez à ce que le modèle, la taille, le tissu et le style du harnais choisi soient adaptés aux besoins du patient.
- Testez le dispositif d'abaissement d'urgence du lève-personne que vous utilisez pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ajustez la hauteur maximale de manière à ce qu'il soit impossible de trop soulever un patient.
- Pour préserver la sécurité et l'hygiène du patient, lavez le harnais après chaque utilisation.
- Préparez l'opération de levage afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, faites preuve de précautions : avant de lever le patient depuis la surface d'appui et alors que les sangles de levage sont complètement tendues, assurez-vous que celles-ci soient correctement accrochées aux crochets de l'étrier.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour son levage et son transfert.
- Vérifiez que les roues du fauteuil, lit, brancard, etc., sont bloquées pendant l'opération de levage/transfert.
- Travaillez toujours dans le respect des règles d'ergonomie. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.

 Une fixation incorrecte du harnais à l'étrier peut entraîner des blessures graves pour le patient.

 Le fait de tourner manuellement le patient dans le lit peut provoquer des blessures pour le personnel soignant.

 Assurez-vous que le patient et le soignant sont éloignés des points de pincement ou des pièces mobiles pendant le levage. Il existe un risque de dommages corporels.


 Examinez les patients pour déceler tout risque de piégeage et surveillez-les de manière appropriée. Assurez-vous que la tête et les membres du patient ne se trouvent ni dans ni entre les boucles du harnais pendant le levage. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.


 Des blessures mineures ou des pincements peuvent être causés par l'usage d'un harnais usé, si un harnais est positionné inégalement sur le patient ou s'il n'est pas retiré avec précaution.

 N'utilisez, ne stockez ou ne transportez pas le harnais à proximité d'animaux, de nuisibles ou d'enfants sans surveillance !

 Ne laissez jamais un patient sans surveillance pendant un levage !

 Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité du harnais !

 Ne stockez pas le harnais dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, comme un radiateur, une cheminée ou une cuisinière/un four !

 Le harnais n'a pas été testé pour une utilisation en imagerie par résonance magnétique (IRM). Transférez le patient sur une surface compatible pour effectuer une IRM et retirez le produit de la salle d'IRM.

 Dispositif médical de classe I

**BREVET [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Le produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Consultez l'adresse Internet ci-dessus.**

Les entreprises HillRom sont propriétaires de brevets européens, américains et autres, ainsi que de demandes de brevet déposées.

### Modifications des produits

Les produits **Liko** font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hillrom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

### Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour l'industrie des dispositifs médicaux, ISO 13485. Liko est aussi certifié ISO 14001 Environnement.

### Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description	Symbole	Description
	Avertissement : cette situation exige un soin supplémentaire et une attention particulière. Ce symbole est un triangle jaune avec une bordure noire et un point d'exclamation noir au centre.		
	Recyclable		
	Lire la notice d'utilisation avant utilisation. Ce symbole est un cercle bleu avec une image blanche d'une personne lisant un livre.		
	Lire au préalable la notice d'utilisation		<b>Attention !</b> Consulter la notice d'utilisation.
	Marquage CE. Ce produit est un dispositif médical de classe I conforme aux dispositifs médicaux approuvés par l'Union européenne.		
	Représentant autorisé en Suisse		
	Fabricant légal		Date de fabrication
	Identifiant de produit		Dispositif médical
	Numéro de série		Identification unique du dispositif
	Ne pas nettoyer à sec		Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Ne pas repasser		Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Séchage en sèche-linge		Ne pas laver
	Ne pas utiliser de sèche-linge		
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.		
	Sans latex		
	Inspection périodique		
	Ne pas utiliser ce produit (Seulement sur les produits Solo et visible uniquement après lavage lorsque leur utilisation est interdite)		Nom du patient
	Utilisation monopatient (seulement sur les produits Solo)		
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.		Symbole à l'extérieur de l'équipement.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) JIMMAA (21) 012345678910</small>	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série		

## Entretien et inspection

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles
- Boucles de ceinture

**⚠ N'utilisez pas d'accessoires de levage endommagés.**

Veillez contacter le fabricant ou le fournisseur en cas de doute.

**Si le harnais est utilisé pour le bain ou la douche :** après chaque bain ou douche, le harnais doit être étendu de manière à favoriser son séchage aussi rapide que possible.

**Instructions de lavage et de désinfection :** reportez-vous à l'étiquette du produit et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ». Les boucles de sécurité sur le modèle 64 doivent être fermées pendant le lavage.

**Matériau :** le harnais MasterVest est fabriqué en polyester.

### Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si les produits sont utilisés ou lavés plus fréquemment qu'à la normale. Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant HillRom.

### Durée de vie estimée

Modèle 60 : en usage normal, le produit a une durée de vie estimée de 5 ans.

Modèle 64 : en usage normal, le produit a une durée de vie estimée de 4 ans

La durée de vie varie en fonction du tissu, de la fréquence d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté. Hillrom recommande de ne pas utiliser le produit au-delà de sa durée de vie estimée.




### Instructions de recyclage

L'ensemble du harnais, y compris les renforts, les matériaux de rembourrage, etc., doit être trié en tant que déchet combustible. Hillrom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.

En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hillrom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

## Définitions




## Sélectionner la taille des harnais

**⚠ Utilisez seulement un harnais dont la taille est adéquate pour le patient. La taille appropriée doit être évaluée par un soignant formé. Le patient pourrait se retrouver piégé ou s'asphyxier.**


La circonférence du patient et la mesure de la largeur de la sangle du harnais permet de choisir la taille du harnais. Comparez la mesure sur le patient (voir les instructions de mesure) et celle du harnais (voir le tableau ou les instructions de mesure).

**Mesurez la circonférence thoracique du patient comme suit :**




Mesurez la circonférence thoracique du patient (sous le buste pour les femmes).

**Mesurez la largeur de la sangle du harnais comme suit :**




Mesurez la distance extérieure entre les boucles métalliques. Les mesures sont également disponibles dans « Dimensions », voir page 7.


**Choix de la bonne taille :**



5-30 cm (2-12 po)




plus de 30 cm (12 po)



moins de 5 cm (2 po)

Choisissez un harnais avec une mesure de largeur de sangle inférieure à celle de la circonférence thoracique du patient de 5 à 30 cm (2-12 po). L'espace entre les boucles métalliques doit être de 5 à 30 cm (2 à 12 po) lorsque la sangle est positionnée sur le patient et que les sangles d'épaule sont tendues. L'espace entre les boucles métalliques peut être plus grand avec des harnais de plus grande taille. Assurez-vous de choisir la bonne taille de harnais et ajustez soigneusement les sangles d'œillet.

## Dimensions



Dimensions en centimètres du modèle 60

TAILLE	A	B	C	D	E	Charge maximale (kg)	Art. n°
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Dimensions en pouces du modèle 60

TAILLE	A	B	C	D	E	Charge maximale (lb)	Art. n°
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Dimensions en centimètres du modèle 64

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	Charge maximale (kg)	Art. n°
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Dimensions en pouces du modèle 64

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	Charge maximale (lb)	Art. n°
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118

## Attacher un harnais MasterVest à divers modèles d'étriers


Étrier	Boucles de harnais sur crochets d'étrier	Correct
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="215 790 338 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="172 1070 386 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="180 1368 378 1402">Universal Twin</p>		

### Incorrect !






## Attacher un harnais MasterVest à un étrier double




## Levage depuis une position assise



Enfilez le harnais MasterVest par l'avant. Les bras du patient sont introduits par les sangles d'épaule.

Derrière le dos : faites passer chaque sangle d'œillet dans le dos et faites-la passer dans l'anneau en D métallique du côté opposé, comme le montre l'illustration.

Avec l'étrier derrière le dos du patient, attachez les sangles d'œillets, en utilisant une boucle appropriée (voir « Réglage des sangles d'œillet », page 11-12. Attachez les sangles d'épaule à l'étrier. Reportez-vous aux instructions pages 8 et 9 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers.



**Avant le levage** : vérifiez que les pieds du patient sont bien posés sur le sol afin qu'ils puissent supporter son poids lorsque l'étrier est relevé. Relevez légèrement l'étrier pour resserrer les sangles (sans soulever le patient du siège) et vérifiez que la répartition de la pression autour de la partie supérieure du corps du patient est correcte.

**Pendant le levage** : tirez l'étrier vers l'avant pour transférer le poids du patient en douceur jusqu'à ce qu'il soit debout et en équilibre. Abaissez légèrement l'étrier pour relâcher la pression autour de la poitrine. Le patient peut maintenant faire reposer le poids de son corps sur ses jambes et travailler son équilibre.

# Test du harnais LIKO MasterVest

## Réglage des sangles d'œillet


La boucle que vous accrochez à l'étrier détermine le degré de serrage du harnais autour de la poitrine.

Si le harnais glisse vers le haut, essayez une boucle intérieure ou un harnais de taille plus petite.

Si le harnais est trop serré au niveau de la poitrine, essayez une boucle extérieure ou un harnais de taille plus grande.

Si deux personnes différentes essaient la même taille, la personne la plus mince aura besoin d'une boucle intérieure tandis qu'une personne plus corpulente aura besoin d'une boucle extérieure. Le harnais MasterVest est correctement réglé lorsque les sangles d'épaule et les sangles d'œillet sont pareillement tendues lors du levage du patient.


## Test des sangles d'œillet



Pour trouver les boucles qui donnent le meilleur ajustement, testez les sangles d'œillet en tirant sur différentes boucles en même temps que les sangles d'épaule.


Pour vérifier l'ajustement des sangles d'œillet, tenez-vous derrière le patient et accrochez les sangles d'épaule et les sangles d'œillet à vos pouces et soulevez-les jusqu'à ce qu'elles soient tendues. Le harnais MasterVest est correctement ajusté lorsque les sangles d'œillet et les sangles d'épaule sont pareillement tendues lorsqu'elles sont soulevées.

## Loop Clips



Cet accessoire pratique sert à marquer les œillets utilisés pour un patient donné. Les soignants peuvent ainsi repérer facilement la bonne boucle à accrocher à l'étrier.

## Posture corporelle




Une personne peut souvent porter deux tailles différentes du harnais MasterVest, mais les sangles d'œillet doivent être correctement ajustées à chaque taille. Les résultats diffèrent en ce qui concerne la posture corporelle et la répartition de la pression autour de la poitrine.

A. Une taille de harnais MasterVest plus grande nécessite l'utilisation de l'une des boucles internes sur la sangle d'œillet. Ce dispositif permet au patient de se pencher vers l'avant et de placer plus de pression sur la partie inférieure avant de la poitrine.

B. Une taille de harnais MasterVest plus petite nécessite que vous attachiez l'une des boucles externes de la sangle d'œillet à l'étrier pour obtenir une tension égale sur les quatre sangles. Dans ce cas, la posture corporelle est plus droite et la pression est répartie plus uniformément autour de la poitrine.



## Harnais MasterVest à fermeture frontale, modèle 64



Le harnais MasterVest est également disponible en modèle à fermeture frontale.

Le harnais MasterVest à fermeture frontale est équipé de deux boucles de sécurité réglables à l'avant. Vérifiez la taille du harnais et la position des sangles d'œillet, même lorsque les patients enfilent eux-mêmes le harnais MasterVest. Une fois que le harnais MasterVest est correctement réglé, il peut être suspendu à l'étrier pendant que le patient le met en place.

- ⚠ Assurez-vous que le patient peut ouvrir les boucles lui-même ou qu'il est aidé d'un soignant pour retirer le harnais afin d'éviter toute gêne qui pourrait survenir si le harnais n'était pas retiré à la fin de l'activité.
- ⚠ Si la sangle d'entrejambe n'est pas fermée ou si les boucles s'ouvrent en raison d'une tension trop élevée, le harnais peut glisser vers le haut et causer une gêne.

### Un problème survient pendant le test ?

**Problème :** le harnais glisse sous les bras du patient.

Appliquez une ou plusieurs des suggestions suivantes pour régler le harnais :


- réglez la sangle d'œillet à l'aide d'une boucle intérieure ;
- choisissez une taille plus petite ;
- essayez d'utiliser la sangle d'entrejambe ;
- maintenez le harnais en place derrière le dos tout en soulevant le patient en appuyant le pouce vers le bas sur les sangles d'œillet croisées ;
- demandez au patient de garder ses bras vers le bas pendant le levage.

## Accessoires recommandés

### Extension Loop

Extension Loop, green, 12 cm (5 po)  
 Extension Loop, green, 22 cm (9 po)  
 Extension Loop, grey, 12 cm (5 po)  
 Extension Loop, grey, 22 cm (9 po)

Art. n° 3691102  
 Art. n° 3691103  
 Art. n° 3691302  
 Art. n° 3691303



- 2 = 12 cm (5 po)  
 - 3 = 22 cm (9 po)

## Composant en option

### Sangle d'entrejambe

Réf. 3666004-06

Une sangle d'entrejambe spéciale peut être utilisée avec le harnais **Liko** MasterVest pour empêcher le harnais de glisser vers le haut du corps. La sangle peut être mise en place lorsque le patient est assis, et après avoir soulevé le patient, vous pouvez ajuster la position et la tension de la sangle. Les sangles peuvent être croisées ou parallèles au niveau de l'entrejambe.



REMARQUE ! La sangle d'entrejambe s'adapte aux harnais à partir du numéro de série 736166. Contactez votre représentant Hillrom pour obtenir davantage d'informations sur les modèles précédents.

### Protection rembourrée pour sangle d'épaule

Réf. 3666021

Cet accessoire limite la pression exercée par les sangles d'épaule avant.


Une attache composée d'une boucle et d'un crochet, située le long des protections rembourrées, facilite leur mise en place.



### Loop Clips

Loop Clips, red, 4 unités  
 Loop Clips, orange, 4 unités  
 Loop Clips, yellow, 4 unités  
 Loop Clips, blue, 4 unités  
 Loop Clips, black, 4 unités

Art. n° 3666033  
 Art. n° 3666034  
 Art. n° 3666035  
 Art. n° 3666036  
 Art. n° 3666037



## Caractéristiques du harnais LIKO MasterVest, modèle 60, 64

Désignation	Art. n°	Taille	Poids du corps <sup>1</sup>	Charge maximale <sup>2</sup>
MasterVest, modèle 60	3560113	XS	20-40 kg (44-88 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 60	3560114	S	40-60 kg (88-132 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 60	3560115	M	60-80 kg (132-176 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 60	3560116	L	80-100 kg (176-220 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 60	3560117	XL	100-130 kg (220-286 lbs)	300 kg (660 lb)
MasterVest, modèle 60	3560118	XXL	120-300 kg (264-660 lbs)	300 kg (660 lb)
MasterVest, modèle 64	3564114	S	40-60 kg (88-132 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 64	3564115	M	60-80 kg (132-176 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 64	3564116	L	80-100 kg (176-220 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 64	3564117	XL	100-130 kg (220-286 lbs)	200 kg (440 lb)
MasterVest, modèle 64	3564118	XXL	120-200 kg (264-440 lbs)	200 kg (440 lb)

<sup>1</sup> Le poids mentionné du patient l'est à titre indicatif uniquement – il peut y avoir des écarts.

<sup>2</sup> Pour soulever la charge maximale, le levage/les accessoires utilisés doivent être prévus pour la même charge ou pour une charge supérieure.

### Combinaisons recommandées

Combinaisons recommandées du harnais Liko MasterVest et des étriers Liko :	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Explication :** ✓ = Recommandée

Bien que ce tableau serve de guide, il est important de prendre en compte que diverses circonstances peuvent rendre certaines combinaisons de harnais/étriers inadéquates. Les combinaisons validées dans la matrice doivent tout de même être évaluées et validées par un professionnel de santé qualifié.

Différentes largeurs d'étrier créent différents niveaux de pression sur la poitrine. Essayez différentes solutions jusqu'à ce que vous trouviez celle qui convient le mieux à chaque patient.

### Autres combinaisons

Il n'est pas approprié de combiner le harnais Liko MasterVest avec un étrier croisé, un étrier croisé 450/670 ou des étriers latéraux.

Des combinaisons d'accessoires/de produits autres que celles recommandées par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno et Viking sont des marques commerciales de Baxter International Inc. ou de ses filiales.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suède  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**