




Upute za uporabu



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60
s pojasom za noge
i podstavljenim jastučićima

Opis proizvoda

Namjena

Namijenjen je uporabi u sljedećim okruženjima: zdravstvena skrb, intenzivna njega, hitni odjel te rehabilitacija, okruženje za osposobljavanje te okruženje kućne njege.

Liko MasterVest nosiljka je za različite uporabe, npr. pomoć pri stajanju i hodaњу ili posjetu toaletu.

MasterVest pridrži pacijenta oko gornjeg dijela tijela kao i ispod ruku. MasterVest zahtijeva da pacijenti mogu djelomično nositi svoju težinu na nogama.

Liko MasterVest omogućuje postizanje nekih teških ciljeva, na primjer:

- pacijenti dobivaju odgovarajuću pomoć pri vježbanju i podnošenju težine na nogama i
- njegovatelji izbjegavaju opasnosti povezane s teškim podizanjem.

Podizanje i premještanje pacijenata do i iz toaleta može izazvati ozbiljne ozljede njegovatelju. MasterVest olakšava lako i jednostavno premještanje do i iz toaleta.

Budući da MasterVest prekriva samo gornji dio tijela, donji dio tijela lako je pristupačan za oblačenje i skidanje odjeće.

U ovom se dokumentu pacijentom naziva osoba koja se podiže, a njegovateljem osoba koja pomaže.

VAŽNO!

Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora za podizanje. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeni njegovatelj. Da bi prošao obuku, njegovatelj mora pročitati i razumjeti Upute za uporabu. Provjerite je li oprema za podizanje prikladna za dizalicu koja se upotrebljava. Budite pažljivi i oprezni tijekom upotrebe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Morate biti svjesni u kojoj mjeri pacijent sposoban sudjelovati u podizanju. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Sadržaj

Namjena	1
Sigurnosne informacije	3
Opis simbola	4
Održavanje i pregled.....	5
Definicije.....	5
Kako odabrati veličinu nosiljke	6
Dimenzije.....	7
Kako pričvrstiti MasterVest na različite šipke za nosiljke	8
Kako pričvrstiti MasterVest na Twin Bar	9
Podizanje iz sjedećeg položaja.....	10
Provjera proizvoda Liko MasterVest	11
Preporučeni pribor za podizanje	13
Opcionalne komponente	13
Pregled proizvoda Liko MasterVest Mod. 60, 64.....	14
Preporučene kombinacije.....	14


Sigurnosne informacije


Prije podizanja uzmite u obzir sljedeće točke:


- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji treba u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potreban jedan njegovatelj ili više njih.
- Provjerite ispunjava li odabrana nosiljka potrebe pacijenta što se tiče modela, veličine, tkanine i dizajna.
- Isprobajte uređaj za hitno spuštanje na dizalici koju upotrebljavate da budete sigurni da on ispravno radi.
- Namjestite maksimalnu visinu tako da ne bude moguće previše podići pacijenta.
- Za zaštitu sigurnosti i higijene pacijenta perite nosiljku u perilici između pacijenata.
- Planirajte podizanje prije samog podizanja kako biste ga obavili što sigurnije i jednostavnije.
- Prije podizanja povjerite da pribor za podizanje okomito visi i da se može slobodno pomicati.
- Iako Liko šipke za nosiljke imaju hvatače, morate biti posebno oprezni: prije nego što podignete pacijenta s ležeće površine, ali nakon što ste potpuno raširili trake, provjerite jesu li trake pravilno spojene na kuke šipke za nosiljku.
- Nikada ne podižite pacijenta s ležeće površine više nego što je to potrebno za obavljanje podizanja i premještanja.
- Provjerite jesu li kotači na kolicima, krevetu, nosilima na kotačima itd. zakačeni za vrijeme podizanja/premještanja.
- Uvijek radite na ergonomski način. Iskoristite sposobnost pacijenta da aktivno sudjeluje u radnjama.

 **Nepravilno pričvršćivanje nosiljke na šipku za nosiljku može dovesti do ozbiljnih ozljeda pacijenta.**

 **Ručno okretanje pacijenta u krevetu može dovesti do ozljeda njegovatelja.**

 **Pobrinite se da su pacijent i njegovatelj podalje od mjesta priklještenja i pokretnih dijelova tijekom podizanja. Može doći do ozljeda.**


 **Procijenite rizik zaglavljivanja pacijenta te nadzirite pacijente na odgovarajući način. Pobrinite se da se glava i ekstremiteti pacijenta ne nalaze unutar ili između petlji nosiljke tijekom podizanja. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.**

 **Uporaba korištene nosiljke može uzrokovati priklještenja ili manje ozljede ako se nejednako postavi na pacijenta ili ako se ne ukloni pažljivo.**

 **Nemojte koristiti, skladištiti ili prenositi nosiljku u blizinu pacijenata, štetočina ili djece bez nadzora!**

 **Nikada ne ostavljajte pacijenta samog za vrijeme radnje podizanja!**

 **Nikada ne ostavljajte djecu samu u blizini nosiljke!**

 **Ne pohranjujte nosiljku na mjesto na kojem će biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline kao što su radijator, kamin ili štednjak/pećnica!**

 **Nosiljka nije testirana za upotrebu u okruženju magnetske rezonancije (MRI). Premjestite pacijenta na kompatibilnu površinu za provođenje magnetske rezonancije i uklonite proizvod iz prostorije s MR uređajem.**

 Medicinski proizvod klase I

PATENT www.hillrom.com/patents

Proizvod može biti pokriven jednim patentom ili više njih. Pogledajte prethodno navedenu internetsku adresu.

Tvrtke Hillrom vlasnici su europskih, američkih i drugih patenata i prijava patenata na čekanju.

Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hillrom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko ima certificiranu kvalitetu u skladu s normom ISO 9001 i pripadajućom normom za industriju medicinskih proizvoda ISO 13485. Liko je također certificiran u skladu s ekološkom normom ISO 14001.

Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU-a

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Upozorenje; ova situacija zahtijeva dodatnu pažnju i pozornost. Ovaj simbol predstavlja žuti trokut s crnim rubom i crnim uskličnikom u sredini.		
	Može se reciklirati		
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe. Ovaj simbol predstavlja plavi krug s bijelom slikom osobe koja čita knjigu.		
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe		Oprez! Pogledajte upute za uporabu.
	Oznaka CE. Oznaka sukladnosti Europske unije za medicinski proizvod, medicinski proizvod klase I.		
	Ovlašteni predstavnik za Švicarsku		
	Zakonski proizvođač		Datum proizvodnje
	Identifikator proizvoda		Medicinski proizvod
	Serijski broj		Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Nemojte kemijski čistiti		Sušenje vješanjem u sjeni
	Nemojte glačati		Nemojte izbjeljivati
	Sušenje u sušilici		Ne perite
	Ne sušite u sušilici za rublje		
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s preporučenom temperaturom iskazanom u °C i °F.		
	Ne sadrži lateks		
	Periodički pregled		
	Nemojte upotrebljavati proizvod (Samo proizvodi Solo i vidljivo je nakon pranja kada je uporaba zabranjena)		Ime pacijenta
	Za uporabu samo na jednom pacijentu (Samo na proizvodima Solo)		
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini opreme.		Simbol na vanjskoj površini opreme.
	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj		

Održavanje i pregled

Pregledajte nosiljku prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- trake
- šavovi
- petlje
- kopče

⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Ako se nosiljka upotrebljava za kupanje ili tuširanje: nakon uporabe pri kupanju i tuširanju nosiljku valja što prije staviti na sušenje.

Upute za pranje i dezinfekciju: pogledajte etiketu proizvoda na nosiljki i dodatak „Njega i održavanje Liko nosiljki“. Sigurnosne kopče na mod. 64 treba zatvoriti tijekom pranja.

Materijal: MasterVest je izrađen od poliestera.

Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to uobičajeno. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hillrom.

Očekivani životni vijek

Mod. 60: Proizvod ima očekivani životni vijek od 5 godina pri uobičajenoj uporabi.

Mod. 64: Proizvod ima očekivani životni vijek od 4 godina pri uobičajenoj uporabi.

Životni vijek ovisi o tkanini, učestalosti uporabe, postupku pranja i nosivoj težini. Hillrom preporučuje da proizvod upotrebljavate samo tijekom njegovog životnog vijeka.


Upute za recikliranje

Cjelokupnu nosiljku, uključujući letvice, materijal podstave i sl. treba razvrstati u zapaljivi otpad.

Hillrom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, među ostalim, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog odlaganja medicinskih proizvoda i pribora.

U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hillrom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

Definicije




Kako odabrati veličinu nosiljke

⚠ Upotrebljavajte samo nosiljku koja je odgovarajuće veličine za pacijenta. Ispravnu veličinu mora procijeniti obučeni njegovatelj. Može doći do zaglavljenja ili gušenja pacijenta.


Opseg pacijenta i mjera širine prsluka predstavlja smjernicu pri odabiru veličine nosiljke. Usporedite mjeru pacijenta (pogledajte upute za mjerenje) i mjeru nosiljke (pogledajte tablicu ili upute za mjerenje).

Izmjerite opseg prsa pacijenta na sljedeći način:




Izmjerite opseg oko prsa pacijenta (ispod grudi kod žena).

Izmjerite širinu prsluka na sljedeći način:




Izmjerite vanjsku udaljenost između metalnih petlji. Mjeru možete pronaći i u dijelu „Dimenzije“, na stranici 7.


Odabir odgovarajuće veličine:



5 – 30 cm (2 – 12 in.)




više od 30 cm (12 in.)



manje od 5 cm (2 in.)

Odaberite nosiljku čija je mjera širine prsluka 5 – 30 cm (2 – 12 in.) manja od mjere opsega prsa pacijenta. Razmak između metalnih petlji trebao bi biti 5 – 30 cm (2 – 12 in.) kad je prsluk na pacijentu i trake za ramena su u potpunosti ispružene. Razmak između metalnih petlji može biti i veći kod većih nosiljki. Pobrinite se da odaberete nosiljku odgovarajuće veličine i pažljivo podesite trake petlji.

Dimenzije



Mjerenja veličine u centimetrima Model 60

VELIČINA	A	B	C	D	E	Maksimalno opterećenje (kg)	Br. proizvoda
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Mjerenja veličine u inčima Model 60

VELIČINA	A	B	C	D	E	Maksimalno opterećenje (lb)	Br. proizvoda
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Mjerenja veličine u centimetrima Model 64

VELIČINA	A	B	C	D	E	F	G	Maksimalno opterećenje (kg)	Br. proizvoda
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Mjerenja veličine u inčima Model 64

VELIČINA	A	B	C	D	E	F	G	Maksimalno opterećenje (lb)	Br. proizvoda
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Kako pričvrstiti nosiljku na različite šipke za nosiljke

Šipka za nosiljku	Petlje nosiljke na kukama šipke za nosiljku	Pravilno
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="217 786 336 819">Universal</p>		
 <p data-bbox="172 1066 381 1099">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="180 1364 373 1397">Universal Twin</p>		


Nepravilno!



Kako pričvrstiti MasterVest na Twin Bar




Podizanje iz sjedećeg položaja



Stavite MasterVest sprijeda. Ruke pacijenta moraju proći kroz trake za ramena.

Iza leđa: povucite svaku traku s petljama preko leđa i provucite je kroz metalni D-prsten na suprotnu stranu kao što je prikazano na slici.

Dok je šipka za nosiljku iza leđa pacijenta, pričvrstite trake s petljama koristeći se odgovarajućom petljom, pogledajte stranicu „Namještanje traka s petljama” na stranici 11-12. Spojite trake za ramena na šipku za nosiljku. Pogledajte stranice 8 i 9 za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke.



Prije podizanja: provjerite jesu li stopala pacijenta čvrsto na podu tako da može nositi svoju težinu dok se šipka za nosiljku podiže. Lagano podignite šipku za nosiljku kako biste zategnuli remenje (bez podizanja pacijenta iz sjedala) i provjerite je li raspodjela pritiska oko gornjeg dijela tijela pacijenta odgovarajuća.

Tijekom podizanja: šipku za nosiljku povucite prema naprijed kako bi se težina pacijenta polako prenosila dok on/ona ne može stajati uspravno i držeći ravnotežu. Malo spustite šipku za nosiljku kako biste otpustili pritisak oko prsa. Sada pacijent može osloniti svoju težinu na noge i vježbati ravnotežu.

Provjera proizvoda LIKO MasterVest

Namještanje traka s petljama


Petlja koju ćete zakvačiti na šipku za nosiljku određuje koliko se prsluk zateže oko prsa.

Ako prsluk klizi gore – pokušajte unutrašnju petlju ili manju veličinu prsluka.

Ako je prsluk previše zategnut oko prsa – pokušajte vanjsku petlju ili veću veličinu prsluka.

Kada bi dvije različite osobe isprobale istu veličinu, mršavija osoba trebala bi unutrašnju petlju dok bi deblja osoba trebala vanjsku petlju. MasterVest pravilno je namješten kada su trake za ramena i trake s petljama ravnomjerno zategnute nakon podizanja pacijenta.


Provjera traka s petljama



Kako biste saznali koje petlje daju najbolje pričvršćivanje, isprobajte trake s petljama tako da povučete različite petlje uzduž traka za ramena.


Kako biste provjerili pravilno pričvršćivanje traka s petljama, stanite iza pacijenta i objesite trake za ramena i trake s petljama na palce te podignite gore dok trake ne budu zategnute. MasterVest pravilno je pričvršćen kada su trake s petljama i trake za ramena jednako zategnute pri podizanju.

Obujmice petlje



Ovaj praktični pribor upotrebljava se za označavanje petlji koje su isprobane za određenu osobu. Olakšavaju njegovateljima da odaberu odgovarajuću petlju za pričvršćivanje na šipku za nosiljku.

Držanje tijela




Nekoj osobi često mogu odgovarati dvije različite veličine prsluka MasterVest, ali trake s petljama treba pravilno prilagoditi svakoj veličini. Rezultati se razlikuju ovisno o držanju tijela i preraspodjeli pritiska oko prsa.

A. Veća veličina prsluka MasterVest zahtijeva da upotrijebite jednu od unutrašnjih petlji na traci s petljama. Takvo namještanje omogućava pacijentu da se sagne prema naprijed i stavlja veći pritisak na prednji dio prsa.

B. Manja veličina prsluka MasterVest zahtijeva da pričvrstite jednu od vanjskih petlji trake s petljama na šipku za nosiljku kao biste dobili jednaku zategnutost na sve četiri trake. U tom slučaju je držanje tijela uspravnije i pritisak je ravnomjerno raspoređen oko prsa.



MasterVest sa zatvaranjem sprijeda, mod. 64



MasterVest također je raspoloživ kao model sa zatvaranjem sprijeda.

MasterVest sa zatvaranjem sprijeda opremljen je s dvije prilagodljive sigurnosne kopče na prednjoj strani. Provjerite jesu li veličina prsluka i položaj trake s petljama odgovarajući kada pacijenti sami stave prsluk MasterVest. Nakon što je prsluk MasterVest pravilno prilagođen, može visjeti sa šipke za nosiljku dok ga pacijent stavlja na sebe.

- ⚠️ Pobrinite se da pacijent može sam otvoriti kopče ili ima podršku njegovatelja za uklanjanje prsluka kako bi se izbjegla nelagoda ako se prsluk ne ukloni pri završetku aktivnosti.
- ⚠️ Ako se pojas za noge ne zatvori, ili ako su kopče prekomjerno napete i zbog toga se otvore, prsluk može kliznuti prema gore i uzrokovati nelagodu.

Problemi za vrijeme isprobavanja?

Problem: prsluk klizi gore ispod ruku pacijenta.

Namjestite MasterVest primjenom jednog ili više sljedećih prijedloga:

- Namjestite traku s petljama primjenom unutrašnje petlje.
- Odaberite manju veličinu.
- Pokušajte upotrijebiti pojas za noge.
- Držite prsluk na mjestu iza leđa dok podižete pacijenta tako da pritisnete palac dolje na prekrížene trake s petljama.
- Pacijent treba držati ruke dolje za vrijeme podizanja.

Preporučeni pribor za podizanje

Extension Loop

Extension Loop, zeleni, 12 cm (5 in)

Extension Loop, zeleni 22 cm (9 in)

Extension Loop, sivi, 12 cm (5 in)


Extension Loop, sivi, 22 cm (9 in)

Br. proizvoda 3691102

Br. proizvoda 3691103

Br. proizvoda 3691302

Br. proizvoda 3691303



- 2 = 12 cm (5 in)

- 3 = 22 cm (9 in)

Opcionalne komponente

Pojas za noge


Br. proizvoda 3666004-06

S prslukom **Liko** MasterVest može se upotrebljavati poseban pojas za noge kako prsluk ne bi klizio gore po tijelu. Pojas se može staviti dok pacijent sjedi, a nakon podizanja pacijenta možete podesiti položaj i zategnutost pojasa. Trake pojasa mogu se prekrižiti ili postaviti paralelno kroz međunožje.

NAPOMENA! Pojas za noge odgovara prslucima od serijskog broja 736166. Za više informacija o starijim modelima obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Hillrom.



Pričvršćivanje
pojasa za noge




Podstavljeni jastučić za traku za ramena

Br. proizvoda 3666021

Podstavljeni jastučići raspoloživi su kao pribor kako bi pomogli u oslobađanju pritiska na prednje trake za ramena.

Podstavljeni jastučići imaju čičak-traku uzduž jedne strane za jednostavnu primjenu.



Obujmice petlje

Obujmice petlje, crvena, 4 kom.

Obujmice petlje, narančasta, 4 kom.

Obujmice petlje, žuta, 4 kom.

Obujmice petlje, plava, 4 kom.

Obujmice petlje, crna, 4 kom.


Br. proizvoda 3666033

Br. proizvoda 3666034

Br. proizvoda 3666035

Br. proizvoda 3666036

Br. proizvoda 3666037



Pregled proizvoda LIKO MasterVest Mod. 60, 64

Proizvod	Br. proizvoda	Veličina	Tjelesna težina ¹	Maksimalno opterećenje ²
MasterVest mod. 60	3560113	XS	20 – 40 kg (44 – 88 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 60	3560114	S	40 – 60 kg (88 – 132 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 60	3560115	M	60 – 80 kg (132 – 176 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 60	3560116	L	80 – 100 kg (176 – 220 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 60	3560117	XL	100 – 130 kg (220 – 286 lbs)	300 kg (660 lbs)
MasterVest mod. 60	3560118	XXL	120 – 300 kg (264 – 660 lbs)	300 kg (660 lbs)
MasterVest mod. 64	3564114	S	40 – 60 kg (88 – 132 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 64	3564115	M	60 – 80 kg (132 – 176 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 64	3564116	L	80 – 100 kg (176 – 220 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 64	3564117	XL	100 – 130 kg (220 – 286 lbs)	200 kg (440 lbs)
MasterVest mod. 64	3564118	XXL	120 – 200 kg (264 – 440 lbs)	200 kg (440 lbs)

¹ Navedena težina pacijenta samo je smjernica – smiju postojati odstupanja.

² Za održavanje maksimalnog opterećenja potrebni su dizalica/pribor namijenjeni za isto ili veće opterećenje.

Preporučene kombinacije

Preporučene kombinacije uz primjenu prsluka Liko MasterVest sa šipkama za nosiljku tvrtke Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objašnjenje: ✓ = Preporučeno

Premda ova tablica služi kao smjernica, važno je imati na umu da u različitim okolnostima kombinacije nosiljke i šipke za nosiljku možda neće biti prikladne. Obučeni zdravstveni djelatnik mora svejedno ovjeriti odobrene kombinacije u tablici.

Različite širine šipke za nosiljku stvaraju različite razine pritiska na prsima. Isprobajte razne alternative dok ne pronađete onu koja najbolje odgovara pojedinom pacijentu.

Druge kombinacije

Kombinacije **Liko** MasterVest i Cross-bar, Cross-bar 450/670 ili Side bars nisu prikladne.

Kombinacije pribora/proizvoda koje nije preporučio Liko mogu dovesti do opasnosti za sigurnost pacijenta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno i Viking zaštitni su znakovi tvrtke Baxter International, Inc. ili njezinih podružnica.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom