




Használati útmutató



60-as modell



64-es modell



60-as modell
beülő hevederrel
és párnázott
hevedertokkal

Termékismertető

Rendeltetés

A következő környezetekben való használatra tervezték: Egészségügyi ellátás, intenzív osztály, sürgősségi osztály, rehabilitációs, habilitációs és otthoni ápolási környezet.

A **Liko** MasterVest sokoldalú hám széleskörű alkalmazási lehetőségekkel például álló helyzet és járás támogatásakor vagy wc-használatkor.

A MasterVest hámok a felsőtest köré illetve a karok alá simulva járulnak hozzá a beteg stabilitásához. A MasterVest hámok olyan betegeknek alkalmazhatók, akik képesek testsúlyuk részleges megtartására álló helyzetben.

A **Liko** MasterVest hámok használatával az olyan nehezebb feladatok is egyszerűbben megoldhatókká válnak, mint például:

- a betegeknek megfelelő támasz biztosítása gyakorlatozáskor és álló helyzetben a testsúly megtartásakor, valamint
- az ápolók mentesülnek a nehéz teher emelésével együtt járó kockázatoktól.

A betegek felemelése és a wc-re majd onnan visszahelyezése az ápolóknak komoly sérüléseket okozhat. A MasterVest hámok segítségével a wc-re majd az onnan visszahelyezés zökkenőmentessé és egyszerűvé válik.

Mivel a MasterVest hám csupán a felsőtest egy részét fedi le, felöltözéskor illetve levetkezéskor az alsótest könnyen hozzáférhető marad.

Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell

Az elöl nyitható, 64-es **Liko** MasterVest modellek azon betegek számára alkalmasak, akik segítség nélkül, saját maguk is képesek fel- illetve levenni a hámot.

Az elöl nyitható MasterVest hámok két szabályozható biztonsági kapoccsal rendelkeznek, amelyek a mellkasra simulnak. Használatuk olyan esetekben is javasolt, amikor a szorosság és a mellkasra ható nyomás szabályozására van szükség.

MasterVest hám beülő hevederrel

A beülő heveder a MasterVest hám rögzítésére szolgál és általános esetben járás gyakorlásakor szokás alkalmazni.

Felhasználható betegemelő

A MasterVest a **Liko** összes fej feletti emelőjével és mobil betegemelőjével használható. A **LikoGuard** fej feletti emelő, a **Likorall** fej feletti emelő és a **Multirall** fej feletti emelő, vagy a **Golvo** mobil betegemelő, a **Viking** mobil betegemelő, az **Uno** mobil betegemelő és a **Liko M220/M230** mobil betegemelő között választhat.

Ebben a dokumentumban, a „beteg” alatt a felemelt személy, míg az „ápoló” alatt a segítséget nyújtó személy értendő.

FONTOS!

A betegek felemelése és elmozdítása minden esetben bizonyos szintű kockázatot rejt magában. Használat előtt olvassa el a betegemelő berendezés és az emelőtartozékok használati útmutatóját. A használati útmutató tartalmát fontos teljes egészében megérteni. A berendezést kizárólag képzett ápoló működtetheti. A képzéshez az ápolónak el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást. Ügyeljen arra, hogy az emelőtartozékok és a működtetett emelőberendezés egymással összeillőek legyenek. Használat közben legyen körültekintő és óvatos. Ápolóként minden esetben Ön a felelős a beteg biztonságáért. Tájékozódjon arról, hogy a beteg képes-e elfogadni azt, hogy felemelt helyzetbe kerül. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Tartalomjegyzék

Rendeltetésszerű használat	1
Biztonsági információk	3
Jelmagyarázat	4
Ápolás és ellenőrzés	5
Definíciók.....	5
A hám méretének kiválasztása	6
Méreték.....	7
A MasterVest felhelyezése különböző típusú akasztórudakra.....	8
A MasterVest felhelyezése Twin Bar akasztórudakra	9
Emelés ülő helyzetből.....	10
A Liko MasterVest ellenőrzése	11
Ajánlott emelőtartozékok.....	13
Választható elemek	13
A Liko MasterVest 60-as és 64-es modelljének áttekintése	14
Javasolt kombinációk.....	14

Biztonsági információk


Emelés előtt vegye figyelembe a következőket:

- A beteggondozó intézményen ill. szervezeten belül egy felelős személynek kell eldöntenie azt minden egyedi esetre vonatkozólag, hogy az adott esetben a gondozáshoz egy vagy több ápolóra van-e szükség.
- Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott hám a beteg szükségleteinek megfelelő típusú, méretű, anyagú és kialakítású legyen.
- Ellenőrizze le a betegemelőn található vészleeresztő szervet, és győződjön meg annak megfelelő működéséről.
- Állítsa be a maximális magasságot úgy, hogy lehetetlenné tegye a betegnek a túlságosan magasra történő emelését.
- A beteg biztonsága és a higiénia védelme érdekében másik betegnél való használat előtt mossa ki a hámot.
- Emelés előtt tervezze meg az emelési műveletet azért, hogy végrehajtása a lehető legbiztonságosabban és zökkenőmentesen megtörténhessen.
- Emelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az emelőtartozékok függőlegesen fel vannak függesztve és mozgásukat semmi sem korlátozza.
- Habár a Liko akasztórúdjai biztonsági zárnyelvek találhatók, fordítson külön figyelmet a következőkre: a betegnek az alsó felületről történő felemelése előtt, de miután a hevederek már teljesen megfeszültek, győződjön meg arról, hogy a hevederek megfelelően rá vannak-e akasztva az akasztórúd kampóira.
- A beteget soha ne emelje attól magasabbra az alsó felülettől, mint amennyire arra az adott emelési és áthelyezési művelet során szükség van.
- Ügyeljen arra, hogy emelési vagy szállítási művelet közben a kerekesszéken, ágyon, kerek hordágyon stb. található kerek lefékezett állapotban legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy csak észszerű erőfeszítést alkalmazva dolgozzon. Használja fel a beteg képességeit arra, hogy a műveletekben ő is aktívan részt vegyen.

 Ha nem rögzítik megfelelően a hámot a kapaszkodóhoz, a beteg súlyosan megsérülhet.

 Ha manuálisan próbálja megfordítani a beteget az ágyban, az ápoló megsérülhet.

 A beteg és az ápoló az emelés során maradjon távol a beszorulási pontoktól és a mozgó alkatrészekről. Sérülés történhet.

 Mérje fel, hogy a páciensnél előfordulhat-e beszorulási kockázat, és folyamatosan figyelje a páciens. Ügyeljen arra, hogy a beteg feje és végtagjai ne legyenek a hám hurkaiban vagy közöttük az emelés során. A fentiek bármelyikének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.


 A kopott hám használata becsípődést vagy kisebb sérüléseket okozhat, ha az egyenlőtlenül helyezik fel a betegre, vagy ha a hámot nem óvatosan távolítják el.

 Ne használja, tárolja vagy szállítsa a hámot háziállatok, kártevők vagy felügyelet nélkül hagyott gyermekek közelében!

 Emelési művelet közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a beteget!

 Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermeket a hám közelében!

 Ne tárolja a hámot olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek lehet kitéve, illetve hőforrás – például radiátor, kandalló vagy kályha/sütő – közelében!

 A hám nem használható mágneses rezonanciás képalkotáson (MRI) alapuló vizsgálat során. MRI-vizsgálathoz helyezze át a beteget egy kompatibilis felületre, és távolítsa el a terméket az MRI-helyiségből.

 I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz

SZABADALOM www.hillrom.com/patents

A termékre egy vagy több szabadalom vonatkozhat. Lásd a fenti internetes címet.

Az Európában, az Egyesült Államokban és máshol bejegyzett szabadalmak, illetve folyamatban lévő szabadalmi bejelentések tulajdonosai a Hillrom vállalatok.

Termékmódosítások

A Liko termékei állandó fejlesztés alatt állnak. Ezen oknál fogva fenntartjuk számunkra a termékek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ha a termékek továbbfejlesztésével kapcsolatos tanácsokra vagy információkra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi Hillrom-forgalmazóval.

Design and Quality by Liko in Sweden






























A Liko az ISO 9001 szabványnak és az orvostechnikai eszközök gyártásával kapcsolatos ISO 13485 szabványnak megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. A Liko ezen kívül megfelel az ISO 14001 környezetvédelmi szabvány rendelkezéseinek is.

Tájékoztatás EU-s felhasználók és/vagy betegek számára

A jelen eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg tartósan le van telepedve.

Jelmagyarázat

A dokumentumban és/vagy a terméken a következő szimbólumokkal találkozhat.

Szimbólum	Leírás	Szimbólum	Leírás
	Figyelmeztetés; ezekben a helyzetekben rendkívüli elővigyázatosságra és körültekintésre van szükség. Ez a szimbólum egy sárga háromszög fekete szegéllyel és fekete felkiáltójellel a közepén.		
	Újrahasznosítható		
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Ez a szimbólum egy kék kör, amelyen egy könyvet olvasó személy fehér képe látható.		
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót		Figyelem! Tanulmányozza át a használati útmutatót.
	CE-tanúsítás. Európai Unió orvostechnikai eszközre vonatkozó megfelelőségi jelzése, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.		
	Svájci meghatalmazott képviselő		
	Hivatalos gyártó		Gyártás időpontja
	Termékazonosító		Orvostechnikai eszköz
	Sorozatszám		Egyedi eszközazonosító
	Vegytisztítása tilos		Árnyékban, függesztve szárítandó
	Nem vasalható		Ne fehéritse
	Gépi szárítás		Nem mosható!
	Dobos szárítás tilos		
	Mosás A szimbólum mindig az ajánlott hőmérséklet °C-ban kifejezett értékével együtt szerepel.		
	Latexmentes		
	Rendszeres ellenőrzés		
	Ne használja a terméket (Kizárólag Solo termékeken, és mosás után válik láthatóvá, ha a felhasználás tiltott.)		Beteg neve
	Egyetlen beteg általi használatra (csak a Solo termék esetében)		
	Felfelé mutató nyíl és szimbólum a berendezés külső oldalán.		Szimbólum a berendezés külső oldalán.
 (01) 0100887761997127 (11) EÉHHNN (21) 012345678910	GS1 adatmátrix-kód, amely a következő információt tartalmazhatja. (01) Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) (11) Gyártás dátuma (21) Sorozatszám		

Ápolás és ellenőrzés

A hámot minden használat előtt vizsgálja meg. Vizsgálja meg a következő elemeket, hogy azok kopottak vagy sérültek-e:

- Szövet
- Hevederek
- Varrás
- Hurkok
- Csatok

⚠ Sérült emelőtartozékokat ne használjon.

Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Ha a hámot fürdetéskor vagy zuhanyzáskor használják: Fürdőszobai vagy tisztálkodási helyzeteket követően a hámot úgy kell elhelyezni, hogy az minél hamarabb megszáradjon.

Mosási és fertőtlenítési utasítások: Lásd a hámon található termékcímkét és a „Liko hámok ápolása és karbantartása” függelékét. A 64-es modell biztonsági csatjait mosás során le kell zárni.

Anyag: A MasterVest poliészterből készül.

Rendszeres ellenőrzés

A termék minőségét félévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Ennél gyakoribb ellenőrzésekre is szükség lehet, ha a termékek a megszokottnál gyakrabban vannak használva, illetve mosva. Az eljárásokért forduljon a Hillrom képviselőjéhez.

Várható élettartam

A 60-as modell: Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 5 év.

A 64-es modell: Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 4 év

Az élettartam a szövetről, a használat gyakoriságától, a mosási módszertől és a hordozott súlytól függ. A Hillrom ajánlása szerint a terméket kizárólag a várható élettartamon belül szabad használni.


♻ Újrahasznosítással kapcsolatos utasítások

A teljes hámot, beleértve a léceket, a párnázóanyagot stb. éghető hulladékként kell besorolni.

A Hillrom vizsgálja az eszközök biztonságos kezelésének és ártalmatlanításának módját, és ezzel kapcsolatban útmutatást ad a felhasználóknak a sérülések, többek között a bőrt érő vágások, szúrások és horzsolások elkerülése érdekében. Emellett a Hillrom az orvostechnikai eszköz használat utáni és ártalmatlanítás előtti kötelező tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozóan is iránymutatást ad. Az ügyfelek kötelesek az orvostechnikai eszközökre és tartozékokra vonatkozó minden szövetségi, állami, regionális és/vagy helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően eljárni.

Ha kétségei vannak, akkor az eszköz felhasználójának először fel kell vennie a kapcsolatot a Hillrom műszaki támogatásával a biztonságos leselejtezési protokollokkal kapcsolatos útmutatásért.

Definíciók




A hám méretének kiválasztása

⚠ Csak a betegnek megfelelő méretű hámot használjon. A megfelelő méretet szakképzett gondozónak kell megállapítania. A beteg beszorulhat vagy megfulladhat.


A beteg testkörfogata és a hámon lévő heveder szélességének a megmérése segít a megfelelő méretű hám kiválasztásában. Hasonlítsa össze a páciens méreteit (lásd a mérési útmutatót) és a hám méreteit (lásd a táblázatot vagy a mérési útmutatót).

Mérje meg a páciens mellkaskörfogatát az alábbi módon:




Mérje meg a beteg mellkasának körfogatát (nők esetében a mell alatt).

Mérje meg a hám szélességét az alábbi módon:




Mérje meg a fémhurkok külső széle közötti távolságot. A mérés módját lásd még a „Méretek” című szakaszban a 7. oldalon.


Válassza ki a megfelelő méretet:



5–30 cm (2–12 hüvelyk)




több mint 30 cm (12 hüvelyk)



kevesebb mint 5 cm (2 hüvelyk)

Olyan hámot válasszon, amelynél a heveder szélessége 5–30 cm-rel (2–12 hüvelykkel) kevesebb, mint a betegnél mért mellkaskörfogat. A fémhurkok közötti résznek 5–30 cm-nek (2–12 hüvelyknek) kell lennie, amikor a hám a betegen van, és a vállpántok teljesen ki vannak nyújtva. A nagyobb méretű hámok esetében a fémhurkok közötti rész nagyobb is lehet. Gondosan válassza ki a megfelelő méretű hámot, és körültekintően állítsa be a hurkolt hevedereket.

Méreték



A 60-as modell méretei cm-ben

MÉRET	A	B	C	D	E	Maximális teherbírás (kg)	Terméksz.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

A 60-as modell méretei hüvelykben

MÉRET	A	B	C	D	E	Maximális teherbírás (font)	Terméksz.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













A 64-es modell méretei cm-ben

MÉRET	A	B	C	D	E	F	G	Maximális teherbírás (kg)	Terméksz.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


A 64-es modell méretei hüvelykben

MÉRET	A	B	C	D	E	F	G	Maximális teherbírás (font)	Terméksz.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


A MasterVest felhelyezése különböző típusú akasztórúdra

Akasztórúd	Hámhevederek felhelyezése az akasztórúd kampóira	Helyes
 <p data-bbox="209 495 344 524">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="220 786 333 815">Universal</p>		
 <p data-bbox="177 1070 373 1099">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="185 1368 365 1397">Universal Twin</p>		


Helytelen!



A MasterVest felhelyezése Twin Bar akasztórudakra




Emelés ülő helyzetből



Helyezze fel a mellkasra a MasterVest hámot. A beteg kezét húzza keresztül a vállhevedereken.

Hátul: Vezesse át a hát mentén mindkét hurkolt hevedert, majd az ábrán látható módon húzza át mindkettőt a szemközti fém D-gyűrűn.

A megfelelő hurok kiválasztásával erősítse fel a hurkolt hevedert úgy, hogy közben az akasztórúd a beteg háta mögött helyezkedjen el, lásd „A hurkolt hevederek beállítása”, 11.-12. oldal. Helyezze fel a vállhevedereket az akasztórúdra. A 8–9. oldalon talál útmutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan rögzítse a háms hevederjeit a különböző típusú akasztórudakra.



Emelés előtt: Ellenőrizze, hogy a beteg lába szilárdan a padlón van-e, és elbírja-e a súlyt az akasztórúd felemelésekor. Emelje meg kissé az akasztórúdat a hevederek meghúzásához (anélkül, hogy felemelné a beteget a székről), és ellenőrizze, hogy a beteg felsőteste körüli nyomáeloszlás megfelelő-e.

Emelés közben: Húzza előre az akasztórúdat a beteg testsúlyának egyenletes áthelyeződéséhez, amíg a beteg függőleges és kiegyensúlyozott helyzetbe nem kerül. Kissé engedje le az akasztórúdat, hogy enyhítse a mellkasra nehezedő nyomást. Ezután a betegnek lehetősége lesz arra, hogy terhelje lábait, és egyensúlyt fejlesztő edzést végezzen.

A LIKO MasterVest ellenőrzése


A hurkolt hevederek beállítása

Azt, hogy a hám milyen szorosra fog összehúzódni a mellkason az határozza meg, hogy melyik hurok kerül rá az akasztórúdra. Ha a hám felcsúszik, akkor próbálkozzon egy belsőbb hurokkal vagy kisebb méretű hámmal.

Ha a hám a mellkason túl szorosan feszül, próbálkozzon egy külső hurokkal vagy nagyobb méretű hámmal.

Ha két különböző személy húzza fel ugyanazt a hámot, akkor a karcsúbb személynél egy belső hurok, míg a teltebb személynél egy külső hurok használatára lesz szükség. A MasterVest hám akkor van megfelelően felhelyezve, ha a beteg felemelésekor a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.


A hurkolt hevederek kiválasztása



Ahhoz, hogy ki tudja választani a legmegfelelőbb hurkot, próbálkozzon a hurkolt hevedereken lévő különböző hurkok és a vállhevederek meghúzásával, és így meggyőződhet arról, hogy melyik hurok használata lesz a legmegfelelőbb.


Annak leellenőrzéséhez, hogy a hurkolt hevederen a megfelelő hurkot sikerült-e kiválasztani, álljon a beteg háta mögé, akassza rá a vállhevedereket és a hurkolt hevedereket a hüvelykujjaira majd emelje fel őket addig, amíg a hevederek meg nem feszülnek. A MasterVest hám mérete akkor megfelelő, ha a beteg felemelésekor a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.

Hevederkapcsok



Ezzel a praktikus eszközzel megjelölhető az a hurok, amely egy adott személynél már ki lett próbálva és az ő testméretéhez az alkalmas. Ennek segítségével az ápoló azonnal felismerheti, hogy a kapaszkodóra melyik huroknak kell felkerülnie.

Testtartás




Egy személy számára gyakran két különböző méretű MasterVest hám is alkalmas lehet, de úgy, hogy a hurkolt hevedereket mindkét hám esetében az adott mérethez kell igazítani. Az eredmények a testtartásra vonatkozólag és a mellkason eloszló nyomásra nézve lesznek észlelhetőek.

A. Nagyobb méretű MasterVest hám használata esetén a hurkolt heveder egyik belső hurokjának használatára lesz szükség. Az ilyen kialakítás a beteg számára előredőlési lehetőséget nyújt, és ezzel a mellkas alsó-mellső részére nagyobb nyomás helyeződik.

B. Kisebb méretű MasterVest hám használata esetén a hurkolt heveder egyik külső hurokját kell felakasztani az akasztórúdra ahhoz, hogy mind a négy heveder egyformán feszüljön. Ilyen esetben a testtartás egyenesebb és a nyomás egyenletesebben oszlik el a mellkason.



Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell



A MasterVest kapható elől nyitható változatban is.

Az elől nyitható MasterVest hámok mellkasi részén két szabályozható biztonsági kapocs található. A megfelelő hámméretet és a hurkolt hevederek helyzetét le kell tesztelni akkor is, ha a betegek a MasterVest hámot önmaguk helyezik fel. A MasterVest hám megfelelő beigazítását követően az szabadon lóghat az akasztórúdról, és így a beteg azt a saját testére erősítheti.

- ⚠ Ellenőrizze, hogy a beteg saját maga is ki tudja kapcsolni a csatot, vagy legyen mellette egy gondozó, aki le tudja venni róla a hámot, hogy ne legyen kényelmetlen számára, ha rajta marad a művelet elvégzését követően.
- ⚠ Ha a beülő hevedert nem rögzítik, vagy túl nagy nyomás nehezedik rá, és a csatok kinyílnak, a hám felcsúszhat, kényelmetlen érzést okozva.

Teszteléskor jelentkező problémák

Probléma: A hám felcsúszik a beteg karjai alá.

Állítson a MasterVest hám szabályozó elemeinek legalább egyikén a következő javaslatok alapján:


- Egy belső hurok kiválasztásával húzza szorosabbra a hámot.
- Válasszon kisebb méretű hámot.
- Próbálkozzon a beülő heveder használatával.
- A beteg emelése közben, tartsa rögzítve a hámot úgy, hogy a hüvelykujjával lenyomva tartja a keresztezett hurkolt hevedereket.
- Utasítsa a beteget arra, hogy emelés közben tartsa leengedve a karját.

Ajánlott emelőtartozékok

Extension Loop

Extension Loop, zöld, 12 cm (5 hüvelyk)
Extension Loop, zöld, 22 cm (9 hüvelyk)
Extension Loop, szürke, 12 cm (5 hüvelyk)
Extension Loop, szürke, 22 cm (9 hüvelyk)

Termékszám: 3691102
Termékszám: 3691103
Termékszám: 3691302
Termékszám: 3691303



– 2 = 12 cm (5 hüvelyk)
– 3 = 22 cm (9 hüvelyk)


Választható elemek

Beülő heveder

Termékszám: 3666004-06

A Liko MasterVest háموkhoz egy speciális beülő heveder is hozzáerősíthető, amely megakadályozza a háम felcsúszását a testen. Ez már akkor felhelyezhető, amikor a beteg ülı helyzetben van, majd a felemelést követően a beülő heveder a megfelelő pozícióba igazítható és ott szorosra húzható. A beülő hevederen lévő szíjak keresztezhetik egymást vagy párhuzamosan vonulhatnak át a lágyéki részen.

FIGYELEM! A beülő heveder a 736166-as sorozatszámú háموktól kezdve használható. A korábbi modellekkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi Hillrom-forgalmazóhoz.




A beülő heveder felerősítése

Párnázott tok, vállhevederhez

Termékszám: 3666021

A mellső vállhevederek által keltett nyomás enyhítéséhez kiegészítő tartozékként párnázott tokok is kaphatók.


A felhelyezés és levétel megkönnyítéséhez a párnázott tokokon horog-akasztó kapcsok találhatóak.



Hevederkapcsok

Hevederkapcsok, piros, 4 db
Hevederkapcsok, narancs, 4 db
Hevederkapcsok, sárga, 4 db
Hevederkapcsok, kék, 4 db
Hevederkapcsok, fekete, 4 db

Termékszám: 3666033
Termékszám: 3666034
Termékszám: 3666035
Termékszám: 3666036
Termékszám: 3666037



A LIKO MasterVest 60-as és 64-es modell áttekintése

Termék	Terméksz.	Méret	Testtömeg ¹	Maximális teherbírás ²
MasterVest 60	3560113	XS	20–40 kg (44–88 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 60-as modell	3560114	S	40–60 kg (88–132 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 60-as modell	3560115	M	60–80 kg (132–176 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 60-as modell	3560116	L	80–100 kg (176–220 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 60-as modell	3560117	XL	100–130 kg (220–286 font)	300 kg (660 font)
MasterVest 60-as modell	3560118	XXL	120–300 kg (264–660 font)	300 kg (660 font)
MasterVest 64-es modell	3564114	S	40–60 kg (88–132 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 64-es modell	3564115	M	60–80 kg (132–176 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 64-es modell	3564116	L	80–100 kg (176–220 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 64-es modell	3564117	XL	100–130 kg (220–286 font)	200 kg (440 font)
MasterVest 64-es modell	3564118	XXL	120–200 kg (264–440 font)	200 kg (440 font)

¹ A beteg súlyára vonatkozó feltüntetett értékek csupán irányadóak – eltérések előfordulhatnak.

² Ahhoz, hogy a maximális teherbírás megfeleljen a táblázatban feltüntetett értéknek, azonos maximális teherbírású vagy attól nehezebb terheket is elbíró emelőkre illetve tartozékokra van szükség.

Javasolt kombinációk

A Liko MasterVest háмок és a Liko akasztórúd javasolt kombinációi:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Magyarázat: ✓ = Javasolt

Ez a táblázat csak iránymutatásul szolgál, fontos ezért tudomásul venni, hogy a háмок-akasztórúd kombinációk nem minden esetben megfelelőek. A mátrixban szereplő jóváhagyott kombinációkat továbbra is képzett egészségügyi szakembernek kell értékelnie és validálnia.

A különböző hosszúságú akasztórúdk használataival a mellkasra gyakorolt nyomás is más lesz. Próbálkozzon a különféle párosításokkal addig, amíg megtalálja az adott személy számára a leginkább alkalmas kombinációt.

Más kombinálási lehetőségek

A Liko MasterVest háмок a Cross-bar és Cross-bar 450/670 keresztrudakkal vagy a Side bars akasztórúdkkal együtt nem használhatók.

A Liko által jóvá nem hagyott és nem javasolt termékek illetve tartozékok kombinációi veszélyeztethetik a beteg biztonságát.

A Golvo, a Hillrom, a Liko, a LikoGuard, a Likorall, az M220, az M230, a Multirall, az Uno és a Viking a Baxter International Inc. vagy leányvállalatai védjegyei.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Svédország
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom