



Liko MasterVest Mod. 60, 64




Istruzioni per l'uso



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60
con Leg Harness e
imbottiture per bretelle

Descrizione del prodotto

Uso previsto

Destinata all'uso nei seguenti ambienti: assistenza sanitaria, terapia intensiva, pronto soccorso, riabilitazione, abilitazione e assistenza sanitaria domiciliare.

Liko MasterVest è un'imbragatura versatile con molteplici applicazioni; ad esempio, può assistere la posizione eretta, la deambulazione o quando il paziente si reca alla toilette.

MasterVest sostiene il paziente attorno alla parte superiore del corpo e sotto le braccia. MasterVest richiede che i pazienti siano in grado di sostenere parzialmente il peso sulle gambe.

Liko MasterVest consente di ottenere obiettivi difficili da raggiungere, ad esempio:

- i pazienti ricevono un aiuto appropriato per esercitare e sostenere il peso sulle gambe e
- gli operatori evitano i rischi associati ai sollevamenti pesanti.

Il sollevamento e il trasferimento dei pazienti da e verso la toilette possono provocare gravi lesioni all'operatore. MasterVest facilita e semplifica il trasferimento da e verso la toilette.

Poiché MasterVest copre solo la parte superiore del corpo, la parte inferiore del corpo è facilmente accessibile per la vestizione e svestizione.

MasterVest con chiusura anteriore, Mod. 64

Il modello con chiusura anteriore di **Liko** MasterVest Mod. 64 può essere utilizzato per i pazienti in grado di indossare e togliere l'imbragatura da soli.

L'imbragatura MasterVest con chiusura anteriore è dotata di due fibbie di sicurezza regolabili sul petto. Si consiglia inoltre di utilizzarle per regolare la tensione e la pressione sul torace quando necessario.

MasterVest con Leg Harness

Il supporto per gli arti inferiori Leg Harness tiene in posizione MasterVest ed è solitamente usato per l'aiuto alla deambulazione.

Sollevatori adatti

MasterVest può essere utilizzata con tutti i sollevatori mobili e a soffitto **Liko**. È possibile scegliere tra il sollevatore a soffitto **LikoGuard**, il sollevatore a soffitto **Likorall** e il sollevatore a soffitto **Multirall** oppure il sollevatore mobile **Golvo**, il sollevatore mobile **Viking**, il sollevatore mobile **Uno** e il sollevatore mobile **Liko M220/M230**.

Nel presente documento verranno definiti "pazienti" le persone sollevate e "operatori" le persone che le aiutano.

IMPORTANTE!

Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso del sollevatore e degli accessori di sollevamento prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da un operatore addestrato. Per essere addestrato, l'operatore deve leggere e comprendere le istruzioni per l'uso. Accertarsi che gli accessori di sollevamento siano adatti al sollevatore in uso. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. L'operatore deve essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Sommario

Uso previsto.....	1
Informazioni di sicurezza	3
Descrizione dei simboli.....	4
Cura e ispezione	5
Definizioni.....	5
Come selezionare la taglia dell'imbragatura.....	6
Dimensioni	7
Come collegare una MasterVest a diversi bilancini	8
Come collegare una MasterVest a un bilancino con doppio aggancio	9
Sollevamento da posizione seduta.....	10
Prova di Liko MasterVest	11
Accessori di sollevamento raccomandati	13
Componenti opzionali	13
Panoramica di Liko MasterVest Mod. 60, 64.....	14
Combinazioni raccomandate.....	14


Informazioni di sicurezza

Prima del sollevamento, tenere presenti i seguenti punti:

- Un responsabile all'interno dell'organizzazione deve decidere caso per caso se è sufficiente un solo operatore o se sono necessari più operatori.
- Verificare che l'imbragatura scelta sia effettivamente adatta al paziente in termini di modello, taglia, tessuto e realizzazione.
- Eseguire una prova del dispositivo di discesa d'emergenza del sollevatore in uso per accertarsi che funzioni correttamente.
- Regolare l'altezza massima in modo che non sia possibile sollevare il paziente troppo in alto.
- Per proteggere la sicurezza e l'igiene del paziente, lavare l'imbragatura tra un paziente e l'altro.
- Prima dell'effettivo sollevamento, programmare l'operazione al fine di eseguirla nel modo più corretto e sicuro possibile.
- Prima del sollevamento, controllare che l'accessorio di sollevamento sia in posizione verticale e si muova liberamente.
- I bilancini Liko sono dotati di chiusura di sicurezza, tuttavia, occorre prestare particolare prudenza: quando i passanti sono già in tensione, prima di sollevare il paziente dalla sua base di appoggio, controllare che i passanti siano correttamente collegati ai ganci del bilancino.
- Non sollevare mai un paziente dalla superficie sottostante a un'altezza superiore a quella necessaria per terminare la procedura di sollevamento e di trasferimento.
- Accertarsi che le ruote della sedia a rotelle, del letto, della barella, ecc., siano bloccate durante il sollevamento o il trasferimento.
- Lavorare tenendo sempre conto dell'ergonomia. Sfruttare le capacità del paziente di partecipare attivamente alle operazioni.

 **Un fissaggio errato dell'imbragatura sul bilancino può causare lesioni gravi al paziente.**

 **La rotazione manuale del paziente a letto può causare lesioni all'operatore.**

 **Assicurarsi che il paziente e l'operatore rimangano lontani dai punti di schiacciamento e dalle parti mobili durante il sollevamento. Potrebbero verificarsi lesioni.**


 **Valutare i pazienti per il rischio di intrappolamento e monitorarli in modo appropriato. Assicurarsi che la testa e gli arti del paziente non si trovino all'interno o tra gli occhielli dell'imbragatura durante il sollevamento. La mancata esecuzione di una di queste operazioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali.**

 **L'uso di un'imbragatura consumata, il posizionamento non uniforme di un'imbragatura su un paziente o la rimozione non attenta dell'imbragatura possono causare schiacciamento o lesioni di minore entità.**


 **Non utilizzare, conservare o trasportare l'imbragatura in prossimità di animali domestici, animali infestanti o bambini non sorvegliati.**

 **Non lasciare mai un paziente da solo durante un sollevamento.**

 **Non lasciare mai bambini non sorvegliati nelle vicinanze dell'imbragatura.**

 **Non riporre l'imbragatura in luoghi in cui potrebbero essere esposta alla luce solare diretta o a fonti di calore, come un calorifero, un caminetto o un piano cottura/forno.**

 **L'imbragatura non è stata testata per l'uso in ambiente di risonanza magnetica (RM). Trasferire il paziente su una superficie compatibile per eseguire una RM e allontanare il prodotto dalla sala RM.**

 Dispositivo medico di classe I

BREVETTO www.hillrom.com/patents

Il prodotto potrebbe essere coperto da uno o più brevetti. Vedere l'indirizzo Internet sopra riportato.

Le società Hillrom sono proprietarie di brevetti in Europa, negli Stati Uniti e di altri brevetti, nonché di richieste di brevetto in corso.

Modifiche ai prodotti

I prodotti **Liko** sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hillrom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa ISO 9001 e la certificazione qualitativa specifica del settore dei dispositivi medici ISO 13485. Liko è anche certificato secondo lo standard ambientale ISO 14001.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Descrizione dei simboli

È possibile trovare i seguenti simboli in questo documento e/o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: questa situazione necessita di un livello maggiore di cura e attenzione. Questo simbolo è un triangolo giallo con un bordo nero e un punto esclamativo nero al centro.		
	Riciclabile		
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso. Questo simbolo è un cerchio blu con l'immagine bianca di una persona che legge un libro.		
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso.		Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso.
	Marchio CE. Marchio di conformità dei dispositivi medici nell'Unione europea, dispositivo medico di classe I.		
	Rappresentante autorizzato per la Svizzera.		
	Produttore legale		Data di produzione
	Identificativo del prodotto		Dispositivo medico
	Numero di serie		Identificazione univoca del dispositivo
	Non lavare a secco		Asciugatura su filo all'ombra
	Non stirare		Non candeggiare
	Asciugatura a macchina		Non lavare
	Non asciugare a macchina		
	Lavaggio Questo simbolo è sempre accompagnato dalla temperatura consigliata espressa in °C e °F.		
	Senza lattice		
	Ispezione periodica		
	Non utilizzare il prodotto (esclusivamente su prodotti Solo e visibile unicamente dopo il lavaggio quando l'uso è vietato).		Nome del paziente
	Uso per un unico paziente (esclusivamente su prodotti Solo).		
	Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno dell'attrezzatura.		Simbolo all'esterno dell'attrezzatura.
	Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni. (01) Global Trade Item Number (11) Data di produzione (21) Numero di serie		

Cura e ispezione

Controllare l'imbragatura prima di ogni uso. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Cinghie
- Cuciture
- Occhielli
- Fibbie

⚠ Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Se l'imbragatura viene utilizzata per il bagno o la doccia: dopo l'uso durante il bagno o la doccia, l'imbragatura deve essere stesa in modo da asciugarsi il più rapidamente possibile.

Istruzioni di lavaggio e disinfezione: consultare l'etichetta del prodotto e l'appendice "Cura e manutenzione delle imbragature Liko". Le fibbie di sicurezza del Mod. 64 devono essere chiuse durante il lavaggio.

Materiale: MasterVest è realizzata in poliestere.

Ispezione periodica

Il prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 6 mesi. Potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti nel caso in cui i prodotti siano usati o lavati con una frequenza maggiore del previsto. Per i protocolli, contattare il rappresentante Hillrom.

Durata stimata

Mod. 60: il prodotto ha una durata stimata di 5 anni con un utilizzo normale.

Mod. 64: il prodotto ha una durata stimata di 4 anni con un utilizzo normale.

La durata varia a seconda del tessuto, della frequenza d'uso, della procedura di lavaggio e del peso sostenuto. Hillrom consiglia di utilizzare il prodotto solo entro la sua durata stimata.


Istruzioni di riciclaggio

L'intera imbragatura, inclusi stecche di rinforzo, materiale di imbottitura e così via, deve essere classificata come rifiuto combustibile.

Hillrom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli e punture della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione del dispositivo medico necessarie dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.

In caso di dubbi, l'utilizzatore del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hillrom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

Definizioni




Come selezionare la taglia dell'imbragatura

⚠ Utilizzare esclusivamente un'imbragatura della taglia corretta per il paziente. La taglia corretta deve essere valutata da un operatore qualificato. Potrebbero verificarsi l'intrappolamento o l'asfissia del paziente.


La misurazione della circonferenza sul paziente e della larghezza sull'imbragatura fornisce una guida per la scelta della taglia dell'imbragatura. Confrontare la misura del paziente (vedere le istruzioni per la misurazione) e la misura dell'imbragatura (vedere la tabella o le istruzioni per la misurazione).

Misurare la circonferenza del torace del paziente come segue:




Misurare la circonferenza attorno al torace del paziente (sotto il seno per le donne).

Misurare la larghezza dell'imbragatura come segue:




Misurare la distanza esterna tra gli anelli in metallo. Le misure sono disponibili anche nella sezione "Dimensioni", vedere pagina 7.


Scegliere la taglia giusta:



5-30 cm (2-12")




più di 30 cm (12")



meno di 5 cm (2")

Scegliere un'imbragatura con una misura della larghezza di 5-30 cm (2-12") inferiore rispetto alla misura della circonferenza attorno al torace del paziente. Lo spazio tra gli anelli in metallo deve essere di 5-30 cm (2-12") quando l'imbragatura è sul paziente e le bretelle sono completamente distese. Lo spazio tra gli anelli in metallo può essere maggiore con imbragature di dimensioni maggiori. Assicurarsi di scegliere l'imbragatura della taglia corretta e regolare con attenzione le cinghie con occhielli.

Dimensioni



Misure delle taglie in centimetri, modello 60

TAGLIA	A	B	C	D	E	Carico massimo (kg)	Art. n.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Misure delle taglie in pollici, modello 60

TAGLIA	A	B	C	D	E	Carico massimo (libbre)	Art. n.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Misure delle taglie in centimetri, modello 64

TAGLIA	A	B	C	D	E	F	G	Carico massimo (kg)	Art. n.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Misure delle taglie in pollici, modello 64

TAGLIA	A	B	C	D	E	F	G	Carico massimo (libbre)	Art. n.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Come collegare una MasterVest a diversi bilancini

Bilancino	Occhielli dell'imbragatura ai ganci del bilancino	Corretto
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="215 786 338 819">Universal</p>		
 <p data-bbox="172 1070 386 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="178 1364 379 1397">Universal Twin</p>		


Errato



Come collegare una MasterVest a un bilancino con doppio aggancio




Sollevamento da posizione seduta



Indossare MasterVest dalla parte anteriore. Le braccia del paziente vengono infilate attraverso le bretelle.

Dietro la schiena: fare passare ciascuna cinghia con occhielli lungo la schiena e tirarla attraverso l'anello a D in metallo sul lato opposto, come mostrato nella figura.

Con il bilancino dietro la schiena del paziente, fissare le cinghie con occhielli utilizzando un occhiello adatto, vedere "Regolazione delle cinghie con occhielli" a pagina 11-12. Collegare le bretelle al bilancino. Vedere pagina 8-9 per le istruzioni su come collegare gli occhielli dell'imbragatura ai diversi bilancini.



Prima del sollevamento: verificare che i piedi del paziente siano appoggiati saldamente sul pavimento in modo da consentirgli di sostenere il peso durante il sollevamento del bilancino. Sollevare leggermente il bilancino per stringere i passanti (senza sollevare il paziente dalla seduta) e verificare che la distribuzione della pressione intorno alla parte superiore del corpo del paziente sia corretta.

Durante il sollevamento: tirare il bilancino in avanti in modo che il peso del paziente venga trasferito in modo sicuro fino a quando non si trova in posizione eretta e in equilibrio. Abbassare leggermente il bilancino per alleviare la pressione attorno al torace. Ora il paziente ha la possibilità di caricare il proprio peso sulle gambe e di allenare il proprio equilibrio.

Prova di LIKO MasterVest

Regolazione delle cinghie con occhielli


L'occhiello agganciato al bilancino determina quanto l'imbragatura si stringe attorno al torace.

Se l'imbragatura scivola verso l'alto, provare un occhiello più interno o un'imbragatura di taglia più piccola.

Se l'imbragatura è troppo stretta attorno al torace, provare un occhiello più esterno o un'imbragatura di taglia più grande.

La stessa taglia può essere adattata a pazienti diversi: per un paziente più snello sarà necessario usare l'occhiello interno, mentre per un paziente di corporatura più grossa sarà necessario usare l'occhiello esterno. MasterVest è regolato correttamente quando le bretelle e le cinghie con occhielli sono ugualmente tesi durante il sollevamento del paziente.


Prova delle cinghie con occhielli



Per capire quali occhielli permettono la migliore regolazione, provare le cinghie con occhielli e le bretelle facendole passare attraverso diversi occhielli.


Per verificare la corretta regolazione delle cinghie con occhielli, posizionarsi in piedi dietro il paziente, sospendere le bretelle e cinghie con occhielli dai pollici e sollevarle verso l'alto fino a quando non sono tese. L'imbragatura MasterVest è regolata correttamente quando le cinghie con occhielli e le bretelle sono ugualmente tese quando vengono sollevate.

Clip per occhielli



Questo pratico accessorio viene impiegato per segnare gli occhielli che sono già stati provati per una determinata persona. Questo consente all'operatore di scegliere più facilmente l'occhiello adatto da collegare al bilancino.

Postura del corpo




Può capitare che il paziente sia adatto a due diverse taglie dell'imbragatura MasterVest, ma le cinghie con occhielli devono essere regolate correttamente per ogni taglia. I risultati sono diversi in base alla postura del corpo e alla distribuzione della pressione attorno al torace.

A. Un'imbragatura MasterVest di taglia più grande richiede l'uso di uno degli anelli interni della cinghia con occhielli. Questa regolazione consente al paziente di piegarsi in avanti, ed esercita una maggiore pressione sulla parte anteriore inferiore del torace.

B. Un'imbragatura MasterVest di taglia più piccola richiede di fissare uno degli occhielli esterni della cinghia con occhielli al bilancino per ottenere la stessa tensione su tutti e quattro i passanti. In questo caso, la postura del corpo è più eretta e la pressione viene distribuita in modo più uniforme attorno al torace.



MasterVest con chiusura anteriore, Mod. 64



L'imbragatura MasterVest è disponibile anche nel modello con chiusura anteriore.

L'imbragatura MasterVest con chiusura anteriore è dotata di due fibbie di sicurezza regolabili nella parte anteriore. Verificare la correttezza della taglia dell'imbragatura e la posizione delle cinghie con occhielli, anche quando i pazienti indossano l'imbragatura MasterVest da soli. Dopo avere regolato correttamente l'imbragatura MasterVest, può essere agganciata al bilancino mentre il paziente la indossa.

- ⚠ Assicurarsi che il paziente possa aprire le fibbie in autonomia o che abbia il supporto di un operatore per rimuovere l'imbragatura ed evitare disagi qualora non venga rimossa al termine dell'attività.
- ⚠ Se il supporto per gli arti inferiori Leg Harness non è chiuso oppure se è presente una tensione eccessiva sulle fibbie tale da provocarne l'apertura, l'imbragatura potrebbe scivolare verso l'alto provocando disagio.

Problemi durante la prova?

Problema: l'imbragatura scivola verso l'alto sotto le braccia del paziente.

Regolare l'imbragatura MasterVest utilizzando uno o più dei seguenti suggerimenti:


- Regolare la cinghia con occhielli utilizzando un occhiello interno.
- Scegliere un'imbragatura di taglia più piccola.
- Provare a utilizzare il supporto per arti inferiori Leg Harness.
- Tenere l'imbragatura in posizione dietro la schiena mentre si solleva il paziente premendo il pollice verso il basso sulle cinghie con occhielli incrociate.
- Fare in modo che il paziente mantenga le braccia in basso durante il sollevamento.

Accessori di sollevamento raccomandati

Extension Loop

Extension Loop, verde, 12 cm (5")
 Extension Loop, verde, 22 cm (9")
 Extension Loop, grigio, 12 cm (5")
 Extension Loop, grigio, 22 cm (9")

Art. n. 3691102
 Art. n. 3691103
 Art. n. 3691302
 Art. n. 3691303



- 2 = 12 cm (5")
 - 3 = 22 cm (9")


Componenti opzionali

Leg Harness

Art. n. 3666004-06

È possibile utilizzare uno speciale supporto per gli arti inferiori Leg Harness insieme a **Liko** MasterVest per impedire all'imbragatura di scivolare verso l'alto sul corpo. Il supporto può essere indossato mentre il paziente è seduto e, dopo avere sollevato il paziente, è possibile regolare la posizione e la tensione del supporto. I passanti del supporto possono essere incrociati o paralleli lungo il cavallo.

NOTA! Il supporto Leg Harness è adatto alle imbragature a partire dal numero di serie 736166. Contattare il rappresentante Hillrom per ulteriori informazioni sui modelli precedenti.




Involucro imbottito per bretelle

Art. n. 3666021

Le imbottiture sono disponibili come accessori per consentire di alleviare la pressione sulle bretelle anteriori.


Le imbottiture sono dotate di chiusura con velcro lungo un lato per una facile applicazione.



Clip per occhielli

Clip per occhielli, rosso, 4 pz.
 Clip per occhielli, arancione, 4 pz.
 Clip per occhielli, giallo, 4 pz.
 Clip per occhielli, blu, 4 pz.
 Clip per occhielli, nero, 4 pz.

Art. n. 3666033
 Art. n. 3666034
 Art. n. 3666035
 Art. n. 3666036
 Art. n. 3666037



Panoramica di LIKO MasterVest Mod. 60, 64

Prodotto	Art. n.	Taglia	Peso corporeo ¹	Carico massimo ²
MasterVest Mod. 60	3560113	XS	20-40 kg (44-88 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 60	3560114	S	40-60 kg (88-132 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 60	3560115	M	60-80 kg (132-176 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 60	3560116	L	80-100 kg (176-220 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 60	3560117	XL	100-130 kg (220-286 libbre)	300 kg (660 libbre)
MasterVest Mod. 60	3560118	XXL	120-300 kg (264-660 libbre)	300 kg (660 libbre)
MasterVest Mod. 64	3564114	S	40-60 kg (88-132 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 64	3564115	M	60-80 kg (132-176 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 64	3564116	L	80-100 kg (176-220 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 64	3564117	XL	100-130 kg (220-286 libbre)	200 kg (440 libbre)
MasterVest Mod. 64	3564118	XXL	120-200 kg (264-440 libbre)	200 kg (440 libbre)

¹ Il peso del paziente è un valore puramente indicativo, pertanto potrebbero esservi differenze.

² Per attenersi al carico massimo ammesso, occorre usare sollevatore e accessori adatti allo stesso carico o a un carico superiore.

Combinazioni raccomandate

Combinazioni raccomandate di Liko MasterVest e bilancini Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legenda: ✓ = Raccomandato

Sebbene questa tabella serva da guida, è importante riconoscere che varie circostanze possono rendere le combinazioni di imbragatura e bilancino inappropriate. Le combinazioni approvate nella matrice devono comunque essere valutate e convalidate da un professionista sanitario qualificato.

Le diverse larghezze dei bilancini creano livelli di pressione diversi sul torace. Provare varie alternative fino a trovare quella più adatta al singolo paziente.

Altre combinazioni

Non adatta alle combinazioni con **Liko** MasterVest e Cross-Bar, Cross-Bar 450/670 o con le barre laterali.

Le combinazioni con accessori o prodotti diversi da quelli raccomandati da Liko possono mettere a rischio la sicurezza del paziente.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno e Viking sono marchi commerciali di Baxter International Inc. o delle sue società controllate.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Svezia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom