



# „Liko MasterVest“, mod. 60, 64




## Naudojimo instrukcija



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60  
su kojų diržu ir  
pagalvėlėmis

## Gaminio aprašymas

### Numatytoji paskirtis

Jis skirtas naudoti tokioje aplinkoje: sveikatos priežiūros, intensyviosios priežiūros, skubiosios pagalbos, reabilitacijos, habilitacijos įstaigų ir namų sveikatos priežiūros aplinkoje.

„Liko“ „MasterVest“ yra universalus diržas, kurį galima naudoti įvairiai, pvz., padėti atsistoti ir vaikščioti arba nueiti į tualetą.

„MasterVest“ prilaiko pacientą aplink viršutinę kūno dalį, taip pat po rankomis. Norint naudoti „MasterVest“, pacientai turi sugebėti iš dalies išlaikyti savo kūno svorį.

„Liko“ „MasterVest“ leidžia Jums pasiekti tam tikrus sunkiai pasiekiamus tikslus, pvz.:

- pacientai gauna atitinkamą pagalbą mankštindamiesi ir išlaikydami kojoms tenkantį svorį;
- slaugytojai išvengia rizikos, susijusios su sunkių svorių kėlimu.

Keldamas ir perkeldamas pacientus ant klozeto ir nuo jo, slaugytojas gali sunkiai susižaloti. „MasterVest“ palengvina sklandžius ir paprastus perkėlimus ant klozeto ir nuo jo.

Kadangi „MasterVest“ dengia tik viršutinę kūno dalį, apatinė kūno dalis yra lengvai pasiekiamą, kai reikia aprenkti ir nurengti.

### Priekyje užsegama „MasterVest“, mod. 64

Priekyje užsegamas „Liko“ „MasterVest“ (modelis 64) gali būti naudojamas pacientams, kurie sugeba patys užsidėti ir nusiimti liemenę.

Priekyje užsegamame „MasterVest“ skersai krūtinės yra dvi reguliuojamos apsauginės sagtys. Jas taip pat rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai reikia reguliuoti įtempimą ir spaudimą ties krūtine.

### „MasterVest“ su kojų diržu

Kojų diržas išlaiko „MasterVest“ vietoje ir paprastai naudojamas treniruojantis vaikščioti.

### Tinkami keltuvai

„MasterVest“ galima naudoti kartu su visais „Liko“ lubiniais ir mobiliaisiais keltuvais. Galite rinktis „LikoGuard“ lubinį keltuvaž, „Likorall“ lubinį keltuvaž ir „Multirall“ lubinį keltuvaž arba „Golvo“ mobilųjį keltuvaž, „Viking“ mobilųjį keltuvaž, „Uno“ mobilųjį keltuvaž ir „Liko M220/M230“ mobilųjį keltuvaž.

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas slaugytoju.

### SVARBU!

Paciento kėlimo ir perkėlimo procedūros visada yra susijusios su tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite paciento keltuvo ir kėlimo priedų naudojimo instrukcijas. Svarbu visiškai suprasti šios naudojimo instrukcijos turinį. Įrangą turėtų naudoti tik išmokytas slaugytojas. Norėdamas išmokti naudotis įranga, slaugytojas turi perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją. Užtikrinkite, kad kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuviui. Naudodamiesi būkite atsargūs. Jūs, kaip slaugytojas, atsakote už paciento saugumą. Turite žinoti, ar pacientas sugebės išverti kėlimą. Jei kilo neaiškumų, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

# Turinys

Paskirtis .....	1
Saugos informacija .....	3
Simbolių aprašymas .....	4
Priežiūra ir patikra .....	5
Apibrėžimai .....	5
Kaip pasirinkti diržo dydį .....	6
Matmenys.....	7
Kaip pritvirtinti „MasterVest“ diržą prie įvairių diržo laikiklių .....	8
Kaip prijungti „MasterVest“ prie dvigubų laikiklių.....	9
Kėlimas iš sėdimos padėties .....	10
„Liko“ „MasterVest“ išbandymas .....	11
Rekomenduojami kėlimo priedai.....	13
Pasirinktiniai komponentai .....	13
„Liko“ „MasterVest“ apžvalga, mod. 60, 64.....	14
Rekomenduojami deriniai .....	14

# Saugos informacija

## **Prieš keldami, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.**

- Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvieno konkrečiu atveju nuspręsti, ar procedūrai atlikti reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
- Patikrinkite ant naudojamo keltuvo esantį avarinio nuleidimo įtaisą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.
- Sureguliuokite maksimalų aukštį taip, kad nebūtų įmanoma pakelti paciento per aukštai.
- Siekdami užtikrinti pacientų saugumą ir higieną, išskalbkite diržą prieš naudodami jį kitam pacientui.
- Prieš keldami suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Prieš keldami, patikrinkite, ar keltuvo paklotas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti.
- Nors „Liko“ diržų laikikliuose įtaisyti užraktai, reikia būti ypač atsargiems: prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, kai dirželiai yra visiškai išstemti, įsitikinkite, kad dirželiai yra tinkamai pritvirtinti prie diržo laikiklio kabliukų.
- Atliekdami kėlimo ir perkėlimo procedūras, niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau, nei reikia.
- Įsitikinkite, kad per kėlimo / perkėlimo operaciją vežimėlio, lovos, ratukinių neštuvų ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.

## **Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio, gali būti smarkiai sužalotas pacientas.**

## **Rankomis versdamas lovoje gulintį pacientą slaugytojas gali susižaloti.**

## **Įsitikinkite, kad keliant pacientą ir slaugytojas laikosi atokiau nuo prispaudimo vietų ir judančių dalių. Galima susižaloti.**

## **Įvertinkite, ar pacientui nekyla rizika įstrigti, ir tinkamai jį stebėkite. Užtikrinkite, kad keliant paciento galva ir galūnės nebūtų diržo kilpose arba tarp jų. Neatlikus bet kurio iš šių veiksmų, kyla sunkaus arba mirtino sužalojimo rizika.**

## **Dėl nusidėvėjusio diržo gali atsirasti suspaudimų ar nedidelių sužalojimų, jei diržas ant paciento uždėdamas netolygiai arba nuimamas neatsargiai.**

## **Nenaudokite, nelaikykite ir netransportuokite diržo šalia naminių gyvūnų, kenkėjų ar be priežiūros paliktų vaikų!**

## **Atliekant kėlimą jokia būdu negalima palikti paciento be priežiūros!**

## **Niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia diržo!**

## **Nelaikykite diržo tiesioginiuose salės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatoriaus, židinio arba viryklės / orkaitės!**

## **Diržas nebuvo išbandytas naudoti magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aplinkoje. Norėdami atlikti MRT, perkeltite pacientą ant atitinkamo paviršiaus ir pašalinkite keltuvas iš MRT aplinkos.**

 I klasės medicinos prietaisai

**PATENTAS:** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Gali turėti vieną ar daugiau patentų. Žr. pirmiau pateiktą interneto adresą.**

„Hillrom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei dar neišnagrinėtų patentinių paraiškų savininkės.

## **Gaminio pakeitimai**

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hillrom“ atstovą.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**






























„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicinos prietaisų pramonei ISO 13485. „Liko“ taip pat suteiktas sertifikatas pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

## **Pranešimas naudotojams ir (arba) pacientams ES**

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## Simbolių aprašymas

Šiame dokumente ir (arba) ant paties gaminio gali būti naudojami toliau pateikti simboliai.

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Įspėjimas. Šioje situacijoje reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys. Šis simbolis yra geltonas trikampis su juodu apvažu ir juodu šauktuku centre.		
	Perdirbamas		
	Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. Šis simbolis yra mėlynas apskritimas su baltu knyga skaitančio asmens vaizdu.		
	Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją		<b>Dėmesio!</b> Prieš naudodami, perskaitykite instrukcijas.
	CE ženklas. Europos Sąjungos medicinos prietaiso atitikties ženklas, I klasės medicinos prietaisas.		
	Šveicarijos įgaliotasis atstovas		
	Oficialus gamintojas		Pagaminimo data
	Gaminio identifikatorius		Medicinos prietaisas
	Serijos numeris		Unikalūs prietaiso identifikatorius
	Nevalyti sausuoju būdu		Džiovinti ant virvės, saugant nuo saulės spindulių
	Nelyginti		Nebalinti
	Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje		Neskalbti
	Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje		
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F.		
	Sudėtyje nėra latekso		
	Periodinė patikra		
	Nenaudoti gaminio (pateikiamas tik ant „Solo“ gaminių ir matomas tik išskalbus, kai draudžiama naudoti gaminį)		Paciento vardas ir pavardė
	Naudoti tik vienam pacientui (pateikiamas tik ant „Solo“ gaminių)		
	Kryptis aukštyrų ir simbolis įrangos išorėje.		Simbolis įrangos išorėje.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) MMmmDD (21) 012345678910</small>	GS1 duomenų matricos brūkšniniam kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Pagaminimo data (21) Serijos numeris		

## Priežiūra ir patikra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos elementus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų požymių:

- audinį;
- dirželius;
- siūles;
- kilpas,
- sagtis.

**⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.**

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

**Jei diržas naudojamas vonioje ar duše:** panaudojus prausiantis vonioje ar duše, diržą reikia padėti taip, kad jis kaip galima greičiau išdžiūtų.

**Valymo ir dezinfekavimo instrukcijos:** žr. diržo gaminio etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“. Plaunant mod. 64 apsauginės sagtys turi būti užsegtos.

**Medžiaga:** „MasterVest“ pagamintas iš poliesterio.

### Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Patikras gali reikėti atlikti dažniau, jei gaminiai naudojami arba plaunami dažniau nei įprastai. Dėl protokolų kreipkitės į „Hillrom“ atstovą.

### Numatomas naudojimo laikas

Mod. 60. Įprastai naudojant, numatyta gaminio eksploataavimo trukmė yra 5 metai.

Mod. 64. Įprastai naudojant, numatytas gaminio naudojimo laikas yra 4 metai.

Eksploataavimo laikas skiriasi priklausomai nuo audinio, naudojimo dažnio, plovimo procedūros ir laikomo svorio. „Hillrom“ rekomenduoja gaminį naudoti tik numatytu eksploataavimo laikotarpiu.


### Perdirbimo instrukcijos

Visas diržas, įskaitant juosteles, paminkštintą medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos.

„Hillrom“ įvertina ir pateikia rekomendacijas naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus įrenginius, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrodinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi laikytis visų federalinių, šalies, regioninių ir (arba) vietos įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų šalinimo.

Jei kiltų abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hillrom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus priežiūros protokolų nurodymų.

## Apibrėžimai




## Kaip pasirinkti diržo dydį

**⚠ Naudokite tik pacientui tinkamo dydžio diržą. Tinkamą dydį turi nustatyti kvalifikuotas slaugytojas. Pacientas gali įstrigti arba uždusti.**


Renkantis diržo dydį galima orientuotis pagal paciento apimtį ir diržo liemenės plotį. Palyginkite paciento matmenis (žr. matavimo instrukciją) ir diržo matmenis (žr. lentelę arba matavimo instrukciją).

### Išmatuokite paciento krūtinės ląstos apimtį taip:




Išmatuokite paciento krūtinės apimtį (moterims – po krūtine).

### Išmatuokite diržo liemenės plotį taip:




Išmatuokite išorinį atstumą tarp metalinių kilpų. Matmenis taip pat galite rasti skyriuje „Matmenys“, 7 psl.


### Tinkamo dydžio parinkimas:



5–30 cm (2–12 col.)




daugiau nei 30 cm (12 col.)



mažiau nei 5 cm (2 col.)

Pasirinkite diržą, kurio liemenės plotis yra 5–30 cm (2–12 col.) mažesnis nei paciento krūtinės apimtis. Tarpas tarp metalinių kilpų turėtų būti 5–30 cm (2–12 col.), kai liemenė yra ant paciento ir pečių dirželiai visiškai išstempti. Tarpas tarp metalinių kilpų gali būti didesnis, kai naudojami didesnio dydžio diržai. Įsitinkinkite, kad pasirinkote tinkamo dydžio diržą ir atidžiai reguliuokite kilpinius dirželius.

## Matmenys



Dydžio matmenys centimetrais, 60 modelis

DYDIS	A	B	C	D	E	Didžiausia apkrova (kg)	Gam. Nr.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Dydžio matmenys coliais, 60 modelis

DYDIS	A	B	C	D	E	Didžiausia apkrova (sv.)	Gam. Nr.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Dydžio matmenys centimetrais, 64 modelis

DYDIS	A	B	C	D	E	F	G	Didžiausia apkrova (kg)	Gam. Nr.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Dydžio matmenys coliais, 64 modelis

DYDIS	A	B	C	D	E	F	G	Didžiausia apkrova (sv.)	Gam. Nr.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118

## Kaip pritvirtinti „MasterVest“ prie įvairių diržo laikiklių


Diržo laikiklis	Diržo kilpos užkabinamos ant diržo laikiklio kablių	Tinkamai
 <p>„SlingGuard“</p>		
 <p>„Universal“</p>		
 <p>„SlingGuard Twin“</p>		
 <p>„Universal Twin“</p>		

### Netaisyklingai!






## Kaip prijungti „MasterVest“ prie dvigubų laikiklių




## Kėlimas iš sėdimos padėties



Uždėkite „MasterVest“ iš priekio. Paciento rankos perkiamos per pečių dirželius.

Už nugaros: kiekvieną kilpinį dirželį perkirkite skersai nugaros ir ištraukite per metalinį D formos žiedą priešingoje pusėje, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Kai diržo laikiklis yra už paciento nugaros, pritvirtinkite kilpinius dirželius prie atitinkamų kilpų, žr. „Kilpinių dirželių reguliavimas“ 11 psl.–12 psl. Pritvirtinkite pečių dirželius prie diržų laikiklio. Žr. 8–9 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių.



**Prieš keldami:** patikrinkite, ar paciento pėdos tvirtai padėtos ant grindų taip, kad pacientas galėtų išlaikyti svorį keliant diržo laikiklį. Šiek tiek pakelkite diržo laikiklį, kad priveržtumėte dirželius (nekeldami paciento nuo sėdynės), ir patikrinkite, ar tinkamai pasiskirstęs slėgis aplink viršutinę paciento kojų dalį.

**Keldami:** patraukite diržų laikiklį į priekį, kad paciento svoris būtų sklandžiai perkeliamas, kol pacientas atsistos stačiai ir išlaikys pusiausvyrą. Šiek tiek nuleiskite diržų laikiklį, taip sumažinsite spaudimą į krūtinę. Dabar pacientas gali perkelti svorį ant kojų ir praktikuotis išlaikyti pusiausvyrą.

# LIKO „MasterVest“ išbandymas

## Kilpinių dirželių reguliavimas

Kilpa, kurią užkabinate ant diržo laikiklio, nustato, kiek liemenė užsiveržia aplink krūtinę.


Jei liemenė slenka į viršų, pamėginkite vidinę kilpą arba mažesnio dydžio liemenę.

Jei liemenė per stipriai užsiveržia aplink krūtinę, pamėginkite išorinę kilpą arba didesnio dydžio liemenę.

Jei du skirtingi žmonės bando tą patį dydį, lieknesniam asmeniui reikėtų naudoti vidinę kilpą, o stambesniam – išorinę kilpą.

„MasterVest“ yra tinkamai sureguliuota, kai pečių dirželiai ir kilpiniai dirželiai yra vienodai įtempti keliant pacientą.


## Kilpinių dirželių išbandymas



Norėdami sužinoti, kurios kilpos tinka geriausiai, išbandykite kilpinius dirželius, patraukdami skirtingas kilpas palei pečių dirželius.


Norėdami išbandyti, ar kilpiniai dirželiai gerai tinka, atsistokite už paciento, pakabinkite pečių dirželius bei kilpinius dirželius ant savo nykščių ir pakelkite į viršų, kol dirželiai bus įtempti. „MasterVest“ yra gerai sureguliuotas, kai keliant pacientą kilpiniai dirželiai ir pečių dirželiai yra vienodai įtempti.

## Kilpų spaustukai



Šis praktiškas priedas naudojamas tam tikram asmeniui naudotoms kilpoms pažymėti. Slaugytojams tada būna lengviau pasirinkti tinkamą kilpą, tvirtinamą prie diržo laikiklio.

## Kūno laikysena




Asmeniui dažnai gali tikti dviejų skirtingų dydžių „MasterVest“, tačiau kilpinius dirželius reikia tinkamai sureguliuoti kiekvienam dydžiui. Rezultatai skiriasi dėl kūno laikysenos ir slėgio pasiskirstymo aplink krūtinę.

A. Didesnio dydžio „MasterVest“ reikia naudoti vieną iš vidinių kilpinio dirželio kilpų. Taip suregulius, pacientas gali pasilenkti į priekį, sudarydamas didesnį spaudimą apatinėje priekinėje krūtinės dalyje.

B. Mažesnio dydžio „MasterVest“ reikia pritvirtinti vieną iš išorinių kilpinio dirželio kilpų, kad būtų užtikrintas vienodas visų keturių dirželių tempimas. Šiuo atveju kūno laikysena yra tiesesnė ir slėgis aplink krūtinę yra pasiskirstęs tolygiau.



## Priekyje užsegama „MasterVest“, mod. 64



Taip pat tiekiamas „MasterVest“ priekyje užsegamas modelis. Priekyje užsegamos „MasterVest“ yra dvi reguliuojamos apsauginės sagtys. Patikrinkite, ar liemenės dydis ir kilpinių dirželių padėtis yra tinkami, net kai pacientai dedasi „MasterVest“ patys. Tinkamai suregulavus „MasterVest“, pacientui velkantis liemenę, ji gali kabėti ant diržo laikiklio.

- ⚠ Įsitinkite, kad pacientas negali pats atsisėgti sagčių arba slaugytojas jam gali padėti nusiimti liemenę siekiant išvengti diskomforto, jei liemenė nėra nuimama atlikus veiklą.
- ⚠ Jei kojų diržas nėra užsegtas arba sagtims tenka per daug įtampos, dėl ko jos atsisega, liemenė gali pasislinkti į viršų ir sukelti diskomfortą.

## Nesklendumas išbandant?

**Nesklendumas:** liemenė pasislenka į viršų po paciento rankomis.

Sureguliuokite „MasterVest“, naudodami vieną ar kelis pasiūlymus:

- sureguliuokite kilpinį dirželį, naudodami vidinę kilpą;
- pasirinkite mažesnį dydį;
- pamėginkite naudoti kojų diržus;
- keldami pacientą, laikykite liemenę vietoje už nugaros, nykščiu spausdami sukryžiuotus kilpinius dirželius žemyn;
- tegul kėlimo metu pacientas laiko savo rankas nuleidęs.

## Rekomenduojami kėlimo priedai

### Ilginamosios kilpos „Extension Loop“

Ilginamoji kilpa, žalia, 12 cm (5 col.)

Ilginamoji kilpa, žalia, 22 cm (9 col.)

Ilginamoji kilpa, pilka, 12 cm (5 col.)


Ilginamoji kilpa, pilka, 22 cm (9 col.)

Gam. Nr. 3691102

Gam. Nr. 3691103

Gam. Nr. 3691302

Gam. Nr. 3691303



– 2 = 12 cm (5 col.)

– 3 = 22 cm (9 col.)


## Pasirinktiniai komponentai

### Kojų diržas

Gam. Nr. 3666004-06

Su „Liko“ „MasterVest“ galima naudoti specialų kojų diržą, kad liemenė ant kūno nekiltų į viršų. Kojų diržo dirželius galima uždėti pacientui sėdint, o pakėlę pacientą galite reguliuoti diržo padėtį ir įtempimą. Kojų diržo dirželius galima sukryžiuoti arba nekryžiuoti ties tarpkoju.

PASTABA! Kojų diržas tinka liemenėms, kurių serijos numeris prasideda 736166. Dėl informacijos apie ankstesnius modelius kreipkitės į „Hillrom“ atstovą.




### Peties dirželio pagalvėlė

Gam. Nr. 3666021

Pagalvėlės tiekiamos kaip priedas, skirtas priekinių pečių dirželių spaudimui sumažinti.

Pagalvėlės vienoje pusėje turi lipukus, kad būtų lengviau uždėti.



### Kilpų spaustukai

Kilpų spaustukai, raudoni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, oranžiniai, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, geltoni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, mėlyni, 4 vnt.

Kilpų spaustukai, juodi, 4 vnt.


Gam. Nr. 3666033

Gam. Nr. 3666034

Gam. Nr. 3666035

Gam. Nr. 3666036

Gam. Nr. 3666037



## LIKO „MasterVest“ apžvalga, mod. 60, 64

Gamins	Gam. Nr.	Dydis	Kūno svoris <sup>1</sup>	Maksimali apkrova <sup>2</sup>
„MasterVest“ mod. 60	3560113	XS	20–40 kg (44–88 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 60	3560114	S	40–60 kg (88–132 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 60	3560115	M	60–80 kg (132–176 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 60	3560116	L	80–100 kg (176–220 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 60	3560117	XL	100–130 kg (220–286 svar.)	300 kg (660 svar.)
„MasterVest“ mod. 60	3560118	XXL	120–300 kg (264–660 svar.)	300 kg (660 svar.)
„MasterVest“ mod. 64	3564114	S	40–60 kg (88–132 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 64	3564115	M	60–80 kg (132–176 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 64	3564116	L	80–100 kg (176–220 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 64	3564117	XL	100–130 kg (220–286 svar.)	200 kg (440 svar.)
„MasterVest“ mod. 64	3564118	XXL	120–200 kg (264–440 svar.)	200 kg (440 svar.)

<sup>1</sup> Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.

<sup>2</sup> Maksimaliai apkrovai išlaikyti reikalingas keltuvas / priedai, skirti tai pačiai arba didesnei apkrovai.

### Rekomenduojami deriniai

Rekomenduojami deriniai naudojant „Liko“ „MasterVest“ su „Liko“ laikikliais diržams:	„Mini 220“	„Universal SlingBar 350“	„Standard 450“	„Universal SlingBar 450“	„SlingGuard 450“	„Universal SlingBar 600“	„Universal Twinbar 670“	„SlingGuard 670“
„MasterVest“, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
„MasterVest“, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
„MasterVest“, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
„MasterVest“, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
„MasterVest“, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
„MasterVest“, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Paaiškinimas:** ✓ = rekomenduojama

Nors ši lentelė yra rekomendacinio pobūdžio, svarbu suprasti, kad įvairiomis aplinkybėmis diržo ir diržo laikiklių deriniai gali būti netinkami. Lentelėje pateiktus patvirtintus derinius vis tiek turi įvertinti ir patvirtinti kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas.

Skirtingi diržų laikiklių dydžiai sudaro skirtingo laipsnio krūtinės spaudimą. Išbandykite įvairius variantus, kol rasite labiausiai tinkamą konkrečiam pacientui.

### Kiti deriniai

Deriniai su „Liko“ „MasterVest“ ir kryžminiu laikikliu, kryžminiu laikikliu 450/670 ar šoniniais laikikliais nėra tinkami.

Kitų priedų ar gaminių, nei rekomenduoja „Liko“, deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.

„Golvo“, „Hillrom“, „Liko“, „LikoGuard“, „Likorall“, M220, M230, „Multirall“, „Uno“ ir „Viking“ yra „Baxter International, Inc.“ arba jų patronuojamųjų įmonių prekių ženklai.



www.hillrom.com

„Liko AB“  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švedija  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**