



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60  
ar kāju siksnu sistēmu  
un polsterētiem  
apvalkiem

## Izstrādājuma apraksts

### Paredzētā lietošana

Izstrādājumu ir paredzēts lietot šādās vidēs: veselības aprūpe, intensīvā aprūpe, neatliekamā palīdzība, rehabilitācija, adaptācijas vide un veselības aprūpe mājās.

**Liko MasterVest** ir daudzfunkcionāls slings ar virkni dažādu pielietojumu, piemēram, lai palīdzētu pacientam stāvēt un staigāt vai apmeklēt tualeti.

MasterVest balsta pacientu ap ķermeņa augšdaļu, kā arī zem padusēm. Lai lietotu MasterVest, pacientam jāspēj daļēji noturēt savu svaru uz kājām.

**Liko MasterVest** ļauj sasniegt dažus grūti sasniedzamus mērķus, piemēram:

- pacientiem saņemt atbilstošu palīdzību, lai vingrinātos un noturētu uz kājām savu svaru, un
- aprūpētājiem izvairīties no riskiem, kas saistīti ar smagumu celšanu.

Pacientu celšana un pārvietošana uz tualeti un no tās var izraisīt smagas traumas aprūpētājam. MasterVest palīdz vienmērīgi un viegli pārcelt pacientu uz tualeti un no tās.

Tā kā MasterVest nosedz tikai ķermeņa augšdaļu, ķermeņa apakšdaļa ir viegli pieejama apģērba uzvilšanai un novilkšanai.

### MasterVest ar priekšējo aizdari, mod. 64

**Liko MasterVest** modeli 64 ar priekšējo aizdari var izmantot pacientiem, kuri paši var uzvilkt un novilkt vesti.

Slings MasterVest ar priekšējo aizdari ir aprīkots ar divām regulējamām drošības sprādzēm ap krūškurvi. Tās ieteicams izmantot arī tad, ja nepieciešams pielāgot siksnu nopriegojumu un regulēt spiedienu uz krūškurvi.

### MasterVest ar kāju siksnu sistēmu

Kāju siksnu sistēma notur MasterVest vietā, un to parasti izmanto staigāšanas trenēšanai.

### Piemēroti pacelāji

MasterVest var izmantot ar visiem **Liko** griestu un mobilajiem pacelājiem. Varat izvēlēties **LikoGuard** griestu pacelāju, **Likorall** griestu pacelāju un **Multirall** griestu pacelāju vai **Golvo** mobilo pacelāju, **Viking** mobilo pacelāju, **Uno** mobilo pacelāju un **Liko M220/M230** mobilo pacelāju.

*Šajā dokumentā persona, kura tiek pacelta, tiek dēvēta par pacientu, bet persona, kura palīdz pacientam, — par aprūpētāju.*

### SVARĪGI!

Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteikta līmeņa risku. Pirms pacientu pacelēja un celšanas piederumu izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmata. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatas saturu. Aprīkojumu drīkst izmantot tikai apmācīti aprūpētāji. Lai tiktu uzskatīts par apmācītu, aprūpētājam ir jāizlasa un jāsaprot instrukciju rokasgrāmata. Pārlicinieties, ka celšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam pacelējam. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums ir jābūt informētam par pacienta spēju izturēt pacelšanu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

# Saturs

Paredzētā lietošana .....	1
Drošības informācija .....	3
Simbolu apraksts .....	4
Kopšana un pārbaude.....	5
Definīcijas .....	5
Slinga izmēra izvēle .....	6
Izmēri.....	7
MasterVest piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem .....	8
MasterVest piestiprināšana pie dubultā slinga stieņa Twin Bar .....	9
Pacelšana no sēdoša stāvokļa.....	10
<b>Liko</b> MasterVest izmēģināšana .....	11
Ieteicamie pacelšanas piederumi .....	13
Izvēles komponenti.....	13
Pārskats par <b>Liko</b> MasterVest, mod. 60, 64 .....	14
Ieteicamās kombinācijas.....	14

## Drošības informācija

### Pirms pacelšanas ir jāņem vērā tālāk norādītie aspekti.

- Atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji.
- Pārbaudiet, vai izvēlētais slings atbilst pacienta vajadzībām modeļa, izmēra, auduma un konstrukcijas ziņā.
- Pārbaudiet izmantotā pacelēja avārijas nolaišanas ierīci, lai pārlicinātos, kā tā darbojas pareizi.
- Noregulējiet maksimālo augstumu, lai pacientu nebūtu iespējams pacelt pārāk augstu.
- Pacientu drošības un higiēnas nolūkā slings jāmazgā pirms izmantošanas nākamajam pacientam.
- Pirms pacelšanas plānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk.
- Pirms pacienta pacelšanas pārbaudiet, vai pacelšanas piederums karājas vertikāli un var brīvi kustēties.
- Lai gan Liko slinga stieņi ir aprīkoti ar fiksatoriem, jāievēro īpaša piesardzība: pirms pacienta pacelšanas no apakšā esošās virsmas, bet kad siksnas ir pilnībā nostieptas, pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi pievienotas pie slinga stieņa āķiem.
- Nekad neceliet pacientu augstāk virs apakšā esošās virsmas, nekā nepieciešams pacelšanai un pārvietošanai.
- Pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u. c. riteņi.
- Vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās.

### Pie slinga stieņa nepareizi piestiprināts slings pacientam var radīt smagu traumu.

### Manuāla pacienta pagriešana gultā var radīt traumas aprūpētājam.

### Pārlicinieties, ka pacients un aprūpētājs pacelšanas laikā netuvojas iespēšanas punktiem un kustīgām daļām. Iespējamās traumas.

### Novērtējiet pacientu iesprūšanas risku un attiecīgi uzraugiet pacientus. Pacelšanas laikā pārlicinieties, ka pacienta galva un ekstremitātes neatrodas slinga cilpās vai starp tām. Neievērojot kādu no šiem norādījumiem, var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.

### Ja slings ir novietots uz pacienta nevienmērīgi vai arī netiek uzmanīgi noņemts, tā lietošanas rezultātā var notikt iespēšana vai nelielas traumas.

### Slingu nedrīkst lietot, glabāt vai transportēt mājdzīvnieku, kaitēkļu vai bez uzraudzības atstātu bērnu klātbūtnē.

### Nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas situācijā.

### Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības slinga tuvumā!

### Slingu nedrīkst uzglabāt vietās, kur tas ir pakļauts tiešai saules staru vai siltuma avotu iedarbībai, piemēram, pie radiatora, kamīna vai plīts/krāsns.

### Slings nav pārbaudīts lietošanai magnētiskās rezonanses (MR) attēldiagnostikas vidē. Pārvietojiet pacientu uz MR veikšanai piemērotu virsmu un iznesiet izstrādājumu no MR telpas.

 I klases medicīniskā ierīce

**PATENTS:** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Izstrādājumu var aizsargāt viens vai vairāki patenti. Skatiet iepriekš norādīto interneta adresi.**

Hillrom uzņēmumiem pieder Eiropas, ASV un citi patenti, kā arī iesniegumi par vēl neregistrētiem patentiem.

### Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hillrom pārstāvi.

### Design and Quality by Liko in Sweden

Liko kvalitāte ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnas ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. Liko ir sertificēts arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

### Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu ar ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai kurā dzīvo pacients.

## Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma var būt izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Brīdinājums. Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība. Šis simbols ir dzeltens trīsstūris ar melnu apmali un melnu izsaukuma zīmi centrā.		
	Pārstrādājami materiāli		
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu. Šis simbols ir zils aplis ar baltu attēlu, kurā persona lasa grāmatu.		
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu		<b>Uzmanību!</b> Izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.
	CE zīme. Eiropas Savienības medicīniskas ierīces atbilstības zīme, I klases medicīniskā ierīce.		
	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē		
	Juridiskais ražotājs		Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators		Medicīniskā ierīce
	Sērijas numurs		Unikāla ierīces identifikācija
	Neveikt ķīmisko tīrīšanu		Žāvēt uz veļas auklas ēnā
	Negludināt		Nebalināt
	Žāvēt veļas žāvētājā		Nemazgāt
	Nežāvēt veļas žāvētājā		
	Mazgāšana Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F grādos.		
	Nesatur lateksu		
	Regulārā pārbaude		
	Nelietot izstrādājumu (Tikai Solo izstrādājumiem, redzams pēc mazgāšanas, kad lietošana ir aizliegta).		Pacienta vārds
	Lietošanai vienam pacientam (tikai Solo izstrādājumiem)		
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē.		Simbols izstrādājuma ārpusē.
	GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs		

## Kopšana un pārbaude

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- Audums
- Siksnas
- Šuves
- Cilpas
- Sprādzes

**⚠ Nelietojiet bojātus pacelšanas piederumus.**

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

**Ja slingu izmanto, lai mazgātos vannā vai dušā, ņemiet vērā tālāk minēto.** Pēc lietošanas vannā un dušā slings ir jānovieto tā, lai tas pēc iespējas ātrāk izžūtu.

**Tīrīšanas un dezinfekcijas instrukcijas.** Skatiet slinga etiķeti un pievienoto pielikumu "Liko slingu tehniskā apkope un uzturēšana". Modelim 64 mazgāšanas laikā ir jāaiztaisa drošības sprādzes.

**Materiāls** MasterVest ir ražota no poliestera.

### Regulārā pārbaude

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izstrādājumus lieto vai mazgā biežāk nekā parasti, iespējams, pārbaudes ir jāveic biežāk. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hillrom pārstāvi.

### Paredzētais kalpošanas laiks

Mod. 60: Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 5 gadi normālas lietošanas apstākļos.

Mod. 64: Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 4 gadi normālas lietošanas apstākļos

Kalpošanas laiks ir atkarīgs no auduma, lietošanas biežuma, mazgāšanas procedūras un nestā svara. Hillrom iesaka izmantot izstrādājumu tikai paredzētajā kalpošanas laikā.


### ♻ Norādījumi par pārstrādi

Viss slings, tostarp lentes, polsterējuma materiāls utt., ir jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.

Hillrom izvērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par ierīču drošu izmantošanu un utilizāciju, lai palīdzētu nepieļaut traumas, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus un pārduršanu, nobrāzumus, kā arī par jebkādu nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās utilizācijas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hillrom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošu utilizāciju.

## Definīcijas




## Slinga izmēra izvēle

**⚠ Izmantojiet tikai pacientam atbilstoša lieluma slingu. Pareizs lielums jānosaka apmācītam aprūpētājam. Iespējama pacienta iestrēgšana vai asfiksija.**


Izvēloties slinga lielumu, var izmantot pacienta apkārtmēru un vestes platuma mērījumu uz slinga. Salīdziniet pacienta mērījumu (skatīt mērīšanas norādījumus) un slinga mērījumu (skatīt tabulu vai mērīšanas norādījumus).

**Izmēriet pacienta krūšu apkārtmēru, kā norādīts tālāk.**




Izmēriet pacienta krūškurvja apkārtmēru (sievietēm zem krūtīm).

**Izmēriet slinga vestes platumu, kā norādīts tālāk.**




Izmēriet ārējo attālumu starp metāla cilpām. Mērījumu var atrast arī sadaļā "Izmēri", skatīt 7. lpp.


**Izvēlieties pareizo izmēru:**



5–30 cm (2–12 collas)




vairāk par 30 cm (12 collas)



mazāk par 5 cm (2 collas)

Izvēlieties slingu ar vestes platuma mērījumu, kas ir par 5–30 cm (2–12 collām) mazāks par pacienta krūškurvja apkārtmēra mērījumu. Atstarpei starp metāla cilpām ir jābūt 5–30 cm (2–12 collas), ja veste ir uzvilta pacientam un plecu siksnas ir pilnībā nostieptas. Lielāka izmēra slingiem atstarpe starp metāla cilpām var būt lielāka. Pārliecinieties, vai esat izvēlējies pareizā izmēra slingu, un rūpīgi noregulējiet cilpu siksnas.

## Izmēri



Izmēri centimetros, modelis 60

IZMĒRS	A	B	C	D	E	Maksimālā slodze (kg)	Izstr. nr.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Izmēri collās, modelis 60

IZMĒRS	A	B	C	D	E	Maksimālā slodze (mārc.)	Izstr. nr.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Izmēri centimetros, modelis 64

IZMĒRS	A	B	C	D	E	F	G	Maksimālā slodze (kg)	Izstr. nr.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Izmēri collās, modelis 64

IZMĒRS	A	B	C	D	E	F	G	Maksimālā slodze (mārc.)	Izstr. nr.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118

## MasterVest piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem


Slinga stienis	Slinga cilpas pie slinga stieņa āķiem	Pareizi
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="213 786 339 819">Universal</p>		
 <p data-bbox="169 1066 384 1099">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1364 373 1397">Universal Twin</p>		

### Nepareizi!






# MasterVest piestiprināšana pie dubultā slinga stieņa Twin Bar




## Pacelšana no sēdoša stāvokļa



Uzvelciet MasterVest no priekšpusēs. Pacienta rokas ievieto slingā caur plecu siksnām.

No aizmugures: pārvelciet katru cilpas siksnu pār muguru un izvelciet caur metāla D-gredzenu pretējā pusē, kā attēlots ilustrācijā.

Kad slinga stienis atrodas pacientam aiz muguras, piestipriniet cilpu siksnas, izmantojot piemērotu cilpu, skatīt "Cilpu siksnu regulēšana" 11. lpp.-12. lpp. Piestipriniet plecu siksnas pie slinga stieņa. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 8.–9. lappusē.



**Pirms pacelšanas:** Pārbaudiet, vai pacienta pēdas atrodas stingri uz grīdas, lai viņš/viņa varētu noturēt savu svaru, kad slinga stienis būs pacelts. Mazliet paceliet slinga stieni, lai nostieptu siksnas (nepacelot pacientu no sēdekļa), un pārbaudiet, vai jūtams, ka spiediena sadalījums ap pacienta ķermeņa augšdaļu ir pareizs.

**Pacelšanas laikā:** Velciet slinga stieni uz priekšu, lai pacienta svars tiktu vienmērīgi pārņests, līdz pacients stāv taisni un atrodas līdzsvarā. Nedaudz nolaidiet slinga stieni, lai samazinātu spiedienu uz krūškurvi. Tagad pacientam ir iespēja turēt savu svaru uz kājām un trenēt līdzsvaru.

# LIKO MasterVest izmēgināšana

## Cilpu siksnu regulēšana


Cilpa, ko uzkar uz slinga stieņa, nosaka to, cik cieši veste savelkas ap krūškurvi.

Ja veste slīd uz augšu, mēģiniet izmantot iekšējo cilpu vai mazāku vestes izmēru.

Ja veste pārāk cieši pieguļ krūškurvim, mēģiniet izmantot ārējo cilpu vai lielāku vestes izmēru.

Ja vienu un to pašu izmēru izmēģina divi cilvēki, tievākam cilvēkam būs nepieciešama iekšējā cilpa, savukārt resnākam būs nepieciešama ārējā cilpa. MasterVest ir pareizi noregulēts, kad, paceļot pacientu, plecu siksnas un cilpu siksnas ir vienādi nostieptas.


## Cilpu siksnu izmēgināšana



Lai noskaidrotu, ar kurām cilpām slings vislabāk der pacientam, izmēģiniet cilpu siksnas, dažādas cilpas uzvelkot kopā ar plecu siksnām.


Lai pārbaudītu cilpu siksnu izmēra piemērotību, nostāieties aiz pacienta, uzkariet plecu siksnas un cilpu siksnas uz saviem īkšķiem un celiet uz augšu, līdz siksnas ir nostiepušās. MasterVest der pareizi, ja pēc pacelšanas cilpu siksnas un plecu siksnas ir vienādi nostieptas.

## Cilpu piespraudes



Šo praktisko piederumu izmanto, lai atzīmētu cilpas, kuras tika pielaiotas konkrētajai personai. Tas aprūpētājiem atvieglo pareizās cilpas izvēli, lai piestiprinātu slinga stieni.

## Ķermeņa poza




Cilvēkam bieži var derēt divi dažādi MasterVest izmēri, bet katram izmēram pareizi jānoregulē cilpu siksnas. No tā būs atkarīga ķermeņa poza un spiediena sadalījums ap krūškurvi.

A. Lielākam MasterVest izmēram nepieciešams izmantot vienu no iekšējām cilpām uz cilpu siksnas. Šāds stiprinājums ļauj pacientam saliekties uz priekšu un rada lielāku spiedienu uz krūškurvja apakšdaļu.

B. Mazākam MasterVest izmēram jāpiestiprina pie slinga stieņa viena no ārējām cilpām uz cilpu siksnas, lai panāktu visu četru siksnu vienādu nospiegājumu. Šajā gadījumā ķermeņa poza būs taisnāka, un spiediens būs vienmērīgāk sadalīts ap krūškurvi.



## MasterVest ar priekšējo aizdari, mod. 64



Ir pieejams arī MasterVest modelis ar priekšējo aizdari.

MasterVest ar priekšējo aizdari priekšpusē ir divas regulējamas drošības sprādzes. Pārbaudiet, vai vestes izmērs un cilpu siksnu novietojums ir pareizs arī tad, ja pacients pats uzvelk MasterVest. Kad MasterVest ir pareizi pielāgots, tas var nokarāties no slinga stieņa, kamēr pacients to uzvelk.

- ⚠ Gādājiet, lai pacients pats varētu atvērst sprādzes vai aprūpētājs palīdz noņemt vesti, lai novērstu diskomfortu, ja veste nav noņemta, kad darbība ir pabeigta.
- ⚠ Ja kāju siksnu sistēma nav aizvērta vai sprādzes ir pārāk daudz nospriegotas, kā rezultātā tas veras vaļā, veste var slīdēt augšup, izraisot diskomfortu.

### Vai izmēģināšanas laikā ir radusies problēma?

**Problēma:** veste slīd uz augšu zem pacienta rokām.

Pielāgojiet MasterVest, izmantojot vienu vai vairākus no šiem ieteikumiem.


- Noregulējiet cilpu siksnu, izmantojot iekšējo cilpu.
- Izvēlieties mazāku izmēru.
- Mēģiniet izmantot kāju siksnu sistēmu.
- Turiet vesti uz vietas aiz muguras, vienlaicīgi paceļot pacientu un spiežot savu īkšķi leju uz sakrustotām cilpas siksnām.
- Lieciet pacientam turēt rokas uz leju pacelšanas laikā.

# Ieteicamie celšanas piederumi

## Pagarinājuma cilpa

Pagarinājuma cilpa, zaļa, 12 cm  
Pagarinājuma cilpa, zaļa, 22 cm  
Pagarinājuma cilpa, pelēka, 12 cm  
Pagarinājuma cilpa, pelēka, 22 cm

Izstr. nr. 3691102  
Izstr. nr. 3691103  
Izstr. nr. 3691302  
Izstr. nr. 3691303




## Izvēles komponenti

### Kāju siksnu sistēma

Izstr. nr. 3666004-06

Ar Liko MasterVest var izmantot speciālu kāju siksnu sistēmu, kas neļauj vestei slīdēt uz augšu pa ķermeni. Siksnu sistēmu var uzlikt, kamēr pacients sēž, un pēc pacienta pacelšanas var noregulēt sistēmas stāvokli un spriegojumu. Sistēmas siksnas var krusteniski vai paralēli izvilkēt caur kājstarpī.

UZMANĪBU! Kāju siksnu sistēma der vestēm, sākot ar sērijas numuru 736166. Attiecībā uz vecākiem modeļiem sazinieties ar savu Hill-Rom pārstāvi.




### Polsterēts apvalks plecu siksnai

Izstr. nr. 3666021

Polsterētie apvalki ir pieejami kā piederums, kas palīdz samazināt spiedienu uz priekšējām plecu siksnām.


Polsterētie apvalki ir aprīkoti ar āķa un cilpu aizdari vienā pusē ērtākai lietošanai.



### Cilpu piespraudes

Cilpu piespraudes, sarkanas, 4 gab.  
Cilpu piespraudes, oranžas, 4 gab.  
Cilpu piespraudes, dzeltenas, 4 gab.  
Cilpu piespraudes, zilas, 4 gab.  
Cilpu piespraudes, melnas, 4 gab.

Izstr. nr. 3666033  
Izstr. nr. 3666034  
Izstr. nr. 3666035  
Izstr. nr. 3666036  
Izstr. nr. 3666037



## Pārskats par LIKO MasterVest, mod. 60, 64

Izstrādājums	Izstr. nr.	Izmērs	Ķermeņa lielums <sup>1</sup>	Maksimālā slodze <sup>2</sup>
MasterVest, mod. 60	3560113	XS	20–40 kg (44–88 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 60	3560114	S	40–60 kg (88–132 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 60	3560115	M	60–80 kg (132–176 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 60	3560116	L	80–100 kg (176–220 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 60	3560117	XL	100–130 kg (220–286 mārc)	300 kg (660 mārc)
MasterVest, mod. 60	3560118	XXL	120–300 kg (264–660 mārc)	300 kg (660 mārc)
MasterVest, mod. 64	3564114	S	40–60 kg (88–132 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 64	3564115	M	60–80 kg (132–176 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 64	3564116	L	80–100 kg (176–220 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 64	3564117	XL	100–130 kg (220–286 mārc)	200 kg (440 mārc)
MasterVest, mod. 64	3564118	XXL	120–200 kg (264–440 mārc)	200 kg (440 mārc)

<sup>1</sup> Norādītais pacienta svars ir tikai orientējošs — ir pieļaujamas atkāpes.

<sup>2</sup> Maksimālās slodzes noturēšanai ir nepieciešams tādai pašai vai lielākai slodzei paredzēts pacēlājs/piederums.

### Ieteicamās kombinācijas

Ieteicamās kombinācijas, izmantojot Liko MasterVest ar Liko slinga stieņiem	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Paskaidrojums.** ✓ = Ieteicams

Šajā tabulā ir pieejami norādījumi, tomēr jāapzinās, ka dažādos apstākļos slingu un slinga stieņu kombinācijas var būt neatbilstošas. Apmācītam veselības aprūpes speciālistam tik un tā jānovērtē un jāapliecina matricā norādītās apstiprinātās kombinācijas.

Dažādi slinga stieņa platumi rada atšķirīga stipruma spiedienu uz krūškurvi. Izmēģiniet vairākas alternatīvas, līdz atrodat to, kas konkrētajam pacientam der vislabāk.

### Citas kombinācijas

Kombinācijas ar **Liko** MasterVest un šķērsstieni, Cross-bar 450/670 vai sānu stieņiem nav atbilstošas.

Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis Liko, var radīt risku pacienta drošībai.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno un Viking ir uzņēmuma Baxter International Inc. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Zviedrija  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

