




Instrukcja obsługi



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60
z uprzążami na nogi
i wyściótkami

Opis produktu

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku w następujących środowiskach: placówki opieki zdrowotnej, oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały ratunkowe, ośrodki rehabilitacyjne oraz miejsca świadczenia domowej opieki zdrowotnej.

Kamizelka **Liko** MasterVest to uniwersalne nosidło o szerokiej gamie zastosowań, które zapewnia wsparcie m.in. podczas wstawania, chodzenia oraz wizyt w toalecie.

Kamizelka MasterVest zapewnia wsparcie wokół tułowia pacjenta, a także pod pachami. Kamizelka MasterVest jest przeznaczona dla pacjentów, którzy są w stanie przynajmniej częściowo dźwigać ciężar swojego ciała.

Kamizelka **Liko** MasterVest to rozwiązanie znajdujące zastosowanie w niektórych trudnych sytuacjach, które:

- zapewnia wsparcie podczas wykonywania ćwiczeń i dźwigania ciężaru ciała przez pacjentów, a także
- minimalizuje ryzyko po stronie opiekunów związane z dźwiganiem pacjentów.

Procedury podnoszenia oraz transferu pacjentów do i z toalety często mogą prowadzić do ciężkich urazów opiekuna. Kamizelka MasterVest pozwala na szybkie i bezproblemowe przeniesienie pacjenta do i z toalety.

W niniejszej instrukcji osoba podnoszona jest nazywana pacjentem, natomiast osoba podnosząca — opiekunem.

Ponieważ kamizelka nie zakrywa dolnej części ciała, zdejmowanie i zakładanie odzieży odbywa się bez przeszkód.

Kamizelka MasterVest z kłamrami z przodu, mod. 64

Kamizelka **Liko** MasterVest, mod. 64 z kłamrami z przodu jest przeznaczona dla pacjentów będących w stanie samodzielnie założyć i zdjąć kamizelkę.

Kamizelka MasterVest z kłamrami z przodu wyposażona jest w dwie regulowane kłamry zabezpieczające na klatkę piersiową. Znajdują one zastosowanie w przypadkach, gdy konieczna jest regulacja naciągu oraz nacisku na klatkę piersiową.

Kamizelka MasterVest z uprzążami na nogi

Uprząże na nogi często stosuje się podczas ćwiczeń związanych z chodzeniem, gdyż pomagają utrzymać kamizelkę MasterVest na miejscu.

Odpowiednie podnośniki

Kamizelkę MasterVest można stosować w połączeniu ze wszystkimi podnośnikami sufitowymi i podnośnikami mobilnymi **Liko**. Do wyboru są podnośnik sufitowy **LikoGuard**, podnośnik sufitowy **Likorall** i podnośnik sufitowy **Multirall** lub podnośnik mobilny **Golvo**, podnośnik mobilny **Viking**, podnośnik mobilny **Uno** i podnośnik mobilny **Liko M220/M230**.

WAŻNE!

Podnoszenie i przenoszenie pacjenta zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika pacjenta oraz akcesoriów do podnoszenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcji obsługi. Wyrób może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolonego opiekuna. W ramach przeszkolenia opiekun powinien przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Należy się upewnić, że akcesoria do podnoszenia są przeznaczone do użytku z danym podnośnikiem. Podczas korzystania z wyrobu należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. Podczas podnoszenia opiekun musi mieć na uwadze stan pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Spis treści

Przeznaczenie	1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Opis symboli	4
Konserwacja i przeglądy	5
Budowa	5
Wybór rozmiaru nosidła	6
Wymiary	7
Mocowanie kamizelki MasterVest do różnych uchwytów nośnych.....	8
Mocowanie kamizelki MasterVest do podwójnego uchwytu nośnego	9
Podnoszenie z pozycji siedzącej.....	10
Sprawdzanie dopasowania kamizelki Liko MasterVest.....	11
Zalecane akcesoria do podnoszenia	13
Elementy opcjonalne.....	13
Opis kamizelki Liko MasterVest, mod. 60, 64	14
Zalecane kombinacje	14

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠️ Przed przystąpieniem do podnoszenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Osoba decyzyjna w danej placówce powinna w każdym przypadku określić, czy potrzebna jest większa liczba opiekunów.
- Należy upewnić się, że model, rozmiar, tkanina i konstrukcja wybranego nosidła odpowiadają potrzebom pacjenta.
- Sprawdzić prawidłowość działania opuszczania awaryjnego używanego podnośnika.
- Ustawić maksymalną wysokość, na jaką podnoszony będzie pacjent.
- Aby chronić bezpieczeństwo i higienę pacjenta, nosidło należy wyprać przed zastosowaniem go u nowego pacjenta.
- Zaplanować podnoszenie przed rozpoczęciem, aby można było je przeprowadzić jak najsprawniej i najbezpieczniej.
- Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są zawieszane w pionie i mogą być swobodnie przesuwane.
- Pomimo tego, że uchwyty nośne Liko są wyposażone w zatrzaski, należy zachować szczególną ostrożność: przed podniesieniem pacjenta z danej powierzchni, ale po pełnym naprężeniu pasów, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo zamocowane do haków uchwyty nośnego.
- Nie należy podnosić pacjenta na wysokość większą niż wystarczająca do jego przeniesienia.
- Należy upewnić się, że koła wózka inwalidzkiego, łóżka lub wózka transportowego są zablokowane podczas podnoszenia/przenoszenia.
- Należy zawsze pracować zgodnie z zasadami ergonomii. Należy zachęcać pacjenta do aktywnej współpracy.

⚠️ Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwyty nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta.

⚠️ Ręczne obracanie pacjenta w łóżku może spowodować obrażenia ciała opiekuna.

⚠️ Upewnić się, że podczas podnoszenia pacjent i opiekun pozostają z dala od miejsc stwarzających ryzyko przytrzaśnięcia i od ruchomych części. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała.

⚠️ Pacjentów należy ocenić pod kątem ryzyka zakleszczenia i odpowiednio ich monitorować. Podczas podnoszenia należy upewnić się, że głowa i kończyny pacjenta nie znajdują się w pętlach nosidła ani pomiędzy nimi. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnych obrażeń ciała, a nawet zgonu pacjenta.

⚠️ Nierównomierne rozłożenie nosidła pod ciałem pacjenta oraz nieprawidłowe zdejmowanie nosidła może prowadzić do przytrzaśnięcia lub powstawania niewielkich urazów ciała w wyniku stosowania nosidła.

⚠️ Nie używać, nie przechowywać ani nie transportować nosidła w pobliżu zwierząt domowych, szkodników lub dzieci bez nadzoru!

⚠️ Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas podnoszenia!

⚠️ Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu nosidła!

⚠️ Nie przechowywać nosidła w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kominek lub kuchenka bądź piekarnik!

⚠️ Nosidło nie było testowane pod kątem bezpieczeństwa stosowania w pracowni obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Przed wykonaniem badania MRI należy przenieść pacjenta na odpowiednią powierzchnię, a następnie zabrać produkt z pracowni obrazowania MRI.

CE Wyrób medyczny klasy I

PATENT www.hillrom.com/patents

Wyrób może być objęty co najmniej jednym patentem. Patrz powyższa strona internetowa.

Firmy należące do grupy Hillrom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zmiany w produkcie

Wyroby firmy Liko są stale udoskonalane i z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Firma Liko posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jego odpowiednik dla wyrobów medycznych, ISO 13485. Firma Liko posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE

Wszelkie poważne wypadki, które miały związek z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Opis symboli

W niniejszym dokumencie i/lub na produkcie mogą znajdować się poniższe symbole.

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności. Ten symbol to żółty trójkąt z czarną obwódką i czarnym wykrzyknikiem w środku.		
	Produkt nadaje się do recyklingu.		
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi. Ten symbol to niebieskie koło z białym wizerunkiem osoby czytającej książkę.		
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.		Przeostroga! Zapoznać się z instrukcją obsługi.
	Oznaczenie CE. Oznaczenie zgodności wyrobu medycznego w Unii Europejskiej, wyrób medyczny klasy I.		
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii		
	Producent odpowiedzialny		Data produkcji
	Identyfikator wyrobu		Wyrób medyczny
	Numer seryjny		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Nie czyścić chemicznie		Pozostawić do wyschnięcia w cieniu
	Nie prasować		Nie wybielać
	Suszenie w suszarce bębnowej		Nie prać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		
	Czyszczenie Przy symbolu zawsze znajduje się zalecana temperatura w °C i °F.		
	Nie zawiera lateksu		
	Przeglądy okresowe		
	Nie używać produktu. (Oznaczenie umieszczone jest wyłącznie na produktach Solo i jest widoczne po ich wypraniu, aby poinformować, że ich ponowne użycie jest zabronione).		Imię i nazwisko pacjenta
	Do użytku u jednego pacjenta (wyłącznie w przypadku produktów Solo).		
	Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części urządzenia.		Symbol na zewnętrznej części urządzenia.
 (01) 0100887761997127 (11) RRMDD (21) 012345678910	Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać następujące informacje: (01) Globalny numer jednostki handlowej (11) Data produkcji (21) Numer seryjny		

Konserwacja i przeglądy

Nosidło należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:

- Tkanina
- Pasy
- Szwy
- Pętle
- Klamry

⚠ Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Jeśli nosidło jest używane do kąpieli w wannie lub pod prysznicem: po zakończeniu kąpieli w wannie lub pod prysznicem rozwiesić nosidło, aby jak najszybciej wyschło.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji: są dostępne na etykiecie nosidła oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”. Klamry zabezpieczające w mod. 64 powinny być zamknięte podczas prania.

Materiał: kamizelka MasterVest wykonana jest z poliestru.

Przeglądy okresowe

Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeżeli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktów tego typu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hillrom.

Przewidywany okres eksploatacji

Mod. 60: przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi 5 lat przy normalnym użytkowaniu.

Mod. 64: przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi 4 lata przy normalnym użytkowaniu.

Długość okresu eksploatacji zależy od rodzaju tkaniny, częstotliwości użytkowania, stosowanej procedury czyszczenia oraz masy ciała podnoszonych pacjentów. Firma Hillrom zaleca używanie produktu wyłącznie w trakcie jego okresu eksploatacji.




Wskazówki dotyczące recyklingu

Całe nosidło, w tym listwy usztywniające, materiał wyściółki itd., należy utylizować jako odpady łatwopalne.

Firma Hillrom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i utylizacji swoich wyrobów w celu zapobiegania obrażeniom (np. skaleczeniom, przebicim skóry i otarciom) oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po jego użyciu i przed utylizacją. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich/stanowych, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobów i akcesoriów medycznych.

W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hillrom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznej utylizacji.

Budowa




Wybór rozmiaru nosidła

⚠ Należy używać wyłącznie nosidła o rozmiarze odpowiednim dla pacjenta. Prawidłowy rozmiar musi zostać wybrany przez przeszkolonego opiekuna. Może dojść do zakleszczenia lub uduszenia pacjenta.


Pomiar obwodu pacjenta i szerokości kamizelki nosidła ułatwia wybór rozmiaru nosidła. Należy porównać wymiary pacjenta (patrz instrukcja pomiaru) i wymiary nosidła (patrz tabela lub instrukcja pomiaru).

Zmierzyć obwód klatki piersiowej pacjenta w następujący sposób:




Zmierzyć obwód klatki piersiowej pacjenta (poniżej biustu w przypadku kobiet).

Zmierzyć szerokość kamizelki nosidła w następujący sposób:




Zmierzyć zewnętrzną odległość między metalowymi pętlami. Wymiary można również znaleźć w części „Wymiary”, patrz strona 7.


Dobór właściwego rozmiaru:



5–30 cm (2–12 cali)




Ponad 30 cm (12 cali)



Mniej niż 5 cm (2 cale)

Wybrać nosidło o szerokości kamizelki mniejszej o 5–30 cm (2–12 cali) od obwodu klatki piersiowej pacjenta. Odległość między metalowymi pętlami powinna wynosić 5–30 cm (2–12 cali), gdy kamizelka jest założona na pacjenta, a pasy naramienne są całkowicie naprężone. Odległość między metalowymi pętlami może być większa w przypadku nosideł o większych rozmiarach. Upewnić się, że wybrano nosidło o odpowiednim rozmiarze i starannie dopasować pętle nośne.

Wymiary



Wymiary w centymetrach, model 60

ROZMIAR	A	B	C	D	E	Maksymalne obciążenie (kg)	Nr prod.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Wymiary w calach, model 60

ROZMIAR	A	B	C	D	E	Maksymalne obciążenie (funt)	Nr prod.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Wymiary w centymetrach, model 64

ROZMIAR	A	B	C	D	E	F	G	Maksymalne obciążenie (kg)	Nr prod.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Wymiary w calach, model 64

ROZMIAR	A	B	C	D	E	F	G	Maksymalne obciążenie (funt)	Nr prod.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Mocowanie kamizelki MasterVest do różnych uchwytów nośnych

Uchwyt nośny	Pętle nosidła mocowane do haków uchwytu nośnego	Prawidłowo
 <p>SlingGuard</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		


Źle!



Mocowanie kamizelki MasterVest do podwójnego uchwytu nośnego




Podnoszenie z pozycji siedzącej



Kamizelkę MasterVest założyć od przodu. Ręce pacjenta przełożyć przez paski naramienne.

Za plecami: pociągnąć pętlę nośną w górę i przeciągnąć je przez przeciwległe metalowe pierścienie w kształcie litery „D”, jak przedstawiono na ilustracji.

Umieścić uchwyt nośny za pacjentem i przymocować pętlę nośną, wykorzystując odpowiednią pętlę, patrz część „Regulacja pętli nośnych” na str. 11–12. Zamocować paski naramienne na uchwycie nośnym. Instrukcje dotyczące mocowania pętli nośnych do różnych uchwytów nośnych znajdują się na stronach 8–9.



Przed przystąpieniem do podnoszenia: sprawdzić, czy stopy pacjenta w pełni spoczywają na podłożu, aby mógł utrzymać się na nogach w trakcie podnoszenia uchwytu nośnego. Nieznacznie podnieść uchwyt nośny w celu napięcia pasów (bez podnoszenia pacjenta z siedzenia) i sprawdzić, czy siła nacisku w obrębie tułowia pacjenta jest rozłożona prawidłowo.


Podczas podnoszenia: ciągnąć uchwyt nośny do przodu, przenosząc płynnie ciężar ciała pacjenta do momentu, aż ten przyjmie wyprostowaną, stabilną pozycję stojącą. Nieznacznie opuścić uchwyt nośny, aby zmniejszyć ucisk w obrębie klatki piersiowej. Teraz pacjent może stanąć na nogach i rozpocząć ćwiczenia utrzymywania równowagi.

Sprawdzanie dopasowania kamizelki LIKO MasterVest

Regulacja pętli nośnych

Ucisk w obrębie klatki piersiowej zależy od tego, które oczko pętli zostanie przymocowane do uchwyty nośnego. Jeśli kamizelka przesuwa się do góry, należy użyć jednej z wewnętrznych pętli lub dobrać kamizelkę o mniejszym rozmiarze. Jeśli kamizelka zbyt mocno uciska klatkę piersiową, należy użyć pętli zewnętrznej lub dobrać kamizelkę o większym rozmiarze. W przypadku jednego rozmiaru kamizelki osoba szczuplejsza powinna użyć pętli wewnętrznej, a osoba masywniejsza — pętli zewnętrznej. Kamizelka MasterVest jest odpowiednio dopasowana, gdy pasy naramienne oraz pętle nośne są jednakowo napięte podczas podnoszenia pacjenta.


Sprawdzanie dopasowania pętli nośnych



Aby sprawdzić, które pętle nośne zapewniają najlepsze dopasowanie, pociągnąć różne pętle nośne razem z pasami naramiennymi.


W celu sprawdzenia dopasowania pętli nośnych należy stanąć za pacjentem i zaczepić pasy naramienne oraz pętle nośne na własnych kciukach, po czym unieść je do momentu napięcia pasów. Kamizelka MasterVest jest odpowiednio dopasowana, gdy pasy naramienne oraz pętle nośne są jednakowo napięte podczas podnoszenia.

Klipsy do pętli nośnych



To praktyczne akcesorium pozwala oznaczyć pętle dobrane odpowiednio do danego pacjenta. Ułatwia to opiekunowi przymocowanie właściwej pętli do uchwyty nośnego.

Postawa pacjenta




Na ogół pacjent mieści się w dwóch różnych rozmiarach kamizelki MasterVest pod warunkiem, że pętle nośne są odpowiednio dopasowane do danego rozmiaru. Właściwe dopasowanie zależy od postawy pacjenta oraz rozłożenia nacisku w obrębie klatki piersiowej.

A. Większy rozmiar kamizelki MasterVest wymaga użycia jednej z wewnętrznych pętli pasa nośnego. Ta konfiguracja umożliwia pochycenie pacjenta do przodu i wywiera większy nacisk na dolną część klatki piersiowej pacjenta.

B. Mniejszy rozmiar kamizelki MasterVest wymaga przymocowania jednej z zewnętrznych pętli pasa nośnego do uchwyty nośnego w celu uzyskania jednakowego naciągu wszystkich czterech pasów. Zapewnia to wyprostowaną postawę pacjenta i bardziej równomierne rozłożenie nacisku w obrębie klatki piersiowej.



Kamizelka MasterVest z klamrami z przodu, mod. 64



Kamizelka MasterVest dostępna jest również w wersji z klamrami z przodu.

Kamizelka MasterVest z klamrami z przodu wyposażona jest w dwie regulowane klamry zabezpieczające. Należy sprawdzić rozmiar kamizelki oraz rozmieszczenie pętli nośnych, nawet jeśli pacjent samodzielnie zakłada kamizelkę MasterVest. Po odpowiednim dopasowaniu kamizelki MasterVest może ona pozostać na uchwycie nośnym podczas zakładania jej przez pacjenta.

- ⚠ Należy upewnić się, że pacjent może samodzielnie otworzyć klamry lub ma wsparcie opiekuna przy zdejmowaniu kamizelki. Pozwoli to uniknąć dyskomfortu, gdy kamizelka nie zostanie zdjęta po zakończeniu aktywności.
- ⚠ Jeśli uprząż na nogi nie jest zamknięta lub klamry są zbyt mocno naciągnięte, co powoduje ich otwieranie, kamizelka może przesuwać się do góry, powodując dyskomfort.

Trudności podczas dopasowywania?

Problem: kamizelka przesuwa się do góry pod ramionami pacjenta.

Dopasować kamizelkę MasterVest zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Wykorzystać odpowiednią pętlę wewnętrzną na pasie nośnym.
- Wybrać mniejszy rozmiar.
- Wykorzystać uprząż na nogi.
- Przytrzymać kamizelkę od tyłu, naciskając kciukami skrzyżowane pętle nośne podczas podnoszenia pacjenta.
- Upewnić się, że ramiona pacjenta są opuszczone podczas podnoszenia.

Zalecane akcesoria do podnoszenia

Pętla wydłużająca

Pętla wydłużająca, zielona, 12 cm (5 cali)

Pętla wydłużająca, zielona, 22 cm (9 cali)

Pętla wydłużająca, szara, 12 cm (5 cali)


Pętla wydłużająca, szara, 22 cm (9 cali)

Nr prod. 3691102

Nr prod. 3691103

Nr prod. 3691302

Nr prod. 3691303



- 2 = 12 cm (5 cali)

- 3 = 22 cm (9 cali)

Elementy opcjonalne

Uprząż na nogi


Nr prod. 3666004-06

Kamizelkę **Liko** MasterVest można stosować wraz ze specjalną uprzężą na nogi uniemożliwiającą zsuwanie się kamizelki z ciała pacjenta. Uprząż można zakładać, gdy pacjent znajduje się w pozycji siedzącej. Po zakończeniu procedury podnoszenia możliwa jest regulacja położenia i naciągu upręży. Pasy upręży można skrzyżować lub przełożyć równoległe przez krocze.

UWAGA! Uprząż na nogi pasuje do kamizelek od numeru seryjnego 736166. Więcej informacji na temat starszych modeli można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem firmy Hillrom.



Mocowanie upręży na nogi




Wyściółki pasów naramiennych

Nr prod. 3666021

Wyściółki dostępne są jako akcesoria służące do łagodzenia ucisku wywieranego przez pasy naramienne od przodu.

Wyściółki wyposażone są w zapięcia na rzep umieszczone wzdłuż krawędzi, co umożliwia ich bezproblemowe zakładanie.



Klipsy do pętli nośnych

Klipsy do pętli nośnych, czerwone, 4 szt.

Klipsy do pętli nośnych, pomarańczowe, 4 szt.

Klipsy do pętli nośnych, żółte, 4 szt.

Klipsy do pętli nośnych, niebieskie, 4 szt.

Klipsy do pętli nośnych, czarne, 4 szt.


Nr prod. 3666033

Nr prod. 3666034

Nr prod. 3666035

Nr prod. 3666036

Nr prod. 3666037



Opis kamizelki LIKO MasterVest, mod. 60, 64

Produkt	Nr prod.	Rozmiar	Masa ciała ¹	Maksymalne obciążenie ²
MasterVest, mod. 60	3560113	XS	20–40 kg (44–88 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 60	3560114	S	40–60 kg (88–132 funty)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 60	3560115	M	60–80 kg (132–176 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 60	3560116	L	80–100 kg (176–220 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 60	3560117	XL	100–130 kg (220–286 funtów)	300 kg (660 funtów)
MasterVest, mod. 60	3560118	XXL	120–300 kg (264–660 funtów)	300 kg (660 funtów)
MasterVest, mod. 64	3564114	S	40–60 kg (88–132 funty)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 64	3564115	M	60–80 kg (132–176 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 64	3564116	L	80–100 kg (176–220 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 64	3564117	XL	100–130 kg (220–286 funtów)	200 kg (440 funtów)
MasterVest, mod. 64	3564118	XXL	120–200 kg (264–440 funtów)	200 kg (440 funtów)

¹ Podana masa pacjenta stanowi tylko zalecenie — dopuszczalne są odstępstwa.

² W celu utrzymania maksymalnego obciążenia należy stosować podnośnik/akcesoria przeznaczone do przenoszenia takiego samego lub większego obciążenia.

Zalecane kombinacje

Zalecane kombinacje kamizelek Liko MasterVest i uchwytów nośnych Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objaśnienie: ✓ = zalecane

Chociaż powyższa tabela służy jako wskazówka, ważne jest, aby pamiętać, że w wyniku różnych okoliczności niektóre kombinacje nosideł i uchwytów nośnych mogą być nieodpowiednie. Zatwierdzone kombinacje wskazane w tabeli muszą zostać ocenione i zatwierdzone przez przeszkolonego pracownika ochrony zdrowia.

Stopień ucisku w obrębie klatki piersiowej pacjenta zależy od szerokości zastosowanego uchwytu nośnego. Wypróbować różne konfiguracje aż do uzyskania odpowiedniego dopasowania dla danego pacjenta.

Inne kombinacje

Kombinacje kamizelki Liko MasterVest z krzyżowymi uchwytami nośnymi Cross-bar, Cross-bar 450/670 lub bocznymi uchwytami nośnymi Side bar nie są możliwe.

Łączenie akcesoriów/produktów innych niż zalecane przez Liko może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno i Viking są znakami towarowymi firmy Baxter International, Inc. lub jej podmiotów zależnych.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Szwecja
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom