



Liko MasterVest mod. 60, 64




Manual de utilização



Mod. 60



Mod. 64



Mod. 60
com arnês das pernas
e mangas almofadadas

Descrição do produto

Utilização prevista

Destina-se a ser utilizado nos seguintes ambientes: cuidados de saúde, cuidados intensivos, urgências, reabilitação, habilitação e cuidados de saúde domiciliários.

O **Liko MasterVest** é uma funda versátil com uma ampla gama de utilizações, por exemplo, ajudar a ficar de pé e a caminhar ou a ir à casa de banho.

O **MasterVest** suporta o paciente na zona da parte superior do corpo, bem como sob os braços. Para poderem utilizar o **MasterVest**, os pacientes necessitam de conseguir suportar parcialmente o peso nas pernas.

O **Liko MasterVest** permite-lhe alcançar determinados objetivos difíceis, por exemplo:

- os pacientes obtêm a ajuda apropriada para se exercitarem e suportarem peso nas respetivas pernas e
- os cuidadores evitam riscos associados ao suporte de pesos.

Elevar e transferir pacientes de e para a sanita pode causar lesões graves para o cuidador. O **MasterVest** permite efetuar transferências simples e tranquilas de e para a sanita.

Uma vez que o **MasterVest** cobre apenas a parte superior do corpo, a parte inferior é facilmente acessível para vestir e despir.

Front closure MasterVest, Mod. 64

O modelo com fecho frontal do **Liko MasterVest mod. 64** pode ser usado para pacientes que conseguem colocar e retirar o colete sozinhos.

O **MasterVest** com fecho frontal está equipado com dois fechos de segurança ajustáveis ao longo do tórax. Estes também são recomendados nos casos em que é necessário ajustar a tensão e regular a pressão sobre o tórax.

MasterVest com Leg Harness

O arnês das pernas mantém o **MasterVest** no devido lugar e é normalmente utilizado para treinar o caminhar.

Elevadores adequados

O **MasterVest** pode ser utilizado com todos os elevadores móveis e suspensos da **Liko**. Pode escolher entre o elevador de teto **LikoGuard**, o elevador de teto **Likorall**, o elevador de teto **Multirall** ou o elevador móvel **Golvo**, o elevador móvel **Viking**, o elevador móvel **Uno** e o elevador móvel **Liko M220/M230**.

Neste documento a pessoa elevada é denominada de "paciente" e a pessoa que auxilia de "cuidador".

IMPORTANTE!

A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia o manual de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento deverá ser utilizado apenas por um cuidador com formação. Para receber formação, o cuidador tem de ler e compreender o manual de utilização. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Enquanto cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Tenha em atenção a capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, contacte o fabricante ou o fornecedor.

Índice

| | |
|---|----|
| Utilização prevista | 1 |
| Informações de segurança | 3 |
| Descrição dos símbolos | 4 |
| Cuidados e inspeções | 5 |
| Definições..... | 5 |
| Como selecionar o tamanho da funda | 6 |
| Dimensões..... | 7 |
| Como engatar o MasterVest em diferentes barras de suporte | 8 |
| Como engatar o MasterVest numa barra de suporte Twin Bar | 9 |
| Elevar a partir de uma posição sentada | 10 |
| Testar o Liko MasterVest | 11 |
| Acessórios de elevação recomendados..... | 13 |
| Componentes opcionais | 13 |
| Descrição geral do Liko MasterVest mod. 60, 64 | 14 |
| Combinações recomendadas | 14 |

Informações de segurança


Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:


- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir, para cada caso, se é necessário estarem presentes um ou mais cuidadores.
- Certificar-se se a funda selecionada satisfaz as necessidades do paciente no que se refere a modelo, tamanho, tecido e design.
- Teste o mecanismo de descida de emergência no elevador que está a utilizar para se certificar de que funciona corretamente.
- Ajuste a altura máxima para que não seja possível elevar demasiado um paciente.
- Para segurança e higiene do paciente, lave a funda entre utilizações em diferentes pacientes.
- Antes de elevar, planejar a operação de elevação de modo a que decorra da forma mais segura e suave possível.
- Antes de elevar, verificar se o acessório de elevação está pendurado verticalmente e se move livremente.
- Apesar de as barras de suporte Liko estarem equipadas com fechos, é necessário ter sempre alguns cuidados especiais: com as bandas totalmente esticadas mas antes de elevar o paciente da superfície, verificar se as bandas estão corretamente conectadas aos ganchos da barra de suporte.
- Nunca eleve o paciente da superfície mais alto do que o necessário para efetuar a elevação e transferência.
- Certifique-se de que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc., estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhe sempre de forma ergonómica. Tire partido da capacidade do paciente de participar ativamente nas operações.


 A fixação incorreta da funda na barra de suporte pode causar ferimentos graves no paciente.

 Virar manualmente o paciente na cama pode causar ferimentos no cuidador.

 Certifique-se de que o paciente e o cuidador se encontram afastados dos pontos de entalamento e das peças móveis durante a elevação. Caso contrário, poderão ocorrer lesões.


 Avalie os pacientes quanto ao risco de ficarem presos e monitorize os pacientes de forma adequada. Durante a elevação, certifique-se de que a cabeça e os membros do paciente não se encontram dentro dos anéis da funda ou entre estes. Caso contrário, tal poderá provocar lesões graves ou morte.


 A utilização de uma funda gasta pode provocar entalamento ou ferimentos ligeiros se a funda for colocada de forma desequilibrada no paciente ou se a funda não for removida com cuidado.

 Não utilize, guarde ou transporte a funda nas proximidades de animais domésticos, parasitas ou crianças sem supervisão!

 Nunca deixe um paciente sem supervisão durante uma elevação!

 Nunca deixe uma criança sem supervisão nas proximidades da funda!

 Não guarde a funda num local exposto a luz solar direta ou fontes de calor, como um radiador, uma lareira ou um fogão/forno!

 A funda não foi testada para utilização no ambiente de imagiologia por ressonância magnética (IRM). Transfira o paciente para uma superfície compatível com a realização de uma IRM e retire o produto da sala de IRM.

 Dispositivo médico, produto de Classe I

PATENTE www.hillrom.com/patents

Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet acima.

As empresas Hillrom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

Alterações ao produto

Os produtos da **Liko** estão sujeitos a desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o representante da Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a norma ISO 9001 e equivalente para a indústria de aparelhos médicos ISO 13485. A Liko também está certificada de acordo com a norma ambiental ISO 14001.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

Descrição dos símbolos

Os seguintes símbolos podem ser encontrados no presente documento e/ou no produto.

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
|---------|--|---------|---|
| | Aviso: esta situação requer cuidados e atenção redobrados. Este símbolo é um triângulo amarelo com um contorno preto e um ponto de exclamação preto no centro. | | |
| | Reciclável | | |
| | Ler o manual de utilização antes de utilizar. Este símbolo é um círculo azul com uma imagem branca de uma pessoa a ler um livro. | | |
| | Ler o manual de utilização antes de utilizar | | Atenção! Consultar o manual de utilização. |
| | Marcação CE. Marcação de conformidade de dispositivo médico da União Europeia, dispositivo médico de classe I. | | |
| | Representante autorizado na Suíça | | |
| | Fabricante legal | | Data de fabrico |
| | Identificador do produto | | Dispositivo médico |
| | Número de série | | Identificação única do dispositivo |
| | Não limpar a seco | | Secar no exterior à sombra |
| | Não passar a ferro | | Não utilizar lixívia |
| | Secagem na máquina de secar | | Não lavar |
| | Não secar na máquina de secar | | |
| | Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C e °F. | | |
| | Sem látex | | |
| | Inspeção periódica | | |
| | Não utilizar o produto (Apenas em produtos Solo e apenas visível após a lavagem quando a utilização é proibida) | | Nome do paciente |
| | Utilização num único paciente (apenas em produtos Solo) | | |
| | Direção para cima e símbolo no exterior do equipamento. | | Símbolo no exterior do equipamento. |
| | Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as informações seguintes. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série | | |

Cuidados e inspeções

Verifique a funda antes de cada utilização. Verifique se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis
- Fivelas

⚠ Não utilizar acessórios de elevação danificados.

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor.

Se a funda for utilizada no banho ou no duche: depois de ser utilizada no banho ou no duche, a funda deve ficar colocada de forma a poder secar rapidamente.

Instruções de lavagem e desinfeção: consulte a etiqueta de produto da funda e o anexo "Cuidados e manutenção das fundas Liko" fornecido. As fivelas de segurança do mod. 64 devem ser fechadas durante a lavagem.

Material: o MasterVest é fabricado em poliéster.

Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se os produtos forem utilizados ou lavados mais frequentemente do que o normal. Para ter acesso aos protocolos, contacte o representante da Hillrom.

Estimativa do tempo de vida útil

Mod. 60: O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 5 anos com uma utilização normal.

Mod. 64: O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 4 anos com uma utilização normal

O tempo de vida útil varia consoante o tecido, a frequência de utilização, o procedimento de lavagem e o peso transportado. A Hillrom recomenda que o produto seja utilizado apenas dentro da sua estimativa do tempo de vida útil.




Instruções de reciclagem

Toda a funda, incluindo ripas, material de enchimento, etc., deve ser considerado como resíduo combustível.

A Hillrom avalia e fornece orientações aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, entre outros: cortes, punções cutâneas, abrasões, e qualquer limpeza e desinfeção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estatais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.

Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar em primeiro lugar a assistência técnica da Hillrom para obter orientações sobre os protocolos de eliminação segura.

Definições




Como selecionar o tamanho da funda

⚠ Utilize apenas uma funda com o tamanho correto para o paciente. O tamanho correto deve ser avaliado por um cuidador com formação. Pode ocorrer aprisionamento ou asfixia do paciente.


A circunferência do paciente e a medição da largura do colete na funda fornecem uma orientação ao escolher o tamanho da funda. Compare a medição do paciente (consulte as instruções de medição) e a medição da funda (consulte a tabela ou as instruções de medição).

Meça a circunferência torácica do paciente da seguinte forma:




Meça a circunferência torácica do paciente (nas mulheres, meça por baixo do peito).

Meça a largura do colete da funda da seguinte forma:




Meça a distância exterior entre os anéis metálicos. A medição também está disponível em "Dimensões"; consulte a página 7.


Escolher o tamanho certo:



5 - 30 cm




mais de 30 cm



menos de 5 cm

Escolha uma funda com uma medição da largura do colete inferior em 5 - 30 cm à medição da circunferência torácica do paciente. Quando o colete estiver colocado no paciente e as bandas dos ombros estiverem totalmente esticadas, a folga entre os anéis metálicos deve variar entre os 5 cm e os 30 cm. A folga entre os anéis metálicos pode ser maior com fundas de tamanhos maiores. Certifique-se de que escolhe a funda do tamanho certo e de que ajusta cuidadosamente as bandas dos anéis.

Dimensões



Medidas de tamanho em centímetros, modelo 60

| TAMA-NHO | A | B | C | D | E | Carga máxima (kg) | Prod. n.º |
|----------|----|-----|----|-----|-----|-------------------|-----------|
| XS | 43 | 60 | 18 | 204 | 170 | 200 | 3560113 |
| S | 48 | 70 | 23 | 190 | 156 | 200 | 3560114 |
| M | 38 | 80 | 23 | 197 | 164 | 200 | 3560115 |
| L | 39 | 90 | 22 | 207 | 174 | 200 | 3560116 |
| XL | 39 | 100 | 22 | 233 | 198 | 300 | 3560117 |
| XXL | 38 | 110 | 23 | 250 | 218 | 300 | 3560118 |

Medidas de tamanho em polegadas, modelo 60

| TAMA-NHO | A | B | C | D | E | Carga máxima (lbs) | Prod. n.º |
|----------|----|----|---|----|----|--------------------|-----------|
| XS | 17 | 24 | 7 | 80 | 67 | 440 | 3560113 |
| S | 19 | 28 | 9 | 75 | 61 | 440 | 3560114 |
| M | 15 | 32 | 9 | 78 | 65 | 440 | 3560115 |
| L | 15 | 35 | 9 | 92 | 78 | 440 | 3560116 |
| XL | 15 | 39 | 9 | 92 | 78 | 660 | 3560117 |
| XXL | 15 | 43 | 9 | 98 | 86 | 660 | 3560118 |













Medidas de tamanho em centímetros, modelo 64

| TAMA-NHO | A | B | C | D | E | F | G | Carga máxima (kg) | Prod. n.º |
|----------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-------------------|-----------|
| S | 39 | 70 | 22 | 182 | 149 | 10 | 35 | 200 | 3564114 |
| M | 38 | 80 | 22 | 190 | 157 | 11 | 36 | 200 | 3564115 |
| L | 38 | 90 | 22 | 201 | 167 | 12 | 39 | 200 | 3564116 |
| XL | 38 | 100 | 23 | 215 | 182 | 17 | 46 | 200 | 3564117 |
| XXL | 39 | 110 | 22 | 239 | 205 | 16 | 43 | 200 | 3564118 |


Medidas de tamanho em polegadas, modelo 64

| TAMA-NHO | A | B | C | D | E | F | G | Carga máxima (lbs) | Prod. n.º |
|----------|----|----|---|----|----|---|----|--------------------|-----------|
| S | 15 | 28 | 9 | 72 | 59 | 4 | 14 | 440 | 3564114 |
| M | 15 | 32 | 9 | 75 | 62 | 4 | 14 | 440 | 3564115 |
| L | 15 | 35 | 9 | 79 | 66 | 5 | 15 | 440 | 3564116 |
| XL | 15 | 39 | 9 | 85 | 72 | 7 | 18 | 440 | 3564117 |
| XXL | 15 | 43 | 9 | 94 | 81 | 6 | 17 | 440 | 3564118 |


Como engatar o MasterVest em diferentes barras de suporte

| Barra de suporte | Anéis da funda nos ganchos da barra de suporte | Correto |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p> |  |  |
|  <p data-bbox="215 786 338 819">Universal</p> |  |  |
|  <p data-bbox="169 1070 386 1104">SlingGuard Twin</p> |  |  |
|  <p data-bbox="177 1368 371 1402">Universal Twin</p> |  |  |


Errado!



Como engatar o MasterVest a uma barra de suporte Twin Bar




Elevar a partir de uma posição sentada



Coloque o MasterVest a partir da frente. Os braços do paciente são colocados através das bandas dos ombros.

Atrás das costas: passe cada banda do anel à volta das costas e puxe-as através do anel em D metálico no lado oposto, conforme ilustrado.

Com a barra de suporte atrás das costas do paciente, fixe as bandas dos anéis utilizando um anel adequado. Consulte "Ajustar as bandas dos anéis" na página 11-12. Fixe as bandas dos ombros à barra de suporte. Consulte as páginas 8-9 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte.



Antes de elevar: verifique se os pés do paciente estão firmemente no chão para que ele possa suportar peso à medida que a barra de suporte é elevada. Levante ligeiramente a barra de suporte para apertar as bandas (sem levantar o paciente do assento) e verifique se a distribuição da pressão à volta da parte superior do corpo do paciente está correta.

Durante a elevação: puxe a barra de suporte para a frente para que o peso do paciente seja transferido de forma suave até ele ficar na vertical e equilibrado. Baixe ligeiramente a barra de suporte para aliviar a pressão à volta do tórax. Agora, o paciente pode exercer peso sobre as pernas e realizar treino de equilíbrio.

Testar o LIKO MasterVest

Ajustar as bandas dos anéis


O anel que encaixar na barra de suporte determina o quanto o colete aperta em volta do tórax.

Se o colete deslizar para cima, experimente utilizar um anel interior ou um colete de tamanho mais pequeno.

Se o colete ficar demasiado apertado em volta do tórax, experimente utilizar um anel exterior ou um colete de tamanho maior.

Se duas pessoas diferentes experimentarem o mesmo tamanho, a pessoa mais magra precisaria de um anel interior, enquanto uma pessoa maior precisaria de um anel exterior. O MasterVest está corretamente ajustado quando as bandas dos ombros e as bandas dos anéis estão igualmente esticadas ao elevar o paciente.


Testar as bandas dos anéis



Para descobrir quais os anéis que proporcionam o melhor ajuste, teste as bandas dos anéis engatando diferentes anéis com as bandas dos ombros.


Para testar o ajuste correto das bandas dos anéis, coloque-se atrás do paciente e suspenda as bandas dos ombros e as bandas dos anéis com os polegares e puxe-as para cima até as bandas ficarem esticadas. O MasterVest está corretamente ajustado quando as bandas dos anéis e as bandas dos ombros estão igualmente esticadas quando são puxadas.

Ganchos para anéis



Este acessório prático é utilizado para marcar os anéis que tenham sido testados para uma pessoa específica. Assim, é mais fácil para os cuidadores escolher o anel correto para encaixar na barra de suporte.

Postura corporal




Muitas vezes, um indivíduo pode adaptar-se a dois tamanhos diferentes do MasterVest, mas as bandas dos anéis têm de ser ajustadas corretamente para cada tamanho. Os resultados diferem em relação à postura corporal e à distribuição da pressão em volta do tórax.

A. Um MasterVest de tamanho maior requer a utilização de um dos anéis interiores na banda do anel. Este ajuste permite que o paciente se dobre para a frente e exerce mais pressão na parte frontal inferior do tórax.

B. Um MasterVest de tamanho mais pequeno requer que encaixe um dos anéis exteriores da banda do anel à barra de suporte para obter uma tensão igual nas quatro bandas. Neste caso, a postura corporal é mais vertical e a pressão é distribuída de forma mais uniforme em volta do tórax.



Front closure MasterVest, Mod. 64



O MasterVest também está disponível num modelo com fecho frontal.

O MasterVest com fecho frontal está equipado com duas fivelas de segurança ajustáveis à frente. Teste o tamanho adequado do colete e ajuste a posição das bandas dos anéis, mesmo quando os pacientes colocam o MasterVest sozinhos. Depois de ajustar corretamente o MasterVest, pode encaixá-lo na barra de suporte enquanto o paciente o coloca.

- ⚠ Certifique-se de que o paciente pode abrir as fivelas sozinho ou tem o apoio de um cuidador para retirar o colete a fim de evitar desconforto se o colete não for retirado quando a atividade estiver concluída.
- ⚠ Se o arnês das pernas não estiver fechado ou se for colocada demasiada tensão nas fivelas, fazendo com que se abram, o colete pode deslizar para cima, causando desconforto.

Problemas durante o teste?

Problema: O colete desliza para cima por baixo dos braços do paciente.

Ajuste o MasterVest utilizando uma ou mais das seguintes sugestões:


- Ajuste a banda do anel utilizando um anel interior.
- Escolha um tamanho mais pequeno.
- Experimente utilizar o arnês das pernas.
- Segure o colete no lugar atrás das costas enquanto levanta o paciente pressionando com o polegar para baixo sobre as bandas dos anéis cruzadas.
- Peça ao paciente para manter os braços para baixo durante a elevação.

Acessórios de elevação recomendados

Extension Loop

Extension Loop, verde, 12 cm
 Extension Loop, verde, 22 cm
 Extension Loop, cinzento 12 cm
 Extension Loop, cinzento, 22 cm

Prod. n.º 3691102
 Prod. n.º 3691103
 Prod. n.º 3691302
 Prod. n.º 3691303




Componentes opcionais

Leg Harness

Prod. n.º 3666004-06

É possível utilizar um arnês das pernas especial com o **Liko MasterVest** para ajudar a evitar que o colete deslize para cima no corpo. O arnês pode ser colocado enquanto o paciente está sentado e, depois de elevar o paciente, pode ajustar a posição e a tensão do arnês. As bandas do arnês podem ser cruzadas ou ficar paralelas na zona genital.

NOTA! O arnês das pernas é adequado para coletes a partir do número de série 736166. Contacte o seu representante da Hillrom para obter mais informações sobre os modelos anteriores.




Mangas almofadadas para bandas dos ombros

Prod. n.º 3666021

As mangas almofadadas estão disponíveis como acessório para ajudar a aliviar a pressão na parte frontal das bandas dos ombros.


As mangas almofadadas têm um fecho de velcro ao longo de um dos lados para facilitar a aplicação.



Ganchos para anéis

Ganchos para anéis, vermelho, 4 unid.
 Ganchos para anéis, laranja, 4 unid.
 Ganchos para anéis, amarelo, 4 unid.
 Ganchos para anéis, azul, 4 unid.
 Ganchos para anéis, preto, 4 unid.

Prod. n.º 3666033
 Prod. n.º 3666034
 Prod. n.º 3666035
 Prod. n.º 3666036
 Prod. n.º 3666037



Descrição geral do LIKO MasterVest mod. 60, 64

| Produto | Prod. n.º | Tamanho | Peso corporal ¹ | Carga máxima ² |
|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------|
| MasterVest mod. 60 | 3560113 | XS | 20-40 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 60 | 3560114 | S | 40-60 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 60 | 3560115 | M | 60-80 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 60 | 3560116 | L | 80-100 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 60 | 3560117 | XL | 100-130 kg | 300 kg |
| MasterVest mod. 60 | 3560118 | XXL | 120-300 kg | 300 kg |
| MasterVest mod. 64 | 3564114 | S | 40-60 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 64 | 3564115 | M | 60-80 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 64 | 3564116 | L | 80-100 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 64 | 3564117 | XL | 100-130 kg | 200 kg |
| MasterVest mod. 64 | 3564118 | XXL | 120-200 kg | 200 kg |

¹ O peso do paciente acima indicado é apenas uma orientação, podem ocorrer variações.

² Para manter a carga máxima, é necessário que o elevador/os acessórios sejam destinados para a mesma carga ou carga superior.

Combinações recomendadas

| Combinações recomendadas ao utilizar o Liko MasterVest com barras de suporte Liko: | Mini 220 | Universal SlingBar 350 | Standard 450 | Universal SlingBar 450 | SlingGuard 450 | Universal SlingBar 600 | Universal TwinBar 670 | SlingGuard 670 |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | MasterVest, XS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MasterVest, S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MasterVest, M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MasterVest, L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MasterVest, XL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MasterVest, XXL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Legenda: ✓ = Recomendado

Embora esta tabela sirva de orientação, é importante reconhecer que várias circunstâncias podem tornar as combinações funda-barras de suporte inadequadas. As combinações aprovadas na matriz devem ainda ser avaliadas e validadas por um profissional de saúde qualificado.

Diferentes larguras de barras de suporte criam diferentes níveis de pressão no tórax. Tente várias alternativas até encontrar a mais adequada para o paciente individual.

Outras combinações

Combinações do Liko MasterVest com Cross-Bar, Cross-Bar 450/670 ou SideBars são inapropriadas.

Combinações de acessórios/produtos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno e Viking são marcas comerciais da Baxter International Inc. ou das suas subsidiárias.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suécia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom