


Liko MasterVest Model 60, 64




Talimat Kılavuzu



Model 60



Model 64



Model 60
bacak kemer destekli
ve dolgu muhafazalı

Ürün Açıklaması

Kullanım Amacı

Şu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Sağlık hizmeti, Yoğun bakım, Acil servis, Rehabilitasyon, Habiliteasyon ortamı ve evde sağlık hizmetleri ortamı.

Liko MasterVest; ayağa kalkmaya, yürümeye veya tualete gitmeye yardımcı olmak gibi geniş bir kullanım alanına sahip, çok yönlü bir askıdır.

MasterVest hastayı üst vücut çevresinden ve kolların altından destekler. MasterVest, hastaların bacaklarındaki ağırlığı kısmen taşıyabilmesini gerektirir.

Liko MasterVest sayesinde aşağıdakiler gibi ulaşılması zor bazı hedeflere ulaşabilirsiniz:

- hastalar egzersiz yapmak ve bacakları üzerinde doğrulmak için uygun yardımcı alır; ve
- bakım verenler ağır yük kaldırmayla ilişkili risklerden korunmuş olur.

Tuvalet ihtiyacı için hastaların kaldırılması ve taşınması, bakım veren kişi için ciddi yaralanmalara yol açabilir. MasterVest, tuvalet ihtiyacı için hastanın taşınmasını sorunsuz ve basit hale getirir.

MasterVest sadece vücudun üst kısmını kapladığından kıyafet giydirmeye ve çıkarmaya için vücudun alt kısmına kolayca ulaşılabilir.

Önden kapatmalı MasterVest, Model 64

Önden kapatmalı model **Liko MasterVest Model 64**, yeleklerini kendi başına giyip çıkarabilen hastalarda kullanılabilir.

Önden kapatmalı MasterVest, göğüs çevresinde iki adet ayarlanabilir emniyet tokası ile donatılmıştır. Bunlar, göğüs üzerindeki gerginliği ayarlamaya ve basıncı düzenlemenin gerekli olduğu durumlarda da önerilir.

Leg Harness'li MasterVest

Bacak kemeri MasterVest'i yerinde tutar ve yaygın şekilde yürüme eğitiminde kullanılır.

Uygun liftler

MasterVest, tüm **Liko** baş üstü ve mobil liftleriyle birlikte kullanılabilir. Şu ürünler arasından seçim yapabilirsiniz: **LikoGuard** baş üstü lifti, **Likorall** baş üstü lifti ve **Multirall** baş üstü lifti veya **Golvo** mobil lift, **Viking** mobil lift, **Uno** mobil lift ve **Liko M220/M230** mobil lift.

Bu belgede kaldırılan kişi hasta; yardımcı olan kişi ise bakım veren olarak adlandırılmıştır.

ÖNEMLİ!

Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk içerir. Kullanım öncesinde hem hasta lift sistemine hem de kaldırma aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitimli bir bakım veren tarafından kullanılmalıdır. Bakım verenin eğitim için Talimat Kılavuzunu okuması ve anlaması gerekir. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Hastanın kaldırma durumunun üstesinden gelip gelemeyeceğinin farkında olmalısınız. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

İçindekiler

Kullanım Amacı.....	1
Güvenlik Bilgileri	3
Sembol Açıklaması	4
Bakım ve Denetim	5
Tanımlar	5
Askı Bedeninin Seçilmesi	6
Boyutlar	7
MasterVest'i Farklı Askı Çubuklarına Tutturma Yolları	8
MasterVest'i Twin Bar'a Tutturma Yolları.....	9
Oturma Pozisyonundan Kaldırma	10
Liko MasterVest'i Test Etme	11
Önerilen Kaldırma Aksesuarları	13
İsteğe Bağlı Bileşenler.....	13
Liko MasterVest Model 60, 64'e Genel Bakış	14
Önerilen Kombinasyonlar	14

Güvenlik Bilgileri

⚠️ Kaldırma işleminden önce şu noktaları aklınızda bulundurun:

- Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren sayısının bir veya birden fazla olup olmayacağına karar vermelidir.
- Seçilen askının model, beden, kumaş ve tasarım açısından hastanın gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- Düzgün çalıştığından emin olmak için kullandığınız kaldırma sistemindeki acil alçaltma fonksiyonunu test edin.
- Maksimum yüksekliği, hastanın çok yükseğe çıkmasına imkan vermeyecek şekilde ayarlayın.
- Hastanın güvenliğini ve hijyeni sağlamak için farklı bir hastada kullanmadan önce askıyı yıkayın.
- Kaldırma işlemini mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapabilmek için önceden planlayın.
- Kaldırma işlemi öncesinde, kaldırma aksesuarının dikey olarak asılı olduğundan ve serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.
- Liko askı çubukları mandallar ile donatılmış olsa da özel bir dikkat gösterilmelidir: hasta yattığı yüzeyden kaldırılmadan önce ancak kayışlar tam olarak uzatıldığında, kayışların askı çubuğu kancalarına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Bir hastayı yattığı yerden sadece kaldırma ve taşıma işlemini tamamlamak için gerektiği kadar yükseğe kaldırın.
- Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
- Daima ergonomik şekilde çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.

⚠️ Askının askı çubuğuna yanlış takılması, hastanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

⚠️ Hastanın yatakta manuel olarak döndürülmesi bakım verenin yaralanmasına neden olabilir.

⚠️ Kaldırma hareketi sırasında hastanın ve bakım verenin, sıkışma noktalarından ve hareketli parçalardan uzak olduğundan emin olun. Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠️ Hastaların sıkışıp kalma riskini değerlendirin ve hastaları gereken şekilde izleyin. Kaldırma hareketi sırasında hastanın başının ve uzuvlarının askı halkalarının içinde veya arasında olmadığından emin olun. Aksi takdirde bu durum, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

⚠️ Aşınmış bir askının kullanılması, askının hastaya dengesiz şekilde yerleştirilmesi veya askının dikkatli bir şekilde çıkarılmaması sıkışma veya hafif yaralanmalara neden olabilir.

⚠️ Askıyı evcil hayvanların, haşerelerin veya gözetimsiz bırakılan çocukların yakınında çalıştırmayın, saklamayın veya taşımayın!

⚠️ Kaldırma sırasında hastayı asla tek başına bırakmayın!

⚠️ Çocukları asla askının yakınında gözetimsiz bırakmayın!

⚠️ Askıyı doğrudan güneş ışığına ya da radyatör veya şömine, ocak/fırın gibi ısı kaynaklarına maruz kalacağı bir yerde saklamayın!

⚠️ Askı, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ortamında kullanım açısından test edilmemiştir. MRG işlemini gerçekleştirmek için hastayı uyumlu bir yüzeye aktarın ve ürünü MRG odasından çıkarın.

Ⓒ Sınıf I Tıbbi Cihaz Ürünü

PATENT www.hillrom.com/patents

Ürün bir veya daha fazla patent kapsamında olabilir. Yukarıdaki internet adresine bakın.

Avrupa ve ABD'deki patentlerin, diğer patentlerin ve bekleyen patent başvurularının sahibi Hillrom şirketleridir.

Ürün Değişiklikleri

Liko ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın ürün değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hillrom temsilcinizle iletişime geçin.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko, ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisine yönelik eşdeğer bir standart olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikasına sahiptir. Ayrıca Liko, ISO 14001 çevre standardı uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Sembol Açıklaması

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Uyarı; bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir. Bu sembol, siyah kenarlıklı sarı bir üçgen ve ortasında siyah bir ünlem işareti ile gösterilir.		
	Geri dönüştürülebilir		
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun. Bu sembol, kitap okuyan bir kişinin beyaz görüntüsünün bulunduğu mavi bir daire ile gösterilir.		
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun		Dikkat! Talimat kılavuzuna bakın.
	CE işareti. Avrupa Birliği tıbbi cihaz uygunluk işareti, Sınıf I Tıbbi Cihaz.		
	İsviçre yetkili temsilcisi		
	Yasal üretici		Üretim tarihi
	Ürün Tanımlayıcısı		Tıbbi cihaz
	Seri Numarası		Benzersiz cihaz tanımlama
	Kuru temizleme yapmayın		Gölgede asarak kurutun
	Ütü yapmayın		Çamaşır suyu kullanmayın
	Tamburlu kurutma		Yıkamayın
	Tamburlu kurutma yapmayın		
	Yıkama Sembol, her zaman °C ve °F cinsinden önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.		
	Lateks içermez		
	Düzenli denetleme		
	Ürünü kullanmayın (Yalnızca Solo ürünlerinde bulunur ve yalnızca yıkama sonrasında ürün kullanımı yasak olduğunda görünür)		Hastanın adı
	Tek hastada kullanım (yalnızca Solo ürünlerinde)		
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ekipmanın dışında.		Sembol ekipmanın dışında.
	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası		

Bakım ve Denetim

Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Kayışlar
- Dikiş yerleri
- Halkalar
- Kemer tokaları

⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Askı banyo veya duş için kullanılıyorsa: Banyo veya duşta kullanıldıktan sonra askı mümkün olduğunca hızlı kuruyacak şekilde yerleştirilmelidir.

Yıkama ve Dezenfeksiyon Talimatları: Lütfen askının ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın. Yıkama sırasında Model 64 üzerindeki emniyet kemer tokaları kapatılmalıdır.

Malzeme: MasterVest, Polyesterden üretilmiştir.

Düzenli Denetleme

Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürünler normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkaniyorsa daha sık denetim gerekebilir. Protokoller için lütfen Hillrom temsilcinizle iletişime geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü

Model 60: Normal kullanıldığında ürünün beklenen kullanım ömrü 5 yıldır.

Model 64: Normal kullanıldığında ürünün beklenen kullanım ömrü 4 yıldır.

Kullanım ömrü kumaşa, kullanım sıklığına, yıkama işlemine ve taşınan ağırlığa bağlıdır. Hillrom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılmasını önerir.


♻️ Geri Dönüşüm Talimatları

Çıtalar, dolgu malzemesi vb. dahil olmak üzere askının tamamı, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Hillrom; kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için cihazların nasıl güvenli şekilde kullanılacağı ve atılacağı ile birlikte kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler; tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Cihaz kullanıcıları emin olmadığı durumlarda güvenli atma protokolleriyle ilgili yönlendirme için öncelikle Hillrom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

Tanımlar




Askı Bedeninin Seçilmesi

⚠️ Hasta için yalnızca doğru askı bedenini kullanın. Doğru beden, gerekli eğitimi almış bakım veren tarafından değerlendirilmelidir. Hasta sıkışıp kalabilir veya boğulabilir.


Hastanın çevresi ve askının yelek genişliği ölçüsü, askı bedenini seçerken rehberlik sağlar. Hastanın ölçüsünü (ölçüm talimatına bakın) ve askının ölçüsünü (ölçüm tablosu veya talimatına bakın) karşılaştırın.

Hastanın göğüs çevresini aşağıdaki gibi ölçün:




Hastanın göğsünün çevresini ölçün (kadınlarda göğsün altı).

Askının yelek genişliğini aşağıdaki gibi ölçün:




Metal halkalar arasındaki dış mesafeyi ölçün. Ölçü "Boyutlar" bölümünde de bulunabilir, bkz. sayfa 7.


Doğru bedeni seçme:



5-30 cm




30 cm'den fazla



5 cm'den az

Yelek genişliği ölçüsünün hastanın göğüs çevresi ölçüsünden 5-30 cm daha az olduğu bir askı seçin. Yelek hastanın üzerindeyken ve omuz kayışları tamamen uzatıldığında metal halkalar arasındaki boşluk 5-30 cm olmalıdır. Metal halkalar arasındaki boşluk, daha büyük beden askılarda daha büyük olabilir. Doğru askı bedenini seçtiğinizden emin olun ve halka kayışları dikkatli bir şekilde ayarlayın.

Boyutlar



Santimetre Cinsinden Beden Ölçüleri Model 60

BEDEN	A	B	C	D	E	Maksimum Yük (kg)	Ürün No.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

İnç Cinsinden Beden Ölçüleri Model 60

BEDEN	A	B	C	D	E	Maksimum Yük	Ürün No.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118













Santimetre Cinsinden Beden Ölçüleri Model 64

BEDEN	A	B	C	D	E	F	G	Maksimum Yük (kg)	Ürün No.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


İnç Cinsinden Beden Ölçüleri Model 64

BEDEN	A	B	C	D	E	F	G	Maksimum Yük	Ürün No.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


MasterVest'i Farklı Askı Çubuğlarına Tutturma Yolları

Askı çubuğu	Askı çubuğu kancaları için askı halkaları	Doğru
 SlingGuard		
 Universal		
 SlingGuard Twin		
 Universal Twin		


Yanlış!



Bir MasterVest'i Twin Bar'a Tutturma Yolları




Oturma Pozisyonundan Kaldırma



MasterVest'i ön taraftan giyin. Hastanın kolları, omuz kayışlarından geçirilerek yerleştirilir.

Arkadan: Resimde gösterildiği gibi, her halka kayışı sırt boyunca çekin ve zıt taraftaki metal D halka içinden geçirin.

Askı çubuğu hastanın arkasındaysa uygun bir halka kullanarak halka kayışları bağlayın, bkz. "Halka Kayışları Ayarlama", sayfa 11-12. Omuz kayışlarını askı çubuğuna takın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına tutturmakla ilgili talimatlar için sayfa 8-9'a bakın.



Kaldırmadan önce: Hastanın ayaklarının zeminde sağlam bir şekilde durup durmadığını kontrol edin; böylece askı çubuğu yükseltildikçe hasta ağırlığı taşıyabilir. Kayışları sıkmak için askı çubuğunu hafifçe kaldırın (hastayı oturma bölümünden kaldırmadan) ve hastanın üst gövdesindeki basınç dağılımının doğru olup olmadığını kontrol edin.

Kaldırma sırasında: Hastanın ağırlığının sorunsuzca taşınabilmesi için hasta dengeli ve dik bir şekilde durana kadar askı çubuğunu öne doğru çekin. Göğüs çevresindeki basıncı serbest bırakmak için askı çubuğunu hafifçe indirin. Şimdi hasta, bacaklarına ağırlık verebilir ve denge eğitimi üzerinde çalışabilir.

LIKO MasterVest'i Test Etme

Halka Kayışları Ayarlama


Askı çubuğunun kancalarına geçirdiğiniz halka yeleğin göğüs üzerinde ne kadar sıkılabileceğini belirler.

Yelek yukarı kayarsa bir iç halka veya daha küçük bedende bir yelek deneyin.

Yelek göğsü çok sıkıyorsa bir dış halka veya daha büyük bedende bir yelek deneyin.

İki farklı kişi aynı bedeni deniyorsa daha ince olan kişinin iç halkaya, daha iri olan kişinin ise dış halkaya ihtiyacı olur. MasterVest, omuz kayışları ve halka kayışlar hasta kaldırılırken eşit şekilde geriliyorsa doğru ayarlanmıştır.


Halka Kayışları Test Etme



Hangi halkanın en iyi uygunluğu sağladığını bulmak için omuz kayışları boyunca farklı halkaları çekerek halka kayışları test edin.


Halka kayışların doğru şekilde takıldığını test etmek için hastanın arkasında durun, baş parmaklarınızla omuz kayışlarını ve halka kayışlarını askıya alın ve kayışlar gerilene kadar yukarı kaldırın. MasterVest, halka kayışlar ve omuz kayışları kaldırıldıklarında eşit şekilde geriliyorsa doğru şekilde takılıdır.

Loop Clips



Bu pratik aksesuar belirli bir kişi için denenmiş halkaları işaretlemek için kullanılır. Bakım veren kişilerin, askı çubuğuna takılacak doğru halkayı seçmesini kolaylaştırır.

Vücut Duruşu




Kişiler için genellikle MasterVest'in iki farklı bedeni uygun olur; ancak her bir beden için halka kayışlar doğru şekilde ayarlanmalıdır. Sonuçlar, vücut duruşuna ve göğüs çevresindeki basınç dağılımına göre farklılık gösterir.

A. Daha büyük beden bir MasterVest, halka kayıştaki iç halkalardan birini kullanmanızı gerektirir. Bu bağlantı, hastanın öne doğru eğilmesini sağlar ve göğsün alt ön kısmına daha fazla basınç uygular.

B. Daha küçük beden bir MasterVest, dört kayışın tümünde eşit gerilim elde etmek için halka kayışın dış halkalarından birini askı çubuğuna takmanızı gerektirir. Bu durumda, vücut duruşu daha dik olur ve basınç, göğüs çevresine daha eşit şekilde dağıtılır.



Önden kapatmalı MasterVest, Model 64



MasterVest'in önden kapatmalı bir modeli de mevcuttur.

Önden kapatmalı MasterVest, ön tarafta iki adet ayarlanabilir emniyet tokası ile donatılmıştır. Hastalar MasterVest'i kendileri giyerken bile doğru yelek bedenini ve halka kayışların pozisyonunu test edin. MasterVest doğru şekilde ayarlandıktan sonra hastanın üzerindeyken askı çubuğundan asılabilir.

- ⚠️ Kaldırma işlemi tamamlandığında yelek çıkarılmamışsa rahatsızlık yaşanmaması için hastanın kemer tokalarını kendi başına açabildiğinden veya yeleği çıkarmak için bir bakım veren desteği alabildiğinden emin olun.
- ⚠️ Bacak kemeri kapatılmamışsa veya kemer tokaları açılmalarına neden olacak kadar çok gerildiyse yelek yukarı doğru kayarak rahatsızlık verebilir.

Test sırasında sorun mu yaşıyor?

Sorun: Yelek hastanın kollarının altından yukarı kayıyor.

Aşağıdaki önerilerden birini ya da birden fazlasını kullanarak MasterVest'i ayarlayın:


- Bir iç halka kullanarak halka kayışı ayarlayın.
- Daha küçük bir beden seçin.
- Bacak kemeri kullanmayı deneyin.
- Bir yandan başparmağınızı çaprazlanmış halka kayışlar üzerinde aşağı doğru bastırarak hastayı yükseltirken, yeleği arka tarafta yerinde tutun.
- Hastayı kaldırırken kollarını aşağıda tutmasını sağlayın.

Önerilen Kaldırma Aksesuarları

Extension Loop

Extension Loop, yeşil, 12 cm
Extension Loop, yeşil, 22 cm
Extension Loop, gri, 12 cm
Extension Loop, gri, 22 cm

Ürün No. 3691102
Ürün No. 3691103
Ürün No. 3691302
Ürün No. 3691303




İsteğe Bağlı Bileşenler

Leg Harness

Ürün No. 3666004-06

Yeleşin vücut üzerinde yukarı kaymasını önlemek için **Liko** MasterVest ile birlikte özel bir bacak kemeri kullanılabilir. Kemer hasta otururken takılabilir ve hasta kaldırıldıktan sonra kemerin pozisyonunu ve gerginliğini ayarlayabilirsiniz. Kemer kayışları, kasık bölgesinden çapraz veya paralel şekilde geçirilebilir.

NOT! Bacak kemeri, 736166 seri numaralı yelekler için uygundur. Daha eski modeller hakkında ayrıntılı bilgi için Hillrom temsilciniz ile iletişime geçin.




Padded Case for Shoulder Strap

Ürün No. 3666021

Dolgu muhafazalar, ön omuz kayışları üzerindeki basıncı rahatlamaya yardımcı olan bir aksesuar olarak kullanılır.


Kolay uygulama için dolgu muhafazaların bir tarafında cırt cırtlı bant vardır.



Loop Clips

Loop Clips, kırmızı, 4 adet
Loop Clips, turuncu, 4 adet
Loop Clips, sarı, 4 adet
Loop Clips, mavi, 4 adet
Loop Clips, siyah, 4 adet

Ürün No. 3666033
Ürün No. 3666034
Ürün No. 3666035
Ürün No. 3666036
Ürün No. 3666037



Liko MasterVest Model 60, 64'e Genel Bakış

Ürün	Ürün No.	Beden	Vücut Ağırlığı ¹	Azami yük ²
MasterVest Model 60	3560113	XS	20-40 kg	200 kg
MasterVest Model 60	3560114	S	40-60 kg	200 kg
MasterVest Model 60	3560115	M	60-80 kg	200 kg
MasterVest Model 60	3560116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest Model 60	3560117	XL	100-130 kg	300 kg
MasterVest Model 60	3560118	XXL	120-300 kg	300 kg
MasterVest Model 64	3564114	S	40-60 kg	200 kg
MasterVest Model 64	3564115	M	60-80 kg	200 kg
MasterVest Model 64	3564116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest Model 64	3564117	XL	100-130 kg	200 kg
MasterVest Model 64	3564118	XXL	120-200 kg	200 kg

¹ Belirtilen hasta ağırlığı sadece referans amaçlıdır; sapmalar olabilir.

² Maksimum yükü korumak üzere aynı yük veya daha fazla yük için kullanılması amaçlanan lift/aksesuarlar gereklidir.

Önerilen Kombinasyonlar

Liko askı çubuğu ile Liko MasterVest için önerilen kombinasyonlar:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Açıklama: ✓= Önerilen

Bu tablo bir kılavuz görevi görse de çeşitli koşulların askı-askı çubuğu kombinasyonlarını uygunsuz kılabilceğinin bilinmesi önemlidir. Matristeki onaylı kombinasyonlar yine de gerekli eğitimi almış bir sağlık hizmeti uzmanı tarafından değerlendirilip onaylanmalıdır.

Farklı askı çubuğu genişlikleri göğüs üzerinde farklı basınç seviyeleri oluşturur. Hastaya en uygun olanı bulana kadar çeşitli alternatifler deneyin.

Diğer Kombinasyonlar

Liko MasterVest ile Cross-bar, Cross-bar 450/670 veya Side bars kombinasyonları uygun değildir.

Liko tarafından önerilenler dışında aksesuar/ürün kombinasyonları hasta güvenliği açısından risk yaratabilir.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno ve Viking; Baxter International Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, İsveç
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom