

### Descripción del producto

**El arnés Liko Original Alto es un modelo básico diseñado para adaptarse al paciente y es uno de los arneses más usados.**

Permite una postura de sentado levemente reclinada y un excelente apoyo para todo el cuerpo. Lo que es muy bueno para pacientes con estabilidad reducida en el torso. Un arnés adecuadamente colocado y cuidadosamente aplicado le dará al paciente una excelente sensación de seguridad y un alto nivel de comodidad.

Se recomienda también el arnés Original Alto para la elevación a y desde el suelo puesto que proporciona un soporte de cabeza cómodo tanto en posición de sentado como de reposo.

#### Tallas

El arnés Original Alto está disponible en tallas diferentes. Es importante elegir la talla correcta para lograr el mayor nivel de comodidad y seguridad. Un arnés que sea demasiado grande aumenta el riesgo de que el paciente se deslice, mientras que uno demasiado pequeño puede producir cortes en la ingle y provocar incomodidad.

Para las tallas más grandes, una combinación con la percha doble 670 puede ser una buena elección.

#### Tejidos

El arnés Original Alto está disponible en distintas telas. Ya que el arnés Original normalmente no se deja debajo del paciente después de finalizar la transferencia, recomendamos el diseño en poliéster.

Este tejido es duradero y tiene baja fricción, lo que hace que el arnés sea fácil de aplicar y de quitar.

Esta tela es duradera y tiene poca fricción, de modo que el arnés es fácil de poner y retirar.

El arnés Original Alto también está disponible en red de poliéster. Este tejido está recomendado para cuando el arnés se deja en su sitio después de la transferencia o cuando se desea una alternativa más cómoda.

Para baños y duchas, hay disponible una red recubierta de plástico, que es permeable al agua y que puede limpiarse fácilmente. Este material se seca rápidamente y no produce frío al paciente como lo haría un tejido absorbente húmedo.

Si prefiere un arnés en material sólido lavable, hay disponible un diseño en tejido impermeable.

Las cintas de elevación del arnés siempre están fabricadas de poliéster duradero.

#### Soportes de piernas

El arnés Original Alto está disponible con soportes de piernas en diferentes diseños. Los soportes de piernas más comunes son los que llevan refuerzos. Los refuerzos ofrecen mucha comodidad, distribuyen la presión y evitan que el arnés se arrugue bajo los muslos.

Un diseño tiene un tejido sencillo sin refuerzos en el soporte de piernas, haciendo que el arnés sea más maleable y fácil de usar.

*En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.*

#### ¡IMPORTANTE!





















La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

# Índice

Descripción de los símbolos .....	3
Instrucciones de seguridad .....	4
Cuidado y mantenimiento .....	5
Definiciones .....	5
Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas .....	6
Cómo enganchar un Arnés Liko Original Alto a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas) .....	7
Elevación desde la posición de sentado .....	8
Elevación hacia una posición de sentado .....	9
Cómo retirar el arnés de una silla o una silla de ruedas .....	9
Elevación desde la cama.....	10
Cómo colocar el arnés a un paciente acostado en la cama .....	10
Cómo colocar el arnés de un paciente sentado en la cama .....	10
Elevación hasta la cama .....	11
Cómo retirar el arnés de un paciente tumbado en la cama .....	11
Cómo retirar el arnés de un paciente sentado en la cama .....	11
Elevación desde el suelo .....	12
Elevación hacia el suelo .....	12
Consejo.....	13
Diferentes posiciones de sentado .....	13
Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas.....	13
El paciente no se sienta bien en el arnés, ¿por qué? .....	14
Posición más corta.....	14
Accesorios .....	14
Resumen, el arnés Liko Original Alto, mod. 200, 210.....	15
Combinaciones.....	15

## Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia. Se emplea cuando se requiere un cuidado y una atención adicionales.
	Lea la guía de instrucciones antes del uso.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Número de referencia
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No utilizar secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No blanquear
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo
	Símbolo en la parte exterior del equipo
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

+

# Instrucciones de seguridad

## Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- Por motivos de seguridad e higiene, utilice arneses individuales.
- Antes de realizar la elevación, planifíquela para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Antes de la elevación, compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplaza con libertad.
- Aunque las perchas de Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- Asegúrese de que el paciente repose de forma segura en el arnés antes de transferirlo a otra posición.
- No eleve nunca un paciente por encima de la superficie necesaria para completar el procedimiento de elevación y transferencia.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.
- Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado. Si, por cualquier motivo, fuera preferible dejar el arnés puesto después del traslado, se recomienda usar un arnés fabricado con poliéster en red.

 Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

 Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

 Producto médico de clase I

**PATENTE [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente.**

Las empresas de Hill-Rom son las titulares de las patentes europeas y de EE. UU. y otras y de las solicitudes de patentes pendientes.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

## **Aviso para usuarios o pacientes de la UE**

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

## Cuidado y mantenimiento

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos de suspensión

**⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.**

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

**Si el arnés se emplea para el baño o la ducha:** Una vez usado para el baño o la ducha, el arnés se debe ubicar de manera que se seque lo más pronto posible.

**Instrucciones de lavado:** consulte la etiqueta del producto del arnés y el anexo adjunto «Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko».

### Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si los productos se utilizan o se lavan con más frecuencia de lo normal. Consulte el protocolo de Liko "Inspección periódica de los productos textiles Liko". Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

### Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene una vida útil estimada de 1 a 5 años con un uso normal. La vida útil estimada varía en función del tejido, la frecuencia de uso, el procedimiento de lavado y el peso transportado.


### Instrucciones de reciclaje

Todo el producto (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.
















Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.


## Definiciones







## Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas

Percha	Los lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p data-bbox="193 495 357 533">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 788 336 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="105 1070 443 1108">Percha doble SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="177 1368 368 1404">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1671 368 1706">Percha cruzada</p>		

### ¡Falso!




# Cómo enganchar un Arnés Liko Original Alto a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas)

 <p>A Lazos de la cinta superior</p> <p>B Lazos soporte de piernas</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Las ilustraciones 1, 2 y 3 muestran una percha doble pero también se aplica a una percha cruzada.</p>


## Elevación desde una posición de sentado

Se necesitan dos cuidadores para colocar el arnés según los principios ergonómicos. Se debe solicitar al paciente que se incline hacia delante durante la aplicación y es importante que un cuidador se encuentre de pie delante del paciente para evitar que se caiga hacia delante.




Coloque el arnés detrás de la espalda del paciente con la etiqueta del producto hacia fuera. Doble el extremo inferior del arnés sobre las puntas de sus dedos para facilitar el guiado del arnés en su sitio.

Usando la palma de su mano, tire hacia abajo del extremo inferior del arnés hasta la altura del coxis, **esto es muy importante**. **Consejo:** Lograr un posicionamiento correcto es más fácil si el paciente se inclina (o se le inclina) un poco hacia delante.



Saque los soportes para piernas por fuera de los muslos del paciente. Coloque la palma de la mano entre el cuerpo del paciente y el arnés y baje el extremo inferior del soporte hacia el asiento. Al mismo tiempo, tire del soporte de piernas con la otra mano para desplegarlo.


Coloque los soportes de piernas hacia delante para quitar los pliegues de la parte posterior. Compruebe que ambos soportes de piernas sobresalen la misma distancia. **Consejo:** Sujetar suavemente por debajo de la rodillera facilita la operación de extracción de los soportes de piernas.



Introduzca un soporte de piernas debajo de cada muslo. Asegúrese de que el tejido esté liso y de que rodee correctamente la pierna. **Consejo:** La colocación de los soportes de piernas es más sencilla si las piernas del paciente se elevan un poco sobre el asiento. Esto puede hacerse colocando el pie del paciente sobre el reposapiés o sobre su propia pierna, como se indica en la ilustración.

Prepare la conexión de los soportes de piernas. El modo más común de colocar el arnés es con los soportes de piernas cruzados. Para otros métodos, consulte la página 13.






**Consejo:** Compruebe que todos los lazos de suspensión tienen la misma longitud, es decir, que cuando se estiran queden a la misma altura, antes de la elevación. Ajuste la posición del arnés si no están a la misma altura.

Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y, después, los lazos del soporte de piernas. Consulte la página 6-7 para obtener instrucciones sobre como enganchar los lazos del arnés a las diferentes perchas. Eleve al paciente.

## Elevación hasta una posición de sentado

Cuando se coloca un paciente en una silla de ruedas, es importante que el paciente disponga de respaldo suficiente en la silla para que se siente bien. Esto puede lograrse de varios modos.



*Al colocar a un paciente en una silla de ruedas:* Incline la silla hacia atrás durante la bajada del paciente. Deje que las nalgas se deslicen hacia abajo por el respaldo durante esta parte. Controle el ángulo de la silla de ruedas con el pie sobre el soporte de inclinación.

*Alternativa:* Aplique un poco de presión bajo las rodillas del paciente durante la secuencia de bajada, de modo que las nalgas sean guiadas hacia el respaldo de la silla. Si el arnés tiene asas, puede usarlas para guiar.

**⚠ ¡No use las asas para elevar! Si ejerce demasiada fuerza sobre las asas puede rasgar el arnés.**

## Cómo retirar el arnés de una silla o una silla de ruedas

Recomendamos quitar el arnés después de realizar la transferencia. Si por cualquier motivo fuera preferible dejar el arnés en la silla después de la transferencia, recomendamos usar un arnés fabricado en red de poliéster.



Retire cuidadosamente el soporte de piernas. La manera más suave de hacerlo es retirar los lazos de soporte de piernas por debajo de la parte con tejido del soporte de piernas.


Quite el arnés cuidadosamente tirando del soporte para piernas hacia arriba.

## Elevación desde la cama

El arnés se puede colocar de distintas maneras dependiendo del estado del paciente. Se coloca con el paciente acostado en la cama o sentado sobre la cama. Si se utiliza un colchón antiescaras de aire, sería ventajoso que estuviera inflado al máximo para facilitar la colocación del arnés.


Recuerde cuál debe ser su propia posición de trabajo y la comodidad del paciente. Utilice las funciones de la cama para elevar y bajar. Se logra una buena posición de trabajo cuando el colchón está al nivel de los nudillos, teniendo los brazos totalmente hacia abajo. Dependiendo de la carga que signifique para el cuidador, se evaluará, caso por caso, cuántos cuidadores se requieren para la operación.

### Cómo colocar el arnés a un paciente acostado en la cama



Coloque al paciente de costado. Esta operación se facilita si el propio paciente puede ayudar cogiéndose de la barandilla de la cama del lado al cual se debe girar. Coloque el borde del arnés contra la espalda del paciente con el extremo inferior a **nivel con el coxis**.

Pliegue el arnés de manera que su "cinta posterior central" se corresponda con la columna del paciente. Compruebe que el pliegue cubra el lado del arnés que está contra la espalda del paciente para así reducir la fricción. Vuelva a girar al paciente delicadamente y tire del arnés hacia fuera del otro lado. Con esta técnica de colocación, sólo hace falta girar al paciente una sola vez.



Coloque los soportes de piernas debajo de cada pierna. Una forma óptima de hacerlo es presionando el soporte de piernas contra el colchón mientras se lo introduce bajo la rodilla. Asegúrese de que el tejido esté correctamente estirado y de que llegue correctamente todo alrededor de la pierna. Los soportes de piernas se pueden colocar de distintas maneras, véase la página 13.

Suba la cabecera de la cama. Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y después los lazos del soporte para las piernas. Consulte la página 6-7 para obtener instrucciones sobre cómo enganchan los lazos del arnés a las diferentes perchas. Eleve al paciente.

### Cómo colocar el arnés de un paciente sentado en la cama


Suba la cabecera de la cama por detrás del paciente. Deje el arnés sobre la cama con la etiqueta del producto hacia el colchón. Deslice el arnés hacia abajo por la espalda del paciente de modo que el extremo inferior **esté a la altura del coxis**. ¡Nota! La colocación es más fácil si el paciente se inclina (o se le inclina) hacia delante.

## Elevación hasta la cama

Recomendamos quitar el arnés después de realizar la transferencia. Si por cualquier motivo fuera preferible dejar el arnés en la cama después de la transferencia, recomendamos usar un arnés fabricado en red de poliéster.


Recuerde cuál debe ser su propia posición de trabajo y la comodidad del paciente. Utilice las funciones de la cama para elevar y bajar. Se logra una buena posición de trabajo cuando el colchón está al nivel de los nudillos, teniendo los brazos totalmente hacia abajo. Dependiendo de la carga que signifique para el cuidador, se evaluará, caso por caso, cuántos cuidadores se requieren para la operación.

### Cómo retirar el arnés de un paciente tumbado en la cama



Coloque al paciente sobre la cama. Suba la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente en la cama. Baje la cabecera.


Ponga los lazos de soporte de piernas bajo los soportes entre las piernas del paciente.



Coja el extremo del arnés. Empuje el arnés bajo sí mismo. Presione el arnés contra el colchón y bajo el paciente.

Gire con cuidado al paciente sobre su lado. Coja el arnés desde abajo y quítelo con cuidado.

### Cómo retirar el arnés de un paciente sentado en la cama



Coloque al paciente sobre la cama. Suba la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente hasta la cama.


Quite los soportes de las piernas tirando de los lazos de soporte hacia abajo la parte de tejido del soporte.  
**Consejo:** Esto resulta más sencillo si el paciente tiene la piernas dobladas.

Retire el arnés tirando de uno de los soportes de piernas por detrás del arnés y para el lado opuesto.

## Elevación desde el suelo

A continuación se describe la elevación desde el suelo con la grúa de suelo Golvo de Liko. Esta misma técnica vale también para la elevación con otras grúas móviles y de techo de Liko. Lea la guía de instrucciones de la grúa utilizada.


**Consejo:** Es más cómodo para el paciente si se coloca una almohada por debajo de su cabeza.



Gire al paciente con cuidado hacia un lado y pase el extremo del arnés por debajo del paciente con el extremo inferior a **la altura del coxis**. Doble el arnés de modo que su cinta de respaldo central coincida con la columna vertebral del paciente cuando éste vuelva a girarse con cuidado. Tire con cuidado del arnés del otro lado.

Compruebe que el arnés se encuentre simétricamente por debajo del paciente. Si fuera necesario, ajuste la posición.

Coloque los soportes de piernas bajo las piernas.




Coloque el soporte de piernas bajo las piernas del paciente. Mantenga el soporte de piernas alejado de la ingle para evitar la incomodidad del paciente. Este procedimiento es más sencillo si el paciente dobla las piernas. Consulte la página 6-7 para obtener instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a las diferentes perchas.

Eleve el paciente desde el suelo. Se puede girar al paciente levemente para evitar que la cabeza se acerque al mástil.

**⚠ Se debe bloquear la grúa móvil durante la elevación con la cabeza del paciente enfrentada a la grúa.**


## Elevación hacia el suelo



Si se realiza una elevación hacia el suelo, las ruedas de la grúa no deben estar bloqueadas. Cuando el paciente toque el suelo, se debe colocar la grúa hacia atrás para dar espacio a la cabeza. **Consejo:** Si la elevación se realiza en una colchoneta más delgada, se puede colocar la grúa bajo esta colchoneta para que actúe como protección entre la grúa y el paciente. Si fuera necesario retirar la grúa, consulte "Cómo retirar el arnés de un paciente tumbado en la cama" en la página 10.

## Consejo

### Diferentes posiciones de sentado



El arnés Liko Original Alto con **suspensión doble** permite una postura de sentado levemente reclinada con un excelente soporte de cabeza y un ángulo de aproximadamente 90 grados en la articulación de la cadera.

El arnés Liko Original Alto junto con la **percha doble 670** proporciona un ancho mayor en los hombros con respecto a los soportes de piernas, lo que es ideal si el paciente es de gran tamaño o si tiene sensibilidad a la presión sobre los hombros.


A. Con la **percha** se logra una postura levemente más reclinada y un ángulo mayor. Coloque también una pequeña almohada por debajo de la cabeza del paciente.

B. En combinación con **barras laterales** se obtiene una postura más reclinada y un ancho mayor en los hombros con respecto a los soportes de piernas, lo que es ideal en caso de que el paciente tenga sensibilidad a la presión sobre los hombros.

### Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas

Antes de elegir una alternativa de conexión, se debe realizar una valoración individual para anticiparse a posibles riesgos.

Los consejos que encontrará a continuación son generales puesto que los mismos principios son válidos para diversos modelos de arneses.



#### Con soportes entrecruzados de piernas.

El modo más común de colocar el arnés. Se pasa un lazo del soporte de piernas por el otro antes de enganchar los lazos a la percha.

#### Solapados bajo ambos muslos.

Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar un paciente con las piernas amputadas. **Consejo:** Para evitar que la postura de sentado del paciente sea demasiado reclinada, los lazos de extensión pueden engancharse a los lazos del soporte para las piernas.


#### Cada soporte de las piernas se debe enganchar a la percha por separado.

Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar a pacientes con los genitales especialmente sensibles.

**⚠ Aumento del riesgo de deslizamiento.**

## El paciente no se siente bien en el arnés, ¿por qué?

Los consejos que encontrará a continuación son generales puesto que los mismos principios son válidos para diversos modelos de arneses.




**A. Riesgo de deslizamiento.** Las nalgas quedan colgando. El arnés puede ser demasiado grande. También puede deberse al hecho de que el arnés no se haya bajado lo suficiente hasta la espalda del paciente.

Antes de la elevación, compruebe que el extremo inferior esté estirado y que el tejido rodea correctamente las piernas.

**B. Un arnés demasiado pequeño** puede hacer que los soportes de las piernas provoquen presiones en la ingle produciendo incomodidad y la percha puede estar demasiado cerca de la cara y/o de la espalda y ofrezca un soporte insuficiente.

El extremo inferior del arnés está a la altura del coxis. Los soportes de las piernas están correctamente colocados bajo las piernas.

## Posición más corta



Nuestros modelos de arneses están diseñados cuidadosamente para asegurar que el paciente quede sentado con la presión bien distribuida entre las piernas y la parte de la espalda, de manera que haya buen soporte durante los traslados. No obstante, en ciertos casos, puede ser preferible usar la configuración interior, la "posición más corta", del lazo de soporte de piernas para cambiar la posición de sentado del paciente.


**Nota:** Esto **no** se aplica si usted tiene un modelo más antiguo del arnés Original Alto, Mod. 20/21, con el diseño anterior de la posición más corta. Para contar con una descripción del procedimiento de "posición más corta" para el Mod. 20/21, por favor, póngase en contacto con Hill-Rom y consiga la guía de instrucciones para ese modelo.

En los casos en los que se utiliza la posición más corta, se recomienda conectar también el lazo de soporte de piernas exterior al gancho de la percha para tener un mejor control visual de las cintas.

## Accesorios

Extension Loop, verde, 12 cm (5 pulg.)  
 Extension Loop, verde, 22 cm (9 pulg.)  
 Extension Loop, gris, 12 cm (5 pulg.)  
 Extension Loop, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691102  
 N.º de prod. 3691103  
 N.º de prod. 3691302  
 N.º de prod. 3691303




- 2 = 12 cm (5 pulg.)  
 - 3 = 22 cm (9 pulg.)

## Resumen, el arnés Liko™ Original Alto, mod. 200, 210

Producto	Art. n.º	Talla		Peso del paciente <sup>1</sup>	Carga máxima <sup>2</sup>
Arnés Original Alto	3520 -- 3	XS	Extra pequeño	15-20 kg (33-44 lbs)	200 kg (440 lbs)
Arnés Original Alto	3520 -- 4	S	Pequeño (niños)	20-30 kg (44-66 lbs)	200 kg (440 lbs)
Arnés Original Alto	3521 -- 5	MS	Estrecho medio (adulto delgado)	30-50 kg (66-110 lbs)	200 kg (440 lbs)
Arnés Original Alto	3520 -- 5	M	Media	40-80 kg (88-176 lbs)	200 kg (440 lbs)
Arnés Original Alto	3520 -- 6	L	Grande	70-120 kg (154-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Arnés Original Alto	3520 -- 7	XL	Extra grande	110-250 kg (242-550 lbs)	500 kg (1 100 lbs)
Arnés Original Alto	3520 -- 8	XXL	Extra extra grande	200- kg (440- lbs)	500 kg (1 100 lbs)

<sup>1</sup> El peso del paciente indicado sólo es de orientación. Puede haber diferencias.

<sup>2</sup> Para mantener una carga máxima, es necesaria una grúa o los accesorios destinados para la misma carga o unamayor.



### Combinaciones recomendadas

**Combinaciones recomendadas del Arnés Liko Alto con soportes de piernas cruzados y las perchas de Liko:**

	Mini 220	Percha 350 <sup>4</sup>	Estándar 450	Percha 450 <sup>2</sup>	Percha 600 <sup>5</sup>	Percha doble 670 <sup>3</sup>	Percha Cruzada 450	Percha Cruzada 670	Univ. Barras laterales + Universal 350	Barras laterales + Estándar 450	Univ. Barras laterales + Universal 450
Arnés Original Alto, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Arnés Original Alto, S	2	1	1	1	3 <sup>1</sup>	3	1	3	1	2	1
Arnés Original Alto, MS	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	2	1	1	1	2	1
Arnés Original Alto, M	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Arnés Original Alto, L	3	3	1	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	1	1	1
Arnés Original Alto, XL	4	3	2	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	2	1	1
Arnés Original Alto, XXL	4	4	4	3	3 <sup>1</sup>	2	4	1	4	2	2

<sup>1</sup> Puede provocar desgaste prematuro del arnés.

<sup>2</sup> La Percha 450 se refiere a la Percha Universal 450 Art. N.º 3156075, 3156085, y 3156095, y también SlingGuard 450 Art. N.º 3308020 y 3308520.

<sup>3</sup> Las Perchas 670 se refiere a la Percha Doble Universal 670 n.º de prod. 3156077, y 3156087, y también SlingGuard 670 Twin n.º de prod. 3308040 y 3308540.

<sup>4</sup> La Percha 350 se refiere a la Percha Universal 350 n.º de prod. 3156074, 3156084 y 3156094 y también a la SlingGuard 350 n.º de prod. 3308010 y 3308510.

<sup>5</sup> La Percha 600 se refiere a la Percha Universal 600 n.º de prod. 3156076 y 3156086, y también a la SlingGuard 600 n.º de prod. 3308030 y 3308530.


**Explicación:** 1 = Recomendado, 2 = Posible, 3 = No recomendado, 4 = Inadecuado

### Otras combinaciones

La combinación de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

