


Käyttöohje



Tuotekuvaus

Korkeaselkäinen Liko Original -nostokangas on perusmalli, joka on suunniteltu mukautumaan avustettavalle ilman erillisiä säätöjä. Se on yksi eniten käytetyistä nostokankaista.

Sen hieman taaksepäin kallistuva istuma-asento ja erinomainen koko vartalon tuki soveltuu erityisesti henkilöille, joiden ylävartalon stabiiliteetti on heikentynyt. Oikein kiinnitetty ja huolellisesti asetettu nostokangas antaa avustettavalle erinomaisen turvallisuudentunteen ja lisää käyttömukavuutta.

Korkeaselkäistä Original-nostokangasta suositellaan myös lattialle ja lattialta nostamiseen, koska se tukee mukavasti päätä se istuma- että makuuasennossa.

Koot

Korkeaselkäisestä Original-nostokankaasta on saatavana eri kokovaihtoehtoja. Oikea koko on tärkeää parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Liian suuri nostokangas aiheuttaa liukumisen epämukavaan asentoon, kun taas liian pieni nostokangas ahdistaa nivusia ja saa aikaan epämukavan olon.

Isommissa kokoluokissa käyttäminen yhdessä Twin 670 -nostokaaren kanssa voi olla hyvä vaihtoehto.

Kankaat

Korkeaselkäistä Original-nostokangasta on saatavana eri materiaaleina. Koska Original-nostokangasta ei yleensä jätetä avustettavan alle siirron jälkeen, suosittelemme polyesterimallia. Materiaali on kestävä ja kitkaton ja tekee nostokankaasta helposti aseteltavan ja helposti poistettavan.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoritua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Korkeaselkäistä Original-nostokangasta on saatavana myös verkkopolyesteristä valmistettuna. Tätä kangasta suositellaan, kun nostokangas jätetään paikalleen siirron jälkeen tai kun tarvitaan ilmavampaa vaihtoehtoa.

Kylvyssä ja suihkussa käyntiä varten on saatavana muovipinnoitettu verkko, joka läpäisee veden ja on helpompi pyyhkiä puhtaaksi. Tämä materiaali kuivuu nopeasti eikä kylmetä avustettavaa samoin kuin kostea ja vettä imevä kangas.

Jos haluat nostokankaan, joka on valmistettu kiinteästä pyyhittävästä materiaalista, saatavana on myös muovipäällysteinen malli.

Nostokankaan hihnat ovat aina kestävästä polyesteriä ja erittäin turvallisia.

Jalkatuet

Korkeaselkäiseen Original-nostokankaaseen voi valita useita erimallisia jalkatukia. Yleisimpiä ovat vahvistetut jalkatuet. Vahvistus antaa lisämukavuutta, jakaa paineen tasaisesti ja estää nostokankaan rypistymisen reisien alle.





















Saatavana on myös yksinkertainen malli, jossa ei ole vahvistuksia jalkatuessa. Tämä tekee nostokankaasta helpommin taivuteltavan ja hoidettavan.

Sisällysluettelo

Symbolien kuvaus	3
Turvaohjeet	4
Hoito ja kunnossapito.....	5
Tuotetiedot	5
Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin.....	6
Original -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja ristikkonostokaaret).....	7
Nostaminen istuma-asennosta	8
Nostaminen istuma-asentoon.....	9
Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista	9
Nostaminen sängystä	10
Nostokankaan asettelu avustettavan ollessa makuullaan sängyssä	10
Nostokankaan asettelu avustettavan istuessa sängyllä	10
Nostaminen sänkyyn	11
Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä	11
Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä	11
Nostaminen lattialta	12
Nostaminen lattialle	12
Kiinnitysohje.....	13
Erilaisia istuma-asentoja.....	13
Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen	13
Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – Mistä se voisi johtua?	14
Lyhennysasento	14
Lisävarusteet	14
Korkeaselkäisen Liko Original -nostokankaan tuotekuvaus, malli 200, 210.....	15
Yhdistelmät.....	15

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus. Varoittaa tilanteista, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Viitenumero
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 (01) 0100887761997127 (11) VVKKPP (21) 012345678910	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Tarkista ennen nostoa, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Älä jätä nostokangasta suoraan auringonvaloon, kun sitä ei käytetä.
- Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas paikalleen siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää verkkopolyesteristä valmistettua nostokangasta.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**

 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**

 Lääkinnällinen luokan I laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hill-Rom-yritykset ovat eurooppalaisten, yhdysvaltalaisien ja muiden patenttien ja odottavien patenttihakemusten omistajia.

Design and Quality by Liko in Sweden

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja mahdollisista päivityksistä saa Hill-Romin edustajalta. .

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Ripustuslenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovaruksia.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Kun nostokangasta käytetään kylvyssä tai suihkussa: Kylvyssä ja suihkussa käyttämisen jälkeen nostokangas on sijoitettava niin, että se kuivuu mahdollisimman nopeasti.

Pesuohteet: Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätä useammin. Katso Likon käytäntö ohjeesta ”Liko-tekstiilituotteiden määräaikaistarkastus”. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 1–5 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino.


Kierrätysohjeet

Koko tuote, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.
















Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettyä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.


Tuotetiedot







Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="193 499 357 533">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 790 336 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="161 1072 392 1106">SlingGuard™ Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1368 368 1402">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="156 1671 392 1704">Ristikkonostokaari</p>		

Väärin!




Original -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja ristikkonostokaaret)

 <p>A Ylemmät hihnalenkit</p> <p>B Jalkatuen lenkit</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Kuvissa 1, 2 ja 3 näkyy kaksoisnostokaari, mutta tämä koskee myös ristikkonostokaarta.</p>


Nostaminen istuma-asennosta

Nostokankaan asettamiseen ergonomiaohjeiden mukaisesti tarvitaan kaksi avustajaa. Yleensä avustettava kallistetaan hieman eteenpäin, jolloin on tärkeää, että hoitaja seisoo hänen edessään ja estää liiallisen kallistumisen tai kaatumisen eteenpäin.




Sijoita nostokangas avustettavan taakse tuotelappu ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympärille ja ohjaa nostokangas paikalleen.

Paina kädellä nostokankaan alareuna avustettavan häntäluun tasolle. **Tämä on erittäin tärkeää.** Vinkki: Asettelua helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan hieman eteenpäin.




Vedä nostokankaan jalkatuet eteen avustettavan reisiä pitkin. Sijoita kämmen avustettavan vartalon ja nostokankaan väliin ja paina jalkatuen alareuna alas istuinta kohti. Vedä toisella kädellä jalkatukea samaan aikaan eteenpäin sen venyttämiseksi.

Suorista mahdolliset rypyt takaa vetämällä jalkatuet eteen. Tarkista, että molemmat jalkatuet ulottuvat yhtä kauas eteen. **Vinkki:** Jalkatuki tulee helpommin eteen, kun kannattelet avustettavaa kevyesti polvitaipteen kohdalta.



Sijoita jalkatuet reisien alle. Varmista, että kangas on sileä ja ulottuu kunnolla jalan ympäri. **Vinkki:** Jalkatukien asettelua helpottaa, jos avustettavan jalkoja kannatellaan hieman irti istuimesta. Se voi onnistua tukemalla jalkapohjista tai asettamalla avustettavan jalka oman jalkasi päälle kuvan mukaisesti.

Valmistele jalkatukien kiinnitys. Yleisin tapa nostokankaan asettelemiseen ovat jalkatuet ristissä. Katso jalkatukien vaihtoehtoiset sidontatavat sivulta 13.




Vinkki: Tarkista, että kaikki ripustuslenkit ovat samanmittaisia eli samalla korkeudella, kun niitä venytetään ennen nostamista. Säädä nostokankaan asentoa, jos ne eivät ole samalla korkeudella.

Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaaren koukkuihin, sitten jalkatukien silmukat. Katso sivuilta 6–7 ohje nostokaaren lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Nostaminen istuma-asentoon

Pyörätuoliin sijoittamisessa on tärkeää, että avustettava saadaan istumaan mahdollisimman taakse. Tämä voidaan saavuttaa monella eri tavalla.



Kun avustettava sijoitetaan pyörätuoliin: Kallista tuolia taaksepäin alaslaskemisen aikana. Anna takapuolen liukua alas aivan selkänojaan saakka. Tarkasta sijoittuminen pyörätuoliin pitämällä jalkaa kaatumistuen päällä.

Vaihtoehtoisesti: Työnnä alaslaskemisen aikana kevyesti avustettavan polvien alta niin, että takapuoli asettuu selkänojaa vasten. Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voidaan käyttää ohjaimina.

⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista

Suosittellemme nostokankaan poistamista siirron jälkeen. Jos jostakin syystä on edullisempaa jättää nostokangas tuoliin siirron jälkeen, suosittellemme verkkopolyesteristä valmistetun nostokankaan käyttämistä.



Ota jalkatuet varovasti pois. Se käy kätevimmin vetämällä jalkatuen silmukat ulos jalkatuen kangasosan alta.


Poista sen jälkeen nostokangas vetämällä jalkatukea varovasti ylöspäin.

Nostaminen sängystä

Nostokangasta voidaan käyttää eri tavoin avustettavan tilanteen mukaan. Sitä käytetään joko avustettavan ollessa makuullaan sängyssä tai istumassa sängyllä. Jos käytetään edistyksellistä painetta keventävää patjaa, se on hyvä täyttää kokonaan nostokankaan käytön mahdollistamiseksi.


Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä apunasi sängyn nosto- ja laskutoimintoja. Hyvä työasento saavutetaan patjan ollessa avustettavan rystysten korkeudella, kun käsiä riiputetaan vapaasti alaspäin. Avustajan kyvyistä riippuen on tapauskohtaisesti arvioitava, kuinka monta avustajaa toimenpiteeseen kulloinkin tarvitaan.

Nostokankaan asettelu avustettavan ollessa makuullaan sängyssä



Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Tämä toimenpide onnistuu hyvin, jos avustettava auttaa tarttumalla sängyn sen puolen kaiteeseen, johon hänet on aikomus kääntää. Sijoita nostokankaan helma avustettavan selkää vasten, että alahelma on samalla tasolla häntänikaman kanssa.

Taita nostokangas niin, että ”keskiselkähinna” on avustettavan selkärangan kohdalla. Tarkista, että taite peittää avustettavan selkäpuolella olevan nostokankaan helman, jotta kitka vähenee. Käännä avustettava varovasti takaisin ja vedä nostokangas ulos toiselta puolelta. Tällä käyttökoneella avustettava täytyy kääntää vain kerran.



Sijoita jalkatuet kummankin jalan alle. Se tapahtuu helpoimmin painamalla jalkatuki patjaa vasten ja työntämällä se samanaikaisesti polven alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa asianmukaisesti. Jalkatuki voidaan kiinnittää monella tavalla, katso sivu 13.

Korota sänkyä pään puolelta. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit ja sitten jalkatukien silmukat nostokaareen. Katso sivuilta 6–7 ohje nostokaaren lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Nostokankaan asettelu avustettavan istuessa sängyllä


Nosta sängyn pään puoleista päätä ylöspäin avustettavan takaa. Aseta nostokangas sängyn päälle tuotelappu alaspäin patjaa vasten. Ohjaa nostokangas alas avustettavan selän taakse niin pitkälle, että alahelma ylettää häntänikamaan saakka. **Huomio!** Tämä asettelu onnistuu, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan eteenpäin.

Nostaminen sänkyyn

Suosittellemme nostokankaan poistamista siirron jälkeen. Jos jostakin syystä on edullisempaa jättää nostokangas sänkyyn siirron jälkeen, suosittelemme verkkopolyesteristä valmistetun nostokankaan käyttämistä.


Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä apunasi sängyn nosto- ja laskutoimintoja. Hyvä työasento saavutetaan patjan ollessa avustettavan rystysten korkeudella, kun käsiä riiputetaan vapaasti alaspäin. Avustajan kyvyistä riippuen on tapauskohtaisesti arvioitava, kuinka monta avustajaa toimenpiteeseen kulloinkin tarvitaan.

Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä



Sijoita avustettava sängyn päälle. Nosta sängyn pään puoleista päätä ylöspäin avustettavan mukavuuden parantamiseksi. Laske avustettava sängylle. Laske pään puoleista päätä.


Sijoita jalkatukien silmukat jalkatukien alle avustettavan jalkojen väliin.



Ota kiinni nostokankaan reunasta. Työnnä nostokangas sen itsensä alle. Paina nostokangas patjaa vasten ja avustettavan alle.

Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Ota nostokankaasta kiinni alakautta ja vedä varovasti pois.

Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä



Sijoita avustettava sängyn päälle. Nosta sängyn pään puoleista päätä ylöspäin avustettavan mukavuuden parantamiseksi. Laske avustettava sängylle.


Ota jalkatuet pois vetämällä jalkatukien silmukat ulos jalkatuen kangasosan alta. **Vinkki:** Tämä helpottuu, jos avustettavan jalat ovat koukussa.

Poista nostokangas vetämällä yksi jalkatuki nostokankaan taakse ja yli vastakkaiselle puolelle.

Nostaminen lattialta


Seuraavassa on selostettu nostaminen lattialta Liko liikutettavalla Golvo-nostimella. Sama menetelmä soveltuu nostamiseen myös muilla Liko liikutettavilla ja kiinteillä nostimilla. Tutustu käytettävän nostimen käyttöohjeisiin.

Vinkki: avustettavalla on mukavampi olla, jos asetat tyynyn hänen päänsä alle.



Käännä avustettava varovasti kyljelleen ja aseta nostokangas avustettavan alle siten, että kankaan alareuna on **häntäluun tasolla**. Taita nostokangasta niin, että keskisaumanauha kulkee avustettavan selkärangan kohdalla, kun hänet käännetään takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Tarkista, että nostokangas on symmetrisesti avustettavan alla, ja korjaa asentoa tarvittaessa. Sijoita jalkatuet jalkojen alle.




Suurista jalkatukien kangas avustettavan jalkojen alta. Huolehdi, että jalkatuet eivät asetu epä mukavasti avustettavan nivusiin. Tämä käy helpommin, jos avustettava koukistaa jalkojaan. Katso sivuilta 6–7 ohje nostokaaren lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin.

Nosta avustettava lattiasta. Avustettavaa voi kääntää hieman, jotta hänen päänsä ei ole liian lähellä tankoa.

⚠ Liikutettava nostin on lukittava, kun avustettavaa nostetaan niin, että hänen päänsä on nostinta vasten.


Nostaminen lattialle



Nostettaessa lattialle nostimen pyörät eivät saa olla lukittuina. Kun avustettava koskettaa lattiaa, nostinta vedetään taaksepäin, jotta avustettavan pää ei osu mihinkään. **Vinkki:** Jos avustettava nostetaan ohuemmalle jumppamatolle, nostimen voi työntää maton alle, jolloin matto toimii pehmusteena nostimen ja avustettavan välissä. Katso ohjeet nostokankaan poistamiseen kohdasta "Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä" sivulta 10

Kiinnitysohje

Erilaisia istuma-asentoja



Kaksipisteisellä ripustuksella kiinnitettävässä korkeaselkäisessä Liko Original -nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenossa ja kangas tukee päätä erinomaisesti. Lonkkanivel on noin 90 asteen kulmassa.


Korkeaselkäisen Liko Original -nostokankaan ja 670 -kaksoisnostokaari yhdistelmässä hartioiden korkeudelle jää enemmän tilaa kuin jalkatukien korkeudelle. Tämä soveltuu erityisesti isokokoisille avustettaville tai henkilöille, joiden hartiat eivät kestä puristusta.

- A. Yhdessä Liko **ristikkokaaren** kanssa käytettäessä avustettava on hieman enemmän takakenossa ja kulma on suurempi. Voit parantaa asentoa asettamalla pienen tyynyn pään alle.
- B. Yhdessä **sivukaarien** kanssa käytettäessä avustettavan asento on hieman enemmän takakenossa ja hartioiden korkeudella on enemmän tilaa kuin jalkatukien korkeudella. Tämä soveltuu erityisesti avustettaville, joiden hartiat eivät kestä puristusta.

Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset yksilölliset riskit.

Tämä ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokankaiden malleja.




Jalkatuet ristissä.
Yleisin nostokankaan käyttötapa. Yksi jalkatuen lenkit pujotetaan toisen läpi ennen niiden kiinnittämistä nostokaareen.

Kietaisu kummankin reiden alta.
Tämä sopii esimerkiksi nostettaessa avustettavaa, jonka jalat on amputoitu. **Vinkki:** liian takakenoinen istuma-asento vältetään kiinnittämällä jalkatukien silmukoihin jatkolenkit.

Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.
Tämä voi sopia silloin, jos avustettava on erittäin herkkä alapään ja alavatsan alueelta.
⚠ Suurempi liukumisen riski.

Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – Mistä se voisi johtua?

Tämä ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokankaiden malleja.




A. Suurempi liukumisen riski. Takapuoli roikkuu alhaalla. Nostokangas voi olla liian suuri. Syynä voi olla myös se, että nostokangasta ei ole vedetty riittävän pitkälle selkää pitkin asetelun yhteydessä.

Tarkasta ennen nostamista, että helmataite on suorassa ja kangas ulottuu oikein jalan ympäri.

B. Liian pieni nostokangas voi aiheuttaa sen, että jalkatuki hiertää nivusista ja tuntuu epämukavalta, nostokaari jää kasvojen eteen ja/ tai selän tuenta ei ole riittävä.

Nostokankaan alahelma on samalla tasolla häntänikaman kanssa. Jalkatuet on aseteltu oikein jalkojen alle.

Lyhennysasento



Nostokankaiden mallit on suunniteltu huolellisesti takaamaan, että paine jakautuu tasaisesti jalkojen ja selän alueelle ja avustettava istuu hyvin tuettuna siirtojen yhteydessä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin suositeltavaa käyttää sisäasetusta, jalkatukien silmukoiden "lyhennysasentoa", avustettavan istuma-asennon muuttamiseen.


Huomio: Tämä ei koske korkeaselkäisen Original-nostokankaan vanhempaa mallia 20/21, jossa on lyhennysasennon aikaisempi ratkaisu. Jos tarvitset mallin 20/21 lyhentämistä koskevat ohjeet, ota yhteys Hill-Rom edustajaan.

Lyhennysasennon käytössä suosittelemme, että kiinnität myös ulomman jalkatuen lenkin nostokaaren koukkuun, koska silloin lenkit pysyvät paremmin näkyvillä ja hallinnassa.

Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm
Extension Loop, vihreä, 22 cm
Extension Loop, harmaa, 12 cm
Extension Loop, harmaa, 22 cm

Tuotenro 3691102
Tuotenro 3691103
Tuotenro 3691302
Tuotenro 3691303




Korkeaselkäisen Liko™ Original -nostokankaan tuotekuvaus, malli 200, 210

Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus ²
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 3	XS XS	15–20 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 4	S S (lapsi)	20–30 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3521 - - 5	MS MS (hoikka aikuinen)	30–50 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 5	M M	40–80 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 6	L L	70–120 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 7	XL XL	110–250 kg	500 kg
Korkeaselkäinen Original-nostokangas	3520 - - 8	XXL XXL	200– kg	500 kg

¹ Ilmoitetut henkilöiden painot ovat suuntaa antavia. Eroja esiintyy.

² Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostolaitteen ja nostovarusteiden kuormituskyky on vähintään yhtä suuri kuin nostokankaalla.



Suosittelvat käyttöyhdistelmät

Suosittelut jalkatuet ristissä käytettävien korkeaselkäisten Liko Original –nostokankaiden ja Liko nostokaarien yhdistelmät:

	Mini 220	Nostokaari 350 ⁴	Standard 450	Nostokaari 450 ²	Nostokaari 600 ⁵	670 -kaksoisnostokaari ³	Ristikkonostokaari 450	Ristikkonostokaari 670	Vakiosivukaaret + Vakio 350	Sivukaaret + Standardi 450	Vakiosivukaaret + Vakio 450
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Korkeaselkäinen Original-nostokangas, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Voi aiheuttaa nostokankaan ennenaikaista kulumista.

² Nostokaari 450 viittaa Universal SlingBar 450 -nostokaareen, tuotenumerot 3156075, 3156085 ja 3156095, ja SlingGuard 450 -suojuksen, tuotenumerot 3308020 ja 3308520.

³ 670 -kaksoisnostokaari viittaa Universal Twin 670 -nostokaareen, tuotenumerot 3156077 ja 3156087, ja SlingGuard 670 -kaksoissuojuksen, tuotenumerot 3308040 ja 3308540.

⁴ Nostokaari 350 viittaa Universal SlingBar 350 -nostokaareen, tuotenumerot 3156074, 3156084 ja 3156094, sekä SlingGuard 350 -suojuksen, tuotenumerot 3308010 ja 3308510.

⁵ Nostokaari 600 viittaa Universal SlingBar 600 -nostokaareen, tuotenumerot 3156076 ja 3156086, sekä SlingGuard 600 -suojuksen, tuotenumerot 3308030 ja 3308530.


Selitys: 1 = Suositeltava, 2 = Mahdollinen, 3 = Ei suositeltava, 4 = Sopimaton

Muut yhdistelmät

Muiden kuin Liko suosittelmien varusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

