



Harnais Original dos rehaussé Liko™ HighBack Sling, modèles 200, 210



Notice d'utilisation



Description du produit

Le harnais Original dos rehaussé est un modèle de base conçu pour s'adapter à tous les patients, sans besoin de réglage individuel. Il est l'un de nos harnais les plus utilisés.

Il offre une position assise légèrement penchée en arrière et soutient tout le corps, ce qui convient aux patients qui ont un maintien réduit du tronc. Un harnais correctement ajusté et soigneusement mis en place donne au patient un excellent sentiment de sécurité et un confort très élevé.

Le harnais Original dos rehaussé est également recommandé pour le levage depuis le sol et l'abaissement vers le sol puisqu'il soutient confortablement la tête, en position aussi bien assise qu'allongée.

Tailles

Le harnais Original dos rehaussé est disponible en différentes tailles. Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité. Un harnais trop grand augmente le risque que le patient glisse hors du harnais. Un harnais trop petit peut comprimer l'entre-jambe et entraîner une gêne.

Pour les grandes tailles, une association avec l'étrier Twinbar 670 de Liko peut se révéler être un bon choix.

Tissus

Le harnais Original dos rehaussé existe en différents tissus. Puisqu'en général, le patient ne reste pas dans le harnais Original après le transfert, nous recommandons le polyester. Ce tissu est très solide et bénéficie d'un faible coefficient de frottement, ce qui facilite sa mise en place et son retrait.

Le harnais Original dos rehaussé existe aussi en filet polyester. Ce tissu est recommandé lorsque le harnais est maintenu en place après le transfert ou si vous désirez une solution plus « aérée ».

Pour le bain et la douche, il existe un modèle en filet plastique, perméable à l'eau et qui peut être essuyé facilement. Ce matériau sèche vite et ne refroidit pas le patient comme le ferait un tissu absorbant humide.

Si vous préférez un harnais dans un matériau lavable résistant, il existe aussi en tissu plastifié.

Les sangles de harnais sont toujours fabriquées en polyester résistant.

Soutiens de jambe

Le harnais Original dos rehaussé est disponible avec des soutiens de jambe de plusieurs types. Les plus courants comportent des renforts. Ceux-ci offrent un grand confort, répartissent la pression et évitent que le harnais ne se plisse sous les cuisses.

Une des versions est en tissu simple, sans renfort dans les soutiens de jambe, ce qui rend le harnais plus facile à plier et à entretenir.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide le soignant.

IMPORTANT!





















Le levage et le transfert d'un patient sont toujours associés à un certain niveau de risque. Consultez au préalable la notice d'utilisation du lève-personnes et des accessoires de levage. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précaution et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé de la capacité de ce dernier à supporter la situation de levage. En cas de doute, contactez le fabricant ou le fournisseur.

Table des matières

Description des symboles	3
Consignes de sécurité	4
Précautions d'utilisation et entretien	5
Définitions	5
Attacher un harnais à divers modèles d'étriers.....	6
Attacher un harnais Original dos réhaussé à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés).....	7
Transfert depuis une position assise	8
Transfert vers une position assise.....	9
Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant	9
Levage depuis le lit	10
Mise en place du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit	10
Mise en place du harnais lorsque le patient est assis sur le lit	10
Transfert vers le lit	11
Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit	11
Retrait du harnais lorsque le patient est assis sur le lit	11
Transfert depuis le sol	12
Transfert vers le sol	12
Conseils d'ajustement	13
Différentes positions assises.....	13
Différentes méthodes pour accrocher les soutiens de jambe.....	13
Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?.....	14
Position de raccourcissement.....	14
Accessoires	14
Caractéristiques du harnais Original dos rehaussé Liko, Mod. 200, 210	15
Combinaisons	15

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement. Utilisé lorsqu'il convient de faire preuve de précaution et de la plus grande attention.
	Lire au préalable la notice d'utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas repasser
	Sèche-linge
	Ne pas mettre au sèche-linge
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.
	Sans latex
	Inspection périodique
	Ne pas utiliser de javel
	Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
 (01) 0100887761997127 (11) JJMMAA (21) 012345678910	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série


Consignes de sécurité

Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs assistants sont requis.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage de sorte qu'elle puisse être effectuée aussi sûrement et confortablement que possible.
- Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises. Avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles, une fois tendues, sont bien accrochées aux crochets de l'étrier.
- Vérifiez que le patient est assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que l'opération ne le nécessite.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de levage.
- Contrôlez que les roues du fauteuil ou du lit sont verrouillées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.
- Lorsque le harnais est inutilisé, ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil.
- Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais après le transfert, il est recommandé d'utiliser un harnais en filet polyester.

 Une fixation incorrecte du harnais à l'étrier peut entraîner des blessures graves pour le patient.

 Le fait de tourner manuellement le patient dans le lit peut provoquer des blessures pour le personnel soignant.

 Dispositif médical de classe I

BREVET www.hillrom.com/patents

Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessus.

Les entreprises Hill-Rom sont propriétaires de brevets européens, américains et autres, ainsi que de brevets en instance.

Design and Quality by Liko in Sweden

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hill-Rom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Précautions d'utilisation et entretien

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants:

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles de suspension

⚠ Vous ne devez en aucun cas utiliser des accessoires de levage endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Si le harnais est utilisé pour le bain ou la douche : après chaque bain ou douche, le harnais doit être étendu de manière à favoriser son séchage aussi rapide que possible.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du produit et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ».

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si les produits sont utilisés ou lavés plus fréquemment qu'à la normale. Voir le protocole Liko « Inspections périodiques des produits textiles Liko ». Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du tissu, de la fréquence d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.


Instructions de recyclage

L'ensemble du produit, y compris les renforts, les matériaux de rembourrage, etc., doit être trié en tant que déchet combustible.
















Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.

En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.


Définitions








Attacher un harnais à divers modèles d'étriers

Étrier	Boucles de harnais sur crochets d'étrier	Fixation correcte
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Étrier croisé</p>		

Incorrect !




Attacher un harnais Original dos réhaussé à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)

 <p>A Boucles de sangle supérieure</p> <p>B Boucles de soutiens de jambes</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Les illustrations 1, 2 et 3 représentent un étrier double mais elles s'appliquent également à un étrier croisé.</p>


Transfert depuis une position assise

Il est recommandé d'être deux soignants pour appliquer le harnais selon des principes ergonomiques. Le patient est en général penché vers l'avant lors de l'application et il est alors important qu'un assistant se place devant lui afin de l'empêcher de tomber vers l'avant.




Placez le harnais derrière le dos du patient, étiquette tournée vers l'extérieur. Repliez le bord inférieur du harnais autour de vos doigts afin de diriger plus facilement le harnais en place.

À l'aide de la paume de la main, placez le bord inférieur du harnais sur le coccyx du patient. **Ceci est très important.** **Astuce :** la mise en place est facilitée si le patient est légèrement penché vers l'avant.



Tirez les soutiens de jambes du harnais le long de l'extérieur des cuisses du patient. Placez la paume de votre main entre le corps du patient et le harnais et faites glisser le bord inférieur du soutien de jambe vers le siège. Tirez et tendez en même temps le soutien de jambe vers l'avant avec l'autre main.


Tirez les soutiens de jambes vers l'avant pour défroisser d'éventuels plis à l'arrière. Contrôlez que la partie des soutiens de jambes qui dépasse est d'égale longueur des deux côtés. **Astuce :** appuyez légèrement sur la rotule pour pouvoir tirer plus facilement les soutiens de jambes vers vous.



Faites passer un soutien de jambe sous chaque cuisse. Faites en sorte que le tissu soit parfaitement tendu sous la cuisse et qu'il en fasse bien le tour.

Astuce : les soutiens de jambes sont plus faciles à mettre en place si les jambes du patient ne reposent pas sur le siège. Pour cela, placez les pieds sur le repose-pied ou sur votre propre jambe comme le montre l'illustration.

Préparez l'accrochage des soutiens de jambes. La méthode la plus courante de mise en place du harnais consiste à croiser les soutiens de jambes. Pour les autres méthodes, consultez la page 13.




Astuce : vérifiez que les boucles de suspension ont la même longueur, à savoir qu'elles atteignent la même hauteur lorsqu'elles sont tendues avant le levage. Ajustez la position du harnais si elles ne sont pas à égale hauteur.

Accrochez d'abord les boucles de sangles supérieures aux crochets de l'étrier, puis les boucles de soutien de jambe. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.

Transfert vers une position assise

Dans le cas de positionnement dans un fauteuil roulant, il est essentiel que le patient s'enfonce bien en arrière dans le fauteuil pour s'asseoir correctement. Il existe pour cela plusieurs méthodes.



Pour placer un patient dans un fauteuil roulant : inclinez le fauteuil vers l'arrière pendant l'abaissement du patient. Laissez le postérieur glisser le long du dossier à la fin de l'opération. Réglez la position du fauteuil avec votre pied sur le basculeur.

Autre solution : appliquez une légère pression sous les genoux du patient pendant la phase d'abaissement de sorte que les fesses soient dirigées vers le dossier du siège. Si le harnais est muni de poignées, celles-ci peuvent être utilisées comme guides.

⚠ N'utilisez pas les poignées pour le levage ! Une traction excessive sur les poignées peut déchirer le harnais.

Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais sur le siège, nous recommandons d'utiliser un harnais en filet polyester.



Retirez doucement le soutien de jambe. La meilleure façon de procéder consiste à tirer les boucles de soutien de jambes sous leur partie en tissu.


Retirez le harnais en tirant doucement le soutien de jambe vers le haut.

Levage depuis le lit

Le harnais peut être mis en place de diverses manières en fonction de l'état du patient. Il peut être mis en place sur un patient allongé ou assis dans un lit. Si le lit est doté d'un matelas perfectionné allégeant la pression, il peut être gonflé au maximum afin de faciliter la mise en place du harnais.


Pensez à votre propre posture de travail et au confort du patient. Utilisez les fonctions d'élévation et d'abaissement du lit. Lorsque le matelas se situe au même niveau que les articulations des bras, quand ceux-ci sont totalement tendus, la posture de travail est correcte. En fonction de la charge pesant sur le soignant, il faut évaluer, au cas par cas, le nombre de soignants nécessaires pour la manipulation.

Mise en place du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit



Tournez le patient sur le côté. Cette manipulation est plus facile lorsque le patient peut participer en saisissant la barrière de lit du côté sur lequel il doit être tourné. Placez le bord du harnais contre le dos du patient en positionnant le bas **au niveau du coccyx**.

Pliez le harnais de façon à ce que sa « bande médiane » se trouve le long de la colonne vertébrale du patient. Contrôlez que le pli couvre le bord du harnais situé contre le dos du patient pour réduire le frottement. Tournez doucement le patient et tirez le harnais de l'autre côté. Avec cette technique de mise en place, le patient n'a besoin d'être tourné qu'une seule fois.



Introduisez les soutiens de jambe sous chaque jambe. Pour faciliter l'opération, pressez le soutien de jambe contre le matelas lorsque vous le faites passer sous le genou. Faites en sorte que le tissu soit parfaitement tendu sous la cuisse et qu'il en fasse bien le tour. Les soutiens de jambes peuvent être accrochés de différentes façons, voir page 13.

Levez la tête de lit. Accrochez d'abord les boucles de sangles supérieures aux crochets de l'étrier puis les boucles de soutien de jambe. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.

Mise en place du harnais lorsque le patient est assis sur le lit


Levez la tête de lit derrière le patient. Posez le harnais sur le lit, étiquette tournée vers le matelas. Faites glisser le harnais derrière le dos du patient de façon à ce que le bord inférieur soit **au niveau du coccyx**. **Remarque !** La mise en place est facilitée si le patient est penché ou se penche vers l'avant.

Transfert vers le lit

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais dans le lit après le transfert, nous recommandons d'utiliser un harnais en filet polyester.


Pensez à votre propre posture de travail et au confort du patient. Utilisez les fonctions d'élévation et d'abaissement du lit. Lorsque le matelas se situe au même niveau que les articulations des bras, quand ceux-ci sont totalement tendus, la posture de travail est correcte. En fonction de la charge pesant sur le soignant, il faut évaluer, au cas par cas, le nombre de soignants nécessaires pour la manipulation.

Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit



Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit. Abaissez la tête de lit.


Placez les boucles de soutien de jambes sous ces derniers entre les jambes du patient.



Saisissez le bord du harnais. Ramenez le harnais sous lui-même. Pressez-le contre le matelas et enfoncez-le sous le patient.

Tournez soigneusement le patient sur le côté. Agrippez le harnais par en dessous et retirez-le soigneusement.

Retrait du harnais lorsque le patient est assis dans le lit



Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit.


Pour retirer les soutiens de jambes, tirez-les sous leur partie en tissu.
Astuce : l'opération est plus facile si les jambes du patient sont pliées.

Retirez le harnais en tirant l'un des supports de jambe par l'arrière du harnais et le côté opposé.

Levage depuis le sol

Le levage depuis le sol avec le lève-personnes mobile Golvo de Liko est décrit ci-dessous. La même technique peut également s'appliquer au levage avec d'autres lève-personnes mobiles et stationnaires de Liko. Consultez la notice d'emploi du lève-personnes utilisé.


Astuce : il est plus confortable pour le patient qu'un coussin soit placé sous sa tête.



Tournez soigneusement le patient sur le côté et placez le bord du harnais sous le patient, le bord inférieur **au niveau du coccyx**. Pliez le harnais de sorte que sa bande médiane se trouve le long de la colonne vertébrale du patient quand celui-ci est retourné avec précaution. Déroulez soigneusement le harnais de l'autre côté.

Vérifiez que le harnais est mis en place de manière symétrique sous le patient ; ajustez la position si nécessaire.

Placez les soutiens de jambes sous les jambes.




Tendez les soutiens de jambes sous les jambes du patient. Éloignez-les de l'entre-jambe afin d'éviter d'occasionner la moindre gêne au patient. L'opération est plus facile si le patient plie les jambes. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers.

Soulevez le patient depuis le sol. Vous pouvez le tourner légèrement pour éviter que sa tête ne soit trop proche du pied central.

⚠ Le lève-personnes mobile doit être verrouillé lors du levage quand la tête du patient est tournée vers le lève-personnes.


Transfert vers le sol



Lors du transfert vers le sol, les roues du lève-personnes ne doivent pas être verrouillées. Lorsque le patient touche le sol, tirez le lève-personnes vers l'arrière pour donner de l'espace à la tête. **Astuce** : si le transfert se fait vers un tapis mince de gymnastique, le lève-personnes peut être poussé sous ce tapis de sorte que le tapis agisse comme une protection entre le lève-personnes et le patient. Si le harnais doit être retiré, consultez « Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit », page 10.

Conseils d'ajustement

Différentes positions assises



Le harnais Original dos rehaussé Liko, **accroché à un étrier deux fixations**, offre une position légèrement renversée, avec un bon soutien pour la tête et une orientation du bassin d'environ 90 degrés.


Le harnais Original dos rehaussé Liko, combiné avec l'étrier **Twinbar 670**, offre plus d'ampleur aux épaules qu'aux soutiens de jambes. Convient aux patients de forte taille ou sensibles aux pressions sur les épaules.

A. La combinaison avec un étrier **quatre fixations** offre une position un peu plus renversée et un angle d'inclinaison plus grand. À compléter avec un petit coussin derrière la tête.

B. La combinaison avec les **étriers latéraux** offre une position un peu plus renversée et plus d'ampleur aux épaules qu'aux soutiens de jambes. Convient aux patients sensibles aux pressions sur les épaules.

Différentes méthodes pour accrocher les soutiens de jambes

Avant de choisir une autre méthode d'accrochage, effectuez une évaluation individuelle afin d'anticiper les risques éventuels. Suivent des conseils d'ordre général puisque les mêmes principes sont valables pour plusieurs modèles de harnais.



Soutiens de jambes croisés.

La méthode la plus courante de mise en place du harnais. Une boucle de soutien de jambe est enfilée dans l'autre avant que les deux soient attachées à l'étrier.

Chevauchement sous les deux cuisses.

Convient par exemple au levage des personnes amputées des jambes. **Astuce :** afin d'éviter que le patient ne soit trop incliné en position assise, des boucles d'extension peuvent être fixées aux boucles de soutiens de jambe.


Chaque soutien de jambe est accroché séparément à l'étrier.

Convient par exemple au levage des personnes dont le bas-ventre est particulièrement sensible.

⚠ Risque accru de glissement.

Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?

Les conseils suivants sont d'ordre général puisque les mêmes principes sont valables pour plusieurs modèles de harnais.




A. Risque de glissement. Le postérieur est affaissé. Le harnais est peut-être trop grand. Ou bien le harnais n'a pas été tiré suffisamment bas le long du dos lors de sa mise en place.

Contrôlez, avant de lever, que le bord inférieur est tendu et que le tissu entoure correctement les jambes.

B. Un harnais trop petit peut impliquer que les soutiens de jambe remontent à l'entre-jambe et provoquent un inconfort, que l'étrier est trop près du visage et/ou que le dos n'est pas assez soutenu.

Le bord inférieur du harnais se trouve à la hauteur du coccyx. Les soutiens de jambes sont correctement appliqués sous les jambes.

Position de raccourcissement



Nos modèles de harnais sont soigneusement conçus pour permettre au patient d'être assis et que la pression soit bien répartie entre les jambes et le dos, garantissant ainsi un soutien correct pendant les transferts. Toutefois, dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser le réglage intérieur, la « position de raccourcissement », sur la boucle de soutien de jambe pour modifier la position assise du patient.


Remarque : cela ne s'applique **pas** si vous possédez un modèle plus ancien du harnais Original dos rehaussé (Mod. 20/21) avec une position de raccourcissement de conception plus récente. Pour savoir comment procéder au raccourcissement sur les modèles 20 et 21, veuillez contacter Hill-Rom qui vous fournira la notice d'emploi correspondante.

Quand la position de raccourcissement est utilisée, nous recommandons aussi d'accrocher la boucle externe du soutien de jambe au crochet de l'étrier pour disposer d'un meilleur contrôle visuel sur les sangles.

Accessoires

Extension Loop, verte, 12 cm (5 po)
Extension Loop, verte, 22 cm (9 po)
Extension Loop, grise, 12 cm (5 po)
Extension Loop, grise, 22 cm (9 po)

Art. n° 3691102
Art. n° 3691103
Art. n° 3691302
Art. n° 3691303




Caractéristiques du harnais Original dos rehaussé Liko™, modèles 200, 210

Désignation	Art. n°	Taille	Poids du patient ¹	Charge max. ²
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 3	XS Extra Small	15-20 kg (33-44 lb)	200 kg (440 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 4	S Small (enfant)	20-30 kg (44-66 lb)	200 kg (440 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3521 -- 5	MS Medium Slim (adulte mince)	30-50 kg (66-110 lb)	200 kg (440 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 5	M Medium	40-80 kg (88-176 lb)	200 kg (440 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 6	L Large	70-120 kg (154-264 lb)	200 kg (440 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 7	XL Extra large	110-250 kg (242-550 lb)	500 kg (1,100 lb)
Harnais Original dos rehaussé	3520 -- 8	XXL Extra Extra Large	200- kg (440- lb)	500 kg (1,100 lb)

¹ Le poids du patient mentionné est une simple indication – il peut y avoir des écarts.

² Pour soulever la charge maximale, un lève-personnes/des accessoires prévus pour la même charge ou une charge supérieure sont requis.



Combinaisons recommandées

Combinaisons recommandées entre le harnais Original dos rehaussé Liko muni de soutiens de jambe croisés et les étriers Liko :

	Mini 220	Étrier 350 ⁴	Standard 450	Étrier 450 ²	Étrier 600 ⁵	Étriers Twinbar 670 ³	Étrier Croisé 450	Étrier Croisé 670	Étriers latéraux Universel + Universel 350	Étriers latéraux + Standard 450	Étriers latéraux Universel + Universel 450
Harnais Original dos rehaussé, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Harnais Original dos rehaussé, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Harnais Original dos rehaussé, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Harnais Original dos rehaussé, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Harnais Original dos rehaussé, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Harnais Original dos rehaussé, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Harnais Original dos rehaussé, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Peut provoquer une usure prématurée du harnais.

² L'Étrier 450 fait référence à l'étrier Universel 450 Réf. 3156075, 3156085 et 3156095, ainsi que l'étrier SlingGuard 450 Réf. 3308020 et 3308520.

³ L'étriers Twinbar 670 fait référence aux étriers Universal Twinbar 670 réf. 3156077 et 3156087, ainsi qu'aux étriers SlingGuard 670 Twin réf. 3308040 et 3308540.

⁴ L'Étrier 350 fait référence à l'étrier Universel 350 Prod. N° 3156074, 3156084, et 3156094, et également l'étrier SlingGuard 350 Prod. N° 3308010 et 3308510.

⁵ L'Étrier 600 fait référence à l'Étrier Universel 600 Prod. N° 3156076 et 3156086, et également l'étrier SlingGuard 600 Prod. N° 3308030 et 3308530.


Explications : 1 = Recommandé, 2 = Possible, 3 = Déconseillé, 4 = Inadéquat

Autres combinaisons

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

