


## Upute za uporabu



## Opis proizvoda

**Liko Original HighBack Sling osnovni je model nosiljke, dizajnirana kako bi se prilagodila pacijentu bez individualnih namještanja i jedna je od najviše upotrebljivanih nosiljki.**

Ona osigurava blago nagnuti sjedeći položaj i odlično podupiranje cijelog tijela, što je dobro za pacijente sa smanjenom stabilnošću trupa. Odgovarajuće pričvršćena i pažljivo primijenjena nosiljka pružit će pacijentu odličan osjećaj sigurnosti i visoki stupanj udobnosti.

Original HighBack Sling također se preporučuje za podizanje na pod ili s njega jer osigurava ugodno podupiranje glave u sjedećem i ležećem položaju.

### Veličine

Original HighBack Sling može se nabaviti u različitim veličinama. Važno je odabrati odgovarajuću veličinu kako bi se postigao najviši stupanj udobnosti i sigurnosti. Nosiljka koja je prevelika povećava opasnost od isklizivanja pacijenta, a premala se može zarezati u prepone i izazvati neugodu.

Kod većih veličina kombinacija s modelom TwinBar 670 može biti dobar odabir.

### Materijali

Original HighBack Sling može se nabaviti u različitim materijalima. Budući da se OriginalSling obično ne ostavlja ispod pacijenta nakon završenog premještanja, preporučujemo poliesterski dizajn. Ovaj je materijal izdržljiv i ima malo trenje, zbog čega se nosiljka lako primjenjuje i lako uklanja.

Original HighBack Sling također se može nabaviti u izvedbi od mrežastog poliestera. Ovaj se materijal preporučuje kada nosiljku ostavljate na mjestu nakon premještanja ili kada želite prozračnije rješenje.

Za kupanje i tuširanje raspoloživ je mrežasti dizajn obložen plastikom koji je vodopropusan i može se jednostavno obrisati. Ovaj materijal brzo se suši i ne rashlađuje pacijenta kao vlažan, apsorbirajući materijal.

Ako dajete prednost nosiljci od čvrstog materijala koja se briše, također je raspoloživ dizajn materijala presvučen plastikom.

Podizne trake nosiljke uvijek su izrađene od izdržljivog poliestera.

### Potpornji za noge

Original HighBack Sling može se nabaviti s potpornjima za noge u različitim dizajnima. Najčešći su potpornji za noge sa pojačanjima. Pojačanje pruža veliku udobnost, raspodjeljuje pritisak i sprječava nabiranje nosiljke ispod bedara.

Jedan dizajn ima jednostavan materijal bez pojačanja u potpornju za noge, zbog čega se nosiljka može oblikovati i jednostavno njegovati.

*U ovom se dokumentu, osoba koja se podiže naziva pacijentom, a osoba koja pomaže naziva se njegovateljem.*

### VAŽNO!





















Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora za podizanje. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Provjerite je li oprema za podizanje prikladna za dizalicu koja se upotrebljava. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Morate biti svjesni mjere u kojoj je pacijent sposoban sudjelovati u podizanju. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

## Tablica sadržaja

Opis simbola .....	3
Sigurnosne upute .....	4
Njega i održavanje .....	5
Definicije .....	5
Kako pričvrstiti remen na različite šipke za remene.....	6
Kako pričvrstiti Original HighBack Sling na šipku za remene s 4 kuke (dvojne šipke i poprečne šipke) .....	7
Podizanje iz sjedećeg položaja .....	8
Podizanje u sjedeći položaj.....	9
Uklanjanje remena u stolcu/kolicima .....	9
Podizanje iz kreveta.....	10
Primjena remena pri ležanju u krevetu .....	10
Primjena remena pri sjedenju u krevetu .....	10
Podizanje u krevet.....	11
Uklanjanje remena pri ležanju pacijenta u krevetu .....	11
Uklanjanje remena pri sjedenju pacijenta u krevetu .....	11
Podizanje s poda.....	12
Podizanje na pod .....	12
Savjeti za postavljanje .....	13
Različiti sjedeći položaji .....	13
Različiti načini spajanja potporanja za noge.....	13
Pacijent ne sjedi dobro u remenu – zbog čega? .....	14
Položaj skraćivanja.....	14
Pribor.....	14
Pregled za Liko Original HighBack Sling, Mod. 200, 210.....	15
Kombinacije.....	15

## Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.


Simbol	Opis
	Upozorenje. Upotrebljava se u situacijama koje iziskuju dodatnu brigu i pažnju.
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Ref. br.
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Nemojte kemijski čistiti
	Nemojte glačati
	Sušenje u sušilici
	Nemojte sušiti u sušilici
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s temperaturom iskazanom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Periodički pregled
	Nije dopušten izbjeljivač
	Sušenje vješanjem u sjeni
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini opreme.
	Simbol na vanjskoj površini opreme.
	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj


## Sigurnosne upute

### Prije podizanja uzmite u obzir sljedeće točke.

- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji treba u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potreban jedan njegovatelj ili više njih.
- Osigurajte da odabrana nosiljka ispunjava potrebe pacijenta što se tiče modela, veličine, materijala i dizajna.
- Upotrijebite individualne nosiljke iz sigurnosnih i higijenskih razloga.
- Planirajte podizanje prije samog podizanja kako bi je obavili što sigurnije i jednostavnije.
- Prije podizanja povjerite da pribor za podizanje okomito visi i da se može slobodno pomicati.
- Iako su šipke za nosiljku Liko opremljene hvatačima, potrebno je primjenjivati poseban oprez. Prije nego što podignete pacijenta s površine na kojoj se nalazi, ali nakon što ste potpuno raširili trake, provjerite jesu li trake ispravno spojene na kuke šipke za nosiljku.
- Osigurajte da pacijent čvrsto sjedi u nosiljci prije nego što ga premjestite na drugo mjesto.
- Nikada ne podižite pacijenta s ležeće površine više nego što je to potrebno za obavljanje podizanja i premještanja.
- Nikada ne ostavljajte pacijenta samog za vrijeme radnje podizanja.
- Osigurajte da kotači na kolicima, krevetu, nosilima na kotačima itd. budu blokirani za vrijeme podizanja/premještanja.
- Uvijek radite na ergonomski način. Iskoristite sposobnost pacijenta da aktivno sudjeluje u radnjama.
- Kada se nosiljka ne upotrebljava, ne izlažite ju izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Preporučujemo da uklonite nosiljku nakon premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti nosiljku nakon premještanja, preporučujemo da upotrijebite nosiljku izrađenu od mrežastog poliestera.

 Neispravno pričvršćivanje nosiljke na šipku za nosiljku može dovesti do ozbiljnih ozljeda pacijenta.

 Ručno okretanje pacijenta u krevetu može dovesti do ozljeda njegovatelja.

 Medicinski proizvod klase 1

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Proizvod može biti pokriven jednim patentom ili više njih. Pogledajte prethodno navedenu internetsku adresu.**

Društva Hill-Rom vlasnici su europskih, američkih i drugih patenata i prijava za patent koje su u tijeku.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

### **Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU**

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

## Njega i održavanje

Pregledajte nosiljku prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- Tkanina
- Trake
- Šavovi
- Ovjesne petlje

**⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.**

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

**Ako se nosiljka upotrebljava za kupanje ili tuširanje:** Nakon uporabe pri kupanju i tuširanju trebate nosiljku što prije staviti na sušenje.

**Upute za pranje:** Vidi natpisnu pločicu proizvoda na remenu i pričvršćeni dodatak "Njega i održavanje Liko remena".

### Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to uobičajeno. Pogledajte protokol tvrtke Liko „Periodički pregled tekstilnih proizvoda tvrtke Liko“. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hill-Rom.

### Očekivani životni vijek

Proizvod ima očekivani životni vijek od 1 do 5 godina pri uobičajenoj uporabi. Očekivani životni vijek ovisi o materijalu, učestalosti uporabe, postupku pranja i nosivoj težini.


### Upute za recikliranje

Cjelokupni proizvod, uključujući letvice, materijal podstave i sl. treba razvrstati u zapaljivi otpad.
















Hill-Rom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog zbrinjavanja medicinskih proizvoda i pribora.

U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hill-Rom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje


## Definicije




## Kako pričvrstiti remen na različite šipke za remene

Šipka za remene	Petlje šipke na kukama šipke za remene	Ispravno
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Univerzalno</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

### Neispravno!




## Kako pričvrstiti Original HighBack Sling na šipku za remene s 4 kuke (dvojne šipke i poprečne šipke)




## Podizanje iz sjedećeg položaja

Dva njegovatelja trebaju staviti remen u skladu s ergonomskim načelima. Pacijent se obično naginje prema naprijed za vrijeme postavljanja i stoga je važno da njegovatelj stane ispred pacijenta kako bi spriječio da on padne prema naprijed.




Stavite remen iza leđa pacijenta s natpisnom pločicom proizvoda prema van. Namotajte donji rub remena oko vrhova prstiju da olakšate vođenje remena na mjesto.

Dlanom ruke gurnite donji rub remena dolje na razinu pacijentove trtične kosti -**to je vrlo važno**. **Savjet:** Ispravno dovođenje u položaj lakše je ako se pacijent malo nasloni/ bude naslonjen prema naprijed.



Povucite potpornje za noge na remenu uzduž vanjskog dijela bedara pacijenta. Stavite dlan ruke između tijela pacijenta i remena i gurnite donji rub potpornja za noge dolje prema sjedalu. Istodobno drugom rukom povucite potporanj za noge naprijed da ga rastegnute.

Povucite potpornje za noge prema naprijed da izgladite nabore na leđima. Provjerite da oba potpornja za noge proviruju za istu duljinu. **Savjet:** Nježno držanje čašice koljena olakšava povlačenje potporanja za noge prema naprijed.




Umetnite jedan potporanj za noge ispod svakog bedra. Osigurajte da materijal ravno leži i da ispravno obuhvaća noge. **Savjet:** Postavljanje potporanja za noge lakše je ako su noge pacijenta malo podignute iz sjedala. To možete postići tako da stavite stopala pacijenta na odmorišta za stopala ili na vlastitu nogu prema prikazu na slici.

Pripremite spajanje potporanja za noge. Najuobičajeniji način primjene remena je tako da potpornji za noge budu prekriveni. Za druge metode vidi stranicu 13.








**Savjet:** Provjerite da sve ovjesne petlje imaju istu duljinu, odnosno da su na istoj visini kada se rastežu prije podizanja. Namjestite položaj remena ako one nisu na istoj visini.

Prvo spojite gornje petlje trake na kuke šipke za remene, a zatim petlje potporanja za noge. Vidi stranicu 6-7 za upute o načinu pričvršćivanja petlji remena na različite šipke za remene. Podignite pacijenta.

## Podizanje u sjedeći položaj

Kada stavljate pacijenta u kolica, važno je da pacijent sjedne dovoljno duboko u stolac kako bi ispravno sjedio. To možete postići na nekoliko načina.



*Kada stavljate pacijenta u kolica:* Naslonite stolac natrag za vrijeme spuštanja pacijenta. Pustite stražnjicu da klizne dolje na odmorište za leđa za vrijeme posljednjeg dijela. Upravljajte kutom kolica stopalom na nagibnom potpornju.

*Drugo rješenje:* Primijenite lagani pritisak ispod koljena pacijenta za vrijeme slijeda spuštanja tako da se stražnjica kreće prema odmorištu za leđa na stolcu. Ako remen ima ručice, možete ih upotrijebiti za vođenje.

**⚠ Ne upotrebljavajte ručice za podizanje! Prekomjerna sila na ručicama može dovesti do pucanja remena.**

## Uklanjanje remena u stolcu/kolicima

Preporučujemo da uklonite remen prije premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti remen u stolcu, preporučujemo da upotrijebite remen izrađen od mrežnog poliestera.



Pažljivo uklonite potporanj za noge. Najnježniji način da to učinite je da povučete petlje potpornja za noge van ispod dijela s materijalom na potpornju za noge.


Uklonite remen tako da pažljivo povučete potporanj za noge prema gore.

## Podizanje iz kreveta

Remen se može postaviti na različite načine ovisno o stanju pacijenta. On se postavlja kada pacijent leži u krevetu ili sjedi u krevetu. Ako se upotrebljava napredni madrac za oslobađanje pritiska, može biti prednost maksimalno ga napuniti zrakom da se olakša postavljanje remena.


Pazite na vlastito radno držanje i udobnost pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobro radno držanje postiže se kada je madrac poravnat sa zglibom šake njegovatelja kada su ruke potpuno dolje. Ovisno o teretu za njegovatelja, morate obaviti procjenu o potrebnom broju njegovatelja od slučaja do slučaja.

### Primjena remena pri ležanju u krevetu



Okrenite pacijenta u stranu. Ova je radnja lakša ako sam pacijent može pomoći tako da obuhvati šipku kreveta na stranu na koju ćete ga okrenuti. Stavite rub remena prema leđima pacijenta tako da donji rub bude **u ravni s trtičnom kosti**.

Složite remen tako da njegova "stražnja središnja traka" odgovara kralješnici pacijenta. Provjerite da složeni dio prekriva rub remena koji unutra prema leđima pacijenta kako biste smanjili trenje. Ponovno nježno natrag okrenite pacijenta i izvucite remen na drugoj strani. Ovom tehnikom postavljanja trebate samo jedanput okrenuti pacijenta.



Umetnite potpornje za noge ispod svake noge. To je najbolje učiniti tako da pritisćete potporanj za noge dolje na madrac dok ga umećete ispod koljena. Osigurajte da materijal ravno leži i da ispravno obuhvaća nogu. Možete na različite načine spojiti potpornje za noge, vidi stranicu 13.

Podignite kraj za glavu na krevetu. Prvo spojite gornje petlje trake na kuke šipke za remene, a zatim petlje potporanja za noge. Vidi stranicu 6-7 za upute o načinu pričvršćivanja petlji remena na različite šipke za remene. Podignite pacijenta.

### Primjena remena pri sjedenju u krevetu


Podignite kraj za glavu na krevetu iza pacijenta. Položite remen na krevet tako da natpisna pločica proizvoda gleda dolje prema madracu. Kliznite remenom dolje iza leđa pacijenta tako da donji rub bude **u ravni s trtičnom kosti**. **Napomena!** Postavljanje je lakše ako se pacijent nasloni/bude naslonjen prema naprijed.

## Podizanje u krevet

Preporučujemo da uklonite remen prije premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti remen u krevetu nakon premještanja, preporučujemo da upotrijebite remen izrađen od mrežnog poliester.


Pazite na vlastito radno držanje i udobnost pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobro radno držanje postiže se kada je madrac poravnat sa zglobom šake njegovatelja kada su ruke potpuno dolje. Ovisno o teretu za njegovatelja, morate obaviti procjenu o potrebnom broju njegovatelja od slučaja do slučaja.

### Uklanjanje remena pri ležanju pacijenta u krevetu



Dovedite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite kraj za glavu na krevetu za udobnost pacijenta. Spustite pacijenta na krevet. Spustite kraj za glavu.


Postavite petlje potporanja za noge ispod potporanja za noge između nogu pacijenta.



Obuhvatite rub remena. Gurnite remen ispod sebe. Pritisnite remen na madrac i ispod pacijenta.

Pažljivo okrenite pacijenta u stranu. Obuhvatite remen odozdo i pažljivo ga uklonite.

### Uklanjanje remena pri sjedenju pacijenta u krevetu



Dovedite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite kraj za glavu na krevetu za udobnost pacijenta. Spustite pacijenta na krevet.

Uklonite potpornje za noge tako da povučete petlje potporanja za noge ispod dijela s materijalom na potpornju za noge.


**Savjet:** To je lakše ako su noge pacijenta savijene.

Uklonite remen tako da povučete jedan od potporanja za noge iza remena i na suprotnu stranu.

## Podizanje s poda


Podizanje s poda mobilnom dizalicom Liko Golvo opisano je dolje. Ista tehnika prikladna je i za podizanje drugim mobilnim i fiksnim dizalicama Liko. Pročitajte vodič s uputama za dizalicu koju upotrebljavate.

**Savjet:** Jastuk ispod glave pacijenta može biti ugodan.



Pažljivo okrenite pacijenta u stranu i stavite rub remena ispod pacijenta tako da donji rub bude **u ravnini s trtičnom kosti**. Složite remen tako da njegova stražnja središnja traka odgovara kralježnici pacijenta kada ponovno nježno okrenete pacijenta natrag. Pažljivo povucite remen van s druge strane.

Provjerite da remen simetrično leži ispod pacijenta; po potrebi namjestite položaj. Postavite potpornje za noge ispod nogu.




Izgladite potpornje za noge ispod nogu pacijenta. Držite potpornje za noge dalje od prepone da spriječite neugodu za pacijenta. To je lakše ako pacijent savije noge. Vidi stranicu 6-7 za upute o načinu pričvršćivanja petlji remena na različite šipke za remene.

**⚠ Mobilna dizalica treba biti blokirana kada podižete s glavom pacijenta prema dizalici.**

Podignite pacijenta s poda. Pacijent se može malo okrenuti da izbjegnute da mu glava bude preblizu stupu.


## Podizanje na pod



Kada podižete na pod, kotači dizalice trebaju biti blokirani. Kada pacijent dodirne pod, dizalica se treba povući unatrag kako bi oslobodila prostor za glavu. **Savjet:** Ako podižete na tanji podložak za vježbanje, možete gurnuti dizalicu ispod podloška tako da podložak služi kao meka zaštita između dizalice i pacijenta. Ako trebate ukloniti remen, vidi "Uklanjanje remena pri ležanju pacijenta u krevetu", stranica 10.

## Savjeti za postavljanje

### Različiti sjedeći položaji



Liko Original HighBack Sling u **ovjesu u dvije točke** omogućuje blago nagnuti sjedeći položaj s odličnim podupiranjem glave i kutom od otprilike 90 stupnjeva u zglobu kuka.


Liko Original HighBack Sling u kombinaciji s opremom **TwinBar 670** osigurava veću širinu na ramenima od potporanja za noge, što je prikladno ako je pacijent velik ili osjetljiv na pritisak na ramena.

A. U kombinaciji s opremom Liko **Cross-bar** postiže se malo nagnutiji položaj i veći kut. U potpunosti s malim jastukom iza glave.

B. U kombinaciji s opremom **SideBars** postiže se malo nagnutiji položaj i veća širina na ramenima nego na potpornjima za noge, što je prikladno ako je pacijent osjetljiv na pritisak na ramena.

### Različiti načini spajanja potporanja za noge

Prije odabira mogućnosti spajanja trebete obaviti pojedinačnu procjenu kako biste predvidjeli moguće opasnosti. U nastavku možete pronaći opće savjete zato što se primjenjuju ista načela na nekoliko modela remena.




**Prekriženi potpornji za noge.**  
Najčešći način postavljanja remena. Jedna se petlja potporna za noge provlači kroz drugu prije nego što se petlje spoje na šipku za remene.

**Preklopljeno ispod oba bedra.**  
Može biti npr. prikladno pri podizanju pacijenta s amputiranim nogama. **Savjet:** Kako biste izbjegli da sjedeći položaj pacijenta bude previše nagnut, možete pričvrstiti produžne petlje na petlje potporanja za noge.

**Svaki potporanj za noge spaja se odvojeno na šipku za remene.**  
To može biti prikladno pri podizanju pacijenata s posebno osjetljivim genitalnim organima.  
**⚠ Povećana opasnost od isklizivanja.**

## Pacijent ne sjedi dobro u remenu – zbog čega?

U nastavku možete pronaći opće savjete zato što se primjenjuju ista načela na nekoliko modela remena.




**A. Opasnost od isklizivanja.** Stražnjica visi dolje. Remen može biti prevelik. To također može biti zbog činjenice da remen nije dovoljno povučen uzduž leđa pacijenta.

Prije podizanja provjerite da je donji rub rastegnut i da materijal ispravno obuhvaća noge.

**B. Remen koji je premali** može dovesti do zarezivanja potporanja za noge u preponu, što izaziva neugodu i da šipka za remen bude preblizu lica i/ili leđa i tako ne osigura dovoljno podupiranje.

Donji rub remena na istoj je visini kao i trtična kost. Potpornji za noge ispravno su postavljeni ispod nogu.

## Položaj skraćivanja



Naši modeli remena pažljivo su dizajnirani kako bi osigurali da pacijent uvijek sjedi s pritiskom ravnomjerno raspodijeljenim između nogu i leđa za dobro podupiranje za vrijeme premještanja. Međutim, u određenim slučajevima može biti bolje upotrijebiti unutrašnju postavku, "položaj skraćivanja", na petlji potpornja za noge da se promijeni sjedeći položaj pacijenta.


**Napomena:** To se **ne** primjenjuje ako imate stariji model Original HighBack Sling, Mod. 20/21, s ranijim dizajnom položaja skraćivanja. Za opis postupka skraćivanja Mod. 20/21 obratite se proizvođaču Hill-Rom kako biste dobili vodič s uputama za taj model.

U slučajevima u kojima se upotrebljava položaj skraćivanja preporučujemo da također spojite vanjsku petlju potpornja za noge na kuku šipke za remene kako biste imali bolju vidljivost petlji.

## Pribor

Produžna petlja, zelena, 12 cm  
Produžna petlja, zelena, 22 cm  
Produžna petlja, siva, 12 cm  
Produžna petlja, siva, 22 cm

Br. proizvoda 3691102  
Br. proizvoda 3691103  
Br. proizvoda 3691302  
Br. proizvoda 3691303




## Pregled za Liko™ Original HighBack Sling, Mod. 200, 210

Product	Prod. No.	Size		Patient's Weight <sup>1</sup>	Max. Load <sup>2</sup>
Original HighBack Sling	35200 -- 3	XS	Vrlo mala	15-20 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 4	S	Mala (dijete)	20-30 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35210 -- 5	MS	Srednje mala (mršava odrasla osoba)	30-50 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 5	M	Srednja	40-80 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 6	L	Velika	70-120 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 7	XL	Vrlo velika	110-250 kg	500 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 8	XXL	Vrlo vrlo velika	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> Navedena težina pacijenta samo je smjernica – smiju postojati odstupanja.

<sup>2</sup> Da se zadrži maksimalno opterećenje, potrebni su dizalica/pribor namijenjeni za isto ili veće opterećenje.



### Preporučene kombinacije

Preporučene kombinacije za Liko Original HighBack Sling koji se primjenjuje s prekriznim potpornjima za noge i Liko šipkama za remene:

	Mini 220	Sling bar 350 <sup>4</sup>	Standard 450	Sling bar 450 <sup>2</sup>	Sling bar 600 <sup>5</sup>	Twin bar 670 <sup>3</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	SideBars + Standard 450	Univ. SideBars + Universal 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 <sup>1</sup>	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 <sup>1</sup>	2	4	1	4	2	2

<sup>1</sup> Može izazvati prerano trošenje remena.

<sup>2</sup> Sling bar 450 odnosi se na Universal SlingBar 450 br. artikla 3156075, 3156085 i 3156095 te također SlingGuard 450 br. artikla 3308020 i 3308520.

<sup>3</sup> Twin bars 670 odnosi se na Universal TwinBar 670 br. artikla 3156077 i 3156087 i također SlingGuard 670 Twin br. artikla 3308040 i 3308540.

<sup>4</sup> Sling bar 350 odnosi se na Universal SlingBar 350 br. artikla 3156074, 3156084 i 3156094 te također na SlingGuard 350 br. artikla 3308010 i 3308510.

<sup>5</sup> Sling bar 600 odnosi se na Universal SlingBar 600 br. artikla 3156076 i 3156086 te također na SlingGuard 600 br. artikla 3308030 i 3308530.


**Objašnjenje:** 1 = Preporučeno, 2 = Može funkcionirati, 3 = Ne savjetuje se, 4 = Neprikladno

### Druge kombinacije

Kombinacije pribora/proizvoda koje nije preporučio Liko mogu dovesti do opasnosti za sigurnost pacijenta.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

