


„Liko™“ „Original HighBack Sling“, Mod. 200, 210



Instrukcijų vadovas



Gaminio aprašymas

„Liko“ „Original HighBack Sling“ yra pagrindinis modelis, kuris skirtas priderinti pacientui individualiai nereguliuojant ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų diržų.

Jis numato sėdėjimo pusiau atsilošus padėtį ir puikią atramą visam kūnui, tai tinka pacientams, kurių liemens stabilumas yra sumažėjęs. Tinkamai pritaikytas ir atsargiai naudojamas diržas suteiks pacientui puikų saugumo pojūtį, taip pat didelį saugumą.

„Original HighBack Sling“ taip pat rekomenduojamas kėlimui ant ir nuo grindų, nes jis suteikia patogią atramą galvai sėdėjimo ir gulėjimo padėtyse.

Dydžiai

„Original HighBack Sling“ tiekiamas įvairių dydžių. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, kad būtų užtikrintas didžiausias komfortas ir saugumas. Per didelis diržas padidina paciento išslydimo riziką, o per mažas gali įsirėžti į kirkšnį ir sukelti diskomfortą.

Didesniems dydžiams vertėtų rinktis porinį laikiklį 670.

Audiniai

„Original HighBack Sling“ gaminamas iš skirtingų audinių. Kadangi „OriginalSling“ paprastai nepaliekamas po pacientu jį perkėlus, rekomenduojame poliesterio dizainą. Ši medžiaga yra patvari ir jai būdinga maža trintis, todėl diržą lengva uždėti ir nuimti.

Taip pat tiekiamas „Original HighBack Sling“ iš tinklinio poliesterio. Ši medžiaga rekomenduojama, kai diržas paliekamas po perkėlimo arba kai pageidaujamas lengvesnės medžiagos variantas.

Prausimuisi vonioje ir po dušu tiekiamas plastiką dengtas tinklinis audinys, kuris yra pralaidus vandeniui ir lengvai valomas. Ši medžiaga greitai džiūsta ir nešaldo paciento taip, kaip šaldytų drėgnas, vandenį sugeriantis audinys.

Jei pirmenybę teikiate diržui iš išsivertinamos medžiagos, tiekiamas ir diržas iš plastiką dengto audinio.

Diržo kėlimo dirželiai visada gaminami iš patvaraus poliesterio.

Kojų atramos

„Original HighBack Sling“ tiekiamas su įvairaus dizaino kojų dalies atramomis. Dažniausiai tiekiamos sutvirtintos kojų dalies atramos. Sutvirtinimas užtikrina didelį komfortą, paskirsto spaudimą ir neleidžia diržui raukšlėtis po kojomis.

Vienas modelis pagamintas iš paprasto audinio be kojų atramos sutvirtinimo, todėl diržas yra lankstesnis ir lengviau prižiūrimas.

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas slaugytoju.

SVARBU!





















Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami, perskaitykite pacientų keltuvo ir kėlimo priedų instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Patikrinkite, ar kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuvui. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Turinys

Simbolių aprašymas.....	3
Saugumo nurodymai	4
Techninė ir kita priežiūra	5
Apibrėžimai	5
Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių	6
Kaip pritvirtinti „Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai).....	7
Kėlimas iš sėdimos padėties	8
Kėlimas į sėdimą padėtį.....	9
Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje	9
Kėlimas nuo lovos.....	10
Diržo uždėjimas, gulint lovoje.....	10
Diržo uždėjimas, sėdint lovoje.....	10
Kėlimas į lovą.....	11
Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje.....	11
Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje	11
Kėlimas nuo grindų	12
Kėlimas ant grindų	12
Patarimai dėl reguliavimo.....	13
Skirtingos sėdimos padėties	13
Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai	13
Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?.....	14
Sutrumpinta padėtis.....	14
Priedai	14
„Liko“ „Original HighBack Sling“ apžvalga, mod. 200, 210	15
Deriniai	15

Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Naudokite, kai reikia būti ypač atsargiems ir dėmesingiems.
	Prieš naudodami, perskaitykite instrukcijų vadovą
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Nuor. numeris
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Nevalyti chemiškai
	Nelyginti
	Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje
	Nedžiovinti džiovyklėje
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F
	Be latekso
	Periodinė patikra
	Nebalinti
	Džiovinti ant virvės šešelyje
	Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje.
	Simbolis įrangos išorėje.
	GS1 duomenų matricos brūkšniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

Saugumo nurodymai

Prieš keldami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.

- Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar Jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Įsitinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
- Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
- Prieš keldami, suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Prieš keldami, patikrinkite, ar kėlimo paklotas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti.
- Nors „Liko“ diržų laikikliai yra su apsauginiais fiksatoriais, būtina elgtis ypač atsargiai. Prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, kai dirželiai yra visiškai ištempti, įsitinkite, ar dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablių.
- Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitinkite, kad pacientas saugiai sėdi.
- Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūrai atlikti.
- Kėlimo metu jokia būdu negalima palikti paciento be priežiūros!
- Įsitinkite, kad kėlimo / perkėlimo operacijos metu vežimėlio, lovos, medicininio vežimėlio ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.
- Kai diržas nėra naudojamas, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.
- Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą, rekomenduojama naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.

Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio gali būti smarkiai sužalotas pacientas.

Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas.

 I klasės medicinos prietaisas

PATENTAS: www.hillrom.com/patents

Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. prieš tai pateiktą interneto adresą.

„Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstymo laukiančių patentinių paraiškų savininkės.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Care and Maintenance

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinys,
- dirželiai,
- siūlės,
- kabamosios kilpos.

⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Jei diržas naudojamas prausiantis vonioje ar duše: po naudojimo prausiantis vonioje ar duše diržą reikia padėti taip, kad jis kiek galima greičiau išdžiūtų.

Skalbimo nurodymai: žr. diržo gaminio etiketėje ir pridėtame priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“.

Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Patikras gali reikėti atlikti dažniau, jei gaminiai naudojami arba plaunami dažniau nei įprastai. Žr. „Bendrovės „Liko“ periodinio tekstilės gaminių tikrinimo protokolą“. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

Numatyta eksploataavimo trukmė

Įprastai naudojant, numatytas gaminio naudojimo laikas yra 1–5 metai. Numatytas naudojimo laikas skiriasi priklausomai nuo audinio, naudojimo dažnio, plovimo procedūros ir laikomo svorio.


Perdirbimo instrukcijos

Visas gaminius, įskaitant juosteles, paminkštintimo medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos.
















„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.

Kilus abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.


Apibrėžimai








Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių

Diržo laikiklis	Diržo kilpos užkabinamos už diržo laikiklio kablių	Teisingai
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universalus</p>		
 <p>„SlingGuard™ Twin“</p>		
 <p>„Universal Twin“</p>		
 <p>Kryžminis laikiklis</p>		

Neteisingai!




Kaip pritvirtinti „Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai)

 <p>A Viršutinio dirželio kilpa</p> <p>B Kojų atramos kilpa</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>1, 2 ir 3 iliustracijose vaizduojamas porinis laikiklis, bet tinka ir kryžminiam laikikliui.</p>


Kėlimas iš sėdimos padėties

Diržui uždėti laikantis ergonomikos reikalavimų, reikalingi du slaugytojai. Paprastai dedant diržą pacientas pakeliamas į priekį, tada svarbu, kad globėjas slaugytojas priešais pacientą, kad jis nenukristų į priekį.




Padėkite diržą už paciento nugaros gaminio etikete į išorę. Sulenkite apatinį diržo kraštą aplink savo pirštų galus, kad būtų lengviau nustatyti diržą vietoje.

Rankos delnu prispauskite apatinį diržo kraštą iki paciento stuburgalio – **tai labai svarbu**. **Patarimas:** tinkamai nustatyti lengviau, jei pacientas šiek tiek pasilenkia arba yra palenkiamas į priekį.




Patraukite diržo kojų atramas į priekį palei paciento šlaunų išorę. Padėkite delną tarp paciento kūno ir diržo bei paspauskite kojų atramos apatinį kraštą žemyn link sėdynės. Tuo pat metu kita ranka traukite kojų atramą į priekį, kad ją ištiestumėte.

Patraukite kojų atramas į priekį, kad išlygintumėte bet kokias raukšles nugaroje. Įsitinkite, kad abiejų kojų atramos išsikiša tokiu pat atstumu. **Patarimas:** švelniai laikant kojas po kelio girnele, lengviau patraukti kojų atramas į priekį.



Įkiškite po vieną kojos atramą po kiekviena šlaunimi. Įsitinkite, kad audinys guli lygiai ir kad jis tinkamai apgula koją. **Patarimas:** kojų atramas naudoti lengviau, jei paciento kojos yra šiek tiek pakeltos nuo sėdynės. Tai galima pasiekti, uždėdant paciento pėdas ant pakojų ar ant Jūsų kojų, kaip pavaizduota.

Pasiruoškite kojų atramų pritvirtinimui. Dažniausiai diržas dedamas sukryživus kojų atramas. Kiti būdai aprašyti 13 psl.




Patarimas: prieš keldami patikrinkite, ar visos kabamosios kilpos yra to paties ilgio, t. y. yra vienodame aukštyje, kai jos yra ištiestos. Jei jos nėra vienodame aukštyje, pataisykite diržo padėtį.

Pirma prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. 6-7 puslapiuose žr. nurodymus, kaip diržo kilpas užkabinti už skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

Kėlimas į sėdimą padėtį

Sodinant pacientą į invalidų vežimėlį, svarbu, kad pacientas pakankamai pasislinktų kėdėje atgal, kad patogiai sėdėtų. Tai galima padaryti keliais būdais.



Paciento sodinimas į neįgaliojo vežimėlį: nuleisdami pacientą, paverskite kėdę atgal. Tegu operacijos pabaigoje sėdmenys pasislenka iki atlošo. Kontroliuokite vežimėlio kampą, laikydami pėdą ant pavertimo atramos.

Kitas būdas: nuleidimo metu šiek tiek paspauskite po paciento keliais, kad sėdmenys pasislinktų link kėdės atlošo. Jei diržas yra su rankenomis, jas galima naudoti paslinkimui.

⚠ Nenaudokite rankenų kelti! Pernelyg stipriai traukiant rankenas, diržas gali suplyšti.

Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje

Rekomenduojame po perkėlimo diržą nuimti. Jei dėl kokios nors priežasties pageidautina palikti diržą kėdėje, rekomenduojame naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.



Atsargiai nuimkite kojų atramą. Švelniausias būdas tai padaryti – patraukti kojų atramų kilpas po kojų atramos audinio dalimi.


Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami kojų atramą į viršų.

Kėlimas nuo lovos

Atsižvelgiant į paciento būklę, diržą galima uždėti skirtingais būdais. Jis dedamas pacientui gulint arba sėdint lovoje. Jei naudojamas pažangus kintamojo slėgio čiužinys, galima juo pasinaudoti ir pripūsti maksimaliai, kad būtų lengviau uždėti diržą.


Nepamirškite savo darbinės laikysenos ir paciento patogumo. Kėlimui ir nuleidimui naudokite lovos funkcijas. Gera darbinė laikysena užtikrinama čiužiniui esant viename lygyje su slaugytojo krumpliais, kai jis laiko rankas visiškai nuleistas. Atsižvelgiant į slaugytojui tenkantį krūvį, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikia operacijai.

Diržo uždėjimas, gulint lovoje



Paverskite pacientą ant šono. Šią operaciją atlikti lengviau, jei pats pacientas gali prisidėti užsitverdama už lovos skersinio toje pusėje, į kurią yra verčiamas. Padėkite diržo kraštą prie paciento nugaros taip, kad jo apatinis kraštas būtų **viename lygyje su stuburgaliu**.

Sulenkite diržą taip, kad „vidurinis užpakalinis dirželis“ atitiktų paciento stuburą. Patikrinkite, ar klostė uždengia prie paciento nugaros esantį diržo kraštą, kad sumažėtų trintis. Švelniai vėl pasukite pacientą atgal ir ištraukite diržą kitoje pusėje. Taip dedant diržą pacientą paversti reikia tik vieną kartą.



Pakiškite kojos atramas po kiekviena koja. Geriausia tai padaryti, prispaudžiant kojos atramą prie čiužinio, kišant ją po keliu. Įsitinkite, kad audinys guli lygiai ir kad jis tinkamai apgula koją. Kojų atramas galima pritvirtinti įvairiais būdais (žr. 13 psl.).

Pakelkite lovos galvūgalį. Pirma prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. 6–7 puslapiuose žr. nurodymus, kaip diržo kilpas užkabinti už skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą..

Diržo uždėjimas, sėdint lovoje

Pakelkite lovos galvūgalį už paciento. Padėkite diržą ant lovos gaminio etikete nukreipta į čiužinį.

Paslinkite diržą žemyn už paciento nugaros taip, kad apatinis kraštas būtų **viename lygyje su stuburgaliu**.


Pastaba! Diržą uždėti lengviau, jei pacientas pasilenkia arba yra palenkiamas į priekį.

Kėlimas į lovą

Rekomenduojame po perkėlimo diržą nuimti. Jei dėl kokios nors priežasties po perkėlimo pageidautina palikti diržą lovoje, rekomenduojame naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.


Nepamirškite savo darbinės laikysenos ir paciento patogumo. Kėlimui ir nuleidimui naudokite lovos funkcijas. Gera darbinė laikysena užtikrinama čiužiniui esant viename lygyje su slaugytojo krumpliais, kai jis laiko rankas visiškai nuleistas. Atsižvelgiant į slaugytojui tenkantį krūvį, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikia operacijai.

Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje



Nustatykite pacientą virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos. Nuleiskite galvūgalį.


Nustatykite kojų atramų kilpas po kojų atramomis tarp paciento kojų.



Suimkite diržo kraštą. Pakiškite diržą po pačiu diržu. Prispauskite diržą prie čiužinio ir po pacientu.

Atsargiai paverskite pacientą ant šono. Suimkite diržą iš apačios ir atsargiai jį nuimkite.

Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje



Laikykite pacientą virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos.


Nuimkite kojų atramas, ištraukdami kojų atramų kilpas po kojų atramos audinio dalimi. **Patarimas:** tai padaryti lengviau, jei paciento kojos yra sulenktos.

Nuimkite diržą, vieną iš kojų atramų traukdami už diržo ir į priešingą pusę.

Kėlimas nuo grindų

Kėlimas nuo grindų naudojant „Liko“ mobilųjį keltuą „Golvo“ aprašytas toliau. Tas pats būdas taip pat tinka kėlimui naudojant kitus „Liko“ mobilųjį ir stacionariusius keltuus. Perskaitykite naudojamo keltuvo instrukciją.


Patarimas: gali būti patogų pakišti po paciento galva pagalvę.



Atsargiai pasukite pacientą ant šono ir padėkite diržo kraštą po pacientu taip, kad apatinis kraštas būtų **viename lygyje su stuburgaliu**. Sulenkite diržą taip, kad jo vidurinis užpakalinis dirželis atitiktų paciento stuburą, kai pacientas švelniai vėl pasukamas atgal. Atsargiai ištraukite diržą iš kitos pusės.

Patikrinkite, ar diržas guli simetriškai po pacientu, jei reikia, pataisykite padėtį.

Padėkite kojų atramas po kojomis.




Išlyginkite kojų atramas po paciento kojomis. Laikykite kojų atramas toliau nuo kirkšnies, kad nesukeltumėte pacientui diskomforto. Tai padaryti lengviau, jei pacientas sulenkia kojas. 6–7 puslapiuose žr. nurodymus, kaip diržo kilpas užkabinti už skirtingų diržo laikiklių.

Pakelkite pacientą nuo grindų. Pacientą galima šiek tiek pasukti, kad galva per daug nepriartėtų prie rėmo.

⚠ Keliant, kai paciento galva yra priešais keltuą, mobilųjį keltuą reikia užfiksuoti.


Kėlimas ant grindų



Keliant ant grindų, keltuvo ratukų negalima užfiksuoti. Kai pacientas paliečia grindis, keltuą reikia patraukti atgal, kad būtų padaryta vieta galvai. **Patarimas:** jei keliamas ant plonesnio gimnastikos čiužinio, keltuą galima pakišti po šiuo čiužiniu, kad čiužinys būtų kaip minkšta apsauga tarp keltuvo ir paciento. Jei diržą reikia nuimti, žr. „Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje“, 10 psl.

Patarimai dėl reguliavimo

Skirtingos sėdimos padėtys



„Liko“ „Original HighBack Sling“ **dviejų taškų pakaba** užtikrina šiek tiek atsilošusią sėdėjimo laikyseną su puikia galvos atrama ir maždaug 90 laipsnių klubo sąnario kampą.

„Liko“ „Original HighBack Sling“ kartu su **poriniai laikikliai 670** užtikrina didesnį plotį ties pečiais nei ties kojų atramomis; tai tinka, jei pacientas yra didelis arba jautrus pečių spaudimui.


A. Kartu su „Liko“ **kryžminiu laikikliu** užtikrinama šiek tiek labiau atlošta padėtis ir didesnis kampas. Po galva pakiškite mažą pagalvėlę.

B. Kartu su **šoniniais laikikliais** užtikrinama šiek tiek labiau atlošta padėtis ir didesnis plotis ties pečiais nei ties kojų atramomis; tai tinka, jei pacientas yra jautrus pečių spaudimui.

Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.

Toliau pateikiami bendri patarimai, nes tie patys principai galioja keliems diržo modeliams.



Sukryžiuotos kojų atramos.

Dažniausias diržo uždėjimo būdas. Viena kojų atramos kilpa prakišama per kitą, prieš pritvirtinant kilpas prie diržo laikiklio.

Persidengia po abiem šlaunimis.

Pvz., tai gali tikti, keliant pacientą, kurio kojos amputuotos. **Patarimas:** kad paciento sėdėjimo padėtis nebūtų per daug atlošta, prie kojų atramų kilpų galima pritvirtinti ilginamąsias kilpas.


Kiekviena kojos atrama tvirtinama prie diržo laikiklio atskirai.

Tai gali tikti, keliant pacientus, kurių lyties organai yra ypač jautrūs.

⚠ Padidėjusi išslydimo rizika.

Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?

Toliau pateikiami bendri patarimai, nes tie patys principai galioja keliems diržo modeliams.



A. Išslydimo rizika. Sėdmenys kabo. Diržas gali būti per didelis.


Tai gali būti ir dėl to, kad diržas nebuvo pakankamai nuleistas paciento nugaroje.

Prieš keldami, patikrinkite, ar apatinis kraštas yra ištemptas ir ar audinys tinkamai apgula kojas.

B. Dėl per mažo diržo kojų atramos gali įsirėžti į kirkšnij ir sukelti diskomfortą, o diržo laikiklis gali būti per arti veido ir (arba) nugaros ir atrama gali būti nepakankama.

Apatinis diržo kraštas yra tame pačiame lygyje kaip stuburgalis. Kojų atramos yra tinkamai nustatytos po kojomis.

Sutrumpinta padėtis



Mūsų diržų modeliai yra kruopščiai sukurti siekiant užtikrinti, kad pacientas visada sėdėtų taip, kad perkėlimo metu spaudimas būtų gerai pasiskirstęs tarp kojų bei nugaros ir būtų užtikrinta gera atrama. Tačiau tam tikrais atvejais gali būti pageidaujama naudoti kojos atramos kilpos vidinę dalį („sutrumpintą padėtį“) ir pakeisti paciento sėdimą padėtį.


Pastaba: tai **negalioja**, jei turite senesnį, ankstesnio sutrumpintos padėties dizaino „Original HighBack Sling“ modelį (mod. 20/21). Dėl mod. 20/21 sutrumpinimo procedūros aprašymo kreipkitės į „Hill-Rom“, kur galėsite gauti to modelio instrukciją.

Tais atvejais, kai naudojama sutrumpinta padėtis, rekomenduojame už diržo laikiklio kablo užkabinti ir išorinę kojos atramos kilpą, kad galėtumėte geriau stebėti kilpas.

Priedai

Pailginimo kilpa, žalia, 12 cm
Pailginimo kilpa, žalia, 22 cm
Pailginimo kilpa, pilka, 12 cm
Pailginimo kilpa, pilka, 22 cm

Gam. nr. 3691102
Gam. nr. 3691103
Gam. nr. 3691302
Gam. nr. 3691303




„Liko™“ „Original HighBack Sling“ apžvalga, Mod 200, 210

Gaminys	Gam. Nr.	Dydis	Paciento svoris ¹	Maks. aprova ²
Original HighBack Sling	35200 -- 3	XS	Labai mažas	15-20 kg / 200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 4	S	Mažas (vaikui)	20-30 kg / 200 kg
Original HighBack Sling	35210 -- 5	MS	Vidutinis ir siauras (lieknam suaugusiajam)	30-50 kg / 200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 5	M	Vidutinis	40-80 kg / 200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 6	L	Didelis	70-120 kg / 200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 7	XL	Labai didelis	110-250 kg / 500 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 8	XXL	Itin didelis	200- kg / 500 kg

¹ Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.

² Maksimaliai aprovai išlaikyti reikalingas keltuvas / priedai, skirti tai pačiai arba didesnei aprovai.



Rekomenduojami deriniai

Rekomenduojami „Liko“ „Original HighBack Sling“ ir „Liko“ diržo laikiklių deriniai, kai diržas dedamas sukryžiuvus kojų atramas:

	Mini 220	Diržo laikiklis 350 ⁴	Standard 450	Diržo laikiklis 450 ²	Diržo laikiklis 600 ⁵	Poriniai laikikliai 670 ³	Kryžminis diržo laikiklis 450	Kryžminis diržo laikiklis 670	Univ. šoniniai laikikliai + universalūs 350	Šoniniai laikikliai + standartiniai 450	Univ. šoniniai laikikliai + universalūs 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Gali sukelti priešlaikinį diržo susidėvimą.

² Diržo laikiklis 450 – tai „Universal SlingBar 450“, gaminio Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, taip pat „SlingGuard 450“, gaminio Nr. 3308020 ir 3308520.

³ Poriniai laikikliai 670 yra susiję su „Universal TwinBar 670“, gaminio Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat su „SlingGuard 670 Twin“, gaminio Nr. 3308040 ir 3308540.

⁴ Diržo laikiklis 350 yra susijęs su „Universal SlingBar 350“, gaminio Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094, taip pat „SlingGuard 350“, gaminio Nr. 3308010 ir 3308510.

⁵ Diržo laikiklis 600 yra susijęs su „Universal SlingBar 600“, gaminio Nr. 3156076 ir 3156086, taip pat „SlingGuard 600“, gaminio Nr. 3308030 ir 3308530.


Paiškinimas: 1 = rekomenduojama, 2 = gali veikti, 3 = nepatartina, 4 = netinkama

Kiti deriniai

Kitų priedų / gaminių nei rekomenduoja „Liko“ deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

