

## Bruksanvisning



## Produktbeskrivelse

**Liko Originalseil Høy Rygg er en basismodell som er konstruert for å tilpasse seg brukere uten individuelle innstillinger og er et av våre mest brukte løfteseil.**

Det gir en litt tilbakelent sittestilling og en bra støtte for hele kroppen, noe som passer bra for brukere med nedsatt kroppsstabilitet. Et riktig utprøvd og omsorgsfullt applisert løfteseil gir brukeren en meget god trygghetsfølelse og høy komfort.

Originalseil Høy Rygg anbefales også ved løft til eller fra gulv fordi det gir en behagelig hodestøtte både i sittende og liggende stilling.

### Størrelser

Originalseil Høy Rygg finnes i flere forskjellige størrelser. Det er viktig å velge riktig størrelse for å oppnå best komfort og størst sikkerhet. Et løfteseil som er for stort øker risikoen for at brukeren kan gli ut, mens et for lite løfteseil kan bli trangt i lysken og gi ubehag.

For store størrelser kan en kombinasjon med en twinbøyle 670 være et godt valg.

### Materiale

Originalseil Høy Rygg finnes i forskjellige materialer. Ettersom man vanligvis ikke etterlater Originalseilet under brukeren etter avsluttet løft, anbefaler vi utførelsen i polyester. Dette materialet er veldig slitesterkt og har lav friksjon, noe som gjør at løfteseilet blir lett å applisere og lett å ta bort.

Originalseil Høy Rygg finnes også blant annet i nettpolyester. Dette materialet anbefales når man etterlater løfteseilet under brukere etter avsluttet løft eller når man ganske enkelt ønsker et luftigere alternativ.

For bad og dusj kan seilet leveres i netting som slipper vannet gjennom og kan tørkes av. Materialet tørker hurtigere og blir ikke kaldt på samme måte som et gjennom vått tekstil.

Hvis man ønsker et løfteseil som kan tørkes av i galonlignende materiale, finnes det også i plastvev.

Løfteseilets løftebånd er alltid laget av slitesterkt polyester.

### Beinstøtte

Originalseil Høy Rygg finnes med benstøtte i flere forskjellige utførelser. Vanligst er benstøtte med avstivede innlegg. Avstivningen gir høy komfort, utjevner trykk og forhindrer at løfteseilet rynker seg under lårene.

En utførelse har enkelt tøy uten avstivning i benstøtten, noe som gjør løfteseilet smidig og lettstelt.

*I teksten kalles den personen som blir løftet for brukeren og den som hjelper til for medhjelperen.*

### VIKTIG!





















Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå fullt ut innholdet i bruksanvisningen. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Kontroller at løftertilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på pasientens evne til å klare seg gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, tar du kontakt med produsenten eller leverandøren.

# Innholdsfortegnelse

Symbolforklaring .....	3
Sikkerhetsforskrifter .....	4
Tilsyn og vedlikehold .....	5
Definisjoner .....	5
Slik kobler man løfteseilet til ulike løftebøyler .....	6
Slik kobler man Originalseil Høy Rygg til en løftebøyle med 4 kroker (twinbøyler og kryssbøyler) .....	7
Løft fra sittende stilling .....	8
Løft til sittende stilling .....	9
Å fjerne løfteseilet fra stol/rullestol .....	9
Løft fra seng .....	10
Applisering av løfteseilet når brukeren ligger i sengen .....	10
Å applisere løfteseilet ved sittende stilling i seng .....	10
Løft til seng .....	11
Å fjerne løfteseilet ved liggende stilling i seng .....	11
Å fjerne løfteseilet ved sittende stilling i seng .....	11
Løft fra gulv .....	12
Løft til gulv .....	12
Råd ved utprøving .....	13
Forskjellige sittestillinger .....	13
Forskjellige måter å koble på beinstøtten .....	13
Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet - Hva kan være årsaken til det? .....	14
Forkortningsinnstilling .....	14
Tilbehør .....	14
Oversikt Liko Originalseil Høy Rygg, mod. 200, 210 .....	15
Kombinasjoner .....	15

## Symbolforklaring

Disse symbolene kan finnes i dette dokumentet og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel. Brukt der det er behov for ekstra omsorg og oppmerksomhet.
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE-merke
	Rettslig produsent
	Produksjonsdato
	Referansenummer
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Må ikke renses
	Må ikke tørkes
	Tørking i tørketrommel
	Do not tumble
	Vasking Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.
	Lateksfri
	Periodisk inspeksjon
	Ikke bruk blekemiddel
	Lufttørking på snor i skyggen
	Retning oppover og symbol på utsiden av utstyr.
	Symbol på utsiden av utstyr.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) Global Trade Item Number (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

## Sikkerhetsforskrifter

### **⚠ Før løfting må du være oppmerksom på følgende:**

- En ansvarlig person i organisasjonen skal evaluere hver enkelt sak mht. hvorvidt én eller flere medhjelpere er nødvendig.
- Påse at løfteseilet som velges, oppfyller brukerens behov når det gjelder modell, størrelse, tøy og design.
- Bruk individuelle stropper for sikkerhet og hygiene.
- Før løfting må du planlegge løfteoperasjonen slik at den kan utføres så sikkert og behagelig som mulig.
- Før løfting må du sjekke at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt.
- Selv om Liko-løftebøylere er utstyrt med avkrokningsbeskyttelser, må spesiell forsiktighet alltid utvises. Før pasienten løftes fra underlaget, men etter at stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er ordentlig koblet til løftebøylekrokene.
- Kontroller at pasienten sitter godt fast i løfteseilet før overføring til en annen plassering.
- Løft aldri en pasient lenger opp fra underliggende overflate enn det som er nødvendig for å fullføre løfte- og overføringsprosedyren.
- La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
- Kontroller at hjulene på rullestolen, sengen, trallen osv. er låst under løfting/overføring.
- Arbeid alltid ergonomisk. Bruk pasientens evne til å delta aktivt i betjeningen.
- Når løfteseilet ikke brukes, må du passe på å ikke plassere det i direkte sollys.
- Det anbefales å ta av løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er ønskelig å la løfteseilet være på etter overføring, anbefales det å bruke et løfteseilet i nettpolyester.

**⚠ Feil tilkobling av løfteseil til løftebøyle kan føre til alvorlig skade på pasienten.**

**⚠ Hvis du vender pasienten manuelt i sengen, kan det føre til personskaade på medhjelperen.**

**CE** Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen ovenfor.**

Hill-Rom-selskaper er eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Liko-produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten forvarsel. Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger.

### **Merknad til brukere og/eller pasienter i EU**

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.

## Tilsyn og vedlikehold

Kontroller alltid løfteseilene før bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:

- tøy/stoff
- bånd
- sømmer
- løftestropper

### ⚠ Bruk ikke skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, ber vi deg ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

**Hvis løfteseilet brukes for badekar eller dusj:** Etter bruk i badekar og dusj må løfteseilet plasseres slik at det tørker så snart som mulig.

**Vaskeinstruksjoner:** Vennligst se løfteseilets produktetikett og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil».

### Periodisk inspeksjon

Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroll kan være nødvendig hvis produktene brukes eller vaskes oftere enn normalt. Se Likos protokoll «Periodisk inspeksjon av Likos tekstilprodukter». Ta kontakt med Hill-Rom-representanten for protokoller.

### Forventet holdbarhet


Produktet har en forventet holdbarhet på 1–5 år ved normal bruk. Forventet holdbarhet varierer avhengig av tøy, brukshyppighet, vaskeprosedyre, og vekt som bæres.

### Instruksjoner for resirkulering
















Hele produktet, inkludert spiler, fôringsmateriale osv. skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere angående sikker håndtering og avhending av sitt utstyr for å bidra til forebygging av skader, inkludert, men ikke begrenset til: kutt, punkteringer av hud, skrammer og eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør. Ved tvil må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.


## Definisjoner




## Slik kobler man løfteseilet til ulike løftebøyer

Løftebøyle	Løfteøyer til løftebøylens kroker	Rett
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Kryssbøyle</p>		

### Feil!




## Slik kobler man Originalseil Høy Rygg til en løftebøyle med 4 kroker (twinbøylor og kryssbøylor)




## Løft fra sittende stilling

To medhjelpere anbefales for å applisere løfteseilet i henhold til ergonomiske prinsipper. Vanligvis må brukeren lenes fremover ved appliseringen, og da er det viktig at en medhjelper står foran brukeren for å forhindre at brukeren faller fremover.




Plasser løfteseilet bak brukers rygg med produktetiketten vendt utover. Brett opp den nedre kanten på løfteseilet rundt fingertuppene dine for å lettere kunne føre løfteseilet på plass.

Bruk håndflaten til å trykke den nedre kanten på løfteseilet ned til brukers halebein - **dette er veldig viktig. Tips:** Riktig plassering blir lettere dersom brukeren lenes/leener seg litt fremover.



Dra frem løfteseilets beinstøtte langs utsiden av brukers lår. Plasser håndflaten din mellom kropp og løfteseil og før beinstøttens nedre kantbånd ned mot setet. Dra samtidig beinstøtten fremover med den andre hånden for å strekke den ut.

Dra beinstøttene frem slik at eventuelle bretter på baksiden slettes ut. Kontroller at begge beinstøttene når like langt fremover. **Tips:** Med et lett grep under kneskålene blir det lettere å dra frem beinstøttene.




Før inn beinstøtter under respektive lår. Se til at tøyen ligger flatt og at det når helt rundt beinet.

**Tips:** Applisering av beinstøttene blir lettere dersom brukers ben avlastes fra setet. Det kan gjøres ved å plassere brukers føtter på fotstøttene eller på ditt eget ben slik som bildet viser.

Forbered påkobling av beinstøttene. Den vanligste måten å applisere løfteseilet på er med kryssede beinstøtter. For flere måter å koble beinstøttene på, se side 13.






**Tips:** Kontroller at alle løftestroppene er like lange, d.v.s. når like høyt når de strekkes før løftet. Juster løfteseilets plassering hvis de ikke når like høyt.

Koble først på de øvre båndløkkene på løftebøylens kroker, deretter beinstøtteløkkene. Se side 6-7 om hvordan man kobler løfteseilet til ulike løftebøyer. Løft opp brukeren.

## Løft til sittende stilling

Ved plassering i stol er det viktig at brukeren kommer langt nok bak i stolen for å sitte godt. Det er flere måter å gjøre dette på.




*Ved plassering i rullestol:* Len stolen bakover under senkingen. La brukers bakende gli ned langs ryggstøtten den siste delen. Kontroller rullestolens stilling med foten på tippstøtten.

*Alternativ:* Trykk lett under brukers knær under senkingen slik at bak enden trykkes inn mot ryggstøtten. Dersom løfteseilet har håndtak, kan man styre ved hjelp disse.

**⚠ Løft ikke i håndtaket! For stor belastning på håndtaket kan føre til at løfteseilet revner.**

## Å fjerne løfteseilet fra stol/rullestol

Vi anbefaler at løfteseilet tas bort etter avsluttet løft. Dersom man av en eller annen grunn ønsker å etterlate løfteseilet i stolen etter avsluttet løft, anbefaler vi et løfteseil i nettpolyester.



Ta benstøttene forsiktig bort. Dette gjøres mest skånsomt ved at man drar benstøtteløkkene ut under benstøttens tøydel.


Fjern løfteseilet ved å dra beinstøttene forsiktig oppover.

## Løft fra seng

Løfteseilet kan appliseres på ulike måter avhengig av brukerens status. Det appliseres enten med brukeren liggende i sengen eller med brukeren sittende i sengen. Hvis en trykkavlastende madrass brukes, kan den med fordel pumpes opp til maksimal posisjon for å gjøre appliseringen av løfteseilet lettere.


Vær oppmerksom på din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjoner. En bra arbeidsposisjon oppnås når madrassen er i nivå med medhjelperens knoke når armene holdes rett ned. Når det gjelder belastningen på medhjelperen, må man vurdere fra tilfelle til tilfelle hvor mange medhjelpere som trengs for å utføre løftet.

### Applisering av løfteseilet når brukeren ligger i sengen



Snu brukeren over på siden. Denne situasjonen blir enklere dersom brukeren selv hjelper til ved å gripe tak i sengekanten på den siden som brukeren er vendt mot. Plasser kanten av løfteseilet inn mot brukerens rygg med den nedre kanten **i nivå med halebenet**.

Legg løfteseilet i en brett slik at seilets «midtre bakkband» tilsvarer brukerens ryggrad når brukeren deretter vendes forsiktig tilbake. Sørg for at bretten dekker kanten på løfteseilet som ligger inn mot ryggen til brukeren for å minimere friksjonen når løfteseilet til slutt dras ut på den andre siden. Med denne appliseringsteknikken behøver man kun å vende brukeren én gang.



Før beinstøttene inn under respektive lår. Dette gjøres enklest ved å trykke beinstøtten ned mot madrassen samtidig som man fører den inn under kneet. Sørg for at stoffet er slett og at det når ordentlig rundt låret. Beinstøttene kan kobles til på ulike måter, se side 13.

Hev sengens hodeende. Koble først på de øvre båndløkkene på løftebøylens kroker, deretter beinstøtteløkkene. Se side 6-7 om hvordan man kobler løfteseilet til ulike løftebøylar. Løft opp brukeren.

### Å applisere løfteseilet ved sittende stilling i seng

Løft opp sengens hodeende bak brukeren. Legg løfteseilet på sengen med produktetiketten ned mot madrassen. Før løfteseilet ned bak brukerens rygg så langt at den nedre kanten **når ned til halebenet**.


**Tips!** Påføringen gjøres lettere om brukeren luter seg fremover.

## Løft til seng

Vi anbefaler at løfteseilet tas bort etter avsluttet løft. Dersom man av en eller annen grunn ønsker å etterlate løfteseilet i sengen etter avsluttet løft, anbefaler vi et løfteseil i nettpolyester.


Vær oppmerksom på din egen arbeidsstilling og brukers komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjoner. En bra arbeidsposisjon oppnås når madrassen er i nivå med medhjelperens knoke når armene holdes rett ned. Når det gjelder belastningen på medhjelperen, må man vurdere fra tilfelle til tilfelle hvor mange medhjelpere som trengs for å utføre løftet.

### Å fjerne løfteseilet ved liggende stilling i seng



Før brukeren inn over sengen. Løft opp hodeenden på sengen for gjøre det mer behagelig for brukeren. Senk brukeren ned på sengen. Send hodeenden ned.


Plasser beinstøtteløkkene under beinstøttene mellom brukers ben.



Ta tak i kanten på løfteseilet. Trykk løfteseilet inn under seg selv. Trykk løfteseilet ned mot madrassen og inn under brukeren.

Vend brukeren forsiktig på siden. Ta tak i løfteseilet på undersiden og dra det forsiktig bort.

### Å fjerne løfteseilet ved sittende stilling i seng



Før brukeren inn over sengen. Løft opp hodeenden på sengen for gjøre det mer behagelig for brukeren. Senk brukeren ned på sengen.


Ta benstøttene av ved å dra benstøtteløkkene ut under benstøttens tøydel. **Tips:** Dette blir lettere dersom brukers ben er bøyd.

Fjern løfteseilet ved å dra den ene beinstøtten til beinstøtten bak løfteseilet og over på motsatt side.

## Løft fra gulv


Nedenfor beskrives løft fra gulv med Likos mobiløfter Golvo. Samme teknikk passer også ved løft med Likos øvrige mobile og stasjonære løftere. Studer nøye bruksanvisningen for den løfteren som brukes.

**Tips:** En pute under brukerens hode kan føles behagelig.



Vend brukeren forsiktig på siden og plasser løfteseilets kant inn under brukeren med den nedre kanten **i nivå med halebenet**. Legg løfteseilet i en brett slik at seilets «midtre bakkband» tilsvarer brukerens ryggrad når brukeren deretter vendes forsiktig tilbake. Dra løfteseilet forsiktig ut på den andre siden.

Kontroller at løfteseilet ligger symmetrisk under brukeren, hvis ikke – juster plasseringen. Plasser benstøttene under respektive lår.




Glatt benstøttene ut under brukerens ben. Hold benstøttene bort fra lysken for å forhindre ubehag for brukeren. Dette gjøres lettere ved at brukeren bøyer bena. Se side 6–7 om hvordan man kobler løfteseilet til ulike løftebøyer.

Løft brukeren opp fra gulvet. Brukeren kan vriss litt for å unngå at hodet kommer for nær løftestammen.

**⚠ Mobiløfteren skal være låst når man løfter med brukerens hode mot løfteren.**

## Løft til gulv




Ved løft til gulv skal løfterens hjul ikke være låste. Når brukeren berører gulvet drar man løfteren bakover for å gi plass til hodet.

**Tips:** Hvis løftet foregår ned til en tynn gymnastikkmatte, kan løfteren kjøres inn under den og matten fungerer da som en myk beskyttelse mellom løfteren og brukeren. Hvis løfteseilet skal tas bort, se "Å fjerne løfteseilet ved liggende stilling i seng" på side 10.

## Råd ved utprøving

### Forskjellige sittestillinger



Liko Originalseil Høy Rygg i **to-punkts opphengning** gir en litt tilbaketrent sittestilling med bra hodestøtte og en ca. 90 graders vinkel i hoftelrådet.


Liko Originalseil Høy Rygg i kombinasjon med en **twimbøyle 670** gir større bredde ved skuldrene enn ved benstøttene, noe som passer bra hvis brukeren er storvokst eller følsom for trykk mot skuldrene.

A. I kombinasjon med Liko **4-punkts bøyle** gis en litt mer liggende stilling og større vinkel i hoftelrådet. Kompletter gjerne med en liten pute bak hodet.

B. I kombinasjon med **Sidebøylor** gis en litt mer liggende stilling og større bredde ved skuldrene enn ved benstøttene, noe som passer bra hvis brukeren er følsom for trykk mot skuldrene.

### Forskjellige måter å koble på beinstøtten

Før man velger et koblingsalternativ må det alltid utføres en individuell bedømmelse for å forutse eventuelle risikoer. Det som står nedenfor er generelle råd fordi de samme prinsippene gjelder for flere løfteseilmodeller.



#### Kryssede beinstøtter.

Den vanligste måten å applisere løfteseilet på. Den ene beinstøtteløkken føres inn gjennom den andre før løkkene festes på løftebøylen.

#### Overlappet under begge lårene.

Dette kan passe bra ved f.eks. løft av brukere med amputert bein. **Tips:** For å unngå at brukers sittestilling skal bli for tilbaketrent kan man monterer Forlengelsesløkker på beinstøtteløkkene.


#### Hvert ben koblet hver for seg på løftebøylen.

Dette kan passe bra ved løft av brukere med spesielt ømtålig underliv.

**⚠️ Økt risiko for utglidning.**

## Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet - Hva kan være årsaken til det?

Det som står nedenfor er generelle råd fordi de samme prinsippene gjelder for flere løfteseilmodeller.




**A. Risiko for utglidning.** Baken henger ned. Størrelsen på løfteseilet kan være for stor. Det kan også forekomme dersom løfteseilet ikke dras langt nok ned i ryggen ved applisering.

Kontroller før løftet begynner at den nedre kanten er strukket ut og at tøyet når ordentlig rundt benene.

**B. En for liten størrelse** kan medføre at benstøttene skjærer inn i lysken og gir ubehag, at løftebøylen kommer for nær ansiktet og/eller at ryggen får for lav støtte.

Løfteseilets nedre kant ligger i høyde med halebenet. Beinstøttene ligger riktig under bena.

## Forkortningsinnstilling



Den nøyaktig utformede designen på våre løfteseilmodeller gjør at brukeren alltid sitter med et godt fordelt trykk mellom ben og ryggdel, samt får god støtte under hele overflytningen. I enkelte tilfeller kan det dog være en fordel å bruke den indre innstillingen, forkortningsinnstillingen, på beinstøtteløkkene for å endre brukerens sittestilling.


**OBS!** Dette gjelder **ikke** hvis man har en eldre modell av Originalseil Høy Rygg, modell 20/21, som har en tidligere design på forkortningsinnstillingen. Hvis du vil ha en beskrivelse om hvordan en forkortning gjøres med modell 20/21, kan du ta kontakt med Hill-Rom for å få bruksanvisningen for den modellen.

Vi anbefaler i de tilfeller der man velger å bruke forkortningsstillingen at også det ytre båndstøtteøyet kobles på løftebøylenkroker. Man får da bedre visuell kontroll på båndløkkene.

## Tilbehør

Extension Loop, grønn, 12 cm  
Extension Loop, grønn 22 cm  
Extension Loop, grå, 12 cm  
Extension Loop, grå, 22 cm

Prod. nr. 3691102  
Prod. nr. 3691103  
Prod. nr. 3691302  
Prod. nr. 3691303




# Oversikt Liko™ Originalseil Høy Rygg, mod. 200, 210

Vare	Varenr.	Størrelse	Personvekt <sup>1</sup>	Makslast <sup>2</sup>
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 3	XS Extra Small	15–20 kg	200 kg
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 4	S Small (barn)	20–30 kg	200 kg
Originalseil Høy Rygg	35210 - - 5	MS Medium Slim (smal voksen)	30–50 kg	200 kg
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 5	M Medium	40–80 kg	200 kg
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 6	L Large	70–120 kg	200 kg
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 7	XL Extra Large	110–250 kg	500 kg
Originalseil Høy Rygg	35200 - - 8	XXL Extra Extra Large	200– kg	500 kg

<sup>1</sup> Den angitte personvekten er kun en veiledning – avvik forekommer.

<sup>2</sup> For opprettholdt makslast kreves det løfter/tilbehør som er tilsiktet for samme belastning eller mer.



## Anbefalte kombinasjoner

Anbefalte kombinasjoner med Liko Originalseil Høy Rygg påført med korslagt beinstøtte og Liko løftebøyler:	Minibøyle 220	Løftebøyle 350 <sup>4</sup>	Standard 450	Løftebøyle 450 <sup>2</sup>	Løftebøyle 600 <sup>5</sup>	Twinbøyle 670 <sup>3</sup>	Kryssbøyle 450	Kryssbøyle 670	Univ. Sidebøyle + Universal 350	Sidebøyle + Standard 450	Univ. Sidebøyle + Universal 450
	Originalseil Høy rygg, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2
Originalseil Høy rygg, S	2	1	1	1	3 <sup>1</sup>	3	1	3	1	2	1
Originalseil Høy rygg, MS	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	2	1	1	1	2	1
Originalseil Høy rygg, M	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Originalseil Høy rygg, L	3	3	1	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	1	1	1
Originalseil Høy rygg, XL	4	3	2	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	2	1	1
Originalseil Høy rygg, XXL	4	4	4	3	3 <sup>1</sup>	2	4	1	4	2	2

<sup>1</sup> Kan innebære økt slitasje på løfteseilet.

<sup>2</sup> Løftebøyle 450 gjelder universalbøyle 450 artikkelnr. 3156075, 3156085 og 3156095 samt SlingGuard 450 artikkelnr. 3308020 og 3308520.

<sup>3</sup> Twinbøyle 670 gjelder Universalbøyle 670 Twin artikkelnr. 3156077 og 3156087 samt SlingGuard 670 Twin artikkelnr. 3308040 og 3308540.

<sup>4</sup> Løftebøyle 350 gjelder for Universalbøyle 350 artikkelnr. 3156074, 3156084 og 3156094 samt SlingGuard 350 artikkelnr. 3308010 og 3308510.

<sup>5</sup> Løftebøyle 600 gjelder for Universalbøyle 600 artikkelnr. 3156076 og 3156086 samt SlingGuard 600 artikkelnr. 3308030 og 3308530.


**Forklaring:** 1 = Anbefales, 2 = Kan brukes, 3 = Frarådes, 4 = Ubrukelig

## Øvrige kombinasjoner

Andre kombinasjoner av tilbehør/produkter enn de som Liko anbefaler kan medføre risiko for brukerens sikkerhet.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
SE-975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

