

Descrição do produto

A Liko Original HighBack Sling, uma das nossas fundas mais usadas, é um modelo básico feito para se adaptar ao paciente sem ajustamentos individuais.

Proporciona uma posição ligeiramente semi-reclinada e um excelente apoio para o corpo inteiro, o que é bom para pacientes com estabilidade reduzida no torso. Uma funda bem ajustada e cuidadosamente aplicada irá proporcionar ao paciente um excelente sentido de segurança, assim como um alto grau de conforto.

A Original HighBack Sling é também recomendada para elevar de e para o chão, dado que oferece um apoio confortável à cabeça, tanto numa posição sentada como deitada.

Tamanhos

A Original HighBack Sling está disponível em tamanhos diferentes. É importante escolher o tamanho correcto para obter um maior grau de conforto e segurança. Uma funda demasiado grande aumenta o risco do paciente deslizar da funda, enquanto que uma funda demasiado pequena pode apertar a zona genital, causando algum desconforto.

Uma boa escolha para tamanhos maiores é uma combinação com a barra de suporte Twin bar 670.

Tecidos

A Original HighBack Sling está disponível em tecidos diferentes. Dado que normalmente o paciente não fica sentado na OriginalSling depois de terminada a transferência, recomendamos um design em poliéster.

Este é um tecido durável, com baixa fricção, que facilita a aplicação da funda e a sua remoção.

A funda OriginalSling está também disponível em tela de poliéster. Este tecido é recomendado quando o paciente fica sentado na funda depois da transferência ou quando se pretende uma alternativa mais arejada.

Está disponível um design em tela plastificada para tomar banho ou chuveiro, permeável à água e facilmente limpo com um pano. Este tecido seca rapidamente e não arrefece o paciente da mesma forma que um tecido absorvente húmido. Se preferir uma funda em tecido lavável robusto, temos também disponível um design com tecido revestido a plástico.

As cintas de elevação da funda são sempre feitas de poliéster durável.

Apoios das pernas

A Original HighBack Sling está disponível com apoios das pernas em vários designs diferentes. Os mais comuns são os apoios das pernas com reforço. O reforço proporciona um alto grau de conforto, distribui a pressão e impede a funda de ficar dobrada por baixo das coxas.

Um dos designs tem um tecido simples, sem reforços nos apoios das pernas, tornando a funda mais flexível e fácil de tratar.

Neste documento a pessoa elevada é denominada de paciente e a pessoa que auxilia como prestador de cuidados de saúde.

IMPORTANTE!


A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia o manual de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Deverá ter atenção à capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor.

Índice

Descrição dos símbolos	3
Instruções de segurança.....	4
Cuidados e manutenção.....	5
Definições.....	5
Como engatar a funda em diferentes barras de suporte	6
Como engatar a Original HighBack Sling a uma barra de suporte com 4 ganchos (twin bars e cross bars).....	7
Elevar numa posição sentada	8
Elevar para uma posição sentada	9
Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas	9
Elevar da cama	10
Aplicar a funda deitado na cama.....	10
Aplicar a funda sentado na cama	10
Elevar para a cama	11
Remover a funda com o paciente deitado na cama	11
Remover a funda com o paciente sentado na cama	11
Elevar directamente do chão.....	12
Elevar para o chão	12
Conselhos para a prova	13
Diferentes posições sentadas	13
Formas diferentes de encaixar os apoios das pernas	13
O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?.....	14
Posição de encurtamento.....	14
Acessórios	14
Geral, Liko Original HighBack Sling, Mod 200, 210.....	15
Combinações.....	15

Descrição dos símbolos

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

Símbolo	Descrição
	Aviso. Utilizado quando é necessário muito cuidado e muita atenção.
	Ler o manual de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Número de referência
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não limpar a seco
	Não passar a ferro
	Secar na máquina de secar
	Não colocar na máquina de secar
	Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C e °F.
	Isento de látex
	Inspeção periódica
	Não utilizar lixívia
	Secar no exterior à sombra
	Direção para cima e símbolo no exterior do equipamento.
	Símbolo no exterior do equipamento.
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

Instruções de segurança

Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:

- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir para cada caso se é necessário estar presente um ou mais cuidadores.
- Certificar-se de que a funda selecionada satisfaz as necessidades do paciente no que se refere a modelo, tamanho, tecido e design.
- Por razões de segurança e higiene, devem ser utilizadas fundas individuais.
- Planear a operação de elevação antes de elevar, de modo a que decorra da forma mais segura e suave possível.
- Verificar antes de elevar se o acessório de elevação está pendurado verticalmente e se se move livremente.
- Embora as barras de suporte da Liko estejam equipadas com fechos, deve ser exercido um cuidado especial. Com as bandas totalmente esticadas, mas antes de elevar o paciente da superfície subjacente, verificar se as bandas estão corretamente colocadas nos ganchos da barra de suporte.
- Antes de transferir o paciente para outro local, verificar se este está sentado na funda de forma segura.
- Nunca elevar o paciente da superfície subjacente mais alto do que o necessário para efetuar a elevação e a transferência.
- Nunca deixar um paciente sozinho durante a elevação.
- Assegurar que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc. estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhar sempre ergonomicamente. Aproveitar as capacidades do paciente para participar ativamente nas operações.
- Não expor a funda à luz solar direta quando esta não estiver a ser utilizada.
- Recomenda-se que a funda seja retirada após a transferência. Se, por alguma razão, preferir deixar a funda colocada depois da transferência, recomendamos que seja utilizada uma funda feita de tela de poliéster.

 **A fixação incorreta da funda na barra de suporte pode causar ferimentos graves no paciente.**

 **Virar manualmente o paciente na cama pode causar ferimentos no cuidador.**

 Dispositivo médico, produto de classe 1

PATENTE www.hillrom.com/patents

Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet acima.

As empresas Hill-Rom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

Design and Quality by Liko in Sweden

Os produtos Liko estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

Cuidados e manutenção

Verificar a funda antes de cada utilização. Verificar se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis de suspensão

⚠ Não utilizar acessórios de elevação danificados.

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.

Fundas utilizadas para banhos ou chuveiros: depois de utilizar uma funda para banho ou chuveiro, esta deve ficar colocada de forma a poder secar rapidamente.

Instruções de lavagem: consultar a etiqueta de produto da funda e o anexo entregue "Cuidados e manutenção das fundas Liko".

Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se os produtos forem utilizados ou lavados mais frequentemente do que o normal. Ver o protocolo da Liko "Inspeção periódica dos produtos têxteis Liko". Para ter acesso aos protocolos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

Estimativa do tempo de vida útil

O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 1-5 anos com uma utilização normal. A estimativa do tempo de vida útil varia consoante o tecido, a frequência de utilização, o procedimento de lavagem e o peso transportado.


Instruções de reciclagem

Todo o produto, incluindo ripas, material de enchimento, etc., deve ser considerado como resíduo combustível.














A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfeção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.

Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar em primeiro lugar a assistência técnica da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura.


Definições








Como engatar a funda em diferentes barras de suporte

Barras de suporte	Anéis de funda para os ganchos da barra de suporte	Correto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

Errado!




Como engatar a Original HighBack Sling a uma barra de suporte com 4 ganchos (twin bars e cross bars)

 <p>A Anéis da banda superior</p> <p>B Anéis do apoio das pernas</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>As ilustrações 1, 2 e 3 mostram uma Twin Bar, mas também se aplica a uma Cross Bar.</p>


Elevar duma posição sentada

Devem ser dois prestadores de cuidados de saúde para colocar a funda de acordo com princípios ergonómicos. Normalmente, o paciente é inclinado para a frente durante a aplicação, sendo por isso importante que uma das pessoas esteja à frente do paciente para evitar que caia para a frente.




Colocar a funda por trás das costas do paciente com a etiqueta do produto para fora. Dobrar o canto inferior da funda à volta das pontas dos seus dedos para facilitar guiar a funda para o sítio certo.

Usando a palma da mão, empurrar o canto inferior da funda para baixo até ao nível do cóccix do paciente – **isto é muito importante**. **Sugestão:** É mais fácil obter um posicionamento correcto com o paciente ligeiramente inclinado para a frente, ou inclinar o paciente.




Puxar para a frente os apoios das pernas da funda ao longo do exterior das coxas do paciente. Colocar a palma da mão entre o corpo do paciente e a funda, e empurrar o canto inferior do apoio das pernas para baixo em direção ao assento. Com a outra mão, puxar simultaneamente o apoio das pernas para a frente para o esticar.

Puxar os apoios das pernas para a frente para esticar quaisquer pregas que possam haver na parte de trás. Verificar se os dois apoios das pernas sobressaem a mesma distância. **Sugestão:** Segurar um pouco por baixo dos joelhos ajuda a puxar os apoios das pernas para a frente.



Inserir um apoio de pernas por baixo de cada coxa. Certificar-se que o tecido fica alisado e que cobre bem a perna. **Sugestão:** É mais fácil aplicar os apoios das pernas se o paciente tiver as pernas ligeiramente levantadas do assento. Para isso, poderá apoiar os pés do paciente no apoio de pés ou na sua perna, conforme ilustrado.

Preparar a conexão dos apoios das pernas. A forma mais comum de aplicar a funda é com os apoios das pernas cruzados. Para outros métodos alternativos, por favor consultar a página 13.




Sugestão: Verificar se todos os anéis de suspensão têm o mesmo comprimento, ou seja, se todos têm a mesma altura quando esticados antes de elevar. Ajustar a posição da funda caso não tenham todos a mesma altura.

Encaixar primeiro os anéis superiores da cinta nos ganchos da barra de suporte, seguidos dos anéis dos apoios das pernas. Ver as instruções nas páginas 6-7 sobre como engatar os anéis da funda às diferentes barras de suporte. Elevar o paciente.

Elevar para uma posição sentada

Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas, é importante que o paciente fique bem encostado às costas da cadeira para ficar bem sentado. Isso pode ser feito de várias maneiras.



Quando colocar um paciente numa cadeira de rodas: Inclinar a cadeira para trás durante a descida do paciente. Deixar as nádegas deslizarem até encostarem nas costas da cadeira durante a última parte. Controlar o ângulo da cadeira de rodas com o seu pé no apoio de inclinação.

Alternativa: Aplicar uma pressão ligeira por baixo dos joelhos do paciente durante a sequência da descida de forma a guiar as nádegas em direção às costas da cadeira. Caso a funda tenha pegas, usá-las para guiar.

⚠ Não usar as pegas para elevar! Força excessiva nas pegas pode causar rasgos na funda.

Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas

Recomendamos remover a funda depois de efetuada a transferência. Recomendamos que seja utilizada uma funda feita de tela de poliéster, se por alguma razão preferir deixar a funda na cadeira.



Remover cuidadosamente os apoios das pernas. A forma mais suave de fazer isto é puxando os anéis dos apoios das pernas para fora por baixo da parte de tecido.


Remover a funda puxando cuidadosamente o apoio de perna para cima.

Elevar da cama

A funda pode ser aplicada de várias formas diferentes dependendo do estado do paciente. Pode ser aplicada com o paciente deitado ou sentado na cama. No caso de estar a ser utilizado um colchão de alívio de pressão, é mais fácil aplicar a funda se o inflacionar ao máximo.


Não se esqueça de ter em conta a sua própria postura assim como o conforto do paciente. Aproveitar as funções de elevar e descer da cama. Para obter uma boa postura de trabalho, o colchão deve estar ao mesmo nível dos punhos do prestador de cuidados de saúde, com os braços completamente esticados. Dependendo da carga, deve ser feita uma avaliação de quantas pessoas são necessárias para ajudar na operação.

Aplicar a funda deitado na cama



Virar o paciente para um dos lados. Para facilitar esta operação, o paciente deverá contribuir agarrando-se às grades da cama do lado para onde vai ser virado. Colocar o canto da funda na direção das costas do paciente, com o canto inferior ao mesmo **nível do cóccix**.

Dobrar a funda de forma que a "cinta do centro das costas" corresponda à espinha do paciente. Verificar se a dobra cobre todo o canto da funda que está virado para as costas do paciente para assim reduzir a fricção. Virar o paciente suavemente de volta e puxar a fundo pelo outro lado. Com esta técnica de aplicação, só será necessário virar o paciente uma vez.



Inserir os apoios das pernas por baixo de cada perna. A melhor forma de o fazer é empurrar o apoio das pernas para baixo contra o colchão ao mesmo que o encaixa por baixo do joelho. Certificar-se que o tecido fica alisado e que cobre bem à volta da perna. Os apoios das pernas podem ser encaixados de formas diferentes, consultar a página 13.

Elevar a cabeceira da cama. Encaixar primeiro os anéis superiores da cinta nos ganchos da barra de suporte, seguidos dos anéis dos apoios das pernas. Ver as instruções nas páginas 6-7 sobre como engatar os anéis da funda às diferentes barras de suporte. Elevar o paciente.

Aplicar a funda sentado na cama

Elevar a cabeceira da cama por trás do paciente. Colocar a funda na cama com a etiqueta de produto virada para o colchão. Deslizar a funda para baixo por trás das costas do paciente até o canto inferior **estar ao mesmo nível do cóccix**.


Nota! A aplicação é mais fácil com o paciente inclinado para a frente, ou inclinar o paciente.

Elevar para a cama

Recomendamos remover a funda depois de efetuada a transferência. Recomendamos que seja utilizada uma funda feita de tela de poliéster, se por alguma razão preferir deixar a funda na cadeira.


Não se esqueça de ter em conta a sua própria postura assim como o conforto do paciente. Aproveitar as funções de elevar e descer da cama. Para obter uma boa postura de trabalho, o colchão deve estar ao mesmo nível dos punhos do prestador de cuidados de saúde, com os braços completamente esticados. Dependendo da carga, deve ser feita uma avaliação de quantas pessoas são necessárias para ajudar na operação.

Remover a funda com o paciente deitado na cama



Posicionar o paciente por cima da cama. Elevar a cabeceira da cama para maior conforto do paciente. Descer o paciente até à cama. Descer a cabeceira da cama.


Colocar os anéis dos apoios das pernas, por baixo do próprio apoio das pernas, entre as pernas do paciente.



Segurar o canto da funda. Empurrar a funda por baixo de si mesma. Empurrar a funda contra o colchão e por baixo do paciente.

Rodar cuidadosamente o paciente para um dos lados. Segurar a funda por baixo e remover cuidadosamente.

Remover a funda com o paciente sentado na cama



Posicionar o paciente por cima da cama. Elevar a cabeceira da cama para maior conforto do paciente. Descer o paciente até à cama.


Remover os apoios das pernas puxando os respectivos anéis por baixo da parte de tecido dos apoios das pernas. **Sugestão:** Isto é mais fácil se o paciente tiver as pernas dobradas.

Remover a funda puxando um dos apoios das pernas por trás da funda e por cima pelo lado oposto.

Elevar directamente do chão


Abaixo é descrito como elevar directamente do chão com o elevador móvel Golvo. Esta mesma técnica é também adequada para elevar com os restantes elevadores móveis ou estacionários da Liko. Ler o manual de utilização para o elevador a ser usado.

Sugestão: Pode ser confortável colocar uma almofada por baixo da cabeça do paciente.



Virar o paciente para o lado e colocar o canto da funda por baixo do paciente com o canto inferior ao mesmo **nível do cóccix**. Dobrar a funda de modo a que a cinta central das costas corresponda à espinha do paciente, quando voltar a deitar o paciente. Puxar a funda cuidadosamente para fora pelo outro lado.

Verificar se a funda está colocada simetricamente por baixo do paciente; ajustar a posição se necessário. Colocar os apoios das pernas por baixo das pernas.




Alisar os apoios das pernas por baixo das pernas do paciente. Manter os apoios das pernas longe da zona genital para evitar que o paciente sinta desconforto. Isto é mais fácil se o paciente dobrar as pernas. Ver as instruções nas páginas 6-7 sobre como engatar os anéis da funda às diferentes barras de suporte.

Elevar o paciente do chão. O paciente pode ser ligeiramente rodado para evitar que a cabeça fique muito próxima do mastro.

⚠ O elevador móvel deve estar travado quando elevar com a cabeça do paciente virada para o elevador.


Elevar para o chão



As rodas do elevador não devem estar travadas ao elevar do chão. Quando o paciente atinge o chão, puxar o elevador para trás para dar espaço para a cabeça. **Sugestão:** No caso de elevar para um tapete de ginástica fino, pode colocar o elevador por baixo do tapete para que este seja uma protecção macia entre o elevador e o paciente. Se vai remover a funda, ver “Remover a funda com o paciente deitado na cama”, página 10.

Conselhos para a prova

Diferentes posições sentadas



A Liko Original HighBack Sling numa **suspensão de dois pontos** oferece uma posição sentada ligeiramente reclinada, com excelente apoio da cabeça, com um ângulo de cerca de 90 graus nas ancas.


A Liko Original HighBack Sling combinada com a barra de suporte **Twin bar 670** oferece uma largura maior nos ombros em comparação com os apoios das pernas, adequado se o paciente for de grande estatura ou sensível a pressão nos ombros.

A. É obtida uma posição mais reclinada e um ângulo maior quando combinada com a Liko **Cross-bar**. Terminar com uma pequena almofada por baixo da cabeça.

B. Em combinação com a **SideBars**, é proporcionada uma posição ligeiramente mais reclinada e uma maior largura nos ombros do que nos apoios das pernas, sendo adequado se o paciente é sensível a pressão nos ombros.

Formas diferentes de encaixar os apoios das pernas

Antes de seleccionar uma alternativa de encaixe, deve ser feita uma avaliação individual para antecipar possíveis riscos. Os seguintes são conselhos gerais, dado que alguns destes princípios são válidos para vários modelos de fundas.



Apoio das pernas cruzado.

A forma mais comum de aplicar a funda. Um anel do apoio das pernas é passado pelo outro antes de conectar os anéis à barra de suporte.

Sobrepostos por baixo das duas coxas.


Pode ser adequado para elevar um paciente com as pernas amputadas, por exemplo. **Sugestão:** Para evitar que o paciente fique numa posição demasiado reclinada, podem ser fixos anéis de extensão aos anéis dos apoios das pernas.

Cada apoio das pernas é encaixado separadamente à barra de suporte. Isto pode ser adequado para elevar pacientes mais sensíveis na zona genital.

⚠ **Maior risco de deslizar para fora.**

O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?

Os seguintes são conselhos gerais, dado que alguns destes princípios são válidos para vários modelos de fundas.




A. Risco de deslizar para fora. As nádegas estão penduradas em baixo. A funda pode ser demasiado grande. Também pode ser devido ao facto da funda não ter sido suficientemente puxada para baixo nas costas do paciente.

Antes de elevar, verificar se o canto inferior está esticado e que o tecido cobre bem toda a perna.

B. Numa funda demasiado pequena os apoios das pernas podem cortar na zona genital causando desconforto, e a barra de suporte fica demasiado perto da cara e/ou as costas não têm apoio suficiente.

O canto inferior da funda está ao mesmo nível do cóccix. Os apoios das pernas estão bem posicionados por baixo das pernas.

Posição de encurtamento



Os nossos modelos de fundas são desenhados cuidadosamente para assegurar que o paciente fica sempre sentado com a pressão bem distribuída entre as pernas e a zona das costas para ter assim um bom suporte durante as transferências. No entanto, em certos casos pode ser preferível utilizar a configuração interior, a "posição de encurtamento" no anel do apoio de pernas para mudar a posição sentada do paciente.


Nota: Isto **não** se aplica a modelos mais antigos da Original HighBack, os Mod. 20/21 com o design anterior da posição de encurtamento. Para obter uma descrição do procedimento de encurtamento dos Mod. 20/21, por favor contactar a Hill-Rom para obter as instruções de utilização para esse modelo.

Em casos onde é usada a posição de encurtamento, recomendamos que encaixe também o apoio exterior das pernas à barra de suporte, para poder ter melhor controlo visual dos anéis.

Acessórios

Extension Loop, verde, 12 cm
Extension Loop, verde, 22 cm
Extension Loop, cinzento, 12 cm
Extension Loop, cinzento, 22 cm

Prod. n.º 3691102
Prod. n.º 3691103
Prod. n.º 3691302
Prod. n.º 3691303




Geral, Liko™ Original HighBack Sling, Mod 200, 210

Produto	Prod.Nº	Tamanho		Peso do paciente ¹	Carga Máx. ²
Original HighBack Sling	3520 - - 3	XS	Extra Small	15-20 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 4	S	Small (criança)	20-30 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3521 - - 5	MS	Medium Slim (adulto magro)	30-50 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 5	M	Medium	40-80 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 6	L	Large	70-120 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 7	XL	Extra Large	110-250 kg	500 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 8	XXL	Extra Extra Large	200- kg	500 kg

¹ O peso do paciente acima indicado é apenas uma orientação – poderão ocorrer desvios.

² Para manter a carga máxima, é necessário que o elevador/acessórios sejam para a mesma carga ou mais.



Combinações recomendadas

Combinações recomendadas da Liko Soft Original HighBack Sling e as barras de suporte da Liko:

	Mini 220	Barra de suporte 350 ⁴	Standard 450	Barra de suporte 450 ²	Barra de suporte 600 ⁵	Twin bar 670 ³	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	SideBars + Standard 450	Univ. SideBars + Universal 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Pode causar desgaste prematuro da funda.

² A barra de suporte 450 está relacionada com a barra de suporte Universal SlingBar 450 Prod. Nº. 3156075, 3156085 e 3156095, assim como a SlingGuard 450 Prod. Nº. 3308020 e 3308520.

³ As Twin bars 670 estão relacionadas com a Universal TwinBar 670 Prod. Nº. 3156077 e 3156087, assim como, SlingGuard 670 Twin Prod. Nº. 3308040 e 3308540.

⁴ A barra de suporte 350 está relacionada com a Universal SlingBar 350 prod. nº. 3156074, 3156084 e 3156094, e também com a SlingGuard 350 prod. nº. 3308010 e 3308510.

⁵ A barra de suporte 600 está relacionada com a Universal SlingBar 600 Prod. nºs. 3156076 and 3156086 e também com a SlingGuard 600 Prod. nºs. 3308030 e 3308530.

Legenda: 1 = Recomendado, 2 = Pode funcionar, 3 = Não aconselhável, 4 = Inapropriado

Outras combinações

Combinações de acessórios/produtos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

