


## Instrucțiuni de utilizare



## Descrierea produsului

**Hamul Liko Original HighBack Sling este un model de bază proiectat pentru a se adapta la pacient fără ajustări individuale și este unul dintre hamurile noastre cel mai frecvent utilizate.**

Acesta permite o poziționare așezată ușor semi-înclinată și un sprijin excelent pentru întregul corp, ceea ce este un lucru bun în cazul pacienților cu o stabilitate redusă a torsului. Un ham fixat adecvat și aplicat cu grijă va oferi pacientului o senzație excelentă de siguranță, precum și un grad înalt de confort.

Original HighBack Sling este, de asemenea, recomandat pentru ridicarea pe sau de pe pardoseală, deoarece asigură o bună susținere a capului atât în poziția șezut, cât și în poziția culcat.

### Dimensiuni

Original HighBack Sling este disponibil în diferite dimensiuni. Este important să alegeți dimensiunea corectă pentru a obține cel mai înalt nivel de confort și siguranță. Un ham prea larg crește riscul ca pacientul să alunece din el, în timp ce unul prea mic poate strânge prea tare în zona inghinală, cauzând disconfort.

Pentru dimensiunile mai mari, combinarea cu o bară dublă 670 poate fi o alegere potrivită.

### Materiale

Original HighBack Sling este disponibil în diferite materiale. Deoarece hamul Original HighBack Sling nu este lăsat de obicei sub pacient după transfer, vă recomandăm modelul din poliester. Acest material este durabil și prezintă o fricțiune redusă, ceea ce facilitează aplicarea și îndepărtarea hamului.

Original HighBack Sling este, de asemenea, disponibil, în versiune cu plasă de poliester. Acest material este recomandat când hamul este lăsat pe poziție după transfer sau când se dorește o variantă mai aerisită.

Pentru baie în cadă sau duș, este disponibil un model din plasă cu înveliș de plastic, care este impermeabil și care poate fi șters ușor. Acest material se usucă rapid și nu răcorește pacientul la fel ca un material absorbant, umed.

Dacă preferați un ham dintr-un material solid, ce poate fi șters, este, de asemenea, disponibil un model din material textil cu înveliș de plastic.

Benzile de ridicare ale hamului sunt fabricate la toate modelele din poliester rezistent.

### Suporturi pentru picioare

Original HighBack Sling este disponibil cu suporturi pentru picioare în modele diferite. Cele mai comune sunt suporturile pentru picioare cu întărituri. Întărirea oferă un confort ridicat, distribuie presiunea și preîntâmpină încrețirea hamului sub coapse.

Un model prezintă material textil simplu, fără întăritură în suportul pentru picioare, ceea ce face ca hamul să fie mai ușor pliabil și ușor de întreținut.

*În acest document, persoana ridicată este denumită pacient, iar persoana care o ajută este denumită infirmier.*

### IMPORTANT!





















Ridicarea și transferul unui pacient implică întotdeauna un anumit nivel de risc. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare atât pentru elevatorul pentru pacient, cât și pentru accesoriile de ridicare. Este important să înțelegeți în totalitate conținutul instrucțiunilor de utilizare. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar de personal instruit. Asigurați-vă că accesoriile de ridicare sunt adecvate pentru elevatorul utilizat. Utilizați-le cu grijă și atenție. În calitate de îngrijitor, sunteți întotdeauna responsabil pentru siguranța pacientului. Trebuie să știți dacă pacientul este capabil să facă față ridicării. Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

# Cuprins

Descrierea simbolurilor .....	3
Instrucțiuni de siguranță .....	4
Îngrijire și întreținere .....	5
Definiții .....	5
Mod de atașare a hamului la diferite bare de susținere.....	6
Mod de atașare a unui ham Original HighBack Sling la o bară de susținere cu 4 cârlige (bare duble și bare în cruce) .....	7
Ridicarea din poziția așezat .....	8
Ridicarea în poziția așezat.....	9
Îndepărtarea hamului dintr-un scaun/scaun cu roțile .....	9
Ridicarea din pat.....	10
Aplicarea hamului în cazul în care pacientul este întins pe pat.....	10
Aplicarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat .....	10
Ridicarea pe pat .....	11
Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul este întins pe pat.....	11
Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat .....	11
Ridicarea de la podea .....	12
Ridicarea la podea .....	12
Recomandări de fixare.....	13
Poziții de ședere diferite.....	13
Modalități diferite de conectare a suporturilor pentru picioare .....	13
Pacientul nu stă bine în ham – De ce se întâmplă acest lucru?.....	14
Poziția de scurtare.....	14
Accesorii .....	14
Prezentare generală Liko Original HighBack Sling, Mod 200, 210 .....	15
Comparații .....	15

## Descrierea simbolurilor

Aceste simboluri se pot găsi în acest document și/sau pe produs.

Simbol	Descriere
	Avertisment. Utilizat în situațiile în care este nevoie de grijă și atenție suplimentare.
	Citiți Instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare
	Marcaj CE
	Producător legal
	Data fabricației
	Număr de referință
	Număr de serie
	Dispozitiv medical
	Nu curățați cu metode chimice
	Nu călcați cu fierul
	Uscare cu aer cald
	Nu este adecvat pentru uscătoarele de rufe cu tambur
	Spălare Simbolul apare întotdeauna în combinație cu temperatura recomandată în °C și °F.
	Nu conține latex
	Inspecție periodică
	Fără înălbitor
	A se usca căptușeala la umbră
	Direcție în sus și simbol de pe exteriorul echipamentului.
	Simbol de pe exteriorul echipamentului.
	Cod de bare matrice de date GS1, care poate conține următoarele informații. (01) Cod articol comercial global (11) Data de fabricare (21) (21) Număr de serie


## Instrucțiuni de siguranță

### Înainte de ridicare, rețineți următoarele aspecte:

- O persoană responsabilă din organizația dvs. trebuie să decidă, în funcție de caz, dacă este nevoie de unul sau mai mulți infirmieri.
- Asigurați-vă că hamul selectat este adecvat necesităților pacientului cu privire la model, dimensiune, material și design.
- Din motive de igienă și siguranță, utilizați hamuri individuale.
- Înainte de ridicare, planificați operațiunea în așa fel încât să fie efectuată cât mai sigur și ușor posibil.
- Înainte de ridicare, verificați dacă accesoriul de ridicare este suspendat vertical și se poate deplasa liber.
- Deși barele de susținere Liko sunt echipate cu mecanisme de blocare, trebuie să le utilizați cu multă atenție. Înainte de a ridica pacientul de pe suprafața pe care stă, dar după întinderea completă a curelelor, asigurați-vă că acestea sunt corect conectate la cârligele barelor de susținere.
- Asigurați-vă că pacientul stă în siguranță în ham înainte de a-l transfera în altă locație.
- Nu ridicați niciodată pacientul de pe suprafața pe care este așezat mai sus decât este nevoie pentru a efectua procedura de ridicare și transfer.
- Nu lăsați niciodată nesupravegheat un pacient în timpul ridicării.
- Asigurați-vă că roțile scaunului cu rotile, patului, târgii mobile etc., sunt blocate pe durata operațiunii de ridicare/transfer.
- Lucrați întotdeauna în mod ergonomic. Folosiți-vă de capacitatea pacientului de a participa activ la operațiuni.
- Când nu utilizați hamul, nu îl lăsați în lumină solară directă.
- Se recomandă îndepărtarea hamului după transfer. Dacă, din anumite motive, este de preferat să lăsați hamul după transfer, se recomandă utilizarea unui ham din plasă de poliester.

 **Atașarea incorectă a hamului la bara de susținere poate provoca rănirea gravă a pacientului.**

 **Întoarcerea manuală a pacientului în pat poate provoca rănirea îngrijitorului.**

 Dispozitiv medical Clasa I

**BREVET [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Poate fi protejat de unul sau mai multe brevete. Consultați adresa de internet de mai sus.**

Comaniile Hill-Rom sunt deținătoarele brevetelor europene, americane și ale altor brevete și cereri de brevete în așteptare.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Produsele Liko sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a realiza modificări ale produsului fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul dvs. Hill-Rom pentru sfaturi și informații privind upgrade-urile de produse.

### **Notificare adresată utilizatorilor și/sau pacienților din UE**

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv, trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

## Îngrijire și întreținere

Verificați hamul înainte de fiecare utilizare. Verificați următoarele aspecte pentru uzură și deteriorare:

- Materialul
- Benzile
- Cusăturile
- Buclele de suspenzie

**⚠ Nu utilizați accesoriile de ridicare deteriorate.**

Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

**Dacă hamul este utilizat pentru baie în cadă sau duș:** După utilizarea la baie în cadă sau duș, hamul trebuie așezat astfel încât să se poată usca cât mai repede posibil.

**Instrucțiuni de spălare:** Consultați eticheta de produs a hamului și anexa atașată „Îngrijirea și întreținerea hamurilor Liko”.

### Inspeția periodică

Produsul trebuie verificat cel puțin o dată la 6 luni. Ar putea fi necesare inspecții mai frecvente dacă produsele sunt utilizate sau spălate mai des decât este normal. Consultați protocolul Liko „Inspeția periodică a produselor textile Liko”. Pentru protocoale, contactați reprezentantul Hill-Rom.

### Durată de viață estimată

Produsul are o durată de viață estimată de 1-5 ani în cazul utilizării normale. Durata de viață estimată variază în funcție de material, de frecvența de utilizare, de modalitatea de spălare și de greutatea transportată.


### Instrucțiuni de reciclare

Întregul produs, incluzând lamelele, materialul de căptușeală etc. trebuie sortate ca deșeuri combustibile.
















Hill-Rom evaluează și oferă îndrumări utilizatorilor săi cu privire la manevrarea și eliminarea în siguranță a dispozitivelor sale la deșeuri, pentru a ajuta la prevenirea rănilor, inclusiv, dar fără a se limita la: tăieturi, înțepături la nivelul pielii, excoriații și orice curățare și dezinfectare necesară a dispozitivului medical după utilizare și înainte de eliminarea acestuia la deșeuri. Clienții trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, de stat, regionale și/sau locale în ceea ce privește eliminarea în siguranță a dispozitivelor și accesoriilor medicale.

În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze mai întâi departamentul de asistență tehnică Hill-Rom pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiții de siguranță


## Definiții




## Mod de atașare a hamului la diferite bare de susținere

Bară de susținere	Buclele hamului pe cârligele barei de susținere	Corect
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar (bară în cruce)</p>		

### Inc corect!




## Mod de atașare a unui ham Original HighBack Sling la o bară de susținere cu 4 cârlige (bare duble și bare în cruce)




## Ridicarea din poziția așezat

Hamul trebuie așezat de doi infirmieri conform principiilor de ergonomie. Pacientul este, de obicei, înclinat în față pe durata aplicării și este important ca un infirmier să stea în fața pacientului pentru a evita căderea acestuia.




Așezați hamul în spatele pacientului, cu etichetele de produs spre exterior. Împăturiți în sus marginea inferioară a hamului în jurul vârfurilor degetelor dumneavoastră, pentru a facilita ghidarea hamului către poziția corespunzătoare.

Utilizând palma, împingeți în jos marginea inferioară a hamului până la nivelul coccisului pacientului -**acest lucru este foarte important**. **Sfat:** Poziționarea corectă este facilitată dacă pacientul se apleacă/este aplecat ușor în față.



Trageți în față suporturile pentru picioare ale hamului de-a lungul exteriorului coapselor pacientului. Așezați palma între corpul pacientului și ham și împingeți în jos, spre scaun, marginea inferioară a suportului de picior. În același timp, trageți suportul pentru picioare în față cu cealaltă mână pentru a-l întinde.


Trageți în față suporturile pentru picioare pentru a îndrepta toate cutele din spate. Verificați ca ambele suporturi pentru picioare să fie scoase în afară pe aceeași lungime. **Sfat:** Susținerea delicată a rotulei facilitează tragerea în față a suporturilor pentru picioare.



Introduceți un suport pentru picioare sub fiecare coapsă. Asigurați-vă că materialul este neted și că este bine întins în jurul piciorului. **Sfat:** Aplicarea suporturilor pentru picioare este simplificată dacă picioarele pacientului sunt ușor ridicate de pe scaun. Acest lucru poate fi realizat prin așezarea picioarelor pacientului pe un taburet sau pe propriul dumneavoastră picior, așa cum se indică în ilustrație.

Pregătiți conectarea suporturilor pentru picioare. Cea mai uzuală modalitate de aplicare a hamului este prin intermediul suporturilor încrucișate pentru picioare. Pentru metode alternative, consultați pagina 13.






**Sfat:** Verificați ca toate buclele de susținere să aibă aceeași lungime, cu alte cuvinte să se afle la înălțimi egale atunci când sunt întinse înainte de ridicare. Ajustați poziția hamului dacă buclele nu se află la înălțimi egale.

Mai întâi, conectați buclele benzii superioare la bara de susținere, apoi buclele suportului pentru picioare. Consultați paginile 6-7 pentru instrucțiuni privind modul de atașare a buclelor hamului la diferite bare de susținere. Ridicați pacientul.

## Ridicarea în poziția așezat

Atunci când așezați un pacient într-un scaun cu roțile, este important ca pacientul să ajungă cât mai în spate pe scaun pentru a sta bine. Acest lucru poate fi realizat în câteva moduri.



*Atunci când așezați un pacient într-un scaun cu roțile:*  
Înclinați scaunul pe spate în timp ce lăsați în jos pacientul. Lăsați fesele să alunece pe spătar în timpul ultimei părți. Verificați unghiul scaunului cu roțile cu piciorul dumneavoastră pe suportul de basculare.

*Alternativă:* Aplicați o presiune ușoară sub genunchii pacientului în timpul coborârii, în așa fel încât fesele să fie ghidate către spătarul scaunului. Dacă hamul are mânere, acestea pot fi utilizate pentru ghidare.

**⚠ Nu utilizați mânerul pentru ridicare! Forța excesivă aplicată asupra mânerelor poate cauza ruperea hamului.**

## Îndepărtarea hamului dintr-un scaun/scaun cu roțile

Recomandăm îndepărtarea hamului după transfer. Dacă din anumite motive este de preferat să lăsați hamul în scaun, recomandăm utilizarea unui ham din plasă de poliester.



Îndepărtați cu grijă suportul pentru picioare. Cea mai delicată modalitate de a realiza acest lucru este prin tragerea buclelor suportului pentru picioare sub partea din material textil a suportului pentru picioare.


Îndepărtați hamul cu grijă, trăgând în sus suportul pentru picioare.

## Ridicarea din pat

Hamul poate fi aplicat în moduri diferite, în funcție de starea pacientului. Se aplică fie când pacientul stă întins pe pat sau când stă în șezut pe pat. Dacă se utilizează o saltea avansată de reducere a presiunii, poate fi util să o umflați la maxim, pentru a facilita aplicarea hamului.


Fiți atenți la propria postură de lucru și la confortul pacientului. Utilizați funcțiile patului pentru ridicare și coborâre. O postură bună de lucru este obținută când salteaua se află la nivelul încheieturilor mâinilor infirmierului, cu brațele lăsate complet în jos. În funcție de efortul la care este supus infirmierul, trebuie să se realizeze pentru fiecare caz în parte o evaluare a numărului de infirmieri necesari pentru operație.

### Aplicarea hamului în cazul în care pacientul stă întins pe pat



Întoarceți pacientul pe o parte. Această operație este simplificată dacă pacientul poate ajuta prinzându-se de bara patului de pe partea pe care urmează să fie întors. Așezați marginea hamului spre spatele pacientului, cu marginea inferioară **la același nivel cu coccisul**.

Împăturiți hamul astfel încât „banda din centru-spate” să corespundă cu coloana vertebrală a pacientului. Verificați dacă pliul acoperă marginea hamului îndreptată spre spatele pacientului pentru a reduce frecarea. Întoarceți la loc pacientul ușor și trageți hamul de pe partea cealaltă. Cu această tehnică de aplicare, pacientul trebuie întors doar o singură dată.



Introduceți suporturile pentru picioare sub fiecare picior. Acest lucru se realizează cel mai bine prin apăsarea suportului pentru picioare spre saltea în timp ce îl introduceți sub genunchi. Asigurați-vă că materialul este întins și că este înfășurat bine în jurul piciorului. Suporturile pentru picioare pot fi conectate în moduri diferite, consultați pagina 13.

Ridicați capătul dinspre cap al patului. Mai întâi, conectați buclele benzii superioare la cârligele barei de susținere, apoi conectați buclele suportului pentru picioare. Consultați paginile 6-7 pentru instrucțiuni privind modul de atașare a buclelor hamului la diferite bare de susținere. Ridicați pacientul.

### Aplicarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat

Ridicați capătul dinspre cap al patului în spatele pacientului. Așezați hamul pe pat cu eticheta de produs cu fața în jos spre saltea. Trageți hamul în jos în spatele pacientului în așa fel încât marginea inferioară **să ajungă la nivelul coccisului**.


**Notă!** Aplicarea este ușurată dacă pacientul se înclină/este înclinat în față.

## Ridicarea pe pat

Recomandăm îndepărtarea hamului după transfer. Dacă din anumite motive este de preferat să lăsați hamul în pat după transfer, recomandăm utilizarea unui ham din plasă de poliester.


Fiți atenți la propria postură de lucru și la confortul pacientului. Utilizați funcțiile patului pentru ridicare și coborâre. O postură bună de lucru este obținută când salteaua se află la nivelul încheieturilor mâinilor infirmierului, cu brațele lăsate complet în jos. În funcție de efortul la care este supus infirmierul, trebuie să se realizeze pentru fiecare caz în parte o evaluare a numărului de infirmieri necesari pentru operație.

### Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul este întins pe pat



Poziționați pacientul deasupra patului. Ridicați capătul dinspre cap al patului pentru ca pacientul să stea confortabil. Coborâți pacientul pe pat. Coborâți capătul dinspre cap.


Așezați buclele suportului pentru picioare sub suporturile pentru picioare dintre picioarele pacientului.



Apucați marginea hamului. Împingeți hamul sub el însuși. Presați hamul înspre saltea și sub pacient.

Întoarceți pacientul cu atenție pe o parte. Apucați hamul de dedesubt și îndepărtați-l cu grijă.

### Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat



Poziționați pacientul deasupra patului. Ridicați capătul dinspre cap al patului pentru ca pacientul să stea confortabil. Coborâți pacientul pe pat.


Îndepărtați suporturile pentru picioare trăgând buclele suporturilor pentru picioare sub partea din material textil a suportului pentru picioare. **Sfat:** Operațiunea este ușurată dacă picioarele pacientului sunt îndoite.

Îndepărtați hamul trăgând unul dintre suporturile pentru picioare în spatele hamului și peste partea opusă.

## Ridicarea de la podea

În continuare, este descrisă ridicarea de la podea cu ajutorul elevatorului mobil Golvo de la Liko. Aceeași tehnică este adecvată și pentru ridicarea cu ajutorul celorlalte eleevatoare mobile și staționare Liko. Citiți Ghidul de instrucțiuni al elevatorului utilizat.


**Sfat:** O pernă sub capul pacientului poate fi confortabilă.



Întoarceți cu grijă pacientul pe o parte și așezați marginea hamului sub pacient, cu marginea inferioară **la același nivel cu coccisul**. Împăturiți hamul în așa fel încât banda din centru-spate să corespundă cu coloana vertebrală a pacientului, atunci când pacientul este întors din nou cu grijă. Trageți cu grijă hamul din cealaltă parte.

Verificați ca hamul să fie întins simetric sub pacient; ajustați poziția, dacă este necesar.

Așezați suporturile pentru picioare sub picioare.




Neteziți suporturile de picioare sub picioarele pacientului. Țineți suporturile pentru picioare departe de zona inghinală, pentru a evita disconfortul pacientului. Acest lucru este simplificat dacă pacientul îndoiaie picioarele. Consultați paginile 6-7 pentru instrucțiuni privind modul de atașare a buclelor hamului la diferite bare de susținere.

Ridicați pacientul de la podea. Pacientul poate fi ușor rotit pentru a evita apropierea prea mare a capului de pilon.

**⚠ Elevatorul mobil trebuie blocat atunci când pacientul este ridicat cu capul înspre elevator.**


## Ridicarea la podea



Când se ridică la podea, roțile elevatorului nu trebuie blocate. Atunci când pacientul atinge podeaua, elevatorul trebuie tras înapoi pentru a oferi spațiu capului. **Sfat:** Dacă ridicarea se efectuează pe o saltea subțire de gimnastică, elevatorul poate fi împins sub respectiva saltea, în așa fel încât saltea să îndeplinească rolul de material de protecție moale între elevator și pacient. Dacă elevatorul va trebui îndepărtat, consultați „Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul este întins pe pat”, pagina 10.

## Recomandări de fixare

### Poziții de ședere diferite



Original HighBack Sling cu **suspensie în două puncte** oferă posibilitatea unei poziționări ușor înclinate, cu sprijin excelent al capului și un unghi al soldului de aproximativ 90 de grade.

Original HighBack Sling în combinație cu o **bară dublă 670** oferă o lărgime superioară la umeri față de lărgimea la suporturile pentru picioare, situație potrivită dacă pacientul este mai solid sau dacă este sensibil la presiunea exercitată asupra umerilor.


A. În combinație cu Liko **Cross-bar**, se obține o postură mai înclinată și un unghi mai larg. Completați cu o pernă mică sub cap.

B. În combinație cu **SideBars**, se obține o postură ușor mai înclinată și o lărgime mai mare la umeri față de lărgimea la suporturile pentru picioare, situație potrivită dacă pacientul este sensibil la presiunea exercitată asupra umerilor.

### Modalități diferite de conectare a suporturilor pentru picioare

Înainte de alegerea unei alternative de conectare, trebuie efectuată o evaluare individuală pentru a anticipa riscurile posibile.

Se prezintă în continuare câteva sfaturi generale, aceleași principii fiind valabile pentru mai multe modele de hamuri.



#### Supporturi pentru picioare în cruce.

Cea mai uzuală modalitate de aplicare a hamului. O buclă a suportului pentru picioare este introdusă prin cealaltă înainte ca buclele să fie conectate la bara hamului.

#### Suprapuse sub ambele coapse.

Această modalitate poate fi potrivită, spre exemplu, atunci când ridicați un pacient cu picioarele amputate. **Sfat:** Pentru a evita o postură a pacientului prea înclinată, pot fi atașate bucle de extensie la buclele suportului pentru picioare.


#### Fiecare suport pentru picioare conectat separat la bara de susținere.

Această modalitate poate fi potrivită atunci când ridicați pacienți cu organe genitale deosebit de sensibile.

**⚠ Risc crescut de alunecare în afară.**

## Pacientul nu stă bine în ham – De ce se întâmplă acest lucru?

Se prezintă în continuare câteva sfaturi generale, aceleași principii fiind valabile pentru mai multe modele de hamuri.




**A. Risc de alunecare în afară.** Fesele sunt suspendate în afară. Este posibil ca hamul să fie prea mare. De asemenea, este posibil ca hamul să nu fi fost tras suficient în spatele pacientului.

Înainte de ridicare, verificați ca marginea inferioară să fie întinsă și ca materialul să fie bine înfășurat în jurul picioarelor.

**B. Un ham prea mic** poate determina suporturile pentru picioare să preseze zona inghinală, cauzând disconfort și apropiind bara de susținere prea mult de față și/sau nepermițând spatelui să primească suficient sprijin.

Marginea inferioară a hamului este la același nivel cu coccisul. Suporturile pentru picioare sunt poziționate adecvat sub picioare.

## Poziția de scurtare



Modelele noastre de hamuri sunt proiectate cu grijă pentru a asigura faptul că pacientul stă întotdeauna cu presiunea distribuită bine între picioare și secțiunea spatelui, pentru o susținere bună în timpul transferurilor. Totuși, în anumite cazuri, poate fi de preferat utilizarea așezării la interior, a „poziției de scurtare”, pe bucla suportului pentru picioare, pentru a schimba poziția așezat a pacientului.


**Notă:** Acest lucru **nu** se aplică dacă aveți un model mai vechi de Original HighBack Sling, Mod. 20/21, cu un model mai vechi de poziție de scurtare. Pentru descrierea procedurii de scurtare pentru Mod. 20/21, contactați Hill-Rom pentru a obține ghidul de instrucțiuni aferent modelului respectiv.

În cazul în care se utilizează poziția de scurtare, se recomandă, de asemenea, conectarea buclei exterioare a suportului pentru picioare la cârligul barei de susținere, pentru un control vizual mai bun al buclelor.

## Accesorii

Buclă de extensie, verde, 12 cm  
Buclă de extensie, verde, 22 cm  
Buclă de extensie, gri, 12 cm  
Buclă de extensie, gri, 22 cm

Nr. prod. 3691102  
Nr. prod. 3691103  
Nr. prod. 3691302  
Nr. prod. 3691303




## Prezentare generală Liko™ Original HighBack Sling, Mod 200, 210

Produs	Nr. prod.	Dimensiune		Greutatea pacientului <sup>1</sup>	Sarcină max. <sup>2</sup>
Original HighBack Sling	35200 -- 3	XS	Extra mic	15-20 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 4	S	Small (child)	20-30 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35210 -- 5	MS	Medium Slim (slim adult)	30-50 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 5	M	Medie	40-80 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 6	L	Mare	70-120 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 7	XL	Extra Large	110-250 kg	500 kg
Original HighBack Sling	35200 -- 8	XXL	Extra Extra Large	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> Greutatea indicată a pacientului este doar orientativă – pot exista diferențe.

<sup>2</sup> Pentru menținerea sarcinii maxime, este necesar un elevator/accesorii proiectate pentru aceeași sarcină sau sarcini mai mari.



### Combinatii recomandate

**Combinatii recomandate de Liko Original HighBack Sling aplicat cu suporturi încrucișate pentru picioare și bare de susținere Liko:**

	Mini 220	Sling bar 350 <sup>4</sup>	Standard 450	Sling bar 450 <sup>2</sup>	Sling bar 600 <sup>5</sup>	Bare TwinBar 670 <sup>3</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	SideBars + Standard 450	Univ. SideBars + Universal 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 <sup>1</sup>	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 <sup>1</sup>	2	4	1	4	2	2

<sup>1</sup> Poate cauza uzura prematură a hamului.

<sup>2</sup> Bara de susținere SlingBar 450 este asociată cu Universal SlingBar 450, nr. prod. 3156075, 3156085 și 3156095, precum și cu SlingGuard 450, nr. prod. 3308020 și 3308520.

<sup>3</sup> Barele TwinBar 670 sunt asociate cu Universal TwinBar 670 Nr. prod. 3156077 și 3156087 și, de asemenea, cu SlingGuard 670 Twin Nr. prod. 3308040 și 3308540.

<sup>4</sup> Bara de susținere SlingBar 350 este asociată cu Universal SlingBar 350, coduri articol 3156074, 3156084 și 3156094, precum și cu SlingGuard 350, coduri articol 3308010 și 3308510.

<sup>5</sup> Bara de susținere SlingBar 600 este asociată cu Universal SlingBar 600, coduri articol 3156076 și 3156086, precum și cu SlingGuard 600, coduri articol 3308030 și 3308530.


**Explicație:** 1 = Recomandat, 2 = Poate funcționa, 3 = Nu este recomandat, 4 = Nepotrivit

### Alte combinații

Combinatiile de accesorii/produse ce nu sunt recomandate de Liko pot provoca riscuri pentru siguranța pacientului.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

