

Liko™ Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, mod. 200, 210



Uputstvo za upotrebu



Opis proizvoda

Liko Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom osnovni je model koji je projektovan tako da se prilagodi pacijentu bez individualnih podešavanja i jedna je od naših najkorišćenijih nosiljki.

Ona omogućava blago poluuzdignut sedeći položaj i odličnu potporu za celo telo, što je dobro za pacijente sa smanjenom stabilnošću torza. Pravilno odabrana i pažljivo postavljena nosiljka pružiće pacijentu odličan osećaj sigurnosti, kao i visok stepen udobnosti.

Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom takođe se preporučuje za podizanje pacijenta sa poda i spuštanje na pod, jer pacijentu pruža udobnu potporu za glavu kako u sedećem, tako i u ležećem položaju.

Veličine

Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom dostupna je u različitim veličinama. Važno je odabrati odgovarajuću veličinu kako bi se postigao najviši nivo udobnosti i sigurnosti. Prevelika nosiljka povećava rizik od isklizavanja pacijenta iz nosiljke, dok se premala nosiljka može usecati u predelu prepona i stvarati nelagodnost.

Za veće veličine nosiljke, kombinacija sa dvostrukom polugom twin bar 670 može da bude dobar izbor.

Tkanine

Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom proizvodi se od različitih tkanina. Pošto se nosiljka OriginalSling obično ne ostavlja ispod pacijenta nakon prenošenja, preporučujemo korišćenje nosiljke od poliestera. Ova tkanina je izdržljiva i ima nizak nivo trenja, što nosiljku čini lakom za postavljanje i uklanjanje.

Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom takođe se proizvodi od mrežastog poliestera. Ova tkanina se preporučuje kada se nosiljka ostavlja na pacijentu nakon prenošenja ili ako je potrebna alternativa u pogledu prozračnijeg materijala.

Za korišćenje prilikom kupanja i tuširanja, na raspolaganju je nosiljka od mrežice obložene plastikom koja propušta vodu i lako se briše. Ovaj materijal se brzo suši i ne hladi pacijenta kako bi to činila vlažna, upijajuća tkanina.

Ako želite nosiljku od čvrstog materijala koji se može prebrisati, na raspolaganju je i varijanta od tkanine obložene plastikom. Trake za podizanje na nosiljci uvek su izrađene od izdržljivog poliestera.

Potpore za noge

Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom dostupna je u verziji sa potporama za noge u različitim varijantama. Najčešće su ojačane potpore za noge. Ojačanja pružaju veliku udobnost, raspoređuju pritisak i sprečavaju da se nosiljka gužva ispod butina.

Jedna varijanta ima jednostavnu tkaninu bez ojačanja u predelu potpora za noge, što je čini savitljivijom i jednostavnijom za održavanje.

U ovom dokumentu se osoba koja se podiže naziva pacijentom, a osoba koja mu pomaže – negovateljem.

VAŽNO!





















Podizanje i prenošenje pacijenta uvek podrazumeva izvestan nivo rizika. Pre upotrebe pročitajte uputstvo kako za dizalicu za pacijenta, tako i za dodatnu opremu za podizanje. Važno je da u potpunosti razumete sadržaj datog uputstva za upotrebu. Opremu sme da koristi samo obučeno osoblje. Uverite se da je dodatna oprema za podizanje odgovarajuća za dizalicu koja se koristi. Obratite pažnju i budite posebno obazrivi prilikom upotrebe. Kao negovatelj, u svakom trenutku snosite odgovornost za bezbednost pacijenta. Morate biti upoznati sa pacijentovom sposobnošću da učestvuje u postupku podizanja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Sadržaj

Opis simbola	3
Uputstva za bezbednost	4
Čišćenje i održavanje	5
Definicije.....	5
Kako se nosiljka pričvršćuje za različite poluge za nosiljku	6
Kako se Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom pričvršćuje na polugu za nosiljku sa 4 kuke (dvostruke poluge i ukrštene poluge).....	7
Podizanje iz sedećeg položaja	8
Podizanje u sedeći položaj.....	9
Uklanjanje nosiljke sa stolice/invalidskih kolica	9
Podizanje iz kreveta.....	10
Postavljanje nosiljke pri ležanju u krevetu.....	10
Postavljanje nosiljke pri sedenju na krevetu	10
Spuštanje u krevet.....	11
Uklanjanje nosiljke dok pacijent leži u krevetu	11
Uklanjanje nosiljke dok pacijent sedi na krevetu	11
Podizanje sa poda.....	12
Spuštanje na pod.....	12
Savet za postavljanje	13
Različiti sedeći položaji.....	13
Različiti načini pričvršćivanja potpora za noge.....	13
Pacijent ne sedi dobro u nosiljci – zbog čega?	14
Položaj za skraćenje.....	14
Dodatna oprema	14
Pregled Liko Original HighBack Sling nosiljke sa produženim uzglavnim delom, mod. 200, 210	15
Preporučene kombinacije.....	15

Opis simbola

Simboli koji slede mogu se naći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje. Koristi se za situacije koje iziskuju dodatnu pažnju i oprez.
	Pre upotrebe pročitati uputstvo za upotrebu
	CE znak
	Odgovorni proizvođač
	Datum proizvodnje
	Referentni broj
	Serijski broj
	Medicinsko sredstvo
	Ne sme se hemijski čistiti
	Ne peglati
	Sušiti u mašini za sušenje veša
	Ne centrifugirati
	Pranje Simbol je uvek u kombinaciji sa preporučenom temperaturom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Periodična kontrola
	Ne izbeljivati
	Sušiti vertikalno u hladovini
	Smer nagore i simbol sa spoljne strane opreme.
	Simbol sa spoljne strane opreme.
 (01) 0100887761997127 (11) GGMDD (21) 012345678910	Bar-kod simbologija „GS1 Data Matrix“ koja može da sadrži sledeće informacije. (01) Globalni broj trgovinske jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj


Uputstva za bezbednost

Pre podizanja imajte na umu sledeće:

- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji mora da u svakom pojedinačnom slučaju odluči da li je potreban jedan ili više negovatelja.
- Uverite se da odabrana nosiljka odgovara pacijentovim potrebama u pogledu modela, veličine, tkanine i dizajna.
- Iz bezbednosnih i higijenskih razloga koristite zasebnu nosiljku za svakog pacijenta.
- Pre podizanja isplanirajte postupak podizanja kako bi se on obavio neometano i što je moguće bezbednije.
- Pre podizanja uverite se da dodatna oprema za podizanje visi vertikalno i da se može slobodno pomerati.
- Iako su poluge za nosiljku kompanije Liko opremljene rezama, mora se obratiti posebna pažnja. Uverite se da su trake pravilno pričvršćene za kuke poluge za nosiljku pre nego što se pacijent podigne sa podloge, ali tek kada su trake u potpunosti zategnute.
- Uverite se da pacijent sigurno sedi u nosiljci pre prenošenja na drugu lokaciju.
- Nikada nemojte podizati pacijenta na visinu veću nego što je to neophodno da bi se obavio postupak podizanja i prenošenja.
- Nikada ne ostavljajte pacijenta bez nadzora za vreme podizanja.
- Uverite se da su točkovi na invalidskim kolicima, krevetu, prenosnom krevetu itd. blokirani tokom postupka podizanja/ prenošenja.
- Uvek vodite računa o ergonomičnosti. Koristite pacijentovu sposobnost da aktivno učestvuje u postupcima.
- Kada se nosiljka ne koristi, nemojte je izlagati direktnom sunčevom svetlu.
- Preporučuje se uklanjanje nosiljke nakon prenošenja. Ako je iz nekog razloga poželjno ostavljanje nosiljke nakon prenošenja, preporučuje se korišćenje nosiljke od mrežastog poliestera.

 **Neppravilno postavljanje nosiljke na polugu za nosiljku može da dovede do teških povreda pacijenta.**

 **Ručno okretanje pacijenta u krevetu može da dovede do povreda negovatelja.**

 Proizvod koji spada u medicinsko sredstvo I klase

PATENT www.hillrom.com/patents

Može biti pokriveno jednim patentom ili većim brojem patenata. Pogledajte gore navedenu internet adresu.

Kompanije Hill-Rom grupe su nosioci patenata i podnosioci prijave za odobrenje patenta u Evropi, SAD i u drugim državama.

Design and Quality by Liko in Sweden

Proizvodi kompanije Liko se neprekidno unapređuju, zbog čega zadržavamo pravo da vršimo izmene na proizvodima bez prethodne najave. Za savet i informacije o unapređenjima proizvoda obratite se predstavništvu kompanije Hill-Rom.

Obaveštenje za korisnike i/ili pacijente u EU

Sve ozbiljne incidente koji se jave u vezi sa ovim medicinskim sredstvom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu zemlje-članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

Čišćenje i održavanje

Proverite nosiljku pre svake upotrebe. Proverite sledeće stavke u pogledu habanja i oštećenja:

- tkaninu
- trake
- šavove
- omče za kačenje

⚠ Nemojte koristiti oštećenu dodatnu opremu za podizanje.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Ako se nosiljka koristi za kupanje ili tuširanje: Nakon upotrebe prilikom tuširanja ili kupanja, nosiljku treba postaviti tako da se što pre osuši.

Uputstvo za pranje: Pogledajte oznaku proizvoda na nosiljci i priloženi dodatak „Čišćenje i održavanje Liko nosiljki“.

Periodična kontrola

Proizvod mora da se prekontroliše najmanje jednom na svakih 6 meseci. Ukoliko se proizvodi koriste ili peru češće nego obično, mogu biti neophodne češće kontrole. Pogledajte protokol kompanije Liko „Periodična kontrola, Liko tekstilni proizvodi“. Obratite se predstavništvu kompanije Hill-Rom za informacije o protokolima.

Očekivani upotrebni vek

Očekivani upotrebni vek proizvoda pri uobičajenoj upotrebi iznosi 1–5 godina. Očekivani upotrebni vek varira u zavisnosti od tkanine, učestalosti upotrebe, postupka pranja i težine koja se prenosi.


Uputstvo za reciklažu

Ceo proizvod, uključujući potporne umetke, materijal za oblaganje itd. treba da se razvrsta kao zapaljivi otpad.
















Kompanija Hill-Rom procenjuje i pruža smernice svojim korisnicima za bezbedno rukovanje i odlaganje medicinskih sredstava u cilju sprečavanja povreda, uključujući, ali ne ograničavajući se na posekotine, probijanje kože i ogrebotine; kao i smernice za čišćenje i dezinfekciju medicinskog sredstva nakon upotrebe i pre odlaganja. Korisnici treba da poštuju sve savezne, državne, regionalne i/ili lokalne zakone i propise koji se odnose na bezbedno odlaganje medicinskih sredstava i dodatne opreme.

Ako je u nedoumici, korisnik medicinskog sredstva treba prvo da se obrati tehničkoj podršci kompanije Hill-Rom i zatraži uputstva o protokolima bezbednog odlaganja u otpad


Definicije







Kako se nosiljka pričvršćuje za različite poluge za nosiljku

Poluga za nosiljku	Nosiljka se putem omči kači na kuke poluge za nosiljku	Pravilno
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Univerzalna poluga Universal</p>		
 <p>Dvostruka poluga SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Univerzalna dvostruka poluga Universal Twin</p>		
 <p>Ukrštena poluga Cross-Bar</p>		

Pogrešno!




Kako se Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom pričvršćuje na polugu za nosiljku sa 4 kuke (dvostruke poluge i ukrštene poluge)

 <p>A Gornja omča na traci</p> <p>B Omča potpore za nogu</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Ilustracije 1, 2 i 3 prikazuju dvostruku polugu, ali se to odnosi i na ukrštenu polugu.</p>


Podizanje iz sedećeg položaja

Za postavljanje nosiljke potrebna su dva negovatelja u skladu sa principima ergonomije. Pacijent se obično nagne unapred prilikom postavljanja, pa je važno da jedan negovatelj stane ispred pacijenta kako bi sprečio da on padne unapred.




Postavite nosiljku iza pacijentovih leđa tako da oznaka proizvoda bude sa spoljne strane. Obmotajte donju ivicu nosiljke oko vrhova prstiju kako biste lakše postavili nosiljku na mesto.

Dlanom gurajte donju ivicu nosiljke nadole do nivoa pacijentove repne kosti – **ovo je veoma važno. Savet:** Pravilno pozicioniranje je lakše ako se pacijent blago nagne ili je nagnut unapred.



Povucite potpore za noge sa nosiljke unapred duž spoljne strane pacijentovih butina. Dlan svoje ruke postavite između tela pacijenta i nosiljke i gurnite donju ivicu potpore za nogu nadole ka sedištu. Istovremeno drugom rukom povucite potporu za nogu unapred da biste je razvukli.


Povucite potpore za noge unapred kako biste ispravili eventualne nabore na leđima pacijenta. Proverite da li obe potpore za noge vire u jednakoj meri. **Savet:** Blago držanje ispod čašice kolena olakšava izvlačenje potpora za noge unapred.



Postavite potpore za noge ispod butina, po jednu ispod svake. Uverite se da tkanina leži ravno i da pravilno zahvata nogu. **Savet:** Postavljanje potpora za noge je olakšano ako su noge pacijenta blago izdignute od sedišta. Ovo može da se postigne ako se noge pacijenta postave na oslonac za nogu ili na vašu nogu, kako je prikazano na ilustraciji.

Pripremite pričvršćenja za potpore za noge. Najčešći način postavljanja nosiljke je postavljanje sa ukrštenim potporama za noge. Alternativne načine potražite na strani 13.






Savet: Proverite da li su sve omče za kačenje iste dužine, tj. da li su na istoj visini kada se rastegnu pre podizanja. Prilagodite položaj nosiljke ako nisu na istoj visini.

Najpre postavite gornje omče na traci na kuke poluge za nosiljku, a zatim omče potpora za noge. Uputstvo za pričvršćivanje omči nosiljke na različite poluge za nosiljku potražite na stranim 6–7. Podignite pacijenta.

Podizanje u sedeći položaj

Pri postavljanju pacijenta u invalidska kolica, važno je da se pacijent povuče dovoljno unazad u kolicima da bi sedeo kako treba. To se može postići na nekoliko načina.



Kada se pacijent postavlja u invalidska kolica:
Nagnite kolica unazad prilikom spuštanja pacijenta. Pustite da gluteus sklizne niz naslon za leđa. Kontrolišite ugao invalidskih kolica sa nogom na osloncu za prevrtanje.

Alternativni postupak: Tokom spuštanja primenite blag pritisak ispod kolena pacijenta, tako da se zadnjica pogura ka naslonu stolice. Ako nosiljka ima ručice, možete njih upotrebiti za guranje.

⚠ Ne koristite ručice za potrebe podizanja! Primena prekomerne sile na ručice može da dovede do cepanja nosiljke.

Uklanjanje nosiljke sa stolice/invalidskih kolica

Preporučujemo uklanjanje nosiljke nakon prenošenja. Ako je iz nekog razloga poželjno ostavljanje nosiljke na stolici/kolicima, preporučujemo korišćenje nosiljke od mrežastog poliester.



Pažljivo uklonite potporu za noge. Najnežniji način za to je izvlačenje omči potpora za noge ispod dela potpore za noge izrađenog od tkanine.


Uklonite nosiljku pažljivo povlačeći potporu za noge nagore.

Podizanje iz kreveta

Nosiljka se može postaviti na različite načine u zavisnosti od statusa pacijenta. Postavlja se dok pacijent leži na krevetu ili dok sedi na njemu. Ako se koristi napredni dušek koji vrši smanjeni pritisak na telo, ta prednost se može iskoristiti maksimalnim naduvavanjem dušeka kako bi se olakšalo postavljanje nosiljke.


Imajte na umu sopstveni radni položaj tela i udobnost pacijenta. Koristite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobar radni položaj se postiže kada je dušek u ravni sa zglobovima negovatelja kada su ruke potpuno spuštene. U zavisnosti od tereta koji treba da podnese negovatelj, potrebno je izvršiti procenu broja potrebnih negovatelja za dati postupak za svaki pojedinačni slučaj.

Postavljanje nosiljke pri ležanju u krevetu



Okrenite pacijenta na bok. Ovaj postupak je lakši ako sam pacijent može da učestvuje hvatanjem za šinu od kreveta na strani na koju treba da se okrene. Postavite ivicu nosiljke uz leđa pacijenta tako da donja ivica bude **na istom nivou kao repna kost**.

Savijte nosiljku tako da njena „središnja traka preko leđa“ odgovara kičmi pacijenta. Proverite da li preklop prekriva ivicu nosiljke koja je okrenuta ka leđima pacijenta kako bi se smanjilo trenje. Pažljivo okrenite pacijenta i izvucite nosiljku sa druge strane. Zahvaljujući ovoj tehnici postavljanja, pacijenta je potrebno okrenuti samo jednom.



Postavite potpore za noge ispod nogu. To je najbolje izvesti pritiskanjem potpore za noge nadole o dušek istovremeno je podvlačeći ispod kolena. Uverite se da tkanina leži ravno i da pravilno zahvata nogu. Potpore za noge se mogu povezati na različite načine – pogledajte stranu 13.

Uzdignite uzglavlje kreveta. Najpre postavite gornje omče na traci na kuke poluge za nosiljku, a zatim omče potpora za noge. Uputstvo za pričvršćivanje omči nosiljke na različite poluge za nosiljku potražite na stranama 6–7. Podignite pacijenta.

Postavljanje nosiljke pri sedenju na krevetu


Uzdignite uzglavlje kreveta iza pacijenta. Položite nosiljku na krevet tako da oznaka proizvoda bude okrenuta ka dušku. Povucite nosiljku nadole iza pacijentovih leđa tako da donja ivica **bude na istom nivou kao repna kost**. **Napomena!** Postavljanje je lakše ako se pacijent nagne ili je nagnut unapred.

Spuštanje u krevet


Preporučujemo uklanjanje nosiljke nakon prenošenja. Ako je iz nekog razloga poželjno ostavljanje nosiljke na krevetu, preporučujemo korišćenje nosiljke od mrežastog poliesterera.

Imajte na umu sopstveni radni položaj tela i udobnost pacijenta. Koristite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobar radni položaj tela postiže se kada je dušek u ravni sa zglobovima ruku negovatelja kada ih on drži potpuno opružene niz telo. U zavisnosti od tereta koji treba da podnese negovatelj, potrebno je izvršiti procenu broja potrebnih negovatelja za dati postupak za svaki pojedinačni slučaj.


Uklanjanje nosiljke dok pacijent leži u krevetu




Postavite pacijenta iznad kreveta. Uzdignite uzglavlje kreveta kako bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet. Spustite uzglavlje kreveta.



Postavite omče potpora za noge ispod samih potpora između pacijentovih nogu.




Uхватite ivicu nosiljke. Podvucite nosiljku ispod nje same. Pritisnite nosiljku o madrac i podvucite je ispod pacijenta.



Pažljivo okrenite pacijenta na bok. Uхватite nosiljku odozdo i pažljivo je uklonite.


Uklanjanje nosiljke dok pacijent sedi na krevetu



Postavite pacijenta iznad kreveta. Uzdignite uzglavlje kreveta kako bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet.



Uklonite potpore za noge izvlačenjem njihovih omči ispod dela potpora izrađenog od tkanine. **Savet:** Ovaj postupak je lakši ako su noge pacijenta savijene.




Uklonite nosiljku povlačenjem jedne potpore za nogu iza nosiljke i preko na suprotnu stranu.

Podizanje sa poda


U nastavku je opisano podizanje sa poda pomoću prenosne dizalice Golvo kompanije Liko. Ista tehnika je prikladna i za podizanje pomoću drugih prenosnih i fiksiranih dizalica kompanije Liko. Pročitajte uputstvo za upotrebu dizalice koju koristite.

Savet: Jastuk ispod glave pacijenta može pružiti udobnost.



Pažljivo okrenite pacijenta na bok i postavite ivicu nosiljke ispod pacijenta tako da donja ivica bude **u ravni sa repnom kosti**. Savijte nosiljku tako da njena središnja traka preko leđa odgovara kičmi pacijenta kada se pacijent pažljivo okrene na leđa. Pažljivo izvucite nosiljku sa druge strane.

Proverite da li nosiljka leži simetrično ispod pacijenta; po potrebi prilagodite njen položaj. Postavite potpore za noge ispod nogu.




Ispravite potpore za noge ispod nogu pacijenta. Držite potpore za noge podalje od prepona kako pacijentu ne bi bilo neudobno. Ovaj postupak je lakši ako pacijent savije noge. Uputstvo za pričvršćivanje omči nosiljke na različite poluge za nosiljku potražite na stranama 6–7.

Podignite pacijenta sa poda. Pacijent se može malo okrenuti kako bi se izbeglo da mu se glava isuviše približi stubu dizalice.

⚠ Prenosna dizalica treba da bude blokirana kada se podizanje vrši tako da je pacijentova glava oslonjena na dizalicu.


Spuštanje na pod



Prilikom spuštanja na pod točkići dizalice ne smeju biti blokirani. Kada pacijent dodirne pod, dizalicu treba povući unazad kako bi se oslobodio prostor za pacijentovu glavu. **Savet:** Ako se pacijent spušta na tanju strunjaču, dizalica se može podvući pod nju kako bi poslužila kao mekana zaštita između dizalice i pacijenta. Ako nosiljka treba da se ukloni, pogledati odeljak „Uklanjanje nosiljke dok pacijent leži u krevetu“ na strani 10.

Savet za postavljanje

Različiti sedeći položaji



Liko Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom **koja se veša u dve tačke** omogućava blago nagnut sedeći položaj sa odličnom potporom za glavu i položajem zgloba kuka pod uglom od oko 90 stepeni.


Liko Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom u kombinaciji sa dvostrukom polugom **twin bar 670** pruža veću širinu u predelu ramena nego li u predelu potpora za noge, što je zgodno ako je pacijent krupan ili osetljiv na pritisak u ramenom pojasu.

A. U kombinaciji sa ukrštenom polugom Liko **Cross-bar** ostvaruje se blago nagnutiji položaj tela i veći ugao. Položaj se upotpunjuje stavljanjem jastučeta pod glavu pacijenta.

B. U kombinaciji sa bočnim polugama **SideBar** ostvaruje se nagnutiji položaj tela i veća širina u predelu ramena nego li u predelu potpora za noge, što je zgodno ako je pacijent krupan ili osetljiv na pritisak u ramenom pojasu.

Različiti načini pričvršćivanja potpora za noge

Pre odabira alternative za pričvršćivanje, neophodno je obaviti individualnu procenu kako bi se predvideli mogući rizici. U nastavku su navedeni opšti saveti, jer isti principi važe za nekoliko modela nosiljke.



Ukrštene potpore za noge.

Najčešći način postavljanja nosiljke. Jedna omča potpore za nogu se provlači kroz drugu pre nego što se omče postave na polugu za nosiljku.

Preklapanje ispod obe butine.

Ovaj način može biti pogodan, npr. kod podizanja pacijenta sa amputiranim nogama. **Savet:** Kako pacijent ne bi sedeo u položaju koji je suviše nagnut, produžne omče mogu da se pričvrste za omče potpora za noge.


Svaka potpora za nogu je zasebno pričvršćena za polugu za nosiljku.

Ovaj način može biti pogodan pri podizanju pacijenata sa posebno osetljivim genitalijama.

⚠ Povećani rizik od isklizavanja pacijenta.

Pacijent ne sedi dobro u nosiljci – zbog čega?

U nastavku su navedeni opšti saveti, jer isti principi važe za nekoliko modela nosiljke.




A. Rizik od isklizavanja. Zadnjica visi. Nosiljka je možda prevelika. Razlog može biti i to što nosiljka nije dovoljno povučena iza pacijentovih leđa.

Pre podizanja proverite da li je donja ivica razvučena i da li tkanina pravilno naleže između nogu.

B. Premala nosiljka može da izazove nelagodno usecanje potpora za noge u prepone, a poluga za nosiljku može da se nađe suviše blizu lica i/ili može se desiti da leđa nemaju dovoljnu potporu.

Donja ivica nosiljke je na istom nivou kao repna kost. Potpore za noge su pravilno postavljene ispod nogu.

Položaj za skraćenje



Naši modeli nosiljki su pažljivo projektovani kako bi se osiguralo da pacijent uvek sedi tako da je pritisak dobro raspoređen između nogu i leđnog dela radi dobre potpore prilikom prenošenja. Međutim, u izvesnim slučajevima može biti bolje da se koristi unutrašnja postavka, „položaj za skraćenje“, na omči potpore za nogu kako bi se promenio sedeći položaj pacijenta.


Napomena: Ovo **nije** primenljivo ako imate stariji model Original HighBack Sling nosiljke sa produženim uzglavnim delom, mod. 20/21, sa prethodnim dizajnom položaja za skraćenje. Za opis postupka skraćjenja za mod. 20/21, obratite se kompaniji Hill-Rom kako biste dobili uputstvo za upotrebu tog modela.

U slučajevima kada se koristi položaj za skraćenje, preporučujemo vam da na kuku na poluzi za nosiljku postavite i spoljašnju omču za potporu za noge kako biste imali bolju vizuelnu kontrolu omči.

Dodatna oprema

Extension Loop (produžna omča), zelena, 12 cm
Extension Loop (produžna omča), zelena, 22 cm
Extension Loop (produžna omča), siva, 12 cm
Extension Loop (produžna omča), siva, 22 cm

Br. proiz. 3691102
Br. proiz. 3691103
Br. proiz. 3691302
Br. proiz. 3691303




Pregled Liko™ Original HighBack Sling nosiljke sa produženim uzglavnim delom, mod. 200, 210

Proizvod	Br. proiz.	Veličina		Težina pacijenta ¹	Maks. opterećenje ²
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 3	XS	Ekstra mala	15–20 kg	200 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 4	S	Mala (dete)	20–30 kg	200 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35210 -- 5	MS	Srednje tanka (mršavija odrasla osoba)	30–50 kg	200 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 5	M	Srednja	40–80 kg	200 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 6	L	Velika	70–120 kg	200 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 7	XL	Ekstra velika	110–250 kg	500 kg
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom	35200 -- 8	XXL	Ekstra ekstra velika	200– kg	500 kg

¹ Navedena težina pacijenta predstavlja samo smernicu – može biti izvesnih odstupanja.

² Da bi se održalo maksimalno opterećenje, potrebno je da se koristi dizalica/dodatna oprema koja je predviđena za isto ili veće opterećenje.



Preporučene kombinacije

Preporučene kombinacije Liko Original HighBack Sling nosiljke sa produženim uzglavnim delom postavljene sa ukrštenim potporama za noge i poluge za nosiljku kompanije Liko:	Mini 220	Poluga za nosiljku Slingbar 350 ⁴	Standardni model Standard 450	Poluga za nosiljku Slingbar 450 ²	Poluga za nosiljku Slingbar 600 ⁵	Dvostruka poluga Twin bar 670 ³	Ukrštena poluga za nosiljku Sling Cross-bar 450	Ukrštena poluga za nosiljku Sling Cross-bar 670	Univ. bočne poluge Univ. SideBar + Univerzalni model Universal 350	Bočne poluge SideBar + Standardni model Standard 450	Univ. bočne poluge Univ. SideBar + Univerzalni model Universal 450
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Original HighBack Sling nosiljka sa produženim uzglavnim delom, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Može prouzrokovati prevremeno habanje nosiljke.

² Sling bar 450 se odnosi na Universal SlingBar 450, br. proiz. 3156075, 3156085 i 3156095, kao i na SlingGuard 450, br. proiz. 3308020 i 3308520.

³ Twin bar 670 odnosi se na Universal TwinBar 670, br. proiz. 3156077 i 3156087, kao i na SlingGuard 670 Twin, br. proiz. 3308040 i 3308540.

⁴ Sling bar 350 odnosi se na Universal SlingBar 350, br. proiz. 3156074, 3156084 i 3156094.

⁵ Sling bar 600 odnosi se na Universal SlingBar 600, br. proiz. 3156076 i 3156086.


Objašnjenje: 1 = Preporučuje se, 2 = Može odgovarati, 3 = Ne savetuje se, 4 = Ne odgovara

Ostale kombinacije

Kombinacije dodatne opreme/proizvoda koje se razlikuju od onih koje preporučuje kompanija Liko mogu da dovedu do opasnosti po bezbednost pacijenta.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

