

Descripción del producto

La SeatStrap es un accesorio que se coloca debajo de las nalgas del paciente para ayudar durante la primera parte de la elevación. Está destinado a pacientes que necesitan ayuda para levantarse durante la elevación. Evita que el chaleco de soporte se deslice hacia arriba, lo que podría provocar una presión no deseada debajo de los brazos.

La Sabina SeatStrap se ha diseñado para utilizarse únicamente con la grúa de bipedestación Liko Sabina™. La SeatStrap siempre se utiliza junto con uno de los chalecos de soporte de Liko. Además, la elevación debe completarse con la Sabina SeatStrap SlingBar. El refuerzo de plástico que la acompaña facilita la colocación de la SeatStrap. Este refuerzo se introduce en el bolsillo de tela ubicado en la parte inferior de la SeatStrap y facilita la colocación de la cinta por debajo de las nalgas del paciente.

En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.

IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Producto sanitario
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No secar en secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No usar lejía
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del producto
	Símbolo en la parte exterior del producto.
 01) 0100887761997127 11) AAAMMD 21) 012345678910	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Aunque las perchas de Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido por completo, asegúrese de que estas estén bien enganchadas a la percha.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.

 Producto sanitario de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485.

Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y el desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos

No utilice accesorios de elevación que estén dañados.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Instrucciones de lavado: Consulte la etiqueta del producto de la SeatStrap y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

Retire el refuerzo de plástico antes de lavar el producto (consulte la página 4). El refuerzo de plástico debe limpiarse con desinfectantes.

Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si los productos se utilizan o se lavan con más frecuencia de lo normal. Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene un tiempo de vida útil estimado de 1-5 años. El tiempo de vida útil estimado se basa en 10 usos al día y un lavado a la semana, según las instrucciones de lavado. Hill-Rom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.


Instrucciones de reciclaje

La SeatStrap debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.


Aplicación



Baje la SeatStrap lo máximo posible por debajo de las nalgas del paciente. **Sugerencia:** El refuerzo de plástico facilita la colocación.

Coloque el chaleco de soporte. Acerque la grúa de bipedestación Sabina. Enganche los lazos de cinta del chaleco a la percha. Para obtener más instrucciones, consulte la guía de instrucciones del chaleco y la grúa que va a utilizar. Extienda las cintas de la SeatStrap y enganche los lazos de cinta correspondientes a la SeatStrap SlingBar


Elevación



Comience la elevación. La SeatStrap es una ayuda durante la primera parte de la elevación.

En la posición elevada, la SeatStrap libera su carga y se puede deslizar fácilmente hacia un lateral para facilitar las visitas al baño, por ejemplo.

Vuelta a una posición sedente




Durante el descenso, el paciente se coloca más fácilmente en la posición adecuada en la silla de ruedas si no se utiliza la SeatStrap.

Resumen de Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nombre	N.º de prod.	Material	Longitud (parte de tejido)	Carga máxima
Sabina SeatStrap	3591115	Poliéster, tejido de red de plástico	50 cm (19,7 pulg.)	200 kg (440 lb)

Refuerzo de plástico

Junto con la SeatStrap, se proporciona un refuerzo de plástico (polietileno) cuyo uso previsto es el de facilitar la colocación.



Combinaciones

La Sabina SeatStrap se ha diseñado para utilizarse únicamente con grúas de bipedestación Liko Sabina™ y la Sabina SeatStrap SlingBar. Las combinaciones de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.



www.hillrom.com