

Description du produit

La sangle arrière SeatStrap est un accessoire placé sous les fesses du patient et destiné à aider celui-ci durant la première phase de la verticalisation. Elle convient aux patients qui ont besoin d'aide pour soulever leur fessier lors de la verticalisation. Elle évite que la sangle de rehaussement ne glisse vers le haut, ce qui pourrait entraîner une pression désagréable sous les bras.

La sangle arrière Sabina SeatStrap est conçue uniquement pour le verticalisateur Sabina™ de Liko. La sangle arrière SeatStrap est toujours utilisée avec l'une des sangles de rehaussement de Liko. En outre, le lève-personne doit être équipé de l'étrier pour sangle arrière Sabina SeatStrap SlingBar.

Le renfort en plastique qui l'accompagne facilite la mise en place de la sangle arrière SeatStrap. Ce renfort en plastique est inséré dans la poche en tissu au niveau de l'assise de la sangle arrière SeatStrap et facilite la mise en place de la sangle sous les fesses du patient.





















Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide, le soignant.

IMPORTANT !

Le levage et le transfert d'un patient sont toujours associés à un certain niveau de risque. Consultez au préalable la notice d'utilisation du lève-personne et des accessoires de levage. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personne utilisé. Faites preuve de précaution et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé de la capacité de ce dernier à supporter la situation de levage. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement ; cette situation exige un soin et une attention particulières.
	Lire au préalable la notice d'utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Identifiant de produit
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas repasser
	Sèche-linge
	Ne pas utiliser de sèche-linge
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.
	Sans latex
	Inspection périodique
	Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série

Consignes de sécurité

Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit déterminer, au cas par cas, si le patient doit être assisté d'un ou de plusieurs soignants.
- Préparez l'opération de levage afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises. Avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles, une fois tendues, sont correctement accrochées aux crochets de l'étrier.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de levage.
- Vérifiez que les roues du fauteuil, lit, brancard, etc., sont bloquées pendant l'opération de levage/transfert.
- Travaillez toujours de façon ergonomique. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.

Dispositif médical de classe I

Changements dans les produits

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hill-Rom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001, gage de qualité, ainsi que ISO 13485, son équivalent pour les dispositifs médicaux. Liko est également certifié ISO 14001 pour le respect de l'environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Précautions d'utilisation et entretien

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles

Vous ne devez en aucun cas utiliser des accessoires de levage endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette de la sangle arrière SeatStrap et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ».

Retirez le renfort en plastique avant le lavage (voir page 4). Le renfort en plastique doit être nettoyé au moyen de désinfectants.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si les produits sont utilisés ou lavés plus fréquemment qu'à la normale. Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom.

Durée de vie estimée

La durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. La durée de vie estimée repose sur 10 utilisations par jour et un lavage par semaine, conformément aux instructions de lavage. Hill-Rom recommande de ne pas utiliser le produit au-delà de sa durée de vie estimée.


Instructions de recyclage

La sangle arrière SeatStrap doit être jetée en tant que déchet combustible.

Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions. Hill-Rom accompagne également ses utilisateurs lors des opérations requises de nettoyage et de désinfection du dispositif médical après son utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.

En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

Mise en place




Abaissez la sangle arrière SeatStrap aussi bas que possible, en dessous des fesses. **Astuce** : le renfort en plastique facilite la mise en place.

Mettez la sangle de rehaussement en place. Approchez le verticalisateur Sabina. Fixez les boucles de la sangle de rehaussement à l'étrier. Pour des instructions complémentaires, reportez-vous aux notices d'utilisation de la sangle et du lève-personne utilisés.

Tendez les sangles de la sangle SeatStrap et attachez les boucles de sangle appropriées à l'étrier SeatStrap SlingBar.


Verticalisation



Commencer la verticalisation. La sangle arrière SeatStrap aide au cours de la première phase de la verticalisation.

En position relevée, la sangle arrière SeatStrap n'est plus en charge et peut aisément être mise sur le côté pour faciliter l'installation sur les toilettes par exemple.

Retour à une position assise




Au cours de l'abaissement, il est plus facile de positionner correctement le patient dans le fauteuil si la sangle arrière SeatStrap n'est pas utilisée.

Présentation du Liko™ Sabina™ SeatStrap

Désignation	Art. n°	Matériau	Longueur (partie en tissu)	Charge maximale
Sabina SeatStrap	3591115	Polyester, tissu plastifié	50 cm (19,7 po)	200 kg (440 lb)

Renfort en plastique

Un renfort en plastique (polyéthylène) est fourni avec la sangle SeatStrap et est destiné à faciliter la mise en place.



Combinaisons

La sangle arrière Sabina SeatStrap est conçue uniquement pour les verticalisateurs Sabina™ de Liko et l'étrier Sabina SeatStrap SlingBar.

Les combinaisons d'accessoires/de produits autres que celles recommandées par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du patient.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suède
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom