

Opis proizvoda

SeatStrap je pribor koji se postavlja ispod stražnjice pacijenta kao pomoć tijekom prvog dijela podizanja. Odgovara pacijentima kojima je potrebna pomoć da podignu stražnjicu tijekom podizanja. Na ovaj se način sprječava klizanja prsluka za podupiranje prema gore što može izazvati neželjen pritisak ispod ruku.

Sabina SeatStrap namijenjen je za uporabu samo s dizalicama za premještanje iz sjedećeg u stojeći položaj Liko Sabina™. SeatStrap uvijek se upotrebljava zajedno s prslucima za podupiranje Liko. Nadalje, dizalica mora biti upotpunjena šipkom Sabina SeatStrap SlingBar.

Prateće plastično ojačanje olakšava primjenu pribora SeatStrap. Plastično ojačanja umeće se u džep od tkanine na dnu pribora SeatStrap i olakšava primjenu pribora SeatStrap ispod stražnjice pacijenta.





















U ovom se dokumentu, osoba koja se podiže naziva pacijentom, a osoba koja pomaže naziva se njegovateljem.

VAŽNO!

Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora za podizanje. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Provjerite je li oprema za podizanje prikladna za dizalicu koja se upotrebljava. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Morate biti svjesni u kojoj je mjeri pacijent sposoban sudjelovati u podizanju. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje; ova situacija zahtijeva dodatnu pažnju i pozornost.
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Identifikator proizvoda
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Nemojte kemijski čistiti
	Nemojte glačati
	Sušenje u sušilici
	Ne sušite u sušilici za rublje
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s preporučenom temperaturom iskazanom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Periodički pregled
	Nemojte izbjeljivati
	Sušenje vješanjem u sjeni
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini proizvoda.
	Simbol na vanjskoj površini proizvoda.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) G3MMD (21) 012345678910</small>	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj

Sigurnosne upute

Prije podizanja uzmite u obzir sljedeće točke:

- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji treba u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potreban jedan njegovatelj ili više njih.
- Planirajte podizanje tako da ga možete obaviti što sigurnije i jednostavnije.
- Iako su šipke za nosiljku Liko opremljene hvatačima, potrebno je primjenjivati poseban oprez. Prije nego što podignete pacijenta s ležeće površine, ali nakon što ste potpuno raširili trake, provjerite jesu li trake pravilno spojene na kuke šipke za nosiljku.
- Nikada ne ostavljajte pacijenta samog za vrijeme radnje podizanja.
- Provjerite jesu li kotači na kolicima, krevetu, nosilima na kotačima itd. zakočeni za vrijeme podizanja/premještanja.
- Uvijek radite na ergonomski način. Iskoristite sposobnost pacijenta da aktivno sudjeluje u radnjama.

 Medicinski proizvod klase I

Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ima certificiranu kvalitetu u skladu s normom ISO 9001 i istovrijednom normom za industriju medicinskih proizvoda ISO 13485. Liko je također certificiran u skladu s ekološkom normom ISO 14001.

Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU-a

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

Njega i održavanje

Pregledajte nosiljku prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- trake
- šavovi
- petlje

Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Upute za pranje: Pogledajte etiketu proizvoda SeatStrap i dodatak „Njega i održavanje Liko nosiljki“

Uklonite plastično ojačanje prije pranja (pogledajte stranicu 4). Plastično ojačanje treba očistiti sredstvom za dezinfekciju.

Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to uobičajeno. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hill-Rom.

Očekivani životni vijek

Proizvod ima očekivani životni vijek od 1 do 5 godina. Očekivani životni vijek temelji se na 10 uporaba dnevno i pranju jedanput tjedno u skladu s uputama za pranje. Hill-Rom preporučuje da proizvod upotrebljavate samo tijekom njegovog životnog vijeka.


Upute za recikliranje

Proizvod SeatStrap treba odložiti kao zapaljivi otpad.

Hill-Rom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog odlaganja medicinskih proizvoda i pribora.

U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hill-Rom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

Primjena




Spustite SeatStrap što je moguće niže ispod stražnjice.

Savjet: Plastično ojačanje olakšava primjenu.

Postavite prsluk za podupiranje. Priđite dizalici za premještanje iz sjedećeg u stojeći položaj Sabina. Petlje trake s prsluka spojite na šipku za nosiljku. Daljnje upute pogledajte u uputama za uporabu za prsluk i dizalicu koje upotrebljavate. Rastegnite trake na proizvodu SeatStrap i spojite odgovarajuće petlje trake na šipku SeatStrap SlingBar.


Podizanje



Započnite podizanje. SeatStrap pomaže tijekom prvog dijela podizanja.

U podignutom položaju SeatStrap ostaje bez tereta i može se jednostavno gurnuti u stranu, primjerice radi lakšeg odlaska na toalet.

Vraćanje u sjedeći položaj




Tijekom spuštanja pacijent se lakše postavlja u odgovarajući položaj u kolicima ako se ne upotrebljava SeatStrap.

Pregled proizvoda Liko™ Sabina™ SeatStrap

Naziv	Br. artikla	Materijal	Duljina (dio od tkanine)	Maks. opterećenje
Sabina SeatStrap	3591115	Poliester, plastikom obložena tkanina	50 cm	200 kg

Plastično ojačanje

S priborom SeatStrap isporučuje se plastično ojačanje (polietilen) koje je namijenjeno za olakšavanje primjene.



Kombinacije

Sabina SeatStrap namijenjen je za uporabu samo s dizalicom za premještanje iz sjedećeg u stojeći položaj Liko Sabina™ i šipkom Sabina SeatStrap SlingBar.

Kombinacije pribora/proizvoda koje nije preporučio Liko mogu dovesti do opasnosti za sigurnost pacijenta.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

LIKO AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom