

Descrizione del prodotto

La fascia SeatStrap è un accessorio che viene posizionato sotto il paziente per aiutarlo nella prima parte del sollevamento. È adatta ai pazienti che hanno bisogno di un supporto sotto i glutei durante il sollevamento. Ciò impedisce lo scivolamento dell'imbragatura toracica, che potrebbe provocare una fastidiosa pressione sotto le braccia.

Sabina SeatStrap è destinato all'uso solo con il sollevatore Liko per il sollevamento da seduti a in piedi Sabina™. La fascia SeatStrap viene sempre utilizzata insieme a una delle imbragature toraciche Liko. Inoltre, il sollevamento deve essere completato con Sabina SeatStrap SlingBar.

Il rinforzo in plastica facilita l'applicazione della fascia SeatStrap. Il rinforzo in plastica è inserito nella tasca in tessuto sul fondo della fascia SeatStrap e facilita l'applicazione della fascia SeatStrap sotto i glutei del paziente.





















Nel presente documento verranno definiti "pazienti" le persone sollevate e "operatori" le persone che le aiutano.

IMPORTANTE!

Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso del sollevatore e degli accessori di sollevamento del paziente prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle Istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato. Accertarsi che gli accessori di sollevamento siano adatti al sollevatore in uso. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. L'operatore deve essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Descrizione dei simboli

È possibile trovare i seguenti simboli in questo documento e/o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: questa situazione necessita di un livello maggiore di cura e attenzione.
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso
	Marchio CE
	Produttore legale
	Data di produzione
	Identificatore del prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Non lavare a secco
	Non stirare
	Asciugatura a macchina
	Non asciugare a macchina
	Lavaggio Questo simbolo è sempre accompagnato dalla temperatura consigliata espressa in °C e °F.
	Senza lattice
	Ispezione periodica
	Non candeggiare
	Asciugatura su filo all'ombra
	Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno del prodotto.
	Simbolo all'esterno del prodotto.
	Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni. (01) Global Trade Item Number (11) Data di produzione (21) Numero di serie

Avvertenze di sicurezza

Prima del sollevamento, tenere presente i seguenti punti:

- Il responsabile all'interno dell'organizzazione deve decidere caso per caso se è sufficiente un solo operatore o se sono necessari più operatori.
- Programmare l'operazione di sollevamento per fare in modo che si svolga nel modo più corretto e sicuro possibile.
- Anche se i bilancini Liko sono dotati di chiusure, è necessario prestare particolare attenzione. Prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante ma dopo aver disteso completamente i passanti, accertarsi che questi siano correttamente agganciati al bilancino.
- Non lasciare mai un paziente da solo durante un sollevamento.
- Accertarsi che le ruote della sedia a rotelle, del letto, della barella, ecc., siano bloccate durante il sollevamento o il trasferimento.
- Lavorare sempre in modo ergonomico. Sfruttare le capacità del paziente per coinvolgerlo attivamente nelle operazioni.

 Dispositivo medico di classe I

Modifiche ai prodotti

I prodotti Liko sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hill-Rom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa ISO 9001 e la certificazione qualitativa specifica del settore dei dispositivi medici ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Cura e manutenzione

Controllare l'imbragatura prima di ogni uso. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Passanti
- Cuciture
- Occhielli

Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Istruzioni di lavaggio: consultare l'etichetta del prodotto SeatStrap e l'appendice "Cura e manutenzione delle imbragature Liko". Rimuovere il rinforzo in plastica prima del lavaggio (vedere a pagina 4). Il rinforzo in plastica deve essere pulito con disinfettanti.

Ispezione periodica

Il prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 6 mesi. Potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti nel caso in cui i prodotti siano usati o lavati con una frequenza maggiore del previsto. Per i protocolli, contattare il rappresentante Hill-Rom.

Durata stimata

Il prodotto ha una durata stimata di 1-5 anni. La durata stimata si basa su 10 utilizzi al giorno e un lavaggio una volta alla settimana, secondo le istruzioni di lavaggio. Hill-Rom consiglia di utilizzare il prodotto solo entro la sua durata stimata.


Istruzioni per il riciclo

Le fasce SeatStrap devono essere smaltite come rifiuto combustibile.

Hill-Rom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli, forature della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione necessarie del dispositivo medico dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.

In caso di dubbi, l'utente del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hill-Rom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

Applicazione




Abbassare la fascia SeatStrap il più possibile sotto i glutei del paziente. **Suggerimento:** il rinforzo in plastica facilita l'applicazione.

Applicare l'imbragatura toracica. Avvicinarsi al sollevatore Sabina. Collegare le cinghie ad occhielli dell'imbragatura al bilancino. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'imbragatura e del sollevatore utilizzato.

Stendere le fasce sulla fascia per i glutei e collegare le fasce adatte alla barra della fascia per i glutei.


Sollevamento



Iniziare il sollevamento. La fascia SeatStrap offre supporto durante la prima fase di sollevamento.

Nella posizione sollevata, la fascia per i glutei rilascia il proprio carico e può essere spinta a lato per semplificare le visite alla toilette, ad esempio.

Ritorno in posizione seduta




Durante l'abbassamento, è più facile posizionare il paziente correttamente sulla sedia a rotelle senza usare la fascia per i glutei.

Panoramica di Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nome	Art. n.	Materiale	Lunghezza (parte in tessuto)	Portata massima
Fascia per glutei Sabina	3591115	Poliestere, Rete in tessuto plastificato	50 cm	200 kg

Rinforzo in plastica

La fascia per i glutei è dotata di rinforzo in plastica (polietilene), destinato a semplificarne l'applicazione.



Combinazioni

Sabina SeatStrap è destinato all'uso solo con il sollevatore Liko Sabina™ e Sabina SeatStrap SlingBar.

Le combinazioni con accessori o prodotti diversi da quelli raccomandati da Liko possono mettere a rischio la sicurezza del paziente.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers.

Hill-Rom