

Izstrādājuma apraksts

SeatStrap ir piederums, kas tiek novietots zem pacienta sēžas, lai palīdzētu pirmajā pacienta pacelšanas posmā. Tas ir piemērots pacientiem, kam ir vajadzīga palīdzība, lai piecelšanās laikā paceltu sēžu. Tas ļauj novērst atbalsta vestes slīdēšanu uz augšu, kas var izraisīt nevēlamu spiedienu zem rokām.

Sabina SeatStrap ir paredzēts lietošanai tikai ar Liko Sabina™ pacelāju no sēdus stāvokļa. SeatStrap vienmēr tiek lietots kopā ar vienu no Liko atbalsta vestēm. Pacelšanas aprīkojumu ieteicams pilnībā nokomplektēt, izmantojot arī Sabina SeatStrap SlingBar. Papildu plastmasas balsts sekmē SeatStrap uzlikšanu. Plastmasas balsts tiek ievietots auduma kabatā SeatStrap apakšā un ļauj to vieglāk novietot zem pacienta sēžas.

Šajā dokumentā ir lietoti šādi termini — persona, kura tiek pacelta, ir “pacients”, persona, kura palīdz pacientam, ir “aprūpētājs”.

SVARĪGI!

Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatas gan par pacienta celšanu, gan celšanas piederumiem. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatu saturu. Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Pārliedzieties, ka celšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam pacelējam. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums ir jābūt informētam par pacienta spējām izturēt pacelšanu. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Apraksts
	Uzmanību! Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība.
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu
	CE zīme
	Juridiskais ražotājs
	Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators
	Sērijas numurs
	Medicīniska ierīce
	Neveikt ķīmisko tīrīšanu
	Negludināt
	Žāvēt veļas žāvētājā
	Nežāvēt veļas žāvētājā
	Mazgāšana Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F grādos.
	Nesatur lateksu
	Regulārās pārbaudes
	Nebalināt
	Žāvēt uz veļas auklas ēnā
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē.
	Simbols izstrādājuma ārpusē.
	GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs

Drošības instrukcijas

Pirms celšanas ir jāpatur prātā šādi aspekti.

- Atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji.
- Pirms pacelšanas plānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk.
- Lai gan slinga stieņi Liko ir aprīkoti ar fiksatoriem, ir jāievēro īpaša piesardzība. Kad siksnas ir pilnībā nostieptas, bet pacients vēl nav pacelts no apakšā esošās virsmas, pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi piestiprinātas pie slinga stieņa āķiem.
- Nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas brīdī.
- Pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u. c. riteņi.
- Vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās.

 I klases medicīniska ierīce

Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnisku ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. Liko ir arī sertificēts saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts/pastāvīgi dzīvo.

Tehniskā apkope un uzturēšana

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- siksnas;
- šuves;
- cilpas.

Nelietojiet bojātus pacelšanas piederumus.

Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Mazgāšanas instrukcijas. Skatiet SeatStrap izstrādājuma marķējumu un pievienoto pielikumu “Liko slingu tehniskā apkope un uzturēšana”.

Pirms mazgāšanas izņemiet plastmasas balstu (skat. 4. lpp.). Plastmasas balsts jātīra ar dezinficējošiem līdzekļiem.

Regulārās pārbaudes

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izstrādājums tiek lietots vai mazgāts biežāk nekā parasti, iespējams, pārbaudes ir jāveic biežāk. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hill-Rom pārstāvi.

Paredzētais kalpošanas laiks

Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 1–5 gadi. Paredzētais izmantošanas laiks ir aprēķināts, pieņemot, ka izstrādājumu lieto 10 reizes dienā un mazgā reizi nedēļā atbilstoši mazgāšanas instrukcijām. Hill-Rom iesaka izmantot izstrādājumu tikai tā paredzētajā kalpošanas laikā.


Norādījumi par pārstrādi

SeatStrap jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.

Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par šā uzņēmuma ražoto izstrādājumu drošu izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst traumas, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus, punkciju, skrāpējumus, kā arī par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošas likvidēšanas protokoliem.

Uzlikšana




Nolaidiet SeatStrap tik zemu zem sēžas, cik iespējams.
Ieteikums. Plastmasas balsts atvieglo uzlikšanu.

Uzvelciet atbalsta vesti. Pieejiet tuvāk Sabina pacēlājam no sēdus stāvokļa. Savienojiet vestes siksnas cilpas ar slinga stieņiem. Papildu instrukcijas skatiet izmantotās vestes un pacēlāja instrukciju rokasgrāmatā.

Pavelciet SeatStrap siksnas un savienojiet ar atbilstošām siksnu cilpām uz SeatStrap SlingBar.


Pacelšana



Sāciet pacelšanu. SeatStrap palīdz pirmajā pacelšanas fāzē.

Paceltā pozīcijā SeatStrap vairs nav noslogots, uz to var viegli pastumt uz sāniem, lai, piemēram, atvieglotu došanos uz tualeti.

Nolaišana sēdus stāvokli




Nolaišanas laikā pacientu ir vieglāk novietot pareizā pozīcijā ratiņkrēslā, ja netiek izmantots SeatStrap.

Liko™ Sabina™ SeatStrap pārskats

Nosaukums	Izstr. Nr.	Materiāls	Garums (auduma daļa)	Maks. slodze
Sēžas siksnas Sabina SeatStrap	3591115	Poliesteris, ar plastmasu pārklāts tīkls	50 cm	200 kg

Plastmasas balsts

Kopā ar SeatStrap tiek nodrošināts plastmasas balsts (polietilēna), kas ir paredzēts uzlikšanas atvieglošanai.



Kombinācijas

Sabina SeatStrap ir paredzēts lietošanai tikai ar Liko Sabina™™ pacēlāju no sēdus stāvokļa un Sabina SeatStrap SlingBar. Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis uzņēmums Liko, var radīt risku pacienta drošībai.



www.hillrom.com