

### Descrição do produto

A SeatStrap é um acessório que é colocado por baixo das nádegas do paciente para auxiliar na primeira parte da subida. Adequa-se a pacientes que precisam de ajuda para se levantar durante a elevação. Tal evita que o colete de suporte deslize para cima, o que poderá causar uma pressão indesejável sob os braços.

A Sabina SeatStrap foi concebida para ser utilizada apenas com o elevador sit-to-stand Liko Sabina™. A SeatStrap é sempre utilizada em conjunto com um dos coletes de apoio da Liko. Além disso, a elevação deve ser completada com a Sabina SeatStrap SlingBar. O reforço de plástico fornecido facilita a aplicação da SeatStrap. O reforço de plástico é inserido no bolso de tecido no fundo da SeatStrap, este facilita a aplicação da SeatStrap por baixo das nádegas do paciente.

*Neste documento a pessoa elevada é denominada de "paciente" e a pessoa que auxilia de "cuidador".*

#### **IMPORTANTE!**

A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia o manual de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Tenha atenção à capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, contacte o fabricante ou o fornecedor.

## Descrição dos símbolos


Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

Símbolo	Descrição
	Aviso: esta situação requer cuidados e atenção redobrados.
	Ler o manual de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Identificador do produto
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não limpar a seco
	Não passar a ferro
	Secagem na máquina de secar
	Não secar na máquina de secar
	Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C e °F.
	Não contém látex
	Inspeção periódica
	Não utilizar lixívia
	Secar no exterior à sombra
	Direção para cima e símbolo no exterior do produto.
	Símbolo no exterior do produto.
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

# Instruções de segurança

## Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:

- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir, para cada caso, se é necessário estarem presentes um ou mais cuidadores.
- Planear a operação de elevação antes de elevar de modo a que decorra da forma mais segura e suave possível.
- Embora as barras de suporte da Liko estejam equipadas com fechos, deve ser exercido um cuidado especial. Com as bandas totalmente esticadas, mas antes de elevar o paciente da superfície, verificar se as bandas estão corretamente fixadas aos ganchos da barra de suporte.
- Nunca deixar um paciente sozinho durante a elevação.
- Assegurar que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc. estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhar sempre de forma ergonómica. Tirar partido da capacidade do paciente de participar ativamente nas operações.

 Dispositivo médico, produto de Classe I

## Alterações ao produto

Os produtos Liko estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

## Design and Quality by Liko in Sweden

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a ISO 9001 e o seu equivalente para a indústria de dispositivos médicos, ISO 13485. A Liko está também certificada com a norma ambiental ISO 14001.

## Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

# Cuidados e manutenção

Verifique a funda antes de cada utilização. Verifique se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis

## Não utilizar acessórios de elevação danificados.

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.

**Instruções de Lavagem:** consulte a etiqueta da SeatStrap e o anexo "Cuidados e manutenção das fundas Liko" fornecido. Retire o reforço de plástico antes de lavar (consulte a página 4). O reforço de plástico deve ser limpo com desinfetantes.

## Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se os produtos forem utilizados ou lavados mais frequentemente do que o normal. Para ter acesso aos protocolos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

## Estimativa do tempo de vida útil

O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 1 a 5 anos. A estimativa do tempo de vida útil baseia-se em 10 utilizações por dia e na lavagem uma vez por semana, de acordo com as instruções de lavagem. A Hill-Rom recomenda que o produto seja utilizado apenas dentro da sua estimativa do tempo de vida útil.


## Instruções de reciclagem

A SeatStrap deve ser considerada resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfecção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.

Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar primeiro o apoio técnico da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura.


## Aplicação



Desça a SeatStrap o mais para baixo possível sob as nádegas.  
**Sugestão:** O reforço de plástico facilita a aplicação.

Aplique o colete de suporte. Aproxime-se do elevador sit-to-stand Sabina. Encaixe os anéis das bandas do colete à barra de suporte. Para obter mais instruções, consulte o manual de utilização do colete e do elevador utilizados.  
Esticar as bandas da SeatStrap e enfiar os anéis das bandas adequados à barra de suporte SeatStrap SlingBar.


## Subir



Iniciar a elevação. A SeatStrap auxilia na primeira parte da elevação.

Na posição elevada, a SeatStrap perde a sua carga e pode facilmente ser afastada para o lado para facilitar as idas à casa de banho, por exemplo.

## Regressar a uma posição sentada




Se não utilizar a SeatStrap, será mais fácil colocar o paciente na posição correta na cadeira de rodas durante a descida.

## Descrição geral da Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nome	Prod. n.º	Material	Comprimento (parte de tecido)	Carga máx.
Sabina Seatstrap	3591115	Tecido de poliéster e plastificado	50 cm	200 kg

### Reforço de plástico

É fornecido com a SeatStrap um reforço de plástico (polietileno) que se destina a facilitar a aplicação.



### Combinações

A Sabina SeatStrap destina-se a ser utilizada apenas com os elevadores sit-to-stand Liko Sabina™ e com a Sabina SeatStrap SlingBar. As combinações de acessórios/productos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)