

Ürün Açıklaması

SeatStrap, kaldırmanın ilk kısmında yardımcı olmak için hastanın kalçasının altına yerleştirilen bir aksesuardır. Kaldırma sırasında kalçasını kaldırmak için yardıma ihtiyacı olan hastalara uygundur. Bu işlem, destek yeleğinin yukarı kayarak kolların altında istenmeyen basınca neden olmasını önler.

Sabina SeatStrap, yalnızca Liko Sabina™ ayakta dik durmaya yardımcı liftlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SeatStrap her zaman Liko'nun destek yeleklerinden biriyle birlikte kullanılır. Ayrıca lift, Sabina SeatStrap SlingBar ile tamamlanmalıdır.

Birlikte tedarik edilen plastik destek, SeatStrap'ın uygulanmasını kolaylaştırır. Plastik destek SeatStrap'ın altındaki kumaş cep içine yerleştirilir ve SeatStrap'ın hastanın kalçasının altına uygulanmasını kolaylaştırır.





















Bu belgede taşınan kişiye hasta, hastaya yardımcı olan kişiye ise bakım veren denmiştir.

ÖNEMLİ!

Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk içerir. Kullanım öncesinde hem hasta liftine hem de kaldırma aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren kişi olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Hastanın kaldırma işlemini zarar görmeden tamamlama kabiliyetine dikkat etmelisiniz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Sembol Açıklaması

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun
	CE işareti
	Yasal üretici
	Üretim tarihi
	Ürün Tanımlayıcısı
	Seri Numarası
	Tıbbi cihaz
	Kuru temizleme yapmayın
	Ütü yapmayın
	Tamburlu kurutma
	Tamburlu kurutma yapmayın
	Yıkama Sembol, her zaman °C ve °F cinsinden önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.
	Lateks içermez
	Düzenli denetleme
	Çamaşır suyu kullanmayın
	Gölgede asarak kurutun
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ürünün dışında.
	Sembol ürünün dışında.
	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası

Güvenlik Talimatları

⚠️ Kaldırma işleminden önce şu noktaları aklınızda bulundurun:

- Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren kişi sayısının bir veya birden fazla olup olmayacağına karar vermelidir.
- Kaldırma işleminin mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kaldırma işlemi önceden planlayın.
- Liko'nun askı çubuklarında mandallar olsa da ürün kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Hasta yattığı yerden kaldırılmadan önce ve kayışlar tam olarak uzatıldıktan sonra kayışların askı çubuğunun kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Kaldırma sırasında hastayı asla tek başına bırakmayın.
- Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
- Daima ergonomik çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.

CE Tıbbi Cihaz Sınıf I Ürünü

Ürün Değişiklikleri

Liko ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko; ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikalıdır. Liko ayrıca çevre standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Bakım ve Onarım

Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Kayışlar
- Dikiş yerleri
- Halkalar

⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Yıkama talimatları: Lütfen SeatStrap'ın ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın. Yıkamadan önce plastik desteği çıkarın (bkz. sayfa 4). Plastik destek dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Düzenli Denetleme

Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürünler normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkaniyorsa daha sık denetim gerekebilir. Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü

Ürünün beklenen kullanım ömrü 1-5 yıldır. Beklenen kullanım ömrü, yıkama talimatlarına göre günde 10 kullanım ve haftada bir yıkama esas alınarak hesaplanmaktadır. Hill-Rom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılmasını önerir.


Geri Dönüşüm Talimatları

SeatStrap, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için Hill-Rom; cihazların güvenli şekilde kullanılmasını ve atılmasını, kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler, tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Emin olmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

Uygulama




SeatStrap'ı kalçanın mümkün olduğu kadar altına indirin.
İpucu: Plastik destek uygulamayı kolaylaştırır.

Destek yeleğini uygulayın. Sabina ayakta dik durmaya yardımcı lifte yaklaşın. Yeleğin kayış halkalarını askı çubuğuna bağlayın. Daha fazla talimat için kullanılan yelek ve liftin talimat kılavuzuna bakın.

SeatStrap üzerindeki kayışları gerin ve uygun kayış halkalarını SeatStrap SlingBar'a bağlayın.


Kaldırma



Kaldırmayı başlatın. SeatStrap kaldırmanın ilk aşamasına yardımcı olur.

Kaldırılmış pozisyonda Koltuk kayışı yükünü sıfırlar ve örneğin tuvalete gitmeyi kolaylaştırmak üzere kolayca kenara itilebilir.

Tekrar Oturma Pozisyonuna Getirme




Alçaltma sırasında hastanın tekerlekli sandalyede doğru pozisyona yerleştirilmesi SeatStrap kullanılmazsa daha kolaydır.

Liko™ Sabina™ SeatStrap'e Genel Bakış

İsim	Ürün No.	Malzeme	Uzunluk (kumaş kısım)	Maks. Yük
Sabina SeatStrap	3591115	Polyester, plastik kaplı ağ	50 cm	200 kg

Plastik Destek

SeatStrap ile bir plastik destek (polietilen) uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir.



Kombinasyonlar

Sabina SeatStrap, yalnızca Liko Sabina™ ayakta dik durmaya yardımcı liftler ve Sabina SeatStrap SlingBar ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Liko tarafından önerilen aksesuar/ürün kombinasyonları dışındaki kombinasyonlar, hasta güvenliği açısından risk oluşturabilir.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom