

### Descrição do produto

**A Liko SilhouetteSling é uma funda flexível que se adapta ao corpo e o seu design pretende ocupar o mínimo de espaço na cadeira de rodas.**

Proporciona uma postura sentada ligeiramente reclinada e suporta toda a parte superior do corpo, o que é bom para pacientes com estabilidade reduzida na cabeça e no tronco. O paciente pode manter os braços por fora ou por dentro da funda. O apoio da cabeça é ajustável.

O design e material tornam a SilhouetteSling particularmente adequada para elevar para assentos moldados, dado que a funda normalmente fica na cadeira de rodas depois de terminada a operação de elevação. Isto torna-a muito procurada para situações de cuidados e reabilitação, onde é comum a utilização de Shells para sentar e de assentos moldados.

A SilhouetteSling também pode ser utilizada para tomar banho ou duche.

Uma funda bem ajustada e cuidadosamente aplicada irá proporcionar ao paciente uma excelente sensação de segurança, assim como um elevado nível de conforto.

#### Tamanhos

A SilhouetteSling está disponível em diferentes tamanhos. É importante escolher o tamanho correto para obter o máximo nível de conforto e segurança. Uma funda demasiado grande aumenta o risco de o paciente deslizar para fora da mesma, enquanto uma funda demasiado pequena pode apertar a zona da virilha e causar desconforto.

#### Tecidos

A SilhouetteSling é feita em tela de poliéster confortável e flexível, que permite a passagem do calor e humidade do corpo.

*Neste documento, a pessoa elevada é referida como paciente e a pessoa que auxilia como cuidador.*

#### **IMPORTANTE!**





















A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia o manual de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Tenha atenção à capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, contacte o fabricante ou o fornecedor.

# Índice

Descrição dos símbolos .....	3
Instruções de segurança .....	4
Cuidados e manutenção.....	5
Definições.....	5
Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte .....	6
Como engatar uma SilhouetteSling numa barra de suporte com 4 ganchos (Twin Bars e Cross Bars) .....	7
Elevar de uma posição sentada .....	8
Elevar para uma posição sentada .....	9
Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas .....	9
Elevar da cama .....	10
Elevar para a cama .....	11
Remover a funda com o paciente sentado na cama .....	11
Remover a funda com o paciente deitado na cama .....	11
Conselhos para a prova .....	12
Formas diferentes de conectar os apoios das pernas .....	12
Ajuste do apoio da cabeça.....	12
Diferentes posições sentadas dependem da escolha de barra de suporte .....	12
O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?.....	13
Posição para encurtar.....	13
Acessórios .....	14
Descrição geral da Liko™ SilhouetteSling Mod. 22 .....	14
Combinações recomendadas .....	14

## Descrição dos símbolos

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

Símbolo	Descrição
	Aviso. Utilizado quando é necessário muito cuidado e muita atenção.
	Ler o manual de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Número de referência
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não limpar a seco
	Não passar a ferro
	Secagem na máquina de secar
	Não secar na máquina de secar
	Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C e °F.
	Não contém látex
	Inspeção periódica
	Não utilizar lixívia
	Secar no exterior à sombra
	Direção para cima e símbolo no exterior do equipamento.
	Símbolo no exterior do equipamento.
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

## Instruções de segurança

### **⚠ Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:**

- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir, para cada caso, se é necessário estarem presentes um ou mais cuidadores.
- Certifique-se de que a funda selecionada satisfaz as necessidades do paciente no que se refere a modelo, tamanho, tecido e design.
- Por razões de segurança e higiene, devem ser utilizadas fundas individuais.
- Planeie a operação de elevação de modo a que esta decorra da forma mais segura e suave possível.
- Verifique se o acessório de elevação está pendurado verticalmente e se move livremente.
- Embora as barras de suporte da Liko estejam equipadas com fechos, deve ser exercido um cuidado especial. Com as bandas totalmente esticadas, mas antes de elevar o paciente da superfície, verifique se as bandas estão corretamente conectadas aos ganchos da barra de suporte.
- Antes de transferir o paciente para outro local, verifique se este está sentado na funda de forma segura.
- Nunca elevar o paciente da superfície mais alto do que o necessário para efetuar a elevação e transferência.
- Nunca deixe um paciente sozinho durante a elevação.
- Certifique-se de que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc. estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhe sempre de forma ergonómica. Tire partido da capacidade do paciente de participar ativamente nas operações.
- Não expor a funda à luz solar direta quando esta não estiver a ser utilizada.

**⚠ A fixação incorreta da funda na barra de suporte pode causar ferimentos graves no paciente.**

**⚠ Virar manualmente o paciente na cama pode causar ferimentos no cuidador.**

**CE** Dispositivo médico, produto de Classe I

**PATENTE [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet acima.**

As empresas Hill-Rom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

### **Alterações ao produto**

Os produtos da Liko estão sujeitos a desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a norma ISO 9001 e equivalente para a indústria de aparelhos médicos ISO 13485. A Liko também está certificada de acordo com a norma ambiental ISO 14001.

### **Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE**

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

## Cuidados e manutenção

Verifique a funda antes de cada utilização. Verifique se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis

**⚠ Não utilize acessórios de elevação danificados.**

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.

**Instruções de lavagem:** consulte a etiqueta de produto da funda e o anexo "Cuidados e manutenção das fundas Liko" fornecido.

### Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se o produto for utilizado ou lavado mais frequentemente do que o normal. Consulte o protocolo da Liko "Inspeção periódica dos produtos têxteis Liko". Para ter acesso aos protocolos, contacte o representante Hill-Rom.

### Estimativa do tempo de vida útil

O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 1 a 3 anos com uma utilização normal. A estimativa do tempo de vida útil varia consoante o tecido, a frequência de utilização, o procedimento de lavagem e o peso transportado.


### Instruções de reciclagem

Toda a funda, incluindo ripas, material de enchimento, etc., deve ser considerado como resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfecção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.
















Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar em primeiro lugar a assistência técnica da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura

## Definições




1. Marcação do tamanho
2. Etiqueta de produto
3. Número de série
4. Etiqueta: inspeção periódica
5. Etiqueta: marcação individual (Belongs to [Pertence a])
6. Anel da banda superior
7. Apoio para a cabeça
8. Anel para tronco
9. Extremidade inferior
10. Apoio das pernas
11. Posição para encurtar
12. Anel do apoio das pernas





## Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte

Barra de suporte	Anéis de funda nos ganchos da barra de suporte	Correto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

### Errado!



# Como engatar uma SilhouetteSling numa barra de suporte com 4 ganchos (Twin Bars e Cross Bars)

 <p>A Anel da banda superior</p> <p>C Anel para tronco</p> <p>B Anel do apoio das pernas</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>As ilustrações 1, 2 e 3 mostram uma Twin Bar, mas também se aplica a uma Cross-Bar.</p>


## Elevar de uma posição sentada

Normalmente, o paciente é inclinado para a frente durante a aplicação, sendo por isso importante que um cuidador se coloque à frente do paciente para evitar que este caia para a frente.




Coloque a funda por trás das costas do paciente com a etiqueta de produto voltada para fora. Dobre a extremidade inferior da funda à volta das pontas dos dedos para facilitar a orientação da mesma para o devido lugar. Usando a palma da mão, empurre a extremidade inferior da funda para baixo até ao nível do cóccix do paciente – **isto é muito importante**. **Sugestão:** o posicionamento correto é facilitado se o paciente se inclinar/for inclinado ligeiramente para a frente.

Puxe os apoios das pernas da funda para a frente, ao longo da parte exterior das coxas do paciente. Coloque a palma da mão entre o corpo do paciente e a funda e empurre a extremidade inferior do apoio das pernas para baixo, em direção ao assento. Em simultâneo, puxe o apoio das pernas para a frente com a outra mão, a fim de esticá-lo.



Puxe os apoios das pernas para a frente para alisar quaisquer vincos nas costas. **Sugestão:** segure com cuidado na zona por baixo dos joelhos ajuda a puxar os apoios das pernas para a frente. Verifique se ambos os apoios das pernas estão à mesma distância.

Insira os apoios das pernas por baixo de cada coxa. **Sugestão:** a aplicação dos apoios das pernas é facilitada se as pernas do paciente estiverem ligeiramente levantadas do assento. Isto pode ser alcançado colocando os pés do paciente na placa de suporte para os pés ou na sua própria perna, conforme ilustrado.




Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. Prepare a conexão dos apoios das pernas. A forma mais comum de aplicar a funda é através de apoios das pernas cruzados. Para métodos alternativos, consulte a página 12.

Primeiro, encaixe os anéis do tronco na barra de suporte. Os braços do paciente podem ficar por dentro ou por fora da funda. De seguida, encaixe os anéis superiores da banda à barra de suporte. Selecione os anéis conforme as necessidades do paciente, consulte **Ajuste do apoio da cabeça**, página 12. Finalmente, encaixe os anéis dos apoios das pernas à barra de suporte. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.



## Elevar para uma posição sentada

Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas, é importante que o paciente fique bem encostado às costas da cadeira para ficar bem sentado. Isto pode ser alcançado de várias maneiras.



*Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas:* incline a cadeira para trás durante a descida do paciente. Deixe as nádegas do paciente deslizarem para baixo pelo encosto durante a última parte. Controle o ângulo da cadeira de rodas com o pé no suporte de inclinação.

*Alternativa:* aplique uma pressão ligeira por baixo dos joelhos do paciente durante a sequência de descida, de forma a guiar as nádegas em direção ao encosto da cadeira.

A SilhouetteSling é frequentemente deixada ficar na cadeira depois de terminada a elevação e, nesse caso, os anéis das bandas e os anéis dos apoios das pernas podem ser dobrados e arrumados na cadeira.

### Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas



Remova cuidadosamente o apoio das pernas. A forma mais suave de o fazer é puxando os anéis dos apoios das pernas para fora por baixo da parte de tecido do apoio das pernas.


Remova a funda puxando-a cuidadosamente para cima.

## Elevar da cama

Recomendamos que a funda seja aplicada com o paciente deitado na horizontal, dado esta ser a forma mais fácil de o fazer. Em alguns casos, por exemplo, se o paciente não puder ficar deitado na horizontal, a funda pode ser aplicada com o paciente sentado na cama (consulte **Método alternativo de aplicação da funda** abaixo).

Pense na sua própria postura de trabalho, bem como no conforto do paciente. Utilize as funções de subida e de descida da cama.

**⚠ Se a cama não estiver equipada com uma cabeceira que possa ser elevada/descida, deve ter especial atenção durante a primeira parte da elevação para não haver demasiado esforço no pescoço do paciente. O cuidador deve então apoiar manualmente o pescoço do paciente.**



Vire o paciente na sua direção para evitar o risco de cair da cama. Insira a extremidade da funda por baixo do paciente com a extremidade inferior **ao nível do cóccix**. O canto superior do apoio da cabeça não deve estar mais abaixo do que a cabeça para que possa proporcionar um apoio de cabeça suficiente durante a elevação. Dobrar a funda de forma a que o seu centro corresponda à coluna vertebral do paciente quando este for novamente virado de forma suave. Com cuidado, puxe a funda para a retirar do lado oposto.

Insira os apoios das pernas por baixo das pernas. A melhor forma de o fazer é pressionar o apoio das pernas contra o colchão enquanto o introduz sob a coxa. Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. Os apoios das pernas podem ser conectados de diferentes formas, consulte a página 12.

Eleve a cabeceira da cama. Primeiro, encaixe os anéis do tronco na barra de suporte e de seguida nos anéis superiores da banda. Selecione os anéis conforme as necessidades do paciente, consulte **Ajuste do apoio da cabeça**, página. 12. Finalmente, encaixe os anéis dos apoios das pernas à barra de suporte. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.


**Método alternativo de aplicação da funda:** eleve a cabeceira da cama atrás do paciente. Coloque a funda na cama com a etiqueta de produto virada para baixo, na direção do colchão. Faça deslizar a funda para baixo, atrás das costas do paciente, de forma a que a extremidade inferior **fique ao nível do cóccix**. **Sugestão!** A aplicação é facilitada se o paciente se inclinar/for inclinado para a frente.

## Elevar para a cama

Pense na sua própria postura de trabalho, bem como no conforto do paciente. Utilize as funções de subida e de descida da cama.

**⚠** Se a cama não estiver equipada com uma cabeceira que possa ser elevada/descida, deve ter especial atenção durante a última parte da descida para não haver demasiado esforço no pescoço do paciente. O cuidador deve então apoiar manualmente o pescoço do paciente.

### Remover a funda com o paciente sentado na cama




Posicione o paciente acima da cama. Eleve a cabeceira da cama. Baixe o paciente até à cama.

Remova os apoios das pernas puxando os anéis dos apoios das pernas por baixo da parte de tecido dos apoios das pernas.

**Sugestão:** isto é mais fácil se o paciente dobrar as pernas.


Remova a funda puxando-a cuidadosamente para cima.

### Remover a funda com o paciente deitado na cama



Posicione o paciente acima da cama. Eleve a cabeceira da cama. Baixe o paciente até à cama. Desça a cabeceira da cama.

Coloque os anéis dos apoios das pernas por baixo do próprio apoio das pernas, entre as pernas do paciente.



Agarre a extremidade da funda. Empurre a funda sob si mesma. Pressione a funda contra o colchão e por baixo do paciente.


Vire cuidadosamente o paciente para o lado. Agarre a funda pela parte de baixo e retire-a cuidadosamente.

## Conselhos para a prova

### Formas diferentes de conectar os apoios das pernas

Antes de selecionar uma opção de conexão, deve ser feita uma avaliação individual para antecipar possíveis riscos.

Abaixo encontra conselhos mais generalizados, porque alguns destes princípios são válidos para vários modelos de fundas.



#### Apoios das pernas cruzados.

A forma mais comum de aplicar a funda. Passe um anel do apoio das pernas pelo outro antes de os conectar à barra de suporte.

#### Sobrepostos por baixo das duas coxas.

Pode ser adequado para elevar um paciente com as pernas amputadas, por exemplo. **Sugestão:** para evitar que a postura sentada do paciente seja demasiado reclinada, é possível engatar Extension Loops nos anéis dos apoios das pernas.

#### Cada apoio das pernas é conectado separadamente à barra de suporte.

Isto pode ser adequado para elevar pacientes mais sensíveis na zona genital.

⚠ **Maior risco de deslizar para fora.**


### Ajuste do apoio da cabeça

O apoio da cabeça da SilhouetteSling pode ser ajustado em duas posições diferentes.

*Alternativa 1:* o anel exterior do anel da banda superior encaixado na barra de suporte. A cabeça do paciente irá ficar numa posição ligeiramente reclinada.

*Alternativa 2:* o anel interior do anel da banda superior encaixado na barra de suporte. A cabeça do paciente irá ficar numa posição mais reta.

### Diferentes posições sentadas dependendo da escolha de barra de suporte




A SilhouetteSling em combinação com a **Liko Universal SlingBar 350/450** ou com a **SlingGuard 450** proporciona uma posição sentada ligeiramente reclinada.

A SilhouetteSling em combinação com a **Liko Sling Cross-bar 450/670** proporciona uma posição sentada mais reclinada.

A Universal SlingBar 350/450 em combinação com as **SideBars** proporciona o mesmo grau de posição sentada reclinada.

## O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?

Abaixo encontra conselhos mais generalizados, porque alguns destes princípios são válidos para vários modelos de fundas.



**A. Risco de deslizar para fora.** As nádegas ficam suspensas. A funda pode ser demasiado grande. Também pode dever-se ao facto de a funda não ter sido suficientemente puxada para baixo nas costas do paciente.

Antes de elevar, verifique se o canto inferior está esticado e se o tecido cobre bem as pernas.

**B. Uma funda demasiado pequena** pode fazer com que os apoios das pernas apertem a zona genital causando desconforto e a barra de suporte fique demasiado perto da cara e/ou cabeça proporcionando um apoio insuficiente.

A extremidade inferior da funda está ao mesmo nível do cóccix. Os apoios das pernas estão devidamente posicionados sob as pernas.


### Posição para encurtar

Em determinados casos, para o paciente ficar bem sentado na funda, é melhor encurtar o anel dos apoios das pernas. A posição para encurtar pode ser utilizada temporariamente para testar o comprimento adequado, mas a utilização prolongada pode danificar os bartacks. No entanto, se pretender encurtar o anel dos apoios das pernas para uma utilização durante um longo período de tempo, recomendamos que faça um nó no anel para o encurtar em cerca de 10 cm. Neste caso, é o anel exterior dos apoios das pernas que deve ser conectado à barra de suporte.

## Acessórios

Extension Loop, verde, 12 cm  
 Extension Loop, verde 22 cm  
 Extension Loop, cinzento, 12 cm  
 Extension Loop, cinzento, 22 cm

Prod. n.º 3691102  
 Prod. n.º 3691103  
 Prod. n.º 3691302  
 Prod. n.º 3691303



## Descrição geral da Liko™ SilhouetteSling Mod. 22

Produto	Prod. n.º	Tamanho		Peso do paciente <sup>1</sup>	Carga máx. <sup>2</sup>
Liko SilhouetteSling	3522603	XS	Extra pequeno	20-28 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522604	S	Pequeno	25-50 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522605	M	Médio	45-75 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522306	L	Grande	65-100 kg	200 kg

<sup>1</sup>O peso do paciente indicado é apenas uma orientação, poderá haver variações.

<sup>2</sup>Para manter a carga máxima, é necessário que o elevador/os acessórios sejam destinados para a mesma carga ou uma carga superior.

**Material:** a SilhouetteSling está disponível em tela de poliéster.

### Combinações recomendadas

Combinações recomendadas da Liko SilhouetteSling e das barras de suporte Liko:	Mini 220	Barra de suporte 350 <sup>4</sup>	Barra de suporte 450 <sup>2</sup>	Barra de suporte 600 <sup>5</sup>	Twin bar 670 <sup>3</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
SilhouetteSling, XS	1	1	2	4	3	1	3	1	1
SilhouetteSling, S	2	1	1	3	3	1	3	1	1
SilhouetteSling, M	2 <sup>1</sup>	1	1	3	2	1	2	1	1
SilhouetteSling, L	2 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1	3	1	1	2	1 <sup>1</sup>	1

<sup>1</sup> Braços por fora da funda

<sup>2</sup> A barra de suporte 450 está relacionada com a barra de suporte Universal SlingBar 450 Prod. n.º. 3156075, 3156085, e 3156095, SlingBar Standard 450 Prod. n.º. 3156001, 3156003, 3156007 e 3156016, assim como SlingGuard 450 Prod. n.º. 3308020 e 3308520.

<sup>3</sup> A Twin bar 670 está relacionada com a Universal TwinBar 670 Prod. n.º. 3156077 e 3156087, assim como, SlingGuard 70 Twin Prod. n.º. 3308040 e 3308540.

<sup>4</sup> A barra de suporte 350 está relacionada com a Universal SlingBar 350 Prod. n.º 3156074, 3156084 e 3156094.

<sup>5</sup> A barra de suporte 600 está relacionada com a Universal SlingBar 600 Prod. n.º 3156076 e 3156086.

**Legenda:** 1 = Recomendado, 2 = Pode funcionar, 3 = Não aconselhável, 4 = Inapropriado

### Outras combinações

As combinações de acessórios/produtos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.



www.hillrom.com

Liko AB  
 Nedre vägen 100  
 975 92 Luleå, Sweden  
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**