


Návod k použití



Popis výrobku

Pacientský vak s vysokými zády Liko Soft Original HighBack Sling je základní model, který je určen k přizpůsobení pacientovi bez individuálních úprav a je jedním z našich nejpoužívanějších pacientských vaků.

Zajišťuje ležce zakloněnou sedící polohu a vynikající podporu celého těla, která je správná pro pacienty se sníženou stabilitou hlavy a trupu. Správně připevněný a pečlivě vybraný závěs dává pacientovi výjimečný pocit bezpečí a také vysoký stupeň pohodlí.

Soft Original HighBack Sling lze použít ve všech běžných situacích ke zvedání. Měkká vyztužená podpěra hlavy Soft poskytuje výjimečně pohodlné podepření hlavy v poloze vsedě i vleže na zádech.

Tkaniny

Soft Original HighBack Sling je dostupný v provedení z polyesteru. Polyester je velmi trvanlivý a má nízké tření, takže se vak snadno navléká a také snadno odstraňuje.

Pro ty, kteří požadují příslušný vak, avšak jinou tkaninu, doporučujeme použít Original HighBack Sling Mod. 200/210. Original HighBack Sling je vyroben ze síťového polyesteru, který se doporučuje, pokud vak má být po přesunu ponechán na křesle. Ke koupání a sprchování je k dispozici verze z poplastované síťoviny, která je propustná pro vodu a snadno se otírá. Tento materiál rychle schne a pacienta nestudí tak jak

by jej studila vlhká, savá tkanina.

Popruhy zvedáku pacientského vaku jsou vždy vyrobeny z odolného polyesteru a jsou velmi bezpečné.

Velikosti

Soft Original HighBack Sling je dostupný v různých velikostech. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezpečnosti pacienta je důležitý výběr správné velikosti. Příliš velký závěsný vak zvyšuje riziko vyklouznutí pacienta, zatímco příliš malý závěsný vak by se pacientovi mohl zařezávat do třísel a způsobit nepohodlí.

U velkých velikostí může být správnou volbou kombinace s dvojitou hrazdou 670.

Podpěry nohou

Pacientský vak Soft Original HighBack Sling je opatřen podpěrami nohou s výztužnými vložkami, které poskytují vysoký stupeň pohodlí, rozkládají tlak a brání mačkání závěsu pod stehny.

Vhodné zvedáky

Soft Original HighBack Sling je možno použít spolu se stropními a mobilními zvedáky Liko. Vybrat si můžete ze stropních zvedáků LikoGuard™, Likorall™ a Multirall™ nebo mobilních zvedáků Golvo™, Viking™, Uno™ a Liko™ M220/M230.

V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

DŮLEŽITÉ!





















Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Obsah

Popis symbolů	3
Bezpečnostní pokyny	4
Péče a údržba	5
Definice	5
Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám	6
Způsob upevnění patientského vaku Soft Original HighBack Sling s vysokými zády k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojitě hrazdy a křížové závěsné hrazdy)	7
Zvedání ze sedu	7
Spouštění do sedu	9
Odstranění vaku v křesle / na židli / na invalidním vozíku	9
Zvedání z lůžka	10
Spouštění na lůžko	10
Odstranění vaku vsedě pacienta na lůžku	10
Odstranění vaku vleže pacienta na lůžku	11
Zvedání z podlahy	11
Spouštění na podlahu	12
Doporučení uchycení	12
Různé polohy vsedě	12
Různé způsoby připojení podpěry nohou	13
Pacient nesedí správně v závěsném vaku – Proč?	13
Poloha pro zkrácení	13
Příslušenství	14
Přehled Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26	14
Doporučené kombinace	14

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Sušení v sušičce
	Zákaz sušení v bubnové sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Pravidelné prohlídky
	Nebělte
	Sušte na šňůře ve stínu
	Směr vzhůru a symbol na vnější části vybavení.
	Symbol na vnější části vybavení.
	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

Před zvedáním mějte na paměti následující body:

- Zodpovědná osoba na vašem pracovišti musí individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jeden nebo více ošetřovatelů.
- Zkontrolujte, zda zvolený patientský vak odpovídá potřebám pacienta, co se týče typu, velikosti, tkaniny a konstrukce.
- Celkové maximální zatížení pro zvedací systém je vždy odvozeno od produktu s nejnižším stanoveným maximálním zatížením v systému.
- Z bezpečnostních a hygienických důvodů používejte individuální patientské vaky.
- Naplánujte si postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nejpohodlněji.
- Zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svisle a zda se může volně pohybovat.
- Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy vesty, zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.
- Před přesunem pacienta na jiné místo zkontrolujte, zda ve vaku sedí bezpečně.
- Nikdy nezvedejte pacienta nad podkladovou plochu výše, než je nutné k dokončení pohybu zvednutí a přesunu.
- Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru.
- Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka.
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.
- Pokud se patientský vak nepoužívá, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

 Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.

 Ruční otáčení pacienta na lůžku může způsobit poranění ošetřovatelů.

 Zdravotnický prostředek třídy 1

PATENT www.hillrom.com/patents

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů. Viz výše uvedenou internetovou adresu.

Společnosti skupiny Hill-Rom jsou držiteli evropských, amerických a jiných patentů a předkladateli projednávaných patentových přihlášek.

Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobní řady Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485.

Společnost Liko je také certifikovaná podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a údržba

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Závěsné smyčky

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokyny pro praní: Viz štítek výrobku na patientském vaku a přiložený dodatek „Patientské vaky Liko – péče a údržba“.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud je výrobek používán nebo čištěn častěji, než je obvyklé. Viz protokol „Pravidelné prohlídky textilních výrobků společnosti Liko“. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Výrobek má předpokládanou životnost 1–5 let za normálního použití. Životnost se liší podle tkaniny, četnosti použití, postupu praní a nošené hmotnosti.


Pokyny pro recyklaci

Celý produkt včetně dlah, výplňového materiálu atd. by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředí po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.
















V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Definice




1. Sériové číslo
2. Štítek výrobku
3. Štítek: Pravidelné prohlídky
4. Horní smyčka popruhu
5. Měkká podpěra hlavy s výztuhami
6. Rukojeť
7. Pásek (je-li použit)
8. Střední zadní popruh / označení velikosti
9. Podpěra nohou
10. Poloha pro zkrácení
11. Smyčka podpěr nohou
12. Dolní okraj


Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám

Závěsná hrazda	Smyčky patientského vaku k hákům závěsné hrazdy	Správně
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Univerzální</p>		
 <p>Dvojitý SlingGuard™</p>		
 <p>Univerzální dvojitá hrazda</p>		
 <p>Křížová hrazda</p>		

Špatně!




Způsob upevnění patientského vaku Soft Original HighBack Sling s vysokými zády k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojité hrazdy a křížové závěsné hrazdy)




Zvedání ze sedu

Při umísťování závěsného vaku by měli pracovat dva ošetřovatelé za použití ergonomických principů. Během aplikace vaku je potřeba pacienta obvykle naklonit dopředu, a proto je důležité, aby před ním stál ošetřovatel, který eventuálně zabrání jeho pádu dopředu.




Závěsný vak umístěte za záda pacienta tak, aby štítek výrobku směřoval ven. Přehněte spodní okraj popruhu kolem konečků prstu, tím snadněji navedete popruh na své místo.

Dolní okraj vaku zatlačte dlaní směrem dolů až na úroveň kostrče pacienta – **to je velmi důležité**. Tip: Správné umístění je snadnější, pokud se pacient nakloní lehce dopředu.




Vytáhněte podpěry nohou závěsného vaku dopředu podél vnějších stran stehna pacienta. Umístěte dlaň mezi tělo pacienta a závěsný vak a zatlačte spodní hranu podpěry nohou dolů směrem k sedací části lůžka. Zároveň druhou rukou vytáhněte podpěru nohou dopředu, aby se natáhla.

Vytáhněte podpěry nohou dopředu, aby se vyrovnaly veškeré záhyby na zádech. Zkontrolujte, že obě podpěry nohou vyčnívají o stejnou vzdálenost. **Tip:** Jemným přidržením kolene pod číškou usnadní vytažení podpěry nohy dopředu.



Umístěte podpěry nohou pod obě stehna. Zkontrolujte, že tkanina je napnutá a zda správným způsobem obepíná celou nohu. **Tip:** Použití podpěr nohou bude snadnější, pokud se pacientovi nohy ze sedací části lůžka mírně zvednou. To můžete udělat třeba tak, že pacientova chodidla umístíte na podnožku nebo na vlastní nohu, jak je ukázáno na obrázku.

Připravte si připojení podpěr nohou. Nejpoužívanější způsob aplikace závěsného vaku je spolu se zkříženými podpěrami nohou. Alternativní způsoby viz strana 13.




Tip: Zkontrolujte, zda všechny závěsná poutka mají stejnou délku, tj. jsou ve stejné výšce, když se před zvednutím natáhnou. Pokud poutka nejsou ve stejné výšce, upravte polohu závěsného vaku.

Nejdříve k hákům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Na stranách 6 až 7 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám. Zvedněte pacienta.

Spouštění do sedu

Při přemísťování pacienta na invalidní vozík je důležité, abyste pacienta posadili dostatečně dozadu, aby na vozíku seděl správně. Toho lze docílit několika způsoby.



Při umísťování pacienta na invalidní vozík: Během spouštění pacienta zakloňte vozík dozadu. Během poslední části nechte hýždě sjet dolů po opěrce zad. Pomocí chodidla na podpěře naklání udržujte úhel invalidního vozíku pod kontrolou.

Alternativně: Během spouštění mírně zatlačte pod kolena pacienta tak, aby se hýždě nasměrovaly směrem k opěrce zad vozíku. Pokud má závěsný vak rukojeti, můžete je použít jako vodítko.

⚠ Nepoužívejte rukojeti ke zvedání! Nadměrný tlak na rukojeti by mohl způsobit roztržení závěsného vaku.

Odstranění vaku v křesle / na židli / na invalidním vozíku

Po provedení přesunu se doporučuje patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat na vozíku, doporučuje se použít Original HighBack Sling Mod. 200/210 vyrobený ze síťovaného polyesteru.




Opatrně odstraňte podpěry nohou. Nejšetrnější způsob je vytáhnutím smyček podpěr nohou pod tkaninovou částí podpěry nohou.

Opatrným tažením vzhůru odstraňte závěs.

Zvedání z lůžka

Doporučujeme použít závěsný vak, když pacient leží ve vodorovné poloze, protože to je nesnadnější postup. V některých případech, např. když pacient nemůže ležet vodorovně, může být závěsný vak aplikován na pacienta, který je posazen na lůžku (viz **Alternativní způsob aplikace závěsného vaku** níže).

Myslete na své vlastní držení těla při práci a na pohodlí pacienta. Při zvedání a spuštění pacienta používejte funkce na lůžku.



Nakloňte pacienta k sobě, aby nemohl spadnout z lůžka. Umístěte okraj závěsného vaku pod pacienta tak, aby byl jeho spodní okraj **v úrovni kostrče**. Závěsný vak složte tak, aby střední zářadový popruh kopíroval páteř pacienta, zatímco jej obracíte jemně zpět dozadu. Opatrně vytahujte závěsný vak z druhé strany.

Vložte podpěry nohou pod nohy. To se nejlépe provede vtlačení podpěry nohou do matrace a jejím vsunutím pod stehno. Zkontrolujte, že tkanina je napnutá a zda správným způsobem obepíná celou nohu. Podpěry nohou lze připojit různými způsoby, viz strana 13.


Zvedněte hlavovou část lůžka. Nejdříve k závěsné hrazdě připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Na stranách 6 až 7 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám. Zvedněte pacienta.

Alternativní způsob aplikace závěsného vaku: Zvedněte hlavovou část lůžka za pacientem. Položte závěsný vak na lůžko tak, aby štítek výrobku směřoval dolů k matraci. Posuňte závěsný vak dolů za pacientova záda tak, aby byl jeho spodní okraj **na stejné úrovni jako kostrč pacienta**. **Tip!** Aplikace je snadnější, pokud se pacient nakloní lehce dopředu.

Spouštění na lůžko

Po provedení přesunu se doporučuje patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat na lůžku, doporučuje se použít patientský vak ze síťového polyesteru. 200/210 vyrobený ze síťovaného polyesteru. Myslete na své vlastní držení těla při práci a na pohodlí pacienta. Při zvedání a spuštění pacienta používejte funkce na lůžku.

Odstranění vaku vsedě pacienta na lůžku




Přesuňte pacienta do polohy nad lůžkem. Zvedněte hlavovou část lůžka pro pacientovo pohodlí. Spusťte pacienta na lůžko.

Opatrně odstraňte podpěry nohou. Nejšetrnější způsob je jejich vytáhnutí za smyčky při jejich vedení pod tkaninovou částí podpěry nohy. **Tip:** To je snadnější, když má pacient ohnuté nohy.


Opatrným tažením vzhůru odstraňte závěs.

Odstranění vaku vleže pacienta na lůžku



Přesuňte pacienta do polohy nad lůžkem. Zvedněte hlavovou část lůžka pro pacientovo pohodlí. Spusťte pacienta na lůžko. Spusťte hlavovou část.

Umístěte smyčky podpěr nohou pod vlastní podpěry mezi nohy pacienta.




Chytněte okraj závěsného vaku. Srolujte závěsný vak do sebe. Natlačte závěsný vak na matraci a pod pacienta.

Opatrně otočte pacienta na bok. Chytněte zesodu závěsný vak a opatrně jej vytáhněte ven.

Zvedání z podlahy


Níže je popsáno zvedání z podlahy pomocí mobilního zvedáku Golvo™. Stejná technika je vhodná i pro zvedání jinými mobilními nebo stacionárními zvedáky Liko. Přečtěte si pokyny k použití pro zvedák, který používáte.



Opatrně otočte pacienta na bok a zasuňte okraj patientského vaku pod pacienta tak, aby se dolní okraj dostal **na úroveň kostrče**. Závěsný vak složte tak, aby střední zádový popruh kopíroval páteř pacienta, zatímco jej obrátíte jemně zpět dozadu. Opatrně vytahujte závěsný vak z druhé strany.

Zkontrolujte, zda patientský vak leží symetricky pod pacientem; podle potřeby jeho polohu upravte. Vložte podpěry nohou pod nohy.






Urovnejte podpěry nohou pod nohama pacienta. Nejdříve k hákům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Na stranách 6 až 7 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám. Podpěra nohou by měla být dále od třísel, aby nepůsobila pacientovi nepohodlí. To je snadnější, když pacient ohne nohy.

Zvedání pacienta z podlahy. Pacienta lze mírně pootočit, aby se jeho hlava nedostala příliš blízko ke stojanu.

⚠ Mobilní zvedák by měl být zabrzděn, pokud při zvedání směřuje hlava pacienta ke zvedáku.


Spouštění na podlahu



Při zvedání na podlahu musí být kolečka zvedáku zajištěna. Když se pacient dotkne podlahy, zvedák je třeba odtáhnout dozadu, aby se vytvořil prostor pro hlavu. **Tip:** Při zvedání na tenkou cvičební podložku může být zvedák zasunut pod tuto podložku, takže podložka tvoří měkkou ochrannou vrstvu mezi zvedákem a pacientem. Je-li třeba závěsný vak odstranit, viz část „Odstranění vaku vleže pacienta na lůžku“, na straně 11.

Doporučení uchycení

Různé polohy vsedě




Pacientský vak Soft Original HighBack Sling zajišťuje pomocí **dvojbodového zavěšení** mírně zakloněnou sedící polohu a současně výbornou podporu hlavy a cca 90stupňový úhel v kyčelním kloubu.

Pacientský vak Soft Original HighBack Sling v kombinaci s **dvojitou hrazdou 670** zajišťuje větší šířku v ramenou než v místě podpěry nohou, což je pohodlné, pokud je pacient velký nebo citlivý na tlak na ramena.

- A. V kombinaci s křížovou závěsnou hrazdou Liko **Cross-bar** lze docílit poněkud více zakloněného postoje a většího úhlu kyčelního kloubu.
- B. V kombinaci s dvojitou rovnoběžnou závěsnou hrazdou **SideBars** je dosaženo trochu více zakloněné pozice a větší šířky v ramenou, než v oblasti podpěry nohou, což je pohodlné, je-li pacient citlivý na tlak na ramena.

Různé způsoby připojení podpěry nohou

Předtím, než zvolíte alternativu připojení, je třeba provést individuální vyhodnocení situace a zvážit možná rizika.



Zkřížené podpěry nohou.

Nejpoužívanější způsob aplikace závěsného vaku. Před připojením smyček k závěsné hrazdě se jedna smyčka podpěry nohou protáhne skrz druhou.

Překrytí pod oběma stehny.


Tato varianta může být vhodná například při zvedání pacienta po amputaci nohou. **Tip:** Aby se pacient při sezení moc nenahnul, je možné připevnit na smyčky podpěr nohou prodlužovací páky.

Každá podpěra nohy se k závěsné hrazdě připevní zvlášť.

Tato varianta může být vhodná při zvedání pacienta se zvláště citlivou oblastí genitálií.

⚠ Zvýšené riziko vyklouznutí.

Pacient nesedí správně v závěsném vaku – Proč?



A. Zvýšené riziko vyklouznutí. Hýždě se prověšují dolů. Závěsný vak je možná moc velký. Může to být také proto, že závěsný vak nebyl dostatečně natažen přes pacientova záda.

Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda je dolní okraj napnutý a zda tkanina správným způsobem obepíná celé stehno.

B. Závěs, který je příliš malý, může způsobit, že se podpěry nohou zařezávají do třísel a způsobují nepohodlí, dále že závěsná hrazda je příliš blízko obličeje a/nebo zádům a nemůže poskytovat dostatečnou podporu.

Spodní okraj závěsného vaku je na stejné úrovni jako kostrč. Podpěry nohou jsou pod nohama ve správné poloze.


Poloha pro zkrácení

V některých případech může být výhodnější zkrátit smyčky podpěr nohou, aby pacient ve vaku Soft Original HighBack Sling lépe seděl. Zkrácená poloha se může dočasně použít pro vyzkoušení správné délky, ale delší používání může poškodit štepování. Pokud však chcete zkrátit smyčky podpěr nohou pro dlouhodobější použití, doporučujeme uvázat na smyčce uzel a zkrátit ji tak asi o 10 cm. V tomto případě se k závěsné hrazdě připojuje vnější smyčka podpěry nohou.

Příslušenství

Prodlužovací pásek, zelený, 12 cm (5 in)
 Prodlužovací pásek, zelený, 22 cm (9 in)
 Prodlužovací pásek, šedý, 12 cm (5 in)
 Prodlužovací pásek, šedý, 22 cm (9 in)

Č. výrobku 3691102
 Č. výrobku 3691103
 Č. výrobku 3691302
 Č. výrobku 3691303



- 2 = 12 cm (5 in)
 - 3 = 22 cm (9 in)

Přehled výrobků Liko™ Soft Original HighBack Sling, mod. 26

Výrobek	Č. výrobku	Velikost		Hmotnost pacienta ¹	Max. zatížení
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Malá střední (drobný dospělý)	30-50kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Střední	40-80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Velká	70-120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra velká	110-250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra extra velká	200- kg	500 kg

¹ Uvedená hmotnost pacienta je pouze informativní – mohou existovat odchylky.

² Aby platilo toto maximální zatížení, musí mít zvedák i příslušenství stejné nebo vyšší povolené zatížení.

Materiál

Soft Original HighBack Sling je vyroben z polyesteru

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace patientských vaků Liko Soft Original HighBack Sling a závěsných hrazd Liko:	Mini 220	Sling bar 350 ³	Standard 450	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bar 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Závěsnými hrazdami 450 se rozumí Universal SlingBar 450 č. výrobku 3156075, 3156085 a 3156095 a také SlingGuard 450 č. výrobku 3308020 a 3308520.

² Dvojitými hrazdami 670 se rozumí Universal TwinBar 670 č. výrobku 3156077 a 3156087 a také SlingGuard 670 Twin č. výrobku 3308040 a 3308540.

³ Závěsnou hrazdou 350 se rozumí Universal SlingBar 350, č. výrobku 3156074, 3156084 a 3156094.

⁴ Závěsnou hrazdou 600 se rozumí Universal SlingBar 600, č. výrobku 3156076 a 3156086.

Vysvětlivky: 1 = Doporučeno, 2 = Může fungovat, 3 = Nedoporučeno, 4 = Nevhodné

Jiné kombinace

Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je zde doporučeno společností Liko, s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Švédsko
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
 patients and their caregivers:

Hill-Rom