

Περιγραφή προϊόντος

Ο σάκος Liko Soft Original HighBack Sling είναι ένα βασικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον ασθενή χωρίς ειδικές ρυθμίσεις και είναι ένας από τους σάκους μας που χρησιμοποιείται περισσότερο.

Επιτρέπει στον ασθενή να βρίσκεται σε ελαφρώς ημικλινή θέση, ενώ στηρίζει τέλεια ολόκληρο το σώμα, βοηθώντας ιδιαίτερα τους ασθενείς που δεν μπορούν να στηρίξουν καλά το κεφάλι και τον κορμό τους. Ένας σωστά και προσεκτικά τοποθετημένος σάκος δίνει στον ασθενή μια εξαιρετική αίσθηση ασφάλειας αλλά και άνεσης.

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές καταστάσεις ανύψωσης. Το μαλακό ενισχυμένο στήριγμα κεφαλής παρέχει επιπλέον άνετη στήριξη για την κεφαλή τόσο σε καθιστή όσο και σε ύπτια θέση.

Υφάσματα

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling είναι διαθέσιμος σε πολυεστέρα. Ο πολυεστέρας είναι ένα πολύ ανθεκτικό ύφασμα που δεν τρίβεται, διευκολύνοντας την εφαρμογή και αφαίρεση του σάκου.

Για όσους χρειάζονται ένα σάκο με αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά από διαφορετικό ύφασμα, συνιστούμε τον σάκο Original HighBack Sling Μοντ. 200/210. Ο σάκος Original HighBack Sling είναι διαθέσιμος σε πολυεστερικό δίχτυ και συνιστάται για τις περιπτώσεις που ο σάκος θα παραμείνει στην καρέκλα μετά τη μεταφορά. Για το μπάνιο και το ντους διατίθεται ένα δίχτυ με πλαστική επίστρωση, από το οποίο περνάει το νερό και σκουπίζεται εύκολα. Αυτό το υλικό στεγνώνει γρήγορα χωρίς

να κρύνει ο ασθενής, όπως θα στέγνωνε ένα απορροφητικό ύφασμα.

Οι ιμάντες ανύψωσης του σάκου είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πολυεστέρα για να παρέχουν βέλτιστη ασφάλεια.

Μεγέθη

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling είναι διαθέσιμος σε διαφορετικά μεγέθη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέγεθος προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας. Ένας υπερβολικά μεγάλος σάκος αυξάνει τον κίνδυνο ολίσθησης του ασθενούς από αυτόν, ενώ εάν είναι υπερβολικά μικρός, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον ασθενή στη βουβωνική χώρα.

Για μεγαλύτερα μεγέθη, ένας συνδυασμός με τη διπλή κρεμάστρα 670 μπορεί να είναι καλή επιλογή.

Υποστηρίγματα ποδιών

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling διαθέτει υποστηρίγματα ποδιών με ενισχυμένα ένθετα που αυξάνουν την άνεση, κατανέμουν την πίεση και εμποδίζουν τον σχηματισμό πτυχώσεων στο ύφασμα του σάκου κάτω από τους μηρούς.

Κατάλληλοι γερανοί

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους γερανούς οροφής και τους φορητούς γερανούς της Liko. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γερανών οροφής LikoGuard™, Likorall™ και Multirall™ ή των φορητών γερανών Golvo™, Viking™, Uno™ και Liko™ M220/M230.

Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως φροντιστής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!





















Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση του ασθενούς και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή συμβόλων	3
Οδηγίες ασφάλειας	4
Φροντίδα και συντήρηση	5
Ορισμοί	5
Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες	6
Πως να συνδέσετε έναν σάκο Soft Original HighBack Sling σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες και σταυρωτές κρεμάστρες)	7
Ανύψωση από καθιστή θέση	7
Ανύψωση σε καθιστή θέση	9
Αφαίρεση του σάκου από καρέκλα/αναπηρικό αμαξίδιο	9
Ανύψωση από το κρεβάτι	10
Ανύψωση σε κρεβάτι	10
Αφαίρεση του σάκου όταν ο ασθενής κάθεται στο κρεβάτι.....	10
Αφαίρεση του σάκου όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι.....	11
Ανύψωση από το πάτωμα.....	11
Ανύψωση στο πάτωμα.....	12
Συμβουλές τοποθέτησης.....	12
Διαφορετικές καθιστές θέσεις	12
Διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των υποστηριγμάτων ποδιών	13
Ο ασθενής δεν κάθεται καλά μέσα στον σάκο – Γιατί συμβαίνει αυτό;.....	13
Θέση βράχυνσης	13
Εξαρτήματα	14
Επισκόπηση, Liko Soft Original HighBack Sling, Μοντ. 26.....	14
Συνιστώμενοι συνδυασμοί.....	14

Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση, σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
	Σήμανση CE
	Νόμιμος κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Αναγνωριστικό προϊόντος
	Σειριακός αριθμός
	Ιατροτεχνολογική συσκευή
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο
	Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων
	Πλύσιμο Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.
	Χωρίς λατέξ
	Περιοδικός έλεγχος
	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Στέγνωμα σε σχοινί υπό σκιά
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός:

Οδηγίες ασφάλειας

Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύψος και τον σχεδιασμό.
- Το συνολικό μέγιστο φορτίο για ένα σύστημα ανύψωσης καθορίζεται πάντα από το προϊόν στο σύστημα που έχει το μικρότερο καθορισμένο μέγιστο φορτίο.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστό σάκο για κάθε ασθενή, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.
- Σχεδιάστε τον τρόπο ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλά.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ανύψωσης αιωρείται κάθετα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα.
- Παρόλο που οι κρεμάστρες της Liko διαθέτουν μάνταλα, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια όπου βρίσκεται, αλλά μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν συνδεθεί κατάλληλα στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κάθετα με ασφάλεια μέσα στον σάκο πριν τον μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία.
- Ποτέ μην ανυψώνετε τον ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανύψωσης και μεταφοράς.
- Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
- Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.
- Όταν ο σάκος δεν χρησιμοποιείται, μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.

 Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.

 Η μη αυτόματη αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στον φροντιστή.

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ www.hillrom.com/patents

Είναι δυνατό να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παραπάνω διεύθυνση Internet.

Οι εταιρείες της Hill-Rom είναι οι ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών, αμερικανικών, και άλλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν.

Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485. Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Φροντίδα και συντήρηση

Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές ανάρτησης

⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Οδηγίες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko".

Περιοδικός έλεγχος

Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Βλ. το πρωτόκολλο της Liko "Περιοδικός έλεγχος Υφασμάτινα προϊόντα Liko". Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-5 έτη με κανονική χρήση. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα, τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.


Οδηγίες ανακύκλωσης

Ολόκληρο το προϊόν συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης, κ.λπ. θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμα απόβλητα.

Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να βοηθήσει με την αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση της ιατροτεχνολογικής συσκευής που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή της. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών συσκευών και εξαρτημάτων.
















Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

Ορισμοί




1. Σειριακός αριθμός
2. Ετικέτα προϊόντος
3. Ετικέτα: Περιοδικός έλεγχος
4. Θηλιά επάνω ιμάντα
5. Μαλακό στήριγμα κεφαλής με ενισχύσεις
6. Λαβή
7. Ζώνη (όπου χρειάζεται)
8. Κεντρικός πίσω ιμάντας / Ένδειξη μεγέθους
9. Υποστήριγμα ποδιού
10. Θέση βράχυνσης
11. Θηλιά υποστηρίγματος ποδιού
12. Κάτω άκρο


Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες

Κρεμάστρα	Θηλιές σάκου σε άγκιστρα κρεμάστρας	Σωστό
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

Λάθος!




Πως να συνδέσετε έναν σάκο Soft Original HighBack Sling σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες και σταυρωτές κρεμάστρες)




Ανύψωση από καθιστή θέση

Δύο φροντιστές πρέπει να τοποθετήσουν τον σάκο με εργονομικό τρόπο. Ο ασθενής, συνήθως, γέρνει προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του σάκου και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό ο φροντιστής να στέκεται μπροστά από τον ασθενή για να μην πέσει.




Τοποθετήστε τον σάκο πίσω από την πλάτη του ασθενούς με την ετικέτα προϊόντος προς τα έξω. Διπλώστε το κάτω άκρο του σάκου γύρω από τα ακροδάκτυλά σας ώστε να διευκολύνετε την τοποθέτηση του σάκου στη θέση του.

Χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού σας, ωθήστε την κάτω άκρη του σάκου μέχρι τον κόκκυγα του ασθενούς - **αυτό είναι πολύ σημαντικό**. **Συμβουλή:** Η σωστή τοποθέτηση διευκολύνεται εάν ο ασθενής γέρνει ελαφρώς προς τα εμπρός.




Τραβήξτε τα υποστηρίγματα ποδιών του σάκου προς τα εμπρός και κατά μήκος του εξωτερικού των μηρών του ασθενούς. Τοποθετήστε την παλάμη του χεριού σας μεταξύ του σώματος του ασθενούς και του σάκου και πιέστε το κάτω άκρο του υποστηρίγματος προς τα κάτω και προς το κάθισμα. Ταυτόχρονα, τραβήξτε το υποστήριγμα ποδιού προς τα εμπρός με το άλλο χέρι για να το τεντώσετε.

Τραβήξτε τα υποστηρίγματα ποδιών προς τα εμπρός για να ισιώσετε τυχόν πτυχώσεις στο πίσω μέρος. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο υποστηρίγματα ποδιών προεξέχουν κατά την ίδια απόσταση. **Συμβουλή:** Κρατήστε απαλά το πόδι κάτω από την επιγονατίδα για να τραβήξετε ευκολότερα τα υποστηρίγματα ποδιών προς τα εμπρός.



Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από κάθε μηρό. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι επίπεδο και τυλίγει σωστά το πόδι. **Συμβουλή:** Η εφαρμογή των υποστηριγμάτων ποδιών διευκολύνεται εάν τα πόδια του ασθενούς είναι ελαφρώς ανυψωμένα από το κάθισμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση των ποδιών του ασθενούς στα υποπόδια ή στο δικό σας πόδι όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προετοιμάστε τη σύνδεση των υποστηριγμάτων ποδιών. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εφαρμογής του σάκου είναι με σταυρωμένα τα υποστηρίγματα ποδιών. Για εναλλακτικές μεθόδους, βλ. σελίδα 13.




Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θηλιές ανάρτησης έχουν το ίδιο μήκος, δηλ. βρίσκονται στο ίδιο ύψος όταν τις τεντώνετε πριν από την ανύψωση. Ρυθμίστε τη θέση του σάκου, εάν οι θηλιές δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Συνδέστε πρώτα τις θηλιές του επάνω ιμάντα στην κρεμάστρα και στη συνέχεια τις θηλιές του υποστηρίγματος ποδιού. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες. Ανυψώστε τον ασθενή.

Ανύψωση σε καθιστή θέση

Κατά την τοποθέτηση ενός ασθενούς σε αναπηρικό αμαξίδιο, είναι σημαντικό να τοποθετηθεί εντελώς πίσω στο αμαξίδιο, προκειμένου να καθίσει καλά. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.




Κατά την τοποθέτηση ενός ασθενούς σε αναπηρικό αμαξίδιο: Κλίνετε το αμαξίδιο προς τα πίσω κατά τη διάρκεια χαμηλώματος του ασθενούς. Αφήστε τους γλουτούς να ολισθήσουν στην προστατευτική πλάτη κατά το τελευταίο μέρος. Ελέγχετε τη γωνία του αναπηρικού αμαξιδίου με το πόδι σας στο υποστήριγμα ανατροπής.

Εναλλακτικός τρόπος: Πιέστε ελαφρώς κάτω από τα γόνατα του ασθενούς καθώς τον κατεβάζετε, έτσι ώστε οι γλουτοί του να κατευθυνθούν προς την προστατευτική πλάτη του αμαξιδίου. Εάν ο σάκος έχει λαβές, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως οδηγούς.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε τις λαβές για την ανύψωση! Εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση στις λαβές μπορεί να σχιστεί ο σάκος.

Αφαίρεση του σάκου από καρέκλα/αναπηρικό αμαξίδιο

Συνιστάται η αφαίρεση του σάκου μετά τη μεταφορά. Εάν για κάποιον λόγο προτιμάτε να αφήσετε τον σάκο στην καρέκλα μετά τη μεταφορά, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν σάκο Original HighBack Sling Μοντ. 200/210 από πολυεστερικό δίχτυ.




Αφαιρέστε προσεκτικά το υποστήριγμα ποδιού. Ο απλούστερος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι τραβώντας τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών κάτω από το υφασμάτινο τμήμα τους.

Αφαιρέστε προσεκτικά τον σάκο, τραβώντας τον προς τα επάνω.

Ανύψωση από το κρεβάτι

Συνιστάται η εφαρμογή του σάκου όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος οριζοντίως, καθώς αυτή είναι η ευκολότερη διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν ο ασθενής δεν μπορεί να ξαπλώσει οριζοντίως, ο σάκος μπορεί να εφαρμοστεί με τον ασθενή καθιστό στο κρεβάτι (βλ. **Εναλλακτική μέθοδος τοποθέτησης του σάκου** παρακάτω).

Σκεφθείτε την καλύτερη στάση για εσάς καθώς και την άνεση του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ανύψωσης και χαμηλώματος της κλίνης.



Στρέψτε τον ασθενή προς το μέρος σας ώστε να αποτρέψετε την πτώση του/της από την κλίνη. Τοποθετήστε το άκρο του σάκου κάτω από τον ασθενή, με το κάτω άκρο **στην ίδια ευθεία με τον κόκκυγα**. Διπλώστε τον σάκο έτσι ώστε ο κεντρικός πίσω ιμάντας του να αντιστοιχεί στην σπονδυλική στήλη του ασθενούς όταν τον γυρίσετε πάλι ανάσκελα με προσοχή. Τραβήξτε προσεκτικά τον σάκο προς τα έξω από την άλλη πλευρά.

Εισαγάγετε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από τα πόδια. Αυτό γίνεται καλύτερα εάν πιέσετε το υποστήριγμα ποδιού προς το στρώμα καθώς το εισάγετε κάτω από τον μηρό. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι επίπεδο και τυλίγει σωστά το πόδι. Τα υποστηρίγματα ποδιών μπορούν να συνδεθούν με διάφορους τρόπους, βλ. σελίδα 13.

Ανασηκώστε το τμήμα πλάτης του κρεβατιού. Συνδέστε πρώτα τις θηλιές του επάνω ιμάντα στην κρεμάστρα του σάκου και στη συνέχεια τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες. Ανυψώστε τον ασθενή.


Εναλλακτική μέθοδος τοποθέτησης του σάκου: Ανασηκώστε το τμήμα πλάτης του κρεβατιού πίσω από τον ασθενή. Απλώστε τον σάκο στο κρεβάτι με την ετικέτα προϊόντος στραμμένη προς το στρώμα. Περάστε τον σάκο πίσω από την πλάτη του ασθενούς έτσι ώστε η κάτω άκρη να βρίσκεται **στην ίδια ευθεία με τον κόκκυγα**. **Συμβουλή!** Η τοποθέτηση διευκολύνεται εάν ο ασθενής γέρνει προς τα εμπρός.

Ανύψωση σε κρεβάτι

Συνιστάται η αφαίρεση του σάκου μετά τη μεταφορά. Εάν για κάποιον λόγο προτιμάτε να αφήσετε τον σάκο στο κρεβάτι μετά τη μεταφορά, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον σάκο Original HighBack Sling Mont. 200/210 από πολυεστερικό δίχτυ.

Σκεφθείτε την καλύτερη στάση για εσάς καθώς και την άνεση του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ανύψωσης και χαμηλώματος της κλίνης.

Αφαίρεση του σάκου όταν ο ασθενής κάθεται στο κρεβάτι




Τοποθετήστε τον ασθενή επάνω από το κρεβάτι. Ανασηκώστε το τμήμα πλάτης του κρεβατιού για την άνεση του ασθενούς. Χαμηλώστε τον ασθενή στο κρεβάτι.

Αφαιρέστε τα υποστηρίγματα ποδιών τραβώντας τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών κάτω από το υφασμάτινο τμήμα τους. **Συμβουλή:** Η ενέργεια αυτή διευκολύνεται εάν τα πόδια του ασθενούς είναι λυγισμένα.


Αφαιρέστε προσεκτικά τον σάκο, τραβώντας τον προς τα επάνω.

Αφαίρεση του σάκου όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι



Τοποθετήστε τον ασθενή επάνω από το κρεβάτι. Ανασηκώστε το τμήμα πλάτης του κρεβατιού για την άνεση του ασθενούς. Χαμηλώστε τον ασθενή στο κρεβάτι. Χαμηλώστε το τμήμα πλάτης.

Τοποθετήστε τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών κάτω από αυτά, ανάμεσα στα πόδια του ασθενούς.




Πιάστε την άκρη του σάκου. Σπρώξτε τον σάκο προς τα κάτω και μέσα. Πιέστε τον σάκο προς το στρώμα και προς τα μέσα κάτω από τον ασθενή.

Στρέψτε προσεκτικά τον ασθενή στο πλάι. Πιάστε τον σάκο από κάτω και αφαιρέστε τον προσεκτικά.


Ανύψωση από το πάτωμα

Παρακάτω περιγράφεται η ανύψωση ασθενούς από το πάτωμα με τον φορητό γερανό Golvo™. Η ίδια τεχνική είναι κατάλληλη και για ανύψωση με άλλους φορητούς γεραμούς και σταθερές μονάδες ανύψωσης της Liko. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό που χρησιμοποιείται.



Στρέψτε προσεκτικά τον ασθενή στο πλάι και τοποθετήστε την άκρη του σάκου κάτω από τον ασθενή με το κάτω μέρος της **στην ίδια ευθεία με τον κόκκυγα**. Διπλώστε τον σάκο έτσι ώστε ο κεντρικός πίσω ιμάντας του να αντιστοιχεί στην σπονδυλική στήλη του ασθενούς όταν τον γυρίσετε πάλι ανάσκελα με προσοχή. Τραβήξτε προσεκτικά τον σάκο προς τα έξω από την άλλη πλευρά.

Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος έχει τοποθετηθεί συμμετρικά κάτω από τον ασθενή και ρυθμίστε τη θέση του, εάν χρειάζεται. Εισαγάγετε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από τα πόδια.




Ισιώστε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από τα πόδια του ασθενούς. Συνδέστε πρώτα τις θηλιές του επάνω μάντα στην κρεμάστρα και στη συνέχεια τις θηλιές του υποστηρίγματος ποδιού. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες. Κρατήστε τα υποστηρίγματα ποδιών μακριά από τη βουβωνική χώρα για να μην προκληθεί δυσφορία στον ασθενή. Η ενέργεια αυτή διευκολύνεται εάν ο ασθενής λυγίσει τα πόδια του.

⚠ Ο φορητός γερανός πρέπει να είναι ασφαλισμένος κατά την ανύψωση με το κεφάλι του ασθενούς προς την πλευρά του γερανού.

Ανασηκώστε τον ασθενή από το πάτωμα. Μπορείτε να περιστρέψετε ελαφρώς τον ασθενή, για να μην έρθει το κεφάλι του πολύ κοντά στη στήλη του γερανού.


Ανύψωση στο πάτωμα



Κατά την ανύψωση στο πάτωμα, οι τροχοί του γερανού δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένοι. Όταν ο ασθενής αγγίζει το πάτωμα, θα πρέπει να τραβηχτεί ο γερανός προς τα πίσω ώστε να υπάρχει χώρος για την κεφαλή. **Συμβουλή:** Εάν η ανύψωση γίνεται για τοποθέτηση σε κάποιο λεπτότερο στρώμα γυμναστικής, μπορείτε να ωθήσετε τον γερανό κάτω από αυτό το στρώμα, έτσι ώστε το τελευταίο να λειτουργήσει ως προστατευτικό ανάμεσα στον γερανό και στον ασθενή. Εάν ο σάκος πρέπει να αφαιρεθεί, βλ. ενότητα "Αφαίρεση του σάκου όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι", σελίδα 11.

Συμβουλές τοποθέτησης

Διαφορετικές καθιστές θέσεις



Ο σάκος Soft Original HighBack Sling που **κρέμεται από δύο σημεία** παρέχει μια ελαφρώς κεκλιμένη καθιστή θέση με εξαιρετική στήριξη του κεφαλιού και γωνία περίπου 90 μοιρών στην άρθρωση του ισχίου.


Ο σάκος Soft Original HighBack Sling σε συνδυασμό με τη **διπλή κρεμάστρα 670** παρέχει μεγαλύτερο άνοιγμα στους ώμους σε σχέση με αυτό στα υποστηρίγματα ποδιών, κάτι που ευνοεί ιδιαίτερα τον ασθενή εάν είναι μεγαλόσωμος ή εάν έχει ευαισθησία στην άσκηση πίεσης στους ώμους.

A. Σε συνδυασμό με την κρεμάστρα Liko **Cross-bar** της παρέχεται μια θέση με ελαφρώς μεγαλύτερη κλίση και μεγαλύτερη γωνία στην άρθρωση του ισχίου.

B. Σε συνδυασμό με την κρεμάστρα **SideBars** παρέχεται μια θέση με ελαφρώς μεγαλύτερη κλίση και μεγαλύτερο άνοιγμα στους ώμους σε σχέση με αυτό στα υποστηρίγματα ποδιών, κάτι που ευνοεί ιδιαίτερα τον ασθενή εάν έχει ευαισθησία στην άσκηση πίεσης στους ώμους.

Διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των υποστηριγμάτων ποδιών

Προτού επιλέξετε έναν εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης, πρέπει να αξιολογήσετε τους πιθανούς κινδύνους για τη συγκεκριμένη περίπτωση.



Σταυρωτά υποστηρίγματα ποδιών.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος τοποθέτησης του σάκου. Η μία θηλιά του υποστηρίγματος ποδιού περνά μέσα από την άλλη πριν και οι δύο συνδεθούν στην κρεμάστρα.

Σε επικάλυψη κάτω και από τους δύο μηρούς.


Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο, για παράδειγμα, όταν εκτελείται ανύψωση ασθενούς με ακρωτηριασμένα πόδια. **Συμβουλή:** Για να μην είναι υπερβολικά κεκλιμένη η καθιστή θέση του ασθενούς, μπορούν να προστεθούν θηλιές επέκτασης στις θηλιές για τα υποστηρίγματα ποδιών.

Το κάθε υποστήριγμα ποδιού συνδέεται ξεχωριστά στην κρεμάστρα.

Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο όταν εκτελείται ανύψωση ασθενών με ιδιαίτερα ευαίσθητα γεννητικά όργανα.


⚠️ Αυξημένος κίνδυνος ολίσθησης.

Ο ασθενής δεν κάθεται καλά μέσα στον σάκο – Γιατί συμβαίνει αυτό;




ΛΑΘΟΣ!


A.



B.



ΣΩΣΤΟ!



A. Αυξημένος κίνδυνος ολίσθησης. Οι γλουτοί κρέμονται προς τα κάτω.

Ο σάκος μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλος. Μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχετε τραβήξει τον σάκο επαρκώς προς τα κάτω και κατά μήκος της πλάτης του ασθενούς.

Πριν από την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι η κάτω άκρη έχει τεντώσει και ότι το ύφασμα φτάνει για να τυλιχτεί σωστά γύρω από τα πόδια.

B. Ένας υπερβολικά μικρός σάκος μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον ασθενή στη βουβωνική χώρα και η κρεμάστρα του σάκου να είναι πολύ κοντά στο πρόσωπο ή/και στην πλάτη με αποτέλεσμα τη μη επαρκή στήριξη.

Το κάτω άκρο του σάκου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον κόκκυγα. Τα υποστηρίγματα ποδιών είναι σωστά τοποθετημένα κάτω από τα πόδια.


Θέση βράχυνσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη η βράχυνση των θηλιών των υποστηριγμάτων ποδιών, προκειμένου ο ασθενής να καθίσει καλά μέσα στον σάκο Soft Original HighBack Sling. Η θέση βράχυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για να ελεγχθεί το σωστό μήκος. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ραφές. Ωστόσο, εάν θέλετε να βραχύνετε τη θηλιά υποστηρίγματος ποδιού για μακροχρόνια χρήση, συνιστάται να δέσετε κόμπο στη θηλιά ώστε να βραχυνθεί περίπου 10 cm. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συνδεθεί στην κρεμάστρα η εξωτερική θηλιά υποστηρίγματος ποδιού.

Εξαρτήματα

Extension Loop, πράσινο, 12 cm
 Extension Loop, πράσινο 22 cm
 Extension Loop, γκρι, 12 cm
 Extension Loop, γκρι, 22 cm

Αρ. προϊόντος 3691102
 Αρ. προϊόντος 3691103
 Αρ. προϊόντος 3691302
 Αρ. προϊόντος 3691303



Επισκόπηση του σάκου Liko™ Soft Original HighBack Sling, Mod. 26

Προϊόν	Αρ. προϊόντος	Μέγεθος		Βάρος ασθενούς ¹	Μέγ. φορτίο
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Μέτριου πάχους (αδύνατος ενήλικος)	30-50 κιλά	200 κιλά
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Μεσαίο	40-80 κιλά	200 κιλά
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Μεγάλο	70-120 κιλά	200 κιλά
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Πολύ μεγάλο	110-250 κιλά	500 κιλά
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Πάρα πολύ μεγάλο	200- κιλά	500 κιλά

¹ Το ενδεικνυόμενο βάρος ασθενούς αποτελεί μια απλή οδηγία – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

² Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

Υλικό

Ο σάκος Soft Original HighBack Sling είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα

Συνιστώμενοι συνδυασμοί

Συνιστώμενοι συνδυασμοί κρεμαστρών της Liko με τον σάκο Liko Soft Original HighBack Sling:	Mini 220	Κρεμάστρα Sling bar 350 ³	Standard 450	Κρεμάστρα Sling bar 450 ¹	Κρεμάστρα Sling bar 600 ⁴	Κρεμάστρες Twin bar 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Η κρεμάστρα Sling bar 450 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 450 με αρ. πρ. 3156075, 3156085 και 3156095 καθώς και μια κρεμάστρα SlingGuard 450 με αρ. πρ. 3308020 και 3308520.

² Η κρεμάστρα Twin bar 670 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal TwinBar 670 με αρ. προϊόντος 3156077 και 3156087, καθώς και με την SlingGuard 670 Twin με αρ. προϊόντος 3308040 και 3308540.

³ Η κρεμάστρα Sling bar 350 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 350 με αρ. προϊόντος 3156074, 3156084 και 3156094.

⁴ Η κρεμάστρα Sling bar 600 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 600 με αρ. προϊόντος 3156076 και 3156086.

Επεξήγηση: 1 = Συνιστάται, 2 = Μπορεί να λειτουργήσει, 3 = Δεν συνιστάται, 4 = Ακατάλληλος

Άλλοι συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί εξαρτημάτων/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια του ασθενούς.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Σουηδία
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom