

Descripción del producto

El Liko Soft Original HighBack Sling es un modelo básico diseñado para adaptarse al paciente sin ajustes individuales y es uno de nuestros arneses más utilizados.

Permite una postura de sentado ligeramente reclinada y un apoyo excelente para todo el cuerpo, lo cual resulta muy beneficioso para pacientes con poca estabilidad en el torso y la cabeza. Un arnés adecuadamente colocado y cuidadosamente aplicado le dará al paciente una excelente sensación de seguridad y un alto nivel de comodidad.

El Soft Original HighBack Sling puede usarse en todas las situaciones habituales de elevación. El soporte de cabeza suave reforzado ofrece un apoyo más cómodo para la cabeza tanto en posición sentada como en posición decúbito supino.

Tejidos

El Soft Original HighBack Sling está disponible en poliéster. El poliéster ofrece una gran durabilidad y una baja fricción, lo que facilita la puesta y la retirada del arnés.

Para aquellos que deseen un arnés equivalente pero con un tejido diferente, se recomienda utilizar el Original HighBack Sling, modelo 200/210. El Original HighBack Sling está disponible en rejilla de poliéster, que es lo que se recomienda si el arnés se va a dejar en la silla después del traslado. Para el baño y la ducha, existe un diseño con red de plástico permeable al agua y fácil de limpiar. Este material se seca

rápido y no produce un efecto desagradable en el paciente como sí ocurriría con un tejido absorbente y húmedo.

Las cintas de elevación del arnés siempre están fabricadas de poliéster duradero y muy seguro.

Tallas

El Soft Original HighBack Sling está disponible en distintas tallas. Es importante elegir la talla correcta para alcanzar el máximo nivel de comodidad y seguridad. Un arnés demasiado grande aumenta el riesgo de que el paciente se caiga, mientras que uno demasiado pequeño puede clavarse en la ingle y causar molestias.

Para las tallas más grandes, una combinación con la percha doble 670 puede ser una buena opción.

Soportes de piernas

El Soft Original HighBack Sling cuenta con soportes de piernas con anexos reforzados que proporcionan un alto nivel de comodidad, distribuyen la presión y evitan que el arnés se pliegue por debajo de los muslos.

Grúas adecuadas

El Soft Original HighBack Sling puede utilizarse con todas las grúas de techo y móviles de Liko. Puede elegir entre las grúas de techo LikoGuard™, Likorall™ y Multirall™ o las grúas móviles Golvo™, Viking™, Uno™ y Liko™ M220/M230.

En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.

IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Índice

Descripción de los símbolos	3
Instrucciones de seguridad.....	4
Cuidado y mantenimiento	5
Definiciones.....	5
Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas	6
Cómo enganchar el Soft Original HighBack Sling a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas)	7
Elevación desde una posición de sentado	7
Elevación hacia una posición de sentado	9
Cómo retirar el arnés de una silla o una silla de ruedas.....	9
Elevación desde la cama.....	10
Elevación hacia la cama.....	10
Retirada del arnés de un paciente sentado en la cama.....	10
Retirada del arnés de un paciente tumbado en la cama	11
Elevación desde el suelo.....	11
Elevación hacia el suelo.....	12
Consejo.....	12
Diferentes posiciones de sentado	12
Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas	13
El paciente no se sienta bien en el arnés, ¿por qué?	13
Posición más corta.....	13
Accesorios	14
Resumen del Liko Soft Original HighBack Sling, modelo 26	14
Combinaciones recomendadas	14

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes del uso.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No secar en secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No usar lejía
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo
	Símbolo en la parte exterior del equipo
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- La carga máxima total de un sistema de elevación viene siempre determinada por el producto en el sistema con la carga máxima especificada más baja.
- Por motivos de seguridad e higiene, utilice arneses individuales.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.
- Aunque las perchas de Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- Asegúrese de que el paciente repose de forma segura en el arnés antes de trasladarlo a otra ubicación.
- No eleve nunca a un paciente por encima de la superficie donde se encuentra más de lo estrictamente necesario para completar la elevación y el traslado.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.

 Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

 Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

 Producto técnico-médico de clase I

PATENTE www.hillrom.com/patents

Puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente.

Las empresas de Hill-Rom son las titulares de las patentes europeas y de EE. UU. y otras y de las solicitudes de patentes pendientes.

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485.

Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado y Mantenimiento

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos de suspensión

⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Instrucciones de lavado: Consulte la etiqueta del producto del arnés y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si el producto se utiliza o se lava con más frecuencia de lo normal. Consulte el protocolo de Liko "Inspección periódica de los productos textiles Liko". Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene una vida útil estimada de 1 a 5 años con un uso normal. La vida útil prevista varía en función del tejido, la frecuencia de uso, el procedimiento de lavado y el peso transportado.


Instrucciones de reciclaje

Todo el producto (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.














En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Definiciones




1. Número de serie
2. Etiqueta del producto
3. Etiqueta: Inspección periódica
4. Lazo de la cinta superior
5. Soporte de cabeza suave con listones
6. Manilla
7. Cinturón (cuando proceda)
8. Cinta central del respaldo/marca de talla
9. Soporte de piernas
10. Posición más corta
11. Lazo del soporte de piernas
12. Extremo inferior


Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas

Percha	Lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal doble</p>		
 <p>Percha cruzada</p>		

Incorrecto




Cómo enganchar un Soft Original HighBack Sling a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas)




Elevación desde una posición de sentado

Se requieren dos cuidadores para colocar el arnés conforme a los principios de ergonomía. Se debe solicitar al paciente que se incline hacia delante durante la aplicación y es importante que un cuidador se encuentre de pie delante del paciente para evitar que se caiga hacia delante.




Coloque el arnés por detrás de la espalda del paciente con la etiqueta del producto hacia fuera. Pliegue el extremo inferior del arnés alrededor de las yemas de los dedos para facilitar la colocación del arnés.

Usando la palma de su mano, tire hacia abajo del extremo inferior del arnés hasta la altura del coxis, **esto es muy importante**. **Sugerencia:** Si el paciente se inclina/es inclinado ligeramente hacia delante, la colocación del arnés resulta más sencilla.




Tire de los soportes de piernas del arnés hacia delante por la parte exterior de los muslos del paciente. Coloque la palma de la mano entre el cuerpo del paciente y el arnés, y tire del extremo inferior del soporte de piernas hacia abajo, hacia el asiento. Simultáneamente, tire del soporte de piernas hacia delante con la otra mano para estirarlo.

Tire de los soportes de piernas hacia delante para eliminar las arrugas de la espalda. Compruebe que ambos soportes de piernas sobresalen por igual. **Sugerencia:** Sujetar suavemente por debajo de la rodillera facilita la operación de extracción de los soportes para piernas.



Introduzca los soportes de piernas bajo cada muslo. Asegúrese de que el tejido no está arrugado y que rodea correctamente la pierna. **Sugerencia:** La colocación de los soportes de piernas es más sencilla si las piernas del paciente se elevan ligeramente del asiento. Se puede lograr colocando los pies del paciente sobre los reposapiés o sobre su propia pierna, como se muestra en la ilustración.

Prepare la conexión de los soportes de piernas. La forma más habitual de colocar el arnés es con soportes de piernas entrecruzados. Para obtener información sobre métodos alternativos, consulte la página 13.




Sugerencia: Compruebe que todos los lazos de suspensión tienen la misma longitud, es decir, que están a la misma altura cuando se estiran antes de la elevación. Si no están a la misma altura, ajuste la posición del arnés.

Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y, después, los lazos del soporte de piernas. En las páginas 6 y 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas. Eleve al paciente.

Elevación hacia una posición de sentado

Cuando se coloca un paciente en una silla de ruedas, es importante que el paciente pueda alcanzar el respaldo de la silla para poder sentarse bien. Esto puede lograrse de varios modos.




Cuando se coloca un paciente en una silla de ruedas: incline la silla hacia atrás mientras se baja al paciente. A continuación, deje que las nalgas se deslicen hacia abajo por el respaldo. Controle el ángulo de la silla de ruedas pisando el soporte de inclinación.

Alternativa: aplique un poco de presión bajo las rodillas del paciente durante la secuencia de bajada, de modo que las nalgas sean guiadas hacia el respaldo de la silla. Si el arnés tiene manillas, se pueden utilizar como guía.

⚠ No utilice las manillas para la elevación. Si se aplica una fuerza excesiva en las manillas, el arnés podría romperse.

Retirada del arnés en una silla/silla de ruedas

Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado. Si, por cualquier motivo, fuera preferible dejar el arnés en la silla después del traslado, se recomienda usar un Original HighBack Sling, modelo 200/210 fabricado en rejilla de poliéster.




Quite con cuidado el soporte de piernas. El modo más cómodo de hacer esto es sacar los lazos del soporte de piernas por debajo de la tela de este.

Quite el arnés cuidadosamente tirando de él hacia arriba.

Elevación desde la cama

Se recomienda colocar el arnés cuando el paciente esté tumbado horizontalmente, ya que es el procedimiento más sencillo. En algunos casos, por ejemplo, cuando el paciente no pueda tumbarse horizontalmente, puede usarse el arnés con el paciente sentado en la cama (consulte **Método alternativo para colocar el arnés** a continuación).

Piense tanto en su propia postura de trabajo, como en la comodidad del paciente. Utilice las funciones de elevación y descenso de la cama.



Gire al paciente hacia usted para evitar el riesgo de que se caiga de la cama. Introduzca el borde de la eslinga bajo el paciente de modo que el borde inferior quede **alineado con el coxis**. Pliegue el arnés para que la cinta central del respaldo se corresponda con la columna vertebral del paciente una vez que se vuelva a recostar suavemente al paciente. Tire con cuidado del arnés para sacarlo desde el otro lado.

Introduzca los soportes de piernas bajo las piernas. Para ello, presione el soporte de piernas contra el colchón mientras lo introduce debajo del muslo. Asegúrese de que el tejido no está arrugado y que rodea correctamente la pierna. Los soportes de piernas se pueden conectar de diferentes formas; consulte la página 13.

Eleve la cabecera de la cama. Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y, después, los lazos del soporte de piernas. En las páginas 6 y 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas. Eleve al paciente.


Método alternativo para colocar el arnés: Eleve la cabecera de la cama del paciente. Coloque el arnés sobre la cama con la etiqueta del producto mirando hacia el colchón. Deslice hacia abajo el arnés, por detrás de la espalda del paciente, de forma que el extremo inferior **quede alineado con el coxis**. **Sugerencia:** Si el paciente se inclina/es inclinado ligeramente hacia delante, la colocación resulta más sencilla.

Elevación hacia la cama

Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado. Si, por cualquier motivo, fuera preferible dejar el arnés en la cama después del traslado, se recomienda usar un Original HighBack Sling, modelo 200/210 fabricado en rejilla de poliéster.

Piense tanto en su propia postura de trabajo, como en la comodidad del paciente. Utilice las funciones de elevación y descenso de la cama.

Retirada del arnés de un paciente sentado en la cama




Coloque al paciente sobre la cama. Eleve la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente a la cama.

Para quitar los soportes de piernas, tire hacia fuera de los lazos de soporte de piernas que hay bajo la parte de tejido del soporte.

Sugerencia: Este proceso resulta más sencillo si las piernas del paciente están dobladas.


Quite el arnés cuidadosamente tirando de él hacia arriba.

Retirada del arnés de un paciente tumbado en la cama



Coloque al paciente sobre la cama. Eleve la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente a la cama. Baje el cabecero.

Ponga los lazos de soporte de piernas bajo los soportes entre las piernas del paciente.




Sujete el extremo del arnés. Empuje el arnés por debajo de sí mismo. Presione el arnés contra el colchón y hacia dentro por debajo del paciente.

Gire al paciente hacia el lado con cuidado. Sujete el arnés desde abajo y quítelo con cuidado.

Elevación desde el suelo


A continuación se describe la elevación desde el suelo con la grúa móvil Golvo™ de Liko. La misma técnica también es adecuada para elevaciones con otras grúas fijas o móviles de Liko. Lea la guía de instrucciones de la grúa que vaya a utilizar.



Gire al paciente con cuidado hacia un lado y pase el extremo del arnés por debajo del paciente de modo que el extremo inferior **quede alineado con el coxis**. Pliegue el arnés para que la cinta central del respaldo se corresponda con la columna vertebral del paciente una vez que se vuelva a recostar suavemente al paciente. Tire con cuidado del arnés para sacarlo desde el otro lado.

Compruebe que el arnés se encuentre simétricamente por debajo del paciente. Si fuera necesario, ajuste la posición. Introduzca los soportes de piernas bajo las piernas.






Elimine las arrugas de los soportes de piernas debajo de las piernas del paciente. Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y, después, los lazos del soporte de piernas. En las páginas 6 y 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas. Mantenga los soportes de piernas apartados de la ingle para evitar molestias al paciente. Este proceso resulta más sencillo si el paciente dobla las piernas.

Eleve al paciente desde el suelo. Se puede girar al paciente levemente para evitar que la cabeza se acerque demasiado al mástil.

⚠ Se debe bloquear la grúa móvil durante la elevación con la cabeza del paciente enfrentada a la grúa.


Elevación hacia el suelo



Durante la elevación hacia el suelo, las ruedas de la grúa no deben estar bloqueadas. Cuando el paciente toca el suelo, debe tirarse hacia atrás de la grúa para dejar espacio para la cabeza. **Sugerencia:** Si la elevación se realiza hacia una colchoneta más delgada, la grúa puede empujarse debajo de la colchoneta, de modo que esta actúe como una protección suave entre la grúa y el paciente. Si se va a retirar el arnés, consulte la sección "Retirada del arnés de un paciente tumbado en la cama" de la página 11.

Consejo

Diferentes posiciones de sentado




El Soft Original HighBack Sling con **suspensión doble** permite una postura de sentado ligeramente reclinada con un excelente soporte de cabeza y un ángulo de aproximadamente 90 grados en la cadera.

El Soft Original HighBack Sling, junto con la **percha doble 670**, proporciona un ancho mayor en los hombros con respecto a los soportes de piernas, lo que es ideal si el paciente es de gran tamaño o si tiene sensibilidad a la presión sobre los hombros.

A. Con **Cross-bar de Liko** de Liko se logra una postura levemente más reclinada y un ángulo mayor en la articulación de la cadera.
B. Con **SideBars** se obtiene una postura más reclinada y un ancho mayor en los hombros con respecto a los soportes de piernas, lo que es ideal en caso de que el paciente tenga sensibilidad a la presión sobre los hombros.

Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas

Antes de elegir una alternativa de conexión, se debe realizar una valoración individual para anticiparse a posibles riesgos.



Soportes entrecruzados de piernas.

El modo más común de colocar el arnés. Se pasa un lazo del soporte de piernas por el otro antes de enganchar los lazos a la percha.

Solapados bajo ambos muslos.

Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar un paciente con las piernas amputadas.


Sugerencia: Para evitar que la postura sedente del paciente sea demasiado reclinada, los lazos de extensión se pueden enganchar a los lazos de soporte de piernas.

Cada soporte de piernas se debe enganchar a la percha por separado.

Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar a pacientes con los genitales especialmente sensibles.

⚠ Aumento del riesgo de deslizamiento.

El paciente no se siente bien en el arnés, ¿por qué?



A. Riesgo de deslizamiento. Las nalgas cuelgan. Puede que el arnés sea demasiado grande. También puede deberse a que el arnés no se ha bajado lo suficiente por la espalda del paciente.

Antes de la elevación, compruebe que el extremo inferior esté estirado y que el tejido rodea correctamente las piernas.

B. Un arnés demasiado pequeño puede hacer que los soportes de piernas provoquen presiones en la ingle produciendo incomodidad; además, la percha puede quedar demasiado cerca de la cara o de la espalda y ofrecer un soporte insuficiente.

El borde inferior del arnés se encuentra a la misma altura que el coxis. Los soportes de piernas están correctamente colocados debajo de las piernas.

Posición más corta

En algunos casos, es una ventaja acortar el soporte de piernas para que el paciente se siente bien en el Soft Original HighBack Sling. La posición más corta se puede utilizar temporalmente para comprobar la longitud correcta, pero un uso prolongado puede dañar los remates. Sin embargo, si desea acortar el lazo del soporte de piernas para un uso a largo plazo, se recomienda atar un nudo en el lazo para acortarlo unos 10 cm (4 pulg). En este caso, es el lazo del soporte de piernas exterior el que debe conectarse a la percha.

Accesorios

Extension Loop, verde, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, verde, 22 cm (9 pulg.)
 Extension Loop, gris, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691102
 N.º de prod. 3691103
 N.º de prod. 3691302
 N.º de prod. 3691303



- 2 = 12 cm (5 pulg.)
 - 3 = 22 cm (9 pulg.)

Resumen del Liko™ Soft Original HighBack Sling, modelo 26

Producto	N.º de prod.	Talla		Peso del paciente ¹	Carga máxima
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Fina mediana (adulto delgado)	30-50 kg (66-110 lb)	200 kg (440 lb)
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Mediana	40-80 kg (88-176 lb)	200 kg (440 lb)
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Grande	70-120 kg (154-264 lb)	200 kg (440 lb)
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extragrande	110-250 kg (242-550 lb)	500 kg (1100 lb)
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra extragrande	200- kg (440- lb)	500 kg (1100 lb)

¹ El peso indicado del paciente es solo orientativo. Puede haber diferencias.

² Para mantener una carga máxima, es necesaria una grúa o los accesorios destinados para la misma carga o una mayor.

Material

El Soft Original HighBack Sling está fabricado en poliéster

Combinaciones recomendadas

Combinaciones recomendadas del Liko Soft Original HighBack Sling y las perchas de Liko:	Mini 220	Percha 350 ³	Estándar 450	Percha 450 ¹	Pecha 600 ⁴	Percha doble 670 ²	Percha cruzada con arnés 450	Percha cruzada con arnés 670	Perchas laterales Univ. + Universal 350	Perchas laterales Univ. + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ La percha 450 hace referencia a Universal SlingBar 450 n.º prod. 3156075, 3156085 y 3156095, y también SlingGuard 450 n.º prod. 3308020 y 3308520.

² La percha doble 670 hace referencia a Universal TwinBar 670, n.º de prod. 3156077 y 3156087, y también a SlingGuard 670 Twin n.º de prod. 3308040 y 3308540.

³ La percha 350 hace referencia a Universal SlingBar 350 n.º de prod. 3156074, 3156084 y 3156094.

⁴ La percha 600 hace referencia a Universal SlingBar 600 n.º de prod. 3156076 y 3156086.

Explicación: 1 = Recomendado, 2 = Posible, 3 = No recomendado, 4 = Inadecuado

Otras combinaciones

La combinación de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Suecia
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

