


Notice d'utilisation



Description du produit

Le Soft Original HighBack Sling Liko est un modèle de base conçu pour s'adapter au patient sans réglage individuel. C'est un de nos harnais les plus utilisés.

Il offre une position assise légèrement inclinée vers l'arrière et procure un excellent soutien de tout le corps, ce qui convient aux patients dont le maintien de tête et de tronc est faible. Un harnais correctement ajusté et soigneusement mis en place procure au patient un excellent sentiment de sécurité ainsi qu'un grand confort.

Le Soft Original HighBack Sling peut être utilisé dans toutes les situations de levage courantes. Le soutien de tête doux et renforcé Soft est un support confortable supplémentaire pour la tête, aussi bien en position assise qu'allongée.

Tissus

Le Soft Original HighBack Sling est disponible en polyester. Le polyester est un matériau très solide qui bénéficie d'un faible coefficient de frottement, ce qui facilite sa mise en place et son retrait.

Pour ceux qui souhaitent un harnais de ce type dans un tissu différent, il est recommandé d'utiliser le Original HighBack Sling modèle 200/210. Le Original HighBack Sling est disponible en filet polyester, ce qui est recommandé si le harnais doit rester dans le fauteuil après le transfert. Pour le bain et la douche, il existe un modèle en filet plastique, perméable à l'eau et qui peut être essuyé facilement. Ce matériau sèche vite et ne refroidit pas le

patient comme le ferait un tissu absorbant humide.

Les sangles de levage du harnais sont toujours fabriquées en polyester résistant et sont très sûres.

Tailles

Le Soft Original HighBack Sling est disponible en différentes tailles. Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité. Un harnais trop grand augmente le risque que le patient glisse en dehors du harnais tandis qu'un harnais trop petit peut comprimer l'entrejambe et entraîner une gêne.

Pour les plus grandes tailles, une combinaison avec l'étrier Twinbar 670 peut se révéler être un bon choix.

Repose-jambes

Le Soft Original HighBack Sling dispose de soutiens de jambes dotés d'inserts renforcés qui apportent un très grand confort, répartissent la pression et évitent que le harnais plisse sous les cuisses.

Lève-personnes compatibles

Le Soft Original HighBack Sling est compatible avec tous les lève-personnes plafonniers et mobiles de Liko. Vous pouvez choisir entre les lève-personnes plafonniers LikoGuard™, Likorall™ et Multirall™ ou les lève-personnes mobiles Golvo™, Viking™, Uno™ et Liko™ M220/M230.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide le soignant.

IMPORTANT !





















Le levage et le transfert d'un patient sont toujours associés à un certain niveau de risque. Consultez au préalable la notice d'utilisation du lève-personnes et des accessoires de levage. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précaution et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé de la capacité de ce dernier à supporter la situation de levage. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Table des matières

Description des symboles.....	3
Consignes de sécurité.....	4
Précautions d'utilisation et entretien	5
Définitions	5
Attacher un harnais à divers modèles d'étriers	6
Attacher un Soft Original HighBack Sling à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)	7
Levage depuis une position assise.....	7
Transfert vers une position assise.....	9
Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant	9
Levage depuis le lit	10
Transfert vers le lit	10
Retrait du harnais lorsque le patient est assis sur le lit	10
Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit	11
Levage depuis le sol.....	11
Transfert vers le sol.....	12
Conseils d'ajustement	12
Différentes positions assises.....	12
Différentes méthodes pour accrocher les soutiens de jambes	13
Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?.....	13
Position de raccourcissement.....	13
Accessoires	14
Caractéristiques du Soft Original HighBack Sling Liko, modèle 26.....	14
Combinaisons recommandées	14

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement ; cette situation exige un soin et une attention particulières.
	Lire au préalable la notice d'utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Identifiant de produit
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas repasser
	Sèche-linge
	Ne pas utiliser de sèche-linge
	Lavage Ce symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.
	Sans latex
	Inspection périodique
	Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série

Consignes de sécurité

Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit déterminer, au cas par cas, si le patient doit être assisté d'un ou de plusieurs soignants.
- Veillez à ce que le modèle, la taille, le tissu et le style du harnais choisi soient adaptés aux besoins du patient.
- La charge maximale totale d'un système de levage est toujours déterminée par le produit du système ayant la charge maximale spécifiée la plus faible.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- Vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises. Avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles, une fois tendues, sont bien accrochées aux crochets de l'étrier.
- Vérifiez que le patient est assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour son levage et son transfert.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de levage.
- Vérifiez que les roues du fauteuil, lit, brancard, etc., sont bloquées pendant l'opération de levage/transfert.
- Travaillez toujours dans le respect des règles d'ergonomie. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.
- Lorsque le harnais n'est pas utilisé, ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil.

 Une fixation incorrecte du harnais à l'étrier peut entraîner des blessures graves pour le patient.

 Le fait de tourner manuellement le patient dans le lit peut provoquer des blessures pour le personnel soignant.

 Dispositif médical de classe I

BREVET www.hillrom.com/patents

Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessus.

Les entreprises Hill-Rom sont propriétaires de brevets européens, américains et autres, ainsi que de brevets en instance.

Modifications des produits

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hill-Rom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001, gage de qualité, ainsi que ISO 13485, son équivalent pour les dispositifs médicaux.

Liko est également certifié ISO 14001 pour le respect de l'environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Précautions d'utilisation et entretien

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- tissu
- sangles
- coutures
- boucles de suspension

⚠ Vous ne devez en aucun cas utiliser des accessoires de levage endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du produit et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ».

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Voir le protocole Liko « Inspections périodiques des produits textiles Liko ». Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. La durée de vie estimée varie en fonction du tissu, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.


Instructions de recyclage

L'ensemble du produit, y compris les renforts, les matériaux de rembourrage, etc., doit être trié en tant que déchet combustible.

Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.
















En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

Définitions




1. Numéro de série
2. Étiquette du produit
3. Étiquette : Inspection périodique
4. Boucle de sangle supérieure
5. Soutien de tête doux avec renforts
6. Poignée
7. Ceinture (le cas échéant)
8. Sangle arrière centrale / Indication de taille
9. Soutien de jambe
10. Position de raccourcissement
11. Boucle de soutien de jambe
12. Bord inférieur


Attacher un harnais à divers modèles d'étriers

Étrier	Boucles de harnais sur crochets d'étrier	Correct
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Étrier croisé</p>		

Incorrect !




Attacher un Soft Original HighBack Sling à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)




Levage depuis une position assise

Il est recommandé d'être deux soignants pour mettre en place le harnais de manière ergonomique. Le patient est en général penché vers l'avant lors de l'application et il est alors important qu'un soignant se place devant lui afin de l'empêcher de tomber vers l'avant.




Placez le harnais sur le dos du patient, étiquette du produit tournée vers l'extérieur. Repliez le bord inférieur du harnais autour de vos doigts pour faciliter le guidage du harnais.

Avec la paume de la main, placez le bord inférieur du harnais au niveau du coccyx du patient - **c'est très important**. **Astuce** : le positionnement correct est facilité si le patient est penché ou se penche vers l'avant.




Tirez les soutiens de jambes du harnais vers l'avant le long de l'extérieur des cuisses du patient. Placez la paume de votre main entre le corps du patient et le harnais et poussez le bord inférieur du soutien de jambe vers le siège. Avec l'autre main, tirez et tendez simultanément le soutien de jambe vers l'avant.

Tirez les soutiens de jambes vers l'avant pour éliminer d'éventuels plis à l'arrière. Contrôlez que la partie des soutiens de jambes qui dépasse est d'égale longueur des deux côtés. **Astuce** : appuyez légèrement sur la rotule pour pouvoir tirer plus facilement les soutiens de jambes vers vous.



Faites passer les soutiens de jambes sous chaque cuisse. Faites en sorte que le tissu entoure parfaitement la cuisse. **Astuce** : les soutiens de jambes sont plus faciles à mettre en place si les jambes du patient ne reposent pas tout à fait sur le siège. Pour cela, placez les pieds sur le repose-pieds ou sur votre propre jambe comme le montre l'illustration.

Préparez l'accrochage des soutiens de jambes. La méthode la plus courante de mise en place du harnais consiste à croiser les soutiens de jambes. Pour les autres méthodes, consultez la page 13.




Astuce : vérifiez que toutes les boucles de suspension soient de la même longueur, à savoir qu'elles soient de même longueur lorsqu'elles sont tendues avant le levage. Ajustez la position du harnais si ce n'est pas le cas.

Accrochez d'abord les boucles de sangle supérieures à l'étrier puis les boucles de soutien de jambe. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.

Transfert vers une position assise

En cas de placement du patient dans un fauteuil roulant, il est essentiel que le patient s'enfonce bien en arrière dans le fauteuil pour être correctement assis. Il existe pour cela plusieurs méthodes.




En cas de placement du patient dans un fauteuil roulant : inclinez le fauteuil vers l'arrière pendant l'abaissement du patient. Laissez ses fesses glisser vers le dossier à la fin de l'opération. Réglez l'inclinaison du fauteuil à l'aide du basculeur.

Alternative : appuyez légèrement sur les genoux du patient pendant la phase d'abaissement, de sorte que les fesses soient dirigées vers le dossier du siège. Si le harnais est muni de poignées de manœuvre, celles-ci peuvent être utilisées comme guides.

⚠ N'utilisez pas les poignées de manœuvre pour le levage ! Une traction excessive sur les poignées de manœuvre peut déchirer le harnais.

Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais dans le fauteuil après le transfert, il est recommandé d'utiliser le Original HighBack Sling modèle 200/210 en filet polyester.




Retirez doucement les soutiens de jambes. La meilleure façon de procéder consiste à les glisser par-dessous et à les tirer sous la partie en tissu du soutien de jambe.

Retirez le harnais en le tirant doucement vers le haut.

Levage depuis le lit

Il est recommandé de mettre le harnais en place lorsque le patient est couché puisque c'est la procédure la plus simple. Dans certains cas (notamment si le patient ne peut pas s'allonger), le harnais peut être mis en place lorsque le patient est assis sur son lit (cf. **Autre méthode de mise en place du harnais** ci-dessous).

Pensez à votre posture de travail, ainsi qu'au confort du patient. Utilisez les fonctions de verticalisation et d'abaissement du lit.



Tournez le patient vers vous pour l'empêcher de tomber du lit. Placez le harnais aussi loin que possible sous le patient, le bord inférieur **au niveau du coccyx**. Pliez le harnais de sorte que sa sangle arrière centrale se trouve le long de la colonne vertébrale du patient quand celui-ci est retourné avec précaution. Tirez soigneusement le harnais de l'autre côté.

Introduisez les soutiens de jambes sous les jambes. Pour faciliter l'opération, pressez le soutien de jambe contre le matelas lorsque vous le faites passer sous la cuisse. Faites en sorte que le tissu entoure parfaitement la cuisse. Les soutiens de jambes peuvent être accrochés de différentes façons, voir page 13.

Levez la tête de lit. Accrochez d'abord les boucles de sangle supérieures à l'étrier puis les boucles de soutien de jambe. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.


Autre méthode de mise en place du harnais : levez la tête de lit derrière le patient. Posez le harnais sur le lit, étiquette du produit tournée vers le matelas. Faites glisser le harnais vers le bas derrière le dos du patient de manière à ce que le bord inférieur **soit au niveau du coccyx**. **Astuce !** La mise en place est facilitée si le patient est penché ou se penche vers l'avant.

Transfert vers le lit

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais dans le fauteuil après le transfert, il est recommandé d'utiliser le Original HighBack Sling modèle 200/210 en filet polyester.

Pensez à votre posture de travail, ainsi qu'au confort du patient. Utilisez les fonctions de verticalisation et d'abaissement du lit.

Retrait du harnais lorsque le patient est assis sur le lit




Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit.

Retirez les soutiens de jambes en tirant les boucles de soutien de jambe sous la partie en tissu du soutien de jambe. **Astuce** : l'opération est plus facile si les jambes du patient sont fléchies.


Retirez le harnais en le tirant doucement vers le haut.

Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit



Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit. Abaissez la tête de lit.

Placez les boucles de soutien de jambe sous ces derniers, entre les jambes du patient.




Saisissez le bord du harnais. Ramenez le harnais sous lui-même. Appuyez-le contre le matelas et enfoncez-le sous le patient.

Tournez soigneusement le patient sur le côté. Agrippez le harnais par en dessous et retirez-le soigneusement.

Levage depuis le sol


Le levage depuis le sol avec le lève-personnes mobile Golvo™ de Liko est décrit ci-dessous. La même technique peut également s'appliquer au levage avec d'autres lève-personnes mobiles et stationnaires de Liko. Lire la notice d'utilisation du lève-personnes utilisé.



Tournez soigneusement le patient sur le côté et placez le bord du harnais sous le patient, bord inférieur **au niveau du coccyx**. Pliez le harnais de sorte que sa sangle arrière centrale se trouve le long de la colonne vertébrale du patient quand celui-ci est retourné avec précaution. Tirez soigneusement le harnais de l'autre côté.

Vérifiez que le harnais est mis en place de manière symétrique sous le patient ; ajustez la position si nécessaire. Introduisez les soutiens de jambes sous les jambes.






Tendez les soutiens de jambes sous les jambes du patient. Accrochez d'abord les boucles de sangle supérieures à l'étrier puis les boucles de soutien de jambe. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Éloignez les soutiens de jambes de l'entrejambe afin d'éviter d'occasionner la moindre gêne au patient. L'opération est plus facile si le patient plie les jambes.

Soulevez le patient du sol. Vous pouvez tourner le patient légèrement pour éviter que sa tête ne soit trop proche du pied central.

⚠ Le lève-personnes mobile doit être verrouillé lors du levage quand la tête du patient est tournée vers le lève-personnes.


Transfert vers le sol



Lors du transfert vers le sol, les roues du lève-personnes ne doivent pas être verrouillées. Lorsque le patient touche le sol, tirez le lève-personnes vers l'arrière pour donner de l'espace à la tête. **Astuce** : si le transfert se fait vers un tapis de gymnastique plus fin, le lève-personne peut être glissé sous ce tapis, de façon à ce que le tapis agisse comme une protection souple entre le lève-personne et le patient. Si le harnais doit être retiré, voir « Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit », page 11.

Conseils d'ajustement

Différentes positions assises



Le Soft Original HighBack Sling, accroché à un étrier **deux fixations**, offre une position légèrement renversée, avec un bon soutien pour la tête et une orientation du bassin d'environ 90 degrés.


Le Soft Original HighBack Sling, combiné avec l'**étrier Twin Bar 670**, offre plus d'ampleur aux épaules qu'aux soutiens de jambes. Convient aux patients de forte taille ou sensibles aux pressions sur les épaules.

A. La combinaison avec un **Cross-Bar Liko** offre une position un peu plus renversée et un angle d'inclinaison du bassin plus grand.

B. La combinaison avec les **des SideBars** offre une position un peu plus renversée et plus d'ampleur aux épaules qu'aux soutiens de jambes. Convient aux patients sensibles aux pressions sur les épaules.

Différentes méthodes pour accrocher les soutiens de jambes

Avant de choisir une autre méthode d'accrochage, effectuez une évaluation individuelle afin d'anticiper les risques éventuels.



Repose-jambes croisés.

La méthode la plus courante de mise en place du harnais. Une boucle de soutien de jambe est enfilée dans l'autre avant que les deux soient attachées à l'étrier.

Chevauchement sous les deux cuisses.

Convient, par exemple, au levage des personnes amputées des jambes.


Astuce : afin d'éviter que le patient ne soit trop incliné en position assise, des boucles d'extension peuvent être fixées aux boucles de soutien de jambe.

Chaque soutien de jambe est accroché séparément à l'étrier.

Convient par exemple au levage des personnes dont le bas-ventre est particulièrement sensible.

⚠ **Risque accru de glissement.**

Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?



A. Risque de glissement. Les fesses sortent du harnais. Le harnais est peut-être trop grand. Le harnais peut également ne pas avoir été tiré suffisamment bas le long du dos du patient lors de sa mise en place.

Avant de lever, contrôlez que le bord inférieur soit tendu et que le tissu entoure correctement les jambes.

B. Un harnais trop petit peut impliquer que les soutiens de jambes compriment l'entrejambe et provoquent un inconfort, une trop grande proximité entre l'étrier et le visage et/ou un mauvais soutien du dos.

CORRECT ! Le bord inférieur du harnais se trouve au niveau du coccyx. Les soutiens de jambes sont correctement mis en place sous les jambes.


Position de raccourcissement

Dans certains cas, il est avantageux de raccourcir les boucles de soutien de jambe pour que le patient soit bien assis dans le Soft Original HighBack Sling. La position de raccourcissement peut être utilisée de manière temporaire afin de tester la bonne longueur mais un usage prolongé risque d'endommager les brides. Si vous souhaitez raccourcir la boucle de soutien de jambe pour un usage à long terme, nous vous recommandons de faire un nœud dans la boucle pour la raccourcir d'environ 10 cm (4 po). Dans ce cas, c'est la boucle extérieure de soutien de jambe qui doit être fixée à l'étrier.

Accessoires

Extension Loop, verte, 12 cm (5 po)
 Extension Loop, verte, 22 cm (9 po)
 Extension Loop, grise, 12 cm (5 po)
 Extension Loop, grise, 22 cm (9 po)

Art. n° 3691102
 Art. n° 3691103
 Art. n° 3691302
 Art. n° 3691303



- 2 = 12 cm (5 po)
 - 3 = 22 cm (9 po)

Caractéristiques du Soft Original HighBack Sling Liko™, modèle 26

Désignation	Art. n°	Taille		Poids du patient ¹	Charge maximale
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Medium Slim (adulte mince)	30-50 kg (66-110 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Medium	40-80 kg (88-176 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Large	70-120 kg (154-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra Large	110-250 kg (242-550 lbs)	500 kg (1 100 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra Extra Large	200 kg (440 lbs)	500 kg (1 100 lbs)

¹ Le poids mentionné du patient est à titre indicatif uniquement – il peut y avoir des écarts.

² Pour soulever la charge maximale, le levage/les accessoires utilisés doivent être prévus pour la même charge ou pour une charge supérieure.

Matériau

Le Soft Original HighBack Sling est en polyester

Combinaisons recommandées

Combinaisons recommandées entre le Soft Original HighBack Sling Liko et les étriers Liko :	Mini 220	Sling bar 350 ³	Standard 450	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bar 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ « Sling bar 450 » fait référence à l'étrier Universal SlingBar 450, Art. n° 3156075, 3156085 et 3156095, ainsi qu'à l'étrier SlingGuard 450, Art. n° 3308020 et 3308520.

² « Twin bar 670 » fait référence à l'étrier Universal TwinBar 670, Art. n° 3156077 et 3156087, ainsi qu'aux SlingGuard 670 Twin, Art. n° 3308040 et 3308540.

³ « Sling bar 350 » fait référence aux Universal SlingBar 350 Art. n° 3156074, 3156084 et 3156094.

⁴ « Sling bar 600 » fait référence aux Universal SlingBar 600 Art. n° 3156076 et 3156086.

Explication : 1 = Recommandée, 2 = Possible, 3 = Déconseillée, 4 = Inadéquante

Autres combinaisons

Les combinaisons d'accessoires/de produits autres que celles recommandées par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du patient.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Suède
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
 patients and their caregivers:

Hill-Rom