


Upute za uporabu



Opis proizvoda

Liko Soft Original HighBack Sling osnovni je model dizajniran kako bi se prilagodio pacijentu bez individualnih namještanja i jedna je od naših najviše upotrebljivanih nosiljki.

Ona osigurava blago nagnuti sjedeći položaj i odlično podupiranje cijelog tijela, što je dobro za pacijente sa smanjenom stabilnošću glave i trupa. Odgovarajuće pričvršćena i pažljivo postavljena nosiljka pružit će pacijentu odličan osjećaj sigurnosti i visok stupanj udobnosti.

Nosiljka Soft Original HighBack Sling može se upotrebljavati za sva uobičajena podizanja. Mekan ojačan podupirač za glavu omogućuje dodatno udobno podupiranje glave u sjedećem i ležećem položaju.

Tkanine

Nosiljka Soft Original HighBack Sling izrađena je od poliester. Polyester je vrlo izdržljiv i odlikuje se niskim trenjem zbog čega se nosiljka lako postavlja i lako uklanja.

Za one koji žele odgovarajuću nosiljku izrađenu od druge tkanine preporučujemo uporabu nosiljke Original HighBack Sling mod. 200/210. Nosiljka Original HighBack Sling izrađena je od mrežastog poliester koji se preporučuje ako nosiljku treba ostaviti na kolicima nakon prenošenja. Za kupanje i tuširanje raspoloživa je mrežasta konstrukcija obložena plastikom. Vodonepropusna je i može se jednostavno obrisati. Taj se materijal suši brzo i ne rashlađuje pacijenta kao vlažna, apsorbirajuća tkanina.

Podizne trake nosiljke uvijek su izrađene od izdržljivog poliester i vrlo su sigurne.

Veličine

Nosiljka Soft Original HighBack Sling dostupna je u različitim veličinama. Važno je odabrati ispravnu veličinu kako bi se postigao najviši stupanj udobnosti i sigurnosti. Nosiljka koja je prevelika povećava opasnost od iskliznuća pacijenta iz nje, a premala se može urezati u prepone i izazvati neugodu.

Kod većih veličina, kombinacija s modelom twin bar 670 može biti dobar odabir.

Potpornji za noge

Soft Original HighBack Sling ima potpornje za noge s pojačanim umecima koji pružaju visoki stupanj udobnosti, raspodjeljuju pritisak i sprječavaju nabiranje nosiljke ispod bedara.

Prikladne dizalice

Nosiljka Soft Original HighBack Sling može se upotrebljavati sa svim nadglavnim i mobilnim dizalicama tvrtke Liko. Možete odabrati između nadglavnih dizalica LikoGuard™, Likorall™ i Multirall™ ili mobilnih dizalica Golvo™, Viking™, Uno™ i Liko™ M220/M230.

U ovom se dokumentu pacijentom naziva osoba koja se podiže, a njegovateljem osoba koja pomaže.

VAŽNO!





















Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora za podizanje. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Provjerite je li oprema za podizanje prikladna za dizalicu koja se upotrebljava. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Morate biti svjesni mjere u kojoj je pacijent sposoban sudjelovati u podizanju. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Sadržaj

Opis simbola	3
Sigurnosne upute	4
Njega i održavanje	5
Definicije	5
Kako pričvrstiti nosiljku na različite šipke za nosiljke	6
Kako pričvrstiti Soft Original HighBack Sling na šipku za nosiljke s 4 kuke (Twin Bars i Cross Bars)	7
Podizanje iz sjedećeg položaja.....	7
Podizanje u sjedeći položaj.....	9
Uklanjanje nosiljke u stolcu/kolicima	9
Podizanje iz kreveta	10
Podizanje u krevet	10
Uklanjanje nosiljke pri sjedenju pacijenta u krevetu	10
Uklanjanje nosiljke pri ležanju pacijenta u krevetu	11
Podizanje s poda.....	11
Podizanje na pod	12
Savjeti za postavljanje	12
Različiti sjedeći položaji	12
Različiti načini spajanja potporanja za noge	13
Pacijent ne sjedi dobro u nosiljci – zbog čega?.....	13
Položaj skraćivanja.....	13
Pribor.....	14
Pregled, Liko Soft Original HighBack Sling, mod. 26	14
Preporučene kombinacije.....	14

Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje; ova situacija zahtijeva dodatnu pažnju i pozornost.
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Identifikator proizvoda
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Nemojte kemijski čistiti
	Nemojte glačati
	Sušenje u sušilici
	Ne sušite u sušilici za rublje
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s preporučenom temperaturom iskazanom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Periodički pregled
	Nemojte izbjeljivati
	Sušenje vješanjem u sjeni
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini opreme.
	Simbol na vanjskoj površini opreme.
	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj


Sigurnosne upute

Prije podizanja uzmite u obzir sljedeće točke:

- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji treba u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potreban jedan njegovatelj ili više njih.
- Provjerite ispunjava li odabrana nosiljka potrebe pacijenta što se tiče modela, veličine, tkanine i dizajna.
- Ukupno maksimalno opterećenje za sustav dizalice uvijek se utvrđuje na temelju proizvoda u sustavu koji ima najmanje navedeno maksimalno opterećenje.
- Upotrebljavajte nosiljke namijenjene konkretnom pacijentu iz sigurnosnih i higijenskih razloga.
- Planirajte podizanje tako da ga možete obaviti što sigurnije i jednostavnije.
- Povjerite visi li pribor za podizanje okomito i može li se slobodno pomicati.
- Iako su šipke za nosiljku Liko opremljene hvatačima, potrebno je primjenjivati poseban oprez. Prije nego što podignete pacijenta s površine na kojoj se nalazi, ali nakon što ste potpuno raširili trake, provjerite jesu li trake ispravno spojene na kuke šipke za nosiljku.
- Provjerite je li pacijent sigurno posjednut u nosiljku prije nego što ga premjestite na drugo mjesto.
- Nikada ne podižite pacijenta s površine na kojoj se nalazi više nego što je to potrebno za obavljanje podizanja i premještanja.
- Nikada ne ostavljajte pacijenta bez nadzora za vrijeme podizanja.
- Provjerite jesu li kotači na kolicima, krevetu, nosilima na kotačima itd. blokirani za vrijeme podizanja/premještanja.
- Uvijek radite na ergonomski način. Iskoristite sposobnost pacijenta da aktivno sudjeluje u radnjama.
- Kada se nosiljka ne upotrebljava, ne izlažite je izravnoj sunčevoj svjetlosti.

 Neispravno pričvršćivanje nosiljke na šipku za nosiljku može dovesti do ozbiljnih ozljeda pacijenta.

 Ručno okretanje pacijenta u krevetu može dovesti do ozljeda njegovatelja.

 Medicinski proizvod klase I

PATENT www.hillrom.com/patents

Proizvod može biti pokriven jednim patentom ili više njih. Pogledajte prethodno navedenu internetsku adresu.

Društva Hill-Rom vlasnici su europskih, američkih i drugih patenata i prijava za patent koje su u tijeku.

Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ima certificiranu kvalitetu u skladu s normom ISO 9001 i istovrijednom normom za industriju medicinskih proizvoda ISO 13485.

Liko je također certificiran u skladu s ekološkom normom ISO 14001.

Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

Njega i održavanje

Pregledajte nosiljku prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- trake
- šavovi
- ovjesne petlje

⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Upute za pranje: pogledajte oznaku proizvoda na nosiljki i dodatak „Njega i održavanje Liko nosiljki“.

Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to uobičajeno. Pogledajte protokol tvrtke Liko „Periodički pregled tekstilnih proizvoda tvrtke Liko“. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hill-Rom.

Očekivani životni vijek

Proizvod ima očekivani životni vijek od 1 do 5 godina pri uobičajenoj uporabi. Očekivani životni vijek ovisi o tkanini, učestalosti uporabe, postupku pranja i nosivoj težini.


Upute za recikliranje

Cjelokupni proizvod, uključujući letvice, materijal podstave i sl. treba razvrstati u zapaljivi otpad.

Hill-Rom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog odlaganja medicinskih proizvoda i pribora.
















U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hill-Rom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

Definicije




1. Serijski broj
2. Etiketa proizvoda
3. Oznaka: periodički pregled
4. Petlja gornje trake
5. Mekan podupirač za glavu s letvicama
6. Ručica
7. Pojas (ako se primjenjuje)
8. Stražnja središnja traka / oznaka veličine
9. Potporanj za noge
10. Položaj skraćivanja
11. Petlja potporna za noge
12. Donji rub


Kako pričvrstiti nosiljku na različite šipke za nosiljke

Šipka za nosiljku	Petlje nosiljke na kukama šipke za nosiljku	Ispravno
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

Neispravno!




Kako pričvrstiti Soft Original HighBack Sling na šipku za nosiljke s 4 kuke (Twin Bars i Cross Bars)




Podizanje iz sjedećeg položaja

Potrebna su dva negovatelja kako bi postavili nosiljku u skladu s ergonomskim načelima. Pacijent se obično naginje prema naprijed za vrijeme postavljanja i stoga je važno da negovatelj stane ispred pacijenta kako bi spriječio da pacijent padne prema naprijed.




Nosiljku postavite iza leđa pacijenta tako da etiketa proizvođača bude okrenuta prema van. Namotajte donji rub nosiljke oko vrhova prstiju radi lakšeg navođenja nosiljke na mjesto.



Svojim dlanom gurnite donji rub nosiljke dolje na razinu pacijentove trtične kosti – **to je vrlo važno**. **Savjet:** ispravno dovođenje u položaj lakše je izvesti ako se pacijent malo nagne / ako ga nagnete prema naprijed.



Povucite potpornje za noge na nosiljci uzduž vanjskog dijela bedara pacijenta. Stavite svoj dlan između tijela pacijenta i nosiljke i gurnite donji rub potpornja za noge dolje prema sjedalu. Istodobno drugom rukom povucite potporanj za noge naprijed da biste ga rastegnuli.




Povucite potpornje za noge prema naprijed da biste izgladili nabore na leđima. Provjerite proviruju li oba potpornja za noge jednakom duljinom. **Savjet:** nježno pridržavanje čašice koljena s njezine donje strane olakšava povlačenje potporanja za noge prema naprijed.




Umetnite potpornje za noge ispod svakog bedra. Provjerite je li tkanina bez nabora i obuhvaća li nogu ispravno. **Savjet:** postavljanje potporanja za noge lakše je ako su noge pacijenta malo podignute iz sjedala. To možete postići tako da stavite stopala pacijenta na oslonce za stopala ili na vlastitu nogu, prema prikazu na slici.

Pripremite spoj potporanja za noge. Najuobičajeniji način primjene nosiljke je da potpornji za noge budu prekriveni. Druge metode potražite na stranici 13.




Savjet: provjerite jesu li sve ovjesne petlje postavljene na jednaku duljinu, odnosno jesu li na jednakoj visini kada se rastežu prije podizanja. Podesite položaj nosiljke ako one nisu na istoj visini.



Prvo spojite gornje petlje trake na šipku za nosiljku, a zatim petlje potporanja za noge. Pogledajte stranice 6. – 7. za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke. Podignite pacijenta.

Podizanje u sjedeći položaj

Kada stavljate pacijenta u kolica, važno je da pacijent sjedne dovoljno duboko u kolica kako bi ispravno sjedio. To možete postići na nekoliko načina.



Kada stavljate pacijenta u kolica: nagnite kolica prema natrag za vrijeme spuštanja pacijenta. Pustite stražnjicu da klizne prema dolje niz naslon za leđa za vrijeme posljednjeg dijela spuštanja. Regulirajte kut kolica stopalom na nagibnom potpornju.

Drugo rješenje: primijenite lagani pritisak ispod koljena pacijenta za vrijeme slijeda spuštanja tako da se stražnjica počne kretati prema naslonu za leđa na kolicima. Ako nosiljka ima ručice, možete ih upotrijebiti za navođenje.

⚠ Ne upotrebljavajte ručice za podizanje! Prekomjerno opterećivanje ručica može dovesti do pucanja nosiljke.

Uklanjanje nosiljke u stolcu/kolicima

Preporučujemo da uklonite nosiljku nakon premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti nosiljku u kolicima nakon premještanja, preporučujemo da upotrijebite nosiljku Original HighBack Sling mod. 200/210 izrađenu od mrežastog poliester.




Pažljivo uklonite potporanj za noge. Najnježniji način da to učinite je da povučete petlje potpornja za noge van ispod dijela potpornja za noge od tkanine.

Uklonite nosiljku tako da je pažljivo povučete prema gore.

Podizanje iz kreveta

Preporučuje se upotreba nosiljke kada pacijent leži vodoravno jer je to najjednostavniji postupak. U nekim slučajevima, npr. ako pacijent ne može ležati vodoravno, nosiljka se može primijeniti dok pacijent sjedi u krevetu (pogledajte odjeljak **Alternativne metode primjene nosiljke** u nastavku).

Vodite računa i o vlastitom držanju tijela kao i o udobnosti pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje.



Okrenite pacijenta prema sebi kako biste spriječili da padne iz kreveta. Rub nosiljke umetnite ispod pacijenta tako da je donji rub **u ravnini s trtičnom kosti**. Preklopite nosiljku tako da njezina središnja stražnja traka odgovara pacijentovoj kralježnici kada se pacijent ponovno nježno okrene. Pažljivo izvucite nosiljku s druge strane.

Umetnite potpornje za noge ispod nogu. To je najbolje učiniti tako da pritisćete potporanj za noge prema dolje na madrac dok ga umećete ispod bedra. Provjerite je li tkanina bez nabora i obuhvaća li nogu ispravno. Potpornje za noge možete spojiti na različite načine, pogledajte stranicu 13.


Podignite uzglavlje kreveta. Prvo spojite gornje petlje trake na šipku za nosiljku, a zatim petlje potporanja za noge. Pogledajte stranice 6. – 7. za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke. Podignite pacijenta.

Alternativna metoda primjene nosiljke: Podignite uzglavlje na krevetu iza pacijenta. Položite nosiljku na krevet tako da etiketa proizvoda gleda dolje prema madracu. Pogurnite nosiljku prema dolje iza leđa pacijenta tako da donji rub bude **u ravnini s trtičnom kosti**. **Savjet!** Postavljanje je lakše ako se pacijent nagne / ako ga nagnete prema naprijed.

Podizanje u krevet

Preporučujemo da uklonite nosiljku nakon premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti nosiljku u krevetu nakon premještanja, preporučujemo da upotrijebite nosiljku Original HighBack Sling mod. 200/210 izrađenu od mrežastog poliester. Vodite računa i o vlastitom držanju tijela kao i o udobnosti pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje.

Uklanjanje nosiljke pri sjedenju pacijenta u krevetu




Namjestite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite uzglavlje kreveta da bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet.

Uklonite potpornje za noge tako da povučete petlje potporanja za noge ispod dijela od tkanine na potpornju za noge. **Savjet:** to je lakše ako su noge pacijenta savijene.


Uklonite nosiljku tako da je pažljivo povučete prema gore.

Uklanjanje nosiljke pri ležanju pacijenta u krevetu



Namjestite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite uzglavlje kreveta da bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet. Spustite uzglavlje.

Postavite petlje potporanja za noge ispod potporanja za noge između nogu pacijenta.




Obuhvatite rub nosiljke. Gurnite nosiljku ispod same nosiljke. Pritisnite nosiljku na madrac i ispod pacijenta.

Pažljivo okrenite pacijenta na bok. Obuhvatite nosiljku odozdo i pažljivo je uklonite.

Podizanje s poda


Podizanje s poda mobilnom dizalicom Liko Golvo™ opisano je u nastavku. Ista tehnika pogodna je i za podizanje s pomoću drugih mobilnih i fiksnih dizalica Liko. Pročitajte Upute za uporabu za dizalicu koja se rabi.



Pažljivo okrenite pacijenta na bok i stavite rub nosiljke ispod pacijenta tako da donji rub bude **u ravnini s trtičnom kosti**. Preklopite nosiljku tako da njezina središnja stražnja traka odgovara pacijentovoj kralježnici kada se pacijent ponovno nježno okrene. Pažljivo izvucite nosiljku s druge strane.

Provjerite da remen simetrično leži ispod pacijenta; po potrebi namjestite položaj. Umetnite potpornje za noge ispod nogu.






Izravnajte potpornje za noge ispod nogu pacijenta. Prvo spojite gornje petlje trake na šipku za nosiljku, a zatim petlje potporanja za noge. Pogledajte stranice 6. – 7. za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke. Neka potpornji za nogu budu udaljeni od prepona kako pacijentu ne bi bilo neudobno. To je lakše ako su noge pacijenta savijene.

Podignite pacijenta s poda. Pacijenta možete malo okrenuti kako biste izbjegli da mu glava bude preblizu stupu dizalice.

⚠ Mobilna dizalica treba biti blokirana kada podižete pacijenta glavom okrenutom prema dizalici.


Podizanje na pod



Tijekom podizanja na pod, kotači dizalice ne smiju biti blokirani. Kada pacijent dotakne pod, dizalicu treba povući unatrag kako bi se dalo mjesto za glavu. **Savjet:** Ako se podizanje izvodi na tanju strunjaču, dizalica se može gurnuti ispod te strunjače tako da strunjača djeluje kao meka zaštita između dizalice i pacijenta. Ako treba ukloniti nosiljku, pogledajte odjeljak „Uklanjanje nosiljke pri ležanju pacijenta u krevetu“, stranica 11.

Savjeti za postavljanje

Različiti sjedeći položaji



Soft Original HighBack Sling u **ovjesu na dvije točke** omogućuje blago nagnuti sjedeći položaj s odličnim podupiranjem glave i kutom od otprilike 90 stupnjeva u zglobu kuka.


Soft Original HighBack Sling u kombinaciji s opremom **twin bar 670** osigurava veću širinu na ramenima nego kod potporanja za noge, što je prikladno ako je pacijent velik ili na ramenima osjetljiv na pritisak.

A. U kombinaciji s opremom **Liko Cross-bar** postižu se malo nagnutiji položaj i veći kut na zglobu kuka.

B. U kombinaciji s opremom **SideBars** postiže se malo nagnutiji položaj i veća širina na ramenima nego kod potporanja za noge, što je prikladno ako je pacijent na ramenima osjetljiv na pritisak.

Različiti načini spajanja potporanja za noge

Prije odabira mogućnosti spajanja valja obaviti pojedinačnu procjenu kako biste predvidjeli moguće opasnosti.



Prekriženi potpornji za noge.

Najčešći način postavljanja nosiljke. Jedna se petlja potporna za noge provlači kroz drugu prije nego što se petlje spoje na šipku za nosiljku.

Preklopljeno ispod oba bedra.

Primjerice, može biti prikladno pri podizanju pacijenta s amputiranim nogama.


Savjet: kako biste izbjegli da sjedeći položaj pacijenta bude previše nagnut, možete pričvrstiti opremu Extension Loop na petlje potporna za noge.

Svaki potporanj za noge spaja se odvojeno na šipku za nosiljku.

To može biti prikladno pri podizanju pacijenata s posebno osjetljivim genitalijama.

⚠ Povećana opasnost od iskliznuća.

Pacijent ne sjedi dobro u nosiljci – zbog čega?



A. Opasnost od iskliznuća. Stražnjica visi iz nosiljke. Nosiljka je možda prevelika. To također može biti zbog činjenice da nosiljka nije dovoljno povučena niz leđa pacijenta.

Prije podizanja provjerite da je donji rub rastegnut i da tkanina ispravno obuhvaća noge.

B. Nosiljka koja je premala može dovesti do zarezivanja potporanja za noge u prepone što izaziva neugodu i da šipka za nosiljku bude preblizu lica i/ili leđa i tako ne osigura dovoljno podupiranje.

Donji rub nosiljke na istoj je visini kao i trtična kost. Potpornji za noge ispravno su postavljeni ispod nogu.


Položaj skraćivanja

U određenim slučajevima prednost je skratiti petlju potporna za noge kako bi pacijent dobro sjedio u nosiljki Original HighBack Sling. Položaj skraćivanja može se privremeno upotrijebiti radi provjere je li duljina odgovarajuća, ali produljena uporaba može oštetiti ojačane šavove. Međutim, ako želite skratiti petlju potporna za noge za dugotrajnu upotrebu, preporučuje se da zavežete čvor u petlji kako biste je skratili za približno 10 cm (4 in). U tom slučaju, vanjska petlja potporna za noge ona je koju treba povezati na šipku za nosiljku.

Pribor

Extension Loop, zeleni, 12 cm (5 inča)
 Extension Loop, zeleni, 22 cm (9 inča)
 Extension Loop, sivi, 12 cm (5 inča)
 Extension Loop, sivi, 22 cm (9 inča)

Br. artikla. 3691102
 Br. artikla. 3691103
 Br. artikla 3691302
 Br. artikla 3691303



- 2 = 12 cm (5 in)
 - 3 = 22 cm (9 in)

Pregled za Liko™ Soft Original HighBack Sling, mod. 26

Proizvod	Br. artikla	Veličina		Težina pacijenta ¹	Maks. opterećenje
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Srednje mala (mršava odrasla osoba)	30 – 50 kg (66 – 110 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Srednja	40 – 80 kg (88 – 176 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Velika	70 – 120 kg (154 – 264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Vrlo velika	110 – 250 kg (242 – 550 lbs)	500 kg (1.100 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Vrlo vrlo velika	200- kg (440- lbs)	500 kg (1.100 lbs)

¹ Navedena težina pacijenta samo je smjernica – smiju postojati odstupanja.

² Za održavanje maksimalnog opterećenja potrebni su dizalica/pribor namijenjeni za isto ili veće opterećenje.

Materijal

Soft Original HighBack Sling izrađena je od poliestera

Preporučene kombinacije

Preporučene kombinacije za Liko Soft Original HighBack Sling i Liko šipke za nosiljke:	Mini 220	Sling bar 350 ³	Standard 450	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bar 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Sling bar 450 odnosi se na nosiljku Universal SlingBar 450 br. artikla 3156075, 3156085 i 3156095 te na nosiljku SlingGuard 450 br. artikla 3308020 i 3308520.

² Twin bar 670 odnosi se na Universal TwinBar 670, br. artikla 3156077 i 3156087 te SlingGuard 670 Twin, br. artikla 3308040 i 3308540.

³ Sling bar 350 odnosi se na Universal SlingBar 350 br. artikla 3156074, 3156084 i 3156094.

⁴ Sling bar 600 odnosi se na Universal SlingBar 600, br. artikla 3156076 i 3156086.

Objašnjenje: 1 = preporučeno, 2 = može funkcionirati, 3 = ne savjetuje se, 4 = neprikladno

Druge kombinacije

Kombinacije pribora/proizvoda koje nije preporučio Liko mogu dovesti do opasnosti za sigurnost pacijenta.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Švedska
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

