


Instrukcijų vadovas



Gaminio aprašymas

„Liko Soft Original HighBack Sling“ yra pagrindinis modelis, kuris skirtas priderinti pacientui individualiai nereguliuojant ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų diržų.

Jis numato sėdėjimo pusiau atsilošus padėtį ir puikią atramą visam kūnui, tai tinka pacientams, kurių galvos ir liemens stabilumas yra sumažėjęs. Tinkamai pritvirtinus ir atsargiai naudojant diržą, pacientas jausis visiškai saugiai ir itin patogiai.

„Soft Original HighBack Sling“ galima naudoti visose įprastose kėlimo situacijose. Sutvirtinta minkšta galvos atrama užtikrina papildomą patogumą galvai tiek sėdint, tiek gulint.

Audiniai

„Soft Original HighBack Sling“ yra pagamintas iš poliesterio. Poliesteris yra patvarus ir mažai trina, todėl diržą lengva uždėti ir nuimti.

Jei pageidaujama tokio paties diržo, tačiau iš kito audinio, rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 200 / 210. „Original HighBack Sling“ diržas galimas iš tinklinio poliesterio, kuris rekomenduojama, jei diržas paliekamas kėdėje po perkėlimo. Maudymui ar prausimui duše galima įsigyti plastikų dengtos tinklinės medžiagos modelį, kuris yra laidus vandeniui ir gali būti lengvai nušluostomas. Ši medžiaga išdžiūva

greitai džiūsta, todėl nesušaldys paciento, kaip nutiktų naudojant drėgną ir sugeriantį audinį.

Diržo kėlimo dirželiai visada gaminami iš patvaraus poliesterio ir yra labai saugūs.

Dydžiai

„Soft Original HighBack Sling“ galimas įvairių dydžių. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, kad būtų užtikrintas didžiausias komfortas ir saugumas. Jei diržas per didelis, pacientas gali išslysti, o per mažas gali veržti kirkšnis ir bus nepatogus.

Didesniems dydžiams vertėtų rinktis porinį laikiklį 670.

Kojų atramos

„Soft Original HighBack Sling“ turi kojų atramas su sutvirtintais įdėklais, suteikiančiais didelio patogumo; jie paskirsto spaudimą ir apsaugo diržą nuo susiraukšlėjimo po šlaunimis.

Tinkami keltuvai

„Soft Original HighBack Sling“ galima naudoti kartu su visais „Liko“ lubiniais ir mobiliaisiais keltuvais. Galite rinktis iš lubinių keltuvų „LikoGuard™“, „Likorall™“ ir „Multirall™“ arba mobiliųjų keltuvų „Golvo™“, „Viking™“, „Uno™“ ir „Liko™ M220/M230“.

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas globėju.

SVARBU!





















Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir kėlimo priedų instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Patikrinkite, ar kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuvui. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Turinys

Simbolių aprašymas.....	3
Saugumo nurodymai	4
Techninė ir kita priežiūra	5
Apibrėžimai	5
Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių	6
Kaip pritvirtinti „Soft Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliukais (poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai)	7
Kėlimas iš sėdimos padėties	7
Kėlimas į sėdimą padėtį.....	9
Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje.....	9
Kėlimas nuo lovos.....	10
Kėlimas į lovą.....	10
Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje	10
Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje.....	11
Kėlimas nuo grindų.....	11
Kėlimas ant grindų.....	12
Patarimai dėl reguliavimo.....	12
Skirtingos sėdimos padėtys	12
Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai	13
Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?.....	13
Sutrumpinta padėtis.....	13
Priedai	14
„Liko Soft Original HighBack Sling“, mod. 26	14
Rekomenduojami deriniai	14

Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Šiuo atveju reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys.
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Gaminio identifikatorius
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Nevalyti chemiškai
	Nelyginti
	Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje
	Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F.
	Be latekso
	Periodinė patikra
	Nebalinti
	Džiovinti ant virvės šešėlyje
	Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje.
	Simbolis įrangos išorėje.
	GS1 duomenų matricos brūkšniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

Saugumo nurodymai

Prieš keldami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.

- Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar Jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Įsitinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
- Bendra maksimali keltuvo sistemos apkrova visada nustatoma pagal sistemos gaminį, kurio nurodyta maksimali apkrova yra mažiausia.
- Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
- Suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Patikrinkite, ar keltuvo priedas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti.
- Nors „Liko“ diržų laikikliai yra su apsauginiais fiksatoriais, būtina elgtis ypač atsargiai. Prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, kai dirželiai yra visiškai ištempti, įsitinkite, kad dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablių.
- Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitinkite, kad pacientas saugiai sėdi dirže.
- Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau, nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūroms atlikti.
- Keliant jokiū būdu negalima palikti paciento be priežiūros.
- Įsitinkite, kad atliekant kėlimo / perkėlimo operaciją vežimėlio, lovos, medicininio vežimėlio ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.
- Kai diržas nėra naudojamas, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.

Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio gali būti smarkiai sužalotas pacientas.

Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas.

 Medicinos klasės įtaisas I Gaminys

PATENTAS: www.hillrom.com/patents

Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. prieš tai pateikiamą interneto adresą.

„Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstymo laukiančių patentinių paraiškų savininkės.

Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicinos prietaisų pramonei ISO 13485.

„Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Techninė ir kita priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinį
- dirželius
- siūles
- kabamosios kilpos

⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Skalbimo nurodymai: žr. diržo gaminio etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“.

Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Patikras gali reikėti atlikti dažniau, jei gaminiai naudojami arba plaunami dažniau nei įprastai. Žr. „Bendrovės „Liko“ periodinio tekstilės gaminių tikrinimo protokolą“. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

Numatyta eksploatavimo trukmė

Įprastai naudojant, numatytas gaminio naudojimo laikas yra 1–5 metai. Numatytas naudojimo laikas skiriasi priklausomai nuo audinio, naudojimo dažnio, plovimo procedūros ir laikomo svorio.


Perdirbimo instrukcijos

Visas gaminius, įskaitant juosteles, paminkštintimo medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos.

„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.
















Kilus abejonų, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.

Apibrėžimai




1. Serijos numeris
2. Gaminio etiketė
3. Etiketė: Periodinė patikra
4. Viršutinio dirželio kilpa
5. Minkšta galvosatrama su tinkleliu
6. Rankena
7. Diržas (jei taikytina)
8. Vidurinis užpakalinis dirželis/dydžio žyma
9. Kojų atrama
10. Sutrumpinta padėtis
11. Kojų atramos kilpa
12. Apatinis kraštas





Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių

Diržo laikiklis	Diržo kilpos užkabinamos ant diržo laikiklio kablių	Teisingai
 <p>„SlingGuard™“</p>		
 <p>Universalus</p>		
 <p>„SlingGuard™ Twin“</p>		
 <p>„Universal Twin“</p>		
 <p>Kryžminis laikiklis</p>		

Neteisingai!




Kaip pritvirtinti „Soft Original HighBack Sling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliukais (poriniai laikikliai ir kryžminiai laikikliai)

 <p>A Viršutinio dirželio kilpa</p> <p>B Kojų atramos kilpa</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>1, 2 ir 3 iliustracijose vaizduojamas porinis laikiklis, bet tinka ir kryžminiam laikikliui.</p>


Kėlimas iš sėdimos padėties

Diržui uždėti laikantis ergonomikos reikalavimų, reikalingi du slaugytojai. Paprastai dedant diržą pacientas pakeliamas į priekį, tada svarbu, kad globėjas slaugytojas priešais pacientą, kad jis nenukristų į priekį.




Uždėkite diržą pacientui iš nugaros, kad gaminio etiketė būtų nukreipta į išorę. Suvyniokite aplink savo pirštų galiukus apatinį diržo kraštą, kad būtų lengviau nukreipti diržą į vietą.



Delnu prispauskite apatinį diržo kraštą iki paciento stuburgalio lygio – **tai labai svarbu**. Patarimas. Tinkamą padėtį lengviau nustatyti, kai pacientas šiek tiek pasilenkia ar yra palenkiamas į priekį.



Patraukite diržo kojų atramas pirmyn, palei paciento šlaunų išorę. Užkiškite delną tarp paciento kūno ir diržo ir pastumkite kojų atramos apatinį kraštą žemyn, sėdynės link. Tuo pat metu kita ranka patraukite kojų atramą pirmyn, kad ištiesintumėte.





Patraukite kojų atramas pirmyn, kad išlygintumėte klostes ties nugara. Patikrinkite, ar abi kojų atramos kyšo vienodu atstumu. **Patarimas.** Atsargiai prilaikant po antkeliumi, lengviau patraukti pirmyn kojų atramas.



Pakiškite kojų atramas po abiem šlaunimis. Patikrinkite, ar audinys išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. **Patarimas.** Kojų atramas lengviau pritaikyti, kai paciento kojos šiek tiek pakeltos nuo sėdynės. Tai galima padaryti padedant paciento pėdą ant pakojo ar savo kojos (kaip pavaizduota).

Parentkite sujungti kojų atramas. Dažniausiai diržas uždedamas sukryžius kojų atramas. Alternatyvius metodus žr. 13 psl.




Patarimas. Patikrinkite, ar visos kabamosios kilpos vienodo ilgio, t. y. yra vienodame aukštyje, kai ištempiamos prieš keliant. Reguluokite diržo padėtį, jei jos nėra vienodame aukštyje.

Iš pradžių prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

Kėlimas į sėdimą padėtį

Sodinant pacientą į vežimėlį, svarbu, kad pacientas pakankamai pasislinktų kėdėje atgal, kad patogiai sėdėtų. Tai galima atlikti keliais būdais.




Sodindami pacientą į vežimėlį: nuleisdami pacientą, palenkite kėdę atgal. Paskutiniame etape leiskite sėdmenims slysti nugaros atrama. Kontroliuokite vežimėlio kampą padėdami savo pėdą ant pavertimo atramos.

Variantas: nuleisdami šiek tiek paspauskite po paciento keliais, kad sėdmenys pasislinktų kėdės atlošo link. Jei diržas yra su rankenomis, naudojantis jomis galima pakreipti.

⚠ Nėkelkite už rankenų! Rankenas veikiant per didelei jėgai, gali suplyšti diržas.

Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje

Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą kėdėje, rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 200 / 210, pagamintą iš tinklinio poliesterio.




Atsargiai nuimkite kojų atramą. Švelniausias būdas tai atlikti – patraukti kojų atramų kilpas po kojų atramos audinio dalimi.

Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami jį į viršų.

Kėlimas nuo lovos

Rekomenduojama dėti diržą, kai pacientas guli horizontaliai, nes tada procedūra yra lengviausia. Kai kuriais atvejais, pvz., jei pacientas negali gulėti horizontaliai, diržas gali būti dedamas pacientui sėdint lovoje (žr. žemiau esantį skyrių **Alternatyvūs būdai dėti diržą**).

Stenkitės, kad būtų patogiu pacientai ir taip pat būtų patogį jūsų darbinė padėtis. Naudokite lovos pakėlimo ir nuleidimo funkcijas.



Pasukite pacientą į save, kad jis arba ji neiškristų iš lovos. Įstatykite diržo kraštą po pacientu, kad apatinis kraštas **būtų sulygiuotas su stuburgaliu**. Sulenkite diržą taip, kad jo centrinė nugaros dalis atitiktų paciento nugarą, kai pacientas švelniai atverčiamas. Atsargiai traukite diržą iš kitos pusės.

Pakiškite kojų atramas po kojomis. Tai geriausia atlikti spaudžiant kojų atramą žemyn, prie čiužinio, ir įterpiant ją po šlaunimis. Patikrinkite, ar audinys išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. Kojų atramas galima jungti skirtingais būdais, žr. 13 psl.

Pakelkite lovos galvūgalį. Iš pradžių prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.


Alternatyvūs būdai dėti diržą: Pakelkite lovos galvūgalį už paciento. Paklokite diržą ant lovos, gaminio etikete žemyn, į čiužinį. Slinkite diržo kraštą už paciento nugaros, kad apatinis kraštas **būtų sulygiuotas su stuburgaliu**. **Patarimas!** Uždėti lengviau, kai pacientas pasilenkia ar yra palenkiamas į priekį.

Kėlimas į lovą

Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą lovoje, rekomenduojama naudoti „Original HighBack Sling“ mod. 200 / 210, pagamintą iš tinklinio poliesterio.

Stenkitės, kad būtų patogiu pacientai ir taip pat būtų patogį jūsų darbinė padėtis. Naudokite lovos pakėlimo ir nuleidimo funkcijas.

Diržo nuėmimas, kai pacientas sėdi lovoje




Nustatykite paciento padėtį virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos.

Nuimkite kojų atramas, ištraukdami kojų atramų kilpas po kojų atramos audinio dalimi.
Patarimas. Tai lengviau atlikti, kai paciento kojos sulenktos.


Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami jį į viršų.

Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje



Nustatykite paciento padėtį virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos. Nuleiskite galvūgalį.

Nustatykite kojų atramų kilpas po kojų atramomis tarp paciento kojų.




Suimkite už diržo krašto. Pastumkite diržą po juo. Prispauskite diržą prie čiužinio ir po pacientu.

Atsargiai paverskite pacientą ant šono. Suimkite diržą iš apačios ir atsargiai ištraukite.

Kėlimas nuo grindų


Kėlimas nuo grindų su „Liko“ mobiliu keltuviu „Golvo™“ yra aprašytas žemiau. Ta pati technika tinkama ir kėlimui su kitais „Liko“ mobiliais bei stacionariais keltuvais. Prieš naudodami liftą perskaitykite jų instrukcijų vadovą.



Atsargiai pasukite pacientą ant šono ir padėkite diržo kraštą po pacientu taip, kad apatinis kraštas būtų **būtų sulygiuotas su stuburgaliu**. Sulenkite diržą taip, kad jo centrinė nugaros dalis atitiktų paciento nugarą, kai pacientas švelniai atverčiamas. Atsargiai traukite diržą iš kitos pusės.

Patikrinkite, ar diržas guli simetriškai po pacientu, jei reikia, pataisykite padėtį. Pakiškite kojų atramas po kojomis.






Išlyginkite kojų atramas po paciento kojomis. Iš pradžių prie diržo laikiklio kabių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Laikykite kojų atramas toliau nuo kirkšnių, jog pacientui būtų patogiau. Tai padaryti lengviau, jei pacientas sulenkia kojas.

Pakelkite pacientą nuo grindų. Pacientą galima šiek tiek pasukti, kad galva per daug nepriartėtų prie rėmo.

⚠ Keliant, kai paciento galva yra priešais keltuą, mobilųjį keltuą reikia užfiksuoti.


Kėlimas ant grindų



Keliant ant žemės, keltuvas turi būti užblokuoti. Kai pacientas paliečia žemę, keltuvas turi būti patrauktas atgal, jog liktų vietos galvai. **Patarimas.** Jei keliama ant plonesnio jogos tipo kilimėlio, keltuvas gali būti pastumiamas po šiuo kilimėliu, jog kilimėlis būtų tarsi minkšta apsauga tarp keltuvas ir paciento. Jei diržą reikia nuimti, žr. skyrių „Diržo nuėmimas, kai pacientas guli lovoje“, 11 psl.

Patarimai dėl reguliavimo

Skirtingos sėdimos padėtys



„Soft Original HighBack Sling“ **dviejų taškų pakaba** užtikrina šiek tiek atsilošusią sėdėjimo laikyseną su puikia galvos atrama ir maždaug 90 laipsnių klubo sąnario kampą.


„Soft Original HighBack Sling“ kartu su **poriniu laikikliu 670** užtikrina didesnį plotį ties pečiais nei ties kojų atramomis; tai tinka, jei pacientas yra didelis arba jautrus pečių spaudimui.

A. Kartu su „Liko“ **kryžminiu laikikliu** užtikrinama šiek tiek labiau atlošta padėtis ir didesnis kampas ties klubo sąnariu.

B. Kartu su **šoniniais laikikliais** užtikrinama šiek tiek labiau atlošta padėtis ir didesnis plotis ties pečiais nei ties kojų atramomis; tai tinka, jei pacientas yra jautrus pečių spaudimui.

Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.



Sukryžiuotos kojų atramos.

Dažniausias diržo uždėjimo būdas. Viena kojų atramos kilpa prakišama per kitą prieš pritvirtinant kilpas prie diržo laikiklio.

Persidengia po abiem šlaunimis.

Pvz., tai gali tikti, keliant pacientą, kurio kojos amputuotos.


Patarimas. Kad pacientas nesėdėtų per daug atloštas, „Extension Loop“ kilpas galima pritvirtinti prie kojų atramų kilpų.

Kiekviena kojos atrama tvirtinama prie diržo laikiklio atskirai.

Tai gali tikti, keliant pacientus, kurių lyties organai yra ypač jautrūs.

⚠ Padidėjusi išslydimo rizika.

Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?



A. Padidėjusi išslydimo rizika. Gali nukarti sėdmenys. Diržas gali būti per didelis. Taip gali būti ir todėl, kad diržas nebuvo pakankamai nutemptas žemyn paciento nugarą.

Prieš keldami, patikrinkite, ar apatinis kraštas yra ištemptas ir ar audinys tinkamai apgula kojas.

B. Dėl per mažo diržo kojų atramos gali įsirėžti į kirkšnij ir sukelti diskomfortą, taip pat diržo laikiklis gali būti per arti veido ir (arba) nugaros ir atrama gali būti nepakankama.

Apatinis diržo kraštas sulygiuotas su stuburgaliu. Kojų atramos tinkamai nustatytos po kojomis.


Sutrumpinta padėtis

Tam tikrais atvejais gali būti naudinga sutrumpinti kojų atramas, kad pacientas patogiai sėdėtų „Soft Original HighBack Sling“. Sutrumpinta padėtis gali būti naudojama laikinai, jog būtų patikrintas reikiamas ilgis, tačiau naudojant per ilgai gali būti pažeisti siūlių sutvirtinimai. Jei norite sutrumpinti kojų atramos kilpą ilgesnį laiką, rekomenduojama surišti kilpos mazgą, kad būtų galima sutrumpinti apie 10 cm. Tokiu atveju išorinė kojų atramos kilpa turi būti tvirtinama prie diržo laikiklio.

Priedai

„Extension Loop“, žalia, 12 cm
 „Extension Loop“, žalia, 22 cm
 „Extension Loop“, pilka, 12 cm
 „Extension Loop“, pilka, 22 cm

Gam. Nr. 3691102
 Gam. Nr. 3691103
 Gam. Nr. 3691302
 Gam. Nr. 3691303



„Liko™ Soft Original HighBack Sling“, 26 mod. apžvalga

Gaminys	Gaminio nr.	Dydis		Paciento svoris ¹	Maks. apkrova
„Soft Original HighBack Sling“	3526111	MS	Vidutiniškai mažas (lieknas suaugęs)	30–50 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling“	3526115	M	Vidutinis	40–80 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling“	3526116	L	Didelis	70–120 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling“	3526117	XL	Labai didelis	110–250 kg	500 kg
„Soft Original HighBack Sling“	3526118	XXL	Labai labai didelis	200- kg	500 kg

¹ Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.

² Maksimaliai apkrovai išlaikyti reikalingas keltuvas / priedai, skirti tai pačiai arba didesnei apkrovai.

Medžiaga

„Soft Original HighBack Sling“ yra pagamintas iš poliesterio

Rekomenduojami deriniai

Rekomenduojami „Liko Soft Original HighBack Sling“ ir „Liko“ diržo laikiklių deriniai:	„Mini 220“	Diržo laikiklis 350 ³	„Standard 450“	Diržo laikiklis 450 ¹	Diržo laikiklis 600 ⁴	Poriniai laikiklis 670 ²	Kryžminis diržo laikiklis 450	Kryžminis diržo laikiklis 670	Univ. šoniniai laikikliai „Universal 350“	Univ. šoniniai laikikliai „Universal 450“
„Soft Original HighBack Sling“, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
„Soft Original HighBack Sling“, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
„Soft Original HighBack Sling“, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
„Soft Original HighBack Sling“, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
„Soft Original HighBack Sling“, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Diržo laikiklis 450 – tai „Universal SlingBar 450“, gaminio Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, taip pat „SlingGuard 450“, gaminio Nr. 3308020 ir 3308520.

² Poriniai laikiklis 670 – tai „Universal TwinBar 670“, gaminio Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat „SlingGuard 670 Twin“, gaminio Nr. 3308040 ir 3308540.

³ Diržo laikikliai 350 yra „Universal SlingBar 350“, gaminio Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094.

⁴ Diržo laikikliai 600 yra „Universal SlingBar 600“, gaminio Nr. 3156076 ir 3156086.

Paaiškinimas: 1 = rekomenduojama, 2 = gali veikti, 3 = nepatartina, 4 = netinkama

Kiti deriniai

Kitų priedų / gaminių nei rekomenduoja „Liko“ deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom