


Instrukciju rokasgrāmata



Izstrādājuma apraksts

„Liko Original HighBack Sling” ir standarta modelis, kas izstrādāts, lai to varētu pielāgot pacientam bez individuālas regulēšanas, un ir viens no visvairāk izmantotajiem slingiem.

Slings nodrošina nedaudz atgāztu sēdus stāvokli un teicamu atbalstu visam ķermenim, kas ir labi pacientiem ar samazinātu rumpja stabilitāti. Pareizi pielāgots un rūpīgi uzlikts slings sniegs pacientam teicamu drošības sajūtu, kā arī nodrošinās augstu komforta līmeni.

„Soft Original HighBack Sling” var izmantot jebkurā parastā situācijā, kad jāveic celšana. Mīktais galvas atbalsts ar stiprinājumu nodrošina īpaši ērtu galvas atbalstu gan sēdus pozīcijā, gan pozīcijā guļus uz muguras.

Audumi

Slings „Soft Original HighBack Sling” ir pieejams no poliesteru. Poliesteris ir ļoti izturīgs, un tam ir zema berze, kas padara slingu viegli uzliekamu un viegli noņemamu.

Lietotājiem, kuri vēlas šādu slingu, taču no cita auduma, ir ieteicams izmantot „Original HighBack Sling”, mod. 200/210. „Original HighBack Sling” ir pieejams no poliesteru tīkla, kas ir ieteicams, ja slings pēc pārvietošanas ir jāatstāj krēslā. Lietošanai vannā un dušā tagad ir pieejams tīkls ar plastmasas pārklājumu, kurš ir ūdens caurlaidīgs un ko var viegli noslaucīt. Šis materiāls ātri žūst un nesaldē pacientu tā, kā mitrs, absorbējošs audums.

Slinga pacelšanas siksnas vienmēr ir izgatavotas no izturīga poliesteru un ir ļoti drošas.

Izmēri

„Soft Original HighBack Sling” ir pieejams dažādos izmēros. Lai nodrošinātu vislabāko komforta un drošības līmeni, ir svarīgi izvēlēties vispiemērotāko izmēru. Pārāk liels slings paaugstina pacienta izslidēšanas risku, savukārt pārāk mazs slings var iespieties cirkšņos, izraisot diskomfortu.

Lielākiem izmēriem laba izvēle ir kombinācija ar dubultstieni TwinBar 670.

Kāju balsti

Slingam „Soft Original HighBack Sling” ir kāju balsti ar stiegrotiem ieliktni, kuri nodrošina augstu komfortu, sadalot spiedienu un neļaujot slingam sakroties zem augšstilbiem.

Piemēroti pacēlāji

„Soft Original HighBack Sling” var izmantot ar visiem Liko iekārtajiem un mobilajiem pacēlājiem. Varat izvēlēties iekārtos pacēlājus LikoGuard™, Likorall™ un Multirall™ vai mobilos pacēlājus Golvo™, Viking™, Uno™ un Liko™ M220/ M230.

Šajā dokumentā ir lietoti šādi termini: *persona, kura tiek pacelta, ir „pacients”, persona, kura palīdz pacientam, ir „aprūpētājs”.*

SVARĪGI!





















Pacienta pacelšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatas gan par pacienta celšanu, gan celšanas piederumiem. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatu saturu. Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Pārliedzieties, vai celšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam pacēlājam. Lietošanas laikā esiet uzmanīgs un piesardzīgs. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums ir jābūt informētam par pacienta spējām izturēt pacelšanu. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Saturs

Simbolu apraksts	3
Drošības instrukcijas	4
Tehniskā apkope un uzturēšana	5
Definīcijas	5
Slinga piestiprināšana pie dažādiem slinga stieņiem	6
Kā piestiprināt slingu „Soft Original HighBack Sling” pie slinga stieņa ar 4 āķiem	
Twin Bars un Cross Bars.....	7
Pacelšana no sēdus stāvokļa.....	7
Pārcelšana uz sēdus stāvokli	9
Slinga izņemšana krēslā/ratiņkrēslā	9
Pacelšana no gultas	10
Pārcelšana uz gultu.....	10
Slinga noņemšana, kad pacients sēž gultā.....	10
Slinga noņemšana, kad pacients guļ gultā.....	11
Pacelšana no grīdas	11
Nolaišana uz grīdas.....	12
Padomi attiecībā uz pielāgošanu	12
Dažādi sēdēšanas stāvokļi	12
Dažādi kāju balstu savienošanas veidi	13
Pacients slingā sēž nepareizi. Kādēļ tā?.....	13
Sāisināts stāvoklis	13
Piederumi	14
Pārskats par „Liko” „Soft Original HighBack Sling”, mod. 26	14
Ieteicamās kombinācijas.....	14

Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti šādi simboli.

Simbols	Apraksts
	Uzmanību! Šajā situācijā nepieciešama īpaša rūpība un uzmanība.
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu
	CE zīme
	Likumīgais ražotājs
	Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators
	Sērijas numurs
	Medicīniska ierīce
	Neveikt sauso tīrīšanu
	Negludināt
	Žāvēt veļas žāvētājā
	Nežāvēt veļas žāvētājā
	Mazgāšana Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F.
	Nesatur lateksu
	Regulārās pārbaudes
	Nebalināt
	Žāvēt uz veļas auklas ēnā
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē
	Simbols izstrādājuma ārpusē
	GS1 Datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālās tirdzniecības preces numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs


Drošības instrukcijas

Pirms celšanas ir jāpatur prātā šādi aspekti:

- atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā ir jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji;
- pārbaudiet, vai izvēlētais slings atbilst pacienta vajadzībām modeļa, izmēra, auduma un konstrukcijas ziņā;
- kopējo maksimālo slodzi pacēlāja sistēmai vienmēr nosaka, ņemot vērā izstrādājumu, kuram sistēmā ir vismazākā noteiktā maksimālā slodze;
- drošības un higiēnas apsvērumu dēļ izmantojiet individuālus slingus;
- pirms pacelšanas plānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk;
- pirms pacienta pacelšanas pārbaudiet, vai pacelšanas piederums karājas vertikāli un var brīvi kustēties;
- lai gan „Liko” slinga stieņi ir aprīkoti ar fiksatoriem, ir jāievēro īpaša piesardzība. Kad siksnas ir pilnībā nostieptas, bet pacients vēl nav pacelts no apakšā esošās virsmas, pārliecinieties, ka siksnas ir pareizi piestiprinātas pie slinga stieņa āķiem;
- pirms pacienta pārvietošanas uz citu vietu pārbaudiet, vai pacients droši sēž slingā;
- nekad neceliet pacientu augstāk virs apakšā esošās virsmas, nekā nepieciešams, lai veiktu pacelšanas un pārvietošanas procedūru;
- nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas brīdī;
- pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u.c. riteņi;
- vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās;
- kad slings netiek lietots, nenovietojiet to vietā, kur uz to iedarbojas tieši saules stari.

 Pie slinga stieņa nepareizi piestiprināts slings var izraisīt smagu pacienta savainojumu.

 Manuāla pacienta pagriešana gultā var aprūpētājam izraisīt savainojumus.

 1. klases medicīnas ierīce

PATENTS: www.hillrom.com/patents

Var ietvert vienu vai vairākus patentus. Skatiet iepriekš norādīto interneta adresi.

Hill-Rom uzņēmumi ir Eiropas, ASV un citu valstu patentu un iesniegto patenta pieteikumu īpašnieki.

Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu jaunumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko kvalitātes pārvaldība ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnas ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485.

Liko ir sertificēts arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu starpgadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

Tehniskā apkope un uzturēšana

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- siksnas;
- šuves;
- piekāšanas cilpas.

⚠ Nelietojiet bojātus celšanas piederumus!

Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Mazgāšanas instrukcijas: skatiet slinga izstrādājuma etiķeti un pievienoto pielikumu „Liko slingu tehniskā apkope un uzturēšana”.

Regulārās pārbaudes

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izstrādājums tiek lietots vai mazgāts biežāk nekā parasti, iespējams, pārbaudes ir jāveic biežāk. Skatiet Liko protokolu „Liko” tekstilizstrādājumu regulārās pārbaudes”. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar savu Hill-Rom pārstāvi.

Paredzētais kalpošanas laiks

Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 1–5 gadi normālas lietošanas apstākļos. Paredzētais kalpošanas laiks ir atkarīgs no auduma, lietošanas biežuma, mazgāšanas procedūras un nestā svara.


Norādījumi par pārstrādi

Viss izstrādājums, tostarp sloksnes, polsterējuma materiāls utt., ir jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.

Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par drošu ierīču izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst savainojumus, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus, punkciju, skrāpējumus, un par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, štata, reģionālie un/vai vietējie likumi un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.
















Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošiem likvidēšanas protokoliem.

Definīcijas




1. Sērijas numurs
2. Izstrādājuma etiķete
3. Etiķete: Regulārās pārbaudes
4. Augšējās siksnas cilpa
5. Mīksts galvas atbalsts ar sloksnēm
6. Rokturis
7. Josta (attiecīgajos gadījumos)
8. Muguras centrālā sikсна/izmēra apzīmējums
9. Kājas balsts
10. Saīsināts stāvoklis
11. Kāju balsta cilpa
12. Apakšējā mala


Kā piestiprināt slingu pie dažādiem slinga stieņiem

Slinga stienis	Slinga cilpas pie slinga stieņa āķiem	Pareizi
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

Nepareizi!




Kā piestiprināt slingu „Soft Original HighBack Sling” pie slinga stieņa ar 4 āķiem Twin Bars un Cross Bars




Pacelšana no sēdus stāvokļa

Lai slingu uzliktu atbilstoši ergonomikas principiem, nepieciešami divi aprūpētāji. Parasti slinga uzlikšanas laikā pacients tiek noliekts uz priekšu, un ir svarīgi, lai aprūpētājs tajā brīdī stāvētu pacientam priekšā un neļautu krist uz priekšu.




Novietojiet slingu aiz pacienta muguras ar izstrādājuma etiķeti uz ārpusi. Aplokiet slinga apakšējo malu ap saviem pirkstu galiem, lai atvieglotu slinga novietošanu vietā.

Ar rokas delnu spiediet slinga apakšmalu uz leju līdz pacienta astes kaula līmenim — **tas ir ļoti svarīgi. Ieteikums.** Pareiza slinga novietošana ir vieglāka, ja pacients nedaudz noliecas/ir noliekts uz priekšu.




Pavelciet slinga kāju balstus uz priekšu gar pacienta augšstilbu ārpusi. Novietojiet plaukstu starp pacienta ķermeni un slingu un bīdiet kāju balsta apakšējo malu uz leju sēdekļa virzienā. Vienlaikus ar otru roku velciet kāju balstu uz priekšu, lai to nostieptu.

Pavelciet kāju balstus uz priekšu, lai aizmugurē izlīdzinātu visas krokas. Pārbaudiet, vai abi kāju balsti ir izvirzīti vienlīdz tālu. **Ieteikums.** Viegli pieturot pacientu zem ceļgala bļodiņas, ir vieglāk izvilkt kāju balstus uz priekšu.



Ievietojiet kāju balstus zem abiem augšstilbiem. Pārliecinieties, ka audums ir gluds un pienācīgi aptver kāju. **Ieteikums.** Kāju balstu uzlikšana ir vieglāka, ja pacienta kājas ir nedaudz paceltas no sēdekļa. To var panākt, uzliekot pacienta kājas uz krēsla kāju balstiem vai uz jūsu kājām, kā tas parādīts attēlā.

Sagatavojiet kāju balstu savienojumu. Visbiežāk slingu izmanto ar krusteniski novietotiem kāju balstiem. Citus paņēmienus skatiet 13. lappusē.




Ieteikums. Pārbaudiet, vai visas piekāršanas cilpas ir vienāda garuma, t.i., nostiepjot tās pirms pacelšanas, cilpām ir vienāds augstums. Ja cilpas nav vienādā augstumā, pielāgojiet slinga pozīciju.

Vispirms pie slinga stieņa pievienojiet augšējās siksnas cilpas, pēc tam kāju balsta cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē. Paceliet pacientu.

Pārcelšana uz sēdus stāvokli

Ievietojot pacientu ratiņkrēslā, ir svarīgi, lai pacients ērtākai sēdēšanai pavirzītos krēslā pietiekami tālu uz aizmuguri. To var izdarīt dažādos veidos.



Ievietojot pacientu ratiņkrēslā: nolaižot pacientu, sasveriet krēslu atpakaļ. Nolaišanas beigās ļaujiet pacienta sēžamvietai slīdēt lejup pa muguras balstu. Kontrolējiet ratiņkrēsla savērsuma leņķi, turot pēdu uz savēršanas balsta.

Alternatīva: nolaišanas procesa laikā viegli uzspiediet zem pacienta ceļgaliem, lai virzītu pacienta sēžamvietu uz krēsla atzveltnes pusi. Ja slingam ir rokturi, tos var izmantot kā virzītājus.

⚠ Pārcelšanai neizmantojiet rokturus! Pārmērīgs spēks uz rokturiem var saplēst slingu.

Slinga izņemšana krēslā/ratiņkrēslā

Pēc pacienta pārvietošanas slingu ir ieteicams izņemt. Ja kādu iemeslu dēļ pēc pārvietošanas slingu ir vēlams atstāt krēslā, ieteicams izmantot „Original HighBack Sling”, mod. 200/210, kas izgatavots no poliesteru tīkla.




Uzmanīgi izņemiet kāju balstu. Vissaudzīgākais veids, kā to izdarīt, ir izvilkēt ārā kāju balstu cilpas zem kāju balstu auduma daļas.

Izņemiet slingu, uzmanīgi velkot to uz augšu.

Pacelšana no gultas

Ir ieteicams slingu uzlikt tad, kad pacients atrodas horizontālā stāvoklī, jo tā ir visvienkāršākā procedūra. Dažos gadījumos, piemēram, ja pacients nedrīkst atrasties horizontālā stāvoklī, slingu var uzlikt, pacientam sēžot gultā (skatiet sadaļu **Citi paņēmieni slinga uzlikšanai** tālāk).

Pievērsiet uzmanību savai darba pozai, kā arī pacienta komfortam. Izmantojiet gultas pacelšanas un nolaišanas funkcijas.



Pagrieziet pacientu pret sevi, lai izvairītos no pacienta izkrišanas no gultas. Novietojiet slingu zem pacienta tā, lai slinga apakšējā mala būtu vienā **līmenī ar astes kaulu**. Salokiet slingu, lai muguras centrālā siksna atbilstu pacienta mugurkaulam, kad pacients saudzīgi tiks pagriezts atpakaļ. Uzmanīgi izvelciet slingu otrā pusē.

levietojiet kāju balstus zem kājām. Vislabāk to var paveikt, ja, liekot kājas balstu zem augšstilba, tas tiek spiests pret matraci. Pārlicinieties, ka audums ir gluds un pienācīgi aptver kāju. Kāju balstus var savienot dažādos veidos; skatiet 13. lappusi.

Paceliet gultas galvgali. Vispirms pie slinga stieņa pievienojiet augšējās siksna cilpas, pēc tam kāju balsta cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē. Paceliet pacientu.

Cits paņēmiens slinga uzlikšanai: Paceliet gultas galvgali pacientam aiz muguras. Uzklājiet slingu uz gultas, izstrādājuma etiķeti vēršot lejup, virzienā uz matraci. Virziet slingu lejup pacientam aiz muguras, lai slinga apakšējā mala **būtu vienā līmenī ar astes kaulu**. **Ieteikums.** Uzlikšana ir vieglāka, ja pacients noliecas/ir noliekts uz priekšu.

Pārceļšana uz gultu

Pēc pacienta pārvietošanas slingu ir ieteicams izņemt. Ja kādu iemeslu dēļ pēc pārvietošanas slingu ir vēlams atstāt gultā, ieteicams izmantot „Original HighBack Sling”, mod. 200/210, kas izgatavots no poliestera tīkla.

Pievērsiet uzmanību savai darba pozai, kā arī pacienta komfortam. Izmantojiet gultas pacelšanas un nolaišanas funkcijas.

Slinga noņemšana, kad pacients sēž gultā




Pozicionējiet pacientu virs gultas. Pacienta ērtībai paceliet gultas galvgali. Nolaidiet pacientu gultā.

Izņemiet kāju balstus, velkot ārā kāju balstu cilpas zem kāju balstu auduma daļas. **Ieteikums.** To ir vieglāk paveikt, ja pacienta kājas ir saliekas.


Izņemiet slingu, uzmanīgi velkot to uz augšu.

Slinga noņemšana, kad pacients guļ gultā



Pozicionējiet pacientu virs gultas. Pacienta ērtībai paceliet gultas galvgali. Nolaidiet pacientu gultā. Nolaidiet galvgali.

Novietojiet kāju balstu cilpas starp pacienta kājām zem kāju balstiem.




Satveriet slinga malu. Pabāziet slingu zem tā apakšā. Piespiediet slingu matracim un virziet to zem pacienta.

Uzmanīgi pagrieziet pacientu uz sāniem. Satveriet slingu no apakšas un uzmanīgi to izvelciet.

Pacelšana no grīdas


Pacelšana no grīdas ar „Liko” pārvietojamo pacēlāju Golvo™ ir aprakstīta tālāk. Šī tehnika ir piemērota celšanai arī ar citiem „Liko” pārvietojamajiem un stacionārajiem pacēlājiem. Pirms pacēlāja izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.



Uzmanīgi pagrieziet pacientu uz sāniem un ievietojiet slinga malu zem pacienta tā, lai apakšmala būtu **vienā līmenī ar astes kaulu**. Salokiet slingu, lai muguras centrālā siksna atbilstu pacienta mugurkaulam, kad pacients saudzīgi tiks pagriezts atpakaļ. Uzmanīgi izvelciet slingu otrā pusē.

Pārbaudiet, vai slings ir novietots simetriski zem pacienta; ja nepieciešams, noregulējiet slinga stāvokli. Ievietojiet kāju balstus zem kājām.






Izlīdziniet kāju balstus zem pacienta kājām. Vispirms pie slinga stieņa pievienojiet augšējās siksnas cilpas, pēc tam kāju balsta cilpas. Instrukcijas par to, kā piestiprināt slinga cilpas citiem slinga stieņiem, skatiet 6.–7. lappusē. Nenovietojiet kāju balstus pie cirkšņa, lai izvairītos no diskomforta izraisīšanas pacientam. To ir vieglāk izdarīt, ja pacients saliec kājas.

Paceliet pacientu no grīdas. Pacientu var nedaudz pagriezt, lai neļautu galvai nonākt mastas tuvumā.

⚠ Mobilajam pacelējam jābūt bloķētam, ja pacientu paceļ ar galvu pret pacelēju.


Nolaišana uz grīdas



Nolaižot pacientu uz grīdas, pacelēja riteņus nedrīkst bloķēt. Kad pacients pieskaras grīdai, pacelējs ir jāatvelk, lai atbrīvotu vietu galvai. **Ieteikums.** Ja pacients tiek nolaists uz plāna vingrošanas paklāja, pacelēju var pastumt zem šī paklāja tā, lai paklājs veidotu mīkstu aizsargslāni starp pacelēju un pacientu. Ja slings ir jānoņem, skatiet sadaļu „Slinga noņemšana, kad pacients guļ gultā” 11. lappusē.

Padomi attiecībā uz pielāgošanu

Dažādi sēdēšanas stāvokļi



Slings „Soft Original HighBack Sling”, kas **piekārts divos punktos**, nodrošina nedaudz atgāztu sēdēšanas stāvokli ar teicamu galvas atbalstu un apmēram 90 grādu leņķi gurnu locītavās.


Slings „Soft Original HighBack Sling” kombinācijā ar dubultstieni „TwinBar 670” dod iespēju panākt lielāku platumu plecu daļā nekā kāju balstu daļā, kas ir vēlams, ja pacients ir liels vai jutīgs pret spiedienu uz pleciem.

A. Kombinācijā ar „Liko” **Cross-bar** var iegūt nedaudz vairāk atgāztu stāvokli un lielāku leņķi gūžas locītavā.

B. Kombinācijā ar **SideBars** var panākt nedaudz vairāk atgāztu pozu un lielāku platumu plecu daļā nekā kāju balstu daļā, kas ir piemēroti, ja pacients ir jutīgs pret spiedienu uz pleciem.

Dažādi kāju balstu savienošanas veidi

Pirms savienošanas veida izvēles ir jāveic atsevišķs novērtējums, lai noteiktu iespējamus riskus.



Sakrustoti kāju balsti.

Visparastākais slinga uzlikšanas veids. Pirms cilpu pievienošanas slinga stienim vienu kājas balsta cilpu izver cauri otrai kājas balsta cilpai.

Kāju balsti pārļauti viens virs otra zem abiem augšstilbiem.


Tas var būt vēlams, piemēram, paceļot pacientu ar amputētām kājām.
Ieteikums. Lai izvairītos no pārmērīgas pacienta atgāšanās, kāju balsta cilpām var piestiprināt pagarinājuma cilpas.

Katrs kājas balsts atsevišķi savienots ar slinga stieni.

Tas var būt vēlams, paceļot pacientus ar īpaši jutīgām ģenitālijām.

⚠ Palielināts izslīdēšanas risks.

Pacients slingā sēž nepareizi. Kādēļ tā?



A. Izslīdēšanas risks. Pacienta sēžamvieta karājas lejup. Iespējams, slings ir pārāk liels. Tas var notikt arī tad, ja slings nav novilkts pietiekami zemu pacienta mugurpusē.

Pirms pacelšanas pārbaudiet, vai apakšmala ir nostiepta un audums pareizi aptver kājas.

B. Pārāk mazs slings var izraisīt kāju balstu iespiešanos cirkšņos, radot diskomfortu, un slinga stieņa atrašanos pārāk tuvu sejai un/ vai mugurai, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu.

Slinga apakšējā mala atrodas vienā līmenī ar astes kaulu. Kāju balsti ir pareizi novietoti zem kājām.


Saīsināts stāvoklis

Dažos gadījumos ir vēlams saīsināt kāju balstu cilpu, lai pacients pareizi sēdētu „Soft Original HighBack Sling”. Saīsināto stāvokli var izmantot īslaicīgi, lai pārbaudītu pareizo garumu, bet pagarinātais stāvoklis var bojāt nošuves. Ja tomēr vēlaties saīsināt kāju balstu ilgtermiņa lietošanai, ir ieteicams sasiet cilpu mezglā, saīsinot to par apmēram 10 cm. Šādā gadījumā slinga stienim ir jāpievieno ārējā kāju balsta cilpa.

Piederumi

Extension Loop, zaļa, 12 cm
 Extension Loop, zaļa, 22 cm
 Extension Loop, pelēka, 12 cm
 Extension Loop, pelēka, 22 cm

izstr. Nr.: 3691102
 izstr. Nr.: 3691103
 izstr. Nr.: 3691302
 izstr. Nr.: 3691303



Pārskats par „Liko™” slingu „Soft Original HighBack Sling”, mod. 26

Izstrādājums	Izstr. Nr.	Izmērs	Pacienta svars ¹	Maks. slodze
„Soft Original HighBack Sling”	3526111	MS Vidēji slaidis (slaidis pieaugušais)	30–50 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling”	3526115	M Vidējs	40–80 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling”	3526116	L Liels	70–120 kg	200 kg
„Soft Original HighBack Sling”	3526117	XL Īpaši liels	110–250 kg	500 kg
„Soft Original HighBack Sling”	3526118	XXL Ļoti īpaši liels	200– kg	500 kg

¹ Norādītais pacienta svars ir tikai orientējošs — ir pieļaujamas atkāpes.

² Maksimālās slodzes saglabāšanai ir nepieciešams tādai pašai vai lielākai slodzei paredzēts pacēlājs/piederumi.

Materiāls

Slings „Soft Original HighBack Sling” ir izgatavots no poliestera

Ieteicamās kombinācijas

Ieteicamās „Liko Soft Original HighBack Sling” un „Liko” slinga stieņu kombinācijas:	Mini 220	Sling bar 350 ³	„Standard 450”	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bar 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ „Sling bars 450” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 450” (izstr. Nr. 3156075, 3156085 un 3156095), kā arī uz izstrādājumu „SlingGuard 450” (izstr. Nr. 3308020 un 3308520).

² „Twin bar 670” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal TwinBar 670” (izstr. Nr.: 3156077 un 3156087), kā arī uz „SlingGuard 670 Twin” (izstr. Nr.: 3308040 un 3308540).

³ „Sling bar 350” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 350” (izstr. Nr.: 3156074, 3156084 un 3156094).

⁴ „Sling bar 600” attiecas uz universālo slinga stieni „Universal SlingBar 600” (izstr. Nr.: 3156076 un 3156086).

Paskaidrojums: 1 = ieteicams, 2 = var derēt, 3 = nav ieteicams, 4 = nav piemērots

Citas kombinācijas

Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis „Liko”, var radīt risku pacienta drošībai.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Zviedrija
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
 patients and their caregivers:

Hill-Rom