


Bruksanvisning



Produktbeskrivelse

Liko Soft Original HighBack Sling er en basismodell som er konstruert for å tilpasse seg brukeren uten individuelle justeringer, og det er et av våre mest brukte løfteseil.

Det gir en litt tilbakelent sittestilling og bra støtte for hele kroppen, noe som passer bra for brukere med nedsatt hode- og kroppsstabilitet. Et riktig tilpasset og varsomt anvendt løfteseil gir brukeren en meget god trykghetsfølelse og høy komfort.

Soft Original HighBack Sling kan brukes i alle vanlige løftesituasjoner. Den myke, forsterkede Soft-hodestøtten gir ekstra behagelig støtte for hodet både i sittende og liggende stilling.

Stoff

Soft Original HighBack Sling finnes i polyester. Polyester er svært slitesterkt og har lav friksjon, noe som gjør at løfteseilet er enkelt å anvende og enkelt å ta bort.

For dem som ønsker et tilsvarende løfteseil, men i et annet stoff, anbefaler vi å bruke Original HighBack Sling Mod. 200/210. Original HighBack Sling finnes i nettpolyester, noe som anbefales dersom løfteseilet skal etterlates i stolen etter løftet. For bading og dusjing finnes det en utførelse i plastbelagt nett som slipper vann igjennom og enkelt kan tørkes av. Dette materialet tørker raskt og kjøler ikke

ned brukeren på samme måte som et fuktig, absorberende stoff gjør.

Løftebåndene på løfteseilet lages alltid av slitesterk polyester og er svært sikre.

Størrelser

Soft Original HighBack Sling er tilgjengelig i ulike størrelser. Det er viktig å velge riktig størrelse for å oppnå best mulig komfort og sikkerhet. Et løfteseil som er for stort, øker risikoen for at brukeren sklir ut av det, mens et for lite løfteseil kan bli trangt i lysken og gi ubehag.

For store størrelser kan en kombinasjon med en twinbøyle 670 være et godt valg.

Benstøtter

Soft Original HighBack Sling har benstøtter med avstivede innlegg som gir høy komfort, utligner trykk og forhindrer at løfteseilet rynker seg under lårene.

Egnede løftere

Soft Original HighBack Sling kan brukes sammen med alle Likos takmonterte og mobile løftere. Du kan velge mellom de takmonterte løfterne LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™, eller mellom de mobile løfterne Golvo™, Viking™, Uno™ og Liko™ M220/M230.

I dette dokumentet blir personen som løftes, referert til som brukeren, og personen som hjelper, blir referert til som medhjelperen.

VIKTIG!





















Løfting og overflytning av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og løftetilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Kontroller at løftetilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på brukerens evne til å klare seg gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Innholdsfortegnelse

Symbolbeskrivelse	3
Sikkerhetsanvisninger	4
Tilsyn og vedlikehold	5
Definisjoner	5
Slik festes et løfteseil på forskjellige løftebøyer	6
Slik festes en Soft Original HighBack Sling på en løftebøyle med 4 kroker (twinbøyer og Cross-Bar)	7
Løfte fra sittende stilling	7
Løfte til sittende stilling	9
Fjerne løfteseilet fra en stol/rullestol	9
Løfte fra sengen	10
Løfte til sengen	10
Fjerne løfteseilet når brukeren sitter i sengen	10
Fjerne løfteseilet når brukeren ligger i sengen	11
Løfte fra gulvet	11
Løfte til gulvet	12
Råd om tilpassing	12
Forskjellige sittestillinger	12
Forskjellige måter å koble til benstøttene på	13
Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet – hva kan være årsaken til det?	13
Forkortingsinnstilling	13
Tilbehør	14
Oversikt, Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26	14
Anbefalte kombinasjoner	14

Symbolbeskrivelse

Disse symbolene finnes i dette dokumentet og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel – denne situasjonen krever ekstra varsomhet og oppmerksomhet.
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE-merke
	Juridisk produsent
	Produksjonsdato
	Produkt-ID
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Ikke rens
	Ikke stryk
	Tørketrommel
	Ikke tørk i tørketrommel
	Vasking Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.
	Uten lateks
	Periodisk inspeksjon
	Ikke blek
	Lufttørking på snor i skyggen
	Retning oppover og symbol på utsiden av utstyret.
	Symbol på utsiden av utstyret.
	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) GTIN (Global Trade Item Number) (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

Sikkerhetsanvisninger

Vær obs på følgende før løfting:

- En ansvarlig person i organisasjonen skal i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det er behov for én eller flere medhjelpere.
- Påse at løfteseilet som velges, oppfyller brukerens behov med hensyn til modell, størrelse, stoff og utførelse.
- Den totale makslasten for et løftesystem bestemmes alltid av produktet i systemet med lavest angitt makslast.
- Av sikkerhets- og hygienegrunner skal individuelle løfteseil brukes.
- Planlegg løftet nøye slik at det kan utføres så trygt og smidig som mulig.
- Kontroller at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt.
- Selv om Likos løftebøyer er utstyrt med sikkerhetslåser, må det utvises ekstra varsomhet. Før brukeren løftes fra underlaget, men etter at stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er heftet på løftebøylekrokene på riktig måte.
- Kontroller at brukeren sitter trygt i løfteseilet, før overflytning til en annen plassering.
- Løft aldri en bruker høyere opp fra underlaget enn det som er nødvendig for å gjennomføre løftet og overflytningen.
- La aldri en bruker være uten tilsyn i en løftesituasjon.
- Kontroller at hjulene på rullestolen, sengen, båren etc. er låst under løfte-/overflytningsoperasjonen.
- Arbeid alltid ergonomisk. Bruk brukerens evne til å delta aktivt i operasjonene.
- Når løfteseilet ikke brukes, må det ikke oppbevares i direkte sollys.

 Feil feste av løfteseilet på løftebøylene kan føre til alvorlig skade på brukeren.

 Hvis brukeren snus manuelt i sengen, kan det forårsake skader på medhjelperen.

 Medisinsk utstyr i produktklasse I

PATENT www.hillrom.com/patents

Kan være dekket av én eller flere patenter. Se nettadressen ovenfor.

Hill-Rom-selskapene eier europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

Produktendringer

Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående varsel. Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for bransjen for medisinsk utstyr, ISO 13485.

Liko er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

Tilsyn og vedlikehold

Kontroller løfteseilet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:

- stoff
- stropper
- sømmer
- løftestropper

⚠ Ikke bruk skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Vaskeanvisninger: Se produktetiketten på løfteseilet og det vedlagte tillegget «Tilsyn og vedlikehold for Likos løfteseil».

Periodisk inspeksjon

Produktet må inspiseres minst én gang hver 6. måned. Det kan være nødvendig med hyppigere inspeksjoner hvis produktet brukes eller vaskes oftere enn normalt. Se Likos protokoll «Periodisk inspeksjon av Likos tekstilprodukter». Ta kontakt med Hill-Rom-representanten din angående protokoller.

Forventet holdbarhet

Produktet har en forventet holdbarhet på 1–5 år ved normal bruk. Forventet holdbarhet varierer avhengig av stoffet, brukshyppigheten, vaskeprosedyren og vekten som bæres.


Resirkuleringsanvisninger

Hele produktet, inkludert spiler, fôringsmateriale osv., skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret sitt for å bidra til å forebygge skader, inkludert, men ikke begrenset til, kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.
















Ved tvil må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Roms tekniske støtte for å få veiledning om protokoller for sikker avhending.

Definisjoner




1. Serienummer
2. Produktetikett
3. Etikett: Periodisk inspeksjon
4. Øvre båndløkke
5. Myk hodestøtte med spiler
6. Styrehåndtak
7. Belte (der det er aktuelt)
8. Midtre ryggstropp / størrelsesmarkering
9. Benstøtte
10. Forkortningsinnstilling
11. Benstøtteløkke
12. Nedre kant


Slik festes et løfteseil på ulike løftebøyer

Løftebøyle	Løfteseilløkker på løftebøylekroker	Riktig
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

Feil!




Slik festes et Soft Original HighBack Sling på en løftebøyle med 4 kroker (twinbøyle og Cross-Bar)



Løfte fra sittende stilling


To medhjelpere må plassere løfteseilet i henhold til ergonomiske prinsipper. Siden brukeren vanligvis er lent fremover under anvendelsen, er det viktig at en medhjelper står foran brukeren, for å forhindre at han/hun faller forover.



Plasser løfteseilet bak brukers ryggen med produktetiketten vendt ut. Brett opp den nedre kanten av løfteseilet rundt fingertuppene dine for lettere å kunne føre løfteseilet på plass.


Bruk håndflaten til å trykke den nedre kanten på løfteseilet ned til brukers halebein – **dette er svært viktig.**

Tips: Det blir lettere å oppnå riktig plassering hvis brukeren lenes / lener seg litt fremover.




Dra frem løfteseilets benstøtter langs utsiden av brukers lår. Plasser håndflaten mellom brukers kropp og løfteseilet, og skyv benstøttens nedre kant ned mot setet. Dra samtidig benstøtten fremover med den andre hånden for å strekke den ut.

Dra benstøttene fremover for å glatte ut alle skrukker på baksiden. Kontroller at begge benstøttene stikker like langt ut. **Tips:** Et forsiktig grep under kneskålen gjør det enklere å dra benstøttene fremover.



Før benstøttene inn under hvert lår. Påse at stoffet ligger flatt, og at det kommer ordentlig til rundt benet. **Tips:** Det blir enklere å anvende benstøttene hvis brukers ben er litt hevet fra setet. Dette kan oppnås ved å plassere brukers føtter på fotstøttene eller på ditt eget ben, som vist.

Gjør alt klart for å koble til benstøttene. Den vanligste måten å anvende løfteseilet på er med kryssede benstøtter. Du finner alternative metoder på side 13.




Tips: Kontroller at alle løfteløkkene har samme lengde, dvs. har lik høyde når de strekkes ut før løfting. Juster posisjonen til løfteseilet hvis de ikke har lik høyde.

Koble først de øvre båndløkkene til løftebøylen og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene på forskjellige løftebøyler. Løft brukeren.

Løfte til sittende stilling

Når en bruker plasseres i rullestol, er det viktig at brukeren kommer langt nok bak i stolen for å sitte godt. Dette kan gjøres på flere måter.




Ved plassering av en bruker i rullestol: Len stolen bakover under senking av brukeren. La baken gli nedover seteryggen den siste biten. Kontroller vinkelen på rullestolen med foten på vippestøtten.

Alternativ metode: Påfør et lett trykk under brukeren knær under senkesekvensen, slik at baken føres mot seteryggen på stolen. Hvis løfteseilet har styrehåndtak, kan disse brukes til å styre med.

⚠ Ikke bruk styrehåndtakene til å løfte! Overdreven kraft på styrehåndtakene kan føre til at løfteseilet revner.

Fjerne løfteseilet fra en stol/rullestol

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overflytningen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være i stolen etter overflytningen, anbefales det å bruke Original HighBack Sling Mod. 200/210 laget av nettpolyester.




Fjern benstøtten forsiktig. Den mest skånsomme måten å gjøre dette på er å trekke ut benstøtteløkkene under stoffdelen av benstøtten.

Fjern løfteseilet ved å dra det forsiktig opp.

Løfte fra sengen

Det anbefales å anvende løfteseilet mens brukeren ligger horisontalt, siden dette enklest å gjennomføre. I enkelte tilfeller, for eksempel hvis brukeren ikke kan ligge horisontalt, kan løfteseilet anvendes mens brukeren sitter oppreist i sengen (se **Alternativ metode for anvendelse av løfteseilet** nedenfor).

Tenk på din egen arbeidsstilling i tillegg til brukerens komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjon.



Snud brukeren mot deg for å forhindre at han eller hun faller ut av sengen. Før kanten av løfteseilet inn under brukeren slik at den nedre kanten **er på nivå med halebenet**. Brett løfteseilet slik at den midtre ryggstroppen er på linje med brukerens ryggrad når brukeren snus forsiktig tilbake igjen. Dra løfteseilet forsiktig ut fra den andre siden.

Før benstøttene inn under bena. Dette gjøres best ved å presse benstøtten ned mot madrassen mens den føres inn under låret. Påse at stoffet ligger flatt, og at det kommer ordentlig til rundt benet. Benstøttene kan kobles til på forskjellige måter, se side 13.

Hev hodeenden av sengen. Koble først de øvre båndløkkene til løftebøylen og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene på forskjellige løftebøyer. Løft brukeren.

Alternativ metode for anvendelse av løfteseilet: Hev sengens hodeende bak brukeren. Legg løfteseilet på sengen med produktetiketten vendt ned mot madrassen. Skyv løfteseilet nedover bak brukerens rygg, slik at den nedre kanten **er på nivå med halebenet**. **Tips!** Det blir lettere å anvende løfteseilet hvis brukeren lenes / lener seg litt fremover.

Løfte til sengen

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overflytningen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være i sengen etter overflytningen, anbefales det å bruke Original HighBack Sling Mod. 200/210 laget av nettpolyester.

Tenk på din egen arbeidsstilling i tillegg til brukerens komfort. Bruk sengens heve- og senkefunksjon.

Fjerne løfteseilet når brukeren sitter i sengen




Posisjoner brukeren over sengen. Hev sengens hodeende av hensyn til brukerens komfort. Senk brukeren ned i sengen.

Ta bort benstøttene ved å trekke ut benstøtteløkkene under stoffdelen av benstøtten.

Tips: Dette blir lettere å få til hvis brukeren ben er bøyd.


Fjern løfteseilet ved å dra det forsiktig opp.

Fjerne løfteseilet når brukeren ligger i sengen



Posisjoner brukeren over sengen. Hev sengens hodeende av hensyn til brukerens komfort. Senk brukeren ned i sengen. Senk hodeenden.

Plasser benstøtteløkkene under benstøttene mellom brukerens ben.




Ta tak i kanten på løfteseilet. Skyv løfteseilet inn under seg selv. Trykk løfteseilet mot madrassen og inn under brukeren.

Snu brukeren forsiktig over på siden. Ta tak i løfteseilet nedenfra, og fjern det forsiktig.

Løfte fra gulvet


Løft fra gulvet med Likos mobile løfter Golvo™ er beskrevet nedenfor. Den samme teknikken egner seg også til løft med andre mobile og stasjonære løftere fra Liko. Les bruksanvisningen for løfteren som benyttes.



Snu brukeren forsiktig over på siden, og plasser kanten av løfteseilet under brukeren slik at den nedre kanten **er på nivå med halebenet**. Brett løfteseilet slik at den midtre ryggstroppen er på linje med brukerens ryggrad når brukeren snus forsiktig tilbake igjen. Dra løfteseilet forsiktig ut fra den andre siden.

Kontroller at løfteseilet ligger symmetrisk under brukeren. Juster posisjonen om nødvendig. Før benstøttene inn under bena.






Glatt ut benstøttene under brukers ben. Koble først de øvre båndløkkene til løftebøylen og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene på forskjellige løftebøyer. Hold benstøttene unna lysken for å unngå ubehag hos brukeren. Dette blir lettere å få til hvis brukeren bøyer bena.

Løft brukeren fra gulvet. Brukeren kan roteres noe for å unngå at hodet kommer for nærme masten.

⚠ Den mobile løfteren skal låses under løft med brukers hode mot løfteren.


Løfte til gulvet



Ved løft til gulvet skal ikke hjulene på løfteren låses. Når brukeren berører gulvet, skal løfteren trekkes bakover for å gi plass til hodet. **Tips:** Ved løft til en tynnere gymmatte kan løfteren skyves inn under denne maten, slik at maten fungerer som en myk beskyttelse mellom løfteren og brukeren. Hvis løfteseilet skal fjernes, kan du se «Fjerne løfteseilet når brukeren ligger i sengen» på side 11.

Råd om tilpassing

Forskjellige sittestillinger



Soft Original HighBack Sling med **toppunktsløft** gir en noe tilbakeleant sittstilling med utmerket støtte til hodet og ca. 90 graders vinkel i hoftelæddet.


Soft Original HighBack Sling i kombinasjon med en **twinbøyle 670** gir større bredde ved skuldrene enn ved benstøttene, noe som er egnet hvis brukeren er stor eller følsom for trykk mot skuldrene.

A. I kombinasjon med **Cross-Bar** fra Liko oppnås en noe mer tilbakeleant stilling og større vinkel ved hoftelæddet.

B. I kombinasjon med **SideBars** oppnås en noe mer tilbakeleant stilling og større bredde ved skuldrene enn ved benstøttene, noe som er egnet hvis brukeren er følsom for trykk mot skuldrene.

Forskjellige måter å koble til benstøttene på

Før et tilkoblingsalternativ velges, skal det foretas en individuell vurdering for å forutse mulige risikoer.



Overkryssede benstøtter.

Den vanligste måten å anvende løfteseilet på. Én benstøtteløkke føres gjennom den andre før løkkene kobles til løftebøylen.

Overlappet under begge lårene.

Dette kan for eksempel være hensiktsmessig ved løfting av en bruker med amputerte ben.


Tips: For å unngå at brukeren sittestilling er for tilbaketrent, kan du feste Extension Loops på benstøtteløkkene.

Hver benstøtte koblet til løftebøylen separat.

Dette kan være hensiktsmessig ved løfting av brukere med spesielt følsomme genitalier.

⚠️ Økt risiko for å skli ut.

Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet – hva kan være årsaken til det?



A. Risiko for å skli ut. Baken henger ned. Løfteseilet kan være for stort. Det kan også skyldes at løfteseilet ikke er trukket godt nok nedover brukeren rygg.

Før løftet gjennomføres, må du kontrollere at den nedre kanten er strukket ut, og at stoffet kommer ordentlig til rundt bena.

B. For lite løfteseil kan føre til at benstøttene skjærer inn i lysken og forårsaker ubehag, og til at løftebøylen kommer for nærme ansiktet og/eller ryggen til at brukeren oppnår god nok støtte.

Nedre kant av løfteseilet er på samme nivå som halebenet. Benstøttene er riktig plassert under bena.


Forkortingsinnstilling

I visse tilfeller kan det være fordelaktig å forkorte benstøtteløkken for at brukeren skal kunne sitte godt i Soft Original HighBack Sling. Forkortningsinnstillingen kan brukes midlertidig for å teste ut riktig lengde, men langvarig bruk kan skade forsterkningsømmene. Hvis du vil forkorte benstøtteløkken ved langvarig bruk, anbefales det å knyte en knute i løkken for å forkorte den med ca. 10 cm (4 tommer). I så fall er det den ytre benstøtteløkken som skal kobles til løftebøylen.

Tilbehør

Extension Loop, grønn, 12 cm (5 tommer)
 Extension Loop, grønn, 22 cm (9 tommer)
 Extension Loop, grå, 12 cm (5 tommer)
 Extension Loop, grå, 22 cm (9 tommer)

artikkelnr. 3691102
 artikkelnr. 3691103
 artikkelnr. 3691302
 artikkelnr. 3691303



Oversikt, Liko™ Soft Original HighBack Sling, Mod 26

Produkt	Art.nr.	Størrelse		Brukerens vekt ¹	Makslast
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Medium Slim (slank voksen)	30–50 kg (66–110 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Medium	40–80 kg (88–176 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Large	70–120 kg (154–264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra Large	110–250 kg (242–550 lbs)	500 kg (1100 lbs)
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra Extra Large	200– kg (440– lbs)	500 kg (1100 lbs)

¹ Angitt brukervekt er kun veiledende – avvik kan forekomme.

² Det kreves løfter/tilbehør som er ment for samme belastning eller større, for å opprettholde makslast.

Materiale

Soft Original HighBack Sling er laget av polyester.

Anbefalte kombinasjoner

Anbefalte kombinasjoner av Liko Soft Original HighBack Sling og Likos løftebøyle:	Mini 220	Løftebøyle 350 ³	Standard 450	Løftebøyle 450 ¹	Løftebøyle 600 ⁴	Twinbøyle 670 ²	Cross-Bar 450	Cross-Bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Løftebøyle 450 gjelder Universal SlingBar 450 artikkelnr. 3156075, 3156085 og 3156095, samt SlingGuard 450 artikkelnr. 3308020 og 3308520.

² Twinbøyle 670 gjelder Universal TwinBar 670 artikkelnr. 3156077 og 3156087, samt SlingGuard 670 Twin artikkelnr. 3308040 og 3308540.

³ Løftebøyle 350 gjelder Universal SlingBar 350 artikkelnr. 3156074, 3156084 og 3156094.

⁴ Løftebøyle 600 gjelder Universal SlingBar 600 artikkelnr. 3156076 og 3156086.

Forklaring: 1 = Anbefalt, 2 = Kan fungere, 3 = Anbefales ikke, 4 = Uegnet

Øvrige kombinasjoner

Kombinasjoner av andre tilbehør/produkter enn de som er anbefalt av Liko, kan føre til fare for brukerens sikkerhet.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Sverige
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
 patients and their caregivers:

