


## Manual de utilização



### Descrição do produto

**A Liko Soft Original HighBack Sling, uma das nossas fundas mais usadas, é um modelo básico concebido para se adaptar ao paciente sem ajustes individuais.**

Proporciona uma postura sentada ligeiramente semirreclinada e um excelente apoio para todo o corpo, o que é bom para pacientes com estabilidade reduzida na cabeça e no tronco. Uma funda bem ajustada e cuidadosamente aplicada irá proporcionar ao paciente uma excelente sensação de segurança, assim como um elevado nível de conforto.

A Soft Original HighBack Sling pode ser utilizada em todas as situações de elevação comuns. O Soft Head Support macio reforçado proporciona um suporte extremamente confortável para a cabeça, tanto na posição sentada como na posição supina.

#### Tecidos

A Soft Original HighBack Sling está disponível em poliéster. O poliéster é muito resistente e proporciona baixa fricção, o que facilita a aplicação e a remoção da funda.

Caso pretenda uma funda correspondente, mas num tecido diferente, recomenda-se a utilização da Original HighBack Sling Mod. 200/210. A Original HighBack Sling está disponível em tela de poliéster, que é recomendável se a funda for deixada na cadeira após a transferência. Para o duche e o banho, está disponível um design de tela plastificada, permeável à água e de fácil limpeza. Este material seca

rapidamente e não arrefece o paciente da mesma forma que um tecido absorvente húmido.

As bandas de elevação da funda são sempre feitas de poliéster durável e são muito seguras.

#### Tamanhos

A Soft Original HighBack Sling está disponível em diferentes tamanhos. É importante escolher o tamanho correto para obter o máximo nível de conforto e segurança. Uma funda demasiado grande aumenta o risco de o paciente deslizar para fora da mesma, enquanto uma funda demasiado pequena pode cortar na zona da virilha e causar desconforto.

Para tamanhos maiores, a combinação com uma barra de suporte Twin Bar 670 poderá ser uma boa opção.

#### Apoios das pernas

A Soft Original HighBack Sling tem apoios das pernas com reforços inseridos que oferecem um maior grau de conforto, distribuem a pressão e evitam que a funda fique com dobras por baixo das coxas.

#### Elevadores adequados

A Soft Original HighBack Sling pode ser utilizada com todos os elevadores móveis e suspensos da Liko. Pode escolher entre os elevadores suspensos LikoGuard™, Likorall™ e Multirall™ ou os elevadores móveis Golvo™, Viking™, Uno™ e Liko™ M220/M230.

*Neste documento, a pessoa elevada é referida como paciente e a pessoa que auxilia como cuidador.*

#### **IMPORTANTE!**


A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia o manual de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Tenha atenção à capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, contacte o fabricante ou o fornecedor.

# Índice

Descrição dos símbolos .....	3
Instruções de segurança .....	4
Cuidados e manutenção .....	5
Definições .....	5
Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte .....	6
Como engatar uma Soft Original HighBack Sling numa barra de suporte com 4 ganchos (Twin Bars e Cross Bars) .....	7
Elevar de uma posição sentada .....	7
Elevar para uma posição sentada .....	9
Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas .....	9
Elevar da cama .....	10
Elevar para a cama .....	10
Remover a funda com o paciente sentado na cama .....	10
Remover a funda com o paciente deitado na cama .....	11
Elevar diretamente do chão .....	11
Elevar para o chão .....	12
Conselhos para a prova .....	12
Diferentes posições sentadas .....	12
Formas diferentes de conectar os apoios das pernas .....	13
O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?.....	13
Posição para encurtar.....	13
Acessórios .....	14
Descrição geral, Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26.....	14
Combinações recomendadas .....	14

## Descrição dos símbolos

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

Símbolo	Descrição
	Aviso: esta situação requer cuidados e atenção redobrados.
	Ler o manual de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Identificador do produto
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não limpar a seco
	Não passar a ferro
	Secar na máquina de secar
	Não secar na máquina de secar
	Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C.
	Isento de látex
	Inspeção periódica
	Não utilizar lixívia
	Secar no exterior à sombra
	Direção para cima e símbolo no exterior do equipamento.
	Símbolo no exterior do equipamento.
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

## Instruções de segurança

### Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:

- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir, para cada caso, se é necessário estarem presentes um ou mais cuidadores.
- Certifique-se de que a funda selecionada satisfaz as necessidades do paciente no que se refere a modelo, tamanho, tecido e design.
- A carga máxima total para um sistema de elevação é sempre determinada pelo produto do sistema com a carga máxima mais baixa especificada.
- Por razões de segurança e higiene, devem ser utilizadas fundas individuais.
- Planeie a operação de elevação antes de elevar de modo a que decorra da forma mais segura e suave possível.
- Verifique se o acessório de elevação está pendurado verticalmente e se move livremente.
- Embora as barras de suporte da Liko estejam equipadas com fechos, deve ser exercido um cuidado especial. Com as bandas totalmente esticadas, mas antes de elevar o paciente da superfície, verifique se as bandas estão corretamente conectadas aos ganchos da barra de suporte.
- Antes de transferir o paciente para outro local, verifique se este está sentado na funda de forma segura.
- Nunca eleve o paciente da superfície mais alto do que o necessário para efetuar a elevação e a transferência.
- Nunca deixe um paciente sozinho durante a elevação.
- Assegure que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc. estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhe sempre de forma ergonómica. Tire partido da capacidade do paciente de participar ativamente nas operações.
- Não exponha a funda a luz solar direta quando esta não estiver a ser utilizada.

 **A fixação incorreta da funda na barra de suporte pode causar ferimentos graves no paciente.**

 **Virar manualmente o paciente na cama pode causar ferimentos no cuidador.**

 Dispositivo médico, produto de Classe I

**PATENTE [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet acima.**

As empresas Hill-Rom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

### **Alterações ao produto**

Os produtos Liko estão sujeitos a desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a ISO 9001 e o seu equivalente para a indústria de dispositivos médicos, ISO 13485.

A Liko está também certificada com a norma ambiental ISO 14001.

### **Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE**

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

## Cuidados e manutenção

Verifique a funda antes de cada utilização. Verifique se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis de suspensão

**⚠ Não utilize acessórios de elevação danificados.**

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.

**Instruções de lavagem:** consulte a etiqueta de produto da funda e o anexo "Cuidados e manutenção das fundas Liko" fornecido.

### Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se o produto for utilizado ou lavado mais frequentemente do que o normal. Consulte o protocolo da Liko "Inspeção periódica dos produtos têxteis Liko". Para ter acesso aos protocolos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

### Estimativa do tempo de vida útil

O produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 1-5 anos com uma utilização normal. A estimativa do tempo de vida útil varia consoante o tecido, a frequência de utilização, o procedimento de lavagem e o peso transportado.


### Instruções de reciclagem

Todo o produto, incluindo ripas, material de enchimento, etc., deve ser considerado como resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfeção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estatais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.














Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar primeiro a assistência técnica da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura.

## Definições




1. Número de série
2. Etiqueta de produto
3. Etiqueta: Inspeção periódica
4. Anel da banda superior
5. Soft HeadSupport com ripas
6. Pega
7. Cinto (se aplicável)
8. Banda central das costas/marca do tamanho
9. Apoio das pernas
10. Posição para encurtar
11. Anel do apoio das pernas
12. Extremidade inferior


## Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte

Barra de suporte	Anéis de funda para os ganchos da barra de suporte	Correto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

### Errado!




## Como engatar a Soft Original HighBack Sling numa barra de suporte com 4 ganchos (Twin Bars e Cross Bars)




## Elevar de uma posição sentada

A funda deve ser colocada no devido lugar por dois cuidadores, de acordo com os princípios ergonómicos. Normalmente, o paciente é inclinado para a frente durante a aplicação, sendo por isso importante que um cuidador se coloque à frente do paciente para evitar que este caia para a frente.




Coloque a funda por trás das costas do paciente com a etiqueta de produto para fora. Dobre a extremidade inferior da funda à volta das pontas dos dedos para facilitar a orientação da mesma para o devido lugar.

Usando a palma da mão, empurre a extremidade inferior da funda para baixo até ao nível do cóccix do paciente – **isto é muito importante**. **Sugestão:** o posicionamento correto é facilitado se o paciente se inclinar/for inclinado ligeiramente para a frente.




Puxe os apoios das pernas da funda para a frente, ao longo da parte exterior das coxas do paciente. Coloque a palma da mão entre o corpo do paciente e a funda e empurre a extremidade inferior do apoio das pernas para baixo, em direção ao assento. Em simultâneo, puxe o apoio das pernas para a frente com a outra mão, a fim de esticá-lo.

Puxe os apoios das pernas para a frente para eliminar quaisquer vincos nas costas. Verifique se ambos os apoios das pernas estão à mesma distância. **Sugestão:** segurar um pouco por baixo dos joelhos ajuda a puxar os apoios das pernas para a frente.



Insira os apoios das pernas por baixo de cada coxa. Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. **Sugestão:** a aplicação dos apoios das pernas é facilitada se as pernas do paciente estiverem ligeiramente levantadas do assento. Isto pode ser alcançado colocando os pés do paciente na placa de suporte para os pés ou na sua própria perna, conforme ilustrado.

Prepare a conexão dos apoios das pernas. A forma mais comum de aplicar a funda é através de apoios das pernas cruzados. Para métodos alternativos, consulte a página 13.




**Sugestão:** antes de proceder à elevação, verifique se todos os anéis de suspensão têm o mesmo comprimento, ou seja, se estão a uma altura igual quando esticados. Ajuste a posição da funda se não estiverem a uma altura igual.

Conecte primeiro os anéis das bandas superiores na barra de suporte e, em seguida, os anéis dos apoios das pernas. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.

## Elevar para uma posição sentada

Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas, é importante que o paciente fique bem encostado às costas da cadeira para ficar bem sentado. Isto pode ser alcançado de várias maneiras.




Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas: incline a cadeira para trás durante a descida do paciente. Deixe as nádegas do paciente deslizarem para baixo no encosto durante a última parte. Controle o ângulo da cadeira de rodas com o pé no suporte de inclinação.

*Alternativa:* aplique uma pressão ligeira por baixo dos joelhos do paciente durante a sequência de descida, de forma a guiar as nádegas em direção às costas da cadeira. Se a funda tiver pegas, estas podem ser utilizadas para orientação.

**⚠ Não utilize as pegas para elevar! A força excessiva nas pegas pode provocar o desgaste da funda.**

## Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas

Recomenda-se que a funda seja retirada após a transferência. Se, por alguma razão, preferir deixar a funda na cadeira depois da transferência, recomendamos a utilização da Original HighBack Sling Mod. 200/210 fabricada em tela de poliéster.




Remova cuidadosamente o apoio das pernas. A forma mais suave de o fazer é puxando os anéis dos apoios das pernas para fora por baixo da parte de tecido do apoio das pernas.

Remova a funda puxando-a cuidadosamente para cima.

## Elevar da cama

Recomenda-se aplicar a funda quando o paciente está deitado na horizontal, uma vez que este é o procedimento mais fácil. Em alguns casos, por exemplo, se o paciente não puder ficar deitado na horizontal, a funda pode ser aplicada com o paciente sentado na cama (consulte **Método alternativo de aplicação da funda** abaixo).

Pense na sua própria postura de trabalho, bem como no conforto do paciente. Utilize as funções de subida e de descida da cama.



Vire o paciente na sua direção para evitar o risco de cair da cama. Insira a extremidade da funda por baixo do paciente com a extremidade inferior **ao nível do cóccix**. Dobre a funda de forma a que a banda traseira central corresponda à coluna vertebral do paciente quando este for novamente virado de forma suave. Com cuidado, puxe a funda para a retirar do lado oposto.

Insira os apoios das pernas por baixo das pernas. A melhor forma de o fazer é pressionar o apoio das pernas contra o colchão enquanto o introduz sob a coxa. Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. Os apoios das pernas podem ser conectados de diferentes formas; consulte a página 13.

Eleve a cabeceira da cama. Conecte primeiro os anéis das bandas superiores na barra de suporte e, em seguida, os anéis dos apoios das pernas. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.


**Método alternativo de aplicação da funda:** eleve a cabeceira da cama atrás do paciente. Coloque a funda na cama com a etiqueta de produto virada para baixo, na direção do colchão. Faça deslizar a funda para baixo, atrás das costas do paciente, de forma a que a extremidade inferior **fique ao nível do cóccix**. **Sugestão!** A aplicação é facilitada se o paciente se inclinar/for inclinado para a frente.

## Elevar para a cama

Recomenda-se que a funda seja retirada após a transferência. Se, por alguma razão, preferir deixar a funda na cama depois da transferência, recomendamos a utilização da Original HighBack Sling Mod. 200/210 fabricada em tela de poliéster.

Pense na sua própria postura de trabalho, bem como no conforto do paciente. Utilize as funções de subida e de descida da cama.

## Remover a funda com o paciente sentado na cama




Posicione o paciente acima da cama. Levante a cabeceira da cama para garantir o conforto do paciente. Baixe o paciente até à cama.

Remova os apoios das pernas puxando os anéis dos apoios das pernas por baixo da parte de tecido dos apoios das pernas. **Sugestão:** isto é mais fácil se o paciente dobrar as pernas.


Remova a funda puxando-a cuidadosamente para cima.

## Remover a funda com o paciente deitado na cama



Posicione o paciente acima da cama. Levante a cabeceira da cama para garantir o conforto do paciente. Baixe o paciente até à cama. Baixe a cabeceira da cama.

Coloque os anéis dos apoios das pernas por baixo do próprio apoio das pernas, entre as pernas do paciente.




Agarre a extremidade da funda. Empurre a funda sob si mesma. Pressione a funda contra o colchão e por baixo do paciente.

Vire cuidadosamente o paciente para o lado. Agarre a funda pela parte de baixo e retire-a cuidadosamente.

## Elevar diretamente do chão


Abaixo é descrito como elevar diretamente do chão com o elevador móvel Golvo™ da Liko. A mesma técnica é igualmente adequada para elevação com outros elevadores móveis e estacionários da Liko. Leia o manual de utilização do elevador utilizado.



Vire cuidadosamente o paciente para o lado e coloque a extremidade da funda por baixo do paciente com a extremidade inferior **ao nível do cóccix**. Dobre a funda de forma a que a banda traseira central corresponda à coluna vertebral do paciente quando este for novamente virado de forma suave. Com cuidado, puxe a funda para a retirar do lado oposto.

Verifique se a funda está colocada simetricamente por baixo do paciente; ajuste a posição se necessário. Insira os apoios das pernas por baixo das pernas.






Alise os apoios das pernas sob as pernas do paciente. Conecte primeiro os anéis das bandas superiores na barra de suporte e, em seguida, os anéis dos apoios das pernas. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como engatar os anéis da funda em diferentes barras de suporte. Afaste os apoios das pernas da zona da virilha para evitar desconforto para o paciente. Isto é mais fácil se o paciente dobrar as pernas.

**⚠ O elevador móvel deve estar travado quando elevar com a cabeça do paciente virada para o elevador.**

Eleve o paciente do chão. O paciente pode ser ligeiramente rodado para evitar que a cabeça fique muito próxima do mastro.


## Elevar para o chão



Ao elevar para o chão, as rodas do elevador não devem estar bloqueadas. Quando o paciente toca no chão, o elevador deve ser puxado para trás para proporcionar espaço para a cabeça. **Sugestão:** se a elevação for para um tapete de ginásio mais fino, o elevador pode ser empurrado para baixo deste tapete de forma a que o tapete funcione como uma proteção suave entre o elevador e o paciente. Se a funda tiver de ser removida, consulte "Remover a funda com o paciente deitado na cama", na página 11.

## Conselhos para a prova

### Diferentes posições sentadas




A Soft Original HighBack Sling numa **suspensão de dois pontos** oferece uma posição sentada ligeiramente reclinada, com excelente apoio da cabeça e um ângulo de cerca de 90 graus na articulação da anca.

A Soft Original HighBack Sling combinada com a **Twin Bar 670** oferece uma largura maior nos ombros em comparação com os apoios das pernas, o que é adequado se o paciente for de grande estatura ou sensível a pressão nos ombros.

- A. É obtida uma posição ligeiramente mais reclinada e um ângulo maior na anca quando combinada com a Liko **Cross-bar**.
- B. Em combinação com **SideBars**, é proporcionada uma posição ligeiramente mais reclinada e uma maior largura nos ombros do que nos apoios das pernas, o que é adequado se o paciente for sensível a pressão nos ombros.

## Formas diferentes de conectar os apoios das pernas

Antes de seleccionar uma opção de conexão, deve ser feita uma avaliação individual para antecipar possíveis riscos.



### Apoios das pernas cruzados.

Esta é a forma mais comum de aplicar a funda. Passe um anel do apoio das pernas pelo outro antes de os conectar à barra de suporte.

### Sobrepostos por baixo das duas coxas.

Pode ser adequado para elevar um paciente com as pernas amputadas, por exemplo.


**Sugestão:** para evitar que a postura sentada do paciente seja demasiado reclinada, é possível engatar Extension Loops nos anéis dos apoios das pernas.

### Cada apoio das pernas é conectado separadamente à barra de suporte.

Isto pode ser adequado para elevar pacientes mais sensíveis na zona genital.


**⚠ Maior risco de deslizar para fora.**

## O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?




**ERRADO!**


**A.**



**B.**



**CORRETO!**



**A. Risco de deslizar para fora.** As nádegas ficam suspensas. A funda pode ser demasiado grande. Também pode dever-se ao facto de a funda não ter sido suficientemente puxada para baixo nas costas do paciente.

Antes de elevar, verifique se o canto inferior está esticado e que o tecido cobre bem as pernas.

**B. Uma funda demasiado pequena** pode fazer com que os apoios das pernas cortem na zona da virilha, causando desconforto, a barra de suporte pode ficar demasiado perto da cara e/ou as costas podem não obter apoio suficiente.

A extremidade inferior da funda está ao mesmo nível do cóccix. Os apoios das pernas estão devidamente posicionados sob as pernas.


## Posição para encurtar

Em determinados casos, para o paciente ficar bem sentado na Soft Original HighBack Sling, é melhor encurtar o anel dos apoios das pernas. A posição para encurtar pode ser utilizada temporariamente para testar o comprimento adequado, mas a utilização prolongada pode danificar os bartacks. No entanto, se pretender encurtar o anel dos apoios das pernas para uma utilização durante um longo período de tempo, recomenda-se que faça um nó no anel para o encurtar em cerca de 10 cm. Neste caso, é o anel exterior dos apoios das pernas que deve ser conectado à barra de suporte.

## Acessórios

Extension Loop, verde, 12 cm  
 Extension Loop, verde 22 cm  
 Extension Loop, cinzento, 12 cm  
 Extension Loop, cinzento, 22 cm

Prod. n.º 3691102  
 Prod. n.º 3691103  
 Prod. n.º 3691302  
 Prod. n.º 3691303



## Descrição geral da Liko™ Soft Original HighBack Sling, Mod 26

Produto	Prod. n.º	Tamanho		Peso do paciente <sup>1</sup>	Carga máx.
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Médio justo (adulto magro)	30-50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Médio	40-80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Grande	70-120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extragrande	110-250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra-extragrande	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> O peso do paciente acima indicado é apenas uma orientação, poderá haver variações.

<sup>2</sup> Para manter a carga máxima, é necessário que o elevador/os acessórios sejam destinados para a mesma carga ou carga superior.

### Material

A Soft Original HighBack Sling é feita de poliéster

### Combinações recomendadas

Combinações recomendadas da Liko Soft Original HighBack Sling e das barras de suporte da Liko:	Mini 220	Barra de suporte 350 <sup>3</sup>	Standard 450	Barra de suporte 450 <sup>1</sup>	Barra de suporte 600 <sup>4</sup>	Twin bar 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

<sup>1</sup> A barra de suporte 450 está relacionada com a barra de suporte Universal SlingBar 450 Prod. n.º 3156075, 3156085 e 3156095, assim como a SlingGuard 450 Prod. n.º 3308020 e 3308520.

<sup>2</sup> A Twin bar 670 está relacionada com a Universal TwinBar 670 Prod. N.º 3156077 e 3156087, assim como a SlingGuard 670 Twin Prod. n.º 3308040 e 3308540.

<sup>3</sup> A barra de suporte 350 está relacionada com a Universal SlingBar 350 Prod. n.º 3156074, 3156084 e 3156094.

<sup>4</sup> A barra de suporte 600 está relacionada com a Universal SlingBar 600 Prod. n.º 3156076 e 3156086.

**Legenda:** 1 = Recomendado, 2 = Pode funcionar, 3 = Não aconselhável, 4 = Inapropriado

### Outras combinações

As combinações de acessórios/produtos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.



www.hillrom.com

Liko AB  
 Nedre vägen 100  
 975 92 Luleå, Sweden  
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
 patients and their caregivers:

