


## Talimat Kılavuzu



## Ürün Açıklaması

**Liko Original HighBack Sling, kişiye özel ayarlama gerektirmeden hastaya uyacak şekilde tasarlanmış, en sık kullanılan askılarımızdan biri olan temel bir modeldir.**

Otururken hafif yarı yatık bir duruş ve tüm vücut için mükemmel destek sağlar; bu da baş ve gövde dengesinin az olduğu hastalar için faydalıdır. Uygun şekilde ayarlanmış ve dikkatle uygulanmış bir askı hastaya mükemmel bir güvenlik duygusu ve ayrıca büyük ölçüde rahatlık sağlayacaktır.

Soft Original HighBack Sling, tüm yaygın kaldırma durumlarında kullanılabilir. Yumuşak güçlendirilmiş Soft baş desteği, hem oturma hem de sırtüstü pozisyonda baş için ekstra rahat destek sağlar.

### Kumaşlar

Soft Original HighBack Sling polyesterden yapılmış olarak mevcuttur. Polyester çok dayanıklıdır ve düşük sürtünmeye sahiptir; böylece askı kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.

İlgili askıyı farklı bir kumaşa isteyenler için Original HighBack Sling Model 200/210'un kullanılması önerilir. Original HighBack Sling, askının taşıma işleminden sonra sandalyede bırakılması gerekiyorsa önerilen file polyesterden yapılmış olarak mevcuttur. Banyo yapmak ve duş almak için su geçiren ve kolayca silinebilir plastik kaplamalı file mevcuttur. Bu malzeme kurur ve hastayı nemli, emici bir kumaş gib üşütmez.

Askının lift kayışları her zaman dayanıklı polyester malzemeden yapılmıştır ve çok sağlamdır.

### Boyutlar

Soft Original HighBack Sling farklı boyutlarda mevcuttur. En yüksek düzeyde rahatlık ve güvenlik sağlamak için doğru beden seçilmesi önemlidir. Askının çok büyük olması halinde hastanın askının içinden kayıp çıkması riski artar; ancak çok küçük bir askı da kasığı kesip rahatsızlığa neden olabilir.

Daha büyük boyutlar için twin bar 670 ile kombinasyon iyi bir seçenek olabilir.

### Bacak Destekleri

Soft Original HighBack Sling'te yüksek düzeyde rahatlık sunan, basıncı dağıtan ve askının uylukları altında buruşmasını önleyen güçlendirilmiş geçme parçalı bacak destekleri bulunur.

### Uygun liftler

Soft Original HighBack Sling, Liko'nun tüm baş üstü ve mobil liftleriyle birlikte kullanılabilir. LikoGuard™, Likorall™ ve Multirall™ baş üstü liftleri veya Golvo™, Viking™, Uno™ ve Liko™ M220/M230 mobil liftler arasından seçim yapabilirsiniz.

*Bu belgede taşınan kişi, hasta; yardımcı olan kişi ise bakım veren olarak adlandırılmıştır.*

### ÖNEMLİ!





















Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk taşır. Kullanım öncesinde hem hasta lifti hem de kaldırma aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Hastanın kaldırma sürecini atlatma becerisine dikkat etmelisiniz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile irtibata geçin.

# İçindekiler

Sembol Açıklaması .....	3
Güvenlik Talimatları .....	4
Bakım ve Onarım .....	5
Tanımlar .....	5
Bir Askıyı Farklı Askı Çubuklarına Tutturma Yolları .....	6
Soft Original HighBack Sling'i 4 Kancalı bir Askı Çubuğuna (Twin Bar ve Cross Bar) Tutturma Yolları.....	7
Oturma Pozisyonundan Kaldırma .....	7
Oturma Pozisyonuna Kaldırma .....	9
Sandalye/Tekerlekli Sandalyede Askının Çıkarılması .....	9
Yataktan Kaldırma.....	10
Yatağa Kaldırma .....	10
Hasta Yatakta Otururken Askıyı Çıkarma .....	10
Hasta Yatakta Yatarken Askıyı Çıkarma .....	11
Yerden Kaldırma .....	11
Yere İndirme .....	12
Uygulama Önerisi .....	12
Farklı Oturma Pozisyonları.....	12
Bacak Desteklerini Bağlamanın Farklı Yolları .....	13
Hasta Askıda Doğru Şekilde Oturmuyor – Neden? .....	13
Kısaltma Pozisyonu .....	13
Aksesuarlar .....	14
Liko Soft Original HighBack Sling, Model 26'ya Genel Bakış .....	14
Önerilen Kombinasyonlar .....	14

## Sembol Açıklaması

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Açıklama
	Uyarı; bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun
	CE işareti
	Yasal üretici
	Üretim tarihi
	Ürün Tanımlayıcısı
	Seri Numarası
	Tıbbi cihaz
	Kuru temizleme yapmayın
	Ütü yapmayın
	Tamburlu kurutma
	Tamburlu kurutma yapmayın
	Yıkama Sembol her zaman °C ve °F olarak önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.
	Lateks içermez
	Düzenli denetleme
	Çamaşır suyu kullanmayın
	Gölgede asarak kurutun
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ekipmanın dışında.
	Sembol ekipmanın dışında.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) YYAAGG (21) 012345678910</small>	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası

## Güvenlik Talimatları

### ⚠ Kaldırmadan önce şu noktaları aklınızda bulundurun:

- Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren sayısının bir veya birden fazla olup olmayacağına karar vermelidir.
- Seçilen askının; model, boyut, kumaş ve tasarım açısından hastanın gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- Bir lift sisteminin toplam maksimum yükü, her zaman sistemdeki belirlenmiş en düşük maksimum yüke sahip ürün ile belirlenir.
- Güvenlik ve hijyen nedenleriyle ayrı askılar kullanın.
- Kaldırma işleminin mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kaldırma işlemini önceden planlayın.
- Kaldırma aksesuarının dikey olarak asılı olduğunu ve serbestçe hareket edebildiğini kontrol edin.
- Liko askı çubuklarında mandallar olsa da ürün kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Hasta yattığı yerden kaldırılmadan önce ve kayışlar tamamen uzatıldığında kayışların askı çubuğu kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Hastayı farklı bir konuma aktarmadan önce askıda güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Bir hastayı yattığı yerden sadece kaldırma ve taşıma işlemini tamamlamak için gerektiği kadar yükseğe kaldırın.
- Kaldırma işlemi sırasında hastayı kesinlikle tek başına bırakmayın.
- Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
- Daima ergonomik çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.
- Askı kullanımında değilken doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere bırakmayın.

⚠ Askının askı çubuğuna yanlış takılması, hastanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

⚠ Hastanın yatakta manuel olarak döndürülmesi bakım veren kişinin yaralanmasına neden olabilir.

CE Sınıf I Tıbbi Cihaz Ürünü

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Ürün bir veya daha fazla patent kapsamında olabilir. Yukarıdaki internet adresine bakın.**

Hill-Rom şirketleri; Avrupa ve ABD'deki patentlerin, diğer patentlerin ve bekleyen patent başvurularının sahibidir.

### Ürün Değişiklikleri

Liko'nun ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin ürün değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle irtibata geçin.

### Design and Quality by Liko in Sweden

Liko; ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikalıdır.

Liko ayrıca çevre standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalıdır.

### AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

## Bakım ve Onarım

Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Kayışlar
- Dikiş yerleri
- Askı halkaları

**⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.**

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile irtibata geçin.

**Yıkama Talimatları:** Lütfen askının ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın.

### Düzenli Denetleme

Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürün normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkaniyorsa daha sık denetleme gerekebilir. Bkz. Liko'nun "Liko Tekstil Ürünleri Düzenli Denetleme" protokolü. Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle irtibata geçin.

### Beklenen Kullanım Ömrü

Normal kullanıldığı sürece ürünün beklenen kullanım ömrü 1-5 yıldır. Beklenen kullanım ömrü kumaşa, kullanım sıklığına, yıkama işlemine ve taşınan ağırlığa bağlıdır.


### Geri Dönüşüm Talimatları

Çıtalar, dolgu malzemesi vb. dahil tüm ürün Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Hill-Rom; kesikler, ciltte delinmeler ve aşınmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için cihazların güvenli şekilde kullanılması ve atılması ile kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihazın gereken tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri konusunu değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına kılavuzluk eder. Müşteriler tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, bölgesel, yerel ve/veya eyalete ait yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.
















Emin olmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

## Tanımlar




1. Seri numarası
2. Ürün etiketi
3. Etiket: Düzenli Denetleme
4. Üst kayış halkası
5. Çıtalı yumuşak baş desteği
6. Kol
7. Kemer (mevcut olduğunda)
8. Orta arka kayış/Boyut işareti
9. Bacak desteği
10. Kısaltma pozisyonu
11. Bacak destek halkası
12. Alt kenar


## Bir Askıyı Farklı Askı Çubuklarına Tutturma Yolları

Askı çubuğu	Askı çubuğu kancaları için askı halkaları	Doğru
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

### Yanlış!




## Soft Original HighBack Sling'i 4 Kancalı bir Askı Çubuğuna (Twin Bar ve Cross Bar) Tutturma Yolları




## Oturma Pozisyonundan Kaldırma

Askıyı ergonomik prensipler doğrultusunda yerleştirmek için iki bakım verenin yardımı gerekir. Uygulama sırasında hasta genellikle öne doğru eğilir ve daha sonra hastanın öne düşmesini önlemek için bir bakım verenin, hastanın önünde durması gerekir.




Askıyı ürün etiketi dışarıda olacak şekilde hastanın sırtına yerleştirin. Askıyı yerine yerleştirme işlemini kolaylaştırmak için askının alt kenarını parmak uçlarınızın etrafına katlayın.



Avuç içinizi kullanarak askının alt kenarlarını hastanın kuyruk sokumu seviyesine gelinceye kadar aşağıya doğru itin. **Bu işlem çok önemlidir.** İpucu: Hasta hafifçe ileri doğru eğilirse doğru konumlandırma kolaylaşır.



Askının bacak desteklerini hastanın uyluklarının dış kısmı boyunca öne doğru çekin. Avucunuzu hastanın vücudu ile askı arasına yerleştirin ve bacak desteğinin alt kenarını koltuğa doğru aşağı itin. Aynı anda diğer elinizle bacak desteğini ileri doğru çekerek gerin.





Arkadaki kırışıklıkları düzeltmek için bacak desteklerini ileri doğru çekin. Her iki bacak desteğinin çıkıntılarının aynı mesafede olduğundan emin olun. **İpucu:** Diz kapağının altından hafifçe tutulması, bacak desteklerini ileri doğru çekmeyi kolaylaştırır.



Bacak desteklerini her bir uyluğun altına yerleştirin. Kumaşın düz bir şekilde durduğundan ve bacağın etrafına düzgün şekilde ulaştığından emin olun. **İpucu:** Hastanın bacakları koltuktan hafifçe kaldırıldığında bacak desteklerinin takılması kolaylaşır. Bu, hastanın ayaklarını gösterildiği gibi ayak dayanaklarına veya kendi bacağına üzerine koymasıyla yapılabilir.

Bacak desteklerinin bağlantısını hazırlayın. Askıyı uygulamanın en yaygın yolu, çapraz bacak destekleri ile yapılır. Alternatif yöntemler için bkz. sayfa 13.




**İpucu:** Tüm süspansiyon halkalarının aynı uzunlukta olup olmadığını, yani kaldırma öncesinde gerildiklerinde eşit yükseklikte olup olmadıklarını kontrol edin. Eşit yükseklikte değilse askının pozisyonunu ayarlayın.

Askı çubuğuna önce üst kayış halkalarını, daha sonra da bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına tutturmakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastayı kaldırın.



## Oturma Pozisyonuna Kaldırma

Bir hastayı tekerlekli sandalyeye yerleştirirken hastanın sandalyede yeterince geriye yaslanarak doğru bir şekilde oturması önemlidir. Bu işlem çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.




**Bir hastayı tekerlekli sandalyeye oturturken:**  
Hastanın alçaltılması sırasında sandalyeyi geriye doğru eğin. Son hamlede kalçanın sırt desteğinden aşağı kaymasına izin verin. Ayağınız arkaya yatırma desteğinde olacak şekilde tekerlekli sandalyenin açısını kontrol edin.

**Alternatif:** İndirme işlemi sırasında hastanın dizlerinin altına hafif basınç uygulayarak kalçayı sandalyenin sırt desteğine doğru yönlendirin. Askının kolları varsa bunlar kılavuz olarak kullanılabilir.

**⚠ Kaldırmak için kolları kullanmayın! Kollara aşırı kuvvet uygulamak, askının kopmasına neden olabilir.**

## Sandalye/Tekerlekli Sandalyede Askının Çıkarılması

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle taşımadan sonra askının sandalyede bırakılması tercih ediliyorsa file polyesterden yapılmış Original HighBack Sling Model 200/210'un kullanılması önerilir.




Bacak desteğini dikkatlice çıkarın. Bunu yapmanın en nazik yolu bacak desteği halkalarını bacak desteğinin kumaş kısmının altından çekip çıkarmaktır.

Askıyı yukarı doğru dikkatle çekerek çıkarın.

## Yataktan Kaldırma

En kolay prosedür bu olduğundan askının hasta yatay olarak yatarken takılması önerilir. Bazı durumlarda örneğin hasta yatay olarak yatamıyorsa askı, hasta yatakta otururken takılabilir (Aşağıdaki **Askıyı takmanın alternatif yöntemi** bölümüne bakın). Kendi çalışma duruşunuzu ve hastanın konforunu düşünün. Yatağın kaldırma ve indirme işlevlerini kullanın.



Hastanın yataktan düşmesini önlemek için hastayı kendinize doğru çevirin. Askının kenarını, alt kenarı **kuyruk sokumu ile aynı hizada olacak şekilde** hastanın altına yerleştirin. Askıyı, hasta tekrar yavaşça geri döndürüldüğünde orta arka kayışı hastanın omurgasına karşılık gelecek şekilde katlayın. Askıyı diğer taraftan dikkatli bir şekilde çekip çıkarın.

Bacak desteklerini bacakların altına yerleştirin. Bunun için bacak desteğini uyluk altına yerleştirirken şilteye bastırmanız gerekir. Kumaşın düz bir şekilde durduğundan ve bacağın etrafına düzgün şekilde ulaştığından emin olun. Bacak destekleri farklı şekillerde bağlanabilir; bkz. sayfa 13.

Yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askı çubuğuna önce üst kayış halkalarını, daha sonra da bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına tutturmakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastayı kaldırın.

**Askıyı takmanın alternatif yöntemi:** Hastanın arkasındaki yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askıyı, ürün etiketi şilteye doğru aşağı bakacak şekilde yatağa koyun. Askıyı, alt kenarı **kuyruk sokumu ile aynı hizada olacak şekilde** hastanın sırtından aşağı doğru kaydırın. **İpucu!** Hasta ileri doğru eğilirse uygulama kolaylaşır.

## Yatağa Kaldırma

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle taşımadan sonra askının yatakta bırakılması tercih ediliyorsa file polyesterden yapılmış Original HighBack Sling Model 200/210'un kullanılması önerilir.

Kendi çalışma duruşunuzu ve hastanın konforunu düşünün. Yatağın kaldırma ve indirme işlevlerini kullanın.

## Hasta Yatakta Otururken Askıyı Çıkarma




Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın rahat etmesi için yatağın baş ucunu yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin.

Bacak desteklerini, bacak destek halkalarını bacak desteğinin kumaş kısmı altından dışarı çekerek çıkarın. **İpucu:** Hastanın bacakları bükülürse bu işlem daha kolay yapılır.

Askıyı yukarı doğru dikkatle çekerek çıkarın.

## Hasta Yatakta Yatarken Askıyı Çıkarma



Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın rahat etmesi için yatağın baş ucunu yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin. Baş ucunu indirin.

Bacak destek halkalarını, hastanın bacakları arasında bacak destekleri altına yerleştirin.




Askının kenarını kavrayın. Askıyı kendi altına doğru itin. Askıyı şilteye ve hastanın altına bastırın.

Hastayı dikkatlice yanına çevirin. Askıyı alttan kavrayın ve dikkatlice çıkarın.

## Yerden Kaldırma


Liko'nun mobil lifti Golvo™ ile yerden kaldırma aşağıda açıklanmıştır. Aynı teknik, Liko'nun diğer mobil ve sabit liftleriyle kaldırma için de uygundur. Kullanılan liftin Talimat kılavuzunu okuyun.



Hastayı dikkatli bir şekilde yana çevirin ve askının kenarını, alt kenarı **kuyruk sokumu ile aynı hizada olacak şekilde** hastanın altına yerleştirin. Askıyı, hasta tekrar yavaşça geri döndürüldüğünde orta arka kayışı hastanın omurgasına karşılık gelecek şekilde katlayın. Askıyı diğer taraftan dikkatli bir şekilde çekip çıkarın.

Askının hastanın altında simetrik durduğunu kontrol edin. Gerekirse pozisyonu ayarlayın. Bacak desteklerini bacakların altına yerleştirin.






Bacak desteklerini hastanın bacaklarının altında düzeltin. Askı çubuğuna önce üst kayış halkalarını, daha sonra da bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına tutturmakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastanın rahatsız olmasını önlemek için bacak desteklerini kasıktan uzak tutun. Hasta bacaklarını bükerse bu işlem daha kolay yapılır.

Hastayı yerden kaldırın. Hasta, başının direğe çok fazla yaklaşmasını önlemek için hafifçe çevrilebilir.

**⚠ Mobil lift, hastanın başı lift sistemine dayanmış şekilde kaldırma yapılırken kilitlenmelidir.**


## Yere İndirme



Yere indirirken lift tekerleklerinin kilitlenmemesi gerekir. Hasta yere temas ettiğinde baş için yer açmak üzere lift geriye doğru çekilmelidir. **İpucu:** Daha ince bir spor matına indiriliyorsa söz konusu matın lift ve hasta arasında yumuşak bir koruma görevi görmesi için lift bu matın altına itilebilir. Askı çıkarılacaksa sayfa 11'deki "Hasta Yatakta Yatarken Askının Çıkarılması" kısmına bakın.

## Uygulama Önerisi

### Farklı Oturma Pozisyonları



Soft Original HighBack Sling, **iki noktalı süspansiyonla** hafif yaşlanmış oturma duruşu ve mükemmel baş desteği ile kalça eklemine yaklaşık 90 derecelik açı sağlar.


Soft Original HighBack Sling, bir **twin bar 670** ile kombinasyon halinde bacak desteklerine göre omuzlarda daha fazla genişlik sunar ve bu durum özellikle hasta iriyse veya omuzlara yapılan basınca karşı duyarlıysa uygundur.

A. Liko **Cross-bar** ile kombinasyon halinde biraz daha yatay bir duruş ve daha geniş bir kalça eklemi açısı elde edilir.

B. **SideBars** ile kombinasyon halinde biraz daha yatay bir duruş ve bacak desteklerine göre omuzlarda daha fazla genişlik sağlanır ve bu seçim, hasta omuzlarına yapılan basınca duyarlıysa uygundur.

## Bacak Desteklerini Bağlamanın Farklı Yolları

Bir bağlantı alternatifi seçilmeden önce olası riskleri öngörmek üzere bireysel bir değerlendirme yapılmalıdır.



### Birbiri içinden geçirilmiş çapraz bacak destekleri.

Askıyı uygulamanın en yaygın yoludur. Halkalar askı çubuğuna bağlanmadan önce bir bacak destek halkası ötekinin altından geçirilir.

### Her iki uyluk altında birbiri üzerinde örtüşme.

Bu, örneğin bacakları amputé edilmiş bir hastayı kaldırırken uygun olabilir.


**İpucu:** Otururken hastanın duruşunun çok fazla yatık olmasını önlemek için Extension Loop'lar bacak destek halkalarına takılabilir.

### Her bir bacak desteği askı çubuğuna ayrı ayrı bağlanır.

Bu durum özellikle genital bölgesi hassas olan hastalar kaldırılırken uygun olabilir.

**⚠ Dışarı kayma riski artar.**

## Hasta Askıda Doğru Şekilde Oturmuyor – Neden?



**A. Dışarı kayma riski.** Kalça aşağı sarkıyor. Askı çok büyük olabilir. Ayrıca askının, hastanın sırtından yeterince aşağı çekilmemiş olmasından da kaynaklanabilir.

Kaldırmadan önce alt kenarın gerildiğini ve kumaşın bacaklar etrafını uygun şekilde çevrelediğini kontrol edin.

**B. Çok küçük bir askı,** bacak desteklerinin kasiğa baskı yaparak rahatsızlık vermesine sebep olabilir ve askı çubuğunun yeterince destek sağlayamayacak şekilde yüz ve/veya sırt bölümüne fazla yakın hale gelmesine yol açabilir.

Askının alt kenarı, kuyruk sokumu ile aynı seviyededir. Bacak destekleri bacakların altına doğru şekilde yerleştirilmiştir.


## Kısaltma Pozisyonu

Bazı durumlarda hastanın Soft Original HighBack Sling'de düzgün şekilde oturmasını sağlamak için bacak desteği halkasını kısaltmak avantaj sunabilir. Doğru uzunluğu test etmek için geçici olarak kısaltma pozisyonu kullanılabilir; ancak uzun süreli kullanım punterizlere hasar verebilir. Bacak desteği halkasını uzun süreli kullanım için kısaltmak istiyorsanız yaklaşık 10 cm kısaltacak şekilde halkaya bir düğüm atmanız önerilir. Bu durumda dış bacak desteği halkasının askı çubuğuna bağlanması gerekir.

## Aksesuarlar

Extension Loop, yeşil, 12 cm  
Extension Loop, yeşil, 22 cm  
Extension Loop, gri, 12 cm  
Extension Loop, gri, 22 cm

Ürün No. 3691102  
Ürün No. 3691103  
Ürün No. 3691302  
Ürün No. 3691303



- 2 = 12 cm  
- 3 = 22 cm

## Liko™ Soft Original HighBack Sling, Model 26'ya Genel Bakış

Ürün	Ürün No.	Boyut	Hastanın Ağırlığı <sup>1</sup>	Maks. Yük	
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Medium Slim (ince yetişkin)	30-50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Medium	40-80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Large	70-120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra Large	110-250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra Extra Large	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> Belirtilen hasta ağırlığı sadece bir rehberdir; sapmalar olabilir.

<sup>2</sup> Maksimum yükü korumak üzere aynı yük veya daha fazla yük için kullanılması amaçlanan lift/aksesuarlar gereklidir.

### Malzeme

Soft Original HighBack Sling polyesterden yapılmıştır

### Önerilen Kombinasyonlar

Liko Soft Original HighBack Sling ve Liko'nun askı çubuklarının önerilen kombinasyonları:	Mini 220	Sling bar 350 <sup>3</sup>	Standard 450	Sling bar 450 <sup>1</sup>	Sling bar 600 <sup>4</sup>	Twin bar 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

<sup>1</sup> Sling bar 450; Universal SlingBar 450 Ürün No. 3156075, 3156085 ve 3156095'in yanı sıra SlingGuard 450 Ürün No. 3308020 ve 3308520 ile de ilişkilidir.

<sup>2</sup> Twin bar 670; Universal TwinBar 670 Ürün No 3156077 ve 3156087'nin yanı sıra SlingGuard 670 Twin Ürün No. 3308040 ve 3308540 ile de ilişkilidir.

<sup>3</sup> Sling bar 350; Universal SlingBar 350 Ürün No. 3156074, 3156084 ve 3156094 ile ilişkilidir.

<sup>4</sup> Sling bar 600; Universal SlingBar 600 Ürün No. 3156076 ve 3156086 ile ilişkilidir.

**Açıklama:** 1 = Önerilir, 2 = Uygun olabilir, 3 = Önerilmez, 4 = Uygun değil

### Diğer Kombinasyonlar

Liko tarafından önerilen aksesuar/ürün kombinasyonları dışındaki kombinasyonlar, hasta güvenliği açısından risk oluşturabilir.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, İsveç  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom